



## Avviso di sicurezza urgente Kit FMI per ingranaggi

GMM, nell'ambito di una revisione atta a verificare la durata ed affidabilità dei propri prodotti, ha deciso di intraprendere un'azione migliorativa di alcuni componenti.

Prodotti coinvolti: tavoli dalla matricola 010/313 (Matricola di sistema 01/135) fino alla matricola 33130 (Matricola di sistema 00819) esclusa, in accordo ai seguenti nomi:

<i>Name</i>	<i>Brand</i>
Clisis (Vers. 90-90)	Mecall
Clisis access (Vers. 90-90)	Mecall
Clisis exel(Vers. 90-90)	Mecall
Clisis (Vers. 90-90)exel DRF	Mecall
Clisis DRF (Vers. 90-90)	Mecall
Clisis access DRF (Vers. 90-90)	Mecall
OPERA SOUND (vers. 90-90)	GMM
OPERA SOUND DRF (vers. 90-90)	GMM
Clisis Verso (vers. 90-90)	Mecall
Nikaia classic (vers. 90-90)	Primax International
Nikaia access (vers. 90-90)	Primax International
Nikaia exel (vers. 90-90)	Primax International
Nikaia access DRF (vers. 90-90)	Primax International
Nikaia exel DRF (vers. 90-90)	Primax International
Connexity	General Electric

### Descrizione:

Un ingranaggio nella trasmissione del ribaltamento del tavolo radiocomandato potrebbe presentare una riduzione dell'affidabilità nel tempo, causata per esempio, dalla collisione nella fase di ribaltamento, un uso improprio del dispositivo o il carico di un peso eccessivo, da manutenzioni preventive non effettuate o effettuate in modo parziale e/o scorretto o da un uso particolare e da considerarsi straordinariamente intenso.

### Azione correttiva:

E' stato creato il cod. 81744 – kit di ingranaggi – allo scopo di essere implementato su tutta la base installata.

Il kit contiene tutte le parti e le istruzioni necessarie per sostituire i componenti.

### Attenzione!

**Le istruzioni devono essere compilate completamente e restituite al fabbricante, tramite mail o fax:**

**GENERAL MEDICAL MERATE S.P.A.**

**email a [luca.bianchessi@gmmspa.com](mailto:luca.bianchessi@gmmspa.com) e [service@gmmspa.com](mailto:service@gmmspa.com)**

**oppure fax al numero +39 035 29 77 87**

General Medical Merate S.p.A.

Stabilimento Sede Legale ed Amministrativa:

Via Partigiani, 25 - 24068 SERIATE - BG - ITALIA - Tel. +39 035 4525311 - Fax +39 035 299537/297787

Stabilimento: viale Unità d'Italia, 40 - 70020 CASSANO DELLE MURGE (BA) - Tel. +39 080 775340 - fax +39 080 764306

Ufficio: via Tiraboschi, 7B/11 - 00141 ROMA - telefono +39 06 8274437 - fax +39 06 8274455

Partita I.V.A., Cod. Fiscale e Registro Imprese di BG n° 00225500164

Mincomes N. BG 12002139 - Capitale Sociale € 4.850.883,00

C.C.I.A.A. R.E.A. Bergamo 138291 - C.C. Postale 15218241 - RAEE: IT0802000000663 - Registro Pile: BG-000016

[www.gmmspa.com](http://www.gmmspa.com) - [info@gmmspa.com](mailto:info@gmmspa.com) - Posta Certificata: [rosangela.zenoni@pec.gmmspa.com](mailto:rosangela.zenoni@pec.gmmspa.com)



Cert. N.  
9120.GNMI



Cert. N.  
9124.GNMI2

Evidenziamo che, ad oggi, non è stato segnalato alcun evento che abbia provocato un danno a cose o lesioni a persone riconducibili a quanto descritto nella presente lettera.

Ciò nonostante, le azioni descritte devono essere intraprese per mitigare un potenziale rischio che potrebbe ridurre la sicurezza del dispositivo nel futuro.

Per tale motivo, il kit fornito, dovrà essere implementato in occasione della prima manutenzione ordinaria/straordinaria e, in ogni caso, entro 6 mesi dalla ricezione della presente comunicazione, iniziando progressivamente dai dispositivi consegnati/installati per primi.

GMM declina ogni responsabilità in caso di mancata applicazione delle misure nel periodo di tempo indicato come sottolineato nella presente comunicazione.

Il servizio di assistenza tecnica di GMM è disponibile per ogni ulteriore richiesta di informazione e/o supporto.

[service@gmmspa.com](mailto:service@gmmspa.com)

## General Medical Merate S.p.A.

Stabilimento Sede Legale ed Amministrativa:

Via Partigiani, 25 - 24068 SERIATE - BG - ITALIA - Tel. +39 035 4525311 - Fax +39 035 299537/297787

Stabilimento: viale Unità d'Italia, 40 - 70020 CASSANO DELLE MURGE (BA) - Tel. +39 080 775340 - fax +39 080 764306

Ufficio: via Tiraboschi, 7B/11 - 00141 ROMA - telefono +39 06 8274437 - fax +39 06 8274455

Partita I.V.A., Cod. Fiscale e Registro Imprese di BG n° 00225500164

Mincomes N. BG 12002139 - Capitale Sociale € 4.850.883,00

C.C.I.A.A. R.E.A. Bergamo 138291 - C.C. Postale 15218241 - RAEE: IT08020000000663 - Registro Pile: BG-000016

[www.gmmspa.com](http://www.gmmspa.com) - [info@gmmspa.com](mailto:info@gmmspa.com) - Posta Certificata: [rosangela.zenoni@pec.gmmspa.com](mailto:rosangela.zenoni@pec.gmmspa.com)



Cert. N.  
9120.GNM1



Cert. N.  
9124.GNM2