# Follow-up Urgent Field Safety Notice

ACHC24-01.B.OUS

## Atellica CH Analyzer Atellica CI Analyzer

Titre

Résolution du potentiel de biais négatif rencontré avec le réactif Atellica CH Immunoglobulin M\_2 (IgM\_2)

#### Date de publication

DEC-2024

#### Description du problème

En décembre 2023, Siemens Healthineers a publié un avis urgent de sécurité ACHC24-01.A.OUS avertissant de l'existence d'un potentiel de biais négatif avec le contrôle qualité (CQ) et les résultats d'échantillons patients en cas d'utilisation du réactif Atellica CH Immunoglobulin M\_2 (IgM\_2). Les clients avaient alors été priés d'analyser par lot les échantillons traités avec le réactif Atellica CH IgM 2.

Siemens est ravi de vous informer que la cause sous-jacente de l'instabilité du réactif a été identifiée et que le système de contrôle de fabrication a été mis à jour afin de garantir l'absence d'impact sur les futurs lots. Ce problème a été résolu et à partir du lot 242315, la réalisation par lot d'analyses d'échantillons traités avec le réactif Atellica CH IgM\_2 ne sera plus nécessaire. Veuillez consulter le paragraphe intitulé « Actions à mener par la clientèle » ci-après.

#### **Produits**

Essai	Code du test	Numéro matériel Siemens / Identifiant unique du dispositif	Numéro de lot
Immunoglobulin M_2	lgM_2	11097620/00630414595627	242315 et supérieur

# Actions à mener par la clientèle

- Veuillez passer le présent avis en revue avec la Direction médicale de votre établissement.
- Si votre laboratoire utilise des réactifs d'un lot antérieur au lot 242315, vous devez continuer à suivre les instructions stipulées dans l'avis ACHC24-01.A.OUS.
- Si votre laboratoire utilise des réactifs du lot 242315 ou supérieur, veuillez arrêter de suivre les instructions stipulées dans l'avis ACHC24-01.A.OUS.
- Complétez et retournez le formulaire de contrôle d'efficacité de la correction sur site cijoint sous 30 jours.
- Veuillez conserver le présent avis dans vos archives et le transmettre à ceux susceptibles d'avoir reçu le présent produit.

Nous vous prions d'excuser les éventuels désagréments susceptibles d'avoir été causés par cette situation. Pour toute question complémentaire, veuillez consulter votre centre de services à la clientèle Siemens Healthineers ou votre représentant du service d'assistance technique Siemens Healthineers.

Toutes les marques déposées sont la propriété de leur détenteur respectif.

Siemens Healthineers

Siemens Healthcare Diagnostics Inc. 511 Benedict Avenue Tarrytown, NY 10591 siemens-healthineers.com



### SHS-SUI-QT-FO

### Confirmation Reçu Référence du Produit



Veuillez renv	oyer le formulaire signé <u>dans les 7 jours</u> à:			
Courriel: qt.ch@siemens-healthineers.com				
Par courrier:	Siemens Healthineers International AG Zweignied Quality, Freilagerstrasse 40, CH-8047 Zürich	lerlassung Zürich,		
1 FSCA A	CHC 24-01 Follow Up de 19.12.2024			
Produit(s):				
Numéro d' é	quipement:			
1 Détails	du client			
Institution /	Hôpital / Entreprise:			
Rue & No.:				
Code postal,	ville:			
Contact:				
2 Confir	mation du client			
_	nature, vous confirmez avoir reçu l'avis de séc une communication efficace et compréhensik	urité du produit susmentionnée (Information client) ble.		
_	s pas concerné(e) par cette mesure, veuillez ju			
	s stocks de réactifs Atellica CH IgM_2 antérieu ocks avant de répondre.	rs au lot 242315 dans votre laboratoire ? Veuillez ☐ Oui ☐ Non		
Si la réponse ci-dessus est oui, avez-vous besoin d'un crédit de réactifs ?				
Le personnel du site concerné a-t-il été prévenu ?				
Une copie de	la lettre a-t-elle été conservée et affichée ave	c l'étiquetage actuel du produit ?		
Produit		Produit de remplacement		
Atellica CH Ig	gM_2 / 11097620			
Nom & Titre		Date & Signature		

Modèle: SUI-ADVER-002-FR-2.2 Effective: 02-Jui-2022