

Dräger Schweiz AG, CH-3097 Liebefeld

**An die Kunden und Anwender der  
beheizten Dräger Atemschlauchsysteme**

(Betroffene Kunden wurden von Dräger direkt angeschrieben)

Datum

15.05.2020

Unser Zeichen

TSB258 - PR96296

Tel.

+41 58 748 74 74

Fax

+41 58 748 74 01

E-Mail

quality.ch@draeger.com

**Wichtiger Sicherheitshinweis!!!**

**Kombination von VentStar Helix Heated Atemschlauchsystem mit Anfeuchtern**

Betroffen sind nur beheizte Dräger Atemschlauchsysteme.

Sehr geehrte Damen und Herren

Im Rahmen unserer weltweiten Produktbeobachtung ist Dräger ein Vorfall bekannt geworden, in dem ein VentStar Helix Heated Atemschlauchsystem zusammen mit einem Fisher & Paykel MR810 Anfeuchter betrieben wurde. Die Kombination dieser beiden Produkte ist nicht zugelassen. Der verwendete Anfeuchter hat eine bisher ungeklärte Beschädigung am Heizdraht des VentStar Helix Heated nicht erkannt. Als Folge kam es zu einer Entzündung des Atemgases und der betroffene Patient erlitt Verbrennungen.

**Werden beheizte Dräger Atemschlauchsysteme mit anderen, als dem in unserer Gebrauchsanweisung genannten Anfeuchter Fisher & Paykel MR850 betrieben, so können im Fehlerfall Patienten und/oder Anwender verletzt werden.**

Der Anfeuchter Fisher & Paykel MR850 verfügt über Kontrollfunktionen, die im oben beschriebenen Fehlerfall die Stromzufuhr unterbrochen und ein Alarm erzeugt hätten.

**Stellen Sie sicher, dass Sie alle beheizten Dräger Atemschlauchsysteme nur in Verbindung mit dem in der Gebrauchsanweisung benannten Anfeuchter Fisher & Paykel MR850 betreiben.**

Seite 2 / 2

Bitte informieren Sie alle potentiellen Anwender in Ihrer Einrichtung und bestätigen Sie uns dies mit Hilfe des angehängten Formulars „Kundenrückmeldung“.

Wir bedauern die Unannehmlichkeiten, die Ihnen im Rahmen dieser Information entstehen, halten diese jedoch als eine präventive Massnahme zur Erhöhung der Patienten- und Anwendersicherheit für erforderlich.

Besten Dank im Voraus für Ihre Unterstützung und für detailliertere Auskünfte stehen wir Ihnen sehr gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse  
Dräger Schweiz AG



Jürg Kaltenrieder  
Head of Service, Quality & RA



Claudia Tschannen  
Country Quality Manager

Anhang:  
Formular Kundenrückmeldung  
Materialnummernliste

## Anlage Materialnummernliste:

Beatmungssysteme:

Material:	Material Name:
MP02606	VentStar Helix dual beheizt
MP02607	VentStar Helix beheizt
MP00309	VentStar beheizt (N) basic
MP00343	ID Schlauchsys. beheizt (N)
MP00308	VentStar heated (N)
MP02590	VentStar humidifier chamber (N)
MP02608	VentStar helix heated (N) Plus
MP02609	VentStar helix heated (N)
MP02620	VentStar helix dual heated (N)
MP02650	VentStar helix dual heated (N) plus

Set2go:

Material:	Material Name:
MP07929	Set2go Ventilation 50 (A)
MP07930	Set2go Ventilation 51 (A)
MP07934	Set2go Ventilation 47 (A)
MP07941	Set2go Ventilation 41 (A)
MP07949	Set2go Ventilation 21 (A)
MP07957	Set2go Ventilation 6 (A)
MP07982	Set2go Ventilation 28 (A)
MP07983	Set2go Ventilation 20 (A)
MP07985	Set2go Ventilation 23 (A)
MP07908	Set2go Ventilation 68 (A)
MP07935	Set2go Ventilation 52 (A)
MP07986	Set2go Ventilation 24 (A)
MP07995	Set2go Ventilation 34 (A)
MP07977	Set2go Ventilation 16 (A)
MP07980	Set2go Ventilation 19 (A)
MP07993	Set2go Ventilation 32 (A)
4810146	Set2go Hamilton
4810144	Set2go V300

## Kundenrückmeldung TSB258 - PR96296

**Betrifft: VentStar Helix Heated Atemschlauchsystem**

Kundenanschrift

.....  
.....  
.....  
.....

Bitte vervollständigen:

**Hiermit bestätigen wir den Erhalt des wichtigen Sicherheitshinweises bezüglich der Kombination von VentStar Helix heated Atemschlauchsysteme mit Anfeuchtern. Alle Anwender wurden über den Inhalt des Hinweises in Kenntnis gesetzt.**

Name (in Blockschrift):

Titel / Position:

Unterschrift:

Datum:

.....  
.....  
.....  
.....

Bitte senden Sie das Antwortformular an [quality.ch@draeger.com](mailto:quality.ch@draeger.com) oder per Post an untenstehende Adresse. Besten Dank!

Dräger Schweiz AG  
Qualitätsmanagement  
Waldeggstrasse 30  
3097 Liebefeld