

Siemens Healthcare GmbH, HC DI XP F&U PRM, Siemensstr. 3, Healthcare Building 1,
91301 Forchheim

À l'attention de tous les utilisateurs des systèmes
SIEMENS AXIOM Luminos TF, AXIOM Iconos R100,
AXIOM Iconos R200, AXIOM Luminos Agile, Luminos
Agile Max, AXIOM Luminos dRF, Luminos dRF Max et
LUMINOS Lotus Max

Date Novembre, 2022

Avis de sécurité

Objet : Risque de détachement de la banquette de la table d'examen

Chère cliente, cher client,

Cette lettre vous est envoyée afin de vous informer d'une mesure préventive qui sera prise pour éviter toute blessure du patient suite au détachement de la banquette de la table d'examen pendant l'examen.

Quand le danger pourrait-il se présenter et quels sont les risques ?

Lorsque la banquette n'est pas fixée et verrouillée correctement à la table d'examen, elle risque de se détacher. Le patient peut alors glisser de la table et se blesser.

Quelles sont les mesures à prendre par l'utilisateur pour éviter le risque lié à ce problème ?

- Avant d'autoriser un patient à s'installer en position debout ou assise sur la banquette, l'utilisateur doit s'assurer systématiquement que celle-ci est bien verrouillée.
- Les deux barres vertes doivent être visibles de part et d'autre de la banquette.
- La banquette doit uniquement être fixée ou retirée lorsque la table d'examen est à l'horizontale.

Pour fixer la banquette, observez les instructions fournies dans le Supplément au manuel d'utilisation de votre système.

Siemens Healthcare GmbH
Management: Bernhard Montag, President and Chief Executive Officer;
Darleen Caron, Jochen Schmitz, Christoph Zindel

Siemensstr. 3
91301 Forchheim
Allemagne

Tél. : +49 (9191) 180
siemens.com/healthcare

Chairman of the Supervisory Board: Ralf P. Thomas
Registered office: Munich, Germany; Commercial Registry: Munich, HRB 213821
WEEE-Reg.-No. DE 64872105

Comment sera finalement résolu le problème et comment sera implémentée l'action corrective ?

Le présent avis de sécurité est distribué à tous les clients concernés en même temps qu'un supplément au manuel d'utilisation. Ce supplément explique en détail et à l'aide d'illustrations la méthode de fixation sûre de banquette pour une meilleure manipulation de la banquette.

Assurez-vous que toutes les personnes travaillant sur ce système sont informées du contenu de ce courrier et du supplément au manuel d'utilisation.

Nous vous remercions de votre compréhension et de votre coopération quant à la mise en pratique du présent avis de sécurité et vous invitons à le transmettre immédiatement à votre personnel. Veillez à ce que le présent avis de sécurité et le supplément au manuel d'utilisation soient classés avec les instructions d'utilisation du système.

Si vous avez vendu ce dispositif / équipement et qu'il n'est plus en votre possession, nous vous invitons à transmettre le présent avis de sécurité à son nouveau propriétaire. Merci également de nous communiquer les coordonnées de ce dernier.

Veillez agréer, chère cliente, cher client, nos respectueuses salutations.

Siemens Healthcare GmbH