

URGENT – ACTION CORRECTIVE DE SÉCURITÉ



Date de diffusion de la lettre

GE HealthCare Réf. # 32093

À l'attention de : Directeur de l'ingénierie biomédicale
Directeur de néonatalogie/Responsable des accouchements/Gestionnaire des soins infirmiers
Gestionnaire des risques/Administrateur d'hôpital

OBJET : Panneaux et hublots de Couveuse Lullaby, Care Plus, Care Plus® Modèles 1000, 2000, 3000 et 4000, Couveuse Lullaby, Couveuse Lullaby TR et Couveuse Lullaby XP non correctement verrouillés - Risque de chute du patient.

Problème de sécurité GE HealthCare a pris connaissance du fait que le panneau latéral des couveuses Care Plus, Care Plus® Modèles 1000, 2000, 3000 et 4000, de la couveuse Lullaby, des couveuses Lullaby TR et Lullaby XP peut être vertical et sembler fermé mais n'est pas verrouillé si l'indicateur rouge est visible. Les hublots aussi peuvent sembler fermés alors qu'ils ne sont pas verrouillés lorsqu'ils sont obstrués, par exemple par des housses de capot. Si un patient heurte le panneau latéral ou le hublot qui n'est pas verrouillé, le panneau peut se désolidariser, tomber et s'ouvrir, et le patient n'est alors plus protégé contre les risques de chute.

Mesures à prendre par le client/l'utilisateur Ces dispositifs (Couveuse Care Plus, Care Plus® Modèles 1000, 2000, 3000 et 4000, Couveuse Lullaby, Couveuse Lullaby TR et Couveuse Lullaby XP) ont atteint leur fin de support Garanti. Veuillez consulter les lettres Fin de commercialisation et de support garanti ci-jointes qui ont été distribuées précédemment. GE HealthCare recommande aux clients de remplacer, si possible, ces appareils.

Les clients qui souhaitent poursuivre l'utilisation de ces appareils doivent s'assurer que :

- À chaque fermeture du panneau latéral, les verrous sont fermés de manière sûre.
- À chaque fois que les portes des hublots sont fermées, le verrouillage des hublots est vérifié manuellement pour s'assurer que les verrous des portes des hublots sont bien enclenchés.
- À chaque fois que le panneau latéral ou le hublot est fermé, une traction est exercée sur la porte du hublot pour s'assurer qu'elle est verrouillée.

Ces dispositifs sont destinés à être utilisés par des professionnels de santé. Si une personne qui n'est pas un professionnel de la santé entre en contact avec le dispositif, veuillez vérifier les verrous après ce contact afin de vous assurer que les panneaux et les hublots sont bien fermés.

Assurez-vous que tous les utilisateurs potentiels de votre établissement ont pris connaissance de cet avis de sécurité et des actions recommandées.

Veuillez conserver ce document dans vos archives.

Remplissez et renvoyez le formulaire de réponse ci-joint à l'adresse suivante :
MIC.FMI32093@ge.com

Détails des produits concernés

Toutes les couveuses Care Plus, Care Plus® Modèles 1000, 2000, 3000 et 4000, la couveuse Lullaby, les couveuses Lullaby TR et Lullaby XP

Tous les kits de pièces de capot Care Plus, Care Plus® : Réf. 6600-0047-851, Réf. 6600-0033-850, Réf. 6600-0081-850, Réf. 6600-0961-500, Réf. 6600-0083-850

Tous les kits de pièces de capot Care Plus, Care Plus® : Réf. 6600-0082-850, Réf. 6600-0504-800, Réf. 6600-0148-800, Réf. 6600-0970-500

Tous les kits de pièces de capot de couveuse Lullaby :

Réf. M1169566, Réf. M1160659, Réf. M1206259, Réf. M1206260, Réf. M1166836, Réf. M1166814

Tous les kits de pièces de porte de capot de couveuse Lullaby : Réf. M1169767,

Réf. M1160674, Réf. M1187512, Réf. M1206646, Réf. M1166822

***REMARQUE :** Ces produits ont été expédiés avant la mise en œuvre du système UDI et ne comportent pas de numéro GTIN (Global Trade Item Number)

*Les couveuses Lullaby, Lullaby TR et Lullaby XP ne sont pas commercialisées aux États-Unis.

Utilisation prévue :

Les couveuses offrent un environnement thermique régulé aux nouveau-nés incapables d'assurer leur propre thermorégulation. Elles peuvent également être utilisées pendant de courtes périodes pour faciliter la transition du nouveau-né de l'utérus à l'environnement extérieur. Les couveuses disposent d'alarmes pour alerter les cliniciens lorsque certaines conditions du patient ou de l'équipement se produisent, comme un dysfonctionnement ou un écart excessif de la température du patient par rapport à la valeur définie.

Les couveuses peuvent intégrer d'autres fonctionnalités, telles que l'humidification de l'environnement du nourrisson, l'inclinaison du lit, l'alimentation en oxygène et la transmission de données vers des moniteurs distants ou des systèmes d'appel infirmier.

Correction des produits

GE HealthCare fournira un addendum au manuel d'utilisation, une étiquette pour le dispositif dans un prochain courrier sans aucuns frais pour vous.

Coordonnées

Pour toute question ou préoccupation concernant cet avis de sécurité, veuillez contacter le service de maintenance de GE HealthCare ou votre représentant local.

Anandic Medical Systems AG

T: +41(0)848 800 950

F: +41 (0)52 646 03 03

E: FMI@anandic.com

GE HealthCare confirme que les autorités réglementaires concernées ont été informées de cet avis de sécurité.

Soyez assurés que le maintien d'un niveau de sécurité et de qualité élevé est notre priorité absolue. Si vous avez des questions, veuillez nous contacter en utilisant les informations de contact ci-dessus.

Cordialement,



Laila Gurney
Chief Quality & Regulatory Officer
GE HealthCare



Scott Kelley
Chief Medical & Safety Officer
GE HealthCare

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE L'AVIS DE CORRECTION D'UN DISPOSITIF MÉDICAL – RÉPONSE REQUISE

Veillez remplir ce formulaire et le retourner à Anandic le plus tôt possible après réception, et ce dans un délai de 30 jours. Ce formulaire confirme que vous avez bien reçu et compris l'avis de correction du dispositif médical. GE HealthCare a besoin de ce formulaire complété pour traiter l'envoi d'un addendum au manuel d'utilisation et d'une étiquette. L'addendum au manuel d'utilisation et l'étiquette seront fournis gratuitement.

*Nom du client/destinataire :

Adresse :

Ville/État (province)/Code postal/Pays :

*Adresse e-mail du client :

*Numéro de téléphone du client :

Il est important que nous ayons la confirmation que nos clients ont reçu cet avis de correction. Cette étape doit être effectuée avant que le processus d'expédition des étiquettes et de l'addendum puisse commencer.

Veillez cocher **une** des cases suivantes, saisir les informations demandées et nous renvoyer ce formulaire par l'un des moyens ci-dessous :

- Nous accusons réception et compréhension de l'avis de correction des dispositifs médicaux et avons identifié que nous n'avons **aucune** des couveuses Care Plus et Lullaby et/ou Unité de remplacement sur site (FRU) concernées.

OU

- Nous accusons réception et compréhension de l'avis de correction des dispositifs médicaux et avons identifié que nous **avons effectivement** des couveuses Care Plus et Lullaby et/ou Unité de remplacement sur site (FRU) concernées.

Si vous possédez des couveuses Care Plus et Lullaby et/ou des unités de remplacement sur site concernées, indiquez chaque numéro de série et numéro de référence de l'unité de remplacement sur site individuellement dans le tableau ci-dessous. Si vous avez besoin d'espace supplémentaire pour inclure les numéros de série ou les numéros de référence, veuillez copier cette page et fournir autant de pages que nécessaire pour inclure tous les appareils.

N° de série de couveuses Care Plus et Lullaby	N° de réf. des unités de remplacement sur site

Veillez indiquer le nom du responsable qui a rempli ce formulaire.

Signature : _____

*Nom en majuscules : _____

*Poste : _____

*Date (JJ/MM/AAAA) : _____

*Indique les champs obligatoires

Veillez retourner le formulaire rempli en numérisant ou en prenant une photo du formulaire rempli et en l'envoyant par e-mail à : MIC.FMI32093@ge.com





GE Healthcare Maternal-Infant Care

Rajaraman Narayanaswamy
Global Product Manager

122 EPIP,
Whitefield Road,
Bangalore 560066,
INDIA

Raj.Narayanaswamy@ge.com

Le 21 octobre 2019

Objet : Avis de fin de commercialisation et de SAV pour les couveuses de la gamme Care

Plus Cher client :

Cette lettre a pour but de vous informer que GE Healthcare mettra définitivement fin à l'entretien, aux contrats d'entretien et à la fourniture de pièces détachées pour notre gamme de couveuses Care Plus à compter du 31 mars 2020.

GE Healthcare a arrêté la production des couveuses Care Plus en mars 2015 (les ventes ont été interrompues pour tous les pays exigeant le marquage CE en mars 2014). À mesure que la technologie de nos produits évolue au fil du temps, nous évaluons continuellement notre capacité à fournir les niveaux de service de haute qualité et dans les délais que vous attendez de GE Healthcare. Dans le cas de cette série de couveuses de la gamme Care Plus, introduite pour la première fois en 1998, il n'est plus possible d'acquérir la technologie et/ou les pièces nécessaires à la maintenance de ces produits.

D'ici le 31 mars 2020, nous continuerons à déployer des efforts commercialement raisonnables pour prendre en charge ces appareils tant que les pièces resteront disponibles. Toutes les pièces de rechange que nous aurons en stock après cette date continueront d'être mises à la disposition de nos clients Care Plus jusqu'à épuisement des stocks. Vous pouvez contacter votre centre de SAV local pour vous renseigner sur la disponibilité des pièces.

GE Healthcare s'engage à fournir des produits et services de haute qualité qui aident les cliniciens à prodiguer des soins de meilleure qualité et plus sûrs. La gamme de produits GE Healthcare comprend la Giraffe® Incubator Carestation. La Giraffe Incubator Carestation est un micro-environnement fermé de soins intensifs néonataux développé selon une philosophie de participation approfondie des utilisateurs pour définir au mieux des fonctionnalités qui répondent aux besoins des cliniciens, des patients et des familles. Plusieurs fonctionnalités offrent un environnement adapté au développement du nourrisson, tout en réduisant le stress de la famille et en simplifiant les procédures pour le clinicien. La couveuse Giraffe peut également être utilisée avec le Shuttle Giraffe. Le Shuttle Giraffe convertit tous les lits Giraffe en une solution de transport intra-hospitalier, éliminant ainsi le besoin de transferts de lit dans les transports intra-hospitaliers et fournit une source d'alimentation mobile pendant 45 minutes maximum qui permet le transport du patient entre les zones de soins du bâtiment hospitalier.

Merci pour votre confiance en nos produits et solutions. Nous sommes impatients de poursuivre notre relation avec vous et de répondre à vos futurs besoins en matière d'équipement et de service. Merci d'être un client précieux.

Cordialement,

Rajaraman Narayanaswamy
Global Product Manager
GE Healthcare, Maternal-Infant Care

GE Healthcare

Aravind
Sadaippan Global
Product Manager
GE Healthcare
122, EPIP,
Whitefield
Road, Bangalore
560066, India
Email:
Aravind.sadaippan@ge.
com Mobile: +91 96320
11799
Telephone: +91 80 4088 7366

Objet : Avis de fin de service pour Couveuse Lullaby, Couveuse Lullaby XP et Couveuse Lullaby TR

Cher client GE Healthcare,

Cette lettre a pour but de vous informer que GE Healthcare interrompra complètement le service, les contrats de service et le support en matière de pièces pour nos **couveuses Lullaby, Lullaby XP et Lullaby TR** à compter du 1^{er} octobre 2019. Nous savons qu'il est important que vous soyez informés à l'avance des modifications de produits affectant votre équipement vieillissant. À mesure que la technologie de nos produits évolue au fil du temps, nous renforçons continuellement notre capacité à fournir les niveaux de service de haute qualité et dans les délais que vous attendez de GE Healthcare. En ce qui concerne les systèmes des **couveuses Lullaby, Lullaby XP et Lullaby TR**, il n'est plus possible d'acquérir la technologie et/ou les pièces nécessaires à la maintenance de ces produits. Les numéros de modèles concernés sont indiqués ci-dessous.

Nos dossiers indiquent que vous possédez un ou plusieurs de ces modèles. Après le 1^{er} octobre 2019, nous ne pourrons plus rédiger ou renouveler de contrats de service pour ces produits. Ce changement n'a aucun impact sur les contrats de service en cours pour les produits dont la date d'expiration est antérieure à cette date. Si d'autres produits figurent sur ces contrats de service existants, ces contrats de service ne seront pas autrement modifiés, sauf pour ajuster le statut de ces produits.

Jusqu'au 1^{er} octobre 2019, nous continuerons à déployer des efforts commercialement raisonnables pour prendre en charge ces appareils tant que des pièces resteront disponibles. Pour les pièces de rechange et l'assistance pendant cette période, veuillez contacter votre centre de service GE Healthcare local.

Merci pour votre confiance en nos produits et solutions. Nous sommes impatients de poursuivre notre relation avec vous et de répondre à vos futurs besoins en matière d'équipement et de service. Merci d'être un client précieux.

Cordialement,
Aravind Sadaippan
Global Product Manager

Liste des pièces concernées pour la couveuse Lullaby :

N° de réf. GE	Description	N° de réf. AMS
Unité principale		
M1151042	Couveuse Lullaby comprenant : auvent avec grande porte pliable, six hublots et six ports IV, module de contrôle (avec affichage numérique de l'humidité relative), matelas standard, plateau de matelas coulissant, plateau à rayons X, système de contrôle passif de l'humidité, mécanisme d'inclinaison, air rideau, sonde de température de l'air (avec double capteur d'air et capteur d'humidité), sonde de température cutanée (réutilisable), filtre à air, filtre à oxygène, réservoir d'eau avec indicateur de niveau d'eau, rail latéral de protection pour Lullaby Incubator, manuel d'entretien pour Lullaby Incubator	0201-000-000
Base		
M1151126	Support pour armoire roulante Lullaby Incubator, 4 roues - deux avec freins	0201-001-035
Tension		
M1151130	Configuration de tension - Couveuse Lullaby - 230 ± 10 % V 50/60 Hz	0201-001-135
M1155509	Configuration de tension - Couveuse Lullaby TR - 110 ± 10 % V 50/60 Hz	0201-001-171
Cordon d'alimentation		
M1151201	Cordon d'alimentation Lullaby CE	0201-001-136
M1151202	Cordon d'alimentation Lullaby Italie	0201-001-137
M1151203	Cordon d'alimentation Lullaby Amérique du Nord	0201-001-138
M1151204	Cordon d'alimentation Lullaby UK	0201-001-139
M1155488	Cordon d'alimentation Lullaby Argentine	0201-001-173
M1155489	Cordon d'alimentation Lullaby Inde	0201-001-174
M1155490	Cordon d'alimentation Lullaby CCC	0201-001-175
Littérature		
M1151106	Configuration de langue (manuel de l'opérateur et étiquettes) - Lullaby Inc - Anglais	0201-001-140
M1151107	Configuration de langue (manuel de l'opérateur et étiquettes) - Lullaby Inc - Bulgare	0201-001-141
M1151108	Configuration de langue (manuel de l'opérateur et étiquettes) - Lullaby Inc - Tchèque	0201-001-142
M1151109	Configuration de langue (manuel de l'opérateur et étiquettes) - Lullaby Inc - Français	0201-001-143
M1151110	Configuration de langue (manuel de l'opérateur et étiquettes) - Lullaby Inc - Grec	0201-001-144
M1151111	Configuration de langue (manuel de l'opérateur et étiquettes) - Lullaby Inc - Italien	0201-001-145
M1151112	Configuration de langue (manuel de l'opérateur et étiquettes) - Lullaby Inc - Polonais	0201-001-146
M1151113	Configuration de langue (manuel de l'opérateur et étiquettes) - Lullaby Inc - Portugais (Europe)	0201-001-147
M1151114	Configuration de langue (manuel de l'opérateur et étiquettes) - Lullaby Inc - Roumain	0201-001-148
M1151115	Configuration de langue (manuel de l'opérateur et étiquettes) - Lullaby Inc - Russe	0201-001-149
M1151116	Configuration de langue (manuel de l'opérateur et étiquettes) - Lullaby Inc - Espagnol	0201-001-150
M1151117	Configuration de langue (manuel de l'opérateur et étiquettes) - Lullaby Inc - Turc	0201-001-151

Options		
M1151121	Double paroi pour couveuse Lullaby	0201-001-088
M1151122	Espaces de rangement gauche et droit pour couveuse Lullaby	0201-001-110+0201-001-111
M1151209	Balance intégrée	0201-001-087
Accessoires		
M1151125	Colonne pour couveuse Lullaby et XP	0075-001-024
M1155492	Manuel d'entretien - Couveuse Lullaby	0201-001-177

Parties concernées pour la couveuse Lullaby XP

N° de réf. GE	Description	N° de réf. AMS
Unité principale		
M1151135	Couveuse Lullaby XP comprenant : baldaquin avec grande porte pliable, six hublots et huit ports IV, module de commande (avec affichage numérique de l'humidité relative), grand matelas, plateau de matelas coulissant, plateau à rayons X, double paroi pour couveuse Lullaby XP, système de contrôle passif de l'humidité, mécanisme d'inclinaison, rideau d'air, sonde de température cutanée (réutilisable), sonde de température de l'air (avec double capteur d'air et capteur d'humidité), filtre à air, filtre à oxygène, réservoir d'eau avec indicateur de niveau d'eau, rail de protection latéral pour couveuse Lullaby XP, manuel d'entretien pour couveuse Lullaby XP	0202-000-000
Base		
M1151136	Support d'armoire roulant, 4 roues dont deux avec freins	0202-001-064
Tension		
M1155510	Tension pour couveuse Lullaby XP - 230 ± 10 % V 50/60 Hz	0202-001-127
M1155511	Configuration de tension pour couveuse Lullaby XP - 110 ± 10 % V 50/60 Hz	0202-001-157
Cordon d'alimentation		
M1151201	Cordon d'alimentation Lullaby CE	0201-001-136
M1151202	Cordon d'alimentation Lullaby Italie	0201-001-137
M1151203	Cordon d'alimentation Lullaby Amérique du Nord	0201-001-138
M1151204	Cordon d'alimentation Lullaby UK	0201-001-139
M1155488	Cordon d'alimentation Lullaby Argentine	0201-001-173
M1155489	Cordon d'alimentation Lullaby Inde	0201-001-174
M1155490	Cordon d'alimentation Lullaby CCC	0201-001-175
Littérature		
M1151142	Configuration de langue (manuel de l'opérateur et étiquettes) - XP - Anglais	0202-001-132
M1151143	Configuration de langue (manuel de l'opérateur et étiquettes) - XP - Bulgare	0202-001-133
M1151144	Configuration de langue (manuel de l'opérateur et étiquettes) - XP - Tchèque	0202-001-134
M1151146	Configuration de langue (manuel de l'opérateur & étiquettes) - XP - Français	0202-001-135
M1151147	Configuration de langue (manuel de l'opérateur et étiquettes) - XP - Grec	0202-001-136
M1151148	Configuration de langue (manuel de l'opérateur et étiquettes) - XP - Italien	0202-001-137
M1151149	Configuration de langue (manuel de l'opérateur et étiquettes) - XP - Polonais	0202-001-138

M1151150	Configuration de langue (manuel de l'opérateur et étiquettes) - XP - Portugais	0202-001-139
M1151151	Configuration de langue (manuel de l'opérateur et étiquettes) - XP - Roumain	0202-001-140
M1151153	Configuration de langue (manuel de l'opérateur et étiquettes) - XP - Russe	0202-001-141
M1151154	Configuration de langue (manuel de l'opérateur et étiquettes) - XP - Espagnol	0202-001-142
M1151155	Configuration de langue (manuel de l'opérateur et étiquettes) - XP - Turc	0202-001-143
Options		
M1151156	Système d'asservissement de contrôle de l'humidité pour couveuse Lullaby XP	0202-001-123
M1151157	Système d'asservissement de contrôle de l'oxygène avec entrée DISS pour couveuse Lullaby XP	0202-001-124
M1151158	Système d'asservissement de contrôle de l'oxygène avec entrée NIST pour couveuse Lullaby XP	0202-001-126
M1151122	Espaces de rangement gauche et droit pour couveuse Lullaby	0201-001-110+0201-001-111
M1155493	Balance intégrée - XP	0201-001-096
Accessoires		
M1151125	Colonne pour couveuse Lullaby et XP	0075-001-024
M1155495	Bracelet de hublot	0201-001-080
M1155496	Manuel d'entretien - Couveuse Lullaby XP	0202-001-171

Pièces impactées pour couveuse Lullaby TR

N° de réf. GE	Description	N° de réf. AMS
Unité principale		
M1151357	Couveuse Lullaby TR comprenant : Chariot pliable à quatre roues - deux avec freins, deux porte-bouteilles, quatre roues auxiliaires, ancrage au plancher de l'ambulance, deux batteries, onduleur et chargeur électronique, baldaquin avec grande porte pliable à l'avant et porte côté tête, trois hublots et six ports IV, module de commande, matelas standard, plateau de matelas coulissant côté tête, rideau d'air, filtre à air, filtre à oxygène, sonde de température cutanée (réutilisable), sonde de température de l'air (avec double capteur d'air et capteur d'humidité), câble d'alimentation 12 V CC, manuel d'entretien pour couveuse Lullaby TR	0203-000-000
Tension		
M1155513	Configuration de tension - Couveuse Lullaby TR - 230 ± 10 % V 50/60 Hz	0203-001-085
M1155514	Configuration de tension - Couveuse Lullaby TR - 110 ± 10 % V 50/60 Hz	0203-001-125
Cordon d'alimentation		
M1151201	Cordon d'alimentation Lullaby CE	0201-001-136
M1151202	Cordon d'alimentation Lullaby Italie	0201-001-137
M1151203	Cordon d'alimentation Lullaby Amérique du Nord	0201-001-138
M1151204	Cordon d'alimentation Lullaby UK	0201-001-139
M1155512	Cordon d'alimentation Lullaby Taïwan	0201-001-172
M1155488	Cordon d'alimentation Lullaby Argentine	0201-001-173
M1155489	Cordon d'alimentation Lullaby Inde	0201-001-174
M1155490	Cordon d'alimentation Lullaby CCC	0201-001-175
M1155498	Cordon d'alimentation Lullaby ANZ	0201-001-176
Littérature		

M1151358	Configuration de langue (manuel de l'opérateur et étiquettes) - TR - Anglais	0203-001-090
M1151359	Configuration de langue (manuel de l'opérateur et étiquettes) - TR - Bulgare	0203-001-091
M1151361	Configuration de langue (manuel de l'opérateur et étiquettes) - TR - Tchèque	0203-001-092
M1151362	Configuration de langue (manuel de l'opérateur & étiquettes) - TR - Français	0203-001-093
M1151363	Configuration de langue (manuel de l'opérateur et étiquettes) - TR - Allemand	0203-001-094
M1151364	Configuration de langue (manuel de l'opérateur et étiquettes) - TR - Grec	0203-001-095
M1151365	Configuration de langue (manuel de l'opérateur et étiquettes) - TR - Italien	0203-001-096
M1151366	Configuration de langue (manuel de l'opérateur et étiquettes) - TR - Polonais	0203-001-097
M1151367	Configuration de langue (manuel de l'opérateur et étiquettes) - TR - Portugais	0203-001-098
M1151368	Configuration de langue (manuel de l'opérateur et étiquettes) - TR - Espagnol	0203-001-099
M1151369	Configuration de langue (manuel de l'opérateur et étiquettes) - TR - Roumain	0203-001-100
M1151370	Configuration de langue (manuel de l'opérateur et étiquettes) - TR - Russe	0203-001-101
M1155500	Configuration de langue (manuel de l'opérateur et étiquettes) - TR - Turc	0203-001-102
<u>Options</u>		
M1151372	Double paroi pour couveuse Lullaby TR	0203-001-077
<u>Accessoires</u>		
M1155506	Colonne pour couveuse Lullaby TR	0203-001-065
M1151373	Éclairage de procédure pour couveuse Lullaby TR	0203-001-078
M1151375	Bouteille d'oxygène type "E" (5 l) pour couveuse Lullaby TR	0203-001-005
M1151376	Bouteille d'air type "E" (5 l) pour couveuse Lullaby TR	0203-001-006
M1151377	Régulateur d'oxygène pour couveuse Lullaby TR	0100-007-037
M1151378	Régulateur d'air pour couveuse Lullaby TR	0203-001-019
M1155495	Bracelet de hublot	0201-001-080
M1155501	Manuel d'entretien - Couveuse Lullaby TR	0203-001-126
<u>Accessoires partagés</u>		
M1151205	Sonde de température de la peau jetable (Paquet de 10)	0201-001-104
M1151206	Pied à perfusion	0201-001-094
M1151207	Étagère pour moniteur	0201-001-095
M1151161	Patch réfléchissant la chaleur (Boîte de 50)	SR25566-011
M1151379	Débitmètre d'oxygène	0106-001-016
M1151380	Mélangeur air/oxygène	0109-001-001
M1151381	Unité d'aspiration (actionnée par oxygène ou air comprimé - spécifiez lors de la commande)	0100-000-081
M1155504	Unité d'aspiration (actionnée par vide central)	0100-000-139
M1151123	Surveillance de l'oxygène	0200-001-054+R114P70
M1151124	Système de limitation de la circulation d'air	0202-001-115
M1155505	Sonde de température de la peau	0200-001-055