

**Ai nostri Clienti dotati di
Workstation Dräger Atlan**

I clienti coinvolti saranno contattati
direttamente.

Il nostro segno
PR148639 / TSB_013

Tel.
+41 58 748 74 74

E-Mail
quality.ch@draeger.com

11 ottobre 2024

Avviso di sicurezza importante!

Possibile guasto della ventilazione automatica a causa di un errore nell'elettronica del motore

Il presente avviso riguarda esclusivamente le workstation per anestesia Atlan con i numeri di serie riportati nell'elenco allegato.

Le altre macchine per anestesia NON sono interessate!

Gentili Signore e Signori,

nel corso della nostra sorveglianza del mercato globale, siamo venuti a conoscenza di casi in cui le workstation per anestesia Atlan hanno indicato un guasto del ventilatore a pistone prima dell'uso o hanno subito un guasto della ventilazione meccanica durante l'uso. Finora non ci sono state segnalazioni di lesioni ai pazienti. Le nostre indagini hanno rivelato che i casi sono dovuti ad un errore nell'elettronica del motore, causato da una deviazione temporanea nel processo di assemblaggio. Ciò potrebbe aver interessato le workstation per anestesia Atlan con i numeri di serie menzionati. Secondo i nostri archivi, avete ricevuto da noi uno o più dispositivi della gamma di numeri di serie interessati.

Se l'errore si verifica prima dell'uso, ad esempio in modalità standby o test di sistema, la ventilazione meccanica non può essere avviata. Se l'errore si verifica durante una procedura, la ventilazione meccanica potrebbe non funzionare e il dispositivo avvisa l'utente visualizzando il messaggio "Errore ventilatore!!!". In entrambi i casi, la ventilazione manuale o la respirazione spontanea rimangono possibili. Potrebbe essere necessario ventilare manualmente il paziente per evitare lesioni. Con l'allarme continuo di guasto della ventilazione, Atlan continua a fornire la modalità di ventilazione Man/Spon, l'erogazione di gas fresco e agente, nonché tutte le funzioni di monitoraggio senza restrizioni.

Il nostro servizio di assistenza Dräger Vi contatterà e concorderà un appuntamento per la sostituzione gratuita del motore.

Fino ad allora, continuate ad utilizzare i Vostri dispositivi con la consueta attenzione, utilizzandoli solo sotto supervisione permanente e in linea con le Istruzioni per l'Uso Atlan. Se la ventilazione meccanica fallisce, utilizzare la modalità di ventilazione Man/Spon per ventilare manualmente il paziente secondo necessità.

Se necessario, è possibile ridurre la priorità dell'allarme "Errore ventilatore!!!" con "RESET ALLARME".

Accertatevi che tutti gli utenti di Dräger Atlan e le altre persone interessate all'interno della vostra organizzazione siano a conoscenza di questo "avviso di sicurezza importante". Si prega di compilare e restituire la "Scheda di Risposta" allegata per conferma. Se avete reso i prodotti disponibili a terze parti, inoltrate loro una copia di questo "avviso di sicurezza importante".

Si prega di conservare questo "Avviso di Sicurezza Importante" almeno fino alla sostituzione del motore.

Di tale azione è stata informata l'autorità competente (Swissmedic).

Identificazione dei dispositivi medici interessati:

Dai nostri archivi risulta che avete ricevuto almeno una workstation per anestesia Atlan prodotta da Drägerwerk AG & Co. KGaA che potrebbe essere interessata da questo problema.

Contatti:

In caso di domande, non esitate a contattare il Vostro rappresentante Dräger locale.

Ci scusiamo per gli eventuali disagi che questa misura potrà causare.

Vi ringraziamo per il Vostro sostegno.

Cordiali saluti
Dräger Schweiz AG



Mathias Steuri
Manager Quality & Regulatory Affairs / PRRC



Lisa Baumgartner
Assistant Quality Management

Allegato all'Avviso di Sicurezza Importante – elenco dei dispositivi interessati

Dispositivo	Numero modello	Codice Base UDI DI
Atlan A100	8621100	040486751301035FK19X030W4
Atlan A300	8621300	040486751301035FK 19ZOOOW9
Atlan A300 XL	8621400	
Atlan A350	8621500	040486751301035FK19T010V2
Atlan A350 XL	8621600	

Atlan A100

Mese di fabbricazione	Numeri di serie	
01-2024	ASTA-...	-
02-2024	ASTB-...	0211
03-2024	ASTC-...	-
04-2024	ASTD-...	0285; 0286
05-2024	ASTE-...	0056; 0083; 0199; 0200; 0245; 0370; 0371; 0372; 0373; 0374; 0375
06-2024	ASTF-...	0155
07-2024	ASTH-...	0023; 0088; 0119; 0209
08-2024	ASTJ-...	-
09-2024	ASTK-...	0001; 0037

Atlan A300

Mese di fabbricazione	Numeri di serie	
01-2024	ASTA-...	0314; 0315; 0325; 0338; 0340; 0384; 0411; 0425
02-2024	ASTB-...	0002; 0010; 0018; 0151; 0160; 0161; 0165; 0175; 0176; 0177; 0178; 0179; 0180; 0181; 0182; 0214; 0215; 0218; 0232; 0233; 0234; 0235; 0236; 0248; 0249; 0250; 0262; 0263; 0264; 0265; 0266; 0276; 0277; 0278; 0279; 0280
03-2024	ASTC-...	0008; 0025; 0036; 0037; 0038; 0039; 0040; 0041; 0042; 0046; 0047; 0048; 0049; 0050; 0062; 0063; 0064; 0077; 0078; 0079; 0080; 0081; 0089; 0090; 0091; 0092; 0093; 0102; 0103; 0104; 0123; 0124; 0125; 0126; 0127; 0133; 0139; 0140; 0150; 0151; 0152; 0153; 0154; 0169; 0176; 0177; 0178; 0179; 0182; 0183; 0184; 0185; 0186; 0187; 0192; 0195; 0196; 0200; 0201; 0202; 0203; 0242
04-2024	ASTD-...	0028; 0051; 0052; 0080; 0081; 0082; 0083; 0084; 0085; 0086; 0087
05-2024	ASTE-...	0012; 0013; 0014; 0015; 0041; 0042; 0043; 0044; 0063; 0064; 0065; 0084; 0176; 0177; 0178; 0179; 0243; 0244; 0282; 0299
06-2024	ASTF-...	0005; 0006; 0019; 0027; 0028; 0029; 0048; 0049; 0050; 0072; 0073; 0074; 0075; 0082; 0093; 0110; 0111; 0162; 0166; 0167; 0197; 0198; 0220; 0221; 0222; 0301; 0406; 0434
07-2024	ASTH-...	0001; 0002; 0003; 0024; 0025; 0041; 0042; 0043; 0044; 0097; 0098; 0099; 0115; 0116; 0117; 0118; 0149; 0150; 0151; 0152; 0153; 0195; 0196; 0197; 0198; 0220; 0221; 0222; 0227; 0228; 0229; 0230; 0257; 0258; 0259; 0260; 0261; 0274; 0275; 0276; 0277; 0297; 0298; 0299; 0304; 0305; 0328; 0329; 0355; 0356; 0357; 0393; 0394; 0395; 0396; 0407; 0408; 0409; 0410; 0423; 0424; 0425; 0426; 0427; 0428; 0445; 0446;

		0447; 0448; 0449; 0465; 0466; 0467; 0468; 0469; 0470; 0484; 0485; 0486; 0487
08-2024	ASTJ-...	-
09-2024	ASTK-...	0033; 0034; 0035; 0062

Atlan A300 XL

Mese di fabbricazione	Numeri di serie	
01-2024	ASTA-...	-
02-2024	ASTB-...	0051; 0053; 0054; 0055; 0063; 0065; 0093; 0162
03-2024	ASTC-...	-
04-2024	ASTD-...	-
05-2024	ASTE-...	0219; 0220; 0221; 0222; 0377
06-2024	ASTF-...	0472; 0473
07-2024	ASTH-...	0005; 0006; 0026; 0027; 0047; 0186; 0223; 0224; 0401
08-2024	ASTJ-...	0170
09-2024	ASTK-...	-

Atlan A350

Mese di fabbricazione	Numeri di serie	
01-2024	ASTA-...	0279; 0293; 0302; 0303; 0304; 0306; 0334; 0335; 0336; 0344; 0347; 0348; 0360; 0369; 0373; 0375; 0376; 0377; 0379; 0380; 0381; 0386; 0389; 0390; 0392; 0393; 0399; 0412; 0422; 0433; 0435; 0437; 0438
02-2024	ASTB-...	0009; 0011; 0012; 0015; 0016; 0017; 0019; 0024; 0025; 0026; 0027; 0035; 0036; 0038; 0039; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0050; 0056; 0058; 0059; 0060; 0062; 0067; 0069; 0070; 0072; 0073; 0085; 0086; 0087; 0088; 0089; 0090; 0091; 0092; 0096; 0097; 0098; 0099; 0100; 0101; 0102; 0104; 0105; 0106; 0107; 0108; 0109; 0110; 0111; 0112; 0113; 0114; 0115; 0116; 0117; 0118; 0119; 0120; 0121; 0123; 0124; 0125; 0126; 0127; 0128; 0129; 0130; 0131; 0132; 0133; 0135; 0136; 0137; 0138; 0139; 0140; 0141; 0142; 0143; 0144; 0145; 0146; 0147; 0148; 0149; 0152; 0153; 0154; 0155; 0156; 0157; 0158; 0159; 0163; 0164; 0166; 0167; 0168; 0169; 0170; 0171; 0172; 0173; 0174; 0183; 0184; 0185; 0186; 0187; 0188; 0189; 0190; 0191; 0192; 0193; 0194; 0196; 0197; 0198; 0199; 0200; 0201; 0202; 0203; 0204; 0205; 0207; 0208; 0209; 0210; 0212; 0213; 0221; 0222; 0223; 0224; 0225; 0226; 0227; 0228; 0229; 0230; 0231; 0238; 0239; 0240; 0241; 0242; 0243; 0244; 0245; 0246; 0247; 0251; 0252; 0253; 0254; 0255; 0256; 0257; 0258; 0259; 0260; 0261; 0267; 0268; 0269; 0270; 0271; 0272; 0273; 0274; 0275; 0281; 0282; 0283; 0284; 0285; 0292; 0293; 0294; 0295; 0296; 0297; 0298; 0299; 0300; 0301; 0302; 0303; 0310; 0311; 0312; 0313; 0314; 0315; 0316
03-2024	ASTC-...	0005; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0014; 0015; 0016; 0017; 0018; 0019; 0020; 0021; 0022; 0023; 0024; 0027; 0028; 0029; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0043; 0044; 0045; 0051; 0052; 0053; 0054; 0055; 0056; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0065; 0066; 0067; 0071; 0072; 0073; 0074; 0075; 0076; 0084; 0085; 0086; 0087; 0088; 0094; 0095; 0096; 0097; 0098; 0110; 0111; 0112; 0113; 0114; 0115; 0116; 0117; 0120; 0121; 0122; 0128; 0129; 0130; 0131; 0132; 0134; 0135; 0141; 0142; 0143; 0144; 0145; 0146; 0147; 0148; 0149; 0155; 0156; 0157; 0158; 0159; 0160; 0161; 0162; 0164; 0165; 0166; 0167; 0168; 0170; 0171; 0172; 0188; 0189; 0190; 0191; 0193; 0197;

		0198; 0199; 0204; 0205; 0206; 0207; 0208; 0209; 0210; 0211; 0212; 0213; 0214; 0215; 0216; 0217; 0231; 0232; 0233; 0234; 0235; 0236; 0237; 0238; 0239; 0240; 0241; 0246; 0247; 0248; 0249; 0250; 0251; 0252; 0253; 0254; 0255; 0256; 0257; 0258; 0259; 0260; 0261; 0262; 0263; 0264; 0265; 0266; 0267; 0268; 0269; 0270; 0271; 0272; 0273; 0274; 0275; 0276; 0277
04-2024	ASTD-...	0001; 0002; 0003; 0004; 0005; 0006; 0007; 0017; 0018; 0019; 0020; 0021; 0022; 0023; 0024; 0025; 0029; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0036; 0037; 0038; 0039; 0040; 0041; 0042; 0043; 0044; 0045; 0046; 0047; 0048; 0049; 0053; 0054; 0055; 0056; 0057; 0058; 0059; 0060; 0067; 0068; 0069; 0070; 0071; 0072; 0073; 0074; 0075; 0076; 0077; 0078; 0079; 0104; 0105; 0106; 0107; 0108; 0109; 0110; 0111; 0112; 0113; 0114; 0115; 0116; 0117; 0118; 0119; 0125; 0126; 0127; 0128; 0136; 0137; 0138; 0139; 0140; 0141; 0142; 0143; 0148; 0149; 0150; 0151; 0152; 0153; 0155; 0156; 0157; 0158; 0170; 0171; 0177; 0178; 0179; 0180; 0184; 0185; 0186; 0196; 0197; 0198; 0199; 0200; 0201; 0202; 0206; 0207; 0208; 0209; 0210; 0211; 0212; 0213; 0214; 0215; 0216; 0217; 0218; 0219; 0220; 0221; 0222; 0223; 0224; 0234; 0235; 0236; 0237; 0247; 0248; 0249; 0250; 0251; 0252; 0253; 0254; 0255; 0256; 0257; 0258; 0259; 0260; 0261; 0262; 0263; 0264; 0269; 0270; 0271; 0272; 0273; 0274; 0275; 0276; 0277; 0278; 0279; 0280; 0281; 0282; 0283; 0284
05-2024	ASTE-...	0001; 0002; 0003; 0004; 0005; 0006; 0007; 0008; 0009; 0010; 0011; 0018; 0019; 0020; 0021; 0022; 0023; 0024; 0025; 0026; 0027; 0028; 0029; 0030; 0031; 0032; 0033; 0036; 0037; 0038; 0039; 0040; 0045; 0046; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0052; 0053; 0054; 0055; 0061; 0066; 0067; 0068; 0069; 0070; 0071; 0072; 0073; 0074; 0075; 0076; 0080; 0081; 0082; 0088; 0089; 0090; 0091; 0092; 0093; 0094; 0095; 0096; 0097; 0098; 0099; 0100; 0101; 0102; 0103; 0104; 0105; 0106; 0107; 0109; 0110; 0111; 0112; 0113; 0114; 0115; 0116; 0117; 0118; 0119; 0120; 0121; 0132; 0133; 0134; 0135; 0136; 0137; 0138; 0139; 0140; 0141; 0142; 0143; 0144; 0145; 0146; 0147; 0148; 0149; 0150; 0151; 0152; 0153; 0154; 0155; 0156; 0157; 0158; 0159; 0160; 0161; 0162; 0167; 0168; 0169; 0170; 0180; 0181; 0182; 0183; 0184; 0185; 0186; 0188; 0189; 0190; 0191; 0192; 0193; 0194; 0204; 0205; 0206; 0207; 0208; 0209; 0210; 0211; 0212; 0213; 0214; 0215; 0216; 0217; 0218; 0227; 0228; 0229; 0230; 0231; 0232; 0233; 0234; 0235; 0236; 0237; 0238; 0239; 0240; 0241; 0242; 0251; 0252; 0253; 0254; 0255; 0256; 0257; 0258; 0259; 0260; 0261; 0262; 0263; 0264; 0265; 0266; 0267; 0268; 0269; 0270; 0271; 0272; 0273; 0274; 0275; 0276; 0277; 0283; 0284; 0285; 0286; 0287; 0288; 0289; 0290; 0291; 0292; 0293; 0294; 0295; 0296; 0297; 0298; 0307; 0308; 0309; 0310; 0311; 0312; 0313; 0314; 0315; 0316; 0317; 0318; 0319; 0320; 0321; 0322; 0323; 0324; 0330; 0331; 0332; 0333; 0334; 0335; 0336; 0337; 0338; 0339; 0340; 0341; 0342; 0343; 0344; 0345; 0346; 0347; 0363; 0364; 0365; 0366; 0367; 0368; 0369; 0376
06-2024	ASTF-...	0007; 0008; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0020; 0021; 0022; 0023; 0024; 0025; 0026; 0038; 0039; 0040; 0041; 0042; 0043; 0044; 0045; 0046; 0047; 0056; 0057; 0058; 0059; 0060; 0064; 0065; 0066; 0067; 0068; 0069; 0083; 0084; 0085; 0087; 0088; 0089; 0090; 0091; 0092; 0094; 0095; 0096; 0097; 0098; 0099; 0100; 0101; 0102; 0103; 0104; 0105; 0106; 0107; 0108; 0109; 0114; 0115; 0116; 0117; 0120; 0126; 0127; 0128; 0129; 0130; 0131; 0132; 0133; 0134; 0142; 0143; 0144; 0145; 0146; 0147; 0148; 0149; 0150; 0152; 0153; 0154; 0156; 0157; 0158; 0159; 0160; 0161; 0163; 0164; 0165; 0171; 0172; 0173; 0174; 0175; 0176; 0177; 0178; 0179; 0180; 0181; 0182; 0183; 0184; 0185; 0186; 0187; 0188; 0189; 0190; 0191; 0192; 0193; 0199; 0200;

		0201; 0202; 0203; 0204; 0205; 0206; 0207; 0208; 0209; 0210; 0211; 0212; 0213; 0214; 0215; 0216; 0217; 0218; 0219; 0223; 0224; 0225; 0226; 0227; 0228; 0229; 0230; 0231; 0232; 0233; 0234; 0235; 0236; 0237; 0238; 0239; 0240; 0241; 0242; 0243; 0244; 0245; 0246; 0247; 0248; 0249; 0250; 0251; 0252; 0253; 0254; 0255; 0256; 0257; 0258; 0259; 0260; 0261; 0262; 0263; 0264; 0265; 0266; 0267; 0268; 0269; 0270; 0271; 0272; 0273; 0274; 0275; 0276; 0277; 0278; 0279; 0280; 0281; 0282; 0283; 0284; 0285; 0286; 0287; 0288; 0289; 0290; 0291; 0292; 0293; 0294; 0295; 0296; 0297; 0298; 0299; 0300; 0302; 0303; 0304; 0305; 0306; 0307; 0308; 0309; 0310; 0311; 0312; 0313; 0314; 0315; 0316; 0317; 0318; 0319; 0320; 0321; 0322; 0323; 0324; 0325; 0326; 0327; 0328; 0329; 0330; 0331; 0332; 0333; 0334; 0335; 0336; 0337; 0338; 0339; 0340; 0341; 0342; 0343; 0344; 0345; 0346; 0347; 0348; 0349; 0350; 0351; 0352; 0353; 0354; 0355; 0356; 0357; 0358; 0359; 0360; 0361; 0362; 0363; 0364; 0365; 0366; 0367; 0368; 0369; 0370; 0371; 0372; 0373; 0374; 0375; 0376; 0377; 0378; 0379; 0380; 0381; 0382; 0383; 0384; 0385; 0386; 0387; 0388; 0389; 0390; 0391; 0392; 0393; 0394; 0395; 0396; 0397; 0398; 0399; 0400; 0401; 0402; 0403; 0404; 0405; 0407; 0408; 0412; 0413; 0414; 0415; 0416; 0417; 0418; 0419; 0420; 0421; 0422; 0423; 0424; 0425; 0426; 0427; 0428; 0429; 0430; 0431; 0432; 0433; 0439; 0440; 0441; 0442; 0443; 0444; 0445; 0446; 0447; 0448; 0449; 0450; 0451; 0452; 0453; 0454; 0455; 0456; 0457; 0458; 0459; 0460; 0461; 0462; 0463; 0464; 0465; 0466; 0467; 0468; 0469; 0470
07-2024	ASTH-...	0004; 0013; 0014; 0015; 0016; 0017; 0018; 0019; 0020; 0021; 0022; 0028; 0029; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0036; 0037; 0038; 0048; 0049; 0050; 0051; 0052; 0053; 0054; 0055; 0056; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0064; 0065; 0066; 0067; 0068; 0069; 0070; 0071; 0072; 0073; 0074; 0077; 0078; 0079; 0080; 0083; 0084; 0085; 0086; 0087; 0089; 0090; 0091; 0100; 0101; 0102; 0103; 0104; 0105; 0106; 0107; 0108; 0109; 0110; 0111; 0112; 0113; 0114; 0127; 0128; 0129; 0130; 0131; 0132; 0133; 0134; 0135; 0136; 0137; 0138; 0139; 0140; 0141; 0154; 0155; 0156; 0157; 0158; 0159; 0160; 0161; 0162; 0163; 0164; 0165; 0166; 0167; 0168; 0177; 0178; 0179; 0180; 0181; 0182; 0183; 0184; 0185; 0199; 0200; 0201; 0202; 0203; 0205; 0206; 0207; 0208; 0210; 0211; 0212; 0213; 0214; 0215; 0216; 0231; 0232; 0233; 0234; 0235; 0236; 0237; 0238; 0239; 0240; 0241; 0242; 0247; 0248; 0249; 0250; 0251; 0252; 0253; 0254; 0262; 0263; 0264; 0265; 0268; 0283; 0284; 0285; 0286; 0287; 0288; 0289; 0290; 0291; 0292; 0300; 0301; 0321; 0322; 0323; 0340; 0341; 0342; 0343; 0344; 0345; 0346; 0347; 0348; 0349; 0350; 0351; 0352; 0353; 0354; 0366; 0367; 0368; 0369; 0370; 0371; 0372; 0373; 0374; 0375; 0376; 0377; 0378; 0379; 0380; 0381; 0391; 0392; 0397; 0398; 0399; 0400; 0402; 0411; 0432; 0433; 0438; 0439; 0454; 0455; 0456; 0457; 0458; 0459; 0460; 0461; 0462; 0463; 0464; 0471; 0472; 0473; 0474; 0475; 0482; 0483
08-2024	ASTJ-...	0026; 0027; 0028; 0029; 0030; 0073; 0074; 0075; 0076; 0103; 0162; 0197; 0198; 0199; 0200; 0208; 0256
09-2024	ASTK-...	0003; 0004; 0005; 0006; 0007; 0008; 0009

Atlan A350 XL

Mese di fabbricazione	Numeri di serie	
01-2024	ASTA-...	0253; 0289; 0290; 0307; 0309; 0311; 0327; 0349; 0350; 0351; 0353; 0362; 0363; 0365; 0394; 0404; 0405; 0408; 0409; 0426; 0427; 0428; 0429; 0430
02-2024	ASTB-...	0003; 0005; 0007; 0028; 0029; 0030; 0031; 0032; 0033; 0048; 0075; 0076; 0077; 0079; 0080; 0081; 0082; 0083; 0084; 0134; 0195; 0206; 0219; 0220; 0237; 0286; 0287; 0288; 0289; 0290; 0291; 0304; 0305; 0306; 0307; 0308; 0309; 0317; 0318; 0319; 0320; 0321; 0322
03-2024	ASTC-...	0001; 0002; 0003; 0004; 0006; 0007; 0026; 0068; 0069; 0070; 0082; 0083; 0099; 0100; 0101; 0105; 0106; 0107; 0108; 0109; 0118; 0119; 0136; 0137; 0138; 0163; 0180; 0181; 0194; 0229; 0230; 0243; 0244; 0245
04-2024	ASTD-...	0008; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0014; 0015; 0016; 0050; 0061; 0062; 0063; 0064; 0065; 0066; 0129; 0130; 0131; 0132; 0133; 0134; 0135; 0154; 0159; 0160; 0161; 0162; 0163; 0164; 0165; 0166; 0167; 0168; 0169; 0181; 0182; 0183; 0193; 0194; 0195; 0203; 0204; 0205; 0225; 0226; 0227; 0228; 0229; 0230; 0231; 0238; 0239; 0240; 0241; 0242; 0243; 0244; 0245; 0265; 0266; 0267
05-2024	ASTE-...	0016; 0017; 0034; 0035; 0057; 0058; 0059; 0060; 0062; 0077; 0078; 0079; 0085; 0086; 0087; 0108; 0122; 0123; 0124; 0125; 0126; 0127; 0128; 0129; 0130; 0131; 0163; 0164; 0165; 0166; 0171; 0172; 0173; 0174; 0175; 0195; 0196; 0197; 0198; 0202; 0203; 0223; 0224; 0225; 0226; 0246; 0247; 0248; 0249; 0250; 0278; 0279; 0280; 0281; 0300; 0301; 0302; 0303; 0304; 0305; 0306; 0325; 0326; 0327; 0328; 0329; 0348; 0349; 0350; 0351; 0352; 0353; 0354; 0355; 0356; 0357; 0358; 0359; 0360; 0361; 0362
06-2024	ASTF-...	0001; 0002; 0003; 0004; 0014; 0015; 0016; 0017; 0018; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0036; 0037; 0051; 0052; 0053; 0054; 0055; 0061; 0062; 0063; 0070; 0071; 0076; 0077; 0078; 0079; 0080; 0081; 0112; 0113; 0121; 0122; 0123; 0124; 0125; 0135; 0136; 0137; 0138; 0139; 0140; 0141; 0168; 0169; 0170; 0194; 0195; 0196; 0409; 0410; 0411; 0435; 0436; 0437; 0438; 0471; 0474; 0475; 0476; 0477; 0478
07-2024	ASTH-...	0007; 0008; 0009; 0010; 0011; 0012; 0039; 0040; 0045; 0046; 0081; 0082; 0092; 0093; 0094; 0095; 0096; 0120; 0121; 0122; 0123; 0124; 0125; 0126; 0142; 0143; 0144; 0145; 0146; 0147; 0148; 0169; 0170; 0171; 0172; 0173; 0174; 0175; 0176; 0187; 0188; 0189; 0190; 0191; 0192; 0193; 0194; 0204; 0217; 0218; 0219; 0225; 0226; 0243; 0244; 0245; 0246; 0255; 0256; 0269; 0270; 0271; 0272; 0273; 0293; 0294; 0295; 0296; 0306; 0307; 0308; 0309; 0310; 0311; 0324; 0325; 0326; 0327; 0330; 0331; 0332; 0333; 0334; 0335; 0336; 0337; 0338; 0339; 0358; 0359; 0360; 0361; 0362; 0363; 0364; 0365; 0382; 0383; 0384; 0385; 0386; 0387; 0388; 0389; 0390; 0403; 0404; 0405; 0406; 0434; 0435; 0436; 0437; 0450; 0451; 0452; 0453; 0476; 0477; 0478; 0479; 0480; 0481; 0488; 0489; 0490; 0491
08-2024	ASTJ-...	0063; 0064; 0065; 0066; 0067; 0068; 0089; 0090; 0091; 0092; 0145; 0146; 0147; 0171; 0237
09-2024	ASTK-...	0002; 0010; 0011; 0012; 0013; 0014; 0015; 0016; 0017; 0018; 0019; 0020; 0021; 0022; 0023; 0024; 0025; 0026; 0027; 0028; 0029; 0030; 0031; 0032

**Conferma di ricezione - Avvertenza di sicurezza urgente
Risposta necessaria!**

Oggetto: PR148639 / TSB_013
Postazioni di anestesia Dräger Atlan
Possibile guasto della ventilazione automatica

Prodotti interessati: Atlan A300, Atlan A300 XL, Atlan A350 und Atlan A350 XL

Indirizzo del cliente:

Conservare queste importanti istruzioni di sicurezza almeno fino all'esecuzione della misura correttiva.

- ☐ Confermiamo di aver ricevuto l'avviso di sicurezza e che le informazioni in esso contenute sono state trasmesse a tutti gli utenti interessati.

L'avviso di ricevimento è stato compilato da:

Nome e Cognome:

Data e Firma:

Si prega di inviare la conferma di ricezione all'indirizzo quality.ch@draeger.com o per posta all'indirizzo sottostante. Grazie mille.

Dräger Schweiz AG
Qualitätsmanagement
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
E-Mail: quality.ch@draeger.com