



«Société»
A l'attention de «Nom et Prénom»
«Mailing_Adresse»

Téléphone: +49 (0) 81 52 / 38 - 0
Fax: +49 (0) 81 52 / 38 - 202
E-Mail: info@heine.com

09.03.2018/TSA

**Notification de sécurité urgente concernant les poignées de laryngoscope HEINE F.O. SP
No. d'article: F-001.22.815**

Cher(e) «Titre» «NOM»,

Ci-joint vous trouverez notre notification de sécurité urgente concernant les poignées de laryngoscope HEINE F.O. SP.

Dans de très rares cas, lors de l'utilisation d'une poignée de laryngoscope F.O. SP avec une lame en métal, tout en particulier lors d'une incompatibilité avec ISO 7376, une altération de la stabilité du dispositif d'enclenchement peut survenir. Aucuns dommages corporels sur des patients ne nous ont à ce jour été rapportés.

Cette forme d'utilisation du produit ne correspond pas à la description faite dans les documents de vente de la société HEINE Optotechnik.

Comme la sécurité des patients est notre priorité, nous avons décidé de prendre volontairement cette mesure et nous allons rajouter dans le manuel d'utilisation un avertissement à ce sujet, ainsi que la durée de vie de fonctionnement attendue.

Veuillez vous assurer, dans votre établissement, que tous les utilisateurs de la poignée de laryngoscope F.O. SP ainsi que toutes les personnes importantes de votre organisation aient bien pris connaissance de cette notification de sécurité urgente.

N'hésitez pas à contacter notre équipe HEINE, si vous ou vos clients ont des questions concernant cette notification de sécurité :

Stuart Coates, Téléphone +49815238-418, E-Mail: SCoates@heine.com
Andreas Muha, Téléphone +49815238-290, E-Mail: AnMuha@heine.com.

HEINE Optotechnik regrette fortement cette situation et nous vous remercions pour votre coopération

Cordialement
HEINE OPTOTECHNIK GmbH & Co. KG

Bettina Seim
VP Marketing & Ventes

Thomas Sauerer
Directeur Qualité et Chargé de Sécurité