

## **AVIS DE SÉCURITÉ URGENT** **UTILISATEURS FINAUX**

**Dénomination commerciale :** Sondes d'aspiration, tubes gastro-entériques, sondes pour sondages intermittents, poches à urine stériles (voir Annexe 1 pour la dénomination commerciale et plus de détails)

**Date de publication :** 24/08/2018

**Réf. :** Voir Annexe 1

**Identifiant FSCA :** 2018-005 Phase 2

**Type d'action :** Rappel / Mise au rebut de produit

**Adresse e-mail du centre de rappel :** [convatecproductrecall@stericycle.com](mailto:convatecproductrecall@stericycle.com)

**Notez que cette action s'applique exclusivement aux codes produits spécifiques, et ne concerne pas tous les codes produits des sondes d'aspiration, tubes gastro-entériques, sondes pour sondages intermittents, poches à urine stériles.**

---

### **Description du problème :**

ConvaTec a commencé à rappeler de son plein gré les codes produits spécifiques de sondes d'aspiration, tubes gastro-entériques, sondes pour sondages intermittents, poches à urine stériles.

Un examen interne de l'intégrité de l'emballage de ces produits a confirmé que ces dispositifs ne remplissaient pas nos critères et ceux de nos clients. Les essais de transport menés sur l'emballage du produit ont échoué confirmant le risque de rupture de la barrière stérile. L'utilisation d'un dispositif non stérile sur le patient peut exposer ce dernier à des agents infectieux et augmenter son risque de développer une infection. ConvaTec n'a reçu aucun rapport d'incidents liés au problème de scellé d'emballage.

**Les sondes d'aspiration** sont destinées à l'aspiration oro-nasopharyngée et trachéobronchique des voies respiratoires supérieures et inférieures pour éliminer les sécrétions excessives chez les patients qui sont incapables d'éliminer ces sécrétions par eux-mêmes. Les sondes d'aspiration sont des dispositifs stériles à usage unique, destinés à une procédure unique et conçus pour un raccordement indirect à un dispositif médical actif.

**Tubes gastro-entériques :** Les sondes duodénales et les sondes gastriques sont des dispositifs à usage unique pouvant être introduits dans l'estomac ou le duodénum par le nez ou la bouche via l'œsophage pour faciliter le drainage du contenu gastrique, la décompression de l'estomac ou du duodénum, l'obtention d'un échantillon de contenu gastrique, l'administration de médicaments ou de liquides et la nutrition entérale.

Les **sondes pour sondages intermittents** permettent d'évacuer les urines de la vessie par intermittence. Ils sont destinés à être insérés par intermittence dans l'urètre jusqu'à la vessie pour drainer les urines. Elles sont destinées à un usage intermittent à court terme et ne doivent pas être posées à demeure (il n'y a pas de ballonnet sur l'embout permettant à la sonde de rester en place dans la vessie). Elles sont réservées à un usage unique. L'objectif des sondages intermittents avec les sondes prévues à cet effet est de vidanger entièrement la vessie et de prévenir les infections des voies urinaires.

Les **poches à urine stériles** sont des dispositifs stériles, non invasifs à usage unique destinés à recueillir les urines ou les liquides de rinçage lorsqu'elles sont raccordées à une sonde à demeure. Les poches à urine

sont destinées à recueillir les urines chez les patients sondés. Les poches à urine peuvent également être utilisées pour surveiller les urines ou l'apport et l'élimination des fluides.


Seuls les codes produits et lots correspondants stipulés dans cet avis présentent un risque de rupture de l'emballage à barrière stérile.

Par conséquent, et pour contrer tout risque potentiel de danger, tous les produits concernés ne doivent pas être utilisés.

**Procédure d'identification du produit :**

La seule manière d'identifier le produit concerné est de comparer le code produit et la date de fabrication à ceux figurant dans la liste des produits faisant l'objet d'un rappel (voir Annexe 1). Il n'y a pas de différence visible entre un produit concerné et non concerné.

Reportez-vous à l'Annexe 2 pour avoir un exemple de notice indiquant l'emplacement du code produit et la date de fabrication sur les étiquettes des dispositifs. Celles-ci se trouvent sur l'emballage primaire et sur la boîte de transport. Le code produit (référence) est précédé de la mention « REF » et la date de

fabrication est précédée par et respecte le format  AAAA-MM-JJ.

**Conseil sur les mesures à prendre par l'utilisateur final.**

Nos dossiers indiquent que vous avez reçu des produits concernés. Merci de suivre les étapes suivantes :

1. Cessez d'utiliser tous les dispositifs concernés, définis dans le présent document.
2. Vérifiez le stock et veillez à mettre tous les dispositifs concernés en quarantaine.
3. Complétez le « Formulaire de réponse au rappel à l'attention des UTILISATEURS FINAUX » et renvoyez-le à  **votre distributeur** dès que possible.
4. Contactez votre distributeur pour organiser le retour des produits concernés, le cas échéant, et organiser votre remboursement. De nouvelles commandes devront être passées.

**MERCI DE RENVoyer LE FORMULAIRE DE RÉPONSE REMPLI DÈS QUE POSSIBLE.**

---

Continuez de déclarer tout événement indésirable associé au produit via la ligne d'assistance client de ConvaTec (reportez-vous à la liste des contacts régionaux pour plus de détails).

**Transmission de cet Avis de sécurité :**


Le présent avis doit être envoyé à toutes les autres personnes ayant reçu les dispositifs concernés au sein de votre organisation ou à toute organisation où ont été transférés les dispositifs concernés.

Chez ConvaTec, nous nous engageons à fournir des produits et des services de qualité à nos clients et nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée par cet avis.

Si vous avez des questions concernant ce rappel, veuillez contacter le centre de rappel. Si vous avez besoin d'aide, veuillez contacter votre distributeur ou votre représentant ConvaTec local. Reportez-vous à la liste des contacts pour plus de détails.

Les autorités nationales compétentes ont été avisées de cette action corrective de sécurité.

**Autorisation :**

|                             |  |   |  |
|-----------------------------|--|---|--|
| <u>Nom</u><br>Duncan Rowley | <u>Titre</u><br>Directeur des affaires réglementaires et de l'assurance de la qualité, | <u>Adresse :</u><br>ConvaTec Limited, First Avenue, Deeside Industrial Park, Deeside, CH5 2NU, Royaume-Uni. |  |
| <u>fabrication</u>          | 24/08/2018   | <u>Signature</u>  |  |

**Centre de rappel : Centre d'assistance dédié à la présente action corrective de sécurité :**

Tél. : 0800-838-239

Fax : +44-207 6601 568

E-mail : [convatecproductrecall@stericycle.com](mailto:convatecproductrecall@stericycle.com)

« Contact régional » pour tout autre type d'assistance :

**Autriche / Belgique / Croatie / Chypre / Estonie / France / Allemagne / Hongrie / Israël / Malte / Pays-Bas / Portugal / Roumanie / Suisse / Irlande**

Tél. : + 41 (0) 52 630 54 01

Fax : +41 (0) 52 630 54 99

E-mail : [ccc.customerservice@convatec.com](mailto:ccc.customerservice@convatec.com)

**Danemark**

Tél. : +45 4816 7030

Fax : +45 8025 3413

E-mail : [customerservicenordic@convatec.com](mailto:customerservicenordic@convatec.com)

**Finlande**

Tél. : +358 (0) 20 7659 630

E-mail : [mail.fi@convatec.com](mailto:mail.fi@convatec.com)

**Italie**

Tel. : 800500190

E-mail : [clienti.convatec@convatec.com](mailto:clienti.convatec@convatec.com)

**Norvège**

Tél. : +47 22686095

Fax : + 47 80019602

E-mail : [customerservicenordic@convatec.com](mailto:customerservicenordic@convatec.com)

**Suède**

Tél. : +46 (0)42 332010

Fax : +46 200887486

E-mail : [customerservicenordic@convatec.com](mailto:customerservicenordic@convatec.com)

**Dinde**

Tél.: +90 530 010 87 33 / +90 312 219 83 61

Fax: +90 312 219 53 21 / +90 216 416 28 30

E-mail: [cigdem.elekonbuket@convatec.com](mailto:cigdem.elekonbuket@convatec.com)

**Royaume-Uni**

Tél. : +44 (0) 1244 832206

Fax : 0800 279 9004

E-mail : [unomedical-uk.customerservice@convatec.com](mailto:unomedical-uk.customerservice@convatec.com)

**République tchèque, Islande, Pologne, Slovaquie, Espagne**

Tél. : + 41 (0) 52 630 54 01

Fax : +41 (0) 52 630 54 99

E-mail : [ccc.customerservice@convatec.com](mailto:ccc.customerservice@convatec.com)

**FORMULAIRE DE RÉPONSE AU RAPPEL à l'attention des  
UTILISATEURS FINAUX**

**AVIS DE SÉCURITÉ URGENT**

**À COMPLÉTER ET RENVOYER par fax/e-mail**

Propriétaire du dispositif :

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Nom du propriétaire :</b>     |  |
| <b>Adresse du propriétaire :</b> |  |

Les dispositifs suivants : sondes d'aspiration, tubes gastro-entériques, sondes pour sondages intermittents, poches à urine stériles, ont été distribués dans votre établissement :

| <b>Code produit / RÉF.</b> | <b>Code SAP</b> | <b>N° de lot :</b> | <b>Quantité livrée (pièces)</b> |
|----------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------------|
|                            |                 |                    |                                 |

**Merci de répondre à chaque question suivante.**

1.  Nous ne détenons PAS de produit affecté.
2.  Nous détenons le produit affecté suivant :

**Notez la quantité (pièces) pour chaque LOT à éliminer :**

| N° de lot : | Unités possédées | N° de lot : | Unités possédées | N° de lot : | Unités possédées | N° de lot : | Unités possédées | N° de lot : | Unités possédées |
|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
|             |                  |             |                  |             |                  |             |                  |             |                  |
|             |                  |             |                  |             |                  |             |                  |             |                  |
|             |                  |             |                  |             |                  |             |                  |             |                  |
|             |                  |             |                  |             |                  |             |                  |             |                  |
|             |                  |             |                  |             |                  |             |                  |             |                  |
|             |                  |             |                  |             |                  |             |                  |             |                  |
|             |                  |             |                  |             |                  |             |                  |             |                  |
|             |                  |             |                  |             |                  |             |                  |             |                  |
|             |                  |             |                  |             |                  |             |                  |             |                  |
|             |                  |             |                  |             |                  |             |                  |             |                  |

FORMULAIRE complété et renvoyé :

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Nom<br/>(EN MAJUSCULES) :</b> |  |
| <b>Fonction :</b>                |  |
| <b>Nom de la société :</b>       |  |
| <b>Adresse :</b>                 |  |
| <b>N° de téléphone :</b>         |  |
| <b>Signature :</b>               |  |
| <b>Date (jj/mmm/aaaa) :</b>      |  |

**Centre de rappel : Centre d'assistance dédié à la présente action corrective de sécurité :**

Tél. : 0800-838-239

Fax : +44-207 6601 568

E-mail : [convatecproductrecall@stericycle.com](mailto:convatecproductrecall@stericycle.com)

**Annexe 1 : Produit concerné : Les codes suivants avec une date de fabrication comprise entre 2013-07-01 et 2018-06-30.**

| REF.         | DESCRIPTION                               |
|--------------|---|
| 03038022     | UNO TIEMANN CH20/40CM (100/1000) IT       |
| 10003181     | UNO DUODENAL XRAY CH12/125CM(100/400)INT  |
| 07028181     | UNO MULLY CATH VCT CH10/53CM(100/600)INT  |
| 08011181     | UNO CATH COUDE MULLY CH16/53(100/800)INT  |
| 07020182     | UNO MULLY CATH VCT CH6/53CM(100/600) INT  |
| 05074182     | UNO SUC CATH MULLY CH8/53(100/1000) EUR   |
| 07035181     | UNO MULLY MTRC VCT CH16/60CM(100/600)INT  |
| 08014181     | UNO CATH COUDE MULLY CH18/53(100/800)NUK  |
| 02019182     | UNO FEMALE STR CH16/18CM (100/800) INT    |
| 05090182     | UNO SUC CATH MULLY CH16/53CM(100/800)INT  |
| 08007181     | UNO CATHCOUDE MULLY CH12/53(100/800)INT   |
| 08005182     | UNO CATHCOUDE MULLY CH10/53(100/1000)INT  |
| 10043022     | UNO DUODENAL XRAY OT CH12/122(150/450     |
| 02017182     | UNO FEMALE STR CH14/18CM (100/1000) INT   |
| 05094182     | UNO SUC CATH MULLY CH18/53CM(100/800)EUR  |
| 01007182     | UNO NELATON CH10/40CM (100/1000) INT      |
| 05086182     | UNO SUC CATH MULLY CH14/53CM(100/800)INT  |
| 02020182     | UNO FEMALE STR CH18/18CM (100/800) INT    |
| 01001182     | UNO NELATON CH06/40CM (100/1000) INT      |
| 12119182     | UNO FEED TBE XRAY CH10/75CM(100/600)AUS   |
| 05081182     | UNO SUC CATH MULLY CH12/53C(100/800)INT   |
| 05086181     | UNO SUC CATH MULLY CH14/53CM(100/800)INT  |
| 05077182     | UNO SUC CATH MULLY CH10/53(100/1000) JINT |
| 02015182     | UNO FEMALE STR CH10/18CM (100/1000) INT   |
| 01008182     | UNO NELATON CH12/40CM (100/800) INT       |
| 48 111 1S-10 | UNO 4L BLADDER WASH BAG W/PUMP (20) INT   |
| 12085182     | UNO VACUTIP METRIC CH12/53CM(100/600)INT  |
| 05069182     | UNO SUC CATH MULLY CH6/53CM(100/1000)INT  |
| 02016182     | UNO FEMALE STR CH12/18CM (100/800) INT    |
| 03011182     | UNO TIEMANN CH16/40CM (100/800) AUS       |
| 05094181     | UNO SUC CATH MULLY CH18/53CM(100/800)NEU  |
| 02019181     | UNO FEMALE STR CH16/18CM (100/800) INT    |
| 10006181     | UNO DUODENAL XRAY CH18/125CM(50/300) INT  |
| 01008183     | UNO NELATON CH12/40CM (100/800) INT       |
| 02014181     | UNO FEMALE STR CH08/18CM (100/1000) INT   |
| 01013181     | UNO NELATON CH16/40CM (100/800) INT       |
| 05077181     | UNO SUC CATH MULLY CH10/53(100/1000) JINT |

| REF.     | DESCRIPTION                              |
|----------|--|
| 01009181 | UNO NELATON CH14/40CM (100/800) INT      |
| 02015181 | UNO FEMALE STR CH10/18CM (100/1000) INT  |
| 01017181 | UNO NELATON CH20/40CM (100/600) INT      |
| 07032181 | UNO MULLY CATH VCT CH14/53CM(100/600)INT |
| 02016181 | UNO FEMALE STR CH12/18CM (100/800) INT   |
| 01007181 | UNO NELATON CH10/40CM (100/1000) INT     |
| 02020181 | UNO FEMALE STR CH18/18CM (100/800) INT   |
| 07027181 | UNO MULLY CATH VCT CH10/35CM(100/600)INT |
| 01019182 | UNO NELATON CH22/40CM (100/600) INT      |
| 02012181 | UNO FEMALE STR CH06/20CM(100/1000) INT   |
| 12028182 | UNO FEED METRIC XRAY CH6/50(100/1000)AUS |
| 05014182 | UNO SUC CATH O EYE CH18/53CM(100/800)INT |
| 05082182 | UNO SUC CATH MULLY CH12/60CM(100/800)EUR |
| 05078182 | UNO SUC CATH MULLY CH10/60(100/1000) EUR |
| 01009182 | UNO NELATON CH14/40CM (100/800) INT      |
| 10009182 | UNO DUODENAL MANDRIN CH16/125(50/300)INT |
| 10010182 | UNO DUODENAL MANDRIN CH18/125(50/300)INT |
| 03009182 | UNO TIEMANN CH14/40CM (100/800) AUS      |
| 10008182 | UNO DUODENAL MANDRIN CH14/125(50/300)INT |
| 12031182 | UNO FEED METRIC XRAY CH8/50(100/1000)INT |
| 01013182 | UNO NELATON CH16/40CM (100/800) INT      |
| 03008182 | UNO TIEMANN CH12/40CM (100/800) INT      |
| 03013182 | UNO TIEMANN CH18/40CM (100/800) INT      |
| 01008181 | UNO NELATON CH12/40CM (100/800) INT      |
| 08009181 | UNO CATH COUDE MULLY CH14/53(100/800)INT |
| 10005181 | UNO DUODENAL XRAY CH16/125CM(50/300) INT |
| 12025181 | UNO FEED METRIC XRAY CH5/50(100/1000)INT |
| 11005181 | UNO RYLES XRAY TIP CH16/125CM(50/300)INT |
| 12030181 | UNO FEED METRIC XRAY CH8/40(100/1000)INT |
| 10001181 | UNO DUODENAL XRAY CH08/125CM(100/400)INT |
| 23035181 | UNO STOMACH CH35/80CM (1/75) INT         |
| 23034181 | UNO STOMACH CH32/80CM (1/75) INT         |
| 07020181 | UNO MULLY CATH VCT CH6/53CM(100/600) INT |
| 12034181 | UNO FEED MTRC XRAY CH10/50(100/1000) INT |
| 31008181 | UNO PURIFEED XRAY CH05/100CM(100/600)INT |
| 10021181 | UNO DUODENAL XRAY CH14/125CM(50/300) INT |
| 10004181 | UNO DUODENAL XRAY CH14/125CM(50/300)INT  |

| REF.         | DESCRIPTION                              |
|--------------|--|
| 12046182     | UNO VACUTIP METRIC CH10/35CM(100/600) IT |
| 05329022     | UNO SUC CATH IDEAL CH10/51(100/1000) INT |
| 10006182     | UNO DUODEN XRAY OP CH18/125CM 50/300 INT |
| 10003182     | UNO DUODEN XRAY OP CH12/125CM 100/400INT |
| 10004182     | UNO DUODEN XRAY OP CH14/125CM 50/300 INT |
| 09037182     | UNO MULLY COUDE VCT CH14/60(100/600) IT  |
| 05038182     | UNO SUCCATH 2 EYE CH06/53CM(100/1000)INT |
| 05044182     | UNO SUC CATH 2 EYE CH12/53(100/800) INT  |
| 05048182     | UNO SUC CATH 2 EYE CH16/53(100/800) INT  |
| 05046182     | UNO SUC CATH 2 EYE CH14/53(100/800) INT  |
| 05068182     | UNO SUC CATH MULLY CH6/40(100/1000) INT  |
| 05068181     | UNO SUC CATH MULLY CH6/40(100/1000) INT  |
| 08005181     | UNO CATHCOUDE MULLY CH10/53(100/1000)INT |
| 05050182     | UNO SUC CATH 2 EYE CH18/53(100/800) INT  |
| 12027183     | UNO FEED METRIC XRAY CH6/40(100/1000) IT |
| 12037183     | UNO VACUTIP METRIC CH05/35CM(100/600) IT |
| 10021183     | UNO DUODENAL XRAY CH14/125CM(50/300) INT |
| 12024183     | UNO FEED METRIC XRAY CH5/40(100/1000) IT |
| 02019183     | UNO FEMALE STR CH16/18CM (100/800) IT    |
| 02015183     | UNO FEMALE STR CH10/18CM (100/1000) IT   |
| 07033182     | UNO MULLY CATH VCT CH14/60CM(100/600)AUS |
| 07035182     | UNO MULLY CATH VCT CH16/60CM(100/600)AUS |
| 06034023     | UNO SUC CATH MARK FTC CH5/53(50/500) INT |
| 05108182     | UNO SUC CATH OPTIMALCH10/53(100/1000)INT |
| 12028183     | UNO FEED METRIC XRAY CH6/50(100/1000)INT |
| 03011183     | UNO TIEMANN CH16/40CM (100/800) IT       |
| 12030182     | UNO FEED METRIC XRAY CH8/40(100/1000)INT |
| 08009182     | UNO CATH COUDE MULLY CH14/53(100/800)EUR |
| 07062022     | UNO SOFTVAC CATH CH12/51CM (75/750) ITA  |
| 10001183     | UNO DUODENAL XRAY CH08/125CM(100/400)INT |
| 01004183     | UNO NELATON CH08/40CM (100/1000) IT      |
| 05268022     | UNO SUC CATH 2 EYE CH12/51CM(100/1000)IT |
| 08011182     | UNO CATH COUDE MULLY CH16/53(100/800)EUR |
| 05105182     | UNO SUC CATH OPTIMAL CH8/53(100/1000) IT |
| 01017182     | UNO NELATON CH20/40CM (100/600) INT      |
| 253100810120 | UNO PROFLO FNL COUDE CH14/60(100/800)INT |
| 03014183     | UNO TIEMANN CH20/40CM (100/600) INT      |
| 01020182     | UNO NELATON CH24/40CM (100/600) INT      |
| 01007183     | UNO NELATON CH10/40CM (100/1000) IT      |
| 12034183     | UNO FEED MTRC XRAY CH10/50(100/1000) INT |

| REF.         | DESCRIPTION                              |
|--------------|--|
| 05112182     | UNO SUC CATH OPTIMAL CH14/53(100/800)INT |
| 10001182     | UNO DUODEN XRAY OP CH08/125CM 100/400INT |
| 254100110120 | UNO PROFLO PLN VCT CH10/60CM(100/600)INT |
| 08001181     | UNO SUC CATH MULLY CH6/53CM(100/1000)INT |
| 03008183     | UNO TIEMANN CH12/40CM (100/800) IT       |
| 01013183     | UNO NELATON CH16/40CM (100/800) IT       |
| 05097182     | UNO SUC CATH MULLY CH20/53CM(100/600)INT |
| 05069183     | UNO SUC CATH MULLY CH6/53CM(100/1000) IT |
| 05115182     | UNO SUC CATH OPTIMAL CH16/53(100/800)INT |
| 05110182     | UNO SUC CATH OPTIMAL CH12/53(100/800)INT |
| 23001181     | UNO STOMACH CH12/80CM(100/400) INT       |
| 31002181     | UNO PURIFEED XRAY CH06/40CM(100/1000)INT |
| 23030181     | UNO STOMACH CH22/80CM(1/100) INT         |
| 05067182     | UNO SUC CATH MULLY CH6/33CM(100/1000)INT |
| 05076182     | UNO SUCCATH MULLY CH10/40CM(100/1000)INT |
| 11001182     | UNO RYLES XRAY TIP CH8/125(100/400) AUS  |
| 12089182     | UNO VACUTIP METRIC CH16/53CM(100/600)INT |
| 07030182     | UNO MULLY CATH VCT CH12/53CM(100/600)AUS |
| 23004181     | UNO STOMACH CH18/80CM(50/300) INT        |
| 05067181     | UNO SUC CATH MULLY CH6/33CM(100/1000)INT |
| 05073181     | UNO SUC CATH MULLY CH8/40(100/1000) INT  |
| 12021182     | UNO FEED METRIC XRAY CH4/40(100/1000) IT |
| 12033183     | UNO FEED MTRC XRAY CH10/40(100/1000) IT  |
| 05407181     | UNO MULLY FREELINE CH12/53(100/1000) INT |
| 03014181     | UNO TIEMANN CH20/40CM (100/600) INT      |
| 10047022     | UNO DUODENAL XRAY OT CH20/122(80/240) IT |
| 06015183     | UNO MULLY CATH FTC CH10/53CM(100/600) IT |
| 23002182     | UNO STOMACH CH14/80CM (50/300) INT       |
| 23004182     | UNO STOMACH CH18/80CM(50/300) INT        |
| 23003182     | UNO STOMACH CH16/80CM(50/300) INT        |
| 02015184     | UNO FEMALE CH10/18CM (100/1000) INT      |
| 23001182     | UNO STOMACH CH12/80CM(100/400) INT       |
| 11003181     | UNO RYLES XRAY TIP CH12/125(100/400) INT |
| 12033182     | UNO FEED MTRC XRAY CH10/40(100/1000) AUS |
| 07029182     | UNO MULLY CATH VCT CH10/60CM(100/600)INT |
| 03008184     | UNO TIEMANN CH12/40CM (100/800) INT      |
| 23030182     | UNO STOMACH CH22/80CM(1/100) INT         |
| 06019183     | UNO MULLY CATH FTC CH14/53CM(100/600) IT |
| 03006181     | UNO TIEMANN CH08/40CM (100/1000) IT      |
| 12033181     | UNO FEED MTRC XRAY CH10/40(100/1000) INT |



| REF.     | DESCRIPTION                              |
|----------|--|
| 05066182 | UNO SUC CATH MULLY CH5/53CM(100/1000)INT |
| 03008181 | UNO TIEMANN CH12/40CM (100/800) INT      |
| 12036181 | UNO VACUTIP METRIC CH04/35CM(100/600)INT |
| 01004184 | UNO NELATON CH08/40CM (100/1000) INT     |
| 10009181 | UNO DUODENAL MANDRIN CH16/125(50/300)INT |
| 23029182 | UNO STOMACH CH20/80CM(1/100) INT         |
| 23033185 | UNO STOMACH CH30/80CM (1/75) INT         |
| 12002182 | UNO MULLY METRIC CH05/33CM(100/1000) INT |
| 11004181 | UNO RYLES XRAY TIP CH14/125CM(50/300)INT |
| 12031181 | UNO FEED METRIC XRAY CH8/50(100/1000)INT |
| 12003182 | UNO MULLY METRIC CH06/33CM(100/1000) INT |
| 03007181 | UNO TIEMANN CH10/40CM (100/1000) INT     |
| 07032182 | UNO MULLY CATH VCT CH14/53CM(100/600)AUS |
| 23032181 | UNO STOMACH CH28/80CM (1/75) INT         |
| 23033181 | UNO STOMACH CH30/80CM (1/75) INT         |
| 06009182 | UNO MULLY CATH FTC CH05/53CM(100/600)INT |
| 05094183 | UNO SUC CATH MULLY CH18/53CM(100/800)SEU |
| 01004181 | UNO NELATON CH08/40CM (100/1000) INT     |
| 05077183 | UNO SUC CATH MULLY CH10/53(100/1000) IT  |
| 02058022 | UNO FEMALE STR CH10/18CM (100/2000) IT   |
| 05073182 | UNO SUC CATH MULLY CH8/40(100/1000) INT  |
| 02014183 | UNO FEM STR CH08/18CM (100/1000) IT      |
| 03035022 | UNO TIEMANN CH14/40CM (100/1000) IT      |
| 01017184 | UNO NELATON CH20/40CM (100/600) INT      |
| 02014182 | UNO FEMALE STR CH08/18CM (100/1000) INT  |
| 12046181 | UNO VACUTIP METRIC CH10/35CM(100/600)INT |
| 05069181 | UNO SUC CATH MULLY CH6/53CM(100/1000)INT |
| 12025183 | UNO FEED METRIC XRAY CH5/50(100/1000) IT |
| 12034182 | UNO FEED MTRC XRAY CH10/50(100/1000) INT |
| 02017181 | UNO FEMALE STR CH14/18CM (100/1000) INT  |
| 10005183 | UNO DUODENAL XRAY CH16/125CM(50/300) IT  |
| 01013184 | UNO NELATON CH16/40CM (100/800) INT      |
| 02017183 | UNO FEMALE STR CH14/18CM (100/1000) IT   |
| 05029182 | UNO SUC CATH 1 EYE CH14/53CM(100/800)INT |
| 23003181 | UNO STOMACH CH16/80CM(50/300) INT        |
| 12090182 | UNO VACUTIP METRIC CH16/60CM(100/600) IT |
| 05090181 | UNO SUC CATH MULLY CH16/53CM(100/800)INT |
| 05203022 | UNO SUC CATH 2 EYE CH16/51CM(100/1000)IT |
| 05072181 | UNO SUC CATH MULLY CH8/33CM(100/1000)INT |
| 02016183 | UNO FEMALE STR CH12/18CM (100/800) IT    |

| REF.     | DESCRIPTION                              |
|----------|--|
| 12086182 | UNO VACUTIP METRIC CH12/60CM(100/600) IT |
| 05084181 | UNO SUC CATH MULLY CH14/25(100/1000) INT |
| 11005182 | UNO RYLES XRAY TIP CH16/125CM(50/300)AUS |
| 11006182 | UNO RYLES XRAY TIP CH18/125CM(50/300)AUS |
| 23029181 | UNO STOMACH CH20/80CM(1/100) INT         |
| 01007022 | UNO NELATON CH10/40CM (100/1000) IT      |
| 07072022 | UNO IDEAL CATH SOFTVAC CH8/51(75/750) IT |
| 03011181 | UNO TIEMANN CH16/40CM (100/800) INT      |
| 07076022 | UNO IDEAL CATH SOFTVAC CH16/51(75/750)IT |
| 12028181 | UNO FEED METRIC XRAY CH6/50(100/1000)INT |
| 01015181 | UNO NELATON CH18/40CM (100/800) INT      |
| 11004182 | UNO RYLES XRAY TIP CH14/125CM(50/300)AUS |
| 05074181 | UNO SUC CATH MULLY CH8/53(100/1000) NEU  |
| 12037182 | UNO VACUTIP METRIC CH05/35CM(100/600) IT |
| 12037181 | UNO VACUTIP METRIC CH05/35CM(100/600)INT |
| 07074022 | UNO IDEAL CATH SOFTVAC CH12/51(75/750)IT |
| 01007184 | UNO NELATON CH10/40CM (100/1000) INT     |
| 08009242 | UNO CATH COUDE MULLY CH14/53(100/800)INT |
| 05081183 | UNO SUC CATH MULLY CH12/53CM(100/800) IT |
| 11002181 | UNO RYLES XRAY TIP CH10/125(100/400) AUS |
| 12030183 | UNO FEED METRIC XRAY CH8/40(100/1000) IT |
| 01015183 | UNO NELATON CH18/40CM (100/800) IT       |
| 06021182 | UNO MULLY CATH FTC CH16/53CM(100/600)INT |
| 05090183 | UNO SUC CATH MULLY CH16/53CM(100/800) IT |
| 03007183 | UNO TIEMANN CH10/40CM (100/1000) INT     |
| 12031183 | UNO FEED METRIC XRAY CH8/50(100/1000) IT |
| 05032182 | UNO SUC CATH 1 EYE CH16/53CM(100/800)INT |
| 01004022 | UNO NELATON CH08/40CM (100/1000) IT      |
| 05108242 | UNO SUC CATH OPTIMALCH10/53(100/1000)INT |
| 07045183 | UNO OPTIMAL CATH VCT CH12/60(100/600) IT |
| 05115183 | UNO SUC CATH OPTIMAL CH16/53(100/800) IT |
| 05113182 | UNO SUC CATH OPTIMALCH14/60(100/1000)INT |
| 05118049 | UNO SUC CATH OPTIMAL CH18/60(100/800)INT |
| 05117182 | UNO SUC CATH OPTIMAL CH18/53(100/800) IT |
| 05081181 | UNO SUC CATH MULLY CH12/53CM(100/800)INT |
| 08003242 | UNO CATH COUDE MULLY CH8/53(100/1000)INT |
| 23035182 | UNO STOMACH CH35/80CM (1/75) INT         |
| 23035185 | UNO STOMACH CH35/80CM (1/75) INT         |
| 23004242 | UNO STOMACH CH18/80CM(50/300) INT        |
| 23002181 | UNO STOMACH CH14/80CM (50/300) INT       |

| REF.         | DESCRIPTION                              |
|--------------|--|
| 05078049     | UNO SUC CATH MULLY CH10/60(100/1000) INT |
| 05109049     | UNO SUC CATH OPTIMALCH10/60(100/1000)INT |
| 08025242     | UNO OPTIMAL COUDE CH14/60CM(100/1000)INT |
| 12090185     | UNO VACUTIP METRIC CH16/60CM(100/600)INT |
| 08014182     | UNO CATH COUDE MULLY CH18/53(100/800)INT |
| 23031181     | UNO STOMACH CH25/80CM(1/100) INT         |
| 08011242     | UNO CATH COUDE MULLY CH16/53(100/800)INT |
| 23033182     | UNO STOMACH CH30/80CM (1/75) INT         |
| 02017185     | UNO FEMALE STR CH14/18CM (100/1000) INT  |
| 03007182     | UNO TIEMANN CH10/40CM (100/1000) AUS     |
| 08027242     | UNO OPTIMAL COUDE CH16/60CM(100/800) INT |
| 01008023     | UNO NELATON CH12/40CM (100/1000) IT      |
| 10007183     | UNO DUODENAL XRAY CH20/125CM(1/100) INT  |
| 10008183     | UNO DUODENAL MANDRIN CH14/125(50/300)INT |
| 10018183     | UNO DUOD XRAY OPN CH08/125(100/400) INT  |
| 03009183     | UNO TIEMANN CH14/40CM (100/800) IT       |
| 07060022     | UNO SOFTVAC CATH CH8/51CM(75/750) ITA    |
| 10028022     | UNO DUODENAL OP TIP CH8/122CM(200/600)IT |
| 07034182     | UNO MULLY CATH VCT CH16/53CM(100/600)INT |
| 07050183     | UNO OPTIMAL CATH VCT CH18/60(100/600) IT |
| 12101182     | UNO VACUTIP METRIC CH12/60CM(100/600)INT |
| 12040182     | UNO VACUTIP METRIC CH07/35CM(100/600)INT |
| 01001183     | UNO NELATON CH06/40CM (100/1000) INT     |
| 10003183     | UNO DUODENAL XRAY CH12/125CM(100/400) IT |
| 01001181     | UNO NELATON CH06/40CM (100/1000) INT     |
| 10031023     | UNO DUODENAL OP TIP CH14/122(150/450) IT |
| 05270022     | UNO SUC CATH 2 EYE CH16/51CM(100/1000)IT |
| 03013181     | UNO TIEMANN CH18/40CM (100/800) INT      |
| 31003181     | UNO PURIFEED XRAY CH08/40CM(100/1000)INT |
| 31011181     | UNO PURIFEED XRAY CH10/100CM(100/600)INT |
| 12038183     | UNO VACUTIP METRIC CH06/35CM(100/600) IT |
| 12087182     | UNO VACUTIP METRIC CH14/53CM(100/600) IT |
| 05065181     | UNU SUC CATH IDEAL CH5/33CM(100/1000)INT |
| 12039182     | UNO VACUTIP METRIC CH06/53CM(100/600) IT |
| 24 111 1S-20 | UNO CARELINE 750ML LEG BAG CV(10/40) INT |
| 31002182     | UNO PURIFEED XRAY CH06/40CM(100/1000)INT |
| 12114182     | UNO FEED METRIC XRAY CH12/100 (100/600)  |
| 03013184     | UNO TIEMANN CH18/40CM (100/800) INT      |
| 31007181     | UNO PURIFEED XRAY CH08/50CM(100/1000)INT |
| 07059022     | UNO SOFTVAC CATH SIZE 6 (75/750) ITA     |

| REF.          | DESCRIPTION                              |
|---------------|--|
| 10008181      | UNO DUODENAL MANDRIN CH14/125(50/300)INT |
| 03009184      | UNO TIEMANN CH14/40CM (100/800) INT      |
| 31001182      | UNO PURIFEED XRAY CH05/40CM(100/1000)INT |
| 07061022      | UNO SOFTVAC CATH CH10/51CM (75/750) ITA  |
| 10018182      | UNO DUODENAL XRAY CH08/125CM 100/400 INT |
| 08007182      | UNO CATHCOUDE MULLY CH12/53 (100/800)INT |
| 01047022      | UNO NELATON CH06/40CM (100/1000) IT      |
| 31003182      | UNO PURIFEED XRAY CH08/40CM(100/1000)INT |
| 254100210120  | UNO PROFLO PLAIN VCT CH12/60(100/600) IT |
| 31005181      | UNO PURIFEED XRAY CH05/50CM(100/1000)INT |
| 07070022      | UNO IDEAL CATH SOFTVAC CH5/51(75/750) IT |
| 12115182      | UNO FEED TBE XRAY CH4/75CM(100/600)INT   |
| 10053022      | UNO DUODENAL XRAY CH18/122CM(100/300) IT |
| 10050022      | UNO DUODENAL XRAY CH12/122CM(150/450) IT |
| 12118182      | UNO FEED TBE XRAY CH8/75CM(100/600) AUS  |
| 12022181      | UNO FEED METRIC XRAY CH4/50(100/1000)INT |
| 05063182      | UNO SUC CATH MULLY CH4/33CM(100/1000)INT |
| 10033022      | UNO DUODENAL OP TIP CH18/122(100/300) IT |
| 10004183      | UNO DUODENAL XRAY CH14/125CM(50/300) IT  |
| 10042022      | UNO DUODENAL XRAY OT CH10/122(200/600)IT |
| 31001181      | UNO PURIFEED XRAY CH05/40CM(100/1000)INT |
| 12038181      | UNO VACUTIP METRIC CH06/35CM(100/600)INT |
| 10024182      | UNO DUODENAL XRAY CH20/125CM 1/100 INT   |
| 05089181      | UNO SUC CATH MULLY CH16/40CM(100/800)INT |
| 07034181      | UNO MULLY CATH VCT CH16/53CM(100/600)INT |
| 03032022      | UNO TIEMANN CH08/40CM (100/1000) IT      |
| 05315022      | UNO SUC CATH IDEAL CH18/51CM(100/1000)IT |
| 01013022      | UNO NELATON CH16/40CM (100/1000) IT      |
| 05089182      | UNO SUC CATH MULLY CH16/40CM(100/800)INT |
| 02062022      | UNO FEM STR CH18/18CM (100/1000) IT      |
| 10007181      | UNO DUODENAL XRAY CH20/125CM(1/100) INT  |
| 10002183      | UNO DUODENAL XRAY CH10/125CM(10/400) IT  |
| 01008022      | UNO NELATON CH12/40CM (100/1000) IT      |
| 12040181      | UNO VACUTIP METRIC CH07/35CM(100/600)INT |
| 10031022      | UNO DUODENAL OP TIP CH14/122(150/450) IT |
| 12 111 1S-PFM | UNO CARELINE LEG BAG 500ML (10/40) INT   |
| 31001022      | UNO PURIFEED XRAY CH05/40CM(100/1000) IT |
| 12043182      | UNO VACUTIP METRIC CH08/35CM(100/600)INT |
| 12038182      | UNO VACUTIP METRIC CH06/35CM(100/600) IT |
| 05200022      | UNO SUC CATH 2 EYE CH10/51CM(100/1000)IT |

| REF.           | DESCRIPTION                              |
|----------------|--|
| 01055022       | UNO NELATON CH22/40CM (100/1000) IT      |
| 07077022       | UNO IDEAL CATH SOFTVAC CH18/51(75/750)IT |
| 10030023       | UNO DUODENAL OP TIP CH12/122(150/450) IT |
| 12 111 15-MECO | MEDIQ CARELINE 500/10CM STER (2042)10X40 |
| 12043181       | UNO VACUTIP METRIC CH08/35CM(100/600)INT |
| 12088182       | UNO VACUTIP METRIC CH14/60CM(100/600)INT |
| 10002181       | UNO DUODENAL XRAY CH10/125CM(10/400) INT |
| 12022183       | UNO FEED METRIC XRAY CH4/50(100/1000)INT |
| 12048182       | UNO VACUTIP METRIC CH10/60CM(100/600) IT |
| 31009181       | UNO PURIFEED XRAY CH06/100CM(100/600)INT |
| 31010181       | UNO PURIFEED XRAY CH08/100CM(100/600)INT |
| 10052022       | UNO DUODENAL XRAY CH16/122CM(100/300) IT |
| 01001184       | UNO NELATON CH06/40CM (100/1000) INT     |
| 05113049       | UNO SUC CATH OPTIMAL CH14/60(100/800)INT |
| 01015369       | UNO NELATON CH18/40CM (25/250) INT       |
| 12043183       | UNO VACUTIP METRIC CH08/35CM(100/600) IT |
| 253101310120   | UNO PROFLO FNL MTRC CH16/60(100/800) INT |
| 253100710120   | UNO PROFLO FNL COUDE CH12/60(100/800) IT |
| 05311022       | UNO SUC CATH IDEAL CH10/51CM(100/1000)IT |
| 05095184       | UNO SUC CATH MULLY CH18/60CM(100/800)INT |
| 05006182       | UNO SUCCATH 0 EYE CH10/53CM(100/1000)INT |
| 08007242       | UNO CATH COUDE MULLY CH12/53(100/800)INT |
| 03033022       | UNO TIEMANN CH10/40CM (100/1000) IT      |
| 03036022       | UNO TIEMANN CH16/40CM (100/1000) IT      |
| 12043184       | UNO VACUTIP METRIC CH08/35CM(100/600)INT |
| 12093182       | VACUTIP MTRC OPTM CH12/53CM(100/600)INT  |
| 02056022       | UNO FEMALE STR CH06/18CM (100/1000) IT   |
| 09035182       | UNO MULLY COUDE VCT CH12/60(100/600) IT  |
| 02012182       | UNO FEMALE STR CH06/20CM(100/1000) INT   |
| 07033242       | UNO MULLY CATH VCT CH14/60CM(100/600)INT |
| 05185022       | UNO SUC CATH 0 EYE CH14/51(100/1000) INT |
| 06013183       | UNO MULLY CATH FTC CH08/53CM(100/600) IT |
| 05110183       | UNO SUC CATH OPTIMAL CH12/53(100/800) IT |
| 12024181       | UNO FEED METRIC XRAY CH5/40(100/1000)INT |
| 12024184       | UNO FEED METRIC XRAY CH5/40(100/1000)INT |
| 10021182       | UNO DUODENAL XRAY CH14/125CM(50/300) AUS |
| 12024182       | UNO FEED METRIC XRAY CH5/40(100/1000)AUS |
| 01015022       | UNO NELATON CH18/40CM (100/1000) IT      |
| 03009181       | UNO TIEMANN CH14/40CM (100/800) INT      |
| 01015182       | UNO NELATON CH18/40CM (100/800) INT      |

| REF.         | DESCRIPTION                              |
|--------------|--|
| 05082602     | UNO SUC CATH MULLY CH12/60CM(50/800) INT |
| 12096182     | VACUTIP MTRC OPTM CH14/60CM(100/600)INT  |
| 08052182     | UNO SUC CATH COUDE CH14/53CM(100/800)INT |
| 05354049     | UNO SUC CATH MULLY CH18/50CM(100/800)INT |
| 12113182     | UNO FEEDING METRIC CH10/100(100/600) AUS |
| 08050182     | UNO SUC CATH COUDE CH12/53CM(100/800)INT |
| 12062182     | UNO MULLY METRIC CH08/50CM(100/1000) INT |
| 12088185     | UNO VACUTIP METRIC CH14/60CM(100/600)INT |
| 02057022     | UNO FEMALE STR CH08/18CM (100/2000) IT   |
| 08026242     | UNO OPTIMAL COUDE CH16/53CM(100/800) INT |
| 23018182     | UNO STOMACH SMANDRIN CH16/110(50/300)INT |
| 08013242     | UNO CATH COUDE MULLY CH18/33(100/800)INT |
| 12048185     | UNO VACUTIP METRIC CH10/60CM(100/600)INT |
| 05114242     | UNO SUC CATH OPTIMAL CH16/33(100/800)INT |
| 24 151 1S-20 | UNO CARELINE 750ML LEG BAG CV(10/40) INT |
| 05310022     | UNO SUC CATH IDEAL CH08/51CM(100/1000)IT |
| 05366049     | UNO SUC CATH OPTIMAL CH12/50(100/800)INT |
| 05068184     | UNO SUC CATH MULLY CH6/40(100/1000) INT  |
| 12027182     | UNO FEED METRIC XRAY CH6/40(100/1000)INT |
| 01009184     | UNO NELATON CH14/40CM (100/800) INT      |
| 01008184     | UNO NELATON CH12/40CM (100/800) INT      |
| 01004182     | Nelaton mužský CH08/ 40 cm - rovný konec |
| 03006182     | Tiemann CH 08/36 cm                      |
| 03005182     | Tiemann CH 06/36 cm                      |
| 03014182     | Tiemann CH 20/36 cm                      |
| 31006741     | UNO PURIFEED XRAY CH06/50CM(10/480) INT  |
| 31007741     | UNO PURIFEED XRAY CH08/50CM(10/480) INT  |
| 31005741     | UNO PURIFEED XRAY CH05/50CM(10/480) INT  |
| 12027181     | UNO FEED METRIC XRAY CH6/40(100/1000)INT |
| 02017022     | UNO FEMALE STR CH14/18CM (100/2000) IT   |
| 05309022     | UNO IDEAL SUC CATH CH06/51CM (1X100) IT  |
| 01009022     | UNO NELATON CH14/40CM (100/1000) IT      |
| 10051022     | UNO DUODENAL XRAY CH14/122CM(150/450) IT |
| 02016022     | UNO FEMALE STR CH12/18CM (100/2000) IT   |
| 01017183     | UNO NELATON CH20/40CM (100/600) IT       |
| 03034022     | UNO TIEMANN CH12/40CM (100/1000) IT      |
| 02019022     | UNO FEMALE STR CH16/18CM (100/2000) IT   |
| 05112183     | UNO OPTIMAL SUC CATH CH14/53CM(1X100) IT |
| 05105183     | UNO OPTIMAL SUC CATH CH8/53CM(1X100) IT  |
| 05086183     | UNO MULLY SUC CATH CH14/53CM (1X100) IT  |

| REF.         | DESCRIPTION                              |
|--------------|--|
| 02020183     | UNO FEMALE STR CH18/18CM (100/800) INT   |
| 07047183     | UNO OPTIMAL CATH VCT CH14/60(100/600) IT |
| 07049183     | UNO OPTIMAL CATH VCT CH16/60(100/600) IT |
| 01009183     | UNO NELATON CH14/40CM (100/800) INT      |
| 01019183     | UNO NELATON CH22/40CM (100/600) IT       |
| 05108183     | UNO OPTIMAL SUC CATH CH10/53CM(1X100) IT |
| 07043183     | UNO OPTIMAL CATH VCT CH10/60(100/600) IT |
| 12046183     | UNO VACUTIP METRIC CH10/35CM(100/600) IT |
| 10006183     | UNO DUODENAL XRAY CH18/125CM(50/300) IT  |
| 05117183     | UNO OPTIMAL SUC CATH CH18/53CM(1X100) IT |
| 11005183     | UNO RYLES XRAY TIP CH16/125CM(50/300) IT |
| 11004183     | UNO RYLES XRAY TIP CH14/125CM(50/300) IT |
| 05102183     | UNO SUC CATH OPTIMAL CH6/53(100/1000)SEU |
| 05074183     | UNO SUC CATH MULLY CH8/53(100/1000) SEU  |
| 06009183     | UNO MULLY CATH FTC CH05/53CM(100/600) IT |
| 08003183     | UNO CATH COUDE MULLY CH8/53(100/1000) IT |
| 08001183     | UNO CATH COUDE MULLY CH06/53(100/1000)IT |
| 07045182     | UNO OPTIMAL CATH VCT CH12/60(100/600) IT |
| 23034182     | UNO STOMACH CH32/80CM (1/75) IT          |
| 03013183     | UNO TIEMANN CH18/40CM (100/800) IT       |
| 05021182     | SONDE ASPIRATION DROITE 10EIL 53CM CH08  |
| 12004182     | SONDE ASPI MULLY GRAD 20EILS OPP. CH08   |
| 03006183     | S VESIC PVC 1VIA TIEMAN 40CMCH8-100UDS   |
| 01020183     | S VESIC PVC 1VIA NELATON 40CM/CH24-100UD |
| 12021183     | S ALIMENT METRIC./X-RAY CH4/40CM-100UDS  |
| 10009183     | S DUODEN LEVIN MAND/X-RAY CH16/125CM-50U |
| 12036183     | S ASP TRAQUEO M.C/CONTROL CH4/35CM-100UD |
| 03005183     | S VESIC PVC 1VIA TIEMAN 40CMCH6-100UDS   |
| 05331022     | UNO SUC CATH IDEAL CH14/51(100/1000) INT |
| 05332022     | UNO SUC CATH IDEAL CH16/51(100/1000) INT |
| 05328022     | UNO SUC CATH IDEAL CH8/51CM(100/1000)INT |
| 05330022     | UNO SUC CATH IDEAL CH12/51(100/1000) INT |
| 05333022     | UNO SUC CATH IDEAL CH18/51(100/1000) INT |
| 10005182     | UNO DUODENAL XRAY CH16/125CM(50/300) INT |
| 253101210120 | UNO MULLY METRIC CH08/33CM(100/800) INT  |
| 05118182     | UNO SUC CATH OPTIMAL CH18/60(100/800)INT |
| 23015182     | UNO STOMACH MANDRIN CH16/110(60/240)INT  |
| 23014182     | UNO STOMACH MANDRIN CH14/110(60/240)INT  |
| 08027182     | UNO OPTIMAL COUDE CH16/60CM(100/800) INT |
| 12025182     | UNO FEED METRIC XRAY CH5/50(100/1000)AUS |

| REF.         | DESCRIPTION                               |
|--------------|---|
| 05102182     | UNO SUC CATH OPTIMAL CH6/53(100/1000)EUR  |
| 08023182     | UNO OPTIMAL COUDE CH12/60CM(100/800) INT  |
| 05106182     | UNO SUC CATH OPTIMAL CH8/60(100/1000)INT  |
| 05109182     | UNO SUC CATH OPTIMALCH10/60(100/1000)INT  |
| 05111182     | UNO SUC CATH OPTIMAL CH12/60(100/800)INT  |
| 10002182     | UNO DUODENAL XRAY CH10/125CM(10/400) INT  |
| 05186022     | UNO SUC CATH 0 EYE CH16/51(100/1000) INT  |
| 05193022     | UNO SUC CATH 1 EYE CH14/51(100/1000) INT  |
| 05183022     | UNO SUC CATH 0 EYE CH10/51(100/1000) INT  |
| 05181022     | UNO SUC CATH 0 EYE CH06/51(100/1000) INT  |
| 05087181     | UNO SUC CATH MULLY CH14/60(100/1000)INT   |
| 08130022     | UNO CATH COUDE IDEAL CH14/60(100/600)INT  |
| 10026022     | UNO DUODENAL MANDRIN CH16/122(50/300)INT  |
| 23026022     | UNO STOMACH CH14/80CM(150/450) INT        |
| 06034022     | UNO SUC CATH MARK FTC CH5/53(50/500) INT  |
| 08123022     | UNO CATHCOUDE IDEAL CH14/51(100/1000)INT  |
| 08008242     | UNO CATH COUDE MULLY CH12/60(100/800)INT  |
| 05087049     | UNO SUC CATH MULLY CH14/60CM(100/800)INT  |
| 05091049     | UNO SUC CATH MULLY CH16/60CM(100/800)INT  |
| 05082049     | UNO SUC CATH MULLY CH12/60CM(100/800)INT  |
| 05365049     | UNO SUC CATH OPTIMALCH10/50(100/1000)INT  |
| 05368049     | UNO SUC CATH OPTIMAL CH16/50(100/800)INT  |
| 08010242     | UNO CATH COUDEMULLY CH14/60(100/1000)INT  |
| 05349049     | UNO SUC CATH MULLY CH8/50CM(100/1000)INT  |
| 05115242     | UNO SUC CATH OPTIMAL CH16/53(100/800)INT  |
| 05111049     | UNO SUC CATH OPTIMAL CH12/60(100/800)INT  |
| 08006242     | UNO CATHCOUDE MULLY CH10/60(100/1000)INT  |
| 08015242     | UNO CATH COUDE MULLY CH18/60(100/800)INT  |
| 08012242     | UNO CATH COUDE MULLY CH16/60(100/800)INT  |
| 08022242     | UNO OPTIMAL COUDE CH12/53CM(100/800) INT  |
| 253100310120 | UNO PROFLO PLN FNL CH14/60(100/1000) INT  |
| 05113242     | UNO SUC CATH OPTIMALCH14/60(100/1000)INT  |
| 05106049     | UNO SUC CATH OPTIMAL CH8/60(100/1000)INT  |
| 01008242     | UNO NELATON CH12/40CM (100/800) INT       |
| 03011242     | UNO TIEMANN CH16/40CM (100/800) INT       |
| 05077242     | UNO SUC CATH MULLY CH10/53(100/1000) )INT |
| 05350049     | UNO SUC CATH MULLY CH10/50(100/1000) INT  |
| 05112242     | UNO SUC CATH OPTIMAL CH14/53(100/800)INT  |
| 07035242     | UNO MULLY CATH VCT CH16/60CM(100/600)INT  |
| 254100310120 | UNO PROFLO PLAIN VCT CH14/60(100/600) IT  |



| REF.              | DESCRIPTION                              |
|-------------------|--|
| 253101010120      | UNO PROFLO FNL MTRC CH10/60(100/800) IT  |
| 08023242          | UNO OPTIMAL COUDE CH12/60CM(100/800) INT |
| 05100242          | UNO SUC CATH OPTIMAL CH5/53(100/1000)INT |
| 05102242          | UNO SUC CATH OPTIMAL CH6/53(100/1000)INT |
| 01009242          | UNO NELATON CH14/40CM (100/800) INT      |
| 10005242          | UNO DUODENAL XRAY CH16/125CM(50/300) INT |
| 23002242          | UNO STOMACH CH14/80CM (50/300) INT       |
| 23016182          | UNO STOMACH MANDRIN CH18/110(60/240) IT  |
| 05118242          | UNO SUC CATH OPTIMAL CH18/60(100/800)INT |
| 253100410120      | UNO PROFLO PLN FNL CH16/53(100/800) INT  |
| 05119242          | UNO SUC CATH OPTIMAL CH20/53(100/600)INT |
| 05075049          | UNO SUC CATH MULLY CH8/60CM(100/1000)INT |
| 253100610120      | UNO PROFLO FNL COUDE CH10/60(100/800) IT |
| 03008242          | UNO TIEMANN CH12/40CM (100/800) INT      |
| 01013242          | UNO NELATON CH16/40CM (100/800) INT      |
| 05099242          | UNO SUC CATH OPTIMAL CH5/33(100/1000)INT |
| 01015242          | UNO NELATON CH18/40CM (100/800) INT      |
| 05364049          | UNO SUC CATH OPTIMAL CH8/50(100/1000)INT |
| 05110242          | UNO SUC CATH OPTIMAL CH12/53(100/800)INT |
| 12 151 1S-<br>PFM | UNO CARELINE 500ML LEGBAG BOCV(10/40)INT |
| 01004242          | UNO NELATON CH08/40CM (100/1000) INT     |
| 05111242          | UNO SUC CATH OPTIMAL CH12/60(100/800)INT |
| 23019182          | UNO STOMACH SMANDRIN CH18/110(50/300)INT |
| 05351049          | UNO SUC CATH MULLY CH12/50CM(100/800)INT |
| 05095049          | UNO SUC CATH MULLY CH18/60CM(100/800)INT |
| 12061182          | UNO MULLY METRIC CH05/33CM(100/1000) INT |
| 12022182          | UNO FEED METRIC XRAY CH4/50(100/1000)INT |
| 05363049          | UNO SUC CATH OPTIMAL CH6/50(100/1000)INT |
| 23017182          | UNO STOMACH SMANDRIN CH14/110(50/300)INT |
| 253100910120      | UNO PROFLO FNL COUDE CH16/60(100/800) IT |
| 05105242          | UNO SUC CATH OPTIMAL CH8/53(100/1000)INT |
| 08005242          | UNO CATHCOUDE MULLY CH10/53(100/1000)INT |
| 03009242          | UNO TIEMANN CH14/40CM (100/800) INT      |
| 12078182          | UNO MULLY METRIC CH10/50CM(100/1000) INT |
| 06019182          | UNO MULLY CATH FTC CH14/53CM(100/600)INT |
| 06015182          | UNO MULLY CATH FTC CH10/53CM(100/600)INT |
| 06013182          | UNO MULLY CATH FTC CH8/53CM(100/600) INT |
| 07069022          | UNO SV CATH 2 EYE CH16/60CM(75/450) INT  |
| 06013022          | UNO SUC CATH IDEAL FTC CH8/53(50/500)INT |
| 06015022          | UNO SUCCATH IDEAL FTC CH10/53(50/500)INT |

| REF.     | DESCRIPTION                              |
|----------|--|
| 06017022 | UNO IDEAL CATH FTC CH12/53CM(50/500)INT  |
| 06021022 | UNO IDEAL CATH FTC CH16/53CM(50/500)INT  |
| 05375022 | UNO SUC CATH 2 EYE CH14/51(100/1000) INT |
| 07084022 | UNO IDEAL CATH SV CH18/60CM(75/450) INT  |
| 07068022 | UNO SV CATH 2 EYE CH14/60CM(75/450) INT  |
| 23031182 | UNO STOMACH CH25/80CM(1/100) INT         |
| 01007369 | UNO NELATON CH10/40CM (100/1000) INT     |
| 01013369 | UNO NELATON CH16/40CM (25/250) INT       |
| 05072182 | UNO SUC CATH MULLY CH8/33CM(100/1000)INT |
| 03009369 | UNO TIEMANN CH14/40CM (25/250) INT       |
| 01009369 | UNO NELATON CH14/40CM (25/250) INT       |
| 05082184 | UNO SUC CATH MULLY CH12/60CM(100/800)PL  |
| 03006184 | UNO TIEMANN CH08/40CM (100/1000) INT     |
| 03011184 | UNO TIEMANN CH16/40CM (100/800) INT      |
| 03014184 | UNO TIEMANN CH20/40CM (100/600) INT      |
| 12046184 | UNO VACUTIP METRIC CH10/35CM(100/600)INT |
| 05073184 | UNO SUC CATH MULLY CH8/40(100/1000) INT  |
| 05076184 | UNO SUC CATH MULLY CH10/40(100/1000) INT |
| 05087184 | UNO SUC CATH MULLY CH14/60(100/1000)INT  |
| 05091184 | UNO SUC CATH MULLY CH16/60CM(100/800)PL  |
| 05065182 | UNO SUC CATH MULLY CH5/33CM(100/1000)INT |
| 01015184 | UNO NELATON CH18/40CM (100/800) INT      |
| 07024184 | UNO MULLY CATH VCT CH8/51CM(100/600) INT |
| 12021184 | UNO FEED METRIC XRAY CH4/40(100/1000)INT |
| 05078184 | UNO SUC CATH MULLY CH10/60CM(50/1000)INT |
| 12027184 | UNO FEED METRIC XRAY CH6/40(100/1000)INT |
| 12030184 | UNO FEED METRIC XRAY CH8/40(100/1000)INT |
| 12038184 | UNO VACUTIP METRIC CH06/35CM(100/600)INT |
| 07037183 | UNO MULLY CATH VCT CH18/60CM(100/600)INT |
| 08010182 | UNO CATH COUDEMULLY CH14/60(100/1000)INT |
| 08055182 | UNO SUC CATH COUDE CH16/60CM(100/800)INT |
| 05091182 | UNO SUC CATH MULLY CH16/60CM(100/800)EUR |
| 08003182 | UNO CATH COUDE MULLY CH8/53(100/1000)INT |
| 08008182 | UNO CATH COUDE MULLY CH12/60(100/800)INT |
| 08053182 | UNO SUC CATH COUDE CH14/60(100/1000) INT |
| 05047182 | UNO SUC CATH 2 EYE CH14/60(100/1000) INT |
| 08012182 | UNO CATH COUDE MULLY CH16/60(100/800)INT |
| 08054182 | UNO SUC CATH COUDE CH16/53CM(100/800)INT |
| 05045182 | UNO SUC CATH 2 EYE CH12/60(100/800) INT  |
| 07028182 | UNO MULLY CATH VCT CH10/53CM(100/600)INT |








| REF.     | DESCRIPTION                              |
|----------|--|
| 08095022 | UNO SUC CATH COUDE CH12/60CM(100/600)INT |
| 08094022 | UNO SUC CATH COUDE CH10/60CM(100/600)INT |
| 12079182 | UNO VACUTIP METRIC CH5/53CM (100/600) IT |
| 12116182 | UNO FEED TBE XRAY CH5/75CM(100/600)AUS   |
| 03005181 | UNO TIEMANN CH06/40CM (100/1000) INT     |
| 31003022 | UNO PURIFEED XRAY CH08/40CM(100/1000) IT |
| 08025182 | UNO OPTIMAL COUDE CH14/60CM(100/1000)INT |
| 05100182 | UNO SUC CATH OPTIMAL CH5/53(100/1000)INT |
| 23032182 | UNO STOMACH CH28/80CM (1/75) INT         |
| 09039182 | UNO MULLY COUDE VCT CH16/60(100/600) IT  |
| 05191022 | UNO SUC CATH 1 EYE CH10/51(100/1000) INT |
| 05195022 | UNO SUC CATH 1 EYE CH18/51(100/1000) INT |
| 05194022 | UNO SUC CATH 1 EYE CH16/51(100/1000) INT |
| 05184022 | UNO SUC CATH 0 EYE CH12/51(100/1000) INT |
| 05192022 | UNO SUC CATH 1 EYE CH12/51(100/1000) INT |
| 06007022 | UNO SUCT CATH FTC CH16/53CM(50/500) INT  |
| 05190022 | UNO SUC CATH 1 EYE CH08/51(100/1000) INT |
| 06004022 | UNO SUCT CATH FTC CH10/53CM(50/500) INT  |
| 05197022 | UNO SUC CATH 2 EYE CH05/51CM(100/1000)IT |
| 05198022 | UNO SUC CATH 2 EYE CH06/51CM(100/1000)IT |
| 05204022 | UNO SUC CATH 2 EYE CH18/51(100/1000) INT |
| 07027182 | UNO MULLY CATH VCT CH10/35CM(100/600)INT |
| 23027022 | UNO STOMACH CH16/80CM(100/300) INT       |
| 12077182 | UNO MULLY METRIC CH05/50CM(100/1000) INT |
| 05107242 | UNO SUC CATH OPTIMALCH10/33(100/1000)INT |
| 01007242 | UNO NELATON CH10/40CM (100/1000) INT     |
| 03014242 | UNO TIEMANN CH20/40CM (100/600) INT      |
| 05117242 | UNO SUC CATH OPTIMAL CH18/53(100/800)INT |
| 12001182 | UNO MULLY METRIC CH06/53CM(100/1000) INT |
| 03007242 | UNO TIEMANN CH10/40CM (100/1000) INT     |
| 01017242 | UNO NELATON CH20/40CM (100/600) INT      |
| 05101242 | UNO SUC CATH OPTIMAL CH6/33(100/1000)INT |
| 03013242 | UNO TIEMANN CH18/40CM (100/800) INT      |
| 08001242 | UNO CATH COUDE MULLY CH6/53(100/1000)INT |
| 06023182 | UNO MULLY CATH FTC CH18/53CM(100/600)INT |
| 06011182 | UNO MULLY CATH FTC CH6/53CM(100/600) INT |
| 06023022 | UNO IDEAL CATH FCT CH18/53CM(50/500) INT |
| 06011022 | UNO SUCCATH IDEAL FTC CH06/53(50/500)INT |
| 10049022 | UNO DUODENAL XRAY CH10/122CM(200/600) IT |
| 03008369 | UNO TIEMANN CH12/40CM (25/250) INT       |

| REF.         | DESCRIPTION                              |
|--------------|--|
| 03013369     | UNO TIEMANN CH18/40CM (25/250) INT       |
| 48 011 15-20 | UNO 4L BLADDER WASH BAG W/PUMP (20) INT  |
| 03007184     | UNO TIEMANN CH10/40CM (100/1000) INT     |
| 05425184     | UNO SUC CATH MULLY CH20/60CM(100/600)INT |
| 12036184     | UNO VACUTIP METRIC CH04/35CM(100/600)INT |
| 12037184     | UNO VACUTIP METRIC CH05/35CM(100/600)INT |
| 01019184     | UNO NELATON CH22/40CM (100/600) INT      |
| 12033184     | UNO FEED MTRC XRAY CH10/40(100/1000) INT |
| 08012184     | UNO CATH COUDE MULLY CH16/60(100/800)INT |
| 05075182     | UNO SUC CATH MULLY CH8/60CM(100/1000)INT |
| 08010184     | UNO CATH COUDEMULLY CH14/60(100/1000)INT |
| 07022182     | UNO MULLY CATH VCT CH07/53CM(100/600)INT |
| 12003185     | MULLY METRIC CH06/33CM(100/1000) RU      |
| 12044185     | UNO VACUTIP METRIC CH08/53CM(100/600)INT |
| 12037185     | UNO VACUTIP METRIC CH05/35CM(100/600)INT |
| 11003182     | UNO RYLES XRAY TIP CH12/125(100/400) AUS |
| 12028185     | UNO FEED METRIC XRAY CH6/50(100/1000)INT |
| 08096022     | UNO SUC CATH COUDE CH14/60CM(100/600)INT |
| 23017185     | UNO STOMACH SFT MAND CH14/110(50/300)INT |
| 10003185     | DUODENAL XRAY CH12/125CM(100/400) RU     |
| 06020182     | UNO MULLY CATH FTC CH14/60CM(100/600)INT |
| 08006182     | UNO CATHCOUDE MULLY CH10/60(100/1000)INT |
| 08051182     | UNO SUC CATH COUDE CH12/60CM(100/800)INT |
| 05079182     | UNO SUC CATH MULLY CH12/25CM(100/800)INT |
| 05084182     | UNO SUC CATH MULLY CH14/25(100/1000) INT |
| 05189022     | UNO SUC CATH 1 EYE CH06/51(100/1000) INT |
| 08098022     | UNO SUC CATH COUDE CH18/60CM(100/600)INT |
| 02057559     | Female CH08/ 18cm                        |
| 02077559     | Female coudé CH12/ 18cm                  |
| 03034559     | Tiemann CH12/ 40cm                       |
| 02016559     | Female CH12/ 18cm                        |
| 02017559     | Female CH14/ 18cm                        |
| 01015559     | Nelaton CH18/ 40cm                       |
| 02058559     | Female CH10/ 18cm                        |
| 03035559     | Tiemann CH14/ 40cm                       |
| 01008559     | Nelaton CH12/ 40cm                       |
| 02076559     | Female coudé CH10/ 18cm                  |
| 02078559     | Female coudé CH14/ 18cm                  |
| 01009559     | Nelaton CH14/ 40cm                       |
| 01007559     | Nelaton CH10/ 40cm                       |

| REF.     | DESCRIPTION             |
|----------|-------------------------|
| 02062559 | Female CH18/ 18cm       |
| 02079559 | Female coudé CH16/ 18cm |
| 01013559 | Nelaton CH16/ 40cm      |

| REF.              | DESCRIPTION                           |
|-------------------|---------------------------------------|
| 02019559          | Female CH16/ 18cm                     |
| 48 011 1S-<br>BBM | URINBEUTEL 4 L UNOMEDICAL M. PUMPBALL |

Annexe 2 : Exemple de notice

| Pour le produit concerné                  |   |
|---|---|
| <p>L'étiquette de l'expéditeur</p>        | <p><b>REF 05042182</b> ← <b>Code produit</b></p> <p>en: Suction Catheter w/Funnel<br/> de: Absaugkatheter m. Trichter<br/> fr: Sonde d'Aspir. avec Godet<br/> nl: Zuigcatheter met Funnel<br/> it: Catetere per Asp. Bronch.</p> <p><b>Made in Slovakia</b></p> <p>CH 10 Ø 3.3 mm<br/> FG<br/> ← 53 cm</p> <p><b>10 x 100</b> ← <b>Date de fabrication</b></p> <p> ConvaTec Limited<br/> First Avenue<br/> Deeside Industrial Park<br/> Deeside, Flintshire<br/> CH5 2NU, UK</p> <hr/> <p> 2017-12-05 ← <b>Lot</b> <b>LOT 7D00017</b><br/>  2022-11-01 SAP 1301774 v6<br/> EAN No.05705243221568</p> <hr/> <br>(01)05705243221568(17)221101(10)7D00017 |
| <p>L'étiquette de l'unité commerciale</p> | <p>en: Suction Catheter w/Funnel<br/> de: Absaugkatheter m. Trichter<br/> fr: Sonde d'Aspir. avec Godet<br/> nl: Zuigcatheter met Funnel<br/> it: Catetere per Asp. Bronch.</p> <p><b>REF 05042182</b> ← <b>Code produit</b><br/> <b>LOT 7D00017</b> ← <b>Lot</b><br/>  2022-11-01 ← <b>Date de fabrication</b><br/>  2017-12-05<br/> SAP 1301774 v6<br/> CH 10 Ø 3.3 mm<br/> FG<br/> ← 53 cm<br/> EAN No. 05705243221551</p> <hr/> <br>(01)05705243221551(17)221101(10)7D00017   |