

Servona GmbH | Biberweg 24-26 | 53842 Troisdorf | GERMANY

Servona GmbH

Biberweg 24-26 | 53842 Troisdorf | GERMANY

Postfach 31 09 | 53831 Troisdorf | GERMANY

Tel. +49 (0)2241 9322-0

Fax +49 (0)2241 9322-277

info@servona.de | www.servona.de

[Votre message]

[Interlocuteur]

[Téléphone /]

[Fax]

[E-Mail]

[Date]

MD/NW

-339

sb-mp@servona.de

Le 25 juin 2018

Consignes de sécurité (FSN) Canule en argent SERVONA (REF div.)

Cher client,

vous trouverez ci-joint des instructions d'utilisation actualisées pour votre **canule en argent Servona**. Ces dernières ont dû faire l'objet d'une actualisation à cause du caractère urgent d'une consigne de sécurité.

Veillez lire attentivement les instructions d'utilisation avant de continuer à utiliser la **canule en argent Servona** et veuillez prêter une attention particulière à ce qui suit :

Attention !

Avant de réutiliser la canule en argent Servona, veillez à ce qu'elle soit nettoyée ou désinfectée. Afin d'exclure tout risque pour la santé, il convient de veiller à ce que la canule ne présente aucun résidu du produit nettoyant ou désinfectant lorsqu'elle est placée dans un trachéostome/une trachée.

Il ne faut en aucun cas utiliser des canules dont le bon fonctionnement est entravé ou qui présentent des dommages, comme des bords coupants ou des fissures, car cela pourrait provoquer des lésions au niveau des muqueuses de la trachée.

Les canules défectueuses ne doivent pas être utilisées et doivent être remises en état par le fabricant ou le fournisseur.

Un contrôle régulier permet d'éviter les risques !

Il est recommandé de procéder à une remise en état tous les six mois. Pour ce faire, il est conseillé de recourir aux services de Servona GmbH ou à ceux d'un personnel qualifié formé à cet effet.

Veillez renvoyer le formulaire de réponse dûment rempli et signé à Servona GmbH. Vous trouverez ci-joint une enveloppe de retour prévue à cet effet.

Vous pouvez également nous contacter si vous avez des questions sur la notification ou le présent courrier.

Geschäftsführer:

Dr. Thomas Bednarczyk

Handelsregister:

Amtsgericht Siegburg, HRB 9940
IK-Nr. 33 053 0944
USt.-IdNr. DE 122950345
WEEE-Reg-Nr. DE21209435

Bankverbindung

Commerzbank AG Köln

IBAN:DE40 3704 0044 0500 2167 00

SWIFT-Code: COBADEFF370

Bankverbindung


Deutsche Bank AG Köln

IBAN: DE38 3707 0060 0244 0030 00


SWIFT-Code: DEUTDEKXXX

Salutations distinguées
Servona GmbH

pour le compte de


Dr. Marcel Drolshagen
SB-MPG/Regulatory Affairs

pour le compte de


Norbert Wiegand
Gestion des produits

Formulaire de réponse!

Servona Gruppe
Produktmanagement
Biberweg 24 - 26
53842 Troisdorf

Avvertenza di sicurezza (FSN) - Cannula d'argento SERVONA (REF div.)

Pour répondre, veuillez recourir aux
moyens suivants:

Fax de retour: +49 (0) 2241 9322-339

E-mail: sb-mp@servona.de

ou envoyez une réponse par courrier via l'enveloppe jointe

Nom:

N de tél.: _____ (en cas de questions)

Le soussigné confirme ...

- avoir reçu le courrier et d'en avoir compris le contenu
- ne plus être en possession des produits concernés
- ne pas avoir transmis les produits susmentionnés à des tiers
- avoir communiqué les consignes de sécurité aux tiers ayant réceptionné les produits susmentionnés
- avoir joint les nouvelles instructions d'utilisation aux produits qui lui ont été livrés et se trouvant encore en sa possession ou en possession de tiers

Les consignes de sécurité concernent les produits suivants:

- Canule en argent standard Servona (gr. 00-14)
- Canule en argent Servona 3 pièces (gr. 00-14)
- Canule parlante en argent standard Servona (gr. 00-14)
- Canule parlante en argent Servona 3 pièces (gr. 00-14)
- Canule parlante en argent Servona avec raccord 02 (gr. 00-14)
- Canule en argent standard Servona pour longueur supplémentaire (gr. 00-14)
- Canule en argent Servona 3 pièces pour longueur supplémentaire (gr. 00-14)
- Canule parlante en argent standard Servona pour longueur supplémentaire (gr. 00-14)
- Canule parlante en argent Servona 3 pièces pour longueur supplémentaire (gr. 00-14)

Lieu, Date

Signature