

Servona GmbH | Biberweg 24-26 | 53842 Troisdorf | GERMANY

Servona GmbH

Biberweg 24-26 | 53842 Troisdorf | GERMANY

Postfach 31 09 | 53831 Troisdorf | GERMANY

Tel. +49 (0)2241 9322-0

Fax +49 (0)2241 9322-277

info@servona.de | www.servona.de

[Suo messaggio]

[Referente]

[Telefono /]

[Fax]

[E-mail]

[Data]

MD/NW

-339

sb-mp@servona.de

25 giugno 2018

Avvertenza di sicurezza (FSN) - Cannula d'argento SERVONA (REF div.)

Gentile Cliente,

Le inviamo in allegato la versione aggiornata delle istruzioni per l'uso per il Suo prodotto **Cannula d'argento Servona**. È stato necessario aggiornarle a causa di un'avvertenza di sicurezza impellente.

La preghiamo di leggere attentamente le istruzioni per l'uso prima di continuare a usare la **Cannula d'argento Servona**, prestando particolare attenzione al seguente contenuto:

Attenzione!

Dopo la pulizia, o eventualmente la disinfezione, la cannula d'argento può essere impiegata nuovamente. Per escludere rischi per la salute, quando la cannula viene inserita nello stoma tracheale/trachea deve essere priva di residui di detergenti o disinfettanti.

Non utilizzare assolutamente cannule la cui funzionalità è compromessa o che presentano danni, come ad es. spigoli vivi o crepe, che potrebbero causare lesioni alle mucose della trachea.

Le cannule difettose non devono essere utilizzate e dovranno essere rigenerate dal produttore o fornitore.

Eseguire controlli regolari per evitare pericoli!

Si consiglia una rigenerazione da parte della Servona GmbH o da parte di personale qualificato istruito ogni sei mesi.

La invitiamo a compilare il modulo di risposta in ogni sua parte e a rispedirlo firmato alla Servona GmbH utilizzando la busta di risposta allegata.

Se dovesse avere ulteriori domande sull'avviso o sulla presente comunicazione, non esiti a contattarci.

Geschäftsführer:

Dr. Thomas Bednarczyk

Handelsregister:

Amtsgericht Siegburg, HRB 9940
IK-Nr. 33 053 0944
USt.-IdNr. DE 122950345
WEEE-Reg-Nr. DE21209435

Bankverbindung

Commerzbank AG Köln

IBAN:DE40 3704 0044 0500 2167 00

SWIFT-Code: COBADEFF370

Bankverbindung

Deutsche Bank AG Köln

IBAN: DE38 3707 0060 0244 0030 00

SWIFT-Code: DEUTDE33XXX

Distinti saluti
Servona GmbH

p. p.



Dr. Marcel Drolshagen
SB-MPG/Regulatory Affairs

p. p.



Norbert Wiegand
Produktmanagement

Modulo di risposta!]

Servona Gruppe
Produktmanagement
Biberweg 24 - 26
53842 Troisdorf

Avvertenza di sicurezza (FSN) - Cannula d'argento SERVONA (REF div.)

La preghiamo di inviare la risposta a uno dei seguenti recapiti: **Fax: +49 (0) 2241 9322-339**
E-mail: sb-mp@servona.de
oppure via posta utilizzando la busta allegata

Nome:

Telefono: _____ (per ulteriori informazioni)

Il sottoscritto conferma ...

- di aver ricevuto e compreso la presente comunicazione
- di non essere più in possesso dei prodotti interessati
- di non aver ceduto i prodotti summenzionati a terzi
- di aver informato eventuali terzi, nel caso di cessione dei prodotti summenzionati, in merito all'avvertenza di sicurezza
- di aver corredato i prodotti a lui forniti e sotto elencati, di cui è ancora in possesso o che ora si trovano in possesso di terzi, con le nuove istruzioni per l'uso

I prodotti interessati dalla presente avvertenza di sicurezza sono i seguenti:

- Cannula d'argento standard Servona (dim. 00-14)
- Cannula d'argento Servona 3 pz. (dim. 00-14)
- Cannula d'argento standard con valvola fonatoria Servona (dim. 00-14)
- Cannula d'argento con valvola fonatoria Servona 3 pz. (dim. 00-14)
- Cannula d'argento con valvola fonatoria Servona, con attacco O2 (dim. 00-14)
- Cannula d'argento standard Servona, per lunghezza maggiore (dim. 00-14)
- Cannula d'argento Servona 3 pz., per lunghezza maggiore (dim. 00-14)
- Cannula d'argento standard con valvola fonatoria Servona, per lunghezza maggiore (dim. 00-14)
- Cannula d'argento con valvola fonatoria Servona 3 pz., per lunghezza maggiore (dim. 00-14)

Luogo, data

Firma