

31. Juli 2018

An: Chirurgen/Krankenhäuser

Betrifft: **DRINGENDE SICHERHEITSINFORMATION FÜR MEDIZINPRODUKTE – RÜCKRUF**

Betroffenes Produkt: Affixus Hip Fracture Nail

Liste der betroffenen Produkte siehe Anlage 2.



Zimmer Biomet führt einen Rückruf bestimmter Chargen des Affixus Hip Fracture Nail durch, da die vormontierte Stellschraube sich möglicherweise nicht aus ihrer ursprünglichen Position im Nagel vor- oder zurückbewegen lässt.

Risiken		
Beschreibung der unmittelbaren gesundheitlichen Folgen (Verletzungen oder Krankheiten), die sich aus der Anwendung des betreffenden Produkts bzw. durch seine Exposition ergeben könnten.	Sehr wahrscheinlich	Schlimmstenfalls
	Verlängerung der Operationsdauer um < 30 Min., um einen Ersatzartikel zu beschaffen	Verlängerung der Operationsdauer um > 30 Min., um einen Ersatzartikel zu beschaffen
Beschreibung der langfristigen gesundheitlichen Folgen (Verletzungen oder Krankheiten), die sich aus der Anwendung des betreffenden Produkts bzw. durch seine Exposition ergeben könnten.	Sehr wahrscheinlich	Schlimmstenfalls
	Keine	Verzögerte Frakturheilung oder Pseudarthrose, sodass ein erneuter chirurgischer Eingriff erforderlich wird

Laut unseren Unterlagen haben Sie eines oder mehrere der betroffenen Produkte erhalten. Die betroffenen Artikel wurden ab 12. Februar 2018 bis einschließlich 25. Juni 2018 vertrieben.

Verantwortlichkeiten des Chirurgen bzw. der Klinik:

1. Lesen Sie diese Mitteilung und stellen Sie sicher, dass ihr Inhalt dem betroffenen Personal bekannt ist.
2. Wenn betroffene Produkte in Ihrer Einrichtung vorhanden sind, unterstützen Sie Ihren Zimmer Biomet Vertriebsmitarbeiter bei der Isolierung aller betroffenen Produkte. Ihr Zimmer Biomet Außendienstmitarbeiter kümmert sich darum, dass alle betroffenen Produkte aus Ihrer Einrichtung entfernt werden.
3. Bitte füllen Sie die **Empfangsbestätigung in Anhang 1** aus und senden Sie sie an fieldaction.ch@zimmerbiomet.com. Diese Bestätigung muss auch zurückgesendet werden, wenn keine betroffenen Produkte in Ihrer Einrichtung vorhanden sind.
4. Bewahren Sie eine Kopie der Empfangsbestätigung bei Ihren Rückrufunterlagen für den Fall eines Compliance-Audits Ihrer Dokumentation auf.
5. Sollten Sie nach dem Lesen der vorliegenden Mitteilung noch weitere Fragen oder Anliegen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Zimmer Biomet Vertriebsmitarbeiter.

Weitere Informationen


In Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften für Medizinprodukte wurde diese Sicherheitsinformation für Medizinprodukte allen dafür zuständigen Behörden und der entsprechenden benannten Stelle in Europa gemäß MEDDEV 2.12-1 gemeldet.

Bitte informieren Sie Zimmer Biomet über alle unerwünschten Ereignisse in Zusammenhang mit diesem Produkt oder anderen Zimmer Biomet Produkten per E-Mail an per.ch@zimmerbiomet.com oder an Ihren lokalen Ansprechpartner von Zimmer Biomet.

Bitte beachten Sie, dass die Namen der benachrichtigten Endverbraucher-Einrichtungen routinemäßig zu Prüfungszwecken an die zuständigen Behörden übermittelt werden.

Wir danken Ihnen im Voraus für Ihre Mitarbeit und bedauern mögliche Unannehmlichkeiten aufgrund dieses Rückrufs.

Mit freundlichen Grüßen



Kevin W. Escapule
Post Market Surveillance and Regulatory Compliance Director

ANHANG 1
Empfangsbestätigung

UNVERZÜGLICHE ANTWORT ERFORDERLICH – ZEITKRITISCHE MASSNAHME ERFORDERLICH

Betroffenes Produkt: Affixus Hip Fracture Nail

Ref.nr. des Rückrufs: ZFA 2018-00344

Bitte senden Sie das ausgefüllte Formular per E-Mail oder Fax an Ihren Zimmer Biomet-Ansprechpartner vor Ort

E-Mail: Fieldaction.ch@zimmerbiomet.com

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass die erforderlichen Maßnahmen gemäß dem Rückrufschreiben getroffen wurden.

Ich habe die **Sicherheitsinformation** erhalten und verstanden.

2a. Alle Bestände des/der betroffenen Artikel(s) wurden überprüft. Die Bilanzierung des momentan in der Klinik befindlichen Bestands ist in nachfolgender Tabelle dargestellt.

Vom Rückruf betroffene Bestände werden an Zimmer Biomet retourniert.

Artikel Nr.	Charge	Anzahl

oder
2b. Die Gesamtbestände in unserem Haus wurden überprüft. Es sind keine Artikel vorhanden.

3. Die nicht retournierten, jedoch vom Rückruf betroffenen Artikel wurden:
 implantiert verschrottet verloren sonstiges _____

Eventuelle weitere Anwender im Haus werde ich entsprechend informieren.

Name (in Druckbuchstaben): _____ Unterschrift: _____

Funktion: _____ Telefon: () _____ - _____ Datum: ____/____/____

Name und Anschrift des Krankenhauses: _____ Kundennummer: _____

Klinikstempel:

Hinweis: Dieses Formular muss an Zimmer Biomet zurückgesendet werden, bevor diese Maßnahme für Ihr Kundenkonto als abgeschlossen gelten kann.

ANHANG 2 - Liste der betroffenen Produkte

Artikelnummer 814309180		Artikelbezeichnung: Affixus® Hip Fracture Nail 125° 9 mm x 180 mm			
Chargennummern:	017090	017100	017110	017120	063130
063190	188050	188080	188090	219720	219730
219740	219750	290520	290550	331360	371020
371060	455870	455890	530040	530060	530080
541100	559250	559260	559270	559290	688160
706780	899800	944420	530030	530090	
Artikelnummer 814309280		Artikelbezeichnung: Affixus® Hip Fracture Nail Right 125° 9 mm x 280 mm			
Chargennummern:	331370	500240			
Artikelnummer 814309300		Artikelbezeichnung: Affixus® Hip Fracture Nail Right 125° 9 mm x 300 mm			
Chargennummern:	017130	052890	052910		
Artikelnummer 814309320		Artikelbezeichnung: Affixus® Hip Fracture Nail Right 125° 9 mm x 320 mm			
Chargennummern:	789980				
Artikelnummer 814309360		Artikelbezeichnung: Affixus® Hip Fracture Nail Right 125° 9 mm x 360 mm			
Chargennummern:	050830	052950	417420		
Artikelnummer 814309380		Artikelbezeichnung: Affixus® Hip Fracture Nail Right 125° 9 mm x 380 mm			
Chargennummern:	814250				
Artikelnummer 814309420		Artikelbezeichnung: Affixus® Hip Fracture Nail Right 125° 9 mm x 420 mm			
Chargennummern:	151830	886880			
Artikelnummer 814309440		Artikelbezeichnung: Affixus® Hip Fracture Nail Right 125° 9 mm x 440 mm			
Chargennummern:	814090	899810			
Artikelnummer 814309460		Artikelbezeichnung: Affixus® Hip Fracture Nail Right 125° 9 mm x 460 mm			
Chargennummern:	097120	767700			
Artikelnummer 814311180		Artikelbezeichnung: Affixus® Hip Fracture Nail 125° 11 mm x 180 mm			
Chargennummern:	017190	017200	017210	017240	017260
063270	063330	063360	063370	063400	087850
087870	097080	132740	153330	153470	153490

153510	153540	219770	219780	290570	290580
290620	500680	500710	500740	503300	503350
519650	565790	565800	585690	601380	628190
645550	645580	688170	688190	688200	688210
707670	741680	741690	741700	899820	899840
899850	899870	899880	900000		

Artikelnummer 814311280		Artikelbezeichnung: Affixus® Hip Fracture Nail Right 125° 11 mm x 280 mm			
Chargennummern:	500770				

Artikelnummer 814311300		Artikelbezeichnung: Affixus® Hip Fracture Nail Right 125° 11 mm x 300 mm			
Chargennummern:	132800				

Artikelnummer 814311320		Artikelbezeichnung: Affixus® Hip Fracture Nail Right 125° 11 mm x 320 mm			
Chargennummern:	900040				

Artikelnummer 814311340		Artikelbezeichnung: Affixus® Hip Fracture Nail Right 125° 11 mm x 340 mm			
Chargennummern:	152960	331460	456050		

Artikelnummer 814311360		Artikelbezeichnung: Affixus® Hip Fracture Nail Right 125° 11 mm x 360 mm			
Chargennummern:	132900	150870	331470	773070	

Artikelnummer 814311380		Artikelbezeichnung: Affixus® Hip Fracture Nail Right 125° 11 mm x 380 mm			
Chargennummern:	132920	188120	331480	688320	814070

Artikelnummer 814311400		Artikelbezeichnung: Affixus® Hip Fracture Nail Right 125° 11 mm x 400 mm			
Chargennummern:	097130	245980	417450	519300	854260
645620	645650				

Artikelnummer 814311420		Artikelbezeichnung: Affixus® Hip Fracture Nail Right 125° 11 mm x 420 mm			
Chargennummern:	060900	331520	417460	645670	688350

Artikelnummer 814311440		Artikelbezeichnung: Affixus® Hip Fracture Nail Right 125° 11 mm x 440 mm			
Chargennummern:	050850	155250	500840	541270	559240

Artikelnummer 814311460		Artikelbezeichnung: Affixus® Hip Fracture Nail Right 125° 11 mm x 460 mm			
Chargennummern:	017290	063450	155220	500860	

Artikelnummer 814313180		Artikelbezeichnung: Affixus® Hip Fracture Nail Right 125° 13 mm x 180			
--------------------------------	--	--	--	--	--

		mm			
Chargennummern:	060870	063550	063560	063570	114480
645700	900100	900250	944470		

Artikelnummer 814313260		Artikelbezeichnung: Affixus® Hip Fracture Nail Right 125° 13 mm x 260 mm			
Chargennummern:	053670				

Artikelnummer 814313280		Artikelbezeichnung: Affixus® Hip Fracture Nail Right 125° 13 mm x 280 mm			
Chargennummern:	053750				

Artikelnummer 814313300		Artikelbezeichnung: Affixus® Hip Fracture Nail Right 125° 13 mm x 300 mm			
Chargennummern:	645720				

Artikelnummer 814313320		Artikelbezeichnung: Affixus® Hip Fracture Nail Right 125° 13 mm x 320 mm			
Chargennummern:	331530	971020			

Artikelnummer 814313340		Artikelbezeichnung: Affixus® Hip Fracture Nail Right 125° 13 mm x 340 mm			
Chargennummern:	133040	188240	645750		

Artikelnummer 814313360		Artikelbezeichnung: Affixus® Hip Fracture Nail Right 125° 13 mm x 360 mm			
Chargennummern:	050870	501210			

Artikelnummer 814313380		Artikelbezeichnung: Affixus® Hip Fracture Nail Right 125° 13 mm x 380 mm			
Chargennummern:	482620	501270			

Artikelnummer 814313400		Artikelbezeichnung: Affixus® Hip Fracture Nail Right 125° 13 mm x 400 mm			
Chargennummern:	501350				

Artikelnummer 814313420		Artikelbezeichnung: Affixus® Hip Fracture Nail Right 125° 13 mm x 420 mm			
Chargennummern:	017300	097020	559190		

Artikelnummer 814313440		Artikelbezeichnung: Affixus® Hip Fracture Nail Right 125° 13 mm x 440 mm			
Chargennummern:	155200	502270			

Artikelnummer 814313460		Artikelbezeichnung: Affixus® Hip Fracture Nail Right 125° 13 mm x 460 mm			
Chargennummern:	083760				

Artikelnummer 814409260		Artikelbezeichnung: Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 9 mm x 260 mm			

Chargennummern:	971030				
Artikelnummer 814409280	Artikelbezeichnung: Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 9 mm x 280 mm				
Chargennummern:	707700				
Artikelnummer 814409300	Artikelbezeichnung: Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 9 mm x 300 mm				
Chargennummern:	133160				
Artikelnummer 814409320	Artikelbezeichnung: Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 9 mm x 320 mm				
Chargennummern:	114560	133170			
Artikelnummer 814409340	Artikelbezeichnung: Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 9 mm x 340 mm				
Chargennummern:	212940	503520	565820		
Artikelnummer 814409360	Artikelbezeichnung: Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 9 mm x 360 mm				
Chargennummern:	097140	133190	144070		
Artikelnummer 814409380	Artikelbezeichnung: Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 9 mm x 380 mm				
Chargennummern:	053790	155180	762720	790780	813530
Artikelnummer 814409400	Artikelbezeichnung: Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 9 mm x 400 mm				
Chargennummern:	051130	053810	133200	153200	813940
Artikelnummer 814409420	Artikelbezeichnung: Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 9 mm x 420 mm				
Chargennummern:	503570				
Artikelnummer 814409440	Artikelbezeichnung: Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 9 mm x 440 mm				
Chargennummern:	503610				
Artikelnummer 814409460	Artikelbezeichnung: Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 9 mm x 460 mm				
Chargennummern:	097160	133230			
Artikelnummer 814411260	Artikelbezeichnung: Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 11 mm x 260 mm				
Chargennummern:	503640				
Artikelnummer 814411320	Artikelbezeichnung: Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 11 mm x 320 mm				
Chargennummern:	155130				
Artikelnummer 814411340	Artikelbezeichnung: Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 11 mm x 340 mm				

		mm			
Chargennummern:	530180	585810			
Artikelnummer 814411360		Artikelbezeichnung: Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 11 mm x 360 mm			
Chargennummern:	503700	646540	707750		
Artikelnummer 814411380		Artikelbezeichnung: Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 11 mm x 380 mm			
Chargennummern:	053940	813860	886990		
Artikelnummer 814411400		Artikelbezeichnung: Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 11 mm x 400 mm			
Chargennummern:	053980	053990	646590	768010	
Artikelnummer 814411420		Artikelbezeichnung: Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 11 mm x 420 mm			
Chargennummern:	155120	245960	472890		
Artikelnummer 814411440		Artikelbezeichnung: Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 11 mm x 440 mm			
Chargennummern:	151870	155110	646620	960600	
Artikelnummer 814411460		Artikelbezeichnung: Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 11 mm x 460 mm			
Chargennummern:	054000	097060			
Artikelnummer 814413260		Artikelbezeichnung: Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 13 mm x 260 mm			
Chargennummern:	814090				
Artikelnummer 814413280		Artikelbezeichnung: Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 13 mm x 280 mm			
Chargennummern:	559130				
Artikelnummer 814413300		Artikelbezeichnung: Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 13 mm x 300 mm			
Chargennummern:	331610				
Artikelnummer 814413320		Artikelbezeichnung: Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 13 mm x 320 mm			
Chargennummern:	245830	331620			
Artikelnummer 814413340		Artikelbezeichnung: Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 13 mm x 340 mm			
Chargennummern:	482730				
Artikelnummer 814413360		Artikelbezeichnung: Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 13 mm x 360 mm			
Chargennummern:	054030	054040	312200	312210	

Artikelnummer 814413380		Artikelbezeichnung: Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 13 mm x 380 mm			
Chargennummern:	417480	646660			
Artikelnummer 814413400		Artikelbezeichnung: Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 13 mm x 400 mm			
Chargennummern:	054100				
Artikelnummer 814413420		Artikelbezeichnung: Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 13 mm x 420 mm			
Chargennummern:	155080	156070	156150	482640	
Artikelnummer 814413460		Artikelbezeichnung: Affixus® Hip Fracture Nail Left 125° 13 mm x 460 mm			
Chargennummern:	155070				
Artikelnummer 814509180		Artikelbezeichnung: Affixus® Hip Fracture Nail 130° 9 mm x 180 mm			
Chargennummern:	054130	085710	144520	150790	156740
156750	219790	245740	245820	287290	287400
456140	482650	707780	900280	944590	944630
944640	970640				
Artikelnummer 814509260		Artikelbezeichnung: Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 9 mm x 260 mm			
Chargennummern:	813650				
Artikelnummer 814509280		Artikelbezeichnung: Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 9 mm x 280 mm			
Chargennummern:	768020				
Artikelnummer 814509300		Artikelbezeichnung: Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 9 mm x 300 mm			
Chargennummern:	212980				
Artikelnummer 814509320		Artikelbezeichnung: Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 9 mm x 320 mm			
Chargennummern:	530190	887000	971580		
Artikelnummer 814509340		Artikelbezeichnung: Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 9 mm x 340 mm			
Chargennummern:	503940	646730			
Artikelnummer 814509360		Artikelbezeichnung: Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 9 mm x 360 mm			
Chargennummern:	813470				
Artikelnummer 814509380		Artikelbezeichnung: Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 9 mm x 380 mm			

Chargennummern:	628920	646790	773060	
------------------------	--------	--------	--------	--

Artikelnummer 814509400	Artikelbezeichnung: Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 9 mm x 400 mm			
Chargennummern:	646830			

Artikelnummer 814509420	Artikelbezeichnung: Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 9 mm x 420 mm			
Chargennummern:	153010	159190	707830	

Artikelnummer 814509440	Artikelbezeichnung: Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 9 mm x 440 mm				
Chargennummern:	054150	054170	130740	130750	188310
519480					

Artikelnummer 814509460	Artikelbezeichnung: Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 9 mm x 460 mm			
Chargennummern:	254720			

Artikelnummer 814511180	Artikelbezeichnung: Affixus® Hip Fracture Nail 130° 11 mm x 180 mm				
Chargennummern:	072620	130760	130770	130780	130790
130800	130810	130820	130840	130850	130860
130900	130920	131030	156770	157000	188340
219800	219810	219820	219910	245570	245690
287090	287120	287130	371170	456160	519490
530110	530120	530130	558980	565870	565880
601390	707920	768050	772730	854270	901300
901330	901350	901360	901370	901380	901400
901410	944660	944720	970790	970810	970820
970830	970840	970850	970860	970870	970880
970890					

Artikelnummer 814511260	Artikelbezeichnung: Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 11 mm x 260 mm			
Chargennummern:	791640	813460		

Artikelnummer 814511280	Artikelbezeichnung: Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 11 mm x 280 mm			
Chargennummern:	155000	483480	646910	646930
				646950

Artikelnummer 814511300	Artikelbezeichnung: Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 11 mm x 300 mm			
Chargennummern:	558960			

Artikelnummer 814511320	Artikelbezeichnung: Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 11 mm x 320 mm			
Chargennummern:	331650			

Artikelnummer 814511340		Artikelbezeichnung: Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 11 mm x 340 mm			
Chargennummern:	054180	483490	519590	558900	558910
586640					

Artikelnummer 814511360		Artikelbezeichnung: Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 11 mm x 360 mm			
Chargennummern:	107830	107850	152910	154990	482740
519610	565900	707960	762780	773410	812310
812330					

Artikelnummer 814511380		Artikelbezeichnung: Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 11 mm x 380 mm			
Chargennummern:	054200	054210		054220	

Artikelnummer 814511400		Artikelbezeichnung: Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 11 mm x 400 mm			
Chargennummern:	054240	054250	154980	472860	773390
798600	798610				

Artikelnummer 814511420		Artikelbezeichnung: Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 11 mm x 420 mm			
Chargennummern:	154960	558870	558880	628930	707860

Artikelnummer 814511440		Artikelbezeichnung: Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 11 mm x 440 mm			
Chargennummern:	213000	558850			

Artikelnummer 814511460		Artikelbezeichnung: Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 11 mm x 460 mm			
Chargennummern:	157130	558840	710910		

Artikelnummer 814513180		Artikelbezeichnung: Affixus® Hip Fracture Nail 130° 13 mm x 180 mm			
Chargennummern:	063590	063600	220020	245510	290720
371210	482750	482760	482770	523410	

Artikelnummer 814513260		Artikelbezeichnung: Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 13 mm x 260 mm			
Chargennummern:	901420				

Artikelnummer 814513280		Artikelbezeichnung: Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 13 mm x 280 mm			
Chargennummern:	213010	707970	944730		

Artikelnummer 814513300		Artikelbezeichnung: Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 13 mm x 300 mm			
Chargennummern:	944850				

Artikelnummer 814513340		Artikelbezeichnung: Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 13 mm x 340 mm			
Chargennummern:	017700				
Artikelnummer 814513380		Artikelbezeichnung: Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 13 mm x 380 mm			
Chargennummern:	587670	707980	711060		
Artikelnummer 814513400		Artikelbezeichnung: Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 13 mm x 400 mm			
Chargennummern:	152980	482780	530160	798520	798530
	798540				
Artikelnummer 814513420		Artikelbezeichnung: Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 13 mm x 420 mm			
Chargennummern:	060800	060820	397280	397290	397300
	812970	901490			
Artikelnummer 814513440		Artikelbezeichnung: Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 13 mm x 440 mm			
Chargennummern:	154920	711080			
Artikelnummer 814513460		Artikelbezeichnung: Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 13 mm x 460 mm			
Chargennummern:	558790	711090			
Artikelnummer 814515320		Artikelbezeichnung: Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 15 mm x 320 mm			
Chargennummern:	154900	818440			
Artikelnummer 814515360		Artikelbezeichnung: Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 15 mm x 360 mm			
Chargennummern:	154890	814740			
Artikelnummer 814515400		Artikelbezeichnung: Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 15 mm x 400 mm			
Chargennummern:	364250				
Artikelnummer 814515440		Artikelbezeichnung: Affixus® Hip Fracture Nail Right 130° 15 mm x 440 mm			
Chargennummern:	154880				
Artikelnummer 814609260		Artikelbezeichnung: Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 9 mm x 260 mm			
Chargennummern:	157170				
Artikelnummer 814609280		Artikelbezeichnung: Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 9 mm x 280 mm			

		mm			
Chargennummern:	107860	558680	791850		
Artikelnummer 814609320		Artikelbezeichnung: Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 9 mm x 320 mm			
Chargennummern:	055260	154870			
Artikelnummer 814609360		Artikelbezeichnung: Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 9 mm x 360 mm			
Chargennummern:	287140				
Artikelnummer 814609400		Artikelbezeichnung: Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 9 mm x 400 mm			
Chargennummern:	055360	055510	157290	917700	972060
Artikelnummer 814609420		Artikelbezeichnung: Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 9 mm x 420 mm			
Chargennummern:	762840				
Artikelnummer 814609460		Artikelbezeichnung: Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 9 mm x 460 mm			
Chargennummern:	055580	154820	154830		
Artikelnummer 814611260		Artikelbezeichnung: Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 11 mm x 260 mm			
Chargennummern:	091610	558640	629150		
Artikelnummer 814611280		Artikelbezeichnung: Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 11 mm x 280 mm			
Chargennummern:	711150	711170			
Artikelnummer 814611320		Artikelbezeichnung: Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 11 mm x 320 mm			
Chargennummern:	331940	558590			
Artikelnummer 814611340		Artikelbezeichnung: Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 11 mm x 340 mm			
Chargennummern:	154800	154810	155350	629170	
Artikelnummer 814611360		Artikelbezeichnung: Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 11 mm x 360 mm			
Chargennummern:	017730	085400	154660	154670	154680
157450	558510	565960	694270	711210	812570
812730	818350	945040			

Artikelnummer 814611380		Artikelbezeichnung: Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 11 mm x 380 mm			
Chargennummern:	152900	154610	901540	901550	901560
901570	901580	901590	901600	565970	

Artikelnummer 814611400		Artikelbezeichnung: Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 11 mm x 400 mm			
Chargennummern:	060780	154560	482790	530170	759190
797000	797020	812460	812540		

Artikelnummer 814611420		Artikelbezeichnung: Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 11 mm x 420 mm			
Chargennummern:	154540	155340	712170	791890	

Artikelnummer 814611440		Artikelbezeichnung: Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 11 mm x 440 mm			
Chargennummern:	558490	759400			

Artikelnummer 814611460		Artikelbezeichnung: Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 11 mm x 460 mm			
Chargennummern:	171830	712290			

Artikelnummer 814613260		Artikelbezeichnung: Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 13 mm x 260 mm			
Chargennummern:	171820	972190			

Artikelnummer 814613280		Artikelbezeichnung: Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 13 mm x 280 mm			
Chargennummern:	688510	763000			

Artikelnummer 814613300		Artikelbezeichnung: Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 13 mm x 300 mm			
Chargennummern:	818430	960660			

Artikelnummer 814613320		Artikelbezeichnung: Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 13 mm x 320 mm			
Chargennummern:	245390	287180			

Artikelnummer 814613340		Artikelbezeichnung: Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 13 mm x 340 mm			
Chargennummern:	331960				

Artikelnummer 814613360		Artikelbezeichnung: Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 13 mm x 360 mm			
Chargennummern:	816070				

Artikelnummer 814613380		Artikelbezeichnung: Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 13 mm x 380 mm			
Chargennummern:	712320				

Artikelnummer 814613400		Artikelbezeichnung: Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 13 mm x 400 mm			
Chargennummern:	055730	060770	154510	558410	712370

Artikelnummer 814613420		Artikelbezeichnung: Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 13 mm x 420 mm			
Chargennummern:	154480				

Artikelnummer 814613440		Artikelbezeichnung: Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 13 mm x 440 mm			
Chargennummern:	157490	482830			

Artikelnummer 814613460		Artikelbezeichnung: Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 13 mm x 460 mm			
Chargennummern:	055760	154460	503740	558390	712400

Artikelnummer 814615360		Artikelbezeichnung: Affixus® Hip Fracture Nail Left 130° 15 mm x 360 mm			
Chargennummern:	154450				