

Medtronic (Schweiz) AG

Talstrasse 9
3053 Münchenbuchsee
www.medtronic.com

Tél. 031 868 01 00
Fax 031 868 01 99
E-mail swisscontact@medtronic.com

DRINGENDE SICHERHEITSINFORMATION **Mon-a-Therm™ Foley-Katheter mit Temperatursensoren**

August 2018

Medtronic Referenz: FA835

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

mit diesem Schreiben möchten wir Ihnen mitteilen, dass Degania Silicone bestimmte Produktionschargen von Mon-a-Therm™ Foley-Kathetern freiwillig zurückruft.

Problembeschreibung:

Medtronic wurde vom Erstausrüster Degania Silicone darüber informiert, dass bestimmte Produktionschargen von Mon-a-Therm™ Foley-Kathetern mit Temperatursensoren zurückgerufen werden müssen, da aufgrund von defekten Temperatursensoren eine niedrigere Körpertemperaturmessung als die tatsächliche Temperatur eines Patienten (–2 °C) angezeigt wird. Im angehängten Schreiben von Degania Silicone finden Sie Details zum Rückruf.

Medtronic fordert Sie auf, die Verwendung der unten angegebenen betroffenen Produkte unverzüglich einzustellen. Dieses Produkt wurde zwischen Juni 2017 und dem 6. Juli 2018 vertrieben. Bitte sondern Sie alle nicht verwendeten Produkte der in Anlage A aufgelisteten Produktcodes und Chargennummern aus und geben Sie sie zurück. Nicht verwendete Produkte der betroffenen Produktcodes und Chargennummern müssen gemäß Anweisungen im nachfolgenden Abschnitt „Erforderliche Maßnahmen“ zurückgesendet werden. Wenn Sie die in Anlage A aufgeführten betroffenen Mon-a-Therm™ Foley-Katheter mit Temperatursensoren vertrieben haben, leiten Sie die Informationen in diesem Schreiben bitte unverzüglich an die Empfänger weiter. Alle nicht verwendeten Produkte der betroffenen Produktcodes und Chargen müssen zurückgesendet werden.

Erforderliche Maßnahmen:

1. Bitte stellen Sie die Verwendung sofort ein und sondern Sie die in Anlage A aufgelisteten betroffenen Produktcodes und Chargen aus.
2. Senden Sie die betroffenen Produkte bitte wie nachfolgend beschrieben an uns zurück.
3. Füllen Sie das Bestätigungsformular zu zurückgerufenen Produkten aus, auch wenn Sie keinen Bestand mehr davon haben

	Kunden mit Bestand	Kunden ohne Bestand	Empfänger des ausgefüllten Formulars
Direkt von Medtronic gekauft	Füllen Sie das beigefügte Bestätigungsformular bitte vollständig aus. Nach Erhalt Ihres Formulars wird Sie der Kundendienst von Medtronic kontaktieren, um die Rücksendung Ihrer Produkte zu organisieren. Für die Rückgabe nicht verwendeter Produkte erhalten Sie eine Gutschrift.	Füllen Sie das Formular aus und kreuzen Sie das Kästchen „Kein Bestand“ an.	Senden Sie das ausgefüllte Formular per E-Mail oder Fax an die auf dem Bestätigungsformular angegebene Kontaktperson bei Medtronic.
Von einem Händler gekauft	Füllen Sie alle Felder des Formulars aus und wenden Sie sich für Anweisungen zur Rücksendung der Produkte direkt an Ihren Händler.	Füllen Sie das Formular aus und kreuzen Sie das Kästchen „Kein Bestand“ an.	Senden Sie das ausgefüllte Formular per E-Mail oder Fax an Ihren Händler und an die auf dem Bestätigungsformular angegebene Kontaktperson bei Medtronic.

Swissmedic – das Schweizerische Heilmittelinstitut wurde bereits über diese Maßnahme informiert. Bitte bewahren Sie eine Kopie dieser Mitteilung in Ihren Unterlagen auf.

Falls Ihnen irgendwelche Vorfälle im Zusammenhang mit diesem Problem bekannt werden, wenden Sie sich bitte mittels der angegebenen Kontaktinformation an Ihren Medtronic-Vertreter, um weitere Informationen über diese Ereignisse bereitzustellen, damit die behördlichen Verpflichtungen zur Berichterstattung erfüllt werden können.

Wir bedauern die entstandenen Unannehmlichkeiten. Wenn Sie diesbezügliche Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Medtronic Repräsentanten.

Mit freundlichen Grüßen

Medtronic (Schweiz) AG

Anhang: Dringende Sicherheitsinformation von Degania Silicone

Anlage A

Artikelcode	Beschreibung	Betroffene Chargennummern				
90051T	TSC CATHETER CLEAR 16FR STERILE	S17001607	S17002682	S17004509	S17005529	S17006719
		S17002091	S17003219	S17004510	S17005979	S17006720
		S17002440	S17003301	S17004511	S17005980	S17006721
		S17002441	S17003302	S17004771	S17005981	S17006722
		S17002558	S17003391	S17004772	S17005982	S17006723
		S17002559	S17003456	S17004902	S17005983	S17006724
		S17002560	S17004376	S17005028	S17005984	S17006725
		S17002561	S17004377	S17005029	S17005985	S17007360
		S17002562	S17004378	S17005030	S17005986	S17007459
		S17002563	S17004379	S17005117	S17006718	S17007622
			S17002681	S17004380	S17005281	
90052T	TSC CATHETER CLEAR 18FR STERILE	S17000279	S17002452	S17003578	S17007065	S17003461
		S17000280	S17002892	S17005046	S17007171	S17006731
		S17000837	S17003306	S17005298		
90053T	TSC CATHETER CLEAR 8FR STERILE	S17002877	S17002878	S17003909	S17004477	S17005607
90055T	TSC CATHETER CLEAR 12FR STERILE	S17000660	S17000946	S17002077	S17003350	S17004479
		S17000808	S17001347	S17002197	S17003351	S17004736
		S17000809	S17001348	S17002979	S17003439	S17005948
		S17000943	S17001349	S17003347	S17004190	S17005949
90056T	TSC CATHETER CLEAR 14FR STERILE	S17000191	S17002884	S17004486	S17006333	S17007030
		S17000192	S17002982	S17004746	S17006334	S17007032
		S17000231	S17002983	S17004877	S17006687	S17007334
		S17000320	S17003784	S17005004	S17006688	S17007433
		S17001226	S17003785	S17005956	S17006689	S17007434
		S17002082	S17003916	S17005957	S17006690	S17007588
		S17002550	S17003917	S17005958	S17006926	S17000373
		S17002784	S17004351	S17006206	S17007029	S17008259
	S17002883					

Bestätigungsformular

Mon-a-Therm™ Foley-Katheter mit Temperatursensoren

Betroffene Artikelnummern und Chargen: siehe Anlage A des Kundenschreibens

August 2018

	MedtronicKontaktinformation
Name: Ort:	An: Medtronic (Schweiz) AG
Abholadresse (bitte ausfüllen): Abteilung: Strasse: PLZ und Ort: Kontaktperson a. d. Abholstelle: Öffnungszeiten:	Adresse: Talstrasse 9 3053 Münchenbuchsee Schweiz
Telefon:	
Fax:	Fax: +41 31 868 01 99
E-Mail:	E-Mail: team.assistants@medtronic.com

Bitte vervollständigen Sie die untenstehende Tabelle mit den noch vorhandenen betroffenen Produkten.
Falls Sie **keine** betroffenen Produkte auf Lager haben, geben Sie uns dies bitte bekannt, indem Sie das folgende Kästchen ankreuzen:

kein Bestand

Artikel- Nummer (REF)	Chargen- nummer (LOT)	Rechnungs- od. Bestell- nummer (falls vorhanden)	Anzahl der Produkte (Angabe ob Stk. oder VPE)

Informationen zur Abholung:

Anzahl der Versandkartons zur Rücksendung: _____ Gewicht: < 45kg > 45kg

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie die Kenntnisnahme und den Erhalt dieser Sicherheitsinformation, sowie die Überprüfung Ihres Bestandes.

Name (in Druckbuchstaben): _____

Unterschrift: _____

Datum: _____

Wichtige Hinweise:

- **Bitte senden Sie das ausgefüllte Formular innerhalb von 10 Tagen an die oben genannte Faxnummer oder E-Mail-Adresse zurück.**
- **Bitte füllen Sie dieses Formular auch aus, wenn Sie keine betroffene Ware im Bestand haben.**
- Falls Sie noch Bestand haben, wird Sie unser Kundenservice kontaktieren, um die Abholung und gegebenenfalls Gutschrift oder Austausch der Produkte zu organisieren.
- **Bitten senden Sie keine Produkte zurück bevor Sie die Rücksendedokumente erhalten haben.**



Degania Silicone Ltd., 15130, Israel
Tel: +972-4-6755100 Fax: +972-4-6709182
E-Mail: ds@ds-il.com Internet: www.degania-medical.com

DRINGENDE SICHERHEITSINFORMATION

Dringend – Bitte wenden Sie sich mit diesem Schreiben umgehend an die Person(en), die für die Verwendung des folgenden Produkts verantwortlich ist (sind):

Zur Kenntnisnahme durch den Kunden:

21. Juni 2018

Aktualisiert: 26. Juli 2018

Covidien AG
Weg naar Zwartberg 239, hall 5
Opplabbeek 3660
Belgien

Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,

mit diesem Schreiben möchten wir Ihnen mitteilen, dass Degania Silicone die an Ihre Einrichtung vertriebenen **Katheter mit Temperatursensoren** freiwillig zurückruft. Die Details zu den zurückgerufenen Chargen finden Sie in Tabelle 1.

Beschreibung des Problems:

Bei den oben aufgeführten Chargen besteht der Verdacht, dass sie Katheter mit defekten Temperatursensoren enthalten. Diese Teile zeigen eine niedrigere Körpertemperaturmessung als die tatsächliche Temperatur eines Patienten ($\sim -2^\circ\text{C}$) an. Wenn die Körpertemperatur des Patienten nicht richtig gemessen wird, kann dies zu falschen Diagnosen und einer unzureichenden Behandlung führen.

Bitte befolgen Sie sofort die unten aufgeführten „Erforderlichen Kundenaktionen“.

1. Leiten Sie diese Informationen umgehend an die Personen weiter, die für die Verwendung der betroffenen Teile verantwortlich sind. Ihr Unternehmen muss einen eigenen Rückruf durchführen, um alle vertriebenen Produkte von der Liste der möglicherweise betroffenen Produkte einzusammeln.
2. Bitte füllen Sie das angehängte Rückruf-Formular aus und geben Sie die Menge des betroffenen Produkts in Ihrem Besitz an.
3. Senden Sie das ausgefüllte Rückruf-Formular umgehend per E-Mail an Degania Silicone zurück: **Katia@ds-il.com**



Degania Silicone Ltd., 15130, Israel
Tel: +972-4-6755100 Fax: +972-4-6709182
E-Mail: ds@ds-il.com Internet: www.degania-medical.com

Alle betroffenen Produkte werden an unser Lager in Deutschland zurückgesendet:

Dietrich Gass oHG
Hauptstrasse 60a
42349 Wuppertal-Cronenberg
Deutschland
Telefonnummer: +49 0202 247 68 15
Kontakt: **Melissa Wagner** (mw@degania-silicone.de)

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Degania Silicone:

Degania Silicone Ltd.
Degania Bet, 1513000,
Israel
Katia Kayam, Customer Complaints Officer
Tel: +972-529532059
E-Mail: Katia@ds-il.com

Wir möchten uns für die entstandenen Unannehmlichkeiten aufrichtig entschuldigen und uns für Ihr Verständnis bedanken. Wir ergreifen alle erforderlichen Maßnahmen, um die Zufriedenheit unserer Patienten und Kunden auch weiterhin zu gewährleisten.

Mit freundlichen Grüßen, Degania Silicone LTD.

Andrew Holman, Managing Director

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Andrew Holman", is positioned to the right of the typed name.



Degania Silicone Ltd., 15130, Israel
 Tel: +972-4-6755100 Fax: +972-4-6709182
 E-Mail: ds@ds-il.com Internet: www.degania-medical.com

Tabelle 1:

Medtronic Material-/ Teile-Nr.:	Material-/Teilebeschreibung	Charge/ Seriennummer	Herstellungs- datum	Freigabe- menge, Stückzahl
90056T	TSC CATHETER CLEAR 14FR STERILE	S17000191	10-02-17	1800
90056T	TSC CATHETER CLEAR 14FR STERILE	S17000192	13-02-17	2880
90056T	TSC CATHETER CLEAR 14FR STERILE	S17000231	14-02-17	2160
90052T	TSC CATHETER CLEAR 18FR STERILE	S17000279	11-02-17	1800
90052T	TSC CATHETER CLEAR 18FR STERILE	S17000280	15-02-17	360
90056T	TSC CATHETER CLEAR 14FR STERILE	S17000320	18-02-17	2520
90055T	TSC CATHETER CLEAR 12FR STERILE	S17000660	11-04-17	2520
90055T	TSC CATHETER CLEAR 12FR STERILE	S17000808	11-04-17	2520
90055T	TSC CATHETER CLEAR 12FR STERILE	S17000809	21-03-17	1800
90052T	TSC CATHETER CLEAR 18FR STERILE	S17000837	22-03-17	720
90055T	TSC CATHETER CLEAR 12FR STERILE	S17000943	20-04-17	2160
90055T	TSC CATHETER CLEAR 12FR STERILE	S17000946	20-04-17	2520
90056T	TSC CATHETER CLEAR 14FR STERILE	S17001226	12-04-17	3600
90055T	TSC CATHETER CLEAR 12FR STERILE	S17001347	20-04-17	1800
90055T	TSC CATHETER CLEAR 12FR STERILE	S17001348	08-04-17	1440
90055T	TSC CATHETER CLEAR 12FR STERILE	S17001349	29-04-17	3240
90051T	TSC CATHETER CLEAR 16FR STERILE	S17001607	19-04-17	1800
90055T	TSC CATHETER CLEAR 12FR STERILE	S17002077	29-04-17	3600
90056T	TSC CATHETER CLEAR 14FR STERILE	S17002082	26-04-17	720
90051T	TSC CATHETER CLEAR 16FR STERILE	S17002091	29-04-17	2160
90055T	TSC CATHETER CLEAR 12FR STERILE	S17002197	31-05-17	2880
90051T	TSC CATHETER CLEAR 16FR STERILE	S17002440	09-05-17	3600
90051T	TSC CATHETER CLEAR 16FR STERILE	S17002441	12-05-17	3240
90052T	TSC CATHETER CLEAR 18FR STERILE	S17002452	05-05-17	1080
90056T	TSC CATHETER CLEAR 14FR STERILE	S17002550	22-05-17	3240
90051T	TSC CATHETER CLEAR 16FR STERILE	S17002558	12-05-17	720
90051T	TSC CATHETER CLEAR 16FR STERILE	S17002559	08-05-17	1080
90051T	TSC CATHETER CLEAR 16FR STERILE	S17002560	11-05-17	1080
90051T	TSC CATHETER CLEAR 16FR STERILE	S17002561	20-05-17	3600
90051T	TSC CATHETER CLEAR 16FR STERILE	S17002562	20-05-17	720
90051T	TSC CATHETER CLEAR 16FR STERILE	S17002563	20-05-17	2520
90051T	TSC CATHETER CLEAR 16FR STERILE	S17002681	26-05-17	3600
90051T	TSC CATHETER CLEAR 16FR STERILE	S17002682	06-06-17	720
90056T	TSC CATHETER CLEAR 14FR STERILE	S17002784	09-06-17	3600



Degania Silicone Ltd., 15130, Israel
 Tel: +972-4-6755100 Fax: +972-4-6709182
 E-Mail: ds@ds-il.com Internet: www.degania-medical.com

90053T	TSC CATHETER CLEAR 8FR STERILE	S17002877	27-05-17	720
90053T	TSC CATHETER CLEAR 8FR STERILE	S17002878	31-05-17	720
90056T	TSC CATHETER CLEAR 14FR STERILE	S17002883	26-05-17	1440
90056T	TSC CATHETER CLEAR 14FR STERILE	S17002884	02-06-17	3240
90052T	TSC CATHETER CLEAR 18FR STERILE	S17002892	24-05-17	360
90055T	TSC CATHETER CLEAR 12FR STERILE	S17002979	09-06-17	2880
90056T	TSC CATHETER CLEAR 14FR STERILE	S17002982	02-06-17	720
90056T	TSC CATHETER CLEAR 14FR STERILE	S17002983	01-07-17	2520
90051T	TSC CATHETER CLEAR 16FR STERILE	S17003219	09-06-17	1800
90051T	TSC CATHETER CLEAR 16FR STERILE	S17003301	13-06-17	1800
90051T	TSC CATHETER CLEAR 16FR STERILE	S17003302	14-06-17	360
90052T	TSC CATHETER CLEAR 18FR STERILE	S17003306	12-06-17	720
90055T	TSC CATHETER CLEAR 12FR STERILE	S17003347	13-06-17	1080
90055T	TSC CATHETER CLEAR 12FR STERILE	S17003350	13-06-17	720
90055T	TSC CATHETER CLEAR 12FR STERILE	S17003351	30-06-17	2520
90051T	TSC CATHETER CLEAR 16FR STERILE	S17003391	20-06-17	1080
90055T	TSC CATHETER CLEAR 12FR STERILE	S17003439	01-07-17	1440
90051T	TSC CATHETER CLEAR 16FR STERILE	S17003456	20-06-17	360
90052T	TSC CATHETER CLEAR 18FR STERILE	S17003578	08-07-17	720
90056T	TSC CATHETER CLEAR 14FR STERILE	S17003784	12-07-17	2520
90056T	TSC CATHETER CLEAR 14FR STERILE	S17003785	12-07-17	2160
90053T	TSC CATHETER CLEAR 8FR STERILE	S17003909	08-07-17	720
90056T	TSC CATHETER CLEAR 14FR STERILE	S17003916	12-07-17	3600
90056T	TSC CATHETER CLEAR 14FR STERILE	S17003917	22-07-17	1080
90055T	TSC CATHETER CLEAR 12FR STERILE	S17004190	20-07-17	2520
90056T	TSC CATHETER CLEAR 14FR STERILE	S17004351	24-07-17	2520
90051T	TSC CATHETER CLEAR 16FR STERILE	S17004376	21-07-17	1800
90051T	TSC CATHETER CLEAR 16FR STERILE	S17004377	21-07-17	1440
90051T	TSC CATHETER CLEAR 16FR STERILE	S17004378	22-07-17	2160
90051T	TSC CATHETER CLEAR 16FR STERILE	S17004379	22-07-17	360
90051T	TSC CATHETER CLEAR 16FR STERILE	S17004380	24-07-17	720
90053T	TSC CATHETER CLEAR 8FR STERILE	S17004477	27-07-17	720
90055T	TSC CATHETER CLEAR 12FR STERILE	S17004479	29-07-17	1440
90056T	TSC CATHETER CLEAR 14FR STERILE	S17004486	26-07-17	2160
90051T	TSC CATHETER CLEAR 16FR STERILE	S17004509	29-07-17	1440
90051T	TSC CATHETER CLEAR 16FR STERILE	S17004510	29-07-17	1080
90051T	TSC CATHETER CLEAR 16FR STERILE	S17004511	29-07-17	720
90055T	TSC CATHETER CLEAR 12FR STERILE	S17004736	02-08-17	1440



Degania Silicone Ltd., 15130, Israel
 Tel: +972-4-6755100 Fax: +972-4-6709182
 E-Mail: ds@ds-il.com Internet: www.degania-medical.com

90056T	TSC CATHETER CLEAR 14FR STERILE	S17004746	29-07-17	360
90051T	TSC CATHETER CLEAR 16FR STERILE	S17004771	29-07-17	720
90051T	TSC CATHETER CLEAR 16FR STERILE	S17004772	27-07-17	1440
90056T	TSC CATHETER CLEAR 14FR STERILE	S17004877	05-08-17	1800
90051T	TSC CATHETER CLEAR 16FR STERILE	S17004902	02-08-17	1440
90056T	TSC CATHETER CLEAR 14FR STERILE	S17005004	01-08-17	720
90051T	TSC CATHETER CLEAR 16FR STERILE	S17005028	04-08-17	2160
90051T	TSC CATHETER CLEAR 16FR STERILE	S17005029	09-08-17	720
90051T	TSC CATHETER CLEAR 16FR STERILE	S17005030	12-08-17	1800
90052T	TSC CATHETER CLEAR 18FR STERILE	S17005046	12-08-17	1080
90051T	TSC CATHETER CLEAR 16FR STERILE	S17005117	02-08-17	1080
90051T	TSC CATHETER CLEAR 16FR STERILE	S17005281	14-08-17	2880
90052T	TSC CATHETER CLEAR 18FR STERILE	S17005298	11-08-17	1800
90051T	TSC CATHETER CLEAR 16FR STERILE	S17005529	23-08-17	2880
90053T	TSC CATHETER CLEAR 8FR STERILE	S17005607	18-08-17	720
90055T	TSC CATHETER CLEAR 12FR STERILE	S17005948	23-08-17	1080
90055T	TSC CATHETER CLEAR 12FR STERILE	S17005949	05-09-17	2880
90056T	TSC CATHETER CLEAR 14FR STERILE	S17005956	26-08-17	360
90056T	TSC CATHETER CLEAR 14FR STERILE	S17005957	06-09-17	2880
90056T	TSC CATHETER CLEAR 14FR STERILE	S17005958	06-09-17	2160
90051T	TSC CATHETER CLEAR 16FR STERILE	S17005979	19-08-17	720
90051T	TSC CATHETER CLEAR 16FR STERILE	S17005980	26-08-17	2520
90051T	TSC CATHETER CLEAR 16FR STERILE	S17005981	28-08-17	1080
90051T	TSC CATHETER CLEAR 16FR STERILE	S17005982	30-08-17	2880
90051T	TSC CATHETER CLEAR 16FR STERILE	S17005983	01-09-17	3600
90051T	TSC CATHETER CLEAR 16FR STERILE	S17005984	31-08-17	360
90051T	TSC CATHETER CLEAR 16FR STERILE	S17005985	01-09-17	360
90051T	TSC CATHETER CLEAR 16FR STERILE	S17005986	04-09-17	2160
90056T	TSC CATHETER CLEAR 14FR STERILE	S17006206	08-09-17	360
90056T	TSC CATHETER CLEAR 14FR STERILE	S17006333	16-09-17	3600
90056T	TSC CATHETER CLEAR 14FR STERILE	S17006334	08-09-17	1080
90056T	TSC CATHETER CLEAR 14FR STERILE	S17006687	22-09-17	2880
90056T	TSC CATHETER CLEAR 14FR STERILE	S17006688	23-09-17	1800
90056T	TSC CATHETER CLEAR 14FR STERILE	S17006689	25-09-17	1080
90056T	TSC CATHETER CLEAR 14FR STERILE	S17006690	29-09-17	3240
90051T	TSC CATHETER CLEAR 16FR STERILE	S17006718	23-09-17	2160
90051T	TSC CATHETER CLEAR 16FR STERILE	S17006719	23-09-17	2160
90051T	TSC CATHETER CLEAR 16FR STERILE	S17006720	25-09-17	1440

Degania Silicone

Degania Silicone Ltd., 15130, Israel
 Tel: +972-4-6755100 Fax: +972-4-6709182
 E-Mail: ds@ds-il.com Internet: www.degania-medical.com

90051T	TSC CATHETER CLEAR 16FR STERILE	S17006721	28-09-17	1440
90051T	TSC CATHETER CLEAR 16FR STERILE	S17006722	03-10-17	2520
90051T	TSC CATHETER CLEAR 16FR STERILE	S17006723	26-09-17	720
90051T	TSC CATHETER CLEAR 16FR STERILE	S17006724	06-10-17	1440
90051T	TSC CATHETER CLEAR 16FR STERILE	S17006725	11-10-17	1800
90056T	TSC CATHETER CLEAR 14FR STERILE	S17006926	11-10-17	3240
90056T	TSC CATHETER CLEAR 14FR STERILE	S17007029	11-10-17	360
90056T	TSC CATHETER CLEAR 14FR STERILE	S17007030	12-10-17	2520
90056T	TSC CATHETER CLEAR 14FR STERILE	S17007032	23-10-17	3960
90052T	TSC CATHETER CLEAR 18FR STERILE	S17007065	12-10-17	360
90052T	TSC CATHETER CLEAR 18FR STERILE	S17007171	17-10-17	720
90056T	TSC CATHETER CLEAR 14FR STERILE	S17007334	26-10-17	2880
90051T	TSC CATHETER CLEAR 16FR STERILE	S17007360	17-10-17	360
90056T	TSC CATHETER CLEAR 14FR STERILE	S17007433	26-10-17	1080
90056T	TSC CATHETER CLEAR 14FR STERILE	S17007434	31-10-17	1080
90051T	TSC CATHETER CLEAR 16FR STERILE	S17007459	31-10-17	1080
90056T	TSC CATHETER CLEAR 14FR STERILE	S17007588	04-11-17	2520
90051T	TSC CATHETER CLEAR 16FR STERILE	S17007622	31-10-17	1440
90056T	TSC CATHETER CLEAR 14FR STERILE	S17000373	03-03-17	1080
90056T	TSC CATHETER CLEAR 14FR STERILE	S17008259	12-12-17	1080
90052T	TSC CATHETER CLEAR 18FR STERILE	S17003461	20-06-17	1080
90052T	TSC CATHETER CLEAR 18FR STERILE	S17006731	21-09-17	720
Gesamt:				227.520