

## **AVIS DE SÉCURITÉ URGENT** **DISTRIBUTEURS**

**Dénomination commerciale :** Tubes rectaux, Drains Unoversal, SimpaVac, Tubes de raccordement d'aspiration stériles, Raccords stériles, Poignées/Sets d'aspiration (FilterFlow™/Deltaflo), Sondes à oxygène, Lunettes à oxygène stériles, Tubes de raccordement à oxygène stériles et Pincés stériles (Voir Annexe 1 pour les détails des produits).

**Date de publication :** 04 Jan 2019

**Référence/RÉF :** Voir Annexe 1

**Identifiant FSCA :** 2018-005 Phase 3

**Type d'action :** Rappel / Mise au rebut de produit

**Adresse e-mail du centre de rappel :** [convatecproductrecall@stericycle.com](mailto:convatecproductrecall@stericycle.com)

**Notez que cette action s'applique exclusivement aux références produit spécifiques et ne concerne pas toutes les références des produits précités.**

---

### **Description du problème :**

ConvaTec a commencé à rappeler de son plein gré les références des produits ci-dessus mentionnés.

Un examen interne de l'intégrité de l'emballage de ces produits a confirmé que ces dispositifs ne remplissaient pas nos critères et ceux de nos clients. Les essais de transport menés sur l'emballage du produit ont échoué confirmant le risque de rupture de la barrière stérile. L'utilisation d'un dispositif non stérile sur le patient peut exposer ce dernier à des agents infectieux et augmenter son risque de développer une infection. ConvaTec n'a reçu aucun rapport d'incidents liés au problème de scellé d'emballage.

### **Description du produit**

Les **tubes rectaux** sont des dispositifs stériles à usage unique insérés dans le rectum pour extraire les selles, réaliser des lavements, administrer un médicament et/ou un fluide dans l'intestin grêle en vue d'une coloscopie et d'une décompression colique.

Les **drains Unoversal** sont destinés à drainer les plaies au moyen d'une faible dépression lorsqu'un saignement postopératoire faible ou modéré est attendu. Ce sont des dispositifs à usage unique réservés à une utilisation de courte durée.

**SimpaVac** est un réservoir destiné au drainage postopératoire de faible dépression des plaies après chirurgie (plaie ouverte).

Les **tubes de raccordement d'aspiration stériles** sont destinés à relier deux dispositifs (par ex. poignées d'aspiration et par réservoir) ou à faire office de rallonge entre un dispositif et une source de vide.

Les **raccords stériles** sont destinés à relier deux dispositifs tels que des poignées d'aspiration et des réservoirs collecteurs.

La **poignée et set d'aspiration (FilterFlow™/Deltaflo)** est un dispositif essentiellement destiné aux chirurgies orthopédiques pour enlever et collecter les débris et les fragments d'os, le ciment, la moelle et les caillots de sang sans obstruer le dispositif d'aspiration, à l'aide d'une combinaison d'aspiration et de filtration.

Les **sondes à oxygène** sont des dispositifs à usage unique destinés à l'oxygénothérapie et à l'administration d'oxygène (en faible concentration) directement par voie nasopharyngée ou nasale.

Les **lunettes à oxygène stériles** sont destinées à l'administration directe de faibles concentrations d'oxygène par voie binasale.

Les **tubes de raccordement à oxygène stériles** sont destinés à l'administration de concentrations basses/modérées d'oxygène. Les tubes de connexion/rallonge délivrent l'oxygène à partir d'une unité fixe ou mobile au patient via un dispositif d'administration. Les dispositifs d'administration incluent, entre autres, sondes à oxygène, lunettes et masques à oxygène. En cas d'utilisation de tubes de connexion/rallonge entre les dispositifs de distribution et l'unité d'approvisionnement, le patient est plus libre de ses mouvements et le flux d'oxygène est ininterrompu.

**Pinces stériles:** Il s'agit d'une pince à usage unique destinée à plusieurs applications. Utilisée dans les procédures cliniques pour saisir, manipuler, manœuvrer ou assister à l'élimination de débris, particules ou tissus de plaies.

#### **Procédure d'identification du produit :**

Seuls les codes produits et lots correspondants stipulés dans cet avis présentent un risque de rupture de l'emballage à barrière stérile.

Par conséquent, et pour contrer tout risque potentiel de danger, tous les produits concernés **ne doivent pas** être utilisés.

La seule manière d'identifier le produit affecté est de comparer la référence produit et le numéro de lot des produits faisant l'objet d'un rappel (voir Annexe 1). Il n'y a pas de différence visible entre un produit concerné et non concerné.

Reportez-vous à l'Annexe 2 pour avoir un exemple d'étiquetage indiquant l'emplacement de la référence produit et le numéro de lot sur les étiquettes des dispositifs. Celles-ci se trouvent sur l'emballage primaire et sur la boîte de transport. La référence produit (code) est précédée de la mention « REF » et le numéro

de lot est précédé du symbole



**Conseil sur les mesures à prendre par le distributeur.**

Nos dossiers indiquent que vous avez reçu des produits concernés. Merci de suivre les étapes suivantes :

1. Merci de consulter les questionnaires ci-joints. Cessez immédiatement de distribuer les produits concernés et mettez-les en quarantaine.
2. Veuillez transmettre des exemplaires de l'« Avis de sécurité à l'attention des UTILISATEURS FINAUX » à vos clients, en les invitant à vous retourner les produits concernés en complétant le « Formulaire de réponse au rappel à l'attention des UTILISATEURS FINAUX ».
3. Une fois que le(e) Formulaire(s) de réponse vous a(ont) été renvoyé(s), merci de compléter le « Formulaire de réponse au rappel à l'attention des DISTRIBUTEURS » et contacter le centre de rappel dédié (voir page 4) pour plus d'instructions sur la mise au rebut du produit concerné et organiser le remboursement. **Les produits ne seront pas remplacés automatiquement. Pour obtenir des produits de rechange, veuillez passer une nouvelle commande auprès de ConvaTec en suivant la procédure habituelle. ConvaTec traitera les nouvelles commandes dans les plus brefs délais.**
4. Veuillez également renvoyer le « Formulaire de réponse au rappel à l'attention des DISTRIBUTEURS » et le « Formulaire de réponse au rappel à l'attention des UTILISATEURS FINAUX » à votre « Centre de rappel » par fax/e-mail.

**MERCI DE RENVOYER LE FORMULAIRE DE RÉPONSE REMPLI DÈS QUE POSSIBLE.**

**Centre de rappel :**

E-mail : [convatecproductrecall@stericycle.com](mailto:convatecproductrecall@stericycle.com)

Continuez de déclarer toute information autre que le présent rappel, telle que les événements indésirables associés aux produits, via votre distributeur ou la ligne d'assistance client de ConvaTec (reportez-vous à la liste des contacts régionaux pour plus de détails).

**Transmission de cet Avis de sécurité :**


Le présent avis doit être envoyé à toutes les autres personnes ayant reçu les dispositifs concernés au sein de votre organisation ou à toute organisation où ont été transférés les dispositifs concernés.

Chez ConvaTec, nous nous engageons à fournir des produits et des services de qualité à nos clients et nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée par cet avis.

Si vous avez des questions concernant ce rappel, veuillez contacter le centre de rappel. Si vous avez besoin d'aide, veuillez contacter votre distributeur ou votre représentant **ConvaTec local** (reportez-vous à la liste des contacts pour plus de détails).

Les autorités nationales compétentes ont été avisées de cette action corrective de sécurité.

**Autorisation:**

<u>Nom</u> Duncan Rowley	<u>Titre</u> Directeur des affaires réglementaires et de l'assurance de la qualité,	<u>Adresse :</u> ConvaTec Limited, First Avenue, Deeside Industrial Park, Deeside, CH5 2NU, Royaume-Uni.	
<u>Fabrication</u>	04 Jan 2019	<u>Signature</u>	

**Centre de rappel : Centre d'assistance dédié à la présente action corrective de sécurité :**

Tél. : +44-208 6101 608

Fax : +44-207 6601 568

E-mail : [convatecproductrecall@stericycle.com](mailto:convatecproductrecall@stericycle.com)

**Contact régional » pour tout autre type d'assistance :**

**Autriche / Belgique / Croatie / Chypre / Estonie / France / Allemagne / Grèce / Hongrie / Israël / Liechtenstein / Luxembourg / Malte / Pays-Bas / Portugal / Roumanie / Suisse / Irlande**

Tél: +41 (0) 52 630 54 01

Fax: +41 (0) 52 630 54 99

Email: [ccc.customerservice@convatec.com](mailto:ccc.customerservice@convatec.com)

**Danemark**

Tél: +45 4816 7030

Fax: +45 8025 3413

Email: [customerservicenordic@convatec.com](mailto:customerservicenordic@convatec.com)

**Finlande**

Tél: +358 (0) 20 7659 630

Email: [mail.fi@convatec.com](mailto:mail.fi@convatec.com)

**Italie**

Tél: 800500190

Email: [clienti.convatec@convatec.com](mailto:clienti.convatec@convatec.com)

**Norvège**

Tél: +47 22686095

Fax: +47 80019602

Email: [customerservicenordic@convatec.com](mailto:customerservicenordic@convatec.com)

**Suède**

Tél: +46 (0)42 332010

Fax: +46 200887486

Email: [customerservicenordic@convatec.com](mailto:customerservicenordic@convatec.com)

**Turquie**

Tél: +90 216 416 52 00/ +90 312 219 83 61

Fax: +90 216 416 28 30 / +90 312 219 53 21

Email: [musterihizmetleri@convatec.com](mailto:musterihizmetleri@convatec.com)

**Royaume-Uni**

Tél: +44 (0) 1244 832206

Fax: 0800 279 9004

Email: [unomedical-uk.customerservice@convatec.com](mailto:unomedical-uk.customerservice@convatec.com)

**République tchèque, Islande, Pologne, Slovaquie, Espagne, Bulgarie, Lituanie, Lettonie, Slovénie**

Tél: +41 (0) 52 630 54 01

Fax: +41 (0) 52 630 54 99

Email: [ccc.customerservice@convatec.com](mailto:ccc.customerservice@convatec.com)

**FORMULAIRE DE RÉPONSE AU RAPPEL à l'attention des  
DISTRIBUTEURS**

**AVIS DE SÉCURITÉ URGENT**

**À COMPLÉTER ET RENVOYER par fax/e-mail**

Propriétaire du dispositif :

<b>N° de compte du propriétaire :</b>	<i>Column D</i>
<b>Nom du propriétaire :</b>	<i>Column AA</i>
<b>Adresse du propriétaire :</b>	<i>Column AA, AF, AC, AE, AD, B</i>

Les produits suivants: Tubes rectaux, Drains Unoversal, SimpaVac, Tubes de raccordement d'aspiration stériles, Raccords stériles, Poignées/Sets d'aspiration (FilterFlow™ /Deltaflo), Sondes à oxygène, Lunettes à oxygène stériles, Tubes de raccordement à oxygène stériles et Pincés stériles, ont été distribués dans votre établissement:

<b>N° de facture</b>	<b>N° de bon de commande</b>	<b>Code produit / RÉF.</b>	<b>Code SAP</b>	<b>N° de lot :</b>	<b>Quantité livrée (pièces)</b>
<i>Column AL</i>	<i>Column M</i>	<i>Column R</i>	<i>Column O</i>	<i>Column S</i>	<i>Column X</i>

**Merci de répondre à chaque question suivante.**

**Avez-vous distribué le dispositif ?**                      **NON**                       **OUI\***

**\*Si OUI, en avez-vous notifié votre client ?**    **NON\***     **OUI**

**\*Si NON, expliquez pourquoi :**

1.         **Nous ne détenons PAS les produits concernés.**
2.         **Nous détenons les produits concernés suivants :**

**Notez la quantité (pièces) pour chaque LOT à éliminer :**

N° de lot :	Unités possédées	N° de lot :	Unités possédées	N° de lot :	Unités possédées	N° de lot :	Unités possédées	N° de lot :	Unités possédées

Veillez fournir des informations sur les produits suivants: Tubes rectaux, Drains Unoversal, SimpaVac, Tubes de raccordement d'aspiration stériles, Raccords stériles, Poignées/Sets d'aspiration (FilterFlow™ /Deltaflo), Sondes à oxygène, Lunettes à oxygène stériles, Tubes de raccordement à oxygène stériles et Pincés stériles, qui ont été distribués à vos clients:

Nom du client	Code produit / RÉF.	Code SAP	N° de lot :	Quantité (pièces)

FORMULAIRE complété et renvoyé :

<b>Nom (EN MAJUSCULES) :</b>	
<b>Fonction :</b>	
<b>Nom de la société :</b>	
<b>Adresse :</b>	
<b>N° de téléphone :</b>	
<b>Signature :</b>	
<b>Date (jj/mmm/aaaa) :</b>	

- Comme demandé, j'ai également transmis un exemplaire de tous les « Formulaires de réponse au rappel à l'attention des UTILISATEURS FINAUX » renvoyés par les clients ayant reçu le produit concerné (cochez pour confirmer).

**Centre de rappel : Centre d'assistance dédié à la présente action corrective de sécurité :**

Tél. : +44-208 6101 608

Fax : +44-207 6601 568

E-mail : [convatecproductrecall@stericycle.com](mailto:convatecproductrecall@stericycle.com)

**Annexe 1 : Liste des références et des lots de produits.**

RÉFÉRENCE PRODUIT	DESCRIPTION	NUMÉRO DE LOT
<b>13001181</b>	UNO MINIVAC SET REDON DRN CH6(50/200)INT	203693, 208419, 224350, 307673, 320642, 495175
<b>13001182</b>	MINI SET DE REDON CH06	153977, 159115, 160981, 166817, 181085, 182768, 185144, 188275, 201951, 221101, 223429, 226870, 234889, 237479, 300656, 302931, 305252, 310342, 311314, 312600, 314969, 315284, 316732, 318568, 320361
	UNO MINIVAC SET REDON DRN CH6(50/200)	306398, 314307
	UNO MINIVAC SET REDON DRN CH6(50/200)AUS	152327, 152545, 152687, 155400, 155630, 155911, 158207, 160981, 162465, 162489, 165661, 166258, 166358, 175453, 176571, 178879, 179958, 181085, 182768, 183810, 184728, 185144, 186373, 188275, 190373, 195242, 199290, 203008, 206419, 208562, 212316, 213262, 214604, 217367, 219084, 222168, 223429, 224377, 226870, 228221, 230187, 233575, 234889, 236098, 300656, 300738, 301428, 302259, 302931, 303266, 304730, 305252, 306030, 306280, 306398, 307006, 307301, 307795, 308069, 309106, 309349, 309534, 310342, 311314, 312600, 313045, 313428, 314307, 314969, 315284, 316732, 318568, 320361, 497717
<b>13001183</b>	UNO MINIVAC SET REDON DRN CH06(50/200)IT	160560, 164812, 193766, 198434, 211599, 227240, 229179, 233683, 235314, 300442, 303313, 304312, 305057, 310121, 312601, 313802, 314865, 316376, 318264, 318644, 320290, 321372
<b>13001184</b>	UNO MINIVAC SET REDON DRN CH6(50/200)INT	207658, 301585, 310609, 320915
<b>13002181</b>	MINIVAC 40ML M/ULMER DRAEN&TROCAR CH08	164467, 197379, 201035, 304750, 305653, 307137, 310731, 314970, 315521, 321009, 321179
	Minivac setti 30ml + dreeni ch8 10kpl	197379, 201035, 214586, 305653, 307137, 310731
	UNO MINIVAC SET ULMER DRN CH8(50/200)INT	164467, 169614, 201035, 214586, 300452, 304750, 305653, 307137, 310731, 314970, 321179
<b>13002182</b>	MINI SET DE REDON CH08	150531, 153978, 154220, 201085, 201999, 207358, 211085, 214570, 216436, 229746, 234149, 237464, 301363, 302288, 302932, 309981, 312007, 312602, 314971, 315185, 320239
	UNO MINIVAC SET ULMER DRN CH8(50/200)AUS	150531, 153978, 154220, 170092, 197394, 198972, 201085, 201999, 207358, 208208, 210460, 211085, 211393, 212920, 213817, 214570, 216436, 217368, 220363, 222534, 225302, 228794, 229746, 234149, 236625, 237464, 300834, 301363, 302288, 302932, 303472, 304975, 309568, 309868, 309981, 311417, 312007, 312602, 320239
<b>13002183</b>	UNO MINIVAC SET ULMER DRN CH08(50/200)IT	153663, 156313, 157366, 160561, 161966, 164813, 167011, 181343, 188132, 188534, 195259, 200400, 238680, 302748, 306199, 312362, 312466, 314215, 314866, 315755, 316377, 318834, 321373



RÉFÉRENCE PRODUIT	DESCRIPTION	NUMÉRO DE LOT
13002184	UNO MINIVAC SET ULMER DRN CH8(50/200)INT	151999, 152000, 173153, 203997, 207659, 211620, 237166, 301586, 320916
13002185	UNO MINIVAC SET ULMER DRN CH8(50/200)INT	208882
13004181	Thyroideasetti 100ml+2xdreeni ch10 10kpl	13002185, 13004181
	UNO THYROIDEA SET (10/60) INT	204329
13004182	UNO THYROIDEA SET (10/60) AUS	150540, 154002, 159420, 300565, 300576, 300580, 300585, 305767, 312476, 312603, 498229
13004184	UNO THYROIDEA SET (10/60) INT	193787, 300236, 300238, 300259, 300278, 300288, 304976
14003181	REKTALSONDE CH 18/40 CM	157678, 174278, 184057, 200654, 227711, 229628, 240906, 247935, 7A00676, 7C04348, 7C04349, 7E00774, 7M02048
	UNO RECTAL TUBE CH18/40CM(100/800) INT	184057, 227711, 7A00676, 7B01025, 7C04348, 7C04349, 7E00774, 7M02048, 8F00459
14003182	Rektální rourka CH 18/40 cm	6K05088, 7A05626, 7B01328, 7C01496
	UNO RECTAL TUBE CH18/40CM (100/800) AUS	150326, 150687, 151669, 152641, 154319, 159650, 162041, 162772, 162938, 163257, 163796, 164676, 165268, 167943, 168513, 172556, 174978, 177810, 177921, 181572, 181702, 183713, 184650, 185359, 186978, 187841, 188416, 190304, 191210, 193641, 194580, 196712, 199775, 200279, 202361, 203908, 204650, 207571, 209153, 210098, 210785, 212199, 213186, 214930, 215386, 217631, 218362, 218994, 219581, 220593, 222132, 222876, 223671, 226312, 227137, 228094, 229098, 231069, 234459, 235207, 236045, 236998, 238547, 239669, 240551, 241962, 246823, 247488, 248275, 249623, 250476, 251351, 252088, 253684, 497919, 6K05088, 6K05743, 6L01515, 6L06087, 7A00674, 7B01328, 7C01496, 7C05505, 7E00773, 7E02113, 7F02484, 7G00079, 7H01918, 7H03195, 7J02311, 7K03634, 7L03177, 7M02047, 8A02901, 8A05957, 8B02381, 8C02338, 8D00542, 8E01926, 8E02698, 8F00458
14003183	SONDA RECTAL CH/18 40CM-100UDS	150049
	UNO RECTAL TUBE CH18/40CM(100/800) INT	150049, 172997
14003185	UNO RECTAL TBE CH18/40CM(100/800) INT	171461
14006181	REKTALSONDE CH 20/40 CM	227724, 229633, 6K06899, 8C03003
	UNO RECTAL TUBE CH20/40CM(100/600) INT	227724, 229633, 6K06899, 8C03003
14006182	Rektální rourka CH 20/40 cm	6K06894

RÉFÉRENCE PRODUIT	DESCRIPTION	NUMÉRO DE LOT
	UNO RECTAL TUBE CH20/40CM(100/600) AUS	150343, 150689, 152764, 154328, 155618, 156616, 157300, 158189, 158883, 159643, 162483, 162768, 163877, 164755, 165259, 172462, 174977, 177914, 181648, 183700, 185354, 186976, 188404, 191988, 192380, 194572, 196012, 197227, 197575, 199177, 199767, 200271, 208486, 209149, 213182, 216008, 218359, 220588, 222872, 223667, 225600, 227133, 228088, 231065, 232064, 238544, 239663, 240549, 245290, 246817, 249618, 251344, 253680, 497930, 499171, 6K06894, 6L01519, 6L06646, 6M02324, 7A04130, 7B06812, 7C01493, 7C05508, 7E03907, 7E04955, 7F02482, 7G00078, 7H01917, 7J03377, 7K03632, 7L03172, 8A03196, 8B02388, 8C02339, 8D01513
<b>14006183</b>	SONDA RECTAL CH/20 40CM- 100UDS	172395, 176496, 254028, 7A00673, 7E04954, 7F00109, 7F02481
	UNO RECTAL TUBE CH20/40CM(100/600) INT	152995, 173237, 180384, 7F00109, 8D02810
<b>14008181</b>	REKTAALIPUTKI CH22/40CM PHTAL.TON 100KPL	154963, 157679, 165481, 169160, 177763, 179313, 180825, 185122, 190723, 192442, 193195, 201917, 208990, 211326, 211838, 216338, 217359, 221017, 221820, 224306, 226091, 226756, 227712, 236592, 241665, 246362, 247936, 6L06125, 7A04716, 7D01706, 7F00139, 7M00168, 8B01946
	REKTALSONDE CH 22/40 CM	152380, 154963, 157679, 165481, 169160, 170441, 174392, 176429, 177763, 179313, 180825, 183348, 185122, 190723, 192442, 193195, 194968, 197248, 198952, 201917, 208990, 216338, 217359, 221017, 221820, 224306, 226091, 226756, 227712, 236592, 241665, 246362, 247936, 250034, 6K06897, 6K06902, 6L01269, 6L04561, 7A04716, 7D01706, 7F00139, 7M00168, 8B01946
	UNO RECTAL TUBE CH22/40CM(100/600) INT	152380, 154963, 157679, 165481, 170441, 174392, 183348, 190723, 192442, 193195, 208990, 211326, 211838, 214486, 216338, 217359, 217984, 224306, 226091, 226756, 227712, 228716, 236592, 241665, 246362, 247936, 250034, 6L01269, 6L06125, 7A04716, 7D01706, 7F00139, 7M00168, 8B01946, 8F01629
<b>14008182</b>	Rektální rourka CH 22/40 cm	7B02810, 7C02293

RÉFÉRENCE PRODUIT	DESCRIPTION	NUMÉRO DE LOT
	UNO RECTAL TUBE CH22/40CM(100/600) AUS	150344, 150690, 151676, 151885, 152484, 152651, 154329, 155220, 155891, 156617, 158190, 158707, 159645, 162038, 162587, 162769, 162933, 164756, 166387, 166562, 167053, 167966, 168510, 170229, 172463, 173369, 176052, 177915, 178732, 179452, 181568, 183701, 184644, 185355, 186339, 187833, 188405, 190298, 191193, 191989, 193637, 194573, 195181, 196013, 197576, 199178, 199768, 200273, 205503, 208487, 209150, 210096, 210782, 212195, 213183, 214926, 216009, 217629, 218360, 218991, 219909, 221394, 222130, 222873, 223668, 224704, 225601, 226311, 227134, 228089, 228650, 229095, 230105, 231066, 232686, 233410, 234455, 234794, 235205, 236043, 238545, 240550, 241957, 245291, 246818, 247486, 248273, 250471, 251196, 252082, 253063, 253681, 497628, 6K06893, 6L04528, 6L04581, 6L06127, 6M00666, 6M01803, 7A01806, 7A04717, 7B02810, 7C03435, 7C04988, 7D01705, 7D04861, 7E00997, 7E02944, 7F00120, 7F04252, 7G01830, 7H00927, 7H03094, 7H05988, 7K01255, 7K02643, 7K04185, 7L05966, 7M02406, 8A04413, 8B02896, 8C01998, 8D03387, 8E02387, 8E02991, 8F01631
<b>14008183</b>	SONDA RECTAL CH/22 40CM-100UDS	169151, 184033, 185119, 199202, 204247, 205148, 208916, 211237, 214468, 216334, 217974, 220995, 224229, 227697, 230603, 238050, 239181, 240885, 250008, 498358, 6K01000, 6L04555, 6M00670, 7A04715, 7G01831, 7J01188, 8B02895, 8D02036, 8E02386
	UNO RECTAL TUBE CH22/40CM(100/600) IT	152989, 153632, 156832, 169151, 172957, 176101, 180366, 192005, 199202, 206923, 209173, 240567, 498358, 6K01000, 8B02895, 8F01630
<b>14010182</b>	Rektální rourka CH 24/40 cm	207255, 234733, 6K06895
	UNO RECTAL TUBE CH24/40CM(100/600) INT	150686, 152757, 154895, 156578, 156958, 157216, 158780, 159584, 163244, 169401, 176018, 177889, 190274, 193611, 194545, 195164, 200161, 203898, 207255, 207551, 208175, 211489, 218970, 220571, 221384, 223653, 225585, 228064, 233384, 239645, 248266, 251322, 253042, 6K06895, 7B01057, 7C05994, 7D03500, 7E04516, 7F06008, 7H05991, 7K06060, 8A02033, 8D02018, 8D03385, 8E04228
<b>14010183</b>	SONDA RECTAL CH/24 40CM-100UDS	169182, 254029, 7H04608
	UNO RECTAL TUBE CH24/40CM(100/600) INT	254029, 8C05204
<b>14012182</b>	Rektální rourka CH 25/40 cm	7B06456

RÉFÉRENCE PRODUIT	DESCRIPTION	NUMÉRO DE LOT
	UNO RECTAL TUBE CH25/40CM(100/600) AUS	151677, 152315, 152485, 152652, 152765, 154597, 155221, 155619, 156618, 156816, 157231, 158708, 158884, 159646, 160506, 162040, 162770, 162934, 163256, 164757, 165260, 166388, 166943, 167732, 167942, 168511, 171897, 172548, 173370, 174969, 176054, 177916, 179453, 181569, 183702, 184645, 184925, 185356, 186977, 187834, 188406, 190299, 191195, 193638, 194574, 195182, 196014, 196706, 197577, 199179, 200274, 202359, 203596, 203906, 204649, 205439, 205504, 207569, 209151, 210783, 212196, 213184, 214927, 215385, 216010, 218361, 218992, 220589, 222131, 222606, 222874, 223669, 225602, 227135, 228090, 229096, 230106, 231067, 232687, 233411, 234456, 235698, 236044, 236991, 238546, 239664, 241403, 245292, 246819, 248274, 249074, 249619, 250472, 251345, 252083, 253064, 253682, 488023, 497629, 497931, 497932, 499172, 6K05134, 6K06905, 6L01265, 6L04524, 6L04587, 6M00664, 6M01807, 6M03539, 7A04720, 7B02809, 7B06456, 7C03433, 7D01679, 7D01681, 7D02071, 7D04867, 7E02941, 7F00126, 7F01942, 7F04209, 7G01112, 7H01941, 7H04601, 7H05992, 7K01257, 7K04183, 7L03601, 7L05973, 7M02409, 8A03195, 8A05104, 8B02879, 8C05203, 8D02032, 8D04424, 8E02383, 8F02423
<b>14012183</b>	SONDA RECTAL CH/25 40CM-100UDS	153232, 188205, 201849, 205149, 206029, 208917, 216292, 218381, 220996, 224230, 227698, 230604, 237447, 238051, 240886, 498359, 6K01001, 6L04559, 6M00671, 7A04718, 7A04721, 7B06455, 7C05996, 7E02943, 7F02839, 7G01111, 7J01190, 7L03603, 7M00165, 8A00951, 8A05105, 8C00107, 8E02384, 8F01628
	UNO RECTAL TUBE CH25/40CM(100/600) IT	152990, 153232, 153633, 156032, 158371, 160519, 172958, 176102, 180367, 181715, 185376, 198381, 209174, 218381, 233438, 235224, 248294, 498359, 499311, 7A04718, 7B06455, 7C03432, 7C05996, 7K02646, 7M00165, 8C00107, 8D02033, 8E02384, 8F01628
<b>14012185</b>	UNO RECTAL TUBE CH25/40CM(100/600) INT	8B03348
<b>14014182</b>	UNO RECTAL TUBE CH26/40CM(100/600) INT	157518, 179653, 7H04609, 8E04246
<b>14014183</b>	SONDA RECTAL CH/26 40CM-100UDS	214497, 224263, 238105, 498410, 6K01014, 6L04568, 7A04724
	UNO RECTAL TUBE CH26/40CM(100/600) INT	162846, 166866, 173238, 6K01014, 7A04724, 7A04725
<b>14016181</b>	Rektaaliputki ch28/40cm phtal.ton 50kpl	160948, 180827, 190679, 193197, 200656, 211328, 213659, 215178, 216339, 217985, 225253, 226757, 228669, 230696, 240842, 249463, 250122, 251607, 252585, 6L06121, 6M01804, 7K04187
	REKTALSONDE CH 28/40 CM	157700, 159908, 160948, 184058, 190679, 193197, 200656, 211328, 216339, 217985, 226757, 227713, 228669, 240842, 249463, 250122, 251607, 252585, 6L04564, 6L06121, 6M01804, 7K04187

RÉFÉRENCE PRODUIT	DESCRIPTION	NUMÉRO DE LOT
	UNO RECTAL TUBE CH28/40CM(50/400) INT	157700, 184058, 216339, 217985, 249463, 250122, 252585, 6L04564, 6L06121, 6M01804, 7K04187, 8D02035
<b>14016182</b>	Rektální rourka CH 28/40 cm	7B02811
	UNO RECTAL TUBE CH28/40CM(50/400) AUS	150321, 151665, 152640, 154315, 154592, 155610, 156579, 156580, 157217, 159630, 160489, 163790, 164907, 165517, 166199, 167419, 167933, 171636, 171943, 172866, 177305, 177890, 181639, 184920, 186964, 187807, 189204, 190275, 191168, 191970, 192756, 194546, 195165, 195991, 197545, 198689, 203585, 204643, 205441, 208146, 208471, 210091, 211128, 211490, 212178, 216697, 218971, 219892, 220572, 222118, 222608, 222854, 229089, 230085, 231040, 233385, 234443, 236026, 239646, 241944, 245923, 247471, 250458, 253043, 497455, 497609, 497911, 6K00999, 6K06896, 6K06904, 6L01270, 6L04580, 6L06123, 7A01842, 7B02811, 7D01703, 7F00124, 7H00929, 7J01191, 7K06059, 8A02040, 8C02415, 8D02034, 8F01632
<b>14016183</b>	SONDA RECTAL CH/28 40CM- 50UDS	176492, 178592, 211239, 214469, 215138, 217975, 224231, 230605, 238052, 240887, 250009, 251277, 498360, 6K01012, 6L04560, 6M00667, 7A04722, 7C01105, 7J01202, 8A00949, 8E02385
	UNO RECTAL TUBE CH28/40CM(50/400) IT	153634, 156033, 156254, 156255, 172959, 176103, 180368, 218382, 228120, 233439, 251277, 6K01012, 6M00667, 7A04722, 7C01105, 7J01202, 8A00949, 8E02385
<b>14018181</b>	Rektaaliputki ch30/40cm phtal.ton 50kpl	177657, 184059, 200783, 216340, 234841, 246401, 6M00669, 7A01808, 7B06482, 7F06006, 7L03598, 8A00920
	REKTALSONDE CH 30/40 CM	157720, 184059, 200783, 216340, 234841, 246401, 6L01264, 6M00669, 7B06482, 7H04602, 7L03598, 8A00920
	UNO RECTAL TUBE CH30/40CM(50/400) INT	177657, 184059, 200783, 216340, 234841, 246401, 6L01264, 6M00669, 7A01808, 7B06482, 7F06006, 7H04602, 7L03598, 8A00920, 8D03383, 8F02428
<b>14018182</b>	UNO RECTAL TUBE CH30/40CM(50/400) IT	150346, 151682, 151888, 152489, 154336, 154598, 155233, 156635, 159560, 159659, 162044, 162538, 162801, 163264, 164683, 166213, 166955, 168675, 170757, 172565, 176104, 177942, 179462, 181657, 184931, 186986, 188433, 192006, 192788, 193655, 195205, 197599, 200300, 203618, 205440, 205529, 208510, 209175, 210801, 212220, 213207, 214941, 216019, 218383, 219009, 219918, 220607, 222138, 222607, 224717, 229122, 231085, 234473, 236059, 238576, 240568, 241972, 245306, 245959, 246836, 247503, 249080, 251202, 253090, 253699, 497300, 6K02736, 6K06906, 6L01271, 6L04554, 6L04586, 6M01805, 7A01810, 7A04728, 7B02812, 7C01102, 7C04989, 7D02092, 7E01690, 7F00121, 7F04253, 7G01828, 7H04603, 7K01253, 7L03599, 7L05968, 8A00917, 8C00105, 8D03382, 8D04425
<b>14018183</b>	SONDA RECTAL CH/30 40CM- 50UDS	250010, 498361, 6M00668, 7F00122, 7H00936, 7J01203, 7K02649, 7L05969, 8A05102, 8C02417

RÉFÉRENCE PRODUIT	DESCRIPTION	NUMÉRO DE LOT
	UNO RECTAL TUBE CH30/40CM(50/400) IT	162802, 172960, 498361, 7F00122, 7L03600, 7L05969, 8A05102, 8C02417
<b>14031022</b>	UNO RECTAL TUBE CH28/40CM (100/1000) IT	153191, 155227, 156625, 156626, 164765, 165267, 165442, 167739, 168091, 170403, 171639, 174110, 174368, 176067, 178739, 184654, 185110, 185363, 185837, 187446, 192779, 193257, 194149, 194469, 195189, 197233, 205521, 209164, 216390, 217341, 218595, 219516, 220600, 222470, 223314, 226816, 227770, 228697, 229604, 230118, 232077, 233426, 234562, 237008, 240562, 240957, 245952, 246339, 247500, 251259, 251361, 251564, 497324, 6K03729, 6K06907, 6L01267, 6L06116, 7C01104, 7C06000, 7F00125, 7H00930, 7J02388, 7K02647, 7K04186, 8A04411, 8C02416
<b>14032022</b>	UNO RECTAL TUBE CH30/40CM (100/1000) IT	169690, 171640, 176078, 183158, 194585, 203610, 208505, 210437, 211451, 212863, 219288, 219517, 223315, 226819, 228700, 229608, 251258, 6K00534, 6K02735, 6L01268, 6L04574, 6L06119, 7F00123, 7F04254, 7H03097, 7K01254, 7K04190, 7L05967, 8A00918
<b>14033022</b>	UNO RECTAL TUBE CH32/40CM (75/750) IT	200610, 210378
<b>16002181</b>	ILTFORBINDELSESSLANGE 2TRAGTE HVID 200CM	153983, 160970, 178884, 179880, 183590, 187550, 193324, 201033, 202014, 233060, 300833, 301378, 302958, 304428, 306286, 310344, 310733, 315683, 316382, 317993
	UNO OXY CONN TBE 2 FNL 200CM(50/300) INT	153983, 160970, 178884, 179880, 183590, 187550, 193324, 201033, 202014, 233060, 300833, 301378, 302958, 304428, 306286, 310344, 310733, 315683, 316382, 317993
<b>16003181</b>	ILTFORBINDELSESSLANGE 2TRAGTE HVID 300CM	167230, 179893, 184225, 187515, 192526, 193331, 201984, 208841, 210511, 211374, 221854, 226889, 227840, 302525, 302966, 304095, 305761, 306287, 306548, 308744, 309359, 309573, 310734, 311319, 312011, 313432, 313831, 314221, 316298, 495225
	UNO OXY CONN TBE 2 FNL 300CM(1/50) INT	167230, 179893, 183563, 184225, 187515, 193331, 201984, 211374, 214592, 219689, 221121, 221854, 226889, 230746, 302525, 302966, 304095, 304444, 305761, 306287, 307682, 308744, 309359, 309573, 310734, 311319, 313432, 313831, 314221, 316298, 495225
<b>16013182</b>	UNO CONN TUBE FINGERTIP 210CM(1/50) INT	155077, 155284, 168328, 168638, 168725, 179519, 181311, 184720, 187917, 192799, 196080, 201410, 203007, 206483, 211574, 213787, 214568, 214979, 216410, 216806, 218090, 221099, 224336, 228220, 230722, 300489, 301427, 302033, 304295, 305265, 306144, 306774, 307016, 308273, 309109, 492531, 497478, 499706
<b>16021181</b>	FORBINDELSESSLANGE 210CM, FINGERTIP/TRAG	170528, 211367, 211907, 214585, 215713, 224349, 227833, 229723, 233090, 234881, 236633, 237471, 300636, 304089, 304429, 305266, 307017, 307504, 308745, 309890, 309991, 310953, 312613, 313131, 313832, 314222

RÉFÉRENCE PRODUIT	DESCRIPTION	NUMÉRO DE LOT
	UNO CONN TBE FT FNL CH24/210CM(1/50) INT	151081, 152335, 162526, 166265, 169610, 170528, 181298, 195289, 199328, 203689, 203992, 211367, 211907, 212355, 213799, 224349, 226422, 228303, 230738, 234159, 235307, 236633, 300450, 300636, 303164, 304089, 304429, 305266, 305660, 306870, 307017, 307683, 309574, 309890, 310953, 312613, 313131, 313832, 314222
<b>16021182</b>	UNO CONN TBE FT FNL CH24/210CM(1/50) INT	151300, 152530, 152678, 152679, 156701, 159625, 162061, 162600, 163920, 164796, 165323, 167543, 168598, 170557, 174208, 181338, 186371, 188516, 189243, 191282, 192053, 195238, 196079, 197640, 200368, 203004, 206413, 208558, 210893, 211569, 213255, 214166, 214974, 216796, 221441, 223724, 226384, 227197, 228213, 228833, 229153, 230179, 233566, 234496, 235261, 236094, 300484, 300726, 300938, 301421, 301538, 301795, 302028, 302189, 302690, 303254, 303649, 304151, 304298, 304562, 305267, 305998, 306288, 306601, 307018, 307368, 307505, 308073, 308396, 308586, 308920, 309110, 309360, 309992, 310735, 311320, 312336, 313590, 314696, 315222, 316384, 317778, 497486, 497692, 499191, 499711
<b>16021184</b>	UNO CONN TBE FT FNL CH24/210CM(1/50) INT	152011, 152012, 157543, 173160, 180438, 193779, 200410, 204007, 207669, 211637, 217665, 233673, 237180, 300462, 301598, 304708, 306463, 306891, 308397, 310954, 313313, 318828, 490116
<b>16024182</b>	UNO CONN TBE FT SP FNL CH24/210(1/50)INT	151318, 152342, 155109, 155644, 158724, 159273, 159761, 162477, 165051, 166446, 168607, 168656, 173474, 173985, 179548, 181335, 183827, 184744, 187952, 189257, 191311, 194657, 197665, 199802, 201426, 203696, 205666, 207670, 210929, 212360, 215000, 216107, 217666, 219150, 222189, 224769, 227242, 228315, 231158, 233676, 234537, 237181, 300463, 300797, 301466, 302064, 303173, 303334, 303959, 304620, 305042, 305268, 305661, 306033, 306145, 306289, 306404, 307019, 307313, 307506, 308074, 308348, 308587, 308746, 308921, 309361, 309575, 309993, 310604, 310955, 312012, 312614, 313504, 314223, 314597, 315522, 317349, 318136, 318866, 493893, 494639, 497709, 497710, 499733, 499734
<b>16031182</b>	UNO CONN TBE FNL CH24/350CM (1/50) INT	151295, 159705, 166726, 168639, 172895, 184723, 191285, 194631, 202435, 206420, 214980, 216076, 216808, 225681, 228224, 235267, 300365, 302035, 302824, 306290, 307507, 308075, 309994, 310814, 493789, 497479, 497480, 497481, 499707
<b>16039181</b>	ILTFORBINDELSESSLANGE, 300 CM	153998, 157759, 169475, 181116, 183559, 184251, 193325, 194250, 202015, 204328, 205232, 207373, 208872, 226886, 227834, 230739, 300617, 300649, 301379, 301745, 302959, 305662, 305835, 306291, 307369, 307684, 308398, 308747, 309576, 309995, 310345, 310736, 495065
	UNO COMM TBE CH30/300CM(1/50) INT	202015, 205232, 300649



RÉFÉRENCE PRODUIT	DESCRIPTION	NUMÉRO DE LOT
<b>16039182</b>	UNO COMM TBE CH30/300CM(1/50) INT	151319, 161736, 168608, 171892, 181344, 187953, 195278, 200411, 210145, 211638, 215001, 219151, 224770, 228316, 233677, 300398, 303336, 303960, 304796, 306146, 306524, 307020, 308588, 309111, 309362, 311159, 311572, 497236
<b>16042182</b>	UNO CONN TBE 2 FNL CH24/400CM(1/40) INT	151303, 152531, 155082, 159627, 164329, 166730, 167546, 168647, 169384, 172896, 173973, 179524, 181319, 182984, 185531, 187926, 189249, 190366, 191290, 192802, 193750, 197644, 199281, 202436, 203968, 206414, 210121, 210894, 213256, 214168, 215412, 216799, 219945, 220635, 222955, 228215, 230180, 232144, 234498, 235262, 237811, 300356, 300729, 301540, 302029, 303257, 303643, 304146, 304568, 304770, 305269, 305663, 306292, 306405, 306775, 307021, 308076, 308399, 308589, 308836, 308922, 309363, 309577, 309997, 311531, 493814, 497490, 497491, 497952, 499713
<b>16049181</b>	FORBINDELSESSLANGE 210CM, 2 TRAGTE CH 24	164468, 309364
	UNO CONN TBE 2 FNL CH24/210CM(1/50) INT	151086, 152343, 164468, 166269, 169618, 195279, 199314, 203697, 204008, 206452, 211368, 212361, 214587, 226430, 228317, 300464, 300981, 301382, 302522, 302860, 302962, 303174, 304431, 306167, 306776, 307022, 307508, 308748, 309364, 309998, 310584
<b>16049182</b>	UNO CONN TBE 2 FNL CH24/210CM(1/50) INT	150391, 151980, 156700, 157254, 157905, 158902, 159616, 167122, 168588, 168724, 169381, 170556, 171882, 173972, 174207, 178820, 180425, 181310, 182105, 182981, 184718, 190363, 191281, 193747, 196077, 199276, 200367, 201409, 203666, 206417, 208561, 211573, 213260, 214978, 216804, 219948, 221443, 222166, 225679, 226388, 228219, 230185, 232148, 236097, 300735, 301424, 302573, 302694, 303949, 303979, 305270, 305664, 306147, 306293, 306406, 306777, 307023, 307509, 308077, 308749, 308923, 309999, 310737, 311029, 312253, 312864, 314309, 314565, 315886, 316386, 317460, 497690, 499704
<b>16049183</b>	UNO CONN TBE 2 FNL CH24/210CM (1/50) IT	153656, 156289, 198438, 199308, 209249, 210906, 211591, 224767, 228310, 229173, 235309, 236127, 300395, 301818, 302740, 308078, 308293, 309112, 310000, 310738, 311532, 311728, 312365, 313050, 313857, 314226, 314869, 316029, 316784, 317779, 499329
<b>16049184</b>	UNO CONN TBE 2 FNL CH24/210CM(1/50) INT	152015, 152016, 157544, 157545, 166068, 166069, 185556, 192081, 193780, 200412, 205667, 207671, 226431, 233678, 237182, 301599, 303659, 306464, 308079, 308400, 309440, 309578, 311321, 312337, 312502, 313314, 314416, 315181, 318753, 494973, 494974
<b>16050022</b>	UNO CONN TBE 2 FNL CH24/300CM (1/50) IT	153975, 155436, 158089, 160059, 160984, 161154, 161352, 166814, 176573, 178894, 179878, 181135, 181327, 182985, 192815, 194651, 199293, 203037, 206952, 207364, 208214, 216420, 217370, 232740, 303307, 308828, 309113, 309365, 309579, 309926, 310124, 310739, 310956, 492952, 495141, 497696, 497961



RÉFÉRENCE PRODUIT	DESCRIPTION	NUMÉRO DE LOT
<b>16050181</b>	FORBINDELSESSLANGE 300CM, 2 TRAGTE CH 24	153970, 160971, 181117, 183560, 197380, 208873, 229725, 301494, 302135, 302537, 304760, 305665, 312887, 495147
	UNO CONN TBE 2 FNL CH24/300CM (1/50) INT	183560, 302135, 304760
<b>16050182</b>	UNO CONN TBE 2 FNL CH24/300CM (1/50) IT	151314, 152332, 152561, 152692, 156717, 157351, 158620, 158910, 159644, 162607, 163050, 163930, 165337, 166428, 167559, 168594, 168651, 169388, 170569, 174217, 176574, 180433, 181342, 183815, 184737, 185541, 186382, 187943, 188526, 189255, 191299, 192069, 194653, 195254, 196099, 196800, 199294, 199799, 200394, 202439, 205647, 206435, 207647, 208585, 209260, 212345, 213286, 214997, 216098, 216838, 219959, 220658, 222186, 222990, 224760, 226414, 227226, 228285, 229184, 230201, 232741, 233624, 235289, 236123, 237826, 300438, 300518, 300769, 300968, 302055, 302226, 302427, 302828, 303309, 303655, 304159, 304308, 304601, 305043, 305271, 305772, 306034, 306407, 307024, 307314, 307510, 307685, 308349, 308750, 308924, 309114, 309580, 310001, 310957, 311684, 312338, 313433, 314310, 315148, 316674, 317351, 319267, 497697, 497698, 497699, 499196, 499725
<b>16050183</b>	UNO CONN TBE 2 FNL CH24/300CM (1/50) IT	153657, 156060, 156291, 156292, 156293, 156294, 160546, 164808, 192077, 195269, 200398, 205669, 209250, 221476, 228311, 229174, 235310, 237160, 300396, 301819, 302741, 304165, 308985, 311533, 312366, 312616, 313803, 314227, 314975, 316946, 317705, 319368, 498218
<b>16050184</b>	UNO CONN TBE 2 FNL CH24/300CM (1/50) INT	152017, 157547, 165906, 166447, 184746, 192082, 193782, 196809, 306892, 310346, 311384, 312503, 314417, 316580, 317862, 494975
<b>16056182</b>	UNO CONN TBE 2 FNL CH30/400CM(1/40) INT	151981, 155083, 158614, 159720, 162462, 164797, 165035, 165896, 168648, 173141, 179525, 181320, 185532, 191291, 193751, 200372, 206484, 207633, 209220, 211570, 213816, 214569, 216411, 216800, 218091, 221100, 221442, 224376, 228216, 230181, 233567, 235263, 237101, 300485, 300604, 301541, 302030, 303258, 303644, 304569, 305773, 306168, 306602, 306779, 307686, 308080, 308401, 308751, 309115, 309366, 310002, 310816, 490090, 494955, 497550, 499714
<b>16059182</b>	UNO CONN TBE FNL CH24/210CM(1/50) INT	151296, 152529, 152677, 159706, 163922, 164326, 165032, 167544, 168640, 168727, 170558, 178821, 183808, 186372, 187919, 188517, 200369, 201411, 203667, 206421, 209229, 214170, 214981, 219086, 224741, 228225, 231131, 237814, 300493, 300742, 301431, 302036, 303152, 303248, 304150, 304296, 305272, 306148, 307025, 307389, 308752, 310003, 310347, 311685, 312339, 312865, 313593, 314786, 315150, 316675, 317246, 318515, 497482, 497691, 499708

RÉFÉRENCE PRODUIT	DESCRIPTION	NUMÉRO DE LOT
16064182	UNO CONN TBE FNL CH30/300CM(1/50) INT	151304, 155084, 155931, 159250, 159716, 163651, 164327, 168643, 169383, 173493, 176811, 179521, 181293, 183809, 187921, 189246, 191286, 201412, 203005, 206938, 209224, 211159, 213258, 219082, 222963, 223725, 227199, 230183, 232146, 235265, 300417, 300487, 302031, 302193, 302257, 303153, 303262, 303980, 304300, 304565, 305999, 306149, 306295, 306780, 307026, 307390, 307687, 308753, 309581, 310004, 310348, 497492, 497493, 498881, 499715
16064184	UNO CONN TBE FNL CH30/300CM(1/50) INT	152059, 152060, 173158, 185560, 192108, 193815, 196851, 223000, 226424, 233672, 237167, 300456, 301588, 302743, 303518, 304192, 306465, 306893, 308081, 310349, 495006
16069181	ILTFORBINDELSESSLANGE M/1 TRAGT, 210 CM	202016, 227835, 230773, 238141, 300917, 302960, 308673, 310005, 314297
	UNO CONN TBE FNL CONN CH24/210(1/50) INT	151082, 152336, 152521, 159570, 162528, 166266, 169611, 179545, 190395, 195290, 199330, 202016, 203690, 203994, 205233, 206448, 208839, 212356, 226423, 227835, 228304, 229192, 230773, 233661, 234903, 235308, 235727, 236667, 238141, 300451, 300672, 300917, 301779, 302960, 303165, 304984, 306169, 306781, 307027, 307688, 308673, 308754, 309201, 309582, 310005, 314297, 497703
16069182	UNO CONN TBE FNL CONN CH24/210(1/50) INT	150451, 156704, 162603, 163925, 167547, 200375, 222966, 301432, 305856, 306158, 312254, 315190
16069183	UNO CONN TBE FNL CONN CH24/210CM(1/50)IT	153659, 156299, 162146, 167226, 211594, 220665, 235312, 306525, 312367, 315481, 318993
16069184	UNO CONN TBE FNL CONN CH24/210(1/50) INT	166448, 173163, 193783, 200413, 211639, 217667, 223001, 226432, 233679, 301600, 303491, 308082, 308402, 311386, 313434, 494976
16074182	UNO CONN TBE CARIFLEX CH24/400(1/40) INT	152583, 154360, 155921, 164492, 165663, 166449, 167955, 171613, 173283, 179549, 182119, 186388, 188541, 192083, 195281, 196106, 197666, 200414, 202454, 203045, 203698, 205668, 210146, 212362, 213293, 219152, 219968, 223002, 224771, 225709, 227243, 228859, 232755, 233680, 234538, 236131, 300399, 300798, 301601, 302755, 302861, 303394, 304985, 306180, 306408, 306894, 307391, 308986, 309202, 309441, 309891, 311799
16086242	UNO OXY CONN TBE CH16/150CM(50/300) INT	151302, 159715, 181314, 189245, 194632, 208049, 211158, 216803, 219947, 222164, 222962, 226386, 231129, 232145, 300359, 301542, 303261, 304299, 305274, 305666, 309583, 311161, 313594, 316387, 318867, 497489
16087242	UNO OXY CONN TBE CH16/210CM(50/250) INT	155076, 159623, 168726, 180426, 187918, 191283, 199792, 203972, 209227, 213263, 216807, 222167, 227201, 229158, 237106, 300490, 301429, 302574, 303151, 303648, 304574, 305275, 306150, 306409, 307029, 307511, 308590, 309368, 310006, 310960, 311534, 312618, 313302, 313435, 314051, 315151, 317186, 318754, 497475, 499705

RÉFÉRENCE PRODUIT	DESCRIPTION	NUMÉRO DE LOT
16089182	UNO OXY CONN TBE CH16/150CM(50/300) INT	151998, 152566, 155638, 162065, 165662, 166419, 172172, 172476, 176577, 179534, 183814, 185538, 187014
16092242	UNO OXY CONN TBE CH16/180CM(50/250) INT	150449, 151297, 155079, 159707, 165895, 168641, 181313, 187920, 193748, 197641, 202413, 205599, 210125, 214171, 219949, 227203, 229159, 300311, 300743, 301801, 302037, 302572, 303249, 304575, 305667, 306410, 307030, 308350, 308591, 309116, 309584, 310146, 312619, 313788, 314870, 317461, 318139, 319615, 497483, 497484, 499709
16100181	UNO CONN TUBE CH24/210CM (1/50) INT	152337, 154354, 159571, 162529, 166267, 169612, 185548, 190396, 195291, 203691, 209284, 212357, 300977, 302856, 303166, 304986, 306170, 306782, 307392, 307689, 309369, 310411, 310961, 497704
16100182	UNO CONN TUBE CH24/210CM (1/50) IT	151317, 152571, 152697, 156727, 158622, 159757, 162609, 163815, 163932, 166737, 167563, 168746, 170570, 171058, 173984, 174220, 176580, 178824, 182988, 184738, 187950, 190387, 191306, 192078, 193774, 195270, 196806, 197661, 198439, 202441, 203043, 206430, 209252, 210907, 213281, 214192, 216106, 216849, 219145, 220353, 221477, 223755, 224768, 227238, 228312, 231157, 232159, 233663, 234156, 236129, 237161, 237823, 300667, 300914, 301464, 301582, 301822, 302437, 303302, 303385, 304310, 304403, 304576, 304783, 305276, 306035, 307031, 307393, 307690, 308755, 308925, 309203, 309930, 310007, 310351, 310585, 310962, 497706, 498597, 499732
16100183	UNO CONN TUBE CH24/210CM (1/50) IT	155293, 156846, 159574, 161967, 164809, 171655, 174221, 176581, 182989, 188135, 191307, 193776, 196100, 203044, 205670, 206947, 209253, 216850, 219956, 222188, 223756, 225708, 228313, 236130, 302592, 304311, 499064
16100184	UNO CONN TUBE CH24/210CM (1/50) INT	152019, 152020, 157548, 166071, 166072, 173164, 196810, 200415, 204009, 211640, 223003, 226433, 233091, 233681, 237183, 301602, 302066, 303513, 304710, 305853, 306895, 308083, 308403, 309442, 310352, 310740, 494977, 494978
16102181	Imuletku OP-Flex N/N ch 24/350cm 50 kpl	201973, 213047, 229724, 302620, 303004, 303550, 306181, 308756, 309117, 310125, 310412, 495145
	OP-Flex, 350 cm forbindelsesslange	190804, 201034, 201973, 213047, 229724, 302620, 302783, 303004, 303550, 305774, 306181, 306466, 307394, 308404, 308756, 309370, 310125, 310412
	UNO CONN TUBE CH24/350CM (1/50) INT	159572, 190397, 190804, 201034, 201973, 213047, 229724, 233662, 300978, 302620, 302783, 302816, 302857, 303004, 303167, 303550, 305277, 306181, 306296, 306466, 307394, 309117, 309370, 309585, 310125, 310412, 495145, 497705
16102182	TUBULURE RACCORDEMENT OP-FLEX 3.5M	150530, 236656, 300655, 306603, 307032, 307395, 308757, 310008, 310611

RÉFÉRENCE PRODUIT	DESCRIPTION	NUMÉRO DE LOT
	UNO CONN TUBE CH24/350CM (1/50) INT	150530, 151306, 152323, 152532, 152680, 155087, 155286, 155628, 156702, 158715, 158904, 159719, 162460, 162601, 163043, 163923, 165034, 165327, 166253, 166727, 167008, 167545, 168599, 169601, 170559, 170766, 174209, 176566, 179522, 181084, 181294, 181885, 181921, 184725, 185143, 185527, 187922, 189247, 189888, 191287, 191740, 192054, 193355, 194633, 195009, 195239, 196788, 198427, 199278, 199793, 200370, 202431, 203469, 203967, 204339, 205207, 205597, 206412, 207388, 208226, 208557, 208855, 209218, 210892, 212313, 212950, 213254, 214973, 216073, 216795, 219078, 222162, 224740, 227196, 228212, 230178, 231126, 233565, 234148, 234495, 236656, 237478, 237807, 300483, 300655, 300725, 300935, 301419, 301794, 302187, 303250, 304141, 304286, 304566, 304768, 305278, 305668, 306000, 306411, 306603, 307032, 307395, 308592, 308757, 308926, 309118, 309371, 309540, 309586, 309931, 310008, 310611, 497495, 497693, 498583, 499193, 499716
<b>16102183</b>	UNO CONN TUBE CH24/350CM (1/50) IT	150629, 153658, 156061, 156296, 156297, 156298, 160548, 160549, 160550, 187023, 188537, 195271, 211593, 237162, 300433, 302742, 492915
<b>16102184</b>	UNO CONN TUBE CH24/350CM (1/50) INT	152022, 152023, 157549, 165908, 166450, 173166, 185557, 193785, 200416, 204010, 207672, 211641, 217668, 223004, 226434, 233682, 237184, 300465, 301603, 302067, 303339, 306896, 308084, 308405, 308927, 309443, 494979
<b>16151022</b>	UNO OXY CONN TBE CH14/200CM(50/300) INT	202419, 304694, 316076, 497813
<b>16172182</b>	UNO CONN TBE FT 2FNL CH24/300CM(1/50)INT	157771, 160989, 164484, 169465, 170508, 170509, 172045, 174499, 175445, 178888, 178918, 179176, 179897, 181092, 181898, 181924, 182783, 183605, 184262, 184274, 190835, 192531, 193373, 194284, 195651, 197416, 198025, 198999, 199563, 199721, 201069, 204348, 207015, 208219, 208387, 208880, 209916, 210514, 211099, 211908, 212956, 213836, 214621, 217390, 218647, 219692, 220372, 221150, 221857, 222550, 223480, 224402, 226925, 229280, 229756, 230759, 231636, 232469, 233687, 234161, 234916, 235730, 236671, 236770, 300598, 300679, 300805, 301496, 301911, 302299, 303010, 303694, 303782, 304463, 305279, 306526, 306604, 306783, 307033, 307315, 307512, 308085, 308274, 308351, 308593, 309372, 309587, 310009, 491520, 495054, 495152
<b>16173182</b>	UNO CONN TBE FT 2FNL CH24/500CM(1/40)INT	157772, 163690, 164474, 172046, 194263, 201070, 207399, 208220, 213837, 219693, 219837, 226926, 233074, 234162, 300923, 302156, 302300, 302985, 304464, 305280, 306182, 307396, 309373
<b>19005182</b>	UNO OXY CATH GREEN CH8/40CM(100/1000)INT	152316, 172635, 178761, 194599, 211153, 228155, 247513, 6M00339, 7D04805, 7H04072, 8B04615
<b>19006182</b>	UNO OXY CATH GREEN CH10/40(100/1000) IT	151889, 152494, 154334, 157309, 159901, 162798, 165652, 166212, 172564, 174979, 180325, 181581, 184667, 192004, 201385, 205527, 208508, 239701, 497299, 497937, 7J05966, 8C05605

RÉFÉRENCE PRODUIT	DESCRIPTION	NUMÉRO DE LOT
19006183	UNO OXY CATH GREEN CH10/40(100/1000) IT	153631, 156250
	UNO OXY CATH GREEN CH10/40CM(1X100PK) IT	218380, 250498, 498357, 6L06019, 7D01371, 7G05467, 8B04926
19007182	UNO OXY CATH GREEN CH12/40(100/1000) INT	172636, 228156, 7D04808
19008182	UNO OXY CATH GREEN CH14/40(100/1000) INT	154341, 206928, 212241
19017182	UNO OXY GREEN FOAM CH10/40CM(100/600)INT	150353, 152505, 152665, 154342, 155242, 155898, 156035, 156647, 157242, 158893, 159665, 159917, 162058, 162558, 162836, 162959, 163886, 163887, 165297, 165825, 167771, 169704, 170466, 172469, 173391, 174846, 176448, 176557, 177728, 177984, 178762, 179471, 180998, 181494, 182690, 183757, 184104, 184686, 185474, 186356, 187003, 188226, 188904, 190732, 191259, 193680, 194185, 194600, 196755, 198962, 199236, 200984, 202411, 202781, 204302, 205551, 208205, 208528, 209007, 211071, 211843, 213242, 213738, 215140, 216037, 217331, 219033, 220342, 222913, 223342, 225633, 226768, 228157, 229645, 230145, 231098, 233468, 234125, 234482, 234861, 237427, 239119, 240582, 241987, 245969, 246864, 247128, 249470, 249653, 250060, 251372, 252113, 252609, 497218, 497941, 499182, 6K02048, 6K04860, 6K04861, 6L01078, 6L02707, 6L04906, 6M00323, 7A01930, 7B03375, 7B06788, 7C05475, 7E00344, 7E03853, 7F02103, 7G00535, 7H02463, 7J03839, 7L00934, 7M02335, 8A02881, 8B01985, 8D00284, 8D03435, 8E01100, 8F00409
19019181	Happikatetri ch 14 superlonkärki 100 kpl	163588, 200617, 222490
	UNO OXY GREEN FOAM CH14/40CM(100/600)INT	200617, 222490
19019182	UNO OXY GREEN FOAM CH14/40CM(100/600) IT	150350, 151887, 152488, 152656, 154335, 155232, 155894, 156634, 157232, 162043, 162945, 164682, 165279, 166954, 168521, 170743, 172468, 176100, 179461, 180326, 181582, 183741, 184668, 185375, 191231, 193654, 196725, 199201, 202366, 205528, 208509, 213205, 216018, 219008, 222891, 225617, 228119, 230129, 231084, 234470, 236058, 238575, 240566, 245957, 246833, 249634, 251363, 497185, 6K02075, 6K04863, 6L03927, 6M01173, 7A05387, 7B04091, 7C02886, 7C05249, 7E00343, 7E04878, 7G00965, 7H02756, 7L01742, 8A02878, 8B04299, 8C02278, 8D02623, 8F00081
19020182	UNO OXY GREEN CH10/40CM (100/1000) INT	150354, 155899, 184687
19024182	UNO OXY ADJ FOAM CH10/40CM(100/600)INT	154344, 155900, 163807, 172592, 181598

RÉFÉRENCE PRODUIT	DESCRIPTION	NUMÉRO DE LOT
<b>19030182</b>	SONDE OXYGENE AVEC COMPRESSE 40CM CH10	158961, 161621, 162132, 234755, 6K04073, 7A02135, 7C02888, 7F00831, 7G05466, 7L01411, 7L06810, 8B00814, 8B04925
	UNO OXY ADJ FOAM CH10/40CM(100/600)INT	8B04925, 158809, 190983, 8B00814, 8E02430
<b>19034182</b>	SONDE OXYGENE SANS COMPRESSE 40CM CH08	161639, 193154, 196510, 211292, 220983, 223369, 225274, 227756, 234787, 250106, 6K06844, 6L01664, 7B05103, 8A04758
	UNO OXY CATH BLUE CH8/40CM(100/1000) AUS	161639, 225274, 7B05103, 8A04758
<b>19034242</b>	UNO OXY CATH BLUE CH8/40CM(100/1000) INT	168958, 214949
<b>19035182</b>	SONDE OXYGENE SANS COMPRESSE 40CM CH10	158984, 165437, 167477, 167814, 169136, 170463, 174323, 176402, 176463, 178623, 180963, 181851, 185076, 188171, 188873, 198901, 202768, 205133, 206746, 208966, 209144, 211293, 214507, 218614, 219576, 221048, 224276, 225275, 226797, 227757, 230592, 233021, 234788, 236503, 239152, 240946, 247971, 249989, 252541, 498299, 6L01464, 6L06594, 7A02134, 7D03814, 7H06064, 7M00379, 8A01457
	UNO OXY CATH BLUE CH10/40CM(100/1000)AUS	158984, 167814, 8A01457, 8E00901
<b>19035242</b>	UNO OXY CATH BLUE CH10/40CM(100/1000)INT	8C01512
<b>19035908</b>	OXY CATH BLU CH10/40CMTHRMFSHR(100/1000)	193299
<b>19037182</b>	SONDE OXYGENE SANS COMPRESSE 40CM CH12	150085, 167516, 167815, 169102, 176536, 178624, 181852, 200727, 201889, 202735, 207257, 208967, 209145, 211294, 218029, 224277, 227758, 229667, 232411, 234789, 240866, 247909, 249990, 498300, 6L02344, 6M00333, 7A02137, 7H03884, 8C04561
	UNO OXY CATH CH12/40CM (100/1000) AUS	167516, 7H03884, 8C04561
<b>19038182</b>	SONDE OXYGENE SANS COMPRESSE 40CM CH14	150005, 167108, 179771, 209146, 238031, 6L05092
	UNO OXY CATH CH14/40CM (100/1000) AUS	6L05092, 8A05947

RÉFÉRENCE PRODUIT	DESCRIPTION	NUMÉRO DE LOT
19040052	UNO OXY BLUE FOAM CH10/40CM(100/600) INT	151178, 154979, 159679, 163311, 165017, 166710, 168701, 172833, 179480, 181531, 185331, 187769, 189186, 191143, 195137, 195973, 199123, 200222, 203561, 206331, 209118, 210756, 213136, 214887, 215964, 218940, 221357, 222831, 226276, 227088, 228012, 232025, 233351, 238512, 239592, 245902, 247448, 250413, 252030, 497012, 497013, 499520, 6K01705, 6K01706, 6L00243, 6L01459, 6L06016, 7A01929, 7A04285, 7A07021, 7B05241, 7C00989, 7C04315, 7D01369, 7D03813, 7E01096, 7E04074, 7F00829, 7H00707, 7J03838, 7K01811, 7K03180, 7K06464, 7L04766, 8A01332, 8B03350, 8B05301, 8C04371, 8D03638, 8E01903, 8E03759, 8F03546
19041052	UNO OXY BLUE FOAM CH12/40CM(100/600) INT	151193, 159670, 160261, 168491, 168925, 172850, 174868, 181545, 184614, 187785, 190260, 193599, 195150, 197534, 200231, 202393, 203572, 206339, 207536, 210081, 213144, 214899, 215978, 222108, 223631, 225573, 227098, 228035, 231025, 235191, 236008, 237730, 239612, 241380, 248247, 250429, 253008, 497049, 499557, 6K01707, 6K06673, 6L01077, 6L06017, 6M02973, 7A05311, 7B02834, 7B05100, 7C03161, 7D02295, 7E02029, 7E05384, 7F02821, 7H05577, 7J05964, 7K05782, 7L01741, 7L03868, 8A01460, 8A03138, 8A04354, 8B03605, 8C01670, 8C04555, 8D03918, 8E03491, 8F01694
19042052	UNO OXY BLUE FOAM CH14/40CM(100/600) INT	155004, 159619, 168926, 172852, 181634, 185341, 189198, 191160, 197539, 199754, 202919, 206893, 210760, 213146, 215983, 216670, 222111, 224683, 227100, 229073, 232031, 236012, 238519, 241382, 247458, 250431, 253010, 497053, 499560, 6K04859, 6K07201, 6L01659, 6M00326, 7A05352, 7B05099, 7C01671, 7D02950, 7E04877, 7F03913, 7H04186, 7K03179, 7L06809, 8A02879, 8B04300, 8C02277, 8E00900
19046022	UNO OXY CATH GREEN CH08/40(100/1000) INT	219771, 231058, 245930
19047022	UNO OXY CATH GREEN CH10/40(100/1000) INT	153100, 154130, 155222, 156817, 161093, 164758, 166390, 166854, 172883, 178733, 181570, 184646, 190300, 192768, 199771, 201376, 206906, 212197, 216710, 222875, 224781, 227136, 235206, 236992, 245295, 251346, 497933, 6K04970, 6K04972, 6M00623, 6M02981, 7B05102, 7C00498, 7C01480, 7C06393, 7D01647, 7F00830, 7F03121, 7J00284, 7J01365, 7J05965, 7K03589, 7L04767, 8A01458, 8C00396, 8C01896, 8E01102, 8E02431, 8F00759
19049022	UNO OXY CATH GREEN CH14/40CM (1X100) IT	240261, 6K00314, 7A06711
	UNO OXY CATH GREEN CH14/40CM(100/1000)IT	6K00314, 7J03169



RÉFÉRENCE PRODUIT	DESCRIPTION	NUMÉRO DE LOT
19055022	UNO OXY GRN FOAM CH10/40CM(100/1000) INT	151500, 154135, 158076, 158512, 160664, 167765, 171647, 172585, 174131, 176119, 178756, 179463, 181669, 182954, 185452, 188480, 194606, 197616, 199234, 205540, 206369, 214118, 215401, 216024, 218393, 219023, 221418, 223689, 232088, 233451, 238588, 241976, 246844, 250510, 253098, 497301, 6K04950, 6K04951, 6M00311, 6M02650, 7A02128, 7B01022, 7F01895, 7F06051, 7G02616, 7J02350, 7L03565, 7M02930, 8A06298, 8D02801
19056022	UNO OXY GRN FOAM CH12/40CM(100/1000) INT	154136, 157310, 167766, 174836, 179464, 185453, 190334, 202377, 215402, 218394, 220612, 221419, 232089, 237024, 237756, 240574, 6K02077, 6K05744, 7D00476, 7E05383, 7K03036, 8A05944, 8C01893, 8D02500, 8E03492
19057022	UNO OXY GREEN FOAM CH14/40CM(100/1000)IT	154134, 156636, 160661, 162440, 167743, 179458, 181656, 188424, 190315, 191223, 195202, 202365, 206360, 207582, 217638, 218389, 220609, 225621, 226211, 235229, 237018, 241434, 250507, 6K05478, 6L03368, 6M00325, 7D04824, 7F00082, 7F04200, 7J01854, 7L02113, 8A03736, 8C03623, 8D02622
19068022	UNO OXY ADJ FOAM CH12/40CM(100/1000) INT	219772
19069022	UNO OXY ADJ FOAM CH14/40CM(100/1000) INT	6M03680
19074052	UNO OXY BLUE FOAM CH10/40CM(100/600) INT	155060, 164193, 168897, 169336, 181721, 187883, 194608, 199785, 206370, 213224, 216743, 227157, 228130, 237757, 247505, 253101, 499645, 6K03598, 6M00622, 7B03376, 7C06394, 7F00066, 7H03169, 7K03185, 7M02363, 8B01986, 8D02625, 8F00757
29001182	UNO NASAL OXY CANN STR(50/300) IT	150458, 152578, 155920, 156063, 156685, 158915, 159125, 162068, 162532, 162871, 163079, 163934, 165341, 167014, 168606, 169369, 169389, 169609, 179567, 180459, 181334, 184743, 187026, 190386, 191305, 194656, 196807, 199313, 202448, 205617, 208576, 230191, 233595, 303657, 304319, 304996, 306426, 306903, 308113, 308604, 308944, 310363, 311585, 312031, 312473, 314299, 315204, 316106, 317867, 318764, 499197
29002182	LUNETTE OXY STE CONNECT M-F TUB2M ADULTE	211389, 214626, 218138, 220375, 221136, 224375, 226146, 226935, 227854, 301768, 302535, 303404, 304124, 304475, 305697, 307070, 307722, 308771, 309209, 309611, 310037, 312651, 313021, 314988, 315528, 316403
29003242	UNO NASAL OXY CANN STR FOAM (50/300) INT	187948, 214191, 223753, 304610, 310038, 314989
29006242	UNO NASAL OXY CANN STR (50/300) INT	151301, 155081, 158613, 160147, 168729, 180458, 185530, 189248, 199796, 203663, 207632, 214167, 214975, 216798, 227198, 232143, 237100, 237810, 300728, 303148, 303256, 304769, 305336, 306537, 306808, 308605, 309612, 311030, 312652, 313445, 314058, 315372, 316404, 318142, 497488, 499712



RÉFÉRENCE PRODUIT	DESCRIPTION	NUMÉRO DE LOT
<b>29008181</b>	HAPPIVIHKSET, STERIILI, VIHREÄT 50 KPL	184221, 211361, 221109, 224391, 301374, 304118, 304415, 305698
	ILTBRILLE LIGE CH10/200CM STER (GROEN)	157782, 161438, 167241, 170546, 181114, 183575, 184221, 197376, 201960, 204323, 205225, 211361, 214580, 218095, 219655, 221109, 224391, 227824, 230731, 300830, 301374, 301740, 302951, 303767, 304415, 305698
	UNO NASAL OXY CANN STR FNL (50/300) INT	157782, 167241, 181114, 184221, 197376, 204323, 218095, 221109, 224391, 226134, 301374, 304118, 304415, 305698, 307723, 309613
<b>29008182</b>	UNO NASAL OXY CANN STR FNL (50/300) INT	150398, 150453, 154350, 162063, 163841, 174228, 176583, 178028, 179565, 181297, 182111, 185537, 186374
<b>29010242</b>	UNO NASAL OXY CANN STR FOAM (50/300) INT	151308, 155092, 157906, 159723, 160728, 166728, 168644, 178826, 181317, 185528, 187924, 191289, 193749, 199279, 202432, 206936, 209219, 211568, 222954, 223723, 226385, 228214, 231127, 234497, 237808, 300937, 301796, 303253, 303463, 304567, 305337, 305775, 306008, 306621, 307071, 308114, 308772, 309614, 310039, 499719
<b>29011242</b>	UNO NASAL OXY CANN STR FNL (50/300) INT	166729, 168645, 171883, 181318, 185529, 187925, 190365, 194634, 196789, 199794, 202433, 206937, 211157, 216074, 216797, 219944, 225676, 231128, 232142, 237809, 300727, 301420, 302401, 303640, 305338, 305776, 306622, 306809, 307534, 308773, 309390, 315161, 499194, 499720
<b>29014181</b>	ILTBRILLE BUET CH10/200CM, STER (GROEN)	150543, 152420, 154013, 157783, 161439, 170547, 172063, 174534, 175473, 179183, 179922, 181115, 183589, 184365, 187544, 189895, 193315, 202009, 205226, 208837, 211408, 214614, 224345, 227825, 229743, 230768, 300611, 300903, 301777, 302553, 302952, 303768, 304119, 304416, 310749
	UNO NASAL OXY CANN CRV GREEN(50/300) INT	150543, 152420, 154013, 157783, 161439, 170547, 174534, 179183, 179922, 181115, 183589, 184365, 189895, 202009, 205226, 211408, 224345, 227825, 229743, 230768, 301777, 304119
<b>29015181</b>	ILTBRILLE BUET CH10/210CM, STER (KLAR)	226891
<b>29015182</b>	UNO NASAL OXY CANN CRV CLR (50/300) INT	167020, 169606, 191329, 196845, 202425, 208589, 216104, 225705, 230210, 234535, 302236, 302852, 304191, 304350, 304997, 305844, 306427, 306904, 307375, 308115, 308774, 308945, 309615, 310365, 312653, 314300, 314427, 315205, 317254, 317892, 318766
<b>29017181</b>	ILTBRILLE LIGE CH10/200CM STER (KLAR)	226135










RÉFÉRENCE PRODUIT	DESCRIPTION	NUMÉRO DE LOT
29018182	UNO NASAL OXY CANN CRV GREEN(50/300) INT	150541, 152569, 152695, 156724, 161437, 163928, 167557, 170542, 170567, 172062, 174229, 181341, 187502, 188285, 190796, 196096, 227208, 233053, 233589, 234153, 234896, 236627, 237483, 300661, 301366, 301439, 301487, 302127, 302296, 304153, 305339, 309456, 310040, 310366, 310559, 310599, 310750, 310984, 311172, 312486, 312654, 312871, 313022, 313306, 313838, 314059, 314428, 314707, 314789, 315032, 315276, 315757, 316284, 317108, 318280, 318439
29022022	UNO NOC STR NOSE PC FNL (50/300) INT	156694, 159937, 164806, 167503, 176266, 192079, 192816, 201422, 205655, 210919, 212350, 222992, 226417, 227235, 230208, 235304, 300771, 301577, 302436, 302739, 309146
33001181	Oeresug, buk	479440
	UNO PRCN HNDL SGL BEND 10CM(100/1000)NEU	479440, 481829
33001182	UNO PRCN HNDL SGL BEND 10CM(100/1000)EUR	152634, 163866, 170754, 181691, 195974, 202913, 216665, 219879, 227090, 230063, 234416, 236000, 246767, 249583, 479250, 481802, 485393, 486189, 492546, 497121, 498074, 6L06114, 6M03532, 6M03533, 7C02295, 7D04863, 7F00138, 7H01944, 7K04189, 8A03851, 8B04375, 8D04423
33002182	UNO PRCN HNDL DBL BEND 10CM(100/1000)EUR	161719, 162580, 190269, 200235, 224673, 229060, 246753, 478852, 488004, 498073, 6L04518, 7F04256, 7L03605, 8A03855, 8C00111, 8C03634
33002183	UNO PRCN HNDL DBL BEND 10CM(100/1000)SEU	156251, 167748, 237013, 8F02433
	UNO PRECISION HNDL DBL BEND(100/1000) IT	237013, 496293, 6L01221, 7M00167, 8C02421
33004182	CANULE ORL COUDEE CH06	167139, 208948, 7C04976
	UNO PRCN HNDL SNG BEND 13CM(100/1000)EUR	7C04976
33005182	CANULE ORL BICOUDEE CH06	184113, 480633, 6M03538
	UNO PRCN HNDL DBL BEND 13CM(100/1000)EUR	480633, 8F02432
33094182	UNO FLTFLOW HNDL WO TBE CH24 (20/40) INT	162618, 163729, 164993, 184302, 185169, 188326, 190851, 192564, 194308, 195041, 195669, 197438, 198041, 205261, 206479, 208250, 209034, 210533, 211111, 213862, 214207, 215209, 216459, 217401, 220396, 230228, 233103, 300574, 300579, 300603, 304473, 304659, 305360, 306820, 307085, 307541, 307869, 312263, 312266, 312827, 316170, 496475, 498188
33094183	UNO FLTFLOW HNDL WO TBE CH24 (20/40) INT	164836, 178039, 187040, 200474, 312267, 497711, 497712, 498124

RÉFÉRENCE PRODUIT	DESCRIPTION	NUMÉRO DE LOT
<b>33094822</b>	UNO DELTAFLO YANK WO TBE (20/40) INT	150399, 158617, 172878, 172889, 172892, 179580, 184765, 191355, 194691, 199823, 206469, 215226, 215227, 300845, 300950, 303236, 303237, 303238, 308647, 310906, 311342, 312894, 490151, 490152
<b>33095181</b>	OP-FLEX FILTER FLOW HANDLE (20/40kpl)	159515, 174636, 309214
	OP-FLEX HAANDSTYKKE M/FILTERFLOW	155445, 170648, 175494, 181175, 201122, 202036, 301770, 302992, 304126, 308832, 309214, 312261, 312264, 312268, 312833, 495352, 498189
	UNO OP-FLEX FILTERFLOW HNDL(20/40) INT	154521, 155445, 159515, 169312, 170648, 174636, 175494, 179237, 181175, 201122, 202036, 202308, 302992, 304126, 309214, 312261, 312268, 312833, 312834, 495352, 498189
<b>33095182</b>	CANULE OP-FLEX FILTER FLOW SS TUB CH24	170637, 170795, 174625, 175480, 203462, 206058, 207369, 212930, 213831, 300257, 302151, 308129, 312265, 312269, 498198
	UNO OP-FLEX FILTERFLOW HNDL(20/40) IT	150578, 151320, 154847, 154919, 155110, 157373, 159758, 163350, 166910, 167566, 168652, 170637, 170795, 174625, 175480, 179941, 202309, 207343, 207369, 208393, 208577, 211170, 211405, 212930, 216085, 218120, 219110, 223739, 229175, 300257, 300846, 302151, 302947, 303985, 307542, 307732, 308129, 308678, 308782, 312265, 312269, 497748, 498104, 498198
<b>40071181</b>	SIMPAVAC, SUGEFLASKE 200 ML	160979, 164473, 164978, 178917, 179888, 181128, 183604, 184238, 184272, 197415, 198998, 201118, 201993, 207381, 208850, 211385, 214599, 219671, 221134, 221843, 224372, 226137, 226897, 230756, 300632, 300910, 301762, 302532, 302983, 304462, 305408, 305736, 306345, 308806, 310785, 311011, 311366, 312058, 314071, 314270, 314768, 316197, 316768, 316985, 495226
	UNO SIMPAVAC 200ML (1/50) INT	160979, 164473, 201118, 300910, 311366, 312058
<b>40071182</b>	UNO SIMPAVAC 200ML (1/50) INT	302105, 309562, 309664, 311210, 313499, 314130, 316198, 319555
<b>40159181</b>	TRAPPEKONNEKTOR MED HUN-LUER	150527, 153987, 155437, 157766, 159410, 160975, 164470, 164977, 169477, 169478, 170526, 170777, 181124, 183579, 184234, 194261, 198994, 201059, 201991, 211378, 211898, 213807, 214596, 230752, 304455, 305424, 305744, 307761
	UNO STEP CONN W/FEMALE LUER(35/140) INT	150527
<b>42001181</b>	KATETERSTUDS M/FLASKEKANYLE	160988, 174526, 178891, 179895, 181127, 182771, 183601, 184260, 196523, 197388, 198997, 201066, 202028, 205244, 208847, 211392, 211899, 214598, 218106, 219669, 221131, 224369, 227849, 230780, 234914, 236650, 300631, 301761, 302531, 302982, 304105, 304461, 304762, 305432, 305751, 309684, 310106, 311199, 311373, 312724, 313036, 313477, 314083, 314283, 315021, 315404, 316436, 318589

RÉFÉRENCE PRODUIT	DESCRIPTION	NUMÉRO DE LOT
	UNO CONN FOR BOTTLE NDL(25/250) INT	160988, 178891, 183601, 184260, 201066, 211392, 218106, 227849, 234914, 236650, 304461, 304762, 305432, 312724, 315404, 318589
<b>84011022</b>	UNO FORCEPS BLUE 125MM (100/1200) IT	151542, 154165, 155440, 157353, 160670, 161548, 165044, 168744, 169488, 170635, 170794, 171055, 174708, 181414, 184298, 185622, 187575, 190419, 194693, 197688, 197706, 202460, 205693, 208602, 211199, 213851, 214203, 216455, 217680, 219724, 221500, 225723, 227888, 228338, 228820, 229765, 232765, 235334, 301810, 302432, 304695, 305780, 306458, 307128, 308183, 308977, 309190, 309565, 310113, 311569, 311701, 312077, 312387, 313480, 314086, 315555, 316574, 316575, 316576, 317128, 319471, 495142, 497700
<b>84011181</b>	ATULA SININEN 100 kpl	156450, 159524, 172084, 174632, 175483, 181165, 184303, 192568, 194304, 197445, 206079, 209027, 211443, 215216, 231643, 300643, 301769, 302536, 302871, 303039, 304125, 307141, 307775, 308667, 308823, 309237, 309692, 310114, 315763, 316100
	PINCET, BLAA, STERIL	154040, 156450, 157795, 159524, 162011, 164994, 169490, 170647, 170800, 172084, 174632, 175483, 179236, 181165, 181935, 182806, 184303, 188933, 192568, 194304, 197445, 198047, 201155, 202070, 206079, 209027, 210531, 211443, 215216, 225329, 229770, 231643, 234935, 300643, 300927, 301769, 302536, 302800, 303016, 303039, 304125, 305039, 305439, 305757, 307141, 307361, 307775, 308667, 308823, 309237, 309435, 309692, 309924, 309962, 310114, 312747, 314287, 315405, 315763, 316100, 316212, 316997, 318170
	UNO FORCEPS BLUE (100/1200) NEU	151101, 152358, 169624, 172190, 175483, 181165, 181378, 185628, 190423, 197445, 199028, 199372, 203712, 209318, 211443, 212418, 216868, 219176, 226452, 228341, 231643, 233743, 235338, 300643, 302536, 302871, 303039, 303180, 304125, 305757, 307141, 308823, 309237, 309692, 309924, 312747, 315405, 315763, 316100, 318170, 497715, 498137
<b>84011182</b>	Pinzeta modrá	300936, 302287, 304563, 307129, 308166, 308633, 308978, 316050

RÉFÉRENCE PRODUIT	DESCRIPTION	NUMÉRO DE LOT
	UNO FORCEPS BLUE (100/1200) EUR	150554, 150555, 151292, 152525, 152674, 152835, 159668, 160138, 162599, 163341, 168288, 176327, 181409, 182217, 183859, 184764, 187974, 188584, 189326, 190410, 191349, 193828, 196127, 197680, 198461, 199820, 200458, 202465, 203704, 204019, 204662, 207677, 210944, 211433, 212401, 213848, 214198, 215008, 215429, 216862, 217675, 218427, 221486, 224785, 225715, 226149, 226441, 227248, 227886, 228328, 229771, 230218, 231165, 231247, 231638, 232757, 233104, 233713, 234545, 234928, 235731, 300305, 300325, 300349, 300475, 300936, 301499, 301537, 301771, 302123, 302178, 302188, 302287, 302539, 302994, 303252, 303413, 303639, 303678, 304110, 304143, 304374, 304563, 304767, 305017, 305440, 305758, 306058, 306359, 306459, 306552, 306887, 307129, 307578, 307776, 308166, 308189, 308633, 308978, 309462, 311570, 312206, 313614, 316049, 316050, 316051, 317017, 317261, 318273, 495805, 497472, 497688, 498582, 499190
<b>84011183</b>	UNO FORCEPS BLUE (100/1200) IT	178037, 183867, 192119, 204022, 206474, 218444, 227256, 300308, 300337, 302747, 303389, 306222, 308167, 312388, 312729, 314288, 316438, 316998, 318662
	UNO FORCEPS BLUE (100/1200) SEU	156308, 156309
<b>84011184</b>	UNO FORCEPS BLUE (100/1200) PL	152063, 157585, 157586, 165918, 166473, 173196, 188598, 192126, 193842, 196878, 199825, 211658, 217683, 223017, 226450, 233732, 300332, 301570, 302431, 302730, 303500, 304717, 306888, 308168, 308450, 309925, 310399, 311410, 312102, 312518, 313347, 317884, 318779, 495004

**Annexe 2 : Exemple d'étiquette de l'emballage**

Pour le produit concerné	
L'étiquette du carton d'expédition	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="width: 80%;"> <p><b>REF 29001182</b></p> <p>GB Twin nasal oxygen cannula            D Sauerstoff-Brille            F Lunette a oxygene            NL Zuurstofbril            I Cannula per ossigenoterapia</p> <p>Made in Belarus  <b>CH 10 210CM</b></p> <p style="text-align: right; font-size: 24px;"><b>6 X 50</b></p> <p>  <small>ConvaTec Limited First Avenue Deeside Industrial Park Deeside, Flintshire, CH5 2NU, UK</small></p> <hr/> <p> <b>2012-04</b>     <b>LOT 630904</b>   <b>2017-03</b>     EAN No. 05705243273444</p> <div style="text-align: center;">   <small>(01)05705243273444(17)170331(10)630904 v.05</small> </div> </div> <div style="width: 15%; text-align: right; color: red;"> <p>← <b>Référence / Code produit</b></p> <p>← <b>Numéro de lot</b></p> </div> </div>
L'étiquette de la boîte	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="width: 80%;"> <p><b>50 REF 29001182</b></p> <p>GB Twin nasal oxygen cannula            D Sauerstoff-Brille            F Lunette a oxygene            NL Zuurstofbril            I Cannula per ossigenoterapia</p> <p style="text-align: right; font-size: 24px;"><b>CH 10 210CM</b></p> <p style="text-align: right; font-size: 24px;"><b>LOT 630904</b></p> <p> <small>ConvaTec Limited First Avenue Deeside Industrial Park Deeside, Flintshire, CH5 2NU, UK</small></p> <p>EAN No. 05705243273437      <b>2012-04</b>   <b>2017-03</b></p> <div style="text-align: center;">   <small>(01)05705243273437(17)170331(10)630904 v.05</small> </div> </div> <div style="width: 15%; text-align: right; color: red;"> <p>← <b>Référence / Code produit</b></p> <p>← <b>Numéro de lot</b></p> </div> </div>