

## **AVVISO DI SICUREZZA URGENTE DA ATTUARE IN LOCO** **DISTRIBUTORI**

**Nome commerciale:** tubi rettali, sistemi di drenaggio Unoversal, SimpaVac, tubi di raccordo per aspirazione sterili, set/cannule per aspirazione (FilterFlow™/Deltaflo), cateteri per ossigeno, cannule nasali sterili per ossigeno, tubi di raccordo sterili per ossigeno, pinzette sterili. (Per dettagli completi relativi ai prodotti, si veda l'Allegato 1.)

**Data di emissione:** 04 Jan 2019

**N. di riferimento/REF:** Si veda l'allegato 1

**ID FSCA:** 2018-005 Fase 3

**Tipo di azione:** Richiamo / smaltimento del prodotto

**Email del centro di richiamo:** [convatecproductrecall@stericycle.com](mailto:convatecproductrecall@stericycle.com)

**Da notare: la presente azione si riferisce esclusivamente a specifici codici prodotto e non interessa tutti i codici prodotto dei summenzionati prodotti.**

---

### **Descrizione del problema:**

ConvaTec ha avviato volontariamente il richiamo di specifici codici prodotto relativi ai summenzionati prodotti.

Una valutazione interna dell'integrità della confezione del prodotto in oggetto ha confermato che questi dispositivi non soddisfano le nostre aspettative né quelle dei nostri clienti. I test sul trasporto condotti sulla confezione del prodotto non hanno avuto esito positivo, confermando la potenziale presenza di una rottura nella barriera sterile. L'utilizzo di un dispositivo non sterile sui pazienti può esporre questi ultimi ad agenti infettivi e aumentare il rischio di sviluppare infezioni. ConvaTec non ha ricevuto alcuna segnalazione di episodi relativi a problemi sui sigilli delle confezioni.

### **Descrizione dei prodotti**

**I tubi rettali** sono dispositivi sterili, monouso che si inseriscono attraverso il retto per il drenaggio del materiale fecale, l'esecuzione di lavaggi e/o la somministrazione di farmaci nell'intestino crasso, per esplorazione colonoscopica e decompressione del colon.

**I sistemi di drenaggio Unoversal** vengono utilizzati per il drenaggio della ferita a basso vuoto, in cui si prevede un'emorragia post-operatoria di medio-basso volume. Sono prodotti monouso, da utilizzare nel trattamento a breve termine.

**SimpaVac** è un contenitore utilizzato per il drenaggio della ferita post-operatoria a basso vuoto nei tradizionali interventi chirurgici (a cielo aperto).

**I tubi di raccordo per aspirazione sterili** vengono utilizzati per collegare due dispositivi esistenti (ad es. cannule di aspirazione e recipienti di raccolta) o come prolunga tra un dispositivo esistente e una sorgente di vuoto.

**Gli elementi di raccordo sterili** vengono utilizzati per collegare due dispositivi esistenti, ad es. le cannule di aspirazione e i recipienti di raccolta.

**I set/le cannule per aspirazione (FilterFlow™/Deltaflo)** vengono utilizzati principalmente negli interventi di chirurgia ortopedica per rimuovere residui e frammenti ossei, cemento, midollo e coaguli di sangue senza bloccare il dispositivo di aspirazione, ricorrendo a una combinazione di aspirazione e filtraggio.

**I cateteri per ossigeno** sono prodotti monopaziente, indicati per fornire ossigenoterapia a breve termine e per somministrare ossigeno (in bassa concentrazione) direttamente per via nasofaringea o attraverso le cavità nasali.

**Le cannule nasali sterili per ossigeno** vengono utilizzate per la somministrazione diretta di basse concentrazioni di ossigeno attraverso le cavità nasali.

**I tubi di raccordo per ossigeno sterili** vengono utilizzati per la somministrazione di basse/medie concentrazioni di ossigeno nella ossigenoterapia. I tubi di raccordo/prolunga convogliano l'ossigeno da una sorgente di ossigeno mobile o stazionaria al paziente attraverso un dispensatore di ossigeno. I dispensatori di ossigeno possono essere, ad es.: cateteri, cannule nasali o maschere facciali per ossigeno. Utilizzando i tubi di raccordo/prolunga tra il dispensatore (paziente) e la sorgente di ossigeno, il paziente dispone di una maggiore libertà di movimento senza interruzione della somministrazione di ossigeno.

**Pinzette sterili:** Sono pinzette monouso per applicazioni multiple. Utilizzate negli interventi chirurgici per afferrare, manipolare, manovrare o assistere con la rimozione di residui, particolato o tessuto dalle ferite.

#### **Procedura di identificazione del prodotto:**

Soltanto i codici dei prodotti individuati all'interno del presente avviso potrebbero presentare un potenziale danneggiamento della confezione con barriera sterile.

Per questo motivo e per evitare qualsiasi rischio di danno potenziale, tutti i prodotti interessati **non devono essere utilizzati**.

L'unico modo per individuare il prodotto interessato è confrontare il codice prodotto/REF e il numero LOTTO/Batch con quelli riportati nell'elenco dei prodotti richiamati (si veda Allegato 1). Non vi è altra differenza riconoscibile tra il prodotto interessato e quello non interessato.

Si veda l'allegato 2 per alcuni esempi di etichettatura della confezione che evidenzia il punto in cui si trova il codice prodotto e il numero di LOTTO/Batch sulle etichette dei prodotti. Esse sono applicate sulla confezione principale e sul cartone di spedizione. Il codice prodotto (numero di riferimento) è preceduto dalla parola

"REF" e il numero di LOTTO/Batch è preceduto dal simbolo



**Consigli sulle azioni da compiere da parte del distributore.**

La nostra documentazione mostra che Lei ha ricevuto il prodotto interessato. Si prega di procedere come segue:

1. Prendere visione dei questionari allegati. Interrompere immediatamente la distribuzione dei prodotti interessati e metterli in quarantena.
2. Inoltare ai propri clienti le copie dell'"Avviso di sicurezza da attuare in loco per UTENTI FINALI", sollecitandoli a restituire i prodotti interessati, unitamente al "Modulo di risposta al richiamo per UTENTI FINALI" completato.
3. Quando sarà stato restituito il modulo (o i moduli) di risposta completato/i, compilare il "Modulo di risposta al richiamo per DISTRIBUTORI" e contattare il centro di richiamo dedicato (si veda la pag. 4) per ulteriori istruzioni su come smaltire il prodotto interessato e concordare l'accredito. **I prodotti non saranno sostituiti automaticamente. Per i prodotti sostitutivi, devono essere effettuati nuovi ordini presso ConvaTec nel modo consueto. ConvaTec consegnerà al più presto possibile i prodotti ordinati.**
4. Restituire il "Modulo di risposta al richiamo per DISTRIBUTORI" completato e tutti i "Moduli di risposta al richiamo per UTENTI FINALI" al "Centro di richiamo" via fax/e-mail.

**FORNIRE UNA RISPOSTA COMPLETA IL PIÙ PRESTO POSSIBILE.**

**Centro di richiamo:**  
E-mail: [convatecproductrecall@stericycle.com](mailto:convatecproductrecall@stericycle.com)

Continuare a riferire qualsiasi informazione non relative al

richiamo, come ad es. qualsiasi effetto indesiderato riguardante i prodotti in oggetto, al proprio distributore o al servizio di assistenza clienti di ConvaTec (per i dettagli, si veda l'elenco dei **referenti ConvaTec regionali**).

**Inoltro del presente avviso di sicurezza da attuare in loco:**


Il presente avviso deve essere inviato a tutti coloro che hanno ricevuto i dispositivi interessati all'interno dell'organizzazione o a qualsiasi organizzazione a cui sono stati ceduti i dispositivi interessati.

ConvaTec si impegna a fornire ai propri clienti prodotti e servizi di qualità e si scusa sinceramente per i potenziali problemi che tale avviso potrebbe creare.

In caso di domande in merito al presente richiamo, contattare il centro di richiamo. Per altri tipi di assistenza, contattare il proprio distributore o il rappresentante ConvaTec locale (per i dettagli, si veda l'elenco dei **referenti ConvaTec regionali**).

Le autorità nazionali interessate sono state informate circa questa azione correttiva di sicurezza da attuare in loco.

**Autorizzazione:**

<u>Nome</u> Duncan Rowley	<u>Posizione</u> Direttore, Affari Normativi e Controllo Qualità, EMEA	<u>Indirizzo</u> ConvaTec Limited, First Avenue, Deeside Industrial Park, Deeside, CH5 2NU, U.K.	
<u>Data</u>	04 Jan 2019	<u>Firma</u>	

**Centro di richiamo: Help desk dedicato per questa azione correttiva di sicurezza da attuare in loco:**

Tel.: +44-208 6101 608

Fax: +44-207 6601 568

E-mail: [convatecproductrecall@stericycle.com](mailto:convatecproductrecall@stericycle.com)

**Referenti ConvaTec regionali" per altri tipi di assistenza:**

**Austria / Belgio / Croazia / Cipro / Estonia / Francia / Germania / Grecia / Ungheria / Israele / Malta / Liechtenstein / Lussemburgo / Paesi Bassi / Portogallo / Romania / Svizzera / Irlanda**

Tel: +41 (0) 52 630 54 01

Fax: +41 (0) 52 630 54 99

Email: [ccc.customerservice@convatec.com](mailto:ccc.customerservice@convatec.com)

**Danimarca**

Tel: +45 4816 7030

Fax: +45 8025 3413

Email: [customerservicenordic@convatec.com](mailto:customerservicenordic@convatec.com)

**Finlandia**

Tel: +358 (0) 20 7659 630

Email: [mail.fi@convatec.com](mailto:mail.fi@convatec.com)

**Italia**

Tel: 800500190

Email: [clienti.convatec@convatec.com](mailto:clienti.convatec@convatec.com)

**Norvegia**

Tel: +47 22686095

Fax: +47 80019602

Email: [customerservicenordic@convatec.com](mailto:customerservicenordic@convatec.com)

**Svezia**

Tel: +46 (0)42 332010

Fax: +46 200887486

Email: [customerservicenordic@convatec.com](mailto:customerservicenordic@convatec.com)

**Turchia**

Tel: +90 216 416 52 00/ +90 312 219 83 61

Fax: +90 216 416 28 30 / +90 312 219 53 21

Email: [musterihizmetleri@convatec.com](mailto:musterihizmetleri@convatec.com)

**Regno Unito**

Tel: +44 (0) 1244 832206

Fax: 0800 279 9004

Email: [unomedical-uk.customerservice@convatec.com](mailto:unomedical-uk.customerservice@convatec.com)

**Repubblica Ceca, Islanda, Polonia, Slovacchia, Spagna, Bulgaria, Lituania, Latvia, Slovenia**

Tel: +41 (0) 52 630 54 01

Fax: +41 (0) 52 630 54 99

Email: [ccc.customerservice@convatec.com](mailto:ccc.customerservice@convatec.com)

**MODULO DI RISPOSTA AL RICHIAMO per DISTRIBUTORI**  
**AVVISO DI SICUREZZA URGENTE DA ATTUARE IN**  
**LOCO**  
**DA COMPILARE E RESTITUIRE via fax/e-mail**

Destinatario del dispositivo:

<b>N. account del destinatario:</b>	<i>Column D</i>
<b>Nome e cognome del destinatario:</b>	<i>Column AA</i>
<b>Indirizzo del destinatario:</b>	<i>Column AA, AF, AC, AE, AD, B</i>

I seguenti prodotti, ovvero tubi rettali, sistemi di drenaggio Unoversal, SimpaVac, tubi di raccordo per aspirazione sterili, elementi di raccordo sterili, set/cannule per aspirazione (FilterFlow™/Deltaflo), cateteri per ossigeno, cannule nasali sterili per ossigeno, tubi di raccordo sterili per ossigeno, pinzette sterili, sono stati distribuiti alla vostra struttura:

<b>N. fattura</b>	<b>N. ordinativo</b>	<b>Codice prodotto/ RIF. n.</b>	<b>Codice SAP</b>	<b>N. LOTTO</b>	<b>Quantità fornita (pezzi)</b>
<i>Column AL</i>	<i>Column M</i>	<i>Column R</i>	<i>Column O</i>	<i>Column S</i>	<i>Column X</i>

**Rispondere a ciascuna delle seguenti domande.**

Avete ridistribuito il prodotto? NO  Sì\*

\*Se avete risposto Sì, avete informato il vostro cliente? NO\*  Sì

\*Se la risposta è NO, spiegare il perché:

1.  NON abbiamo prodotti interessati dal reclamo.
2.  Abbiamo i seguenti prodotti interessati dal reclamo:

Registrare la quantità (pezzi) di ciascun LOTTO da smaltire:

<b>N. LOTTO</b>	<b>Unità in magazzino</b>	<b>N. LOTTO</b>	<b>Unità in magazzino</b>	<b>N. LOTTO</b>	<b>Unità in magazzino</b>	<b>N. LOTTO</b>	<b>Unità in magazzino</b>	<b>N. LOTTO</b>	<b>Units on Hand</b>



MODULO compilato e restituito da:

<b>Nome e cognome (IN MAIUSCOLO):</b>	
<b>Posizione:</b>	
<b>Nome dell'azienda:</b>	
<b>Indirizzo:</b>	
<b>Tel.:</b>	
<b>Firma:</b>	
<b>Data (gg/mmm/aaaa):</b>	

- Come richiesto, ho anche fornito una copia di tutti i "Moduli di risposta al richiamo per UTENTI FINALI" restituiti da clienti che hanno ricevuto i prodotti interessati (spuntare la voce per confermare).

**Centro di richiamo: Help desk dedicato per questa azione correttiva di sicurezza da attuare in loco:**

Tel.: +44-208 6101 608

Fax: +44-207 6601 568

Email: [convatecproductrecall@stericycle.com](mailto:convatecproductrecall@stericycle.com)

**Allegato 1: Elenco riportante i codici prodotto/REF e i n. lotto dei prodotti interessati.**

REF/CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	N. LOTTO/BATCH
<b>13001181</b>	UNO MINIVAC SET REDON DRN CH6(50/200)INT	203693, 208419, 224350, 307673, 320642, 495175
<b>13001182</b>	MINI SET DE REDON CH06	153977, 159115, 160981, 166817, 181085, 182768, 185144, 188275, 201951, 221101, 223429, 226870, 234889, 237479, 300656, 302931, 305252, 310342, 311314, 312600, 314969, 315284, 316732, 318568, 320361
	UNO MINIVAC SET REDON DRN CH6(50/200)	306398, 314307
	UNO MINIVAC SET REDON DRN CH6(50/200)AUS	152327, 152545, 152687, 155400, 155630, 155911, 158207, 160981, 162465, 162489, 165661, 166258, 166358, 175453, 176571, 178879, 179958, 181085, 182768, 183810, 184728, 185144, 186373, 188275, 190373, 195242, 199290, 203008, 206419, 208562, 212316, 213262, 214604, 217367, 219084, 222168, 223429, 224377, 226870, 228221, 230187, 233575, 234889, 236098, 300656, 300738, 301428, 302259, 302931, 303266, 304730, 305252, 306030, 306280, 306398, 307006, 307301, 307795, 308069, 309106, 309349, 309534, 310342, 311314, 312600, 313045, 313428, 314307, 314969, 315284, 316732, 318568, 320361, 497717
<b>13001183</b>	UNO MINIVAC SET REDON DRN CH06(50/200)IT	160560, 164812, 193766, 198434, 211599, 227240, 229179, 233683, 235314, 300442, 303313, 304312, 305057, 310121, 312601, 313802, 314865, 316376, 318264, 318644, 320290, 321372
<b>13001184</b>	UNO MINIVAC SET REDON DRN CH6(50/200)INT	207658, 301585, 310609, 320915
<b>13002181</b>	MINIVAC 40ML M/ULMER DRAEN&TROCAR CH08	164467, 197379, 201035, 304750, 305653, 307137, 310731, 314970, 315521, 321009, 321179
	Minivac setti 30ml + dreani ch8 10kpl	197379, 201035, 214586, 305653, 307137, 310731
	UNO MINIVAC SET ULMER DRN CH8(50/200)INT	164467, 169614, 201035, 214586, 300452, 304750, 305653, 307137, 310731, 314970, 321179
<b>13002182</b>	MINI SET DE REDON CH08	150531, 153978, 154220, 201085, 201999, 207358, 211085, 214570, 216436, 229746, 234149, 237464, 301363, 302288, 302932, 309981, 312007, 312602, 314971, 315185, 320239
	UNO MINIVAC SET ULMER DRN CH8(50/200)AUS	150531, 153978, 154220, 170092, 197394, 198972, 201085, 201999, 207358, 208208, 210460, 211085, 211393, 212920, 213817, 214570, 216436, 217368, 220363, 222534, 225302, 228794, 229746, 234149, 236625, 237464, 300834, 301363, 302288, 302932, 303472, 304975, 309568, 309868, 309981, 311417, 312007, 312602, 320239



REF/CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	N. LOTTO/BATCH
13002183	UNO MINIVAC SET ULMER DRN CH08(50/200)IT	153663, 156313, 157366, 160561, 161966, 164813, 167011, 181343, 188132, 188534, 195259, 200400, 238680, 302748, 306199, 312362, 312466, 314215, 314866, 315755, 316377, 318834, 321373
13002184	UNO MINIVAC SET ULMER DRN CH8(50/200)INT	151999, 152000, 173153, 203997, 207659, 211620, 237166, 301586, 320916
13002185	UNO MINIVAC SET ULMER DRN CH8(50/200)INT	208882
13004181	Thyroideasetti 100ml+2xdreeni ch10 10kpl	13002185, 13004181
	UNO THYROIDEA SET (10/60) INT	204329
13004182	UNO THYROIDEA SET (10/60) AUS	150540, 154002, 159420, 300565, 300576, 300580, 300585, 305767, 312476, 312603, 498229
13004184	UNO THYROIDEA SET (10/60) INT	193787, 300236, 300238, 300259, 300278, 300288, 304976
14003181	REKTALSONDE CH 18/40 CM	157678, 174278, 184057, 200654, 227711, 229628, 240906, 247935, 7A00676, 7C04348, 7C04349, 7E00774, 7M02048
	UNO RECTAL TUBE CH18/40CM(100/800) INT	184057, 227711, 7A00676, 7B01025, 7C04348, 7C04349, 7E00774, 7M02048, 8F00459
14003182	Rektální rourka CH 18/40 cm	6K05088, 7A05626, 7B01328, 7C01496
	UNO RECTAL TUBE CH18/40CM (100/800) AUS	150326, 150687, 151669, 152641, 154319, 159650, 162041, 162772, 162938, 163257, 163796, 164676, 165268, 167943, 168513, 172556, 174978, 177810, 177921, 181572, 181702, 183713, 184650, 185359, 186978, 187841, 188416, 190304, 191210, 193641, 194580, 196712, 199775, 200279, 202361, 203908, 204650, 207571, 209153, 210098, 210785, 212199, 213186, 214930, 215386, 217631, 218362, 218994, 219581, 220593, 222132, 222876, 223671, 226312, 227137, 228094, 229098, 231069, 234459, 235207, 236045, 236998, 238547, 239669, 240551, 241962, 246823, 247488, 248275, 249623, 250476, 251351, 252088, 253684, 497919, 6K05088, 6K05743, 6L01515, 6L06087, 7A00674, 7B01328, 7C01496, 7C05505, 7E00773, 7E02113, 7F02484, 7G00079, 7H01918, 7H03195, 7J02311, 7K03634, 7L03177, 7M02047, 8A02901, 8A05957, 8B02381, 8C02338, 8D00542, 8E01926, 8E02698, 8F00458
14003183	SONDA RECTAL CH/18 40CM- 100UDS	150049
	UNO RECTAL TUBE CH18/40CM(100/800) INT	150049, 172997
14003185	UNO RECTAL TBE CH18/40CM(100/800) INT	171461
14006181	REKTALSONDE CH 20/40 CM	227724, 229633, 6K06899, 8C03003
	UNO RECTAL TUBE CH20/40CM(100/600) INT	227724, 229633, 6K06899, 8C03003

REF/CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	N. LOTTO/BATCH
<b>14006182</b>	Rektální rourka CH 20/40 cm	6K06894
	UNO RECTAL TUBE CH20/40CM(100/600) AUS	150343, 150689, 152764, 154328, 155618, 156616, 157300, 158189, 158883, 159643, 162483, 162768, 163877, 164755, 165259, 172462, 174977, 177914, 181648, 183700, 185354, 186976, 188404, 191988, 192380, 194572, 196012, 197227, 197575, 199177, 199767, 200271, 208486, 209149, 213182, 216008, 218359, 220588, 222872, 223667, 225600, 227133, 228088, 231065, 232064, 238544, 239663, 240549, 245290, 246817, 249618, 251344, 253680, 497930, 499171, 6K06894, 6L01519, 6L06646, 6M02324, 7A04130, 7B06812, 7C01493, 7C05508, 7E03907, 7E04955, 7F02482, 7G00078, 7H01917, 7J03377, 7K03632, 7L03172, 8A03196, 8B02388, 8C02339, 8D01513
<b>14006183</b>	SONDA RECTAL CH/20 40CM- 100UDS	172395, 176496, 254028, 7A00673, 7E04954, 7F00109, 7F02481
	UNO RECTAL TUBE CH20/40CM(100/600) INT	152995, 173237, 180384, 7F00109, 8D02810
<b>14008181</b>	REKTAALIPUTKI CH22/40CM PHTAL.TON 100KPL	154963, 157679, 165481, 169160, 177763, 179313, 180825, 185122, 190723, 192442, 193195, 201917, 208990, 211326, 211838, 216338, 217359, 221017, 221820, 224306, 226091, 226756, 227712, 236592, 241665, 246362, 247936, 6L06125, 7A04716, 7D01706, 7F00139, 7M00168, 8B01946
	REKTALSONDE CH 22/40 CM	152380, 154963, 157679, 165481, 169160, 170441, 174392, 176429, 177763, 179313, 180825, 183348, 185122, 190723, 192442, 193195, 194968, 197248, 198952, 201917, 208990, 216338, 217359, 221017, 221820, 224306, 226091, 226756, 227712, 236592, 241665, 246362, 247936, 250034, 6K06897, 6K06902, 6L01269, 6L04561, 7A04716, 7D01706, 7F00139, 7M00168, 8B01946
	UNO RECTAL TUBE CH22/40CM(100/600) INT	152380, 154963, 157679, 165481, 170441, 174392, 183348, 190723, 192442, 193195, 208990, 211326, 211838, 214486, 216338, 217359, 217984, 224306, 226091, 226756, 227712, 228716, 236592, 241665, 246362, 247936, 250034, 6L01269, 6L06125, 7A04716, 7D01706, 7F00139, 7M00168, 8B01946, 8F01629
<b>14008182</b>	Rektální rourka CH 22/40 cm	7B02810, 7C02293

REF/CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	N. LOTTO/BATCH
	UNO RECTAL TUBE CH22/40CM(100/600) AUS	150344, 150690, 151676, 151885, 152484, 152651, 154329, 155220, 155891, 156617, 158190, 158707, 159645, 162038, 162587, 162769, 162933, 164756, 166387, 166562, 167053, 167966, 168510, 170229, 172463, 173369, 176052, 177915, 178732, 179452, 181568, 183701, 184644, 185355, 186339, 187833, 188405, 190298, 191193, 191989, 193637, 194573, 195181, 196013, 197576, 199178, 199768, 200273, 205503, 208487, 209150, 210096, 210782, 212195, 213183, 214926, 216009, 217629, 218360, 218991, 219909, 221394, 222130, 222873, 223668, 224704, 225601, 226311, 227134, 228089, 228650, 229095, 230105, 231066, 232686, 233410, 234455, 234794, 235205, 236043, 238545, 240550, 241957, 245291, 246818, 247486, 248273, 250471, 251196, 252082, 253063, 253681, 497628, 6K06893, 6L04528, 6L04581, 6L06127, 6M00666, 6M01803, 7A01806, 7A04717, 7B02810, 7C03435, 7C04988, 7D01705, 7D04861, 7E00997, 7E02944, 7F00120, 7F04252, 7G01830, 7H00927, 7H03094, 7H05988, 7K01255, 7K02643, 7K04185, 7L05966, 7M02406, 8A04413, 8B02896, 8C01998, 8D03387, 8E02387, 8E02991, 8F01631
<b>14008183</b>	SONDA RECTAL CH/22 40CM-100UDS	169151, 184033, 185119, 199202, 204247, 205148, 208916, 211237, 214468, 216334, 217974, 220995, 224229, 227697, 230603, 238050, 239181, 240885, 250008, 498358, 6K01000, 6L04555, 6M00670, 7A04715, 7G01831, 7J01188, 8B02895, 8D02036, 8E02386
	UNO RECTAL TUBE CH22/40CM(100/600) IT	152989, 153632, 156832, 169151, 172957, 176101, 180366, 192005, 199202, 206923, 209173, 240567, 498358, 6K01000, 8B02895, 8F01630
<b>14010182</b>	Rektální rourka CH 24/40 cm	207255, 234733, 6K06895
	UNO RECTAL TUBE CH24/40CM(100/600) INT	150686, 152757, 154895, 156578, 156958, 157216, 158780, 159584, 163244, 169401, 176018, 177889, 190274, 193611, 194545, 195164, 200161, 203898, 207255, 207551, 208175, 211489, 218970, 220571, 221384, 223653, 225585, 228064, 233384, 239645, 248266, 251322, 253042, 6K06895, 7B01057, 7C05994, 7D03500, 7E04516, 7F06008, 7H05991, 7K06060, 8A02033, 8D02018, 8D03385, 8E04228
<b>14010183</b>	SONDA RECTAL CH/24 40CM-100UDS	169182, 254029, 7H04608
	UNO RECTAL TUBE CH24/40CM(100/600) INT	254029, 8C05204
<b>14012182</b>	Rektální rourka CH 25/40 cm	7B06456

REF/CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	N. LOTTO/BATCH
	UNO RECTAL TUBE CH25/40CM(100/600) AUS	151677, 152315, 152485, 152652, 152765, 154597, 155221, 155619, 156618, 156816, 157231, 158708, 158884, 159646, 160506, 162040, 162770, 162934, 163256, 164757, 165260, 166388, 166943, 167732, 167942, 168511, 171897, 172548, 173370, 174969, 176054, 177916, 179453, 181569, 183702, 184645, 184925, 185356, 186977, 187834, 188406, 190299, 191195, 193638, 194574, 195182, 196014, 196706, 197577, 199179, 200274, 202359, 203596, 203906, 204649, 205439, 205504, 207569, 209151, 210783, 212196, 213184, 214927, 215385, 216010, 218361, 218992, 220589, 222131, 222606, 222874, 223669, 225602, 227135, 228090, 229096, 230106, 231067, 232687, 233411, 234456, 235698, 236044, 236991, 238546, 239664, 241403, 245292, 246819, 248274, 249074, 249619, 250472, 251345, 252083, 253064, 253682, 488023, 497629, 497931, 497932, 499172, 6K05134, 6K06905, 6L01265, 6L04524, 6L04587, 6M00664, 6M01807, 6M03539, 7A04720, 7B02809, 7B06456, 7C03433, 7D01679, 7D01681, 7D02071, 7D04867, 7E02941, 7F00126, 7F01942, 7F04209, 7G01112, 7H01941, 7H04601, 7H05992, 7K01257, 7K04183, 7L03601, 7L05973, 7M02409, 8A03195, 8A05104, 8B02879, 8C05203, 8D02032, 8D04424, 8E02383, 8F02423
<b>14012183</b>	SONDA RECTAL CH/25 40CM- 100UDS	153232, 188205, 201849, 205149, 206029, 208917, 216292, 218381, 220996, 224230, 227698, 230604, 237447, 238051, 240886, 498359, 6K01001, 6L04559, 6M00671, 7A04718, 7A04721, 7B06455, 7C05996, 7E02943, 7F02839, 7G01111, 7J01190, 7L03603, 7M00165, 8A00951, 8A05105, 8C00107, 8E02384, 8F01628
	UNO RECTAL TUBE CH25/40CM(100/600) IT	152990, 153232, 153633, 156032, 158371, 160519, 172958, 176102, 180367, 181715, 185376, 198381, 209174, 218381, 233438, 235224, 248294, 498359, 499311, 7A04718, 7B06455, 7C03432, 7C05996, 7K02646, 7M00165, 8C00107, 8D02033, 8E02384, 8F01628
<b>14012185</b>	UNO RECTAL TUBE CH25/40CM(100/600) INT	8B03348
<b>14014182</b>	UNO RECTAL TUBE CH26/40CM(100/600) INT	157518, 179653, 7H04609, 8E04246
<b>14014183</b>	SONDA RECTAL CH/26 40CM- 100UDS	214497, 224263, 238105, 498410, 6K01014, 6L04568, 7A04724
	UNO RECTAL TUBE CH26/40CM(100/600) INT	162846, 166866, 173238, 6K01014, 7A04724, 7A04725
<b>14016181</b>	Rektaaliputki ch28/40cm phtal.ton 50kpl	160948, 180827, 190679, 193197, 200656, 211328, 213659, 215178, 216339, 217985, 225253, 226757, 228669, 230696, 240842, 249463, 250122, 251607, 252585, 6L06121, 6M01804, 7K04187
	REKTALSONDE CH 28/40 CM	157700, 159908, 160948, 184058, 190679, 193197, 200656, 211328, 216339, 217985, 226757, 227713, 228669, 240842, 249463, 250122, 251607, 252585, 6L04564, 6L06121, 6M01804, 7K04187

REF/CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	N. LOTTO/BATCH
	UNO RECTAL TUBE CH28/40CM(50/400) INT	157700, 184058, 216339, 217985, 249463, 250122, 252585, 6L04564, 6L06121, 6M01804, 7K04187, 8D02035
<b>14016182</b>	Rektální rourka CH 28/40 cm	7B02811
	UNO RECTAL TUBE CH28/40CM(50/400) AUS	150321, 151665, 152640, 154315, 154592, 155610, 156579, 156580, 157217, 159630, 160489, 163790, 164907, 165517, 166199, 167419, 167933, 171636, 171943, 172866, 177305, 177890, 181639, 184920, 186964, 187807, 189204, 190275, 191168, 191970, 192756, 194546, 195165, 195991, 197545, 198689, 203585, 204643, 205441, 208146, 208471, 210091, 211128, 211490, 212178, 216697, 218971, 219892, 220572, 222118, 222608, 222854, 229089, 230085, 231040, 233385, 234443, 236026, 239646, 241944, 245923, 247471, 250458, 253043, 497455, 497609, 497911, 6K00999, 6K06896, 6K06904, 6L01270, 6L04580, 6L06123, 7A01842, 7B02811, 7D01703, 7F00124, 7H00929, 7J01191, 7K06059, 8A02040, 8C02415, 8D02034, 8F01632
<b>14016183</b>	SONDA RECTAL CH/28 40CM- 50UDS	176492, 178592, 211239, 214469, 215138, 217975, 224231, 230605, 238052, 240887, 250009, 251277, 498360, 6K01012, 6L04560, 6M00667, 7A04722, 7C01105, 7J01202, 8A00949, 8E02385
	UNO RECTAL TUBE CH28/40CM(50/400) IT	153634, 156033, 156254, 156255, 172959, 176103, 180368, 218382, 228120, 233439, 251277, 6K01012, 6M00667, 7A04722, 7C01105, 7J01202, 8A00949, 8E02385
<b>14018181</b>	Rektaaliputki ch30/40cm phtal.ton 50kpl	177657, 184059, 200783, 216340, 234841, 246401, 6M00669, 7A01808, 7B06482, 7F06006, 7L03598, 8A00920
	REKTALSONDE CH 30/40 CM	157720, 184059, 200783, 216340, 234841, 246401, 6L01264, 6M00669, 7B06482, 7H04602, 7L03598, 8A00920
	UNO RECTAL TUBE CH30/40CM(50/400) INT	177657, 184059, 200783, 216340, 234841, 246401, 6L01264, 6M00669, 7A01808, 7B06482, 7F06006, 7H04602, 7L03598, 8A00920, 8D03383, 8F02428
<b>14018182</b>	UNO RECTAL TUBE CH30/40CM(50/400) IT	150346, 151682, 151888, 152489, 154336, 154598, 155233, 156635, 159560, 159659, 162044, 162538, 162801, 163264, 164683, 166213, 166955, 168675, 170757, 172565, 176104, 177942, 179462, 181657, 184931, 186986, 188433, 192006, 192788, 193655, 195205, 197599, 200300, 203618, 205440, 205529, 208510, 209175, 210801, 212220, 213207, 214941, 216019, 218383, 219009, 219918, 220607, 222138, 222607, 224717, 229122, 231085, 234473, 236059, 238576, 240568, 241972, 245306, 245959, 246836, 247503, 249080, 251202, 253090, 253699, 497300, 6K02736, 6K06906, 6L01271, 6L04554, 6L04586, 6M01805, 7A01810, 7A04728, 7B02812, 7C01102, 7C04989, 7D02092, 7E01690, 7F00121, 7F04253, 7G01828, 7H04603, 7K01253, 7L03599, 7L05968, 8A00917, 8C00105, 8D03382, 8D04425
<b>14018183</b>	SONDA RECTAL CH/30 40CM- 50UDS	250010, 498361, 6M00668, 7F00122, 7H00936, 7J01203, 7K02649, 7L05969, 8A05102, 8C02417

REF/CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	N. LOTTO/BATCH
	UNO RECTAL TUBE CH30/40CM(50/400) IT	162802, 172960, 498361, 7F00122, 7L03600, 7L05969, 8A05102, 8C02417
<b>14031022</b>	UNO RECTAL TUBE CH28/40CM (100/1000) IT	153191, 155227, 156625, 156626, 164765, 165267, 165442, 167739, 168091, 170403, 171639, 174110, 174368, 176067, 178739, 184654, 185110, 185363, 185837, 187446, 192779, 193257, 194149, 194469, 195189, 197233, 205521, 209164, 216390, 217341, 218595, 219516, 220600, 222470, 223314, 226816, 227770, 228697, 229604, 230118, 232077, 233426, 234562, 237008, 240562, 240957, 245952, 246339, 247500, 251259, 251361, 251564, 497324, 6K03729, 6K06907, 6L01267, 6L06116, 7C01104, 7C06000, 7F00125, 7H00930, 7J02388, 7K02647, 7K04186, 8A04411, 8C02416
<b>14032022</b>	UNO RECTAL TUBE CH30/40CM (100/1000) IT	169690, 171640, 176078, 183158, 194585, 203610, 208505, 210437, 211451, 212863, 219288, 219517, 223315, 226819, 228700, 229608, 251258, 6K00534, 6K02735, 6L01268, 6L04574, 6L06119, 7F00123, 7F04254, 7H03097, 7K01254, 7K04190, 7L05967, 8A00918
<b>14033022</b>	UNO RECTAL TUBE CH32/40CM (75/750) IT	200610, 210378
<b>16002181</b>	ILTFORBINDELSESSLANGE 2TRAGTE HVID 200CM	153983, 160970, 178884, 179880, 183590, 187550, 193324, 201033, 202014, 233060, 300833, 301378, 302958, 304428, 306286, 310344, 310733, 315683, 316382, 317993
	UNO OXY CONN TBE 2 FNL 200CM(50/300) INT	153983, 160970, 178884, 179880, 183590, 187550, 193324, 201033, 202014, 233060, 300833, 301378, 302958, 304428, 306286, 310344, 310733, 315683, 316382, 317993
<b>16003181</b>	ILTFORBINDELSESSLANGE 2TRAGTE HVID 300CM	167230, 179893, 184225, 187515, 192526, 193331, 201984, 208841, 210511, 211374, 221854, 226889, 227840, 302525, 302966, 304095, 305761, 306287, 306548, 308744, 309359, 309573, 310734, 311319, 312011, 313432, 313831, 314221, 316298, 495225
	UNO OXY CONN TBE 2 FNL 300CM(1/50) INT	167230, 179893, 183563, 184225, 187515, 193331, 201984, 211374, 214592, 219689, 221121, 221854, 226889, 230746, 302525, 302966, 304095, 304444, 305761, 306287, 307682, 308744, 309359, 309573, 310734, 311319, 313432, 313831, 314221, 316298, 495225
<b>16013182</b>	UNO CONN TUBE FINGERTIP 210CM(1/50) INT	155077, 155284, 168328, 168638, 168725, 179519, 181311, 184720, 187917, 192799, 196080, 201410, 203007, 206483, 211574, 213787, 214568, 214979, 216410, 216806, 218090, 221099, 224336, 228220, 230722, 300489, 301427, 302033, 304295, 305265, 306144, 306774, 307016, 308273, 309109, 492531, 497478, 499706
<b>16021181</b>	FORBINDELSESSLANGE 210CM, FINGERTIP/TRAG	170528, 211367, 211907, 214585, 215713, 224349, 227833, 229723, 233090, 234881, 236633, 237471, 300636, 304089, 304429, 305266, 307017, 307504, 308745, 309890, 309991, 310953, 312613, 313131, 313832, 314222

REF/CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	N. LOTTO/BATCH
	UNO CONN TBE FT FNL CH24/210CM(1/50) INT	151081, 152335, 162526, 166265, 169610, 170528, 181298, 195289, 199328, 203689, 203992, 211367, 211907, 212355, 213799, 224349, 226422, 228303, 230738, 234159, 235307, 236633, 300450, 300636, 303164, 304089, 304429, 305266, 305660, 306870, 307017, 307683, 309574, 309890, 310953, 312613, 313131, 313832, 314222
<b>16021182</b>	UNO CONN TBE FT FNL CH24/210CM(1/50) INT	151300, 152530, 152678, 152679, 156701, 159625, 162061, 162600, 163920, 164796, 165323, 167543, 168598, 170557, 174208, 181338, 186371, 188516, 189243, 191282, 192053, 195238, 196079, 197640, 200368, 203004, 206413, 208558, 210893, 211569, 213255, 214166, 214974, 216796, 221441, 223724, 226384, 227197, 228213, 228833, 229153, 230179, 233566, 234496, 235261, 236094, 300484, 300726, 300938, 301421, 301538, 301795, 302028, 302189, 302690, 303254, 303649, 304151, 304298, 304562, 305267, 305998, 306288, 306601, 307018, 307368, 307505, 308073, 308396, 308586, 308920, 309110, 309360, 309992, 310735, 311320, 312336, 313590, 314696, 315222, 316384, 317778, 497486, 497692, 499191, 499711
<b>16021184</b>	UNO CONN TBE FT FNL CH24/210CM(1/50) INT	152011, 152012, 157543, 173160, 180438, 193779, 200410, 204007, 207669, 211637, 217665, 233673, 237180, 300462, 301598, 304708, 306463, 306891, 308397, 310954, 313313, 318828, 490116
<b>16024182</b>	UNO CONN TBE FT SP FNL CH24/210(1/50)INT	151318, 152342, 155109, 155644, 158724, 159273, 159761, 162477, 165051, 166446, 168607, 168656, 173474, 173985, 179548, 181335, 183827, 184744, 187952, 189257, 191311, 194657, 197665, 199802, 201426, 203696, 205666, 207670, 210929, 212360, 215000, 216107, 217666, 219150, 222189, 224769, 227242, 228315, 231158, 233676, 234537, 237181, 300463, 300797, 301466, 302064, 303173, 303334, 303959, 304620, 305042, 305268, 305661, 306033, 306145, 306289, 306404, 307019, 307313, 307506, 308074, 308348, 308587, 308746, 308921, 309361, 309575, 309993, 310604, 310955, 312012, 312614, 313504, 314223, 314597, 315522, 317349, 318136, 318866, 493893, 494639, 497709, 497710, 499733, 499734
<b>16031182</b>	UNO CONN TBE FNL CH24/350CM (1/50) INT	151295, 159705, 166726, 168639, 172895, 184723, 191285, 194631, 202435, 206420, 214980, 216076, 216808, 225681, 228224, 235267, 300365, 302035, 302824, 306290, 307507, 308075, 309994, 310814, 493789, 497479, 497480, 497481, 499707
<b>16039181</b>	ILTFORBINDELSESSLANGE, 300 CM	153998, 157759, 169475, 181116, 183559, 184251, 193325, 194250, 202015, 204328, 205232, 207373, 208872, 226886, 227834, 230739, 300617, 300649, 301379, 301745, 302959, 305662, 305835, 306291, 307369, 307684, 308398, 308747, 309576, 309995, 310345, 310736, 495065
	UNO COMM TBE CH30/300CM(1/50) INT	202015, 205232, 300649

REF/CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	N. LOTTO/BATCH
<b>16039182</b>	UNO COMM TBE CH30/300CM(1/50) INT	151319, 161736, 168608, 171892, 181344, 187953, 195278, 200411, 210145, 211638, 215001, 219151, 224770, 228316, 233677, 300398, 303336, 303960, 304796, 306146, 306524, 307020, 308588, 309111, 309362, 311159, 311572, 497236
<b>16042182</b>	UNO CONN TBE 2 FNL CH24/400CM(1/40) INT	151303, 152531, 155082, 159627, 164329, 166730, 167546, 168647, 169384, 172896, 173973, 179524, 181319, 182984, 185531, 187926, 189249, 190366, 191290, 192802, 193750, 197644, 199281, 202436, 203968, 206414, 210121, 210894, 213256, 214168, 215412, 216799, 219945, 220635, 222955, 228215, 230180, 232144, 234498, 235262, 237811, 300356, 300729, 301540, 302029, 303257, 303643, 304146, 304568, 304770, 305269, 305663, 306292, 306405, 306775, 307021, 308076, 308399, 308589, 308836, 308922, 309363, 309577, 309997, 311531, 493814, 497490, 497491, 497952, 499713
<b>16049181</b>	FORBINDELSESSLANGE 210CM, 2 TRAGTE CH 24	164468, 309364
	UNO CONN TBE 2 FNL CH24/210CM(1/50) INT	151086, 152343, 164468, 166269, 169618, 195279, 199314, 203697, 204008, 206452, 211368, 212361, 214587, 226430, 228317, 300464, 300981, 301382, 302522, 302860, 302962, 303174, 304431, 306167, 306776, 307022, 307508, 308748, 309364, 309998, 310584
<b>16049182</b>	UNO CONN TBE 2 FNL CH24/210CM(1/50) INT	150391, 151980, 156700, 157254, 157905, 158902, 159616, 167122, 168588, 168724, 169381, 170556, 171882, 173972, 174207, 178820, 180425, 181310, 182105, 182981, 184718, 190363, 191281, 193747, 196077, 199276, 200367, 201409, 203666, 206417, 208561, 211573, 213260, 214978, 216804, 219948, 221443, 222166, 225679, 226388, 228219, 230185, 232148, 236097, 300735, 301424, 302573, 302694, 303949, 303979, 305270, 305664, 306147, 306293, 306406, 306777, 307023, 307509, 308077, 308749, 308923, 309999, 310737, 311029, 312253, 312864, 314309, 314565, 315886, 316386, 317460, 497690, 499704
<b>16049183</b>	UNO CONN TBE 2 FNL CH24/210CM (1/50) IT	153656, 156289, 198438, 199308, 209249, 210906, 211591, 224767, 228310, 229173, 235309, 236127, 300395, 301818, 302740, 308078, 308293, 309112, 310000, 310738, 311532, 311728, 312365, 313050, 313857, 314226, 314869, 316029, 316784, 317779, 499329
<b>16049184</b>	UNO CONN TBE 2 FNL CH24/210CM(1/50) INT	152015, 152016, 157544, 157545, 166068, 166069, 185556, 192081, 193780, 200412, 205667, 207671, 226431, 233678, 237182, 301599, 303659, 306464, 308079, 308400, 309440, 309578, 311321, 312337, 312502, 313314, 314416, 315181, 318753, 494973, 494974
<b>16050022</b>	UNO CONN TBE 2 FNL CH24/300CM (1/50) IT	153975, 155436, 158089, 160059, 160984, 161154, 161352, 166814, 176573, 178894, 179878, 181135, 181327, 182985, 192815, 194651, 199293, 203037, 206952, 207364, 208214, 216420, 217370, 232740, 303307, 308828, 309113, 309365, 309579, 309926, 310124, 310739, 310956, 492952, 495141, 497696, 497961



REF/CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	N. LOTTO/BATCH
<b>16050181</b>	FORBINDELSESSLANGE 300CM, 2 TRAGTE CH 24	153970, 160971, 181117, 183560, 197380, 208873, 229725, 301494, 302135, 302537, 304760, 305665, 312887, 495147
	UNO CONN TBE 2 FNL CH24/300CM (1/50) INT	183560, 302135, 304760
<b>16050182</b>	UNO CONN TBE 2 FNL CH24/300CM (1/50) IT	151314, 152332, 152561, 152692, 156717, 157351, 158620, 158910, 159644, 162607, 163050, 163930, 165337, 166428, 167559, 168594, 168651, 169388, 170569, 174217, 176574, 180433, 181342, 183815, 184737, 185541, 186382, 187943, 188526, 189255, 191299, 192069, 194653, 195254, 196099, 196800, 199294, 199799, 200394, 202439, 205647, 206435, 207647, 208585, 209260, 212345, 213286, 214997, 216098, 216838, 219959, 220658, 222186, 222990, 224760, 226414, 227226, 228285, 229184, 230201, 232741, 233624, 235289, 236123, 237826, 300438, 300518, 300769, 300968, 302055, 302226, 302427, 302828, 303309, 303655, 304159, 304308, 304601, 305043, 305271, 305772, 306034, 306407, 307024, 307314, 307510, 307685, 308349, 308750, 308924, 309114, 309580, 310001, 310957, 311684, 312338, 313433, 314310, 315148, 316674, 317351, 319267, 497697, 497698, 497699, 499196, 499725
<b>16050183</b>	UNO CONN TBE 2 FNL CH24/300CM (1/50) IT	153657, 156060, 156291, 156292, 156293, 156294, 160546, 164808, 192077, 195269, 200398, 205669, 209250, 221476, 228311, 229174, 235310, 237160, 300396, 301819, 302741, 304165, 308985, 311533, 312366, 312616, 313803, 314227, 314975, 316946, 317705, 319368, 498218
<b>16050184</b>	UNO CONN TBE 2 FNL CH24/300CM (1/50) INT	152017, 157547, 165906, 166447, 184746, 192082, 193782, 196809, 306892, 310346, 311384, 312503, 314417, 316580, 317862, 494975
<b>16056182</b>	UNO CONN TBE 2 FNL CH30/400CM(1/40) INT	151981, 155083, 158614, 159720, 162462, 164797, 165035, 165896, 168648, 173141, 179525, 181320, 185532, 191291, 193751, 200372, 206484, 207633, 209220, 211570, 213816, 214569, 216411, 216800, 218091, 221100, 221442, 224376, 228216, 230181, 233567, 235263, 237101, 300485, 300604, 301541, 302030, 303258, 303644, 304569, 305773, 306168, 306602, 306779, 307686, 308080, 308401, 308751, 309115, 309366, 310002, 310816, 490090, 494955, 497550, 499714
<b>16059182</b>	UNO CONN TBE FNL CH24/210CM(1/50) INT	151296, 152529, 152677, 159706, 163922, 164326, 165032, 167544, 168640, 168727, 170558, 178821, 183808, 186372, 187919, 188517, 200369, 201411, 203667, 206421, 209229, 214170, 214981, 219086, 224741, 228225, 231131, 237814, 300493, 300742, 301431, 302036, 303152, 303248, 304150, 304296, 305272, 306148, 307025, 307389, 308752, 310003, 310347, 311685, 312339, 312865, 313593, 314786, 315150, 316675, 317246, 318515, 497482, 497691, 499708

REF/CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	N. LOTTO/BATCH
16064182	UNO CONN TBE FNL CH30/300CM(1/50) INT	151304, 155084, 155931, 159250, 159716, 163651, 164327, 168643, 169383, 173493, 176811, 179521, 181293, 183809, 187921, 189246, 191286, 201412, 203005, 206938, 209224, 211159, 213258, 219082, 222963, 223725, 227199, 230183, 232146, 235265, 300417, 300487, 302031, 302193, 302257, 303153, 303262, 303980, 304300, 304565, 305999, 306149, 306295, 306780, 307026, 307390, 307687, 308753, 309581, 310004, 310348, 497492, 497493, 498881, 499715
16064184	UNO CONN TBE FNL CH30/300CM(1/50) INT	152059, 152060, 173158, 185560, 192108, 193815, 196851, 223000, 226424, 233672, 237167, 300456, 301588, 302743, 303518, 304192, 306465, 306893, 308081, 310349, 495006
16069181	ILTFORBINDELSESSLANGE M/1 TRAGT, 210 CM	202016, 227835, 230773, 238141, 300917, 302960, 308673, 310005, 314297
	UNO CONN TBE FNL CONN CH24/210(1/50) INT	151082, 152336, 152521, 159570, 162528, 166266, 169611, 179545, 190395, 195290, 199330, 202016, 203690, 203994, 205233, 206448, 208839, 212356, 226423, 227835, 228304, 229192, 230773, 233661, 234903, 235308, 235727, 236667, 238141, 300451, 300672, 300917, 301779, 302960, 303165, 304984, 306169, 306781, 307027, 307688, 308673, 308754, 309201, 309582, 310005, 314297, 497703
16069182	UNO CONN TBE FNL CONN CH24/210(1/50) INT	150451, 156704, 162603, 163925, 167547, 200375, 222966, 301432, 305856, 306158, 312254, 315190
16069183	UNO CONN TBE FNL CONN CH24/210CM(1/50)IT	153659, 156299, 162146, 167226, 211594, 220665, 235312, 306525, 312367, 315481, 318993
16069184	UNO CONN TBE FNL CONN CH24/210(1/50) INT	166448, 173163, 193783, 200413, 211639, 217667, 223001, 226432, 233679, 301600, 303491, 308082, 308402, 311386, 313434, 494976
16074182	UNO CONN TBE CARIFLEX CH24/400(1/40) INT	152583, 154360, 155921, 164492, 165663, 166449, 167955, 171613, 173283, 179549, 182119, 186388, 188541, 192083, 195281, 196106, 197666, 200414, 202454, 203045, 203698, 205668, 210146, 212362, 213293, 219152, 219968, 223002, 224771, 225709, 227243, 228859, 232755, 233680, 234538, 236131, 300399, 300798, 301601, 302755, 302861, 303394, 304985, 306180, 306408, 306894, 307391, 308986, 309202, 309441, 309891, 311799
16086242	UNO OXY CONN TBE CH16/150CM(50/300) INT	151302, 159715, 181314, 189245, 194632, 208049, 211158, 216803, 219947, 222164, 222962, 226386, 231129, 232145, 300359, 301542, 303261, 304299, 305274, 305666, 309583, 311161, 313594, 316387, 318867, 497489
16087242	UNO OXY CONN TBE CH16/210CM(50/250) INT	155076, 159623, 168726, 180426, 187918, 191283, 199792, 203972, 209227, 213263, 216807, 222167, 227201, 229158, 237106, 300490, 301429, 302574, 303151, 303648, 304574, 305275, 306150, 306409, 307029, 307511, 308590, 309368, 310006, 310960, 311534, 312618, 313302, 313435, 314051, 315151, 317186, 318754, 497475, 499705
16089182	UNO OXY CONN TBE CH16/150CM(50/300) INT	151998, 152566, 155638, 162065, 165662, 166419, 172172, 172476, 176577, 179534, 183814, 185538, 187014

REF/CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	N. LOTTO/BATCH
<b>16092242</b>	UNO OXY CONN TBE CH16/180CM(50/250) INT	150449, 151297, 155079, 159707, 165895, 168641, 181313, 187920, 193748, 197641, 202413, 205599, 210125, 214171, 219949, 227203, 229159, 300311, 300743, 301801, 302037, 302572, 303249, 304575, 305667, 306410, 307030, 308350, 308591, 309116, 309584, 310146, 312619, 313788, 314870, 317461, 318139, 319615, 497483, 497484, 499709
<b>16100181</b>	UNO CONN TUBE CH24/210CM (1/50) INT	152337, 154354, 159571, 162529, 166267, 169612, 185548, 190396, 195291, 203691, 209284, 212357, 300977, 302856, 303166, 304986, 306170, 306782, 307392, 307689, 309369, 310411, 310961, 497704
<b>16100182</b>	UNO CONN TUBE CH24/210CM (1/50) IT	151317, 152571, 152697, 156727, 158622, 159757, 162609, 163815, 163932, 166737, 167563, 168746, 170570, 171058, 173984, 174220, 176580, 178824, 182988, 184738, 187950, 190387, 191306, 192078, 193774, 195270, 196806, 197661, 198439, 202441, 203043, 206430, 209252, 210907, 213281, 214192, 216106, 216849, 219145, 220353, 221477, 223755, 224768, 227238, 228312, 231157, 232159, 233663, 234156, 236129, 237161, 237823, 300667, 300914, 301464, 301582, 301822, 302437, 303302, 303385, 304310, 304403, 304576, 304783, 305276, 306035, 307031, 307393, 307690, 308755, 308925, 309203, 309930, 310007, 310351, 310585, 310962, 497706, 498597, 499732
<b>16100183</b>	UNO CONN TUBE CH24/210CM (1/50) IT	155293, 156846, 159574, 161967, 164809, 171655, 174221, 176581, 182989, 188135, 191307, 193776, 196100, 203044, 205670, 206947, 209253, 216850, 219956, 222188, 223756, 225708, 228313, 236130, 302592, 304311, 499064
<b>16100184</b>	UNO CONN TUBE CH24/210CM (1/50) INT	152019, 152020, 157548, 166071, 166072, 173164, 196810, 200415, 204009, 211640, 223003, 226433, 233091, 233681, 237183, 301602, 302066, 303513, 304710, 305853, 306895, 308083, 308403, 309442, 310352, 310740, 494977, 494978
<b>16102181</b>	Imuletku OP-Flex N/N ch 24/350cm 50 kpl	201973, 213047, 229724, 302620, 303004, 303550, 306181, 308756, 309117, 310125, 310412, 495145
	OP-Flex, 350 cm forbindelsesslange	190804, 201034, 201973, 213047, 229724, 302620, 302783, 303004, 303550, 305774, 306181, 306466, 307394, 308404, 308756, 309370, 310125, 310412
	UNO CONN TUBE CH24/350CM (1/50) INT	159572, 190397, 190804, 201034, 201973, 213047, 229724, 233662, 300978, 302620, 302783, 302816, 302857, 303004, 303167, 303550, 305277, 306181, 306296, 306466, 307394, 309117, 309370, 309585, 310125, 310412, 495145, 497705
<b>16102182</b>	TUBULURE RACCORDEMENT OP-FLEX 3.5M	150530, 236656, 300655, 306603, 307032, 307395, 308757, 310008, 310611

REF/CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	N. LOTTO/BATCH
	UNO CONN TUBE CH24/350CM (1/50) INT	150530, 151306, 152323, 152532, 152680, 155087, 155286, 155628, 156702, 158715, 158904, 159719, 162460, 162601, 163043, 163923, 165034, 165327, 166253, 166727, 167008, 167545, 168599, 169601, 170559, 170766, 174209, 176566, 179522, 181084, 181294, 181885, 181921, 184725, 185143, 185527, 187922, 189247, 189888, 191287, 191740, 192054, 193355, 194633, 195009, 195239, 196788, 198427, 199278, 199793, 200370, 202431, 203469, 203967, 204339, 205207, 205597, 206412, 207388, 208226, 208557, 208855, 209218, 210892, 212313, 212950, 213254, 214973, 216073, 216795, 219078, 222162, 224740, 227196, 228212, 230178, 231126, 233565, 234148, 234495, 236656, 237478, 237807, 300483, 300655, 300725, 300935, 301419, 301794, 302187, 303250, 304141, 304286, 304566, 304768, 305278, 305668, 306000, 306411, 306603, 307032, 307395, 308592, 308757, 308926, 309118, 309371, 309540, 309586, 309931, 310008, 310611, 497495, 497693, 498583, 499193, 499716
<b>16102183</b>	UNO CONN TUBE CH24/350CM (1/50) IT	150629, 153658, 156061, 156296, 156297, 156298, 160548, 160549, 160550, 187023, 188537, 195271, 211593, 237162, 300433, 302742, 492915
<b>16102184</b>	UNO CONN TUBE CH24/350CM (1/50) INT	152022, 152023, 157549, 165908, 166450, 173166, 185557, 193785, 200416, 204010, 207672, 211641, 217668, 223004, 226434, 233682, 237184, 300465, 301603, 302067, 303339, 306896, 308084, 308405, 308927, 309443, 494979
<b>16151022</b>	UNO OXY CONN TBE CH14/200CM(50/300) INT	202419, 304694, 316076, 497813
<b>16172182</b>	UNO CONN TBE FT 2FNL CH24/300CM(1/50)INT	157771, 160989, 164484, 169465, 170508, 170509, 172045, 174499, 175445, 178888, 178918, 179176, 179897, 181092, 181898, 181924, 182783, 183605, 184262, 184274, 190835, 192531, 193373, 194284, 195651, 197416, 198025, 198999, 199563, 199721, 201069, 204348, 207015, 208219, 208387, 208880, 209916, 210514, 211099, 211908, 212956, 213836, 214621, 217390, 218647, 219692, 220372, 221150, 221857, 222550, 223480, 224402, 226925, 229280, 229756, 230759, 231636, 232469, 233687, 234161, 234916, 235730, 236671, 236770, 300598, 300679, 300805, 301496, 301911, 302299, 303010, 303694, 303782, 304463, 305279, 306526, 306604, 306783, 307033, 307315, 307512, 308085, 308274, 308351, 308593, 309372, 309587, 310009, 491520, 495054, 495152
<b>16173182</b>	UNO CONN TBE FT 2FNL CH24/500CM(1/40)INT	157772, 163690, 164474, 172046, 194263, 201070, 207399, 208220, 213837, 219693, 219837, 226926, 233074, 234162, 300923, 302156, 302300, 302985, 304464, 305280, 306182, 307396, 309373
<b>19005182</b>	UNO OXY CATH GREEN CH8/40CM(100/1000)INT	152316, 172635, 178761, 194599, 211153, 228155, 247513, 6M00339, 7D04805, 7H04072, 8B04615
<b>19006182</b>	UNO OXY CATH GREEN CH10/40(100/1000) IT	151889, 152494, 154334, 157309, 159901, 162798, 165652, 166212, 172564, 174979, 180325, 181581, 184667, 192004, 201385, 205527, 208508, 239701, 497299, 497937, 7J05966, 8C05605

REF/CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	N. LOTTO/BATCH
19006183	UNO OXY CATH GREEN CH10/40(100/1000) IT	153631, 156250
	UNO OXY CATH GREEN CH10/40CM(1X100PK) IT	218380, 250498, 498357, 6L06019, 7D01371, 7G05467, 8B04926
19007182	UNO OXY CATH GREEN CH12/40(100/1000) INT	172636, 228156, 7D04808
19008182	UNO OXY CATH GREEN CH14/40(100/1000) INT	154341, 206928, 212241
19017182	UNO OXY GREEN FOAM CH10/40CM(100/600)INT	150353, 152505, 152665, 154342, 155242, 155898, 156035, 156647, 157242, 158893, 159665, 159917, 162058, 162558, 162836, 162959, 163886, 163887, 165297, 165825, 167771, 169704, 170466, 172469, 173391, 174846, 176448, 176557, 177728, 177984, 178762, 179471, 180998, 181494, 182690, 183757, 184104, 184686, 185474, 186356, 187003, 188226, 188904, 190732, 191259, 193680, 194185, 194600, 196755, 198962, 199236, 200984, 202411, 202781, 204302, 205551, 208205, 208528, 209007, 211071, 211843, 213242, 213738, 215140, 216037, 217331, 219033, 220342, 222913, 223342, 225633, 226768, 228157, 229645, 230145, 231098, 233468, 234125, 234482, 234861, 237427, 239119, 240582, 241987, 245969, 246864, 247128, 249470, 249653, 250060, 251372, 252113, 252609, 497218, 497941, 499182, 6K02048, 6K04860, 6K04861, 6L01078, 6L02707, 6L04906, 6M00323, 7A01930, 7B03375, 7B06788, 7C05475, 7E00344, 7E03853, 7F02103, 7G00535, 7H02463, 7J03839, 7L00934, 7M02335, 8A02881, 8B01985, 8D00284, 8D03435, 8E01100, 8F00409
19019181	Happikatetri ch 14 superlonkärki 100 kpl	163588, 200617, 222490
	UNO OXY GREEN FOAM CH14/40CM(100/600)INT	200617, 222490
19019182	UNO OXY GREEN FOAM CH14/40CM(100/600) IT	150350, 151887, 152488, 152656, 154335, 155232, 155894, 156634, 157232, 162043, 162945, 164682, 165279, 166954, 168521, 170743, 172468, 176100, 179461, 180326, 181582, 183741, 184668, 185375, 191231, 193654, 196725, 199201, 202366, 205528, 208509, 213205, 216018, 219008, 222891, 225617, 228119, 230129, 231084, 234470, 236058, 238575, 240566, 245957, 246833, 249634, 251363, 497185, 6K02075, 6K04863, 6L03927, 6M01173, 7A05387, 7B04091, 7C02886, 7C05249, 7E00343, 7E04878, 7G00965, 7H02756, 7L01742, 8A02878, 8B04299, 8C02278, 8D02623, 8F00081
19020182	UNO OXY GREEN CH10/40CM (100/1000) INT	150354, 155899, 184687
19024182	UNO OXY ADJ FOAM CH10/40CM(100/600)INT	154344, 155900, 163807, 172592, 181598
19030182	SONDE OXYGENE AVEC COMPRESSE 40CM CH10	158961, 161621, 162132, 234755, 6K04073, 7A02135, 7C02888, 7F00831, 7G05466, 7L01411, 7L06810, 8B00814, 8B04925

REF/CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	N. LOTTO/BATCH
	UNO OXY ADJ FOAM CH10/40CM(100/600)INT	8B04925, 158809, 190983, 8B00814, 8E02430
<b>19034182</b>	SONDE OXYGENE SANS COMPRESSE 40CM CH08	161639, 193154, 196510, 211292, 220983, 223369, 225274, 227756, 234787, 250106, 6K06844, 6L01664, 7B05103, 8A04758
	UNO OXY CATH BLUE CH8/40CM(100/1000) AUS	161639, 225274, 7B05103, 8A04758
<b>19034242</b>	UNO OXY CATH BLUE CH8/40CM(100/1000) INT	168958, 214949
<b>19035182</b>	SONDE OXYGENE SANS COMPRESSE 40CM CH10	158984, 165437, 167477, 167814, 169136, 170463, 174323, 176402, 176463, 178623, 180963, 181851, 185076, 188171, 188873, 198901, 202768, 205133, 206746, 208966, 209144, 211293, 214507, 218614, 219576, 221048, 224276, 225275, 226797, 227757, 230592, 233021, 234788, 236503, 239152, 240946, 247971, 249989, 252541, 498299, 6L01464, 6L06594, 7A02134, 7D03814, 7H06064, 7M00379, 8A01457
	UNO OXY CATH BLUE CH10/40CM(100/1000)AUS	158984, 167814, 8A01457, 8E00901
<b>19035242</b>	UNO OXY CATH BLUE CH10/40CM(100/1000)INT	8C01512
<b>19035908</b>	OXY CATH BLU CH10/40CMTHRMFSHR(100/100 0)	193299
<b>19037182</b>	SONDE OXYGENE SANS COMPRESSE 40CM CH12	150085, 167516, 167815, 169102, 176536, 178624, 181852, 200727, 201889, 202735, 207257, 208967, 209145, 211294, 218029, 224277, 227758, 229667, 232411, 234789, 240866, 247909, 249990, 498300, 6L02344, 6M00333, 7A02137, 7H03884, 8C04561
	UNO OXY CATH CH12/40CM (100/1000) AUS	167516, 7H03884, 8C04561
<b>19038182</b>	SONDE OXYGENE SANS COMPRESSE 40CM CH14	150005, 167108, 179771, 209146, 238031, 6L05092
	UNO OXY CATH CH14/40CM (100/1000) AUS	6L05092, 8A05947
<b>19040052</b>	UNO OXY BLUE FOAM CH10/40CM(100/600) INT	151178, 154979, 159679, 163311, 165017, 166710, 168701, 172833, 179480, 181531, 185331, 187769, 189186, 191143, 195137, 195973, 199123, 200222, 203561, 206331, 209118, 210756, 213136, 214887, 215964, 218940, 221357, 222831, 226276, 227088, 228012, 232025, 233351, 238512, 239592, 245902, 247448, 250413, 252030, 497012, 497013, 499520, 6K01705, 6K01706, 6L00243, 6L01459, 6L06016, 7A01929, 7A04285, 7A07021, 7B05241, 7C00989, 7C04315, 7D01369, 7D03813, 7E01096, 7E04074, 7F00829, 7H00707, 7J03838, 7K01811, 7K03180, 7K06464, 7L04766, 8A01332, 8B03350, 8B05301, 8C04371, 8D03638, 8E01903, 8E03759, 8F03546

REF/CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	N. LOTTO/BATCH
19041052	UNO OXY BLUE FOAM CH12/40CM(100/600) INT	151193, 159670, 160261, 168491, 168925, 172850, 174868, 181545, 184614, 187785, 190260, 193599, 195150, 197534, 200231, 202393, 203572, 206339, 207536, 210081, 213144, 214899, 215978, 222108, 223631, 225573, 227098, 228035, 231025, 235191, 236008, 237730, 239612, 241380, 248247, 250429, 253008, 497049, 499557, 6K01707, 6K06673, 6L01077, 6L06017, 6M02973, 7A05311, 7B02834, 7B05100, 7C03161, 7D02295, 7E02029, 7E05384, 7F02821, 7H05577, 7J05964, 7K05782, 7L01741, 7L03868, 8A01460, 8A03138, 8A04354, 8B03605, 8C01670, 8C04555, 8D03918, 8E03491, 8F01694
19042052	UNO OXY BLUE FOAM CH14/40CM(100/600) INT	155004, 159619, 168926, 172852, 181634, 185341, 189198, 191160, 197539, 199754, 202919, 206893, 210760, 213146, 215983, 216670, 222111, 224683, 227100, 229073, 232031, 236012, 238519, 241382, 247458, 250431, 253010, 497053, 499560, 6K04859, 6K07201, 6L01659, 6M00326, 7A05352, 7B05099, 7C01671, 7D02950, 7E04877, 7F03913, 7H04186, 7K03179, 7L06809, 8A02879, 8B04300, 8C02277, 8E00900
19046022	UNO OXY CATH GREEN CH08/40(100/1000) INT	219771, 231058, 245930
19047022	UNO OXY CATH GREEN CH10/40(100/1000) INT	153100, 154130, 155222, 156817, 161093, 164758, 166390, 166854, 172883, 178733, 181570, 184646, 190300, 192768, 199771, 201376, 206906, 212197, 216710, 222875, 224781, 227136, 235206, 236992, 245295, 251346, 497933, 6K04970, 6K04972, 6M00623, 6M02981, 7B05102, 7C00498, 7C01480, 7C06393, 7D01647, 7F00830, 7F03121, 7J00284, 7J01365, 7J05965, 7K03589, 7L04767, 8A01458, 8C00396, 8C01896, 8E01102, 8E02431, 8F00759
19049022	UNO OXY CATH GREEN CH14/40CM (1X100) IT	240261, 6K00314, 7A06711
	UNO OXY CATH GREEN CH14/40CM(100/1000)IT	6K00314, 7J03169
19055022	UNO OXY GRN FOAM CH10/40CM(100/1000) INT	151500, 154135, 158076, 158512, 160664, 167765, 171647, 172585, 174131, 176119, 178756, 179463, 181669, 182954, 185452, 188480, 194606, 197616, 199234, 205540, 206369, 214118, 215401, 216024, 218393, 219023, 221418, 223689, 232088, 233451, 238588, 241976, 246844, 250510, 253098, 497301, 6K04950, 6K04951, 6M00311, 6M02650, 7A02128, 7B01022, 7F01895, 7F06051, 7G02616, 7J02350, 7L03565, 7M02930, 8A06298, 8D02801
19056022	UNO OXY GRN FOAM CH12/40CM(100/1000) INT	154136, 157310, 167766, 174836, 179464, 185453, 190334, 202377, 215402, 218394, 220612, 221419, 232089, 237024, 237756, 240574, 6K02077, 6K05744, 7D00476, 7E05383, 7K03036, 8A05944, 8C01893, 8D02500, 8E03492

REF/CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	N. LOTTO/BATCH
19057022	UNO OXY GREEN FOAM CH14/40CM(100/1000)IT	154134, 156636, 160661, 162440, 167743, 179458, 181656, 188424, 190315, 191223, 195202, 202365, 206360, 207582, 217638, 218389, 220609, 225621, 226211, 235229, 237018, 241434, 250507, 6K05478, 6L03368, 6M00325, 7D04824, 7F00082, 7F04200, 7J01854, 7L02113, 8A03736, 8C03623, 8D02622
19068022	UNO OXY ADJ FOAM CH12/40CM(100/1000) INT	219772
19069022	UNO OXY ADJ FOAM CH14/40CM(100/1000) INT	6M03680
19074052	UNO OXY BLUE FOAM CH10/40CM(100/600) INT	155060, 164193, 168897, 169336, 181721, 187883, 194608, 199785, 206370, 213224, 216743, 227157, 228130, 237757, 247505, 253101, 499645, 6K03598, 6M00622, 7B03376, 7C06394, 7F00066, 7H03169, 7K03185, 7M02363, 8B01986, 8D02625, 8F00757
29001182	UNO NASAL OXY CANN STR(50/300) IT	150458, 152578, 155920, 156063, 156685, 158915, 159125, 162068, 162532, 162871, 163079, 163934, 165341, 167014, 168606, 169369, 169389, 169609, 179567, 180459, 181334, 184743, 187026, 190386, 191305, 194656, 196807, 199313, 202448, 205617, 208576, 230191, 233595, 303657, 304319, 304996, 306426, 306903, 308113, 308604, 308944, 310363, 311585, 312031, 312473, 314299, 315204, 316106, 317867, 318764, 499197
29002182	LUNETTE OXY STE CONNECT M-F TUB2M ADULTE	211389, 214626, 218138, 220375, 221136, 224375, 226146, 226935, 227854, 301768, 302535, 303404, 304124, 304475, 305697, 307070, 307722, 308771, 309209, 309611, 310037, 312651, 313021, 314988, 315528, 316403
29003242	UNO NASAL OXY CANN STR FOAM (50/300) INT	187948, 214191, 223753, 304610, 310038, 314989
29006242	UNO NASAL OXY CANN STR (50/300) INT	151301, 155081, 158613, 160147, 168729, 180458, 185530, 189248, 199796, 203663, 207632, 214167, 214975, 216798, 227198, 232143, 237100, 237810, 300728, 303148, 303256, 304769, 305336, 306537, 306808, 308605, 309612, 311030, 312652, 313445, 314058, 315372, 316404, 318142, 497488, 499712
29008181	HAPPIVIHKSET, STERIILI, VIHREÄT 50 KPL	184221, 211361, 221109, 224391, 301374, 304118, 304415, 305698
	ILTBRILLE LIGE CH10/200CM STER (GROEN)	157782, 161438, 167241, 170546, 181114, 183575, 184221, 197376, 201960, 204323, 205225, 211361, 214580, 218095, 219655, 221109, 224391, 227824, 230731, 300830, 301374, 301740, 302951, 303767, 304415, 305698
	UNO NASAL OXY CANN STR FNL (50/300) INT	157782, 167241, 181114, 184221, 197376, 204323, 218095, 221109, 224391, 226134, 301374, 304118, 304415, 305698, 307723, 309613
29008182	UNO NASAL OXY CANN STR FNL (50/300) INT	150398, 150453, 154350, 162063, 163841, 174228, 176583, 178028, 179565, 181297, 182111, 185537, 186374













REF/CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	N. LOTTO/BATCH
<b>29010242</b>	UNO NASAL OXY CANN STR FOAM (50/300) INT	151308, 155092, 157906, 159723, 160728, 166728, 168644, 178826, 181317, 185528, 187924, 191289, 193749, 199279, 202432, 206936, 209219, 211568, 222954, 223723, 226385, 228214, 231127, 234497, 237808, 300937, 301796, 303253, 303463, 304567, 305337, 305775, 306008, 306621, 307071, 308114, 308772, 309614, 310039, 499719
<b>29011242</b>	UNO NASAL OXY CANN STR FNL (50/300) INT	166729, 168645, 171883, 181318, 185529, 187925, 190365, 194634, 196789, 199794, 202433, 206937, 211157, 216074, 216797, 219944, 225676, 231128, 232142, 237809, 300727, 301420, 302401, 303640, 305338, 305776, 306622, 306809, 307534, 308773, 309390, 315161, 499194, 499720
<b>29014181</b>	ILTBRILLE BUET CH10/200CM, STER (GROEN)	150543, 152420, 154013, 157783, 161439, 170547, 172063, 174534, 175473, 179183, 179922, 181115, 183589, 184365, 187544, 189895, 193315, 202009, 205226, 208837, 211408, 214614, 224345, 227825, 229743, 230768, 300611, 300903, 301777, 302553, 302952, 303768, 304119, 304416, 310749
	UNO NASAL OXY CANN CRV GREEN(50/300) INT	150543, 152420, 154013, 157783, 161439, 170547, 174534, 179183, 179922, 181115, 183589, 184365, 189895, 202009, 205226, 211408, 224345, 227825, 229743, 230768, 301777, 304119
<b>29015181</b>	ILTBRILLE BUET CH10/210CM, STER (KLAR)	226891
<b>29015182</b>	UNO NASAL OXY CANN CRV CLR (50/300) INT	167020, 169606, 191329, 196845, 202425, 208589, 216104, 225705, 230210, 234535, 302236, 302852, 304191, 304350, 304997, 305844, 306427, 306904, 307375, 308115, 308774, 308945, 309615, 310365, 312653, 314300, 314427, 315205, 317254, 317892, 318766
<b>29017181</b>	ILTBRILLE LIGE CH10/200CM STER (KLAR)	226135
<b>29018182</b>	UNO NASAL OXY CANN CRV GREEN(50/300) INT	150541, 152569, 152695, 156724, 161437, 163928, 167557, 170542, 170567, 172062, 174229, 181341, 187502, 188285, 190796, 196096, 227208, 233053, 233589, 234153, 234896, 236627, 237483, 300661, 301366, 301439, 301487, 302127, 302296, 304153, 305339, 309456, 310040, 310366, 310559, 310599, 310750, 310984, 311172, 312486, 312654, 312871, 313022, 313306, 313838, 314059, 314428, 314707, 314789, 315032, 315276, 315757, 316284, 317108, 318280, 318439
<b>29022022</b>	UNO NOC STR NOSE PC FNL (50/300) INT	156694, 159937, 164806, 167503, 176266, 192079, 192816, 201422, 205655, 210919, 212350, 222992, 226417, 227235, 230208, 235304, 300771, 301577, 302436, 302739, 309146
<b>33001181</b>	Oeresug, buk	479440
	UNO PRCN HNDL SGL BEND 10CM(100/1000)NEU	479440, 481829

REF/CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	N. LOTTO/BATCH
<b>33001182</b>	UNO PRCN HNDL SGL BEND 10CM(100/1000)EUR	152634, 163866, 170754, 181691, 195974, 202913, 216665, 219879, 227090, 230063, 234416, 236000, 246767, 249583, 479250, 481802, 485393, 486189, 492546, 497121, 498074, 6L06114, 6M03532, 6M03533, 7C02295, 7D04863, 7F00138, 7H01944, 7K04189, 8A03851, 8B04375, 8D04423
<b>33002182</b>	UNO PRCN HNDL DBL BEND 10CM(100/1000)EUR	161719, 162580, 190269, 200235, 224673, 229060, 246753, 478852, 488004, 498073, 6L04518, 7F04256, 7L03605, 8A03855, 8C00111, 8C03634
<b>33002183</b>	UNO PRCN HNDL DBL BEND 10CM(100/1000)SEU	156251, 167748, 237013, 8F02433
	UNO PRECISION HNDL DBL BEND(100/1000) IT	237013, 496293, 6L01221, 7M00167, 8C02421
<b>33004182</b>	CANULE ORL COUDEE CH06	167139, 208948, 7C04976
	UNO PRCN HNDL SNG BEND 13CM(100/1000)EUR	7C04976
<b>33005182</b>	CANULE ORL BICOUDEE CH06	184113, 480633, 6M03538
	UNO PRCN HNDL DBL BEND 13CM(100/1000)EUR	480633, 8F02432
<b>33094182</b>	UNO FLTFLOW HNDL WO TBE CH24 (20/40) INT	162618, 163729, 164993, 184302, 185169, 188326, 190851, 192564, 194308, 195041, 195669, 197438, 198041, 205261, 206479, 208250, 209034, 210533, 211111, 213862, 214207, 215209, 216459, 217401, 220396, 230228, 233103, 300574, 300579, 300603, 304473, 304659, 305360, 306820, 307085, 307541, 307869, 312263, 312266, 312827, 316170, 496475, 498188
<b>33094183</b>	UNO FLTFLOW HNDL WO TBE CH24 (20/40) INT	164836, 178039, 187040, 200474, 312267, 497711, 497712, 498124
<b>33094822</b>	UNO DELTAFLO YANK WO TBE (20/40) INT	150399, 158617, 172878, 172889, 172892, 179580, 184765, 191355, 194691, 199823, 206469, 215226, 215227, 300845, 300950, 303236, 303237, 303238, 308647, 310906, 311342, 312894, 490151, 490152
<b>33095181</b>	OP-FLEX FILTER FLOW HANDLE (20/40kpl)	159515, 174636, 309214
	OP-FLEX HAANDSTYKKE M/FILTERFLOW	155445, 170648, 175494, 181175, 201122, 202036, 301770, 302992, 304126, 308832, 309214, 312261, 312264, 312268, 312833, 495352, 498189
	UNO OP-FLEX FILTERFLOW HNDL(20/40) INT	154521, 155445, 159515, 169312, 170648, 174636, 175494, 179237, 181175, 201122, 202036, 202308, 302992, 304126, 309214, 312261, 312268, 312833, 312834, 495352, 498189
<b>33095182</b>	CANULE OP-FLEX FILTER FLOW SS TUB CH24	170637, 170795, 174625, 175480, 203462, 206058, 207369, 212930, 213831, 300257, 302151, 308129, 312265, 312269, 498198

REF/CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	N. LOTTO/BATCH
	UNO OP-FLEX FILTERFLOW HNDL(20/40) IT	150578, 151320, 154847, 154919, 155110, 157373, 159758, 163350, 166910, 167566, 168652, 170637, 170795, 174625, 175480, 179941, 202309, 207343, 207369, 208393, 208577, 211170, 211405, 212930, 216085, 218120, 219110, 223739, 229175, 300257, 300846, 302151, 302947, 303985, 307542, 307732, 308129, 308678, 308782, 312265, 312269, 497748, 498104, 498198
<b>40071181</b>	SIMPAVAC, SUGEFLASKE 200 ML	160979, 164473, 164978, 178917, 179888, 181128, 183604, 184238, 184272, 197415, 198998, 201118, 201993, 207381, 208850, 211385, 214599, 219671, 221134, 221843, 224372, 226137, 226897, 230756, 300632, 300910, 301762, 302532, 302983, 304462, 305408, 305736, 306345, 308806, 310785, 311011, 311366, 312058, 314071, 314270, 314768, 316197, 316768, 316985, 495226
	UNO SIMPAVAC 200ML (1/50) INT	160979, 164473, 201118, 300910, 311366, 312058
<b>40071182</b>	UNO SIMPAVAC 200ML (1/50) INT	302105, 309562, 309664, 311210, 313499, 314130, 316198, 319555
<b>40159181</b>	TRAPPEKONNEKTOR MED HUN-LUER	150527, 153987, 155437, 157766, 159410, 160975, 164470, 164977, 169477, 169478, 170526, 170777, 181124, 183579, 184234, 194261, 198994, 201059, 201991, 211378, 211898, 213807, 214596, 230752, 304455, 305424, 305744, 307761
	UNO STEP CONN W/FEMALE LUER(35/140) INT	150527
<b>42001181</b>	KATETERSTUDS M/FLASKEKANYLE	160988, 174526, 178891, 179895, 181127, 182771, 183601, 184260, 196523, 197388, 198997, 201066, 202028, 205244, 208847, 211392, 211899, 214598, 218106, 219669, 221131, 224369, 227849, 230780, 234914, 236650, 300631, 301761, 302531, 302982, 304105, 304461, 304762, 305432, 305751, 309684, 310106, 311199, 311373, 312724, 313036, 313477, 314083, 314283, 315021, 315404, 316436, 318589
	UNO CONN FOR BOTTLE NDL(25/250) INT	160988, 178891, 183601, 184260, 201066, 211392, 218106, 227849, 234914, 236650, 304461, 304762, 305432, 312724, 315404, 318589
<b>84011022</b>	UNO FORCEPS BLUE 125MM (100/1200) IT	151542, 154165, 155440, 157353, 160670, 161548, 165044, 168744, 169488, 170635, 170794, 171055, 174708, 181414, 184298, 185622, 187575, 190419, 194693, 197688, 197706, 202460, 205693, 208602, 211199, 213851, 214203, 216455, 217680, 219724, 221500, 225723, 227888, 228338, 228820, 229765, 232765, 235334, 301810, 302432, 304695, 305780, 306458, 307128, 308183, 308977, 309190, 309565, 310113, 311569, 311701, 312077, 312387, 313480, 314086, 315555, 316574, 316575, 316576, 317128, 319471, 495142, 497700
<b>84011181</b>	ATULA SININEN 100 kpl	156450, 159524, 172084, 174632, 175483, 181165, 184303, 192568, 194304, 197445, 206079, 209027, 211443, 215216, 231643, 300643, 301769, 302536, 302871, 303039, 304125, 307141, 307775, 308667, 308823, 309237, 309692, 310114, 315763, 316100

REF/CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	N. LOTTO/BATCH
	PINCET, BLAA, STERIL	154040, 156450, 157795, 159524, 162011, 164994, 169490, 170647, 170800, 172084, 174632, 175483, 179236, 181165, 181935, 182806, 184303, 188933, 192568, 194304, 197445, 198047, 201155, 202070, 206079, 209027, 210531, 211443, 215216, 225329, 229770, 231643, 234935, 300643, 300927, 301769, 302536, 302800, 303016, 303039, 304125, 305039, 305439, 305757, 307141, 307361, 307775, 308667, 308823, 309237, 309435, 309692, 309924, 309962, 310114, 312747, 314287, 315405, 315763, 316100, 316212, 316997, 318170
	UNO FORCEPS BLUE (100/1200) NEU	151101, 152358, 169624, 172190, 175483, 181165, 181378, 185628, 190423, 197445, 199028, 199372, 203712, 209318, 211443, 212418, 216868, 219176, 226452, 228341, 231643, 233743, 235338, 300643, 302536, 302871, 303039, 303180, 304125, 305757, 307141, 308823, 309237, 309692, 309924, 312747, 315405, 315763, 316100, 318170, 497715, 498137
<b>84011182</b>	Pinzeta modrá	300936, 302287, 304563, 307129, 308166, 308633, 308978, 316050
	UNO FORCEPS BLUE (100/1200) EUR	150554, 150555, 151292, 152525, 152674, 152835, 159668, 160138, 162599, 163341, 168288, 176327, 181409, 182217, 183859, 184764, 187974, 188584, 189326, 190410, 191349, 193828, 196127, 197680, 198461, 199820, 200458, 202465, 203704, 204019, 204662, 207677, 210944, 211433, 212401, 213848, 214198, 215008, 215429, 216862, 217675, 218427, 221486, 224785, 225715, 226149, 226441, 227248, 227886, 228328, 229771, 230218, 231165, 231247, 231638, 232757, 233104, 233713, 234545, 234928, 235731, 300305, 300325, 300349, 300475, 300936, 301499, 301537, 301771, 302123, 302178, 302188, 302287, 302539, 302994, 303252, 303413, 303639, 303678, 304110, 304143, 304374, 304563, 304767, 305017, 305440, 305758, 306058, 306359, 306459, 306552, 306887, 307129, 307578, 307776, 308166, 308189, 308633, 308978, 309462, 311570, 312206, 313614, 316049, 316050, 316051, 317017, 317261, 318273, 495805, 497472, 497688, 498582, 499190
<b>84011183</b>	UNO FORCEPS BLUE (100/1200) IT	178037, 183867, 192119, 204022, 206474, 218444, 227256, 300308, 300337, 302747, 303389, 306222, 308167, 312388, 312729, 314288, 316438, 316998, 318662
	UNO FORCEPS BLUE (100/1200) SEU	156308, 156309
<b>84011184</b>	UNO FORCEPS BLUE (100/1200) PL	152063, 157585, 157586, 165918, 166473, 173196, 188598, 192126, 193842, 196878, 199825, 211658, 217683, 223017, 226450, 233732, 300332, 301570, 302431, 302730, 303500, 304717, 306888, 308168, 308450, 309925, 310399, 311410, 312102, 312518, 313347, 317884, 318779, 495004

**Allegato 2: Esempio di etichettatura della confezione**

Per il prodotto interessato dal richiamo	
Etichetta del mittente	<p><b>REF 29001182</b> ← <b>Codice</b></p> <p>GB Twin nasal oxygen cannula  D Sauerstoff-Brille  F Lunette a oxygene  NL Zuurstofbril  I Cannula per ossigenoterapia</p> <p>Made in Belarus  <b>CH 10 210CM</b></p> <p style="text-align: center;"><b>6 X 50</b></p> <p>  ConvaTec Limited  First Avenue  Deeside Industrial Park  Deeside, Flintshire, CH5 2NU, UK</p> <hr/> <p> <b>2012-04</b>      <b>LOT 630904</b> ← <b>N. lotto/batch</b>   <b>2017-03</b>      EAN No. 05705243273444</p> <hr/> <p>  (01)05705243273444(17)170331(10)630904 v.05</p>
Etichetta per la sezione commerciale	<p><b>50 REF 29001182</b> ← <b>Codice</b>      <b>CH 10 210CM</b></p> <p>GB Twin nasal oxygen cannula  D Sauerstoff-Brille  F Lunette a oxygene  NL Zuurstofbril  I Cannula per ossigenoterapia</p> <p style="text-align: right;"><b>LOT 630904</b> ← <b>N. lotto/batch</b></p> <p> ConvaTec Limited  First Avenue  Deeside Industrial Park  Deeside, Flintshire, CH5 2NU, UK</p> <p>EAN No. 05705243273437       <b>2012-04</b>   <b>2017-03</b></p> <hr/> <p>  (01)05705243273437(17)170331(10)630904  v.05</p>