



PARI GmbH Spezialisten für effektive Inhalation
Postfach 1551 · 82317 Starnberg

4 mars 2019

Consigne de sécurité urgente
Rappel de lots de PARI LC SPRINT Tracheo (n° d'article 023G1080) avec le lot 1000061062

Chère cliente, cher client,

Nous souhaitons vous informer que le lot suivant du nébuliseur PARI LC SPRINT Tracheo est rappelé en raison d'une erreur de préparation de commande :

Désignation du produit	Numéro d'article	Lot
PARI LC SPRINT Tracheo	023G1080	1000061062

Description du problème et risques pour le patient :

Le lot concerné a été conditionné avec un adaptateur trachéo autre que l'adaptateur trachéo LC. Cet adaptateur, contrairement à l'adaptateur trachéo LC, ne dispose pas d'orifices expiratoires. Un patient avec une canule trachéale à ballonnet ne pourrait alors pas expirer pendant la thérapie, ce qui pourrait conduire dans le pire des cas à une détresse respiratoire. Pour cette raison, PARI a décidé de rappeler le lot concerné.

Mesures à prendre :

Vérifiez votre stock et renvoyez à la société PARI les produits en votre possession en échange d'une note de crédit. Signalez le retour gratuit et la note de crédit sur les marchandises à notre S.A.V. au **numéro de téléphone +49-8151 279-279**.

Confirmez la réception de cette consigne de sécurité urgente en signant l'accusé de réception et retournez-le également à la société PARI.

Assurez-vous qu'au sein de votre organisation tous les utilisateurs du lot susmentionné et toutes les personnes concernées sont informés de cette consigne de sécurité urgente. Si vous avez remis les produits à des tiers, transmettez-leur une copie de cette consigne.

Conservez cette consigne au moins jusqu'à la clôture de cette mesure.

PARI GmbH Spezialisten für effektive Inhalation
Geschäftsführer: Dr. Davia Viellechner
Registergericht München: HRB 66 609
Finanzamt Fürstfeldbruck für Körperschaft
St.-Nr.: 117/116/01203
USt-IdNr.: DE 128 241 619

Geschäftsanschrift Starnberg
Moosstraße 3
82319 Starnberg
Tel: +49 (0) 8151 279-0
Fax: +49 (0) 8151 279-101
info@pari.de · www.pari.com

Bankverbindung
Hypo Vereinsbank München
BLZ 700 202 70
Kto 130 980
IBAN DE87 7002 0270 0000 1309 80
BIC HYVEDEMMXXX



Les autorités détiennent une copie de cette consigne de sécurité.

Nous regrettons la gêne occasionnée par cette situation et comptons sur votre compréhension ainsi que sur votre collaboration.

Cordialement,

Dr. Rüdiger Vogler
Chargé de la sécurité



Accusé de réception de la consigne de sécurité urgente

Renvoyez par fax ce formulaire rempli
au numéro +49-8151-279101.

Par le présent document, nous confirmons la réception et la prise de connaissance de la consigne de sécurité urgente du 4 mars 2019 relative au rappel des lots de PAR LC SPRINT Tracheo (n° d'article 023G1080) avec le lot 1000061062.

La consigne de sécurité urgente a été diffusée et communiquée en conséquence au sein de notre organisation. Si nous avons remis les produits à des tiers, nous leur transmettrons une copie de cette consigne.

Mon stock comporte la quantité suivante du lot concerné (veuillez indiquer 0 si votre stock ne comprend aucun lot !) :

Produit	Numéro d'article	Lot	Stock
PARI LC SPRINT Tracheo	023G1080	1000061062	

Société : _____

Nom : _____

N° de téléphone : _____

Date et signature : _____