

Dringende Sicherheitsinformation

Metall-Kornzange, gerade, steril, 24cm, einfach verpackt, Btl à 1 Stk

FSCA-Nummer: 20190621_162173.1

Korrekturmassnahme

Datum: 29.07.2019

Informationen zu den betroffenen Produkten:

Produktnummer	Produktbezeichnung	LOT-Nummer
162173.1	Metall-Kornzange, gerade, steril	Alle LOT betroffen

Grund für die Korrekturmassnahme:

Es sind in den Sterilverpackungen kleinere Beschädigungen / Mikroläsionen (sowohl folienseitig als auch papierseitig) optisch erkennbar. Die Sterilität ist möglicherweise nicht mehr gewährleistet.

Daher holen wir alle Kornzangen vom Markt zurück und werden sie erst wieder vertreiben, wenn Massnahmen zur Behebung des Problems implementiert sind.

Kontaktperson Promedical AG:

Promedical AG
Stefanie Schmidt
Bleichstrasse 65
Tel.: 055 645 50 39
E-Mail: stefanie.schmidt@promedical.ch

Die Swissmedic ist über die Massnahme informiert.

Wir entschuldigen uns für die entstehenden Umstände, sind aber überzeugt, dass dies der sicherste Weg ist.

Vielen Dank für Ihr Verständnis!

Freundliche Grüsse,

Promedical AG



Stefanie Schmidt

Qualitätsleiterin