

## Informations de sécurité urgentes

**Metall-Kornzange, gerade, steril, 24cm, einfach verpackt, Btl à 1 Stk**

**FSCA-Nombre: 20190621\_162173.1**

**Des mesures correctives**

Date: 29.07.2019

### **Informations sur les produits concernés:**

Numéro de produit	Nom du produit	LOT-Nombre
162173.1	Metall-Kornzange, gerade, steril	Tout beaucoup affecté

### **Raison de l'action corrective:**

Les dommages mineurs / micro-lésions (tant du côté feuille que du côté papier) sont reconnaissables visuellement dans l'emballage stérile. La stérilité peut ne pas être garantie.

**Par conséquent, nous retirerons toutes les pinces de récolte du marché et ne les vendrons pas tant que des mesures n'aurent pas été prises pour remédier à ce problème.**

### **Personne de contact Promedical AG:**


Promedical AG  
Stefanie Schmidt  
Bleichestrasse 65  
Tél .: 055 645 50 39  
E-Mail: stefanie.schmidt@promedical.ch  
Swissmedic est informée de la mesure.

Nous nous excusons pour le désagrément occasionné, mais nous sommes convaincus qu'il s'agit du moyen le plus sûr.

Merci pour votre compréhension!

Cordialement

Promedical AG



Stefanie Schmidt

Responsable qualité