

Zug, Juli 2019

Chargenrückruf Serofine™ Needles, Charge 18E28G8712 (Exp. 05/2023)

Sehr geehrte Damen und Herren

Die Firma Merck (Schweiz) AG ruft in Absprache mit dem Hersteller BBraun vorsorglich folgende Charge der Serofine™ Needles bis auf Stufe Patient vom Markt zurück:

Produkt	Packungsgrösse	EAN-Code	Batch-Nr.	Verfalldatum
Serofine™ Needles	100 Nadeln	7891721029578	18E28G8712	05/2023

Serofine™ Needles sind Einmalnadeln, die speziell für den Einsatz mit dem Medizinprodukt Easypod™ vorgesehen sind. Die spezielle Kombination aus Easypod™ und Serofine™ Needles wird zur Verabreichung des Wachstumshormons Saizen® verwendet.

Eine geringe Anzahl von Packungen dieser Charge können Nadeln enthalten, die aufgrund der grösseren Nadel-Schutz-Kappe nicht mit dem Easypod™ kompatibel sind. Andere Chargen auf dem Schweizer Markt von Serofine™ Needles sind von diesem Rückruf nicht betroffen.

Der Rückruf ist eine vorsorgliche Massnahme. Von den Nadeln mit der grösseren Nadel-Schutz-Kappe geht kein Sicherheitsrisiko für den Patienten aus, da diese Nadeln vom Easypod™ nicht angenommen werden. Die Nadeln können folglich nicht von der Schutzkappe entfernt werden und sind für den Patienten nicht offen zugänglich.

Merck stellt den Patienten umgehend Ersatzware für obige Charge bereit.



Wir fordern Sie hiermit auf, Packungen der Charge 18E28G8712 von Serofine™ Needles unmittelbar an Merck (Schweiz) AG unter folgender Anschrift zu retournieren.

Planzer Transport AG
Retouren Merck (Schweiz) AG
Allmendstrasse 14
5612 Villmergen

Die Sicherheit unserer Patienten sowie die Qualität unserer Produkte sind von grösster Bedeutung für Merck. Merck erarbeitet in Zusammenarbeit mit dem Hersteller qualitätssichernde Massnahmen und Sicherheitskontrollen, damit diese Abweichung zukünftig nicht mehr auftreten kann.

Bei Fragen oder wenn Sie weitere Information wünschen, wenden Sie sich an Merck (Schweiz) AG, Tel.: +41 729 22 22.

Wir bedauern die Unannehmlichkeiten, die durch diesen Rückruf entstehen und danken Ihnen für Ihre Unterstützung.

Freundliche Grüsse

Merck (Schweiz) AG

