

DRINGENDE SICHERHEITSINFORMATION

Handelsname: Konvexe zweiteilige Hautschutz-Systeme, d. h. Combihesive Natura Basisplatten
(Handelsnamen und alle Angaben finden Sie in Anhang 3)

Ausgabedatum: 20. September 2019

X Originalhinweis ___ Revidierter Hinweis

Revisionsnr.: Rev. 1

Referenz/REF-Nr.: Siehe Anhang 3: Produktliste

FSCA-Ref.: 2019-006MA

Art der Maßnahme: Kundenbenachrichtigung

E-Mail FSCA-Helpdesk: HÄNDLER / EINZELHÄNDLERN

- Stericycle
- Telefon: 0800-848035
- E-Mail: Convatec2p@stericycle.com

ENDVERBRAUCHER

- ConvaTec Customer Service
- Telefon: +41 800 55 11 10
- E-Mail: convatec.switzerland@convatec.com

Bitte beachten Sie, dass diese Maßnahme nur bestimmte Produktcodes und Chargennummern der oben genannten Produkte betrifft.

PROBLEMBESCHREIBUNG	<p>ConvaTec hat freiwillig diese Korrekturmaßnahme als Sicherheitsinformation in Form einer Kundenbenachrichtigung für bestimmte Produktcodes und Chargen der oben genannten Stomaproducte initiiert.</p> <p>ConvaTec erhielt Reklamationen im Zusammenhang mit der Verwendung von konvexen zweiteiligen Hautschutz-Systemen, bei denen die Öffnung (Stomaöffnung) am Produkt nicht mittig angebracht ist. Betroffen hiervon sind Produkte, die zwischen Februar 2017 und September 2018 produziert wurden. Weltweit registrierte ConvaTec drei Fälle von Schnittwunden am Stoma, infolge der Verwendung eines konvexen zweiteiligen Hautschutz-Systems mit dezentrierter Öffnung. Die Schnittwunden mussten nicht stationär behandelt werden, die Endverbraucher waren in der Lage, das Problem selbst zu lösen. Das Gesamtrisiko einer Verletzung ist gering. Da sich das Risiko durch Sichtinspektion erkennen lässt, möchte ConvaTec Vorsichtsmaßnahmen ergreifen und die betroffenen Kunden informieren, damit der Endverbraucher sorgfältig prüfen kann, ob a) das ihm vorliegende Produkt in diesem Zeitraum hergestellt wurde und b) die Öffnung sichtbar dezentriert ist.</p>
----------------------------	--

ANGABEN ZU BETROFFENEN PRODUKTEN	<ul style="list-style-type: none"> • Die konvexe Combihesive™ Natura™ Basisplatte modellierbar • Die konvexe Combihesive™ Natura™ Basisplatte, Durahesive Hautschutz
---	--

PRODUKTKENNEICHNUNG

Wie erkennt man den Unterschied zwischen betroffenen und nicht betroffenen Produkten?	<p><u>Bestätigung von spezifischen Produktcodes und Chargennummern:</u></p> <p>Das Problem ist auf spezifische Produktcodes und Chargennummern beschränkt, die aus Anhang 3 hervorgehen.</p> <p>Alle Kunden werden gebeten, anhand von Anhang 3 zu prüfen, ob ihr Produkt in den Umfang dieser Sicherheitsinformation fällt.</p> <p>Auf Wunsch stellen wir eine Liste der betroffenen Produktcodes und Chargennummern in elektronischer Form zur Verfügung. Ihr ConvaTec Kundendienst-Team unterstützt Sie gerne.</p> <p>Endverbraucher verweisen wir hinsichtlich der von dieser Sicherheitsinformation betroffenen Produkte auf Anhang 1. Dort sehen Sie Beispiele der Verpackungsbeschriftung, in denen die Stelle mit der Chargennummer und dem Produktcode/der REF-Nr. hervorgehoben ist.</p> <p>Sichtinspektion von potenziell betroffenen Produkten für Endverbraucher von Stomaprodukten:</p> <p>Endverbraucher von Stomaprodukten finden in Anhang 2 weitere Informationen zur Sichtinspektion von potenziell betroffenen Produkten und/oder Angaben für eine Kontaktaufnahme mit dem FSCA- Helpdesk, falls danach noch Unklarheiten bestehen.</p>
--	---

VON HÄNDLERN ZU ERGREIFENDE MASSNAHMEN

1	Kontrollieren Sie, ob sich betroffene Produkte in Ihren Beständen befinden und stellen Sie anhand von Anhang 3 fest, welche Kunden potenziell betroffene Produkte erhalten haben: Produktliste mit betroffenen Produktcodes/REF-Nummern und Chargennummern.
2	<p>Wenn Sie das betroffene Produkt vertrieben haben:</p> <ul style="list-style-type: none"> • An andere Großhändler: <ul style="list-style-type: none"> ○ Bitte leiten Sie diese Sicherheitsinformation mit allen Anhängen weiter und bitten Sie den Großhändler, die Maßnahmen für Händler zu ergreifen. • An Endverbraucher: <ul style="list-style-type: none"> ○ Bitte leiten Sie diese Sicherheitsinformation mit allen Anhängen an den Endverbraucher weiter und bitten Sie ihn, die Maßnahmen für Endverbraucher (siehe unten) zu ergreifen.
3	<p>Es ist nicht erforderlich, dass Sie Produkte öffnen und kontrollieren, wenn Kunden Produkte an Sie zurückgeben, die sie als Produkt mit dezentrierter Öffnung identifiziert haben oder wenn Sie Produkte am Lager haben, die in den Anwendungsbereich dieser Sicherheitsinformation fallen (wie in Anhang 3: Produktliste mit betroffenen Produktcodes/REF-Nr. und Chargennummern). ConvaTec akzeptiert alle Rücksendungen und erstattet den vollen Preis an den Kunden. Ersatzprodukte können über den normalen Bestellprozess geordert werden.</p> <p>Wenden Sie sich an den FSCA-Helpdesk, wenn Sie weitere Angaben zur Rücksendung betroffener Produkte benötigen und zur Abwicklung der Kostenerstattung.</p>

4	<p>Maßnahme: Bitte füllen Sie das Händler-Antwortformular zu dieser Sicherheitsinformation aus und senden Sie es schnellstmöglich per E-Mail oder Fax an den FSCA-Helpdesk. Sofern zutreffend machen Sie bitte Angaben zu den Produkten, die zurückgesendet werden.</p> <p>Maßnahme: Bitte senden Sie schnellstmöglich eine vollständige Liste der Empfänger per E-Mail oder Fax an den FSCA-Helpdesk. Machen Sie bitte entsprechende Angaben, ob Sie diese Sicherheitsinformation mit allen Anhängen an die Empfänger weitergeleitet haben. Diese Information ist nicht zwingend erforderlich, aber wichtig, da sie ConvaTec die Durchführung von Wirksamkeitskontrollen ermöglicht.</p> <p>Bitte wenden Sie sich an den FSCA-Helpdesk, wenn Sie weitere Fragen haben.</p>
---	---

BITTE SENDEN SIE DAS AUSGEFÜLLTE ANTWORTFORMULAR SO BALD WIE MÖGLICH EIN.

VON EINZELHÄNDLERN ZU ERGREIFENDE MASSNAHMEN

1	<p>Einzelhändler mit physischem Standort (konventionelles Geschäft)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bitte hängen Sie Anhang 2 deutlich sichtbar in Ihrem Laden auf: Verbrauchermittlung der Sicherheitsinformation an Endverbraucher von Stomaprodukten. <p>Einzelhändler mit digitalem Verkauf (z. B. Internet-Shop)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bitte leiten Sie Anhang 2: Mitteilung für Endverbraucher von Stomaprodukten und Anhang 3: Produktliste mit betroffenen Produktcodes/REF-Nummern und Chargennummern per E-Mail oder Post weiter.
2	<p>Es ist nicht erforderlich, dass Sie Produkte öffnen und kontrollieren, wenn Kunden Produkte an Sie zurückgeben, die sie als Produkt mit dezentrierter Öffnung identifiziert haben oder wenn Sie Produkte am Lager haben, die in den Anwendungsbereich dieser Sicherheitsinformation fallen (wie in Anhang 3: Produktliste mit betroffenen Produktcodes/REF-Nr. und Chargennummern). ConvaTec akzeptiert alle Rücksendungen und erstattet den vollen Preis an den Kunden. Ersatzprodukte können über den normalen Bestellprozess geordert werden.</p> <p>Wenden Sie sich an den FSCA-Helpdesk, wenn Sie weitere Angaben zur Rücksendung betroffener Produkte benötigen und zur Abwicklung der Kostenerstattung.</p>
3	<p>Maßnahme: Bitte füllen Sie das Händler-Antwortformular zu dieser Sicherheitsinformation aus und senden Sie es schnellstmöglich per E-Mail oder Fax an den FSCA-Helpdesk. Sofern zutreffend machen Sie bitte Angaben zu den Produkten, die zurückgesendet werden.</p> <p>Maßnahme: Bitte senden Sie schnellstmöglich eine vollständige Liste der Empfänger per E-Mail oder Fax an den FSCA-Helpdesk. Machen Sie bitte entsprechende Angaben, ob Sie diese Sicherheitsinformation mit allen Anhängen an die Empfänger weitergeleitet haben. Diese Information ist nicht zwingend erforderlich, aber wichtig, da sie ConvaTec die Durchführung von Wirksamkeitskontrollen ermöglicht.</p>

BITTE SENDEN SIE DAS AUSGEFÜLLTE ANTWORTFORMULAR SO BALD WIE MÖGLICH EIN.

VON ENDVERBRAUCHERN ZU ERGREIFENDE MASSNAHMEN (KLINIKEN, KRANKENHÄUSER, PATIENTEN, SONSTIGE)

1	Aufgrund unserer Aufzeichnungen besteht die Möglichkeit, dass Sie ein Produkt mit dezentrierter Stomaöffnung erhalten haben, d. h. die Öffnung ist nicht mittig angebracht. Bilder mit Beispielen sehen Sie in Anhang 1 : Fotos der Beschriftung und des betroffenen Produkts.
2	Das Problem ist auf spezifische Produktcodes und Chargennummern beschränkt. Bitte kontrollieren Sie, ob Ihre Charge im den Umfang dieser Sicherheitsinformation fällt, verwenden Sie dazu Anhang 3 : Produktliste mit betroffenen Produktcodes/REF-Nummern und Chargennummern. Wenn Sie nicht wissen, wo Produktcode und/oder Chargennummer zu finden sind, sehen Sie bitte in Anhang 1 : Fotos der Beschriftung und des betroffenen Produkts nach.
3	Weitere hilfreiche Informationen finden Sie in Anhang 2 : Mitteilung für Endverbraucher von Stomaprodukten. Bitte leiten Sie dies ggf. per E-Mail oder Post an Patienten weiter.
3	Wenn sich ein Produkt mit dezentrierter Öffnung in Ihrem Besitz befindet, wenden Sie sich bitte an den FSCA-Helpdesk . ConvaTec nimmt solche Produkte zurück und leistet kostenlosen Ersatz. Sie müssen das Produkt nicht öffnen oder inspizieren.
4	Maßnahme: Bitte füllen Sie das Endverbraucher-Antwortformular zu dieser Sicherheitsinformation aus und senden Sie es schnellstmöglich per E-Mail oder Fax an den FSCA-Helpdesk . Sofern zutreffend machen Sie bitte Angaben zu den Produkten, die zurückgesendet werden. Diese Information ist erforderlich, da sie ConvaTec die Durchführung von Wirksamkeitskontrollen ermöglicht. Bitte wenden Sie sich an den FSCA-Helpdesk , wenn Sie weitere Fragen haben.

BITTE SENDEN SIE DAS AUSGEFÜLLTE ANTWORTFORMULAR SO BALD WIE MÖGLICH EIN.

KONTAKTINFORMATION: Zuständiger FSCA-Helpdesk
HÄNDLER / EINZELHÄNDLERN

- Stericycle
- Telefon: 0800-848035
- E-Mail: Convatec2p@stericycle.com

ENDVERBRAUCHER


- ConvaTec Customer Service
- Telefon: +41 800 55 11 10
- E-Mail: convatec.switzerland@convatec.com

WEITERGABE DIESER SICHERHEITSINFOR- MATION:	<p>Dieser Hinweis muss an alle Personen, die den Sachverhalt kennen müssen, weitergeleitet werden. Dies betrifft Personen in Ihrer Organisation oder anderen Organisationen, die die potenziell betroffenen Produkte möglicherweise erhalten haben (sofern zutreffend).</p> <p>Bitte leiten Sie diese Sicherheitsinformation an andere Organisationen weiter, auf die diese Maßnahme Auswirkungen hat (sofern zutreffend).</p> <p>Bitte schenken Sie diesem Hinweis und den daraus resultierenden Maßnahmen über einen ausreichend langen Zeitraum Beachtung, um die Wirksamkeit dieser Korrekturmaßnahme sicherzustellen.</p> <p>Bitte melden Sie alle produktbedingten Zwischenfälle an den Hersteller, Vertreiber oder Ihren zuständigen Vertreter und die in Ihrem Land zuständige Behörde (sofern zutreffend). Dadurch erhalten wir wichtiges Feedback.</p>
--	--

ConvaTec legt großen Wert auf die Versorgung seiner Kunden mit hochwertigen Produkten und Dienstleistungen. Wir bedauern die Unannehmlichkeiten, die diese Sicherheitsinformation möglicherweise verursacht, außerordentlich.

Die entsprechenden nationalen Behörden wurden über die Maßnahme der Sicherheitsinformation informiert.

GENEHMIGUNG:

<u>Name</u>	<u>Titel</u>	<u>Adresse</u>	
David Pudwill	Senior Director, Ostomy Franchise Regulatory Affairs and Quality	ConvaTec Limited, First Avenue, Deeside Industrial Park, Deeside, CH5 2NU, Vereinigtes Königreich	
<u>Datum</u>	20. September 2019	<u>Unterschrift</u>	

Liste der Anhänge

Anhang 1: Fotos der Beschriftung und des betroffenen Produkts

Anhang 2: Mitteilung für Endverbraucher von Stomaprodukten.

Anhang 3: Produktliste mit betroffenen Produktcodes/REF-Nummern und Chargennummern

"Regionaler Ansprechpartner bei ConvaTec" für andere Unterstützung:

Land	Ansprechpartner für Händler & Einzelhändler	Ansprechpartner für Patienten
<u>Österreich</u> Austria	Stericycle Telefon: 0800 281598 E-Mail: Convatec2p@stericycle.com	ConvaTec Kundenberatung Austria Telefon: +43 800 21 63 39 E-Mail: convatec.austria@convatec.com
<u>Belgien</u> Belgium	Stericycle Telefon: 0800 71 804 E-Mail: Convatec2p@stericycle.com	Francoise Engelen Telefon: 0032-476461740 E-Mail: info.convatec@convatec.com
<u>Bulgarien</u> Bulgaria	Stericycle Telefon: 44 20 8089 3767 E-Mail: Convatec2p@stericycle.com	Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Distributor.
<u>Kroatien</u> Croatia	Stericycle Telefon: 44 20 8089 3767 E-Mail: Convatec2p@stericycle.com	Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Distributor.
<u>Tschechische Republik</u> Czech Republic	ConvaTec Czech Republic Telefon: 800321222 E-Mail: info@convatec.cz	ConvaTec Czech Republic Phone: 800122111 E-Mail: info@convatec.cz
<u>Dänemark</u> Denmark	Stericycle Telefon: 80 82 00 54 E-Mail: Convatec2p@stericycle.com	CIC Team Denmark Telefon: +45 48167475 E-Mail: convatec.danmark@convatec.com
<u>Estland</u> Estonia	Stericycle Telefon: 44 20 8089 3767 E-Mail: Convatec2p@stericycle.com	Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Distributor.
<u>Finnland</u> Finland	Stericycle Telefon: 0800 413608 E-Mail: Convatec2p@stericycle.com	ConvaTec Oy Telefon: +358 20 7659630 E-Mail: mail.fi@convatec.com
<u>Frankreich</u> France	Stericycle Telefon: 0 805 08 02 60 E-Mail: Convatec2p@stericycle.com	ConvaTec Customer Service Team Telefon: +33800 358 480 E-Mail: fr.serviceclient@convatec.com
<u>Deutschland</u> Germany	Stericycle Phone: 0800-0008875 E-Mail: Convatec2p@stericycle.com	CIC Team Germany Telefon: +49 800 766 200 E-Mail: convatec.servicede@convatec.com
<u>Griechenland</u> Greece	ConvaTec Customer Support Team Telefon: 30-210-6564740 E-Mail: Lila.Karipidi@convatec.com	ConvaTec Customer Support Team Telefon: 30-210-6564740 E-Mail: Lila.Karipidi@convatec.com
<u>Ungarn</u> Hungary	Stericycle Telefon: 44 20 8089 3767 E-Mail: Convatec2p@stericycle.com	Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Distributor.
<u>Island</u> Iceland	Stericycle Telefon: 44 20 8089 3767 E-Mail: Convatec2p@stericycle.com	Medor ehf Telefon: 665 7011 E-Mail: signyf@medor.is
<u>Irland</u> Ireland	Stericycle Telefon: 44 20 8089 3767 E-Mail: Convatec2p@stericycle.com	Tracey Fairclough Telefon: 07442188256 E-Mail: tracey.fairclough@amcaregroup.co.uk

Land	Ansprechpartner für Händler & Einzelhändler	Ansprechpartner für Patienten
Israel Israel	Stericycle Telefon: 44 20 8089 3767 E-Mail: Convatec2p@stericycle.com	Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Distributor.
Italien Italy	Stericycle Telefon: 800-789926 E-Mail: Convatec2p@stericycle.com	ConvaTel Italia Phone: 800930930 E-Mail: convatel.italia@convatec.com
Luxemburg Luxembourg	Stericycle Phone: 44 20 8089 3767 E-Mail: Convatec2p@stericycle.com	Francoise Engelen Telefon: 0032-476461740 E-Mail: info.convatec@convatec.com
Malta Malta	Stericycle Telefon: 44 20 8089 3767 E-Mail: Convatec2p@stericycle.com	Ian Pace Telefon: +356-2133-4412 E-Mail: ian@ipl.com.mt
Niederlande Netherlands	Stericycle Telefon: 0800 0233049 E-Mail: Convatec2p@stericycle.com	CIC Woerden Telefon: 0031-348436941 E-Mail: info.convatec@convatec.com
Norwegen Norway	Stericycle Telefon: 800 24 720 E-Mail: Convatec2p@stericycle.com	CIC Norway Telefon: 800 30 995 E-Mail: convatec.kundeservice@convatec.com
Polen Poland	Dział Pomocy ConvaTec Telefon: 800120093 E-Mail: dzial.pomocy@convatec.com	Dział Pomocy ConvaTec Telefon: 800120093 E-Mail: dzial.pomocy@convatec.com
Portugal Portugal	Customer Service Iberia Telefon: 93 602 3700 E-Mail: CustomerServiceIberia@convatec.com	ConvaTel Telefon: 800201678 E-Mail: convatel.pt@convatec.com
Rumänien Romania	Stericycle Telefon: 44 20 8089 3767 E-Mail: Convatec2p@stericycle.com	Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Distributor.
Slowakei Slovakia	Stericycle Telefon: 44 20 8089 3767 E-Mail: Convatec2p@stericycle.com	Zákaznícke centrum ConvaTec Nitra Slovakia Telefon: +421 800 800 111 E-Mail: stomalinka@convatec.com
Slowenien Slovenia	Stericycle Telefon: 44 20 8089 3767 E-Mail: Convatec2p@stericycle.com	Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Distributor.
Spanien Spain	Customer Service Iberia Telefon: 93 602 3700 E-Mail: CustomerServiceIberia@convatec.com	InfoTec Telefon: 936023737 E-Mail: infotec@convatec.com
Schweden Sweden	Stericycle Telefon: 020-10 93 35 E-Mail: Convatec2p@stericycle.com	Nordic Customer Service Phone: +46(0)42332010 E-Mail: customerservicenordic@convatec.com
Schweiz Switzerland	Stericycle Telefon: 0800-848035 E-Mail: Convatec2p@stericycle.com	ConvaTec Customer Service Telefon: +41 800 55 11 10 E-Mail: convatec.switzerland@convatec.com

Land	Ansprechpartner für Händler & Einzelhändler	Ansprechpartner für Patienten
<u>Türkei</u> Turkey	Doğa Soysal, Fulya Tüzüner, or İrem Taspınar Telefon: <ul style="list-style-type: none"> • +90 2164165200 • +90 3122198361 E-Mail: <ul style="list-style-type: none"> • doga.soysal@convatec.com • fulya.tuzuner@convatec.com • irem.taspinar@convatec.com 	Doğa Soysal, Fulya Tüzüner, or İrem Taspınar Telefon: <ul style="list-style-type: none"> • +90 2164165200 • +90 3122198361 E-Mail: <ul style="list-style-type: none"> • doga.soysal@convatec.com • fulya.tuzuner@convatec.com • irem.taspinar@convatec.com
<u>Vereinigtes Königreich</u> United Kingdom	Stericycle Telefon: 0800 069 8202 E-Mail: Convatec2p@stericycle.com	Tracey Fairclough Telefon: 07442188256 E-Mail: tracey.fairclough@amcaregroup.co.uk

**HÄNDLER-ANTWORTFORMULAR FÜR DIESE
SICHERHEITSINFORMATION**
BITTE AUSFÜLLEN UND per Fax/E-Mail ZURÜCKSENDEN

Empfänger des Produkts:

Konto-Nr. des Empfängers:	
Name des Empfängers:	
Adresse des Empfängers:	

Das konvexe zweiteilige Hautschutz-System wurde an Ihre Einrichtung geliefert:

Rechnungs-Nr.	Kundenauftragsnummer	Produkt-Code/REF-Nr.	SAP-Code	Chargen-Nr.	Gelieferte Anzahl (Stück)

Händler (bitte Zutreffendes ankreuzen und ggf. gesonderte Angaben machen)

<input type="checkbox"/>	Ich bestätige, dass ich die Sicherheitsinformation erhalten, gelesen und seinen Inhalt verstanden habe.	
<input type="checkbox"/>	Ich habe meinen Lagerbestand kontrolliert und ggf. betroffene Bestände gesperrt.	Bitte Angaben in Tabelle 1 machen
<input type="checkbox"/>	Ich habe die Kunden identifiziert, die das Produkt (möglicherweise) erhalten haben	
<input type="checkbox"/>	Ich habe eine Liste der Kunden beigefügt.	Bitte Angaben in Tabelle 2 machen
<input type="checkbox"/>	Ich habe die betroffenen Kunden über diese Sicherheitsinformation informiert	Absendedatum:
<input type="checkbox"/>	Ich habe von allen betroffenen Kunden eine bestätigende Antwort erhalten	Antworten beifügen
<input type="checkbox"/>	Weder ich noch einer meiner Kunden hat betroffene Produkte in seinem Bestand	

Es ist wichtig, dass Ihre Organisation die in der Sicherheitsinformation genannten Maßnahmen ergreift und Sie den Erhalt der Sicherheitsinformation bestätigen.
 Mit der Antwort Ihrer Organisation liefern Sie den erforderlichen Nachweis, um den Fortschritt der Korrekturmaßnahme zu kontrollieren.

Tabelle 1. Gesperrter Bestand: Geben Sie die Anzahl (Stück) für jede zurückzusendende Charge an.

Chargen-Nr.	Vorrätige Einheiten	Chargen-Nr.	Vorrätige Einheiten	Chargen-Nr.	Vorrätige Einheiten	Chargen-Nr.	Vorrätige Einheiten

Tabelle 2. Kundenliste: Machen Sie bitte Angaben zu den betroffenen konvexen, zweiteiligen Hautschutz-Systemen, die an Ihre Kunden vertrieben wurden.

Name des Kunden	Produkt-Code/REF-Nr.	SAP-Code	Chargen-Nr.	Anzahl (Stück)

FORMULAR ausgefüllt und zurückgesendet von:	
Name (GROSSBUCHSTABEN):	
Position:	
Name des Unternehmens:	
Adresse:	
Tel.-Nr.:	
Unterschrift:	
Datum (tt.mm.jjjj):	

KONTAKTINFORMATION: Zuständiger FSCA-Helpdesk**HÄNDLER / EINZELHÄNDLERN**

- Stericycle
- Telefon: 0800-848035
- E-Mail: Convatec2p@stericycle.com

ENDVERBRAUCHER

- ConvaTec Customer Service
- Telefon: +41 800 55 11 10
- E-Mail: convatec.switzerland@convatec.com

KUNDEN-ANTWORTFORMULAR FÜR
DIESESICHERHEITSINFORMATION
BITTE AUSFÜLLEN UND per Fax/E-Mail ZURÜCKSENDEN

Empfänger des Produkts:

Konto-Nr. des Empfängers:	
Name des Empfängers:	
Adresse des Empfängers:	

Das konvexe zweiteilige Hautschutz-System wurde an Ihre Einrichtung geliefert:

Rechnungs-Nr.	Kundenauftragsnummer	Produkt-Code/REF-Nr.	SAP-Code	Chargen-Nr.	Gelieferte Anzahl (Stück)

Kunden-Maßnahme im Auftrag der Gesundheitsorganisation ergriffen (bitte Zutreffendes ankreuzen)

<input type="checkbox"/>	Ich bestätige, dass ich die Sicherheitsinformation erhalten, gelesen und seinen Inhalt verstanden habe.	
<input type="checkbox"/>	Ich habe alle in der Sicherheitsinformation geforderten Maßnahmen ergriffen.	
<input type="checkbox"/>	Die Informationen und geforderten Maßnahmen wurden allen betroffenen Anwendern mitgeteilt und umgesetzt.	
<input type="checkbox"/>	Ich habe meinen Lagerbestand kontrolliert und ggf. betroffene Bestände gesperrt.	Bitte Angaben in Tabelle 1 machen
<input type="checkbox"/>	Es sind keine betroffenen Produkte für eine Rücklieferung vorhanden.	

Es ist wichtig, dass Ihre Organisation die in der Sicherheitsinformation genannten Maßnahmen ergreift und Sie den Erhalt der Sicherheitsinformation bestätigen.
 Mit der Antwort Ihrer Organisation liefern Sie den erforderlichen Nachweis, um den Fortschritt der Korrekturmaßnahme zu kontrollieren.

Tabelle 1. Gesperrter Bestand: Geben Sie die Anzahl (Stück) für jede zurückgeschickte Charge an.

Chargen-Nr.	Vorrätige Einheiten	Chargen-Nr.	Vorrätige Einheiten	Chargen-Nr.	Vorrätige Einheiten	Chargen-Nr.	Vorrätige Einheiten

FORMULAR ausgefüllt und zurückgesendet von:	
Name (GROSSBUCHSTABEN):	
Position:	
Name des Unternehmens:	
Adresse:	
Tel.-Nr.:	
Unterschrift:	
Datum (tt.mm.jjjj):	

KONTAKTINFORMATION: Zuständiger FSCA-Helpdesk






HÄNDLER / EINZELHÄNDLERN

- Stericycle
- Telefon: 0800-848035
- E-Mail: Convatec2p@stericycle.com

ENDVERBRAUCHER

- ConvaTec Customer Service
- Telefon: +41 800 55 11 10
- E-Mail: convatec.switzerland@convatec.com

Anhang 1: Fotos der Beschriftung und des betroffenen Produkts

Bei BETROFFENEN Produkten	
<p>... enthält das Versandetikett und das die Verpackungseinheit den Produktcode und die Chargennummer.</p> <p>Siehe Beispielfotos rechts.</p> <p>Produktcode (REF/SKU)</p> <p>Chargennummer</p>	  
<p>... ist das physische Produkt ein Hautschutz mit Stomaöffnung, wie rechts abgebildet.</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="width: 45%;"> <p>Nicht mittige Öffnung (Stomaöffnung) Bei diesem Produkt werden die Vorgaben wahrscheinlich nicht eingehalten</p>  <p>Abbildung 1</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>Mittige Öffnung (Stomaöffnung) Bei diesem Produkt werden die Vorgaben wahrscheinlich eingehalten</p>  <p>Abbildung 2</p> </div> </div> <p>Die Öffnung sollte im Verhältnis zum Rastring "mittig" sein.</p> <p>Die roten Linien im Foto links sollten etwa gleich lang sein.</p> <p>Die grünen Linien im Foto rechts sind nahezu gleich lang.</p>

Dringend
Sicherheitsinformation für ein Medizinprodukt

Sehr geehrter Anwender, sehr geehrte Anwenderin von Stomaprodukten,


wir möchten Sie mit diesem Schreiben darauf aufmerksam machen, dass bei konvexen zweiteiligen Hautschutz-Systemen, die zwischen Februar 2017 und September 2018 produziert wurden, ein sichtbares Problem aufgetreten ist. Die Öffnung (Stomaöffnung) ist bei diesen Produkten nicht mittig. (Eine Liste der betroffenen Produkte finden Sie in Anhang A zu diesem Schreiben.) Das Verletzungsrisiko ist gering und beschränkt sich auf bestimmte Chargen, die in einem bestimmten Zeitraum produziert wurden. Nicht alle Produkte oder Schachteln mit diesen speziellen Chargennummern sind von diesem Problem betroffen. Da sich das Risiko aber durch Sichtinspektion erkennen lässt, möchten wir Vorsichtsmaßnahmen ergreifen und Sie über die Angelegenheit informieren, damit Sie sorgfältig prüfen können, ob:

- a) das Produkt in diesem Zeitraum hergestellt wurde und
- b) die Öffnung sichtbar dezentriert ist.

Unseren Aufzeichnungen zufolge sind Sie im Besitz dieses Produkts. Nachfolgend finden Sie Bilder mit Beispielen:

Nicht mittige Öffnung (Stomaöffnung)

Bei diesem Produkt werden die Vorgaben wahrscheinlich nicht eingehalten




Die Öffnung sollte im Verhältnis zum Rastring "mittig" sein.

Die roten Linien im Foto links sollten etwa gleich lang sein.

Die grünen Linien im Foto rechts sind nahezu gleich lang.

Mittige Öffnung (Stomaöffnung)

Bei diesem Produkt werden die Vorgaben wahrscheinlich eingehalten



Wir möchten Sie mit dieser Mitteilung auf das Problem aufmerksam machen und erläutern, wie Sie vorgehen sollten, wenn Sie am Verwendungsort Produkte mit nicht mittiger Öffnung entdecken.

- Bitte kontrollieren Sie Ihren Bestand. Sollten Sie im Besitz eines Produkts sein, das der **Abbildung 1 links** gleicht, verwenden Sie es bitte nicht und kontaktieren Sie die ConvaTec Kundenberatung von ConvaTec unter einer der unten aufgeführten Telefonnummern, um Rücksendung und Kostenerstattung zu vereinbaren.
 - ConvaTec Customer Service
 - Telefon: +41 800 55 11 10
 - E-Mail: convatec.switzerland@convatec.com
- Wenn Sie nur Produkte besitzen, die **Abbildung 2 rechts** gleichen, sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich.
- Ihre ConvaTec Kundenberatung -Team unterstützt Sie gerne, wenn Sie Fragen haben.

Die ConvaTec Kundenberatung besteht aus einer Gruppe von hoch qualifizierten Fachkräften, die Ihnen gerne zur Seite steht, damit Sie als Anwender von Stomaprodukten die Versorgung und Informationen erhalten, die Sie brauchen.

ConvaTec setzt sich dafür ein, Produkte und Dienstleistungen von höchster Qualität für jeden Kunden zur Verfügung zu stellen. Es ist unser Ziel, Produkte zu produzieren, bei denen Komfort, Zuverlässigkeit und Sicherheit gewährleistet sind. Wir versichern Ihnen, dass das Problem herstellungsseitig gelöst wurde und wir den Markt wieder mit korrekten Produkten beliefern.

Wenn Sie weitere Fragen oder Bedenken zu dieser Sicherheitsinformation haben, wenden Sie sich bitte an Ihre ConvaTec Kundenberatung.

- ConvaTec Customer Service
- Telefon: +41 800 55 11 10
- E-Mail: convatec.switzerland@convatec.com

Wir danken Ihnen, dass Sie unsere Stomaprodukte anwenden. ConvaTec setzt sich mit Leidenschaft für eine Verbesserung der Lebensqualität von Menschen ein und stellt den Menschen in den Mittelpunkt all seiner Aktivitäten.

Mit freundlichen Grüßen



David Pudwill
Senior Director, Ostomy Franchise Regulatory Affairs and Quality Assurance
ConvaTec

Anhang A: Liste der von ConvaTec nach Schweiz vertriebenen Produkte

Produkt-Code (ICC)	Materialbeschreibung	Chargennummer
404594	NATURA WFR MOLDABLE CVX 33/57MM (1X10)US	8J03485
125028	SURFIT PLUS WFR CVX 19X45MM (1X5PK) INT	8B04995
125032	SURFIT PLUS WFR CVX 32X45MM (1X5PK) INT	7E01289
125033	SURFIT PLUS WFR CVX 35X45MM (1X5PK) INT	7E03364
125031	COMBIHESIVE 2S WFR CVX 28/45MM(1X5PK)CEU	7D03659
402200	COMBIH. NATURA BASIS KONVEX 13/45MM 5ST.	7J01295
	PHARMANATURA CONVEX BASISPL 13/45MM	7J01295
	NATURA SUPPORT CONVEX 13/45MM BTE DE 5	7J01295
402206	NATURA SUPPORT CONVEX 32/45MM BTE DE 5	7G03648
	COMBIH. NATURA BASIS KONVEX 32/45MM 5ST.	7G03648
	PHARMANATURA CONVEX SUPPORTS 32/45MM	7G03648
	NATURA SUPPORT CONVEX 32/45MM BTE DE 5	7L01338
	COMBIH. NATURA BASIS KONVEX 32/45MM 5ST.	7L01338
	PHARMANATURA CONVEX SUPPORTS 32/45MM	7L01338
402207	COMBIH. NATURA BASIS KONVEX 35/45MM 5ST.	7K02047
	NATURA SUPPORT CONVEX 35/45MM BTE DE 5	7K02047
	COMBIH. NATURA BASIS KONVEX 35/45MM 5ST.	8A00738
	NATURA SUPPORT CONVEX 35/45MM BTE DE 5	8A00738
402208	COMBIH. NATURA BASIS KONVEX 38/57MM 5ST.	7H04930
	NATURA SUPPORT CONVEX 38/57MM BTE DE 5	7H04930
	COMBIH. NATURA BASIS KONVEX 38/57MM 5ST.	7J04233
	NATURA SUPPORT CONVEX 38/57MM BTE DE 5	7J04233
402209	COMBIH. NATURA BASIS KONVEX 41/57MM 5ST.	7H03497
	NATURA SUPPORT CONVEX 41/57MM BTE DE 5	7H03497
402210	NATURA SUPPORT CONVEX 45/57MM BTE DE 5	7H04918
402211	COMBIH. NATURA BASIS KONVEX 50/57MM 5ST.	7H05736
	NATURA SUPPORT CONVEX 50/57MM BTE DE 5	7H05736
404594	NATURA WFR MOLDABLE CVX 33/57MM (1X10)US	7M01995
	NATURA WFR MOLDABLE CVX 33/57MM (1X10)US	8E01067
413185	SURFIT NATURA WFR CVX 38/57MM (1X10PK)US	8F04684
404593	NATURA SUPPORT CONV MOD 22-45 BTE DE 10	7E02405
	COMB NAT BASIS CONV MOD 10X22-33MM/45	7E02405
	COMB NAT BASIS CONV MOD 10X22-33MM/45	7F01769
	NATURA SUPPORT CONV MOD 22-45 BTE DE 10	7F01769
	NATURA SUPPORT CONV MOD 22-45 BTE DE 10	7G02853
	COMB NAT BASIS CONV MOD 10X22-33MM/45	7G02853
	NATURA SUPPORT CONV MOD 22-45 BTE DE 10	7K00530
	COMB NAT BASIS CONV MOD 10X22-33MM/45	7K00530

Produkt-Code (ICC)	Materialbeschreibung	Chargennummer
404594	COMB NAT BASIS CONV MOD 10X33-45MM/57	7G05698
	NATURA SUPPORT CONV MOD 33-57 BTE DE 10	7G05698
	COMB NAT BASIS CONV MOD 10X33-45MM/57	7L04697
	COMB NAT BASIS CONV MOD 10X33-45MM/57	8A00741

ANHANG 3: Liste der weltweiten Produktcodes und Chargennummern
ZWECK

In diesem Anhang werden alle weltweit vertriebenen Produkte aufgelistet, die in den Anwendungsbereich dieser Sicherheitsinformation für Stomaprodukte fallen. Die Auflistung erfolgt nach Produktcode. Innerhalb eines jeden Produktcodes werden die Chargennummern numerisch von der niedrigsten zur höchsten Nummer aufgeführt.

Auf Wunsch können wir anhand Ihrer Belege ein Verzeichnis der Kunden bereitstellen. Ihre ConvaTec Kundenberatung unterstützt Sie gerne.

Spaltenüberschrift	Einzelheiten	Welche Verpackungsebene ist mit diesen Angaben versehen?
Produkt-Code	Der Produktcode wird auch als International Commodity Code (ICC), Katalognummer oder SKU bezeichnet.	Diese Nummer wird auf dem Versandetikett und dem Etikett der Markteinheit angegeben.
Materialnummer	Die Materialnummer wird auch als SAP-Materialnummer bezeichnet. Dies ist eine zusätzliche Nummer, die häufig in den Vertriebskanälen verwendet wird.	Die Nummer befindet sich nur auf dem Versandetikett und ist nicht auf dem Etikett der Markteinheit aufgeführt.
Materialbeschreibung	<p>Die Materialbeschreibung enthält eine Beschreibung des fertigen Produkts aus dem internen SAP-System von ConvaTec. Es handelt sich um eine kurze und kodierte Produktbeschreibung. Das Beispiel eines Artikels der untersten Ebene bedeutet: Produktcode 125026, Charge 8A06575, SURFIT PLUS WFR CVX 13X45MM (1X5PK):</p> <ul style="list-style-type: none"> • WFR: Basisplatte (Hautschutz) • CVX: konvex • 13x45mm: 13-mm-Öffnung mit 45-mm-Rastring • 1x5pk: eine Markteinheit (1) enthält fünf (5) Hautschutz-Systeme 	Eine Beschreibung des Materials befindet sich auf dem Versandetikett und dem Etikett der Markteinheit. Die Beschreibung auf diesen Etiketten muss aber nicht zwingend (wörtlich) mit der Materialbeschreibung wie in diesem Anhang aufgeführt übereinstimmen.

Chargennummer	Nachverfolgbare Nummer, die speziell für das Produkt vergeben wird.	Diese Nummer wird auf dem Versandetikett und dem Etikett der Markteinheit angegeben
---------------	---	--

Produkt-Code	Materialnummer	Materialbeschreibung	Chargennummer
125026	1012910	SURFIT PLUS WFR CVX 13X45MM (1X5PK) FR	8A06575
125026	1053605	SURFIT PLUS WFR CVX 13X45MM (1X5PK) INT	8A06576
125027	1012911	SURFIT PLUS WFR CVX 16X45MM (1X5PK) FR	7G00162
125027	1053606	SURFIT PLUS WFR CVX 16X45MM (1X5PK) INT	7G00167
125027	1013422	COMBIHESIVE 2S WFR CVX 16/45MM(1X5PK)CEU	7G00168
125027	1012913	SURFIT PLUS WFR CVX 16X45MM (1X5PK) IT	7G00169
125027	1002346	COMBIHESIVE II WFR CVX 16X45MM(1X5PK)SCN	7J00668
125027	1012913	SURFIT PLUS WFR CVX 16X45MM (1X5PK) IT	7J00669
125027	1013422	COMBIHESIVE 2S WFR CVX 16/45MM(1X5PK)CEU	7J00670
125027	1002346	COMBIHESIVE II WFR CVX 16X45MM(1X5PK)SCN	8C03534
125027	1013422	COMBIHESIVE 2S WFR CVX 16/45MM(1X5PK)CEU	8C03535
125028	1012914	SURFIT PLUS WFR CVX 19X45MM (1X5PK) IT	7D00609
125028	1002348	SURFIT PLUS WFR CVX 19X45MM (1X5PK) INT	7D00610
125028	1012353	COMBIHESIVE WFR IIS D/CVX 19MM (1X5PK)BE	7D00611
125028	1012903	SURFIT PLUS WFR CVX 19X45MM (1X5PK) FR	7D00643
125028	1012914	SURFIT PLUS WFR CVX 19X45MM (1X5PK) IT	7L02963
125028	1012903	SURFIT PLUS WFR CVX 19X45MM (1X5PK) FR	7L02964
125028	1002347	COMBIHESIVE II WFR CVX 19X45MM(1X5PK)SCN	7L03102
125028	1002348	SURFIT PLUS WFR CVX 19X45MM (1X5PK) INT	8A00728
125028	1002348	SURFIT PLUS WFR CVX 19X45MM (1X5PK) INT	8B04995
125028	1012353	COMBIHESIVE WFR IIS D/CVX 19MM (1X5PK)BE	8B04996
125028	1012914	SURFIT PLUS WFR CVX 19X45MM (1X5PK) IT	8B04997
125028	1002348	SURFIT PLUS WFR CVX 19X45MM (1X5PK) INT	8D00465
125028	1012903	SURFIT PLUS WFR CVX 19X45MM (1X5PK) FR	8D00466
125028	1013423	COMBIHESIVE 2S WFR CVX 19/45MM(1X5PK)CEU	8D00467
125028	1013423	COMBIHESIVE 2S WFR CVX 19/45MM(1X5PK)CEU	8F03145
125028	1002348	SURFIT PLUS WFR CVX 19X45MM (1X5PK) INT	8F03149
125028	1012353	COMBIHESIVE WFR IIS D/CVX 19MM (1X5PK)BE	8F03150
125028	1012914	SURFIT PLUS WFR CVX 19X45MM (1X5PK) IT	8F03151
125028	1013423	COMBIHESIVE 2S WFR CVX 19/45MM(1X5PK)CEU	8G03301
125028	1012914	SURFIT PLUS WFR CVX 19X45MM (1X5PK) IT	8G03332
125029	1002349	COMBIHESIVE II WFR CVX 22X45MM(1X5PK)SCN	7C05870
125029	1012915	SURFIT PLUS WFR CVX 22X45MM (1X5PK) IT	7C05871
125029	1002350	SURFIT PLUS WFR CVX 22X45MM (1X5PK) INT	7G04445
125029	1002349	COMBIHESIVE II WFR CVX 22X45MM(1X5PK)SCN	7G04446
125029	1012915	SURFIT PLUS WFR CVX 22X45MM (1X5PK) IT	7G04448
125029	1012354	COMBIHESIVE WFR IIS D/CVX 22MM (1X5PK)BE	7G04449
125029	1012904	SURFIT PLUS WFR CVX 22X45MM (1X5PK) FR	7J01269
125029	1012915	SURFIT PLUS WFR CVX 22X45MM (1X5PK) IT	7J01270
125029	1002349	COMBIHESIVE II WFR CVX 22X45MM(1X5PK)SCN	7J01271

Produkt-Code	Materialnummer	Materialbeschreibung	Chargennummer
125029	1002350	SURFIT PLUS WFR CVX 22X45MM (1X5PK) INT	7J01292
125029	1002349	COMBIHESIVE II WFR CVX 22X45MM(1X5PK)SCN	8B01186
125029	1012354	COMBIHESIVE WFR IIS D/CVX 22MM (1X5PK)BE	8D00470
125029	1012915	SURFIT PLUS WFR CVX 22X45MM (1X5PK) IT	8D00471
125029	1002350	SURFIT PLUS WFR CVX 22X45MM (1X5PK) INT	8D00472
125029	1002350	SURFIT PLUS WFR CVX 22X45MM (1X5PK) INT	8E00347
125029	1002349	COMBIHESIVE II WFR CVX 22X45MM(1X5PK)SCN	8E00349
125029	1012354	COMBIHESIVE WFR IIS D/CVX 22MM (1X5PK)BE	8E00350
125029	1012904	SURFIT PLUS WFR CVX 22X45MM (1X5PK) FR	8E00992
125029	1013424	COMBIHESIVE 2S WFR CVX 22/45MM(1X5PK)CEU	8E01071
125030	1002352	COMBIHESIVE II WFR CVX 25X45MM(1X5PK)SCN	7C05894
125030	1012355	COMBIHESIVE WFR IIS D/CVX 25MM (1X5PK)BE	7G03585
125030	1002353	COMBIHESIVE 2 WFR CVX 25X45MM (1X5PK) IT	7G03586
125030	1002353	COMBIHESIVE 2 WFR CVX 25X45MM (1X5PK) IT	8A02705
125030	1013425	COMBIHESIVE 2S WFR CVX 25/45MM(1X5PK)CEU	8A02706
125030	1002354	SURFIT PLUS WFR CVX 25X45MM (1X5PK) INT	8C04244
125030	1002352	COMBIHESIVE II WFR CVX 25X45MM(1X5PK)SCN	8F02589
125030	1002354	SURFIT PLUS WFR CVX 25X45MM (1X5PK) INT	8F02590
125030	1012355	COMBIHESIVE WFR IIS D/CVX 25MM (1X5PK)BE	8F04927
125030	1002354	SURFIT PLUS WFR CVX 25X45MM (1X5PK) INT	8F04928
125030	1013425	COMBIHESIVE 2S WFR CVX 25/45MM(1X5PK)CEU	8F04929
125030	1002351	COMBIHESIVE 2 WFR CVX 25X45MM(1X5PK) FR	8F04932
125031	1002358	SURFIT PLUS WFR CVX 28X45MM (1X5PK) INT	7C04211
125031	1002358	SURFIT PLUS WFR CVX 28X45MM (1X5PK) INT	7D01175
125031	1013426	COMBIHESIVE 2S WFR CVX 28/45MM(1X5PK)CEU	7D03659
125031	1013426	COMBIHESIVE 2S WFR CVX 28/45MM(1X5PK)CEU	7D03959
125031	1002356	COMBIHESIVE II WFR CVX 28X45MM(1X5PK)SCN	7F00603
125031	1012356	COMBIHESIVE WFR IIS D/CVX 28MM (1X5PK)BE	7F00604
125031	1002357	COMBIHESIVE 2 WFR CVX 28X45MM (1X5PK) IT	7F00605
125031	1002358	SURFIT PLUS WFR CVX 28X45MM (1X5PK) INT	7F00606
125031	1002356	COMBIHESIVE II WFR CVX 28X45MM(1X5PK)SCN	8B01383
125031	1013426	COMBIHESIVE 2S WFR CVX 28/45MM(1X5PK)CEU	8B01384
125031	1002357	COMBIHESIVE 2 WFR CVX 28X45MM (1X5PK) IT	8B01385
125031	1002358	SURFIT PLUS WFR CVX 28X45MM (1X5PK) INT	8B03229
125031	1012356	COMBIHESIVE WFR IIS D/CVX 28MM (1X5PK)BE	8B03230
125031	1002355	COMBIHESIVE 2 WFR CVX 28X45MM (1X5PK) FR	8B03231
125031	1002358	SURFIT PLUS WFR CVX 28X45MM (1X5PK) INT	8C00877
125031	1013426	COMBIHESIVE 2S WFR CVX 28/45MM(1X5PK)CEU	8C00879
125031	1002356	COMBIHESIVE II WFR CVX 28X45MM(1X5PK)SCN	8D02693
125031	1013426	COMBIHESIVE 2S WFR CVX 28/45MM(1X5PK)CEU	8D02694

Produkt-Code	Materialnummer	Materialbeschreibung	Chargennummer
125031	1012356	COMBIHESIVE WFR IIS D/CVX 28MM (1X5PK)BE	8D05081
125031	1002356	COMBIHESIVE II WFR CVX 28X45MM(1X5PK)SCN	8D05092
125031	1002355	COMBIHESIVE 2 WFR CVX 28X45MM (1X5PK) FR	8D05093
125031	1013426	COMBIHESIVE 2S WFR CVX 28/45MM(1X5PK)CEU	8E01174
125031	1002358	SURFIT PLUS WFR CVX 28X45MM (1X5PK) INT	8E01175
125032	1002362	SURFIT PLUS WFR CVX 32X45MM (1X5PK) INT	7C04224
125032	1012357	COMBIHESIVE WFR IIS D/CVX 32MM (1X5PK)BE	7E01287
125032	1002360	COMBIHESIVE II WFR CVX 32X45MM(1X5PK)SCN	7E01288
125032	1002362	SURFIT PLUS WFR CVX 32X45MM (1X5PK) INT	7E01289
125032	1002359	COMBIHESIVE 2 WFR CVX 32X45MM (1X5PK) FR	7E01290
125032	1002361	COMBIHESIVE 2 WFR CVX 32X45MM (1X5PK) IT	7F00608
125033	1012358	COMBIHESIVE WFR IIS D/CVX 35MM (1X5PK)BE	7E01292
125033	1013428	COMBIHESIVE 2S WFR CVX 35/45MM(1X5PK)CEU	7E01293
125033	1002364	COMBIHESIVE II WFR CVX 35X45MM(1X5PK)SCN	7E01294
125033	1002363	COMBIHESIVE 2 WFR CVX 35X45MM (1X5PK) FR	7E01295
125033	1002366	SURFIT PLUS WFR CVX 35X45MM (1X5PK) INT	7E03364
125033	1002366	SURFIT PLUS WFR CVX 35X45MM (1X5PK) INT	8B04219
125033	1013428	COMBIHESIVE 2S WFR CVX 35/45MM(1X5PK)CEU	8B04220
125033	1002364	COMBIHESIVE II WFR CVX 35X45MM(1X5PK)SCN	8C03753
125034	1002367	COMBIHESIVE II WFR CVX 38X57MM(1X5PK)SCN	7E02412
125034	1013429	COMBIHESIVE 2S WFR CVX 38/57MM(1X5PK)CEU	7E02413
125034	1002367	COMBIHESIVE II WFR CVX 38X57MM(1X5PK)SCN	7H04904
125034	1012359	COMBIHESIVE WFR IIS D/CVX 38MM (1X5PK)BE	7H04905
125034	1013429	COMBIHESIVE 2S WFR CVX 38/57MM(1X5PK)CEU	7H04906
125034	1002368	SURFIT PLUS WFR CVX 38X57MM (1X5PK) INT	7H05074
125034	1012916	SURFIT PLUS WFR CVX 38X57MM (1X5PK) IT	8A04956
125034	1013429	COMBIHESIVE 2S WFR CVX 38/57MM(1X5PK)CEU	8A04957
125034	1002367	COMBIHESIVE II WFR CVX 38X57MM(1X5PK)SCN	8A04958
125034	1012359	COMBIHESIVE WFR IIS D/CVX 38MM (1X5PK)BE	8A04959
125034	1013429	COMBIHESIVE 2S WFR CVX 38/57MM(1X5PK)CEU	8B02249
125034	1002368	SURFIT PLUS WFR CVX 38X57MM (1X5PK) INT	8F02600
125034	1012359	COMBIHESIVE WFR IIS D/CVX 38MM (1X5PK)BE	8F02613
125034	1012916	SURFIT PLUS WFR CVX 38X57MM (1X5PK) IT	8F02614
125035	1013430	COMBIHESIVE 2S WFR CVX 41/57MM(1X5PK)CEU	7H04907
125035	1002370	SURFIT PLUS WFR CVX 41X57MM (1X5PK) INT	7H04908
125035	1002369	COMBIHESIVE II WFR CVX 41X57MM(1X5PK)SCN	7H04909
125035	1012376	COMBIHESIVE WFR IIS D/CVX 41MM (1X5PK)BE	7H04910
125035	1002370	SURFIT PLUS WFR CVX 41X57MM (1X5PK) INT	7K04883
125035	1013430	COMBIHESIVE 2S WFR CVX 41/57MM(1X5PK)CEU	7K04884
125035	1012917	SURFIT PLUS WFR CVX 41X57MM (1X5PK) IT	7K04885

Produkt-Code	Materialnummer	Materialbeschreibung	Chargennummer
125035	1012376	COMBIHESIVE WFR IIS D/CVX 41MM (1X5PK)BE	7K04886
125035	1002369	COMBIHESIVE II WFR CVX 41X57MM(1X5PK)SCN	8B01729
125035	1013430	COMBIHESIVE 2S WFR CVX 41/57MM(1X5PK)CEU	8B01730
125036	1002372	SURFIT PLUS WFR CVX 45X57MM (1X5PK) INT	7J03062
125036	1013431	COMBIHESIVE 2S WFR CVX 45/57MM(1X5PK)CEU	7J03064
125036	1014051	SURFIT PLUS WFR CVX 45X57MM (1X5PK) IT	7J03065
125036	1002372	SURFIT PLUS WFR CVX 45X57MM (1X5PK) INT	8C02094
125036	1002371	COMBIHESIVE II WFR CVX 45X57MM(1X5PK)SCN	8C02095
125036	1013431	COMBIHESIVE 2S WFR CVX 45/57MM(1X5PK)CEU	8G02097
125037	1012919	SURFIT PLUS WFR CVX 50X57MM (1X5PK) IT	7L03278
125037	1013432	COMBIHESIVE 2S WFR CVX 50/57MM(1X5PK)CEU	7L03279
125037	1002374	SURFIT PLUS WFR CVX 50X57MM (1X5PK) INT	7L03280
125037	1002373	COMBIHESIVE II WFR CVX 50X57MM(1X5PK)SCN	7L03281
125037	1012919	SURFIT PLUS WFR CVX 50X57MM (1X5PK) IT	7M02850
125278	1051431	VARICARE S4S CVX WFR 13/45MM (1X5PK) JP	7J00006
125279	1051432	VARICARE S4S CVX WFR 16/45MM (1X5PK) JP	7F04003
125279	1051432	VARICARE S4S CVX WFR 16/45MM (1X5PK) JP	7J00008
125279	1051432	VARICARE S4S CVX WFR 16/45MM (1X5PK) JP	8F00683
125280	1051433	VARICARE S4S CVX WFR 19/45MM (1X5PK) JP	7M03972
125280	1051433	VARICARE S4S CVX WFR 19/45MM (1X5PK) JP	8A00733
125280	1051433	VARICARE S4S CVX WFR 19/45MM (1X5PK) JP	8E04639
125281	1051434	VARICARE S4S CVX WFR 22/45MM (1X5PK) JP	7E01836
125281	1051434	VARICARE S4S CVX WFR 22/45MM (1X5PK) JP	7K00524
125282	1051435	VARICARE S4S CVX WFR 25/45MM (1X5PK) JP	7J00001
125282	1051435	VARICARE S4S CVX WFR 25/45MM (1X5PK) JP	8E03843
125283	1051436	VARICARE S4S CVX WFR 28/45MM (1X5PK) JP	7F03154
125283	1051436	VARICARE S4S CVX WFR 28/45MM (1X5PK) JP	7M03580
125283	1051436	VARICARE S4S CVX WFR 28/45MM (1X5PK) JP	8F01049
125284	1051437	VARICARE S4S CVX WFR 32/45MM (1X5PK) JP	7H02190
125285	1051438	VARICARE S4S CVX WFR 35/45MM (1X5PK) JP	7J04969
125285	1051438	VARICARE S4S CVX WFR 35/45MM (1X5PK) JP	8G03496
402200	1052415	SURFIT NATURA S4S WFR CVX13/45MM1X5NL/GB	7J01294
402200	1052403	SURFIT NATURA S4S WFR CVX 13/45MM(1X5)DE	7J01295
402201	1052416	SURFIT NATURA S4S WFR CVX16/45MM1X5NL/GB	7F03877
402201	1052404	SURFIT NATURA S4S WFR CVX 16/45MM(1X5)DE	7F03878
402201	1052416	SURFIT NATURA S4S WFR CVX16/45MM1X5NL/GB	7H04125
402201	1052404	SURFIT NATURA S4S WFR CVX 16/45MM(1X5)DE	8A06015
402201	1052416	SURFIT NATURA S4S WFR CVX16/45MM1X5NL/GB	8D01629
402202	1052417	SURFIT NATURA S4S WFR CVX19/45MM1X5NL/GB	7H01478
402202	1052405	SURFIT NATURA S4S WFR CVX 19/45MM(1X5)DE	7H01479

Produkt-Code	Materialnummer	Materialbeschreibung	Chargennummer
402202	1052405	SURFIT NATURA S4S WFR CVX 19/45MM(1X5)DE	7K05366
402202	1052417	SURFIT NATURA S4S WFR CVX19/45MM1X5NL/GB	7K05368
402202	1052417	SURFIT NATURA S4S WFR CVX19/45MM1X5NL/GB	8D05099
402202	1052417	SURFIT NATURA S4S WFR CVX19/45MM1X5NL/GB	8G04010
402202	1052405	SURFIT NATURA S4S WFR CVX 19/45MM(1X5)DE	8G04012
402203	1052418	SURFIT NATURA S4S WFR CVX22/45MM1X5NL/GB	7J00665
402203	1052406	SURFIT NATURA S4S WFR CVX 22/45MM(1X5)DE	7K03422
402203	1052418	SURFIT NATURA S4S WFR CVX22/45MM1X5NL/GB	7K03423
402203	1052406	SURFIT NATURA S4S WFR CVX 22/45MM(1X5)DE	7L01060
402203	1052418	SURFIT NATURA S4S WFR CVX22/45MM1X5NL/GB	7L01062
402203	1052406	SURFIT NATURA S4S WFR CVX 22/45MM(1X5)DE	8C00960
402203	1052418	SURFIT NATURA S4S WFR CVX22/45MM1X5NL/GB	8C03915
402204	1052407	SURFIT NATURA S4S WFR CVX 25/45MM(1X5)DE	7F00955
402204	1052419	SURFIT NATURA S4S WFR CVX25/45MM1X5NL/GB	7F00956
402204	1052419	SURFIT NATURA S4S WFR CVX25/45MM1X5NL/GB	7H01474
402204	1052407	SURFIT NATURA S4S WFR CVX 25/45MM(1X5)DE	7H01475
402204	1052419	SURFIT NATURA S4S WFR CVX25/45MM1X5NL/GB	7K02141
402204	1052407	SURFIT NATURA S4S WFR CVX 25/45MM(1X5)DE	7K02153
402204	1052419	SURFIT NATURA S4S WFR CVX25/45MM1X5NL/GB	8D05096
402204	1052407	SURFIT NATURA S4S WFR CVX 25/45MM(1X5)DE	8G01612
402204	1052419	SURFIT NATURA S4S WFR CVX25/45MM1X5NL/GB	8G01613
402204	1052419	SURFIT NATURA S4S WFR CVX25/45MM1X5NL/GB	8H04519
402204	1052407	SURFIT NATURA S4S WFR CVX 25/45MM(1X5)DE	8H04521
402205	1052408	SURFIT NATURA S4S WFR CVX 28/45MM(1X5)DE	7F06139
402205	1052408	SURFIT NATURA S4S WFR CVX 28/45MM(1X5)DE	7G03644
402205	1052420	SURFIT NATURA S4S WFR CVX28/45MM1X5NL/GB	7G03645
402205	1052420	SURFIT NATURA S4S WFR CVX28/45MM1X5NL/GB	7M03576
402205	1052408	SURFIT NATURA S4S WFR CVX 28/45MM(1X5)DE	8D00474
402205	1052420	SURFIT NATURA S4S WFR CVX28/45MM1X5NL/GB	8D00476
402205	1052408	SURFIT NATURA S4S WFR CVX 28/45MM(1X5)DE	8G04015
402205	1052420	SURFIT NATURA S4S WFR CVX28/45MM1X5NL/GB	8J00540
402206	1052421	SURFIT NATURA S4S WFR CVX32/45MM1X5NL/GB	7G03647
402206	1052409	SURFIT NATURA S4S WFR CVX 32/45MM(1X5)DE	7G03648
402206	1052409	SURFIT NATURA S4S WFR CVX 32/45MM(1X5)DE	7L01338
402206	1052421	SURFIT NATURA S4S WFR CVX32/45MM1X5NL/GB	7L01339
402206	1052421	SURFIT NATURA S4S WFR CVX32/45MM1X5NL/GB	7M03584
402206	1052421	SURFIT NATURA S4S WFR CVX32/45MM1X5NL/GB	8C00953
402206	1052421	SURFIT NATURA S4S WFR CVX32/45MM1X5NL/GB	8C03490
402207	1052410	SURFIT NATURA S4S WFR CVX 35/45MM(1X5)DE	7K02047
402207	1052422	SURFIT NATURA S4S WFR CVX35/45MM1X5NL/GB	7K02048

Produkt-Code	Materialnummer	Materialbeschreibung	Chargennummer
402207	1052422	SURFIT NATURA S4S WFR CVX35/45MM1X5NL/GB	8A00737
402207	1052410	SURFIT NATURA S4S WFR CVX 35/45MM(1X5)DE	8A00738
402207	1052422	SURFIT NATURA S4S WFR CVX35/45MM1X5NL/GB	8F00089
402207	1052422	SURFIT NATURA S4S WFR CVX35/45MM1X5NL/GB	8G03493
402208	1052423	SURFIT NATURA S4S WFR CVX38/57MM1X5NL/GB	7H04929
402208	1052411	SURFIT NATURA S4S WFR CVX 38/57MM(1X5)DE	7H04930
402208	1052423	SURFIT NATURA S4S WFR CVX38/57MM1X5NL/GB	7J04231
402208	1052411	SURFIT NATURA S4S WFR CVX 38/57MM(1X5)DE	7J04233
402208	1052423	SURFIT NATURA S4S WFR CVX38/57MM1X5NL/GB	8H00327
402209	1052424	SURFIT NATURA S4S WFR CVX41/57MM1X5NL/GB	7H03495
402209	1052424	SURFIT NATURA S4S WFR CVX41/57MM1X5NL/GB	7H03496
402209	1052412	SURFIT NATURA S4S WFR CVX 41/57MM(1X5)DE	7H03497
402210	1052425	SURFIT NATURA S4S WFR CVX45/57MM1X5NL/GB	7H04917
402210	1052413	SURFIT NATURA S4S WFR CVX 45/57MM(1X5)DE	7H04918
402211	1052414	SURFIT NATURA S4S WFR CVX 50/57MM(1X5)DE	7H05736
402211	1052426	SURFIT NATURA S4S WFR CVX50/57MM1X5NL/GB	7H05737
125028	1210693	SURFIT PLUS WFR CVX 19X45MM (1X5PK) ES	7L02965
125028	1210693	SURFIT PLUS WFR CVX 19X45MM (1X5PK) ES	8A00729
125028	1210693	SURFIT PLUS WFR CVX 19X45MM (1X5PK) ES	8D00468
125028	1210693	SURFIT PLUS WFR CVX 19X45MM (1X5PK) ES	8F03146
125029	1210694	SURFIT PLUS WFR CVX 22X45MM (1X5PK) ES	8B01190
125030	1210695	COMBIHESIVE 2 WFR CVX 25X45MM (1X5PK) ES	7G03584
125030	1210695	COMBIHESIVE 2 WFR CVX 25X45MM (1X5PK) ES	8A02704
125030	1210695	COMBIHESIVE 2 WFR CVX 25X45MM (1X5PK) ES	8C04243
125030	1210695	COMBIHESIVE 2 WFR CVX 25X45MM (1X5PK) ES	8F02591
125030	1210695	COMBIHESIVE 2 WFR CVX 25X45MM (1X5PK) ES	8F04930
125031	1210696	COMBIHESIVE 2 WFR CVX 28X45MM (1X5PK) ES	8B03228
125032	1210697	COMBIHESIVE 2 WFR CVX 32X45MM (1X5PK) ES	7E03289
125033	1210698	COMBIHESIVE 2 WFR CVX 34X45MM (1X5PK) ES	8B04221
125033	1210698	COMBIHESIVE 2 WFR CVX 34X45MM (1X5PK) ES	8C03752
125278	1704525	NATURA WFR FLEX CVX 13/45MM (1X5PK) EUR	7L03067
125278	1135962	C/HESIVE NAT WFR FLEX 13/45MM (1X5)GB/NL	7L03070
125278	1136074	C/HESIVE NAT WFR FLEX 13/45MM (1X5PK) DE	7L03072
125279	1704527	NATURA WFR FLEX CVX 16/45MM (1X5PK) EUR	7E02269
125279	1136075	C/HESIVE NAT WFR FLEX 16/45MM (1X5PK) DE	7E02312
125279	1136075	C/HESIVE NAT WFR FLEX 16/45MM (1X5PK) DE	7K05185
125279	1704527	NATURA WFR FLEX CVX 16/45MM (1X5PK) EUR	7K05186
125279	1135963	C/HESIVE NAT WFR FLEX 16/45MM (1X5)GB/NL	7K05187
125279	1135963	C/HESIVE NAT WFR FLEX 16/45MM (1X5)GB/NL	8F00670
125279	1704527	NATURA WFR FLEX CVX 16/45MM (1X5PK) EUR	8F00671

Produkt-Code	Materialnummer	Materialbeschreibung	Chargennummer
125280	1136076	C/HESIVE NAT WFR FLEX 19/45MM (1X5PK) DE	7D01171
125280	1135964	C/HESIVE NAT WFR FLEX 19/45MM (1X5)GB/NL	7D01173
125280	1136076	C/HESIVE NAT WFR FLEX 19/45MM (1X5PK) DE	7D04717
125280	1135964	C/HESIVE NAT WFR FLEX 19/45MM (1X5)GB/NL	8A00732
125280	1136076	C/HESIVE NAT WFR FLEX 19/45MM (1X5PK) DE	8A00735
125280	1135964	C/HESIVE NAT WFR FLEX 19/45MM (1X5)GB/NL	8E04640
125281	1136077	C/HESIVE NAT WFR FLEX 22/45MM (1X5PK) DE	7C05397
125281	1135965	C/HESIVE NAT WFR FLEX 22/45MM (1X5)GB/NL	7C05398
125281	1704529	NATURA WFR FLEX CVX 22/45MM (1X5PK) EUR	7E01837
125281	1136077	C/HESIVE NAT WFR FLEX 22/45MM (1X5PK) DE	7E01838
125281	1135965	C/HESIVE NAT WFR FLEX 22/45MM (1X5)GB/NL	7K00519
125281	1136077	C/HESIVE NAT WFR FLEX 22/45MM (1X5PK) DE	7K00520
125281	1135965	C/HESIVE NAT WFR FLEX 22/45MM (1X5)GB/NL	7K05908
125281	1704529	NATURA WFR FLEX CVX 22/45MM (1X5PK) EUR	7K05911
125281	1704529	NATURA WFR FLEX CVX 22/45MM (1X5PK) EUR	7L01342
125281	1136077	C/HESIVE NAT WFR FLEX 22/45MM (1X5PK) DE	7L01343
125281	1135965	C/HESIVE NAT WFR FLEX 22/45MM (1X5)GB/NL	8E01678
125282	1704530	NATURA WFR FLEX CVX 25/45MM (1X5PK) EUR	7E01711
125282	1704530	NATURA WFR FLEX CVX 25/45MM (1X5PK) EUR	7F01779
125282	1704530	NATURA WFR FLEX CVX 25/45MM (1X5PK) EUR	7G00165
125282	1136078	C/HESIVE NAT WFR FLEX 25/45MM (1X5PK) DE	7G02896
125282	1136078	C/HESIVE NAT WFR FLEX 25/45MM (1X5PK) DE	7M03979
125282	1704530	NATURA WFR FLEX CVX 25/45MM (1X5PK) EUR	8B00892
125282	1704530	NATURA WFR FLEX CVX 25/45MM (1X5PK) EUR	8E03842
125282	1135966	C/HESIVE NAT WFR FLEX 25/45MM (1X5)GB/NL	8H01556
125282	1136078	C/HESIVE NAT WFR FLEX 25/45MM (1X5PK) DE	8H01557
125283	1135967	C/HESIVE NAT WFR FLEX 28/45MM (1X5)GB/NL	7C05414
125283	1704531	NATURA WFR FLEX CVX 28/45MM (1X5PK) EUR	7F03153
125283	1136079	C/HESIVE NAT WFR FLEX 28/45MM (1X5PK) DE	7H04122
125283	1704531	NATURA WFR FLEX CVX 28/45MM (1X5PK) EUR	7L01043
125283	1136079	C/HESIVE NAT WFR FLEX 28/45MM (1X5PK) DE	7L01045
125283	1704531	NATURA WFR FLEX CVX 28/45MM (1X5PK) EUR	7M03582
125283	1135967	C/HESIVE NAT WFR FLEX 28/45MM (1X5)GB/NL	7M03583
125283	1136079	C/HESIVE NAT WFR FLEX 28/45MM (1X5PK) DE	8J00539
125284	1135968	C/HESIVE NAT WFR FLEX 32/45MM (1X5)GB/NL	7H02189
125284	1704532	NATURA WFR FLEX CVX 32/45MM (1X5PK) EUR	8C03529
125285	1136081	C/HESIVE NAT WFR FLEX 35/45MM (1X5PK) DE	7D04718
125285	1704533	NATURA WFR FLEX CVX 35/45MM (1X5PK) EUR	7F01762
125285	1135969	C/HESIVE NAT WFR FLEX 35/45MM (1X5)GB/NL	7J02058
125285	1704533	NATURA WFR FLEX CVX 35/45MM (1X5PK) EUR	8G03495

Produkt-Code	Materialnummer	Materialbeschreibung	Chargennummer
125286	1136082	C/HESIVE NAT WFR FLEX 38/57MM (1X5PK) DE	7F05915
125286	1136082	C/HESIVE NAT WFR FLEX 38/57MM (1X5PK) DE	7H06312
125286	1135970	C/HESIVE NAT WFR FLEX 38/57MM (1X5)GB/NL	7H06313
125286	1704534	NATURA WFR FLEX CVX 38/57MM (1X5PK) EUR	7H06316
125286	1136082	C/HESIVE NAT WFR FLEX 38/57MM (1X5PK) DE	7J04227
125286	1704534	NATURA WFR FLEX CVX 38/57MM (1X5PK) EUR	7J04228
125286	1135970	C/HESIVE NAT WFR FLEX 38/57MM (1X5)GB/NL	8A05991
125286	1704534	NATURA WFR FLEX CVX 38/57MM (1X5PK) EUR	8E01296
125287	1136071	C/HESIVE NAT WFR FLEX 41/57MM (1X5)GB/NL	8A06017
125287	1136083	C/HESIVE NAT WFR FLEX 41/57MM (1X5PK) DE	8A06018
125287	1704535	NATURA WFR FLEX CVX 41/57MM (1X5PK) EUR	8A06019
125287	1136083	C/HESIVE NAT WFR FLEX 41/57MM (1X5PK) DE	8D00709
125287	1136071	C/HESIVE NAT WFR FLEX 41/57MM (1X5)GB/NL	8D05101
125288	1704536	NATURA WFR FLEX CVX 45/57MM (1X5PK) EUR	7H04927
125288	1704536	NATURA WFR FLEX CVX 45/57MM (1X5PK) EUR	7M00468
125288	1136084	C/HESIVE NAT WFR FLEX 45/57MM (1X5PK) DE	7M00469
125289	1700992	NATURA WFR FLEX CVX 50/57MM (1X5PK) EUR	7G01363
125289	1136073	C/HESIVE NAT WFR FLEX 50/57MM (1X5)GB/NL	7G01364
125289	1136085	C/HESIVE NAT WFR FLEX 50/57MM (1X5PK) DE	7G01366
125289	1700992	NATURA WFR FLEX CVX 50/57MM (1X5PK) EUR	7J00630
125289	1136085	C/HESIVE NAT WFR FLEX 50/57MM (1X5PK) DE	7K07046
125289	1136073	C/HESIVE NAT WFR FLEX 50/57MM (1X5)GB/NL	7K07047
404592	1156500	NATURA WFR MOLDABLE CVX 13/45MM (1X10)US	7C05400
404592	1156500	NATURA WFR MOLDABLE CVX 13/45MM (1X10)US	7C05401
404592	1175793	C/HESIVE NAT WFR MLD CVX 13/22MM(1X10)JP	7F06140
404592	1175760	C/HESIVE NAT WFR MLD CVX 13/22MM(1X10)DE	7F06141
404592	1175793	C/HESIVE NAT WFR MLD CVX 13/22MM(1X10)JP	7K00745
404592	1701043	NATURA MLDC CVX 13/22MM (1X10PK) EUR	7K00746
404592	1174445	C/HESIVE NAT MLDC CVX13/22MM(1X10) GB/NL	7M00630
404592	1175760	C/HESIVE NAT WFR MLD CVX 13/22MM(1X10)DE	7M00631
404592	1156500	NATURA WFR MOLDABLE CVX 13/45MM (1X10)US	7M00632
404592	1701043	NATURA MLDC CVX 13/22MM (1X10PK) EUR	7M03042
404592	1156500	NATURA WFR MOLDABLE CVX 13/45MM (1X10)US	7M03044
404592	1156500	NATURA WFR MOLDABLE CVX 13/45MM (1X10)US	8A00115
404592	1156500	NATURA WFR MOLDABLE CVX 13/45MM (1X10)US	8A03532
404592	1701043	NATURA MLDC CVX 13/22MM (1X10PK) EUR	8A04344
404592	1156500	NATURA WFR MOLDABLE CVX 13/45MM (1X10)US	8A04345
404592	1156500	NATURA WFR MOLDABLE CVX 13/45MM (1X10)US	8A04652
404592	1156500	NATURA WFR MOLDABLE CVX 13/45MM (1X10)US	8A06020
404592	1175793	C/HESIVE NAT WFR MLD CVX 13/22MM(1X10)JP	8A06807

Produkt-Code	Materialnummer	Materialbeschreibung	Chargennummer
404592	1174445	C/HESIVE NAT MLDC CVX13/22MM(1X10) GB/NL	8A06808
404592	1175760	C/HESIVE NAT WFR MLD CVX 13/22MM(1X10)DE	8A06810
404592	1156500	NATURA WFR MOLDABLE CVX 13/45MM (1X10)US	8C00510
404592	1156500	NATURA WFR MOLDABLE CVX 13/45MM (1X10)US	8C02727
404592	1156500	NATURA WFR MOLDABLE CVX 13/45MM (1X10)US	8C04760
404592	1174445	C/HESIVE NAT MLDC CVX13/22MM(1X10) GB/NL	8C04761
404592	1156500	NATURA WFR MOLDABLE CVX 13/45MM (1X10)US	8D00831
404592	1156500	NATURA WFR MOLDABLE CVX 13/45MM (1X10)US	8E03229
404592	1175760	C/HESIVE NAT WFR MLD CVX 13/22MM(1X10)DE	8E03230
404592	1701043	NATURA MLDC CVX 13/22MM (1X10PK) EUR	8E03231
404592	1156500	NATURA WFR MOLDABLE CVX 13/45MM (1X10)US	8E05049
404592	1175793	C/HESIVE NAT WFR MLD CVX 13/22MM(1X10)JP	8G02863
404593	1156501	NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM (1X10)US	7D00656
404593	1156501	NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM (1X10)US	7D04454
404593	1701044	NATURA WFR MLD CVX 22/33MM (1X10PK) EUR	7E02404
404593	1175761	C/HESIVE NAT WFR MLD CVX 22/33MM(1X10)DE	7E02405
404593	1175761	C/HESIVE NAT WFR MLD CVX 22/33MM(1X10)DE	7F01769
404593	1156501	NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM (1X10)US	7G02078
404593	1174446	C/HESIVE NAT MLDC CVX22/33MM(1X10) GB/NL	7G02852
404593	1175761	C/HESIVE NAT WFR MLD CVX 22/33MM(1X10)DE	7G02853
404593	1175794	C/HESIVE NAT WFR MLD CVX 22/33MM(1X10)JP	7G02854
404593	1701044	NATURA WFR MLD CVX 22/33MM (1X10PK) EUR	7G04435
404593	1156501	NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM (1X10)US	7G04441
404593	1156501	NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM (1X10)US	7H02557
404593	1156501	NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM (1X10)US	7J01301
404593	1175761	C/HESIVE NAT WFR MLD CVX 22/33MM(1X10)DE	7K00530
404593	1156501	NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM (1X10)US	7K04909
404593	1701044	NATURA WFR MLD CVX 22/33MM (1X10PK) EUR	7K04911
404593	1174446	C/HESIVE NAT MLDC CVX22/33MM(1X10) GB/NL	7L00138
404593	1175794	C/HESIVE NAT WFR MLD CVX 22/33MM(1X10)JP	7L00139
404593	1156501	NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM (1X10)US	7M01936
404593	1175794	C/HESIVE NAT WFR MLD CVX 22/33MM(1X10)JP	7M02490
404593	1156501	NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM (1X10)US	8A00074
404593	1156501	NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM (1X10)US	8B00644
404593	1156501	NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM (1X10)US	8B02183
404593	1156501	NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM (1X10)US	8B03434
404593	1156501	NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM (1X10)US	8B04381
404593	1174446	C/HESIVE NAT MLDC CVX22/33MM(1X10) GB/NL	8B05257
404593	1175794	C/HESIVE NAT WFR MLD CVX 22/33MM(1X10)JP	8B05258
404593	1156501	NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM (1X10)US	8C00509

Produkt-Code	Materialnummer	Materialbeschreibung	Chargennummer
404593	1156501	NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM (1X10)US	8C01171
404593	1156501	NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM (1X10)US	8C02729
404593	1156501	NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM (1X10)US	8C03723
404593	1156501	NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM (1X10)US	8D02090
404593	1156501	NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM (1X10)US	8D03559
404593	1174446	C/HESIVE NAT MLDC CVX22/33MM(1X10) GB/NL	8E01304
404593	1701044	NATURA WFR MLD CVX 22/33MM (1X10PK) EUR	8E01305
404593	1156501	NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM (1X10)US	8E01307
404593	1156501	NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM (1X10)US	8E02086
404593	1174446	C/HESIVE NAT MLDC CVX22/33MM(1X10) GB/NL	8E02335
404593	1156501	NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM (1X10)US	8E03031
404593	1156501	NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM (1X10)US	8E04637
404593	1156501	NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM (1X10)US	8F02984
404593	1156501	NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM (1X10)US	8F03648
404593	1156501	NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM (1X10)US	8F04417
404593	1156501	NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM (1X10)US	8G00535
404593	1156501	NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM (1X10)US	8G03022
404593	1701044	NATURA WFR MLD CVX 22/33MM (1X10PK) EUR	8G03023
404593	1156501	NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM (1X10)US	8G04263
404593	1156501	NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM (1X10)US	8H01875
404593	1156501	NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM (1X10)US	8H01908
404593	1156501	NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM (1X10)US	8H04937
404594	1156502	NATURA WFR MOLDABLE CVX 33/57MM (1X10)US	7E01633
404594	1156502	NATURA WFR MOLDABLE CVX 33/57MM (1X10)US	7E04176
404594	1156502	NATURA WFR MOLDABLE CVX 33/57MM (1X10)US	7E04177
404594	1156502	NATURA WFR MOLDABLE CVX 33/57MM (1X10)US	7E04777
404594	1701045	NATURA MLDC CVX 33/57MM (1X10PK) EUR	7F00003
404594	1156502	NATURA WFR MOLDABLE CVX 33/57MM (1X10)US	7F02063
404594	1156502	NATURA WFR MOLDABLE CVX 33/57MM (1X10)US	7F05062
404594	1175795	C/HESIVE NAT WFR MLD CVX 33/57MM(1X10)JP	7F05064
404594	1701045	NATURA MLDC CVX 33/57MM (1X10PK) EUR	7G00578
404594	1174447	C/HESIVE NAT MLDC CVX33/57MM(1X10) GB/NL	7G05697
404594	1175762	C/HESIVE NAT WFR MLD CVX 33/57MM(1X10)DE	7G05698
404594	1156502	NATURA WFR MOLDABLE CVX 33/57MM (1X10)US	7H04130
404594	1156502	NATURA WFR MOLDABLE CVX 33/57MM (1X10)US	7H04920
404594	1174447	C/HESIVE NAT MLDC CVX33/57MM(1X10) GB/NL	7H04921
404594	1156502	NATURA WFR MOLDABLE CVX 33/57MM (1X10)US	7J02079
404594	1175795	C/HESIVE NAT WFR MLD CVX 33/57MM(1X10)JP	7L01034
404594	1701045	NATURA MLDC CVX 33/57MM (1X10PK) EUR	7L01035
404594	1175762	C/HESIVE NAT WFR MLD CVX 33/57MM(1X10)DE	7L04697

Produkt-Code	Materialnummer	Materialbeschreibung	Chargennummer
404594	1156502	NATURA WFR MOLDABLE CVX 33/57MM (1X10)US	7L04700
404594	1156502	NATURA WFR MOLDABLE CVX 33/57MM (1X10)US	7L05271
404594	1156502	NATURA WFR MOLDABLE CVX 33/57MM (1X10)US	7M00428
404594	1156502	NATURA WFR MOLDABLE CVX 33/57MM (1X10)US	7M01598
404594	1156502	NATURA WFR MOLDABLE CVX 33/57MM (1X10)US	7M01995
404594	1156502	NATURA WFR MOLDABLE CVX 33/57MM (1X10)US	7M03355
404594	1701045	NATURA MLDC CVX 33/57MM (1X10PK) EUR	7M03432
404594	1175795	C/HESIVE NAT WFR MLD CVX 33/57MM(1X10)JP	7M03434
404594	1156502	NATURA WFR MOLDABLE CVX 33/57MM (1X10)US	8A00740
404594	1175762	C/HESIVE NAT WFR MLD CVX 33/57MM(1X10)DE	8A00741
404594	1174447	C/HESIVE NAT MLDC CVX33/57MM(1X10) GB/NL	8A00742
404594	1701045	NATURA MLDC CVX 33/57MM (1X10PK) EUR	8B03275
404594	1156502	NATURA WFR MOLDABLE CVX 33/57MM (1X10)US	8D00463
404594	1174447	C/HESIVE NAT MLDC CVX33/57MM(1X10) GB/NL	8D00595
404594	1156502	NATURA WFR MOLDABLE CVX 33/57MM (1X10)US	8D02102
404594	1156502	NATURA WFR MOLDABLE CVX 33/57MM (1X10)US	8D02814
404594	1156502	NATURA WFR MOLDABLE CVX 33/57MM (1X10)US	8D03557
404594	1175795	C/HESIVE NAT WFR MLD CVX 33/57MM(1X10)JP	8D05072
404594	1701045	NATURA MLDC CVX 33/57MM (1X10PK) EUR	8D05074
404594	1156502	NATURA WFR MOLDABLE CVX 33/57MM (1X10)US	8E00637
404594	1156502	NATURA WFR MOLDABLE CVX 33/57MM (1X10)US	8E01067
404594	1156502	NATURA WFR MOLDABLE CVX 33/57MM (1X10)US	8E01627
404594	1174447	C/HESIVE NAT MLDC CVX33/57MM(1X10) GB/NL	8E03028
404594	1156502	NATURA WFR MOLDABLE CVX 33/57MM (1X10)US	8E03029
404594	1175795	C/HESIVE NAT WFR MLD CVX 33/57MM(1X10)JP	8F03571
404594	1156502	NATURA WFR MOLDABLE CVX 33/57MM (1X10)US	8F03634
404594	1156502	NATURA WFR MOLDABLE CVX 33/57MM (1X10)US	8F04925
404594	1701045	NATURA MLDC CVX 33/57MM (1X10PK) EUR	8G03296
404594	1156502	NATURA WFR MOLDABLE CVX 33/57MM (1X10)US	8G03730
404594	1174447	C/HESIVE NAT MLDC CVX33/57MM(1X10) GB/NL	8G03932
404594	1156502	NATURA WFR MOLDABLE CVX 33/57MM (1X10)US	8H01554
404594	1175795	C/HESIVE NAT WFR MLD CVX 33/57MM(1X10)JP	8H02437
404594	1156502	NATURA WFR MOLDABLE CVX 33/57MM (1X10)US	8H02438
404594	1156502	NATURA WFR MOLDABLE CVX 33/57MM (1X10)US	8H04517
404594	1701045	NATURA MLDC CVX 33/57MM (1X10PK) EUR	8J00972
411449	1189481	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX13/45MM1X10PKFR	7D05763
411449	1191965	SURFIT PLUS MOLDABLE CVX13/45MM1X10PKINT	7D05766
411449	1189481	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX13/45MM1X10PKFR	7J01296
411449	1191965	SURFIT PLUS MOLDABLE CVX13/45MM1X10PKINT	7K03430
411449	1189481	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX13/45MM1X10PKFR	8E01630

Produkt-Code	Materialnummer	Materialbeschreibung	Chargennummer
411450	1189482	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX22/45MM1X10PKFR	7D02980
411450	1191966	SURFIT PLUS MOLDABLE CVX22/45MM1X10PKINT	7D03850
411450	1189482	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX22/45MM1X10PKFR	7E00892
411450	1191966	SURFIT PLUS MOLDABLE CVX22/45MM1X10PKINT	7G01988
411450	1189482	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX22/45MM1X10PKFR	7L01056
411450	1191966	SURFIT PLUS MOLDABLE CVX22/45MM1X10PKINT	7L07677
411450	1191966	SURFIT PLUS MOLDABLE CVX22/45MM1X10PKINT	8J02466
411451	1189483	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX33/57MM1X10PKFR	7G03101
411451	1191968	SURFIT S92MOLDABLE CVX33/57MM1X10PKINT	7G03115
411451	1191968	SURFIT S92MOLDABLE CVX33/57MM1X10PKINT	7K01486
411451	1189483	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX33/57MM1X10PKFR	7K01698
411451	1189483	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX33/57MM1X10PKFR	7L06598
411451	1191968	SURFIT S92MOLDABLE CVX33/57MM1X10PKINT	8A00745
411451	1191968	SURFIT S92MOLDABLE CVX33/57MM1X10PKINT	8E03026
411451	1189483	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX33/57MM1X10PKFR	8F00894
411451	1191968	SURFIT S92MOLDABLE CVX33/57MM1X10PKINT	8F00895
411451	1191968	SURFIT S92MOLDABLE CVX33/57MM1X10PKINT	8F04686
411451	1191968	SURFIT S92MOLDABLE CVX33/57MM1X10PKINT	8J01450
411451	1189483	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX33/57MM1X10PKFR	8J01492
411452	1187547	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX13/45MM1X5PK IT	7D05767
411452	1187547	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX13/45MM1X5PK IT	7J01297
411452	1190777	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX13/45MM1X5PK BE	7K03428
411452	1187547	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX13/45MM1X5PK IT	7K03432
411452	1187541	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX13/45MM1X5PKSCN	8E01628
411452	1190777	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX13/45MM1X5PK BE	8E01631
411453	1187548	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX22/45MM1X5PK IT	7D02278
411453	1187542	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX22/45MM1X5PKSCN	7D03851
411453	1190778	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX22/45MM1X5PK BE	7G01703
411453	1187548	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX22/45MM1X5PK IT	7G01705
411453	1187542	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX22/45MM1X5PKSCN	7G01989
411453	1187542	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX22/45MM1X5PKSCN	7L01053
411453	1187548	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX22/45MM1X5PK IT	7L01054
411453	1190778	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX22/45MM1X5PK BE	7L07676
411453	1187542	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX22/45MM1X5PKSCN	7L07678
411453	1187548	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX22/45MM1X5PK IT	7L07679
411453	1187545	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX22/45MM1X5PKCEU	7L07681
411453	1187542	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX22/45MM1X5PKSCN	8E00276
411453	1190778	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX22/45MM1X5PK BE	8E00277
411453	1187545	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX22/45MM1X5PKCEU	8J02468
411454	1187543	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX33/57MM1X5PKSCN	7G03112

Produkt-Code	Materialnummer	Materialbeschreibung	Chargennummer
411454	1187549	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX33/57MM1X5PK IT	7G03113
411454	1190779	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX33/57MM1X5PK BE	7G03114
411454	1187549	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX33/57MM1X5PK IT	7J00624
411454	1190779	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX33/57MM1X5PK BE	7J00626
411454	1187543	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX33/57MM1X5PKSCN	7J00627
411454	1187546	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX33/57MM1X5PKCEU	7J02059
411454	1187546	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX33/57MM1X5PKCEU	7K01699
411454	1190779	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX33/57MM1X5PK BE	7K01700
411454	1187549	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX33/57MM1X5PK IT	7L06595
411454	1187543	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX33/57MM1X5PKSCN	7L06597
411454	1190779	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX33/57MM1X5PK BE	7L06599
411454	1187546	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX33/57MM1X5PKCEU	8A00744
411454	1190779	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX33/57MM1X5PK BE	8E03024
411454	1187546	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX33/57MM1X5PKCEU	8E03025
411454	1187543	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX33/57MM1X5PKSCN	8F00891
411454	1187549	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX33/57MM1X5PK IT	8F00893
411454	1187546	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX33/57MM1X5PKCEU	8F00900
411454	1187546	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX33/57MM1X5PKCEU	8F04688
411454	1187549	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX33/57MM1X5PK IT	8J01449
411454	1190779	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX33/57MM1X5PK BE	8J01494
413177	1161266	SURFIT NATURA WFR CVX 13/45MM (1X10PK)US	7C05884
413177	1701082	NATURA WFR CVX 13/45MM (1X10PK) EUR	7L03068
413177	1161266	SURFIT NATURA WFR CVX 13/45MM (1X10PK)US	7L03069
413177	1161266	SURFIT NATURA WFR CVX 13/45MM (1X10PK)US	8C03530
413178	1161267	SURFIT NATURA WFR CVX 16/45MM (1X10PK)US	7C05886
413178	1701083	NATURA WFR CVX 16/45MM (1X10PK) EUR	7E02270
413178	1161267	SURFIT NATURA WFR CVX 16/45MM (1X10PK)US	7E02314
413178	1161267	SURFIT NATURA WFR CVX 16/45MM (1X10PK)US	7F04002
413178	1161267	SURFIT NATURA WFR CVX 16/45MM (1X10PK)US	7M03586
413178	1701083	NATURA WFR CVX 16/45MM (1X10PK) EUR	8A00726
413178	1161267	SURFIT NATURA WFR CVX 16/45MM (1X10PK)US	8A00727
413178	1161267	SURFIT NATURA WFR CVX 16/45MM (1X10PK)US	8B03741
413178	1161267	SURFIT NATURA WFR CVX 16/45MM (1X10PK)US	8F00684
413178	1161267	SURFIT NATURA WFR CVX 16/45MM (1X10PK)US	8H04702
413179	1161268	SURFIT NATURA WFR CVX 19/45MM (1X10PK)US	7D01169
413179	1161268	SURFIT NATURA WFR CVX 19/45MM (1X10PK)US	8A00731
413179	1161268	SURFIT NATURA WFR CVX 19/45MM (1X10PK)US	8E04641
413180	1161269	SURFIT NATURA WFR CVX 22/45MM (1X10PK)US	7C01423
413180	1161269	SURFIT NATURA WFR CVX 22/45MM (1X10PK)US	7C02570
413180	1161269	SURFIT NATURA WFR CVX 22/45MM (1X10PK)US	7J01730

Produkt-Code	Materialnummer	Materialbeschreibung	Chargennummer
413180	1701085	NATURA WFR CVX 22/45MM (1X10PK) EUR	7K00521
413180	1161269	SURFIT NATURA WFR CVX 22/45MM (1X10PK)US	7K00522
413180	1701085	NATURA WFR CVX 22/45MM (1X10PK) EUR	7K05907
413180	1161269	SURFIT NATURA WFR CVX 22/45MM (1X10PK)US	7K05910
413180	1161269	SURFIT NATURA WFR CVX 22/45MM (1X10PK)US	7M02816
413180	1161269	SURFIT NATURA WFR CVX 22/45MM (1X10PK)US	8C05312
413180	1161269	SURFIT NATURA WFR CVX 22/45MM (1X10PK)US	8E01680
413180	1161269	SURFIT NATURA WFR CVX 22/45MM (1X10PK)US	8F00696
413180	1701085	NATURA WFR CVX 22/45MM (1X10PK) EUR	8F00698
413180	1161269	SURFIT NATURA WFR CVX 22/45MM (1X10PK)US	8F00901
413181	1161270	SURFIT NATURA WFR CVX 25/45MM (1X10PK)US	7B01217
413181	1161270	SURFIT NATURA WFR CVX 25/45MM (1X10PK)US	7B04035
413181	1161270	SURFIT NATURA WFR CVX 25/45MM (1X10PK)US	7C01401
413181	1161270	SURFIT NATURA WFR CVX 25/45MM (1X10PK)US	7C04233
413181	1701086	NATURA WFR CVX 25/45MM (1X10PK) EUR	7E01710
413181	1161270	SURFIT NATURA WFR CVX 25/45MM (1X10PK)US	7E01772
413181	1161270	SURFIT NATURA WFR CVX 25/45MM (1X10PK)US	7E02668
413181	1161270	SURFIT NATURA WFR CVX 25/45MM (1X10PK)US	7E04174
413181	1161270	SURFIT NATURA WFR CVX 25/45MM (1X10PK)US	7F01780
413181	1701086	NATURA WFR CVX 25/45MM (1X10PK) EUR	7G00166
413181	1161270	SURFIT NATURA WFR CVX 25/45MM (1X10PK)US	7G04454
413181	1161270	SURFIT NATURA WFR CVX 25/45MM (1X10PK)US	7K03820
413181	1161270	SURFIT NATURA WFR CVX 25/45MM (1X10PK)US	7M03980
413181	1701086	NATURA WFR CVX 25/45MM (1X10PK) EUR	7M03981
413181	1161270	SURFIT NATURA WFR CVX 25/45MM (1X10PK)US	8B00893
413181	1161270	SURFIT NATURA WFR CVX 25/45MM (1X10PK)US	8E03844
413181	1701086	NATURA WFR CVX 25/45MM (1X10PK) EUR	8G00927
413181	1161270	SURFIT NATURA WFR CVX 25/45MM (1X10PK)US	8G00928
413181	1161270	SURFIT NATURA WFR CVX 25/45MM (1X10PK)US	8H01558
413181	1161270	SURFIT NATURA WFR CVX 25/45MM (1X10PK)US	8H03658
413181	1161270	SURFIT NATURA WFR CVX 25/45MM (1X10PK)US	8H04303
413181	1701086	NATURA WFR CVX 25/45MM (1X10PK) EUR	8H04356
413182	1161271	SURFIT NATURA WFR CVX 28/45MM (1X10PK)US	7C05415
413182	1161271	SURFIT NATURA WFR CVX 28/45MM (1X10PK)US	7D01141
413182	1161271	SURFIT NATURA WFR CVX 28/45MM (1X10PK)US	7F03152
413182	1701087	NATURA WFR CVX 28/45MM (1X10PK) EUR	7F03155
413182	1161271	SURFIT NATURA WFR CVX 28/45MM (1X10PK)US	7H04051
413182	1701087	NATURA WFR CVX 28/45MM (1X10PK) EUR	7L01044
413182	1161271	SURFIT NATURA WFR CVX 28/45MM (1X10PK)US	7L06593
413182	1701087	NATURA WFR CVX 28/45MM (1X10PK) EUR	8B03860

Produkt-Code	Materialnummer	Materialbeschreibung	Chargennummer
413182	1701087	NATURA WFR CVX 28/45MM (1X10PK) EUR	8F01047
413182	1161271	SURFIT NATURA WFR CVX 28/45MM (1X10PK)US	8F01050
413182	1161271	SURFIT NATURA WFR CVX 28/45MM (1X10PK)US	8J00537
413183	1161272	SURFIT NATURA WFR CVX 32/45MM (1X10PK)US	7B04470
413183	1161272	SURFIT NATURA WFR CVX 32/45MM (1X10PK)US	7F01265
413183	1161272	SURFIT NATURA WFR CVX 32/45MM (1X10PK)US	7H02188
413183	1161272	SURFIT NATURA WFR CVX 32/45MM (1X10PK)US	8A02999
413183	1161272	SURFIT NATURA WFR CVX 32/45MM (1X10PK)US	8B03435
413183	1161272	SURFIT NATURA WFR CVX 32/45MM (1X10PK)US	8B05002
413183	1161272	SURFIT NATURA WFR CVX 32/45MM (1X10PK)US	8C03533
413183	1161272	SURFIT NATURA WFR CVX 32/45MM (1X10PK)US	8D05105
413183	1161272	SURFIT NATURA WFR CVX 32/45MM (1X10PK)US	8F03646
413184	1161273	SURFIT NATURA WFR CVX 35/45MM (1X10PK)US	7C05888
413184	1161273	SURFIT NATURA WFR CVX 35/45MM (1X10PK)US	7C06118
413184	1161273	SURFIT NATURA WFR CVX 35/45MM (1X10PK)US	7F01763
413184	1701089	NATURA WFR CVX 35/45MM (1X10PK) EUR	7J04970
413184	1161273	SURFIT NATURA WFR CVX 35/45MM (1X10PK)US	7J05042
413184	1161273	SURFIT NATURA WFR CVX 35/45MM (1X10PK)US	8G03497
413184	1701089	NATURA WFR CVX 35/45MM (1X10PK) EUR	8G03499
413185	1161274	SURFIT NATURA WFR CVX 38/57MM (1X10PK)US	7C05891
413185	1161274	SURFIT NATURA WFR CVX 38/57MM (1X10PK)US	7C06116
413185	1161274	SURFIT NATURA WFR CVX 38/57MM (1X10PK)US	7D04719
413185	1161274	SURFIT NATURA WFR CVX 38/57MM (1X10PK)US	7F05916
413185	1701090	NATURA WFR CVX 38/57MM (1X10PK) EUR	7H06314
413185	1161274	SURFIT NATURA WFR CVX 38/57MM (1X10PK)US	7H06315
413185	1701090	NATURA WFR CVX 38/57MM (1X10PK) EUR	7J04230
413185	1161274	SURFIT NATURA WFR CVX 38/57MM (1X10PK)US	8A04962
413185	1161274	SURFIT NATURA WFR CVX 38/57MM (1X10PK)US	8A06014
413185	1161274	SURFIT NATURA WFR CVX 38/57MM (1X10PK)US	8C03676
413185	1161274	SURFIT NATURA WFR CVX 38/57MM (1X10PK)US	8E01297
413185	1161274	SURFIT NATURA WFR CVX 38/57MM (1X10PK)US	8F04684
413185	1161274	SURFIT NATURA WFR CVX 38/57MM (1X10PK)US	8G02137
413186	1161275	SURFIT NATURA WFR CVX 41/57MM (1X10PK)US	7F05917
413186	1161275	SURFIT NATURA WFR CVX 41/57MM (1X10PK)US	8A01385
413186	1161275	SURFIT NATURA WFR CVX 41/57MM (1X10PK)US	8D00499
413186	1701091	NATURA WFR CVX 41/57MM (1X10PK) EUR	8D05102
413186	1161275	SURFIT NATURA WFR CVX 41/57MM (1X10PK)US	8D05103
413187	1161276	SURFIT NATURA WFR CVX 45/57MM (1X10PK)US	7F00550
413187	1161276	SURFIT NATURA WFR CVX 45/57MM (1X10PK)US	7H04926
413187	1161276	SURFIT NATURA WFR CVX 45/57MM (1X10PK)US	7H05499

Produkt-Code	Materialnummer	Materialbeschreibung	Chargennummer
413187	1701092	NATURA WFR CVX 45/57MM (1X10PK) EUR	7M00470
413187	1161276	SURFIT NATURA WFR CVX 45/57MM (1X10PK)US	7M00471
413187	1161276	SURFIT NATURA WFR CVX 45/57MM (1X10PK)US	8B02277
413187	1161276	SURFIT NATURA WFR CVX 45/57MM (1X10PK)US	8B03309
413187	1161276	SURFIT NATURA WFR CVX 45/57MM (1X10PK)US	8D02868
413187	1161276	SURFIT NATURA WFR CVX 45/57MM (1X10PK)US	8F01515
413187	1161276	SURFIT NATURA WFR CVX 45/57MM (1X10PK)US	8J02475
413188	1161277	SURFIT NATURA WFR CVX 50/57MM (1X10PK)US	7E02407
413188	1161277	SURFIT NATURA WFR CVX 50/57MM (1X10PK)US	7G01362
413188	1701093	NATURA WFR CVX 50/57MM (1X10PK) EUR	7G01525
413188	1161277	SURFIT NATURA WFR CVX 50/57MM (1X10PK)US	7J00631
413188	1701093	NATURA WFR CVX 50/57MM (1X10PK) EUR	7K07045
413188	1161277	SURFIT NATURA WFR CVX 50/57MM (1X10PK)US	8B01726
413188	1161277	SURFIT NATURA WFR CVX 50/57MM (1X10PK)US	8D00097
413188	1161277	SURFIT NATURA WFR CVX 50/57MM (1X10PK)US	8H00324
413188	1161277	SURFIT NATURA WFR CVX 50/57MM (1X10PK)US	8J00420
420233	1701098	NATURA WFR MLD CVX 13/45MM (1X5PK) EUR	7J04280
420233	1701098	NATURA WFR MLD CVX 13/45MM (1X5PK) EUR	7J06070
420233	1701098	NATURA WFR MLD CVX 13/45MM (1X5PK) EUR	7M03041
420233	1701098	NATURA WFR MLD CVX 13/45MM (1X5PK) EUR	8C04758
420233	1701098	NATURA WFR MLD CVX 13/45MM (1X5PK) EUR	8E03322
420233	1701098	NATURA WFR MLD CVX 13/45MM (1X5PK) EUR	8E05050
420234	1701099	NATURA WFR MLD CVX 22/45MM (1X5PK) EUR	7F01770
420234	1701099	NATURA WFR MLD CVX 22/45MM (1X5PK) EUR	7G03384
420234	1701099	NATURA WFR MLD CVX 22/45MM (1X5PK) EUR	7G04437
420234	1701099	NATURA WFR MLD CVX 22/45MM (1X5PK) EUR	7K00529
420234	1701099	NATURA WFR MLD CVX 22/45MM (1X5PK) EUR	7L00137
420234	1701099	NATURA WFR MLD CVX 22/45MM (1X5PK) EUR	7M01882
420235	1701100	NATURA WFR MLD CVX 33/57MM (1X5PK) EUR	7F00002
420235	1701100	NATURA WFR MLD CVX 33/57MM (1X5PK) EUR	7F05063
420235	1701100	NATURA WFR MLD CVX 33/57MM (1X5PK) EUR	7J02080
420235	1701100	NATURA WFR MLD CVX 33/57MM (1X5PK) EUR	7K02855
420235	1701100	NATURA WFR MLD CVX 33/57MM (1X5PK) EUR	7L04696
420235	1701100	NATURA WFR MLD CVX 33/57MM (1X5PK) EUR	7M03433
420235	1701100	NATURA WFR MLD CVX 33/57MM (1X5PK) EUR	8A00739
420235	1701100	NATURA WFR MLD CVX 33/57MM (1X5PK) EUR	8B04155
420235	1701100	NATURA WFR MLD CVX 33/57MM (1X5PK) EUR	8C00709
420235	1701100	NATURA WFR MLD CVX 33/57MM (1X5PK) EUR	8D02104
420235	1701100	NATURA WFR MLD CVX 33/57MM (1X5PK) EUR	8D05073
420235	1701100	NATURA WFR MLD CVX 33/57MM (1X5PK) EUR	8F03632

Produkt-Code	Materialnummer	Materialbeschreibung	Chargennummer
420235	1701100	NATURA WFR MLD CVX 33/57MM (1X5PK) EUR	8G03297
420235	1701100	NATURA WFR MLD CVX 33/57MM (1X5PK) EUR	8J00971