

## **AVVISO DI SICUREZZA URGENTE DA ATTUARE IN LOCO**

**Nome commerciale:** Barriere cutanee convesse a due pezzi, ad es. Placche Natura / Surfit / Combihesive  
(vedere l'allegato 3 per il nome commerciale e tutti i dettagli)

**Data di emissione:** 20 settembre 2019

Avviso originale       Avviso revisionato

N. di revisione: Rev. 1

**N. RIF/riferimento:** Vedere l'allegato 3 Lista prodotti

**Rif. FSCA:** 2019-006MA

**Tipo di azione:** Notifica al cliente

**E-mail del servizio di assistenza FSCA:**

DISTRIBUTORI / RIVENDITORI

- Stericycle
- Phone: 0800-848035
- E-Mail: Convatec2p@stericycle.com

DEGLI UTENTI FINALI

- ConvaTec Customer Service
- Phone: +41 800 55 11 10
- E-Mail: convatec.switzerland@convatec.com

**Da notare: la presente azione si riferisce esclusivamente a specifici codici di prodotto e numeri di lotto dei suddetti prodotti.**

<b>DESCRIZIONE DEL PROBLEMA</b>	<p>ConvaTec ha avviato volontariamente l'azione correttiva di sicurezza da attuare in loco in forma di notifica al cliente riguardante lotti e codici specifici dei suddetti prodotti per stomia.</p> <p>ConvaTec ha ricevuto dei reclami relativi all'uso della barriera cutanea convessa a due pezzi, in cui il foro iniziale (foro per stomia) risulta essere non centrato, nel prodotto fabbricato tra febbraio 2017 e settembre 2018. In particolare, abbiamo avuto tre casi a livello globale in cui l'uso di una barriera cutanea convessa a due pezzi con foro non centrato ha provocato una ferita stomale. Queste ferite non hanno richiesto il ricovero in ospedale e l'utente finale è stato in grado di risolvere il problema. Il rischio generale di lesione è basso. Tuttavia, poiché il problema può essere riscontrato a vista, come misura precauzionale informiamo i clienti di questo problema, sollecitando l'utente finale ad eseguire un controllo accurato del prodotto in oggetto che fossero eventualmente in loro possesso, per stabilire a) se è stato fabbricato durante il suddetto periodo e b) se il foro è visivamente non centrato.</p>
---------------------------------	---

<b>INFORMAZIONI SUI DISPOSITIVI INTERESSATI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Placca SurFit™/ Combihesive™:</b></li> <li>• <b>La placca convessa modellabile Durahesive™ System 92</b></li> <li>• <b>La placca Durahesive System 92 con Convex</b></li> </ul>
---	---

**IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO**

<b>Come distinguere il prodotto interessato da quello non interessato</b>	<p><b><u>Conferma dei codici di prodotto specifici e dei numeri di lotto:</u></b></p> <p>Questo problema riguarda esclusivamente i <b>numeri di lotto e i codici di prodotto specifici</b>, identificati nell'<b>Allegato 3</b>.</p> <p>Si prega tutti i clienti di consultare l'Allegato 3 per verificare se, tra i prodotti in loro possesso, rientra anche il prodotto oggetto del presente avviso di sicurezza sul campo.</p> <p>Su richiesta è disponibile un elenco dei clienti che hanno ricevuto il prodotto in oggetto (elenco generato in base alle ricevute). Per ricevere assistenza, contattare il servizio di assistenza ConvaTec.</p> <p>Per il prodotto oggetto del presente avviso di sicurezza sul campo, si prega i clienti finali di esaminare l'<b>Allegato 1</b> per esempi di etichettatura della confezione che evidenzia il punto in cui si trova il numero di lotto e il codice prodotto / RIF. n..</p> <p><b><u>Verifica visiva del prodotto interessato a cura degli utenti finali di prodotti per stomia:</u></b></p> <p>Gli utenti finali di prodotti per stomia devono consultare l'<b>Allegato 2</b> per ulteriori informazioni su come verificare a vista l'eventuale prodotto interessato e/o contattare il servizio di assistenza FSCA in caso di eventuali domande.</p>
---	---

**AZIONI DA INTRAPRENDERE A CURA DEI DISTRIBUTORI**

1	<p>Verificare se il prodotto in oggetto è presente nelle giacenze e identificare i clienti che hanno ricevuto eventualmente il prodotto interessato. A tal fine, esaminare l'<b>Allegato 3</b>: Lista prodotti con codici prodotto/numeri di riferimento e numeri di lotto interessati</p>
2	<p>Se il prodotto in oggetto è stato distribuito:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ad altri grossisti:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ La preghiamo di inoltrare il presente avviso di sicurezza sul campo, insieme agli allegati, ai grossisti a cui ha fornito il prodotto in oggetto, invitandoli ad attenersi alle "Azioni da intraprendere a cura dei distributori".</li> </ul> </li> <li>• <b>A utenti finali</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ La preghiamo di inoltrare il presente avviso di sicurezza sul campo, insieme agli allegati, agli utenti finali a cui ha fornito il prodotto in oggetto, invitandoli ad attenersi a quanto specificato nella sezione "Azioni da intraprendere a cura dei clienti finali" (qui di seguito).</li> </ul> </li> </ul>
3	<p>Se ha ricevuto da clienti restituzioni di prodotto in oggetto identificato come non centrato o se ha in magazzino il prodotto in oggetto che ha verificato come spiegato nell'ambito del presente avviso di sicurezza sul campo (vedere <b>Allegato 3</b>: Lista prodotti con codici prodotto/numeri di riferimento e numeri di lotto interessati), non è necessario aprire o ispezionare il prodotto: ConvaTec accetta i prodotti restituiti, fornendo il rimborso completo ai clienti. Il prodotto sostitutivo può essere ordinato ricorrendo al normale processo ordinazioni.</p> <p>Per ulteriori informazioni su come restituire il prodotto interessato e concordare il rimborso, contattare il <b>servizio di assistenza FSCA</b>.</p>

4	<p><b>Azione:</b> La preghiamo di compilare il <b>Modulo di risposta per fornitori</b> (all'avviso di sicurezza sul campo) e restituirlo il più presto possibile al <b>servizio di assistenza FSCA</b> per fax o e-mail. Includere i dettagli del prodotto in restituzione, se del caso.</p> <p><b>Azione:</b> La preghiamo di inviare il più presto possibile un elenco completo di tutti i destinatari a cui ha fornito il prodotto in oggetto al <b>servizio di assistenza FSCA</b> per fax o e-mail. La preghiamo di indicare se ha provveduto ad inviare il presente avviso di sicurezza sul campo, insieme agli allegati, ai destinatari a cui ha fornito il prodotto in oggetto. Questa informazione non è necessaria ma è importante perché consente a ConvaTec di eseguire controlli dell'efficacia.</p> <p>Per ulteriori domandi, contattare il <b>servizio di assistenza FSCA</b>.</p>
---	---

**FORNIRE UNA RISPOSTA COMPLETA IL PIÙ PRESTO POSSIBILE.**

#### AZIONI DA INTRAPRENDERE A CURA DEI RIVENDITORI

1	<p>Per i rivenditori con un punto di vendita fisico (ad es. un negozio vero e proprio).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>La preghiamo di esporre l'<b>Allegato 2</b>: Lettera per utenti di prodotti per stomia del presente Avviso di sicurezza sul campo in un punto del suo negozio dove può essere facilmente notata.</li> </ul> <p>Per i rivenditori con punto di vendita digitale (ad es. grossisti)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>La preghiamo di inoltrare l'<b>Allegato 2</b>: Lettera per utenti di prodotti per stomia e l'<b>Allegato 3</b>: Lista prodotti con codici prodotto/numeri di riferimento e numeri di lotto interessati a mezzo di spedizione postale o per e-mail.</li> </ul>
2	<p>Se ha ricevuto da clienti restituzioni di prodotto in oggetto identificato come non centrato o se ha in magazzino il prodotto in oggetto che ha verificato come spiegato nell'ambito del presente avviso di sicurezza sul campo (vedere <b>Allegato 3</b>: Lista prodotti con codici prodotto/numeri di riferimento e numeri di lotto interessati), non è necessario aprire o ispezionare il prodotto: ConvaTec accetta i prodotti restituiti, fornendo il rimborso completo ai clienti. Il prodotto sostitutivo può essere ordinato ricorrendo al normale processo ordinazioni.</p> <p>Per ulteriori informazioni su come restituire il prodotto interessato e concordare il rimborso, contattare il <b>servizio di assistenza FSCA</b>.</p>
3	<p><b>Azione:</b> La preghiamo di compilare il <b>Modulo di risposta per fornitori</b> (all'avviso di sicurezza sul campo) e restituirlo il più presto possibile al <b>servizio di assistenza FSCA</b> per fax o e-mail. Includere i dettagli del prodotto in restituzione, se del caso.</p> <p><b>Azione:</b> La preghiamo di inviare il più presto possibile un elenco completo di tutti i destinatari a cui ha fornito il prodotto in oggetto al <b>servizio di assistenza FSCA</b> per fax o e-mail. La preghiamo di indicare se ha provveduto ad inviare il presente avviso di sicurezza sul campo, insieme agli allegati, ai destinatari a cui ha fornito il prodotto in oggetto. Questa informazione non è necessaria ma è importante perché consente a ConvaTec di eseguire controlli dell'efficacia.</p> <p>Per ulteriori domandi, contattare il <b>servizio di assistenza FSCA</b>.</p>

**FORNIRE UNA RISPOSTA COMPLETA IL PIÙ PRESTO POSSIBILE.**

**AZIONI DA INTRAPRENDERE A CURA DEGLI UTENTI FINALI (MEDICI, OSPEDALI, PAZIENTI, ECC.)**

1	In base ai nostri record, è probabile che il prodotto a Lei consegnato abbia il foro iniziale (foro per stomia) non centrato, visibilmente riscontrabile. Immagini di esempio sono fornite nell' <b>Allegato 1</b> : Immagini di esempi di etichettatura e di prodotto interessato.
2	Questo numero è limitato ai lotti e ai codici di prodotto specifici. La preghiamo di verificare se il lotto in suo possesso è associato al prodotto in oggetto del presente avviso di sicurezza sul campo, ricorrendo all' <b>Allegato 3</b> : Lista prodotti con codici prodotto/numeri di riferimento e numeri di lotto interessati. Se non sa dove si trova il codice prodotto e/o il numero di lotto, la sollecitiamo a consultare l' <b>Allegato 1</b> : Immagini di esempi di etichettatura e di prodotto interessato.
3	Altre informazioni assistenziali sono riportate nell' <b>Allegato 2</b> : Lettera per utenti di prodotti per stomia. La preghiamo di inviare il presente avviso ai pazienti a mezzo di spedizione postale o per e-mail, se del caso.
3	Se è in possesso di prodotti che ha identificato come scentrati, la sollecitiamo a contattare il <b>servizio di assistenza FSCA</b> . ConvaTec accetta le restituzioni di prodotto e fornisce gratuitamente prodotti sostitutivi. Non è necessario aprire o ispezionare questo prodotto.
4	<b>Azione:</b> La preghiamo di compilare il <b>Modulo di risposta per utenti finali</b> (all'avviso di sicurezza sul campo) e di restituirlo il più presto possibile al <b>servizio di assistenza FSCA</b> per fax o e-mail. Includere i dettagli del prodotto in restituzione, se del caso. Questa informazione è necessaria perché consente a ConvaTec di eseguire controlli dell'efficacia. Per ulteriori domande, contattare il <b>servizio di assistenza FSCA</b> .

**FORNIRE UNA RISPOSTA COMPLETA IL PIÙ PRESTO POSSIBILE.**

**CONTATTI: Servizio di assistenza FSCA dedicato****DISTRIBUTORI / RIVENDITORI**

- Stericycle
- Phone: 0800-848035
- E-Mail: [Convatec2p@stericycle.com](mailto:Convatec2p@stericycle.com)

**DEGLI UTENTI FINALI**

- ConvaTec Customer Service
- Phone: +41 800 55 11 10
- E-Mail: [convatec.switzerland@convatec.com](mailto:convatec.switzerland@convatec.com)

<b>INOLTRO DEL PRESENTE AVVISO DI SICUREZZA DA ATTUARE IN LOCO:</b>	<p>Il presente avviso va distribuito a tutti coloro all'interno della struttura che devono essere messi al corrente o al di fuori della stessa a ogni ente a cui sono stati trasferiti i dispositivi interessati (se del caso).</p> <p>Il presente avviso va distribuito inoltre a qualsiasi organizzazione che possa essere interessata dall'azione (se del caso).</p> <p>Continuare ad informare e sensibilizzare sul presente avviso e monitorare le azioni intraprese per un periodo di tempo appropriato per assicurare l'efficacia dell'azione correttiva.</p> <p>La preghiamo di segnalare tutti gli episodi concernenti il dispositivo al fabbricante, al distributore o al rappresentante locale nonché all'autorità competente nazionale (se del caso), in quanto questo fornisce feedback importante.</p>
---	--

ConvaTec si impegna a fornire ai propri clienti prodotti e servizi di qualità e si scusa sinceramente per i potenziali problemi che tale avviso potrebbe creare.

Le autorità nazionali interessate sono state informate circa la presente azione correttiva di sicurezza da attuare in loco.

#### **AUTORIZZAZIONE**

<u>Nome e cognome</u>	<u>Posizione</u>	<u>Indirizzo</u>	
David Pudwill	Senior Director, Ostomy Franchise Regulatory Affairs and Quality	ConvaTec Limited, First Avenue, Deeside Industrial Park, Deeside, CH5 2NU, U.K.	
<u>Data</u>	20 settembre 2019	<u>Firma</u>	

#### **Elenco allegati**

**Allegato 1:** Immagini di esempi di etichettatura e di prodotto interessato

**Allegato 2:** Lettera per utenti di prodotti per stomia

**Allegato 3:** Lista prodotti con codici prodotto/numeri di riferimento e numeri di lotto interessati

**"Referenti ConvaTec regionali" per altri tipi di assistenza:**

<b>Country</b>	<b>Distributors, Retailers, Wholesalers should contact</b>	<b>End Users should contact</b>
<b><u>Austria</u></b> Austria	Stericycle Phone: 0800 281598 E-Mail: Convatec2p@stericycle.com	CIC Team Austria Phone: +43 800 21 63 39 E-Mail: convatec.austria@convatec.com
<b><u>Belgio</u></b> Belgium	Stericycle Phone: 0800 71 804 E-Mail: Convatec2p@stericycle.com	Francoise Engelen Phone: 0032-476461740 E-Mail: info.convatec@convatec.com
<b><u>Bulgaria</u></b> Bulgaria	Stericycle Phone: 44 20 8089 3767 E-Mail: Convatec2p@stericycle.com	Please contact your local distributor
<b><u>Croazia</u></b> Croatia	Stericycle Phone: 44 20 8089 3767 E-Mail: Convatec2p@stericycle.com	Please contact your local distributor
<b><u>Repubblica ceca</u></b> Czech Republic	ConvaTec Czech Republic Phone: 800321222 E-Mail: info@convatec.cz	ConvaTec Czech Republic Phone: 800122111 E-Mail: info@convatec.cz
<b><u>Danimarca</u></b> Denmark	Stericycle Phone: 80 82 00 54 E-Mail: Convatec2p@stericycle.com	CIC Team Denmark Phone: +45 48167475 E-Mail: convatec.danmark@convatec.com
<b><u>Estonia</u></b> Estonia	Stericycle Phone: 44 20 8089 3767 E-Mail: Convatec2p@stericycle.com	Please contact your local distributor
<b><u>Finlandia</u></b> Finland	Stericycle Phone: 0800 413608 E-Mail: Convatec2p@stericycle.com	ConvaTec Oy Phone: +358 20 7659630 E-Mail: mail.fi@convatec.com
<b><u>Francia</u></b> France	Stericycle Phone: 0 805 08 02 60 E-Mail: Convatec2p@stericycle.com	ConvaTec Customer Service Team Phone: +33800 358 480 E-Mail: fr.serviceclient@convatec.com
<b><u>Germania</u></b> Germany	Stericycle Phone: 0800-0008875 E-Mail: Convatec2p@stericycle.com	CIC Team Germany Phone: +49 800 766 200 E-Mail: convatec.servicede@convatec.com
<b><u>Grecia</u></b> Greece	ConvaTec Customer Support Team Phone: 30-210-6564740 E-Mail: Lila.Karipidi@convatec.com	ConvaTec Customer Support Team Phone: 30-210-6564740 E-Mail: Lila.Karipidi@convatec.com
<b><u>Ungheria</u></b> Hungary	Stericycle Phone: 44 20 8089 3767 E-Mail: Convatec2p@stericycle.com	Please contact your local distributor
<b><u>Islanda</u></b> Iceland	Stericycle Phone: 44 20 8089 3767 E-Mail: Convatec2p@stericycle.com	Medor ehf Phone: 665 7011 E-Mail: signyf@medor.is
<b><u>Irlanda</u></b> Ireland	Stericycle Phone: 44 20 8089 3767 E-Mail: Convatec2p@stericycle.com	Tracey Fairclough Phone: 07442188256 E-Mail: tracey.fairclough@amcaregroup.co.uk

<b>Country</b>	<b>Distributors, Retailers, Wholesalers should contact</b>	<b>End Users should contact</b>
<b><u>Israele</u></b> Israel	Stericycle Phone: 44 20 8089 3767 E-Mail: Convatec2p@stericycle.com	Please contact your local distributor
<b><u>Italia</u></b> Italy	Stericycle Phone: 800-789926 E-Mail: Convatec2p@stericycle.com	ConvaTel Italia Phone: 800930930 E-Mail: convatel.italia@convatec.com
<b><u>Lussemburgo</u></b> Luxembourg	Stericycle Phone: 44 20 8089 3767 E-Mail: Convatec2p@stericycle.com	Francoise Engelen Phone: 0032-476461740 E-Mail: info.convatec@convatec.com
<b><u>Malta</u></b> Malta	Stericycle Phone: 44 20 8089 3767 E-Mail: Convatec2p@stericycle.com	Ian Pace Phone: +356-2133-4412 E-Mail: ian@ipl.com.mt
<b><u>Paesi Bassi</u></b> Netherlands	Stericycle Phone: 0800 0233049 E-Mail: Convatec2p@stericycle.com	CIC Woerden Phone: 0031-348436941 E-Mail: info.convatec@convatec.com
<b><u>Norvegia</u></b> Norway	Stericycle Phone: 800 24 720 E-Mail: Convatec2p@stericycle.com	CIC Norway Phone: 800 30 995 E-Mail: convatec.kundeservice@convatec.com
<b><u>Polonia</u></b> Poland	Dział Pomocy ConvaTec Phone: 800120093 E-Mail: dzial.pomocy@convatec.com	Dział Pomocy ConvaTec Phone: 800120093 E-Mail: dzial.pomocy@convatec.com
<b><u>Portogallo</u></b> Portugal	Customer Service Iberia Phone: 93 602 3700 E-Mail: CustomerServiceIberia@convatec.com	ConvaTel Phone: 800201678 E-Mail: convatel.pt@convatec.com
<b><u>Romania</u></b> Romania	Stericycle Phone: 44 20 8089 3767 E-Mail: Convatec2p@stericycle.com	Please contact your local distributor
<b><u>Slovacchia</u></b> Slovakia	Stericycle Phone: 44 20 8089 3767 E-Mail: Convatec2p@stericycle.com	Zákaznícke centrum ConvaTec Nitra Slovakia Phone: +421 800 800 111 E-Mail: stomalinka@convatec.com
<b><u>Slovenia</u></b> Slovenia	Stericycle Phone: 44 20 8089 3767 E-Mail: Convatec2p@stericycle.com	Please contact your local distributor
<b><u>Spagna</u></b> Spain	Customer Service Iberia Phone: 93 602 3700 E-Mail: CustomerServiceIberia@convatec.com	InfoTec Phone: 936023737 E-Mail: infotec@convatec.com
<b><u>Svezia</u></b> Sweden	Stericycle Phone: 020-10 93 35 E-Mail: Convatec2p@stericycle.com	Nordic Customer Service Phone: +46(0)42332010 E-Mail: customerservicenordic@convatec.com
<b><u>Svizzera</u></b> Switzerland	Stericycle Phone: 0800-848035 E-Mail: Convatec2p@stericycle.com	ConvaTec Customer Service Phone: +41 800 55 11 10 E-Mail: convatec.switzerland@convatec.com

Country	Distributors, Retailers, Wholesalers should contact	End Users should contact
<u><b>Turchia</b></u> Turkey	Doğa Soysal, Fulya Tüzüner, or İrem Taspınar Phone: <ul style="list-style-type: none"> <li>• +90 2164165200</li> <li>• +90 3122198361</li> </ul> E-Mail: <ul style="list-style-type: none"> <li>• doga.soysal@convatec.com</li> <li>• fulya.tuzuner@convatec.com</li> <li>• irem.taspinar@convatec.com</li> </ul>	Doğa Soysal, Fulya Tüzüner, or İrem Taspınar Phone: <ul style="list-style-type: none"> <li>• +90 2164165200</li> <li>• +90 3122198361</li> </ul> E-Mail: <ul style="list-style-type: none"> <li>• doga.soysal@convatec.com</li> <li>• fulya.tuzuner@convatec.com</li> <li>• irem.taspinar@convatec.com</li> </ul>
<u><b>Regno Unito</b></u> United Kingdom	Stericycle Phone: 0800 069 8202 E-Mail: Convatec2p@stericycle.com	Tracey Fairclough Phone: 07442188256 E-Mail: tracey.fairclough@amcaregroup.co.uk



**MODULO DI RISPOSTA PER DISTRIBUTORI  
ALL'AVVISO DI SICUREZZA SUL CAMPO  
DA COMPILARE E RESTITUIRE via fax/e-mail**

Destinatario del dispositivo:

<b>N. account del destinatario:</b>	
<b>Nome e cognome del destinatario:</b>	
<b>Indirizzo del destinatario:</b>	

I seguenti prodotti, Barriere cutanee convesse a due pezzi, sono stati distribuiti alla Sua struttura:

N. fattura	N. ordine di vendita	Codice prodotto/ RIF. n.	Codice SAP	N. LOTTO	Quantità fornita (pezzi)

**Distributori (selezionare tutte le risposte pertinenti e dettagliare, se del caso)**

<input type="checkbox"/>	Confermo di aver ricevuto, letto e compreso l'avviso di sicurezza sul campo.	
<input type="checkbox"/>	Ho controllato lo stock nonché le giacenze in quarantena.	Aggiungere dettagli alla tabella 1
<input type="checkbox"/>	Ho identificato clienti che hanno ricevuto, per certo o probabilmente, il prodotto in oggetto.	
<input type="checkbox"/>	Ho allegato l'elenco clienti.	Aggiungere dettagli alla tabella 2
<input type="checkbox"/>	Ho informato del presente avviso di sicurezza sul campo i clienti identificati.	Data di invio:
<input type="checkbox"/>	Ho ricevuto una risposta di conferma da tutti i clienti identificati.	In allegato, le risposte.
<input type="checkbox"/>	Né io, né i miei clienti abbiamo in magazzino il prodotto oggetto del presente avviso.	

È importante che la sua organizzazione intraprenda le azioni dettagliate nell'avviso di sicurezza sul campo e confermi di aver ricevuto l'avviso di sicurezza sul campo. È necessario fornire una risposta perché questo ci consente di monitorare il progresso delle azioni correttive.

**Tabella 1. Giacenze in quarantena:** Registrare la quantità (pezzi) di ciascun LOTTO da restituire.

N. LOTTO	Unità in magazzino	N. LOTTO	Unità in magazzino	N. LOTTO	Unità in magazzino	N. LOTTO	Unità in magazzino

**Tabella 2. Elenco clienti:** La preghiamo di fornire i dettagli relativi ai prodotti Barriera cutanea convessa a due pezzi che ha distribuito ai suoi clienti.

Nome e cognome del cliente	Codice prodotto/ RIF. n.	Codice SAP	N. LOTTO	Quantità (pezzi)

MODULO compilato e restituito da:	
<b>Nome e cognome (IN STAMPATELLO):</b>	
<b>Posizione:</b>	
<b>Nome dell'azienda:</b>	
<b>Indirizzo:</b>	
<b>Tel.:</b>	
<b>Firma:</b>	
<b>Data (gg/mmm/aaaa):</b>	

**CONTATTI: Servizio di assistenza FSCA dedicato**

## DISTRIBUTORI / RIVENDITORI

- Stericycle
- Phone: 0800-848035
- E-Mail: [Convatec2p@stericycle.com](mailto:Convatec2p@stericycle.com)

## DEGLI UTENTI FINALI

- ConvaTec Customer Service
- Phone: +41 800 55 11 10
- E-Mail: [convatec.switzerland@convatec.com](mailto:convatec.switzerland@convatec.com)

**MODULO DI RISPOSTA  
ALL'AVVISO DI SICUREZZA SUL CAMPO  
DA COMPILARE E RESTITUIRE via fax/e-mail**

Destinatario del dispositivo:

<b>N. account del destinatario:</b>	
<b>Nome e cognome del destinatario:</b>	
<b>Indirizzo del destinatario:</b>	

I seguenti prodotti, Barriere cutanee convesse a due pezzi, sono stati distribuiti alla Sua struttura:

<b>N. fattura</b>	<b>N. ordine di vendita</b>	<b>Codice prodotto/ RIF. n.</b>	<b>Codice SAP</b>	<b>N. LOTTO</b>	<b>Quantità fornita (pezzi)</b>

<b>Azione cliente intrapresa a nome dell'Organizzazione della Sanità (Selezionare tutte le risposte pertinenti)</b>		
<input type="checkbox"/>	Confermo di aver ricevuto l'avviso di sicurezza sul campo e di averlo letto e compreso.	
<input type="checkbox"/>	Ho intrapreso tutte le azioni richieste dall'avviso di sicurezza sul campo.	
<input type="checkbox"/>	Le informazioni e le azioni da intraprendere sono state portate all'attenzione di tutti gli utenti pertinenti e sono state implementate.	
<input type="checkbox"/>	Ho controllato lo stock nonché le giacenze in quarantena.	Aggiungere dettagli alla tabella 1
<input type="checkbox"/>	Non ho dispositivi interessati da restituire.	

È importante che la sua organizzazione intraprenda le azioni dettagliate nell'avviso di sicurezza sul campo e confermi di aver ricevuto l'avviso di sicurezza sul campo. È necessario fornire una risposta perché questo ci consente di monitorare il progresso delle azioni correttive.

**Tabella 1. Giacenze in quarantena:** Registrare la quantità (pezzi) di ciascun LOTTO da restituire.

N. LOTTO	Unità in magazzino	N. LOTTO	Unità in magazzino	N. LOTTO	Unità in magazzino	N. LOTTO	Unità in magazzino

MODULO compilato e restituito da:	
<b>Nome e cognome (IN MAIUSCOLO):</b>	
<b>Posizione:</b>	
<b>Nome dell'azienda:</b>	
<b>Indirizzo:</b>	
<b>Tel.:</b>	
<b>Firma:</b>	
<b>Data (gg/mmm/aaaa):</b>	

**CONTATTI: Servizio di assistenza FSCA dedicato**




**DISTRIBUTORI / RIVENDITORI**

- Stericycle
- Phone: 0800-848035
- E-Mail: Convatec2p@stericycle.com

**DEGLI UTENTI FINALI**

- ConvaTec Customer Service
- Phone: +41 800 55 11 10
- E-Mail: convatec.switzerland@convatec.com

**Allegato 1: Immagini di esempi di etichettatura e di prodotto interessato**

Per il prodotto <b>INTERESSATO</b> dal richiamo	
<p>... l'<b>etichetta dello spedizioniere e l'etichetta dell'unità commerciale</b> includono il codice prodotto e il numero di lotto.</p> <p>Vedere l'immagine di esempio qui a destra.</p> <p><b>Codice del prodotto (REF/SKU)</b></p> <p><b>Numero di lotto</b></p>	
<p>... il <b>prodotto fisico</b> si presenta come barriera cutanea con foro iniziale (foro per stomia) (vedere l'immagine qui a destra).</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p><b>Foro iniziale (foro per stomia) scenterato</b> <small>Questo prodotto non rientra nelle specifiche</small></p>  <p><b>Figura 1</b></p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Il foro iniziale deve essere "centrato" rispetto alla flangia.</p> <p>Le linee <b>rosse</b> della figura a sinistra devono essere più uguali.</p> <p>Le linee <b>verdi</b> illustrate nell'immagine qui a destra sono più uguali.</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p><b>Foro iniziale (foro per stomia) centrato</b> <small>Questo prodotto deve rientrare nelle specifiche</small></p>  <p><b>Figura 2</b></p> </div> </div>

**Urgente**  
**avviso di sicurezza sul campo relativo a dispositivo medico**

Gentile utente di prodotti per stomia,

Le scriviamo per informarla su un problema rilevabile a vista che interessa le barriere cutanee convesse a due pezzi, fabbricate tra febbraio 2017 e settembre 2018, in cui il foro iniziale (foro per stomia) risulta essere scentrato. (Per una lista di prodotti interessati, vedere l'Appendice A della presente lettera.) Il rischio di lesione è basso ed è limitato ai lotti specifici fabbricati in passato durante un determinato periodo. Non tutte le confezioni o tutti i prodotti appartenenti ai lotti specifici presentano questo problema. Tuttavia, poiché il problema può essere riscontrato a vista, come misura precauzionale La informiamo in merito, sollecitandola ad eseguire un controllo accurato del prodotto in oggetto, per stabilire:

- a) se è stato fabbricato durante il suddetto periodo e
- b) se il foro è visivamente scentrato.

I nostri registri indicano che a Lei è stato consegnato il prodotto in oggetto. Qui di seguito sono riportate immagini di esempio:

**Foro iniziale (foro per stomia) scentrato**

Questo prodotto non rientra nelle specifiche



Il foro iniziale deve essere "centrato" rispetto alla flangia.

Le linee **rosse** della figura a sinistra devono essere più uguali.

Le linee **verdi** illustrate nell'immagine qui a destra sono più uguali.

**Foro iniziale (foro per stomia) centrato**

Questo prodotto deve rientrare nelle specifiche



Lo scopo di questo avviso è quello di informare sul problema e sulle misure da adottare, qualora si identifichi in loco un prodotto scentrato.

- La preghiamo di esaminare le sue giacenze. Se il prodotto ricevuto corrisponde a quello illustrato nella **figura 1 a sinistra**, appartare il prodotto interessato e contattare il team di servizio clienti ConvaTec chiamando uno dei seguenti numeri telefonici per concordare la restituzione del prodotto interessato e la rispettiva sostituzione.
  - ConvaTec Customer Service
  - Phone: +41 800 55 11 10
  - E-Mail: convatec.switzerland@convatec.com
- Se il prodotto ricevuto corrisponde a quello illustrato nella **figura 2 a destra**, non occorre intraprendere alcuna azione.
- Se ha dubbi, la preghiamo di contattare il team dell'assistenza clienti ConvaTec Customer per ricevere assistenza.

I team del servizio clienti ConvaTec sono gruppi di specialisti di prodotto e personale infermieristico altamente qualificati che possono assisterLa nell'ottenere assistenza, cura e informazioni di cui ha bisogno in qualità di persona stomizzata.

ConvaTec si impegna costantemente a fornire ad ogni cliente servizi e prodotti di eccellenti. Il nostro obiettivo è quello di fabbricare prodotti che siano sinonimo di comfort, fiducia e sicurezza. Vorremmo far presente ai nostri clienti che abbiamo risolto il problema nella linea di produzione e che i prodotti ora distribuiti sul mercato sono esenti da tale difetto.

In caso di domande o dubbi riguardanti il presente avviso, basta contattare il team del servizio clienti ConvaTec Customer.

- ConvaTec Customer Service
- Phone: +41 800 55 11 10
- E-Mail: convatec.switzerland@convatec.com

Grazie per essere un utente apprezzato di prodotti per stomia. ConvaTec mira a migliorare la qualità di vita delle persone, incentrando il proprio operato sulle persone stesse.

Cordiali saluti.



David Pudwill  
Senior Director, Ostomy Franchise Regulatory Affairs and Quality Assurance  
ConvaTec



## Allegato A : Prodotti distribuiti in Svizzera da ConvaTec

Codice prodotto (ICC)	Descrizione del materiale	Numero di lotto
404594	NATURA WFR MOLDABLE CVX 33/57MM (1X10)US	8J03485
125028	SURFIT PLUS WFR CVX 19X45MM (1X5PK) INT	8B04995
125032	SURFIT PLUS WFR CVX 32X45MM (1X5PK) INT	7E01289
125033	SURFIT PLUS WFR CVX 35X45MM (1X5PK) INT	7E03364
125031	COMBIHESIVE 2S WFR CVX 28/45MM(1X5PK)CEU	7D03659
402200	COMBIH. NATURA BASIS KONVEX 13/45MM 5ST.	7J01295
	PHARMANATURA CONVEX BASISPL 13/45MM	7J01295
	NATURA SUPPORT CONVEX 13/45MM BTE DE 5	7J01295
402206	NATURA SUPPORT CONVEX 32/45MM BTE DE 5	7G03648
	COMBIH. NATURA BASIS KONVEX 32/45MM 5ST.	7G03648
	PHARMANATURA CONVEX SUPPORTS 32/45MM	7G03648
	NATURA SUPPORT CONVEX 32/45MM BTE DE 5	7L01338
	COMBIH. NATURA BASIS KONVEX 32/45MM 5ST.	7L01338
	PHARMANATURA CONVEX SUPPORTS 32/45MM	7L01338
402207	COMBIH. NATURA BASIS KONVEX 35/45MM 5ST.	7K02047
	NATURA SUPPORT CONVEX 35/45MM BTE DE 5	7K02047
	COMBIH. NATURA BASIS KONVEX 35/45MM 5ST.	8A00738
	NATURA SUPPORT CONVEX 35/45MM BTE DE 5	8A00738
402208	COMBIH. NATURA BASIS KONVEX 38/57MM 5ST.	7H04930
	NATURA SUPPORT CONVEX 38/57MM BTE DE 5	7H04930
	COMBIH. NATURA BASIS KONVEX 38/57MM 5ST.	7J04233
	NATURA SUPPORT CONVEX 38/57MM BTE DE 5	7J04233
402209	COMBIH. NATURA BASIS KONVEX 41/57MM 5ST.	7H03497
	NATURA SUPPORT CONVEX 41/57MM BTE DE 5	7H03497
402210	NATURA SUPPORT CONVEX 45/57MM BTE DE 5	7H04918
402211	COMBIH. NATURA BASIS KONVEX 50/57MM 5ST.	7H05736
	NATURA SUPPORT CONVEX 50/57MM BTE DE 5	7H05736
404594	NATURA WFR MOLDABLE CVX 33/57MM (1X10)US	7M01995
	NATURA WFR MOLDABLE CVX 33/57MM (1X10)US	8E01067
413185	SURFIT NATURA WFR CVX 38/57MM (1X10PK)US	8F04684
404593	NATURA SUPPORT CONV MOD 22-45 BTE DE 10	7E02405
	COMB NAT BASIS CONV MOD 10X22-33MM/45	7E02405
	COMB NAT BASIS CONV MOD 10X22-33MM/45	7F01769
	NATURA SUPPORT CONV MOD 22-45 BTE DE 10	7F01769
	NATURA SUPPORT CONV MOD 22-45 BTE DE 10	7G02853
	COMB NAT BASIS CONV MOD 10X22-33MM/45	7G02853
	NATURA SUPPORT CONV MOD 22-45 BTE DE 10	7K00530
	COMB NAT BASIS CONV MOD 10X22-33MM/45	7K00530

Codice prodotto (ICC)	Descrizione del materiale	Numero di lotto
404594	COMB NAT BASIS CONV MOD 10X33-45MM/57	7G05698
	NATURA SUPPORT CONV MOD 33-57 BTE DE 10	7G05698
	COMB NAT BASIS CONV MOD 10X33-45MM/57	7L04697
	COMB NAT BASIS CONV MOD 10X33-45MM/57	8A00741

**ALLEGATO 3: Lista globale dei codici prodotto e numeri di lotto**
SCOPO

Questo allegato è un elenco di tutti i prodotti globali che rientrano nell'oggetto del presente avviso di sicurezza sul campo relativo a prodotti per stomia. In ogni codice di prodotto, i numeri di lotto sono in ordine numerico crescente.

Su richiesta è disponibile un elenco dei prodotti in oggetto a Lei consegnati, generato in base alle ricevute. Per ricevere assistenza, La preghiamo di contattare il team del servizio clienti ConvaTec.

<b>Intestazione di colonna</b>	<b>Dettagli</b>	<b>Quale livello di confezionamento include questa informazione?</b>
Codice prodotto	Il Codice prodotto è detto altresì Codice merceologico internazionale (ICC), numero catalogo o SKU.	Questo numero è incluso nell'etichetta dello spedizioniere e nell'etichetta dell'unità commerciale.
Materiale	Il Materiale è detto altresì come codice materiale SAP. Questo è un numero supplementare che spesso viene utilizzato nei canali di distribuzione.	Questo numero si trova solo sull'etichetta dello spedizioniere e non fa parte dell'etichetta dell'unità commerciale.
Descrizione del materiale	<p>La Descrizione del materiale è una descrizione del prodotto finito del sistema ConvaTec interno, SAP. Breve codice descrittivo del prodotto. Ricorrendo all'esempio della prima voce, Codice prodotto 125026, lotto 8A06575, SURFIT PLUS WFR CVX 13X45MM (1X5PK):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• WFR: Placca (barriera cutanea)</li> <li>• CVX: Convex</li> <li>• 13 x 45 mm: foro stoma di 13 mm con una flangia di 45 mm</li> <li>• 1 x 5 pz: una unità commerciale (1) comprende cinque (5) barriere cutanee</li> </ul>	Una descrizione del materiale si trova sull'etichetta dello spedizioniere e su quella dell'unità commerciale; tuttavia, la descrizione riportata sulle suddette etichette non corrisponde esattamente (alla lettera) alla descrizione del materiale, come elencato nel presente allegato.
Numero di lotto	Numero tracciabile, specifico del prodotto.	Questo numero è incluso nell'etichetta dello spedizioniere e nell'etichetta dell'unità commerciale.

<b>Codice prodotto</b>	<b>Materiale</b>	<b>Descrizione del materiale</b>	<b>Numero di lotto</b>
125026	1012910	SURFIT PLUS WFR CVX 13X45MM (1X5PK) FR	8A06575
125026	1053605	SURFIT PLUS WFR CVX 13X45MM (1X5PK) INT	8A06576
125027	1012911	SURFIT PLUS WFR CVX 16X45MM (1X5PK) FR	7G00162
125027	1053606	SURFIT PLUS WFR CVX 16X45MM (1X5PK) INT	7G00167
125027	1013422	COMBIHESIVE 2S WFR CVX 16/45MM(1X5PK)CEU	7G00168
125027	1012913	SURFIT PLUS WFR CVX 16X45MM (1X5PK) IT	7G00169
125027	1002346	COMBIHESIVE II WFR CVX 16X45MM(1X5PK)SCN	7J00668
125027	1012913	SURFIT PLUS WFR CVX 16X45MM (1X5PK) IT	7J00669
125027	1013422	COMBIHESIVE 2S WFR CVX 16/45MM(1X5PK)CEU	7J00670
125027	1002346	COMBIHESIVE II WFR CVX 16X45MM(1X5PK)SCN	8C03534
125027	1013422	COMBIHESIVE 2S WFR CVX 16/45MM(1X5PK)CEU	8C03535
125028	1012914	SURFIT PLUS WFR CVX 19X45MM (1X5PK) IT	7D00609
125028	1002348	SURFIT PLUS WFR CVX 19X45MM (1X5PK) INT	7D00610
125028	1012353	COMBIHESIVE WFR IIS D/CVX 19MM (1X5PK)BE	7D00611
125028	1012903	SURFIT PLUS WFR CVX 19X45MM (1X5PK) FR	7D00643
125028	1012914	SURFIT PLUS WFR CVX 19X45MM (1X5PK) IT	7L02963
125028	1012903	SURFIT PLUS WFR CVX 19X45MM (1X5PK) FR	7L02964
125028	1002347	COMBIHESIVE II WFR CVX 19X45MM(1X5PK)SCN	7L03102
125028	1002348	SURFIT PLUS WFR CVX 19X45MM (1X5PK) INT	8A00728
125028	1002348	SURFIT PLUS WFR CVX 19X45MM (1X5PK) INT	8B04995
125028	1012353	COMBIHESIVE WFR IIS D/CVX 19MM (1X5PK)BE	8B04996
125028	1012914	SURFIT PLUS WFR CVX 19X45MM (1X5PK) IT	8B04997
125028	1002348	SURFIT PLUS WFR CVX 19X45MM (1X5PK) INT	8D00465
125028	1012903	SURFIT PLUS WFR CVX 19X45MM (1X5PK) FR	8D00466
125028	1013423	COMBIHESIVE 2S WFR CVX 19/45MM(1X5PK)CEU	8D00467
125028	1013423	COMBIHESIVE 2S WFR CVX 19/45MM(1X5PK)CEU	8F03145
125028	1002348	SURFIT PLUS WFR CVX 19X45MM (1X5PK) INT	8F03149
125028	1012353	COMBIHESIVE WFR IIS D/CVX 19MM (1X5PK)BE	8F03150
125028	1012914	SURFIT PLUS WFR CVX 19X45MM (1X5PK) IT	8F03151
125028	1013423	COMBIHESIVE 2S WFR CVX 19/45MM(1X5PK)CEU	8G03301
125028	1012914	SURFIT PLUS WFR CVX 19X45MM (1X5PK) IT	8G03332
125029	1002349	COMBIHESIVE II WFR CVX 22X45MM(1X5PK)SCN	7C05870
125029	1012915	SURFIT PLUS WFR CVX 22X45MM (1X5PK) IT	7C05871
125029	1002350	SURFIT PLUS WFR CVX 22X45MM (1X5PK) INT	7G04445
125029	1002349	COMBIHESIVE II WFR CVX 22X45MM(1X5PK)SCN	7G04446
125029	1012915	SURFIT PLUS WFR CVX 22X45MM (1X5PK) IT	7G04448
125029	1012354	COMBIHESIVE WFR IIS D/CVX 22MM (1X5PK)BE	7G04449
125029	1012904	SURFIT PLUS WFR CVX 22X45MM (1X5PK) FR	7J01269

<b>Codice prodotto</b>	<b>Materiale</b>	<b>Descrizione del materiale</b>	<b>Numero di lotto</b>
125029	1012915	SURFIT PLUS WFR CVX 22X45MM (1X5PK) IT	7J01270
125029	1002349	COMBIHESIVE II WFR CVX 22X45MM(1X5PK)SCN	7J01271
125029	1002350	SURFIT PLUS WFR CVX 22X45MM (1X5PK) INT	7J01292
125029	1002349	COMBIHESIVE II WFR CVX 22X45MM(1X5PK)SCN	8B01186
125029	1012354	COMBIHESIVE WFR IIS D/CVX 22MM (1X5PK)BE	8D00470
125029	1012915	SURFIT PLUS WFR CVX 22X45MM (1X5PK) IT	8D00471
125029	1002350	SURFIT PLUS WFR CVX 22X45MM (1X5PK) INT	8D00472
125029	1002350	SURFIT PLUS WFR CVX 22X45MM (1X5PK) INT	8E00347
125029	1002349	COMBIHESIVE II WFR CVX 22X45MM(1X5PK)SCN	8E00349
125029	1012354	COMBIHESIVE WFR IIS D/CVX 22MM (1X5PK)BE	8E00350
125029	1012904	SURFIT PLUS WFR CVX 22X45MM (1X5PK) FR	8E00992
125029	1013424	COMBIHESIVE 2S WFR CVX 22/45MM(1X5PK)CEU	8E01071
125030	1002352	COMBIHESIVE II WFR CVX 25X45MM(1X5PK)SCN	7C05894
125030	1012355	COMBIHESIVE WFR IIS D/CVX 25MM (1X5PK)BE	7G03585
125030	1002353	COMBIHESIVE 2 WFR CVX 25X45MM (1X5PK) IT	7G03586
125030	1002353	COMBIHESIVE 2 WFR CVX 25X45MM (1X5PK) IT	8A02705
125030	1013425	COMBIHESIVE 2S WFR CVX 25/45MM(1X5PK)CEU	8A02706
125030	1002354	SURFIT PLUS WFR CVX 25X45MM (1X5PK) INT	8C04244
125030	1002352	COMBIHESIVE II WFR CVX 25X45MM(1X5PK)SCN	8F02589
125030	1002354	SURFIT PLUS WFR CVX 25X45MM (1X5PK) INT	8F02590
125030	1012355	COMBIHESIVE WFR IIS D/CVX 25MM (1X5PK)BE	8F04927
125030	1002354	SURFIT PLUS WFR CVX 25X45MM (1X5PK) INT	8F04928
125030	1013425	COMBIHESIVE 2S WFR CVX 25/45MM(1X5PK)CEU	8F04929
125030	1002351	COMBIHESIVE 2 WFR CVX 25X45MM(1X5PK) FR	8F04932
125031	1002358	SURFIT PLUS WFR CVX 28X45MM (1X5PK) INT	7C04211
125031	1002358	SURFIT PLUS WFR CVX 28X45MM (1X5PK) INT	7D01175
125031	1013426	COMBIHESIVE 2S WFR CVX 28/45MM(1X5PK)CEU	7D03659
125031	1013426	COMBIHESIVE 2S WFR CVX 28/45MM(1X5PK)CEU	7D03959
125031	1002356	COMBIHESIVE II WFR CVX 28X45MM(1X5PK)SCN	7F00603
125031	1012356	COMBIHESIVE WFR IIS D/CVX 28MM (1X5PK)BE	7F00604
125031	1002357	COMBIHESIVE 2 WFR CVX 28X45MM (1X5PK) IT	7F00605
125031	1002358	SURFIT PLUS WFR CVX 28X45MM (1X5PK) INT	7F00606
125031	1002356	COMBIHESIVE II WFR CVX 28X45MM(1X5PK)SCN	8B01383
125031	1013426	COMBIHESIVE 2S WFR CVX 28/45MM(1X5PK)CEU	8B01384
125031	1002357	COMBIHESIVE 2 WFR CVX 28X45MM (1X5PK) IT	8B01385
125031	1002358	SURFIT PLUS WFR CVX 28X45MM (1X5PK) INT	8B03229
125031	1012356	COMBIHESIVE WFR IIS D/CVX 28MM (1X5PK)BE	8B03230
125031	1002355	COMBIHESIVE 2 WFR CVX 28X45MM (1X5PK) FR	8B03231
125031	1002358	SURFIT PLUS WFR CVX 28X45MM (1X5PK) INT	8C00877
125031	1013426	COMBIHESIVE 2S WFR CVX 28/45MM(1X5PK)CEU	8C00879

Codice prodotto	Materiale	Descrizione del materiale	Numero di lotto
125031	1002356	COMBIHESIVE II WFR CVX 28X45MM(1X5PK)SCN	8D02693
125031	1013426	COMBIHESIVE 2S WFR CVX 28/45MM(1X5PK)CEU	8D02694
125031	1012356	COMBIHESIVE WFR IIS D/CVX 28MM (1X5PK)BE	8D05081
125031	1002356	COMBIHESIVE II WFR CVX 28X45MM(1X5PK)SCN	8D05092
125031	1002355	COMBIHESIVE 2 WFR CVX 28X45MM (1X5PK) FR	8D05093
125031	1013426	COMBIHESIVE 2S WFR CVX 28/45MM(1X5PK)CEU	8E01174
125031	1002358	SURFIT PLUS WFR CVX 28X45MM (1X5PK) INT	8E01175
125032	1002362	SURFIT PLUS WFR CVX 32X45MM (1X5PK) INT	7C04224
125032	1012357	COMBIHESIVE WFR IIS D/CVX 32MM (1X5PK)BE	7E01287
125032	1002360	COMBIHESIVE II WFR CVX 32X45MM(1X5PK)SCN	7E01288
125032	1002362	SURFIT PLUS WFR CVX 32X45MM (1X5PK) INT	7E01289
125032	1002359	COMBIHESIVE 2 WFR CVX 32X45MM (1X5PK) FR	7E01290
125032	1002361	COMBIHESIVE 2 WFR CVX 32X45MM (1X5PK) IT	7F00608
125033	1012358	COMBIHESIVE WFR IIS D/CVX 35MM (1X5PK)BE	7E01292
125033	1013428	COMBIHESIVE 2S WFR CVX 35/45MM(1X5PK)CEU	7E01293
125033	1002364	COMBIHESIVE II WFR CVX 35X45MM(1X5PK)SCN	7E01294
125033	1002363	COMBIHESIVE 2 WFR CVX 35X45MM (1X5PK) FR	7E01295
125033	1002366	SURFIT PLUS WFR CVX 35X45MM (1X5PK) INT	7E03364
125033	1002366	SURFIT PLUS WFR CVX 35X45MM (1X5PK) INT	8B04219
125033	1013428	COMBIHESIVE 2S WFR CVX 35/45MM(1X5PK)CEU	8B04220
125033	1002364	COMBIHESIVE II WFR CVX 35X45MM(1X5PK)SCN	8C03753
125034	1002367	COMBIHESIVE II WFR CVX 38X57MM(1X5PK)SCN	7E02412
125034	1013429	COMBIHESIVE 2S WFR CVX 38/57MM(1X5PK)CEU	7E02413
125034	1002367	COMBIHESIVE II WFR CVX 38X57MM(1X5PK)SCN	7H04904
125034	1012359	COMBIHESIVE WFR IIS D/CVX 38MM (1X5PK)BE	7H04905
125034	1013429	COMBIHESIVE 2S WFR CVX 38/57MM(1X5PK)CEU	7H04906
125034	1002368	SURFIT PLUS WFR CVX 38X57MM (1X5PK) INT	7H05074
125034	1012916	SURFIT PLUS WFR CVX 38X57MM (1X5PK) IT	8A04956
125034	1013429	COMBIHESIVE 2S WFR CVX 38/57MM(1X5PK)CEU	8A04957
125034	1002367	COMBIHESIVE II WFR CVX 38X57MM(1X5PK)SCN	8A04958
125034	1012359	COMBIHESIVE WFR IIS D/CVX 38MM (1X5PK)BE	8A04959
125034	1013429	COMBIHESIVE 2S WFR CVX 38/57MM(1X5PK)CEU	8B02249
125034	1002368	SURFIT PLUS WFR CVX 38X57MM (1X5PK) INT	8F02600
125034	1012359	COMBIHESIVE WFR IIS D/CVX 38MM (1X5PK)BE	8F02613
125034	1012916	SURFIT PLUS WFR CVX 38X57MM (1X5PK) IT	8F02614
125035	1013430	COMBIHESIVE 2S WFR CVX 41/57MM(1X5PK)CEU	7H04907
125035	1002370	SURFIT PLUS WFR CVX 41X57MM (1X5PK) INT	7H04908
125035	1002369	COMBIHESIVE II WFR CVX 41X57MM(1X5PK)SCN	7H04909
125035	1012376	COMBIHESIVE WFR IIS D/CVX 41MM (1X5PK)BE	7H04910
125035	1002370	SURFIT PLUS WFR CVX 41X57MM (1X5PK) INT	7K04883

Codice prodotto	Materiale	Descrizione del materiale	Numero di lotto
125035	1013430	COMBIHESIVE 2S WFR CVX 41/57MM(1X5PK)CEU	7K04884
125035	1012917	SURFIT PLUS WFR CVX 41X57MM (1X5PK) IT	7K04885
125035	1012376	COMBIHESIVE WFR IIS D/CVX 41MM (1X5PK)BE	7K04886
125035	1002369	COMBIHESIVE II WFR CVX 41X57MM(1X5PK)SCN	8B01729
125035	1013430	COMBIHESIVE 2S WFR CVX 41/57MM(1X5PK)CEU	8B01730
125036	1002372	SURFIT PLUS WFR CVX 45X57MM (1X5PK) INT	7J03062
125036	1013431	COMBIHESIVE 2S WFR CVX 45/57MM(1X5PK)CEU	7J03064
125036	1014051	SURFIT PLUS WFR CVX 45X57MM (1X5PK) IT	7J03065
125036	1002372	SURFIT PLUS WFR CVX 45X57MM (1X5PK) INT	8C02094
125036	1002371	COMBIHESIVE II WFR CVX 45X57MM(1X5PK)SCN	8C02095
125036	1013431	COMBIHESIVE 2S WFR CVX 45/57MM(1X5PK)CEU	8G02097
125037	1012919	SURFIT PLUS WFR CVX 50X57MM (1X5PK) IT	7L03278
125037	1013432	COMBIHESIVE 2S WFR CVX 50/57MM(1X5PK)CEU	7L03279
125037	1002374	SURFIT PLUS WFR CVX 50X57MM (1X5PK) INT	7L03280
125037	1002373	COMBIHESIVE II WFR CVX 50X57MM(1X5PK)SCN	7L03281
125037	1012919	SURFIT PLUS WFR CVX 50X57MM (1X5PK) IT	7M02850
125278	1051431	VARICARE S4S CVX WFR 13/45MM (1X5PK) JP	7J00006
125279	1051432	VARICARE S4S CVX WFR 16/45MM (1X5PK) JP	7F04003
125279	1051432	VARICARE S4S CVX WFR 16/45MM (1X5PK) JP	7J00008
125279	1051432	VARICARE S4S CVX WFR 16/45MM (1X5PK) JP	8F00683
125280	1051433	VARICARE S4S CVX WFR 19/45MM (1X5PK) JP	7M03972
125280	1051433	VARICARE S4S CVX WFR 19/45MM (1X5PK) JP	8A00733
125280	1051433	VARICARE S4S CVX WFR 19/45MM (1X5PK) JP	8E04639
125281	1051434	VARICARE S4S CVX WFR 22/45MM (1X5PK) JP	7E01836
125281	1051434	VARICARE S4S CVX WFR 22/45MM (1X5PK) JP	7K00524
125282	1051435	VARICARE S4S CVX WFR 25/45MM (1X5PK) JP	7J00001
125282	1051435	VARICARE S4S CVX WFR 25/45MM (1X5PK) JP	8E03843
125283	1051436	VARICARE S4S CVX WFR 28/45MM (1X5PK) JP	7F03154
125283	1051436	VARICARE S4S CVX WFR 28/45MM (1X5PK) JP	7M03580
125283	1051436	VARICARE S4S CVX WFR 28/45MM (1X5PK) JP	8F01049
125284	1051437	VARICARE S4S CVX WFR 32/45MM (1X5PK) JP	7H02190
125285	1051438	VARICARE S4S CVX WFR 35/45MM (1X5PK) JP	7J04969
125285	1051438	VARICARE S4S CVX WFR 35/45MM (1X5PK) JP	8G03496
402200	1052415	SURFIT NATURA S4S WFR CVX13/45MM1X5NL/GB	7J01294
402200	1052403	SURFIT NATURA S4S WFR CVX 13/45MM(1X5)DE	7J01295
402201	1052416	SURFIT NATURA S4S WFR CVX16/45MM1X5NL/GB	7F03877
402201	1052404	SURFIT NATURA S4S WFR CVX 16/45MM(1X5)DE	7F03878
402201	1052416	SURFIT NATURA S4S WFR CVX16/45MM1X5NL/GB	7H04125
402201	1052404	SURFIT NATURA S4S WFR CVX 16/45MM(1X5)DE	8A06015
402201	1052416	SURFIT NATURA S4S WFR CVX16/45MM1X5NL/GB	8D01629

<b>Codice prodotto</b>	<b>Materiale</b>	<b>Descrizione del materiale</b>	<b>Numero di lotto</b>
402202	1052417	SURFIT NATURA S4S WFR CVX19/45MM1X5NL/GB	7H01478
402202	1052405	SURFIT NATURA S4S WFR CVX 19/45MM(1X5)DE	7H01479
402202	1052405	SURFIT NATURA S4S WFR CVX 19/45MM(1X5)DE	7K05366
402202	1052417	SURFIT NATURA S4S WFR CVX19/45MM1X5NL/GB	7K05368
402202	1052417	SURFIT NATURA S4S WFR CVX19/45MM1X5NL/GB	8D05099
402202	1052417	SURFIT NATURA S4S WFR CVX19/45MM1X5NL/GB	8G04010
402202	1052405	SURFIT NATURA S4S WFR CVX 19/45MM(1X5)DE	8G04012
402203	1052418	SURFIT NATURA S4S WFR CVX22/45MM1X5NL/GB	7J00665
402203	1052406	SURFIT NATURA S4S WFR CVX 22/45MM(1X5)DE	7K03422
402203	1052418	SURFIT NATURA S4S WFR CVX22/45MM1X5NL/GB	7K03423
402203	1052406	SURFIT NATURA S4S WFR CVX 22/45MM(1X5)DE	7L01060
402203	1052418	SURFIT NATURA S4S WFR CVX22/45MM1X5NL/GB	7L01062
402203	1052406	SURFIT NATURA S4S WFR CVX 22/45MM(1X5)DE	8C00960
402203	1052418	SURFIT NATURA S4S WFR CVX22/45MM1X5NL/GB	8C03915
402204	1052407	SURFIT NATURA S4S WFR CVX 25/45MM(1X5)DE	7F00955
402204	1052419	SURFIT NATURA S4S WFR CVX25/45MM1X5NL/GB	7F00956
402204	1052419	SURFIT NATURA S4S WFR CVX25/45MM1X5NL/GB	7H01474
402204	1052407	SURFIT NATURA S4S WFR CVX 25/45MM(1X5)DE	7H01475
402204	1052419	SURFIT NATURA S4S WFR CVX25/45MM1X5NL/GB	7K02141
402204	1052407	SURFIT NATURA S4S WFR CVX 25/45MM(1X5)DE	7K02153
402204	1052419	SURFIT NATURA S4S WFR CVX25/45MM1X5NL/GB	8D05096
402204	1052407	SURFIT NATURA S4S WFR CVX 25/45MM(1X5)DE	8G01612
402204	1052419	SURFIT NATURA S4S WFR CVX25/45MM1X5NL/GB	8G01613
402204	1052419	SURFIT NATURA S4S WFR CVX25/45MM1X5NL/GB	8H04519
402204	1052407	SURFIT NATURA S4S WFR CVX 25/45MM(1X5)DE	8H04521
402205	1052408	SURFIT NATURA S4S WFR CVX 28/45MM(1X5)DE	7F06139
402205	1052408	SURFIT NATURA S4S WFR CVX 28/45MM(1X5)DE	7G03644
402205	1052420	SURFIT NATURA S4S WFR CVX28/45MM1X5NL/GB	7G03645
402205	1052420	SURFIT NATURA S4S WFR CVX28/45MM1X5NL/GB	7M03576
402205	1052408	SURFIT NATURA S4S WFR CVX 28/45MM(1X5)DE	8D00474
402205	1052420	SURFIT NATURA S4S WFR CVX28/45MM1X5NL/GB	8D00476
402205	1052408	SURFIT NATURA S4S WFR CVX 28/45MM(1X5)DE	8G04015
402205	1052420	SURFIT NATURA S4S WFR CVX28/45MM1X5NL/GB	8J00540
402206	1052421	SURFIT NATURA S4S WFR CVX32/45MM1X5NL/GB	7G03647
402206	1052409	SURFIT NATURA S4S WFR CVX 32/45MM(1X5)DE	7G03648
402206	1052409	SURFIT NATURA S4S WFR CVX 32/45MM(1X5)DE	7L01338
402206	1052421	SURFIT NATURA S4S WFR CVX32/45MM1X5NL/GB	7L01339
402206	1052421	SURFIT NATURA S4S WFR CVX32/45MM1X5NL/GB	7M03584
402206	1052421	SURFIT NATURA S4S WFR CVX32/45MM1X5NL/GB	8C00953
402206	1052421	SURFIT NATURA S4S WFR CVX32/45MM1X5NL/GB	8C03490



<b>Codice prodotto</b>	<b>Materiale</b>	<b>Descrizione del materiale</b>	<b>Numero di lotto</b>
402207	1052410	SURFIT NATURA S4S WFR CVX 35/45MM(1X5)DE	7K02047
402207	1052422	SURFIT NATURA S4S WFR CVX35/45MM1X5NL/GB	7K02048
402207	1052422	SURFIT NATURA S4S WFR CVX35/45MM1X5NL/GB	8A00737
402207	1052410	SURFIT NATURA S4S WFR CVX 35/45MM(1X5)DE	8A00738
402207	1052422	SURFIT NATURA S4S WFR CVX35/45MM1X5NL/GB	8F00089
402207	1052422	SURFIT NATURA S4S WFR CVX35/45MM1X5NL/GB	8G03493
402208	1052423	SURFIT NATURA S4S WFR CVX38/57MM1X5NL/GB	7H04929
402208	1052411	SURFIT NATURA S4S WFR CVX 38/57MM(1X5)DE	7H04930
402208	1052423	SURFIT NATURA S4S WFR CVX38/57MM1X5NL/GB	7J04231
402208	1052411	SURFIT NATURA S4S WFR CVX 38/57MM(1X5)DE	7J04233
402208	1052423	SURFIT NATURA S4S WFR CVX38/57MM1X5NL/GB	8H00327
402209	1052424	SURFIT NATURA S4S WFR CVX41/57MM1X5NL/GB	7H03495
402209	1052424	SURFIT NATURA S4S WFR CVX41/57MM1X5NL/GB	7H03496
402209	1052412	SURFIT NATURA S4S WFR CVX 41/57MM(1X5)DE	7H03497
402210	1052425	SURFIT NATURA S4S WFR CVX45/57MM1X5NL/GB	7H04917
402210	1052413	SURFIT NATURA S4S WFR CVX 45/57MM(1X5)DE	7H04918
402211	1052414	SURFIT NATURA S4S WFR CVX 50/57MM(1X5)DE	7H05736
402211	1052426	SURFIT NATURA S4S WFR CVX50/57MM1X5NL/GB	7H05737
125028	1210693	SURFIT PLUS WFR CVX 19X45MM (1X5PK) ES	7L02965
125028	1210693	SURFIT PLUS WFR CVX 19X45MM (1X5PK) ES	8A00729
125028	1210693	SURFIT PLUS WFR CVX 19X45MM (1X5PK) ES	8D00468
125028	1210693	SURFIT PLUS WFR CVX 19X45MM (1X5PK) ES	8F03146
125029	1210694	SURFIT PLUS WFR CVX 22X45MM (1X5PK) ES	8B01190
125030	1210695	COMBIHESIVE 2 WFR CVX 25X45MM (1X5PK) ES	7G03584
125030	1210695	COMBIHESIVE 2 WFR CVX 25X45MM (1X5PK) ES	8A02704
125030	1210695	COMBIHESIVE 2 WFR CVX 25X45MM (1X5PK) ES	8C04243
125030	1210695	COMBIHESIVE 2 WFR CVX 25X45MM (1X5PK) ES	8F02591
125030	1210695	COMBIHESIVE 2 WFR CVX 25X45MM (1X5PK) ES	8F04930
125031	1210696	COMBIHESIVE 2 WFR CVX 28X45MM (1X5PK) ES	8B03228
125032	1210697	COMBIHESIVE 2 WFR CVX 32X45MM (1X5PK) ES	7E03289
125033	1210698	COMBIHESIVE 2 WFR CVX 34X45MM (1X5PK) ES	8B04221
125033	1210698	COMBIHESIVE 2 WFR CVX 34X45MM (1X5PK) ES	8C03752
125278	1704525	NATURA WFR FLEX CVX 13/45MM (1X5PK) EUR	7L03067
125278	1135962	C/HESIVE NAT WFR FLEX 13/45MM (1X5)GB/NL	7L03070
125278	1136074	C/HESIVE NAT WFR FLEX 13/45MM (1X5PK) DE	7L03072
125279	1704527	NATURA WFR FLEX CVX 16/45MM (1X5PK) EUR	7E02269
125279	1136075	C/HESIVE NAT WFR FLEX 16/45MM (1X5PK) DE	7E02312
125279	1136075	C/HESIVE NAT WFR FLEX 16/45MM (1X5PK) DE	7K05185
125279	1704527	NATURA WFR FLEX CVX 16/45MM (1X5PK) EUR	7K05186
125279	1135963	C/HESIVE NAT WFR FLEX 16/45MM (1X5)GB/NL	7K05187

Codice prodotto	Materiale	Descrizione del materiale	Numero di lotto
125279	1135963	C/HESIVE NAT WFR FLEX 16/45MM (1X5)GB/NL	8F00670
125279	1704527	NATURA WFR FLEX CVX 16/45MM (1X5PK) EUR	8F00671
125280	1136076	C/HESIVE NAT WFR FLEX 19/45MM (1X5PK) DE	7D01171
125280	1135964	C/HESIVE NAT WFR FLEX 19/45MM (1X5)GB/NL	7D01173
125280	1136076	C/HESIVE NAT WFR FLEX 19/45MM (1X5PK) DE	7D04717
125280	1135964	C/HESIVE NAT WFR FLEX 19/45MM (1X5)GB/NL	8A00732
125280	1136076	C/HESIVE NAT WFR FLEX 19/45MM (1X5PK) DE	8A00735
125280	1135964	C/HESIVE NAT WFR FLEX 19/45MM (1X5)GB/NL	8E04640
125281	1136077	C/HESIVE NAT WFR FLEX 22/45MM (1X5PK) DE	7C05397
125281	1135965	C/HESIVE NAT WFR FLEX 22/45MM (1X5)GB/NL	7C05398
125281	1704529	NATURA WFR FLEX CVX 22/45MM (1X5PK) EUR	7E01837
125281	1136077	C/HESIVE NAT WFR FLEX 22/45MM (1X5PK) DE	7E01838
125281	1135965	C/HESIVE NAT WFR FLEX 22/45MM (1X5)GB/NL	7K00519
125281	1136077	C/HESIVE NAT WFR FLEX 22/45MM (1X5PK) DE	7K00520
125281	1135965	C/HESIVE NAT WFR FLEX 22/45MM (1X5)GB/NL	7K05908
125281	1704529	NATURA WFR FLEX CVX 22/45MM (1X5PK) EUR	7K05911
125281	1704529	NATURA WFR FLEX CVX 22/45MM (1X5PK) EUR	7L01342
125281	1136077	C/HESIVE NAT WFR FLEX 22/45MM (1X5PK) DE	7L01343
125281	1135965	C/HESIVE NAT WFR FLEX 22/45MM (1X5)GB/NL	8E01678
125282	1704530	NATURA WFR FLEX CVX 25/45MM (1X5PK) EUR	7E01711
125282	1704530	NATURA WFR FLEX CVX 25/45MM (1X5PK) EUR	7F01779
125282	1704530	NATURA WFR FLEX CVX 25/45MM (1X5PK) EUR	7G00165
125282	1136078	C/HESIVE NAT WFR FLEX 25/45MM (1X5PK) DE	7G02896
125282	1136078	C/HESIVE NAT WFR FLEX 25/45MM (1X5PK) DE	7M03979
125282	1704530	NATURA WFR FLEX CVX 25/45MM (1X5PK) EUR	8B00892
125282	1704530	NATURA WFR FLEX CVX 25/45MM (1X5PK) EUR	8E03842
125282	1135966	C/HESIVE NAT WFR FLEX 25/45MM (1X5)GB/NL	8H01556
125282	1136078	C/HESIVE NAT WFR FLEX 25/45MM (1X5PK) DE	8H01557
125283	1135967	C/HESIVE NAT WFR FLEX 28/45MM (1X5)GB/NL	7C05414
125283	1704531	NATURA WFR FLEX CVX 28/45MM (1X5PK) EUR	7F03153
125283	1136079	C/HESIVE NAT WFR FLEX 28/45MM (1X5PK) DE	7H04122
125283	1704531	NATURA WFR FLEX CVX 28/45MM (1X5PK) EUR	7L01043
125283	1136079	C/HESIVE NAT WFR FLEX 28/45MM (1X5PK) DE	7L01045
125283	1704531	NATURA WFR FLEX CVX 28/45MM (1X5PK) EUR	7M03582
125283	1135967	C/HESIVE NAT WFR FLEX 28/45MM (1X5)GB/NL	7M03583
125283	1136079	C/HESIVE NAT WFR FLEX 28/45MM (1X5PK) DE	8J00539
125284	1135968	C/HESIVE NAT WFR FLEX 32/45MM (1X5)GB/NL	7H02189
125284	1704532	NATURA WFR FLEX CVX 32/45MM (1X5PK) EUR	8C03529
125285	1136081	C/HESIVE NAT WFR FLEX 35/45MM (1X5PK) DE	7D04718
125285	1704533	NATURA WFR FLEX CVX 35/45MM (1X5PK) EUR	7F01762

Codice prodotto	Materiale	Descrizione del materiale	Numero di lotto
125285	1135969	C/HESIVE NAT WFR FLEX 35/45MM (1X5)GB/NL	7J02058
125285	1704533	NATURA WFR FLEX CVX 35/45MM (1X5PK) EUR	8G03495
125286	1136082	C/HESIVE NAT WFR FLEX 38/57MM (1X5PK) DE	7F05915
125286	1136082	C/HESIVE NAT WFR FLEX 38/57MM (1X5PK) DE	7H06312
125286	1135970	C/HESIVE NAT WFR FLEX 38/57MM (1X5)GB/NL	7H06313
125286	1704534	NATURA WFR FLEX CVX 38/57MM (1X5PK) EUR	7H06316
125286	1136082	C/HESIVE NAT WFR FLEX 38/57MM (1X5PK) DE	7J04227
125286	1704534	NATURA WFR FLEX CVX 38/57MM (1X5PK) EUR	7J04228
125286	1135970	C/HESIVE NAT WFR FLEX 38/57MM (1X5)GB/NL	8A05991
125286	1704534	NATURA WFR FLEX CVX 38/57MM (1X5PK) EUR	8E01296
125287	1136071	C/HESIVE NAT WFR FLEX 41/57MM (1X5)GB/NL	8A06017
125287	1136083	C/HESIVE NAT WFR FLEX 41/57MM (1X5PK) DE	8A06018
125287	1704535	NATURA WFR FLEX CVX 41/57MM (1X5PK) EUR	8A06019
125287	1136083	C/HESIVE NAT WFR FLEX 41/57MM (1X5PK) DE	8D00709
125287	1136071	C/HESIVE NAT WFR FLEX 41/57MM (1X5)GB/NL	8D05101
125288	1704536	NATURA WFR FLEX CVX 45/57MM (1X5PK) EUR	7H04927
125288	1704536	NATURA WFR FLEX CVX 45/57MM (1X5PK) EUR	7M00468
125288	1136084	C/HESIVE NAT WFR FLEX 45/57MM (1X5PK) DE	7M00469
125289	1700992	NATURA WFR FLEX CVX 50/57MM (1X5PK) EUR	7G01363
125289	1136073	C/HESIVE NAT WFR FLEX 50/57MM (1X5)GB/NL	7G01364
125289	1136085	C/HESIVE NAT WFR FLEX 50/57MM (1X5PK) DE	7G01366
125289	1700992	NATURA WFR FLEX CVX 50/57MM (1X5PK) EUR	7J00630
125289	1136085	C/HESIVE NAT WFR FLEX 50/57MM (1X5PK) DE	7K07046
125289	1136073	C/HESIVE NAT WFR FLEX 50/57MM (1X5)GB/NL	7K07047
404592	1156500	NATURA WFR MOLDABLE CVX 13/45MM (1X10)US	7C05400
404592	1156500	NATURA WFR MOLDABLE CVX 13/45MM (1X10)US	7C05401
404592	1175793	C/HESIVE NAT WFR MLD CVX 13/22MM(1X10)JP	7F06140
404592	1175760	C/HESIVE NAT WFR MLD CVX 13/22MM(1X10)DE	7F06141
404592	1175793	C/HESIVE NAT WFR MLD CVX 13/22MM(1X10)JP	7K00745
404592	1701043	NATURA MLDC CVX 13/22MM (1X10PK) EUR	7K00746
404592	1174445	C/HESIVE NAT MLDC CVX13/22MM(1X10) GB/NL	7M00630
404592	1175760	C/HESIVE NAT WFR MLD CVX 13/22MM(1X10)DE	7M00631
404592	1156500	NATURA WFR MOLDABLE CVX 13/45MM (1X10)US	7M00632
404592	1701043	NATURA MLDC CVX 13/22MM (1X10PK) EUR	7M03042
404592	1156500	NATURA WFR MOLDABLE CVX 13/45MM (1X10)US	7M03044
404592	1156500	NATURA WFR MOLDABLE CVX 13/45MM (1X10)US	8A00115
404592	1156500	NATURA WFR MOLDABLE CVX 13/45MM (1X10)US	8A03532
404592	1701043	NATURA MLDC CVX 13/22MM (1X10PK) EUR	8A04344
404592	1156500	NATURA WFR MOLDABLE CVX 13/45MM (1X10)US	8A04345
404592	1156500	NATURA WFR MOLDABLE CVX 13/45MM (1X10)US	8A04652

Codice prodotto	Materiale	Descrizione del materiale	Numero di lotto
404592	1156500	NATURA WFR MOLDABLE CVX 13/45MM (1X10)US	8A06020
404592	1175793	C/HESIVE NAT WFR MLD CVX 13/22MM(1X10)JP	8A06807
404592	1174445	C/HESIVE NAT MLDC CVX13/22MM(1X10) GB/NL	8A06808
404592	1175760	C/HESIVE NAT WFR MLD CVX 13/22MM(1X10)DE	8A06810
404592	1156500	NATURA WFR MOLDABLE CVX 13/45MM (1X10)US	8C00510
404592	1156500	NATURA WFR MOLDABLE CVX 13/45MM (1X10)US	8C02727
404592	1156500	NATURA WFR MOLDABLE CVX 13/45MM (1X10)US	8C04760
404592	1174445	C/HESIVE NAT MLDC CVX13/22MM(1X10) GB/NL	8C04761
404592	1156500	NATURA WFR MOLDABLE CVX 13/45MM (1X10)US	8D00831
404592	1156500	NATURA WFR MOLDABLE CVX 13/45MM (1X10)US	8E03229
404592	1175760	C/HESIVE NAT WFR MLD CVX 13/22MM(1X10)DE	8E03230
404592	1701043	NATURA MLDC CVX 13/22MM (1X10PK) EUR	8E03231
404592	1156500	NATURA WFR MOLDABLE CVX 13/45MM (1X10)US	8E05049
404592	1175793	C/HESIVE NAT WFR MLD CVX 13/22MM(1X10)JP	8G02863
404593	1156501	NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM (1X10)US	7D00656
404593	1156501	NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM (1X10)US	7D04454
404593	1701044	NATURA WFR MLD CVX 22/33MM (1X10PK) EUR	7E02404
404593	1175761	C/HESIVE NAT WFR MLD CVX 22/33MM(1X10)DE	7E02405
404593	1175761	C/HESIVE NAT WFR MLD CVX 22/33MM(1X10)DE	7F01769
404593	1156501	NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM (1X10)US	7G02078
404593	1174446	C/HESIVE NAT MLDC CVX22/33MM(1X10) GB/NL	7G02852
404593	1175761	C/HESIVE NAT WFR MLD CVX 22/33MM(1X10)DE	7G02853
404593	1175794	C/HESIVE NAT WFR MLD CVX 22/33MM(1X10)JP	7G02854
404593	1701044	NATURA WFR MLD CVX 22/33MM (1X10PK) EUR	7G04435
404593	1156501	NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM (1X10)US	7G04441
404593	1156501	NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM (1X10)US	7H02557
404593	1156501	NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM (1X10)US	7J01301
404593	1175761	C/HESIVE NAT WFR MLD CVX 22/33MM(1X10)DE	7K00530
404593	1156501	NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM (1X10)US	7K04909
404593	1701044	NATURA WFR MLD CVX 22/33MM (1X10PK) EUR	7K04911
404593	1174446	C/HESIVE NAT MLDC CVX22/33MM(1X10) GB/NL	7L00138
404593	1175794	C/HESIVE NAT WFR MLD CVX 22/33MM(1X10)JP	7L00139
404593	1156501	NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM (1X10)US	7M01936
404593	1175794	C/HESIVE NAT WFR MLD CVX 22/33MM(1X10)JP	7M02490
404593	1156501	NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM (1X10)US	8A00074
404593	1156501	NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM (1X10)US	8B00644
404593	1156501	NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM (1X10)US	8B02183
404593	1156501	NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM (1X10)US	8B03434
404593	1156501	NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM (1X10)US	8B04381
404593	1174446	C/HESIVE NAT MLDC CVX22/33MM(1X10) GB/NL	8B05257

<b>Codice prodotto</b>	<b>Materiale</b>	<b>Descrizione del materiale</b>	<b>Numero di lotto</b>
404593	1175794	C/HESIVE NAT WFR MLD CVX 22/33MM(1X10)JP	8B05258
404593	1156501	NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM (1X10)US	8C00509
404593	1156501	NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM (1X10)US	8C01171
404593	1156501	NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM (1X10)US	8C02729
404593	1156501	NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM (1X10)US	8C03723
404593	1156501	NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM (1X10)US	8D02090
404593	1156501	NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM (1X10)US	8D03559
404593	1174446	C/HESIVE NAT MLDC CVX22/33MM(1X10) GB/NL	8E01304
404593	1701044	NATURA WFR MLD CVX 22/33MM (1X10PK) EUR	8E01305
404593	1156501	NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM (1X10)US	8E01307
404593	1156501	NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM (1X10)US	8E02086
404593	1174446	C/HESIVE NAT MLDC CVX22/33MM(1X10) GB/NL	8E02335
404593	1156501	NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM (1X10)US	8E03031
404593	1156501	NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM (1X10)US	8E04637
404593	1156501	NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM (1X10)US	8F02984
404593	1156501	NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM (1X10)US	8F03648
404593	1156501	NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM (1X10)US	8F04417
404593	1156501	NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM (1X10)US	8G00535
404593	1156501	NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM (1X10)US	8G03022
404593	1701044	NATURA WFR MLD CVX 22/33MM (1X10PK) EUR	8G03023
404593	1156501	NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM (1X10)US	8G04263
404593	1156501	NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM (1X10)US	8H01875
404593	1156501	NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM (1X10)US	8H01908
404593	1156501	NATURA WFR MOLDABLE CVX 22/45MM (1X10)US	8H04937
404594	1156502	NATURA WFR MOLDABLE CVX 33/57MM (1X10)US	7E01633
404594	1156502	NATURA WFR MOLDABLE CVX 33/57MM (1X10)US	7E04176
404594	1156502	NATURA WFR MOLDABLE CVX 33/57MM (1X10)US	7E04177
404594	1156502	NATURA WFR MOLDABLE CVX 33/57MM (1X10)US	7E04777
404594	1701045	NATURA MLDC CVX 33/57MM (1X10PK) EUR	7F00003
404594	1156502	NATURA WFR MOLDABLE CVX 33/57MM (1X10)US	7F02063
404594	1156502	NATURA WFR MOLDABLE CVX 33/57MM (1X10)US	7F05062
404594	1175795	C/HESIVE NAT WFR MLD CVX 33/57MM(1X10)JP	7F05064
404594	1701045	NATURA MLDC CVX 33/57MM (1X10PK) EUR	7G00578
404594	1174447	C/HESIVE NAT MLDC CVX33/57MM(1X10) GB/NL	7G05697
404594	1175762	C/HESIVE NAT WFR MLD CVX 33/57MM(1X10)DE	7G05698
404594	1156502	NATURA WFR MOLDABLE CVX 33/57MM (1X10)US	7H04130
404594	1156502	NATURA WFR MOLDABLE CVX 33/57MM (1X10)US	7H04920
404594	1174447	C/HESIVE NAT MLDC CVX33/57MM(1X10) GB/NL	7H04921
404594	1156502	NATURA WFR MOLDABLE CVX 33/57MM (1X10)US	7J02079
404594	1175795	C/HESIVE NAT WFR MLD CVX 33/57MM(1X10)JP	7L01034

<b>Codice prodotto</b>	<b>Materiale</b>	<b>Descrizione del materiale</b>	<b>Numero di lotto</b>
404594	1701045	NATURA MLDC CVX 33/57MM (1X10PK) EUR	7L01035
404594	1175762	C/HESIVE NAT WFR MLD CVX 33/57MM(1X10)DE	7L04697
404594	1156502	NATURA WFR MOLDABLE CVX 33/57MM (1X10)US	7L04700
404594	1156502	NATURA WFR MOLDABLE CVX 33/57MM (1X10)US	7L05271
404594	1156502	NATURA WFR MOLDABLE CVX 33/57MM (1X10)US	7M00428
404594	1156502	NATURA WFR MOLDABLE CVX 33/57MM (1X10)US	7M01598
404594	1156502	NATURA WFR MOLDABLE CVX 33/57MM (1X10)US	7M01995
404594	1156502	NATURA WFR MOLDABLE CVX 33/57MM (1X10)US	7M03355
404594	1701045	NATURA MLDC CVX 33/57MM (1X10PK) EUR	7M03432
404594	1175795	C/HESIVE NAT WFR MLD CVX 33/57MM(1X10)JP	7M03434
404594	1156502	NATURA WFR MOLDABLE CVX 33/57MM (1X10)US	8A00740
404594	1175762	C/HESIVE NAT WFR MLD CVX 33/57MM(1X10)DE	8A00741
404594	1174447	C/HESIVE NAT MLDC CVX33/57MM(1X10) GB/NL	8A00742
404594	1701045	NATURA MLDC CVX 33/57MM (1X10PK) EUR	8B03275
404594	1156502	NATURA WFR MOLDABLE CVX 33/57MM (1X10)US	8D00463
404594	1174447	C/HESIVE NAT MLDC CVX33/57MM(1X10) GB/NL	8D00595
404594	1156502	NATURA WFR MOLDABLE CVX 33/57MM (1X10)US	8D02102
404594	1156502	NATURA WFR MOLDABLE CVX 33/57MM (1X10)US	8D02814
404594	1156502	NATURA WFR MOLDABLE CVX 33/57MM (1X10)US	8D03557
404594	1175795	C/HESIVE NAT WFR MLD CVX 33/57MM(1X10)JP	8D05072
404594	1701045	NATURA MLDC CVX 33/57MM (1X10PK) EUR	8D05074
404594	1156502	NATURA WFR MOLDABLE CVX 33/57MM (1X10)US	8E00637
404594	1156502	NATURA WFR MOLDABLE CVX 33/57MM (1X10)US	8E01067
404594	1156502	NATURA WFR MOLDABLE CVX 33/57MM (1X10)US	8E01627
404594	1174447	C/HESIVE NAT MLDC CVX33/57MM(1X10) GB/NL	8E03028
404594	1156502	NATURA WFR MOLDABLE CVX 33/57MM (1X10)US	8E03029
404594	1175795	C/HESIVE NAT WFR MLD CVX 33/57MM(1X10)JP	8F03571
404594	1156502	NATURA WFR MOLDABLE CVX 33/57MM (1X10)US	8F03634
404594	1156502	NATURA WFR MOLDABLE CVX 33/57MM (1X10)US	8F04925
404594	1701045	NATURA MLDC CVX 33/57MM (1X10PK) EUR	8G03296
404594	1156502	NATURA WFR MOLDABLE CVX 33/57MM (1X10)US	8G03730
404594	1174447	C/HESIVE NAT MLDC CVX33/57MM(1X10) GB/NL	8G03932
404594	1156502	NATURA WFR MOLDABLE CVX 33/57MM (1X10)US	8H01554
404594	1175795	C/HESIVE NAT WFR MLD CVX 33/57MM(1X10)JP	8H02437
404594	1156502	NATURA WFR MOLDABLE CVX 33/57MM (1X10)US	8H02438
404594	1156502	NATURA WFR MOLDABLE CVX 33/57MM (1X10)US	8H04517
404594	1701045	NATURA MLDC CVX 33/57MM (1X10PK) EUR	8J00972
411449	1189481	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX13/45MM1X10PKFR	7D05763
411449	1191965	SURFIT PLUS MOLDABLE CVX13/45MM1X10PKINT	7D05766
411449	1189481	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX13/45MM1X10PKFR	7J01296

<b>Codice prodotto</b>	<b>Materiale</b>	<b>Descrizione del materiale</b>	<b>Numero di lotto</b>
411449	1191965	SURFIT PLUS MOLDABLE CVX13/45MM1X10PKINT	7K03430
411449	1189481	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX13/45MM1X10PKFR	8E01630
411450	1189482	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX22/45MM1X10PKFR	7D02980
411450	1191966	SURFIT PLUS MOLDABLE CVX22/45MM1X10PKINT	7D03850
411450	1189482	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX22/45MM1X10PKFR	7E00892
411450	1191966	SURFIT PLUS MOLDABLE CVX22/45MM1X10PKINT	7G01988
411450	1189482	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX22/45MM1X10PKFR	7L01056
411450	1191966	SURFIT PLUS MOLDABLE CVX22/45MM1X10PKINT	7L07677
411450	1191966	SURFIT PLUS MOLDABLE CVX22/45MM1X10PKINT	8J02466
411451	1189483	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX33/57MM1X10PKFR	7G03101
411451	1191968	SURFIT S92MOLDABLE CVX33/57MM1X10PKINT	7G03115
411451	1191968	SURFIT S92MOLDABLE CVX33/57MM1X10PKINT	7K01486
411451	1189483	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX33/57MM1X10PKFR	7K01698
411451	1189483	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX33/57MM1X10PKFR	7L06598
411451	1191968	SURFIT S92MOLDABLE CVX33/57MM1X10PKINT	8A00745
411451	1191968	SURFIT S92MOLDABLE CVX33/57MM1X10PKINT	8E03026
411451	1189483	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX33/57MM1X10PKFR	8F00894
411451	1191968	SURFIT S92MOLDABLE CVX33/57MM1X10PKINT	8F00895
411451	1191968	SURFIT S92MOLDABLE CVX33/57MM1X10PKINT	8F04686
411451	1191968	SURFIT S92MOLDABLE CVX33/57MM1X10PKINT	8J01450
411451	1189483	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX33/57MM1X10PKFR	8J01492
411452	1187547	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX13/45MM1X5PK IT	7D05767
411452	1187547	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX13/45MM1X5PK IT	7J01297
411452	1190777	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX13/45MM1X5PK BE	7K03428
411452	1187547	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX13/45MM1X5PK IT	7K03432
411452	1187541	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX13/45MM1X5PKSCN	8E01628
411452	1190777	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX13/45MM1X5PK BE	8E01631
411453	1187548	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX22/45MM1X5PK IT	7D02278
411453	1187542	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX22/45MM1X5PKSCN	7D03851
411453	1190778	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX22/45MM1X5PK BE	7G01703
411453	1187548	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX22/45MM1X5PK IT	7G01705
411453	1187542	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX22/45MM1X5PKSCN	7G01989
411453	1187542	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX22/45MM1X5PKSCN	7L01053
411453	1187548	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX22/45MM1X5PK IT	7L01054
411453	1190778	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX22/45MM1X5PK BE	7L07676
411453	1187542	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX22/45MM1X5PKSCN	7L07678
411453	1187548	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX22/45MM1X5PK IT	7L07679
411453	1187545	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX22/45MM1X5PKCEU	7L07681
411453	1187542	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX22/45MM1X5PKSCN	8E00276
411453	1190778	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX22/45MM1X5PK BE	8E00277

Codice prodotto	Materiale	Descrizione del materiale	Numero di lotto
411453	1187545	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX22/45MM1X5PKCEU	8J02468
411454	1187543	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX33/57MM1X5PKSCN	7G03112
411454	1187549	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX33/57MM1X5PK IT	7G03113
411454	1190779	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX33/57MM1X5PK BE	7G03114
411454	1187549	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX33/57MM1X5PK IT	7J00624
411454	1190779	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX33/57MM1X5PK BE	7J00626
411454	1187543	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX33/57MM1X5PKSCN	7J00627
411454	1187546	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX33/57MM1X5PKCEU	7J02059
411454	1187546	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX33/57MM1X5PKCEU	7K01699
411454	1190779	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX33/57MM1X5PK BE	7K01700
411454	1187549	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX33/57MM1X5PK IT	7L06595
411454	1187543	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX33/57MM1X5PKSCN	7L06597
411454	1190779	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX33/57MM1X5PK BE	7L06599
411454	1187546	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX33/57MM1X5PKCEU	8A00744
411454	1190779	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX33/57MM1X5PK BE	8E03024
411454	1187546	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX33/57MM1X5PKCEU	8E03025
411454	1187543	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX33/57MM1X5PKSCN	8F00891
411454	1187549	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX33/57MM1X5PK IT	8F00893
411454	1187546	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX33/57MM1X5PKCEU	8F00900
411454	1187546	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX33/57MM1X5PKCEU	8F04688
411454	1187549	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX33/57MM1X5PK IT	8J01449
411454	1190779	C/HESIVE S92 MOLDABLE CVX33/57MM1X5PK BE	8J01494
413177	1161266	SURFIT NATURA WFR CVX 13/45MM (1X10PK)US	7C05884
413177	1701082	NATURA WFR CVX 13/45MM (1X10PK) EUR	7L03068
413177	1161266	SURFIT NATURA WFR CVX 13/45MM (1X10PK)US	7L03069
413177	1161266	SURFIT NATURA WFR CVX 13/45MM (1X10PK)US	8C03530
413178	1161267	SURFIT NATURA WFR CVX 16/45MM (1X10PK)US	7C05886
413178	1701083	NATURA WFR CVX 16/45MM (1X10PK) EUR	7E02270
413178	1161267	SURFIT NATURA WFR CVX 16/45MM (1X10PK)US	7E02314
413178	1161267	SURFIT NATURA WFR CVX 16/45MM (1X10PK)US	7F04002
413178	1161267	SURFIT NATURA WFR CVX 16/45MM (1X10PK)US	7M03586
413178	1701083	NATURA WFR CVX 16/45MM (1X10PK) EUR	8A00726
413178	1161267	SURFIT NATURA WFR CVX 16/45MM (1X10PK)US	8A00727
413178	1161267	SURFIT NATURA WFR CVX 16/45MM (1X10PK)US	8B03741
413178	1161267	SURFIT NATURA WFR CVX 16/45MM (1X10PK)US	8F00684
413178	1161267	SURFIT NATURA WFR CVX 16/45MM (1X10PK)US	8H04702
413179	1161268	SURFIT NATURA WFR CVX 19/45MM (1X10PK)US	7D01169
413179	1161268	SURFIT NATURA WFR CVX 19/45MM (1X10PK)US	8A00731
413179	1161268	SURFIT NATURA WFR CVX 19/45MM (1X10PK)US	8E04641
413180	1161269	SURFIT NATURA WFR CVX 22/45MM (1X10PK)US	7C01423



<b>Codice prodotto</b>	<b>Materiale</b>	<b>Descrizione del materiale</b>	<b>Numero di lotto</b>
413180	1161269	SURFIT NATURA WFR CVX 22/45MM (1X10PK)US	7C02570
413180	1161269	SURFIT NATURA WFR CVX 22/45MM (1X10PK)US	7J01730
413180	1701085	NATURA WFR CVX 22/45MM (1X10PK) EUR	7K00521
413180	1161269	SURFIT NATURA WFR CVX 22/45MM (1X10PK)US	7K00522
413180	1701085	NATURA WFR CVX 22/45MM (1X10PK) EUR	7K05907
413180	1161269	SURFIT NATURA WFR CVX 22/45MM (1X10PK)US	7K05910
413180	1161269	SURFIT NATURA WFR CVX 22/45MM (1X10PK)US	7M02816
413180	1161269	SURFIT NATURA WFR CVX 22/45MM (1X10PK)US	8C05312
413180	1161269	SURFIT NATURA WFR CVX 22/45MM (1X10PK)US	8E01680
413180	1161269	SURFIT NATURA WFR CVX 22/45MM (1X10PK)US	8F00696
413180	1701085	NATURA WFR CVX 22/45MM (1X10PK) EUR	8F00698
413180	1161269	SURFIT NATURA WFR CVX 22/45MM (1X10PK)US	8F00901
413181	1161270	SURFIT NATURA WFR CVX 25/45MM (1X10PK)US	7B01217
413181	1161270	SURFIT NATURA WFR CVX 25/45MM (1X10PK)US	7B04035
413181	1161270	SURFIT NATURA WFR CVX 25/45MM (1X10PK)US	7C01401
413181	1161270	SURFIT NATURA WFR CVX 25/45MM (1X10PK)US	7C04233
413181	1701086	NATURA WFR CVX 25/45MM (1X10PK) EUR	7E01710
413181	1161270	SURFIT NATURA WFR CVX 25/45MM (1X10PK)US	7E01772
413181	1161270	SURFIT NATURA WFR CVX 25/45MM (1X10PK)US	7E02668
413181	1161270	SURFIT NATURA WFR CVX 25/45MM (1X10PK)US	7E04174
413181	1161270	SURFIT NATURA WFR CVX 25/45MM (1X10PK)US	7F01780
413181	1701086	NATURA WFR CVX 25/45MM (1X10PK) EUR	7G00166
413181	1161270	SURFIT NATURA WFR CVX 25/45MM (1X10PK)US	7G04454
413181	1161270	SURFIT NATURA WFR CVX 25/45MM (1X10PK)US	7K03820
413181	1161270	SURFIT NATURA WFR CVX 25/45MM (1X10PK)US	7M03980
413181	1701086	NATURA WFR CVX 25/45MM (1X10PK) EUR	7M03981
413181	1161270	SURFIT NATURA WFR CVX 25/45MM (1X10PK)US	8B00893
413181	1161270	SURFIT NATURA WFR CVX 25/45MM (1X10PK)US	8E03844
413181	1701086	NATURA WFR CVX 25/45MM (1X10PK) EUR	8G00927
413181	1161270	SURFIT NATURA WFR CVX 25/45MM (1X10PK)US	8G00928
413181	1161270	SURFIT NATURA WFR CVX 25/45MM (1X10PK)US	8H01558
413181	1161270	SURFIT NATURA WFR CVX 25/45MM (1X10PK)US	8H03658
413181	1161270	SURFIT NATURA WFR CVX 25/45MM (1X10PK)US	8H04303
413181	1701086	NATURA WFR CVX 25/45MM (1X10PK) EUR	8H04356
413182	1161271	SURFIT NATURA WFR CVX 28/45MM (1X10PK)US	7C05415
413182	1161271	SURFIT NATURA WFR CVX 28/45MM (1X10PK)US	7D01141
413182	1161271	SURFIT NATURA WFR CVX 28/45MM (1X10PK)US	7F03152
413182	1701087	NATURA WFR CVX 28/45MM (1X10PK) EUR	7F03155
413182	1161271	SURFIT NATURA WFR CVX 28/45MM (1X10PK)US	7H04051
413182	1701087	NATURA WFR CVX 28/45MM (1X10PK) EUR	7L01044

Codice prodotto	Materiale	Descrizione del materiale	Numero di lotto
413182	1161271	SURFIT NATURA WFR CVX 28/45MM (1X10PK)US	7L06593
413182	1701087	NATURA WFR CVX 28/45MM (1X10PK) EUR	8B03860
413182	1701087	NATURA WFR CVX 28/45MM (1X10PK) EUR	8F01047
413182	1161271	SURFIT NATURA WFR CVX 28/45MM (1X10PK)US	8F01050
413182	1161271	SURFIT NATURA WFR CVX 28/45MM (1X10PK)US	8J00537
413183	1161272	SURFIT NATURA WFR CVX 32/45MM (1X10PK)US	7B04470
413183	1161272	SURFIT NATURA WFR CVX 32/45MM (1X10PK)US	7F01265
413183	1161272	SURFIT NATURA WFR CVX 32/45MM (1X10PK)US	7H02188
413183	1161272	SURFIT NATURA WFR CVX 32/45MM (1X10PK)US	8A02999
413183	1161272	SURFIT NATURA WFR CVX 32/45MM (1X10PK)US	8B03435
413183	1161272	SURFIT NATURA WFR CVX 32/45MM (1X10PK)US	8B05002
413183	1161272	SURFIT NATURA WFR CVX 32/45MM (1X10PK)US	8C03533
413183	1161272	SURFIT NATURA WFR CVX 32/45MM (1X10PK)US	8D05105
413183	1161272	SURFIT NATURA WFR CVX 32/45MM (1X10PK)US	8F03646
413184	1161273	SURFIT NATURA WFR CVX 35/45MM (1X10PK)US	7C05888
413184	1161273	SURFIT NATURA WFR CVX 35/45MM (1X10PK)US	7C06118
413184	1161273	SURFIT NATURA WFR CVX 35/45MM (1X10PK)US	7F01763
413184	1701089	NATURA WFR CVX 35/45MM (1X10PK) EUR	7J04970
413184	1161273	SURFIT NATURA WFR CVX 35/45MM (1X10PK)US	7J05042
413184	1161273	SURFIT NATURA WFR CVX 35/45MM (1X10PK)US	8G03497
413184	1701089	NATURA WFR CVX 35/45MM (1X10PK) EUR	8G03499
413185	1161274	SURFIT NATURA WFR CVX 38/57MM (1X10PK)US	7C05891
413185	1161274	SURFIT NATURA WFR CVX 38/57MM (1X10PK)US	7C06116
413185	1161274	SURFIT NATURA WFR CVX 38/57MM (1X10PK)US	7D04719
413185	1161274	SURFIT NATURA WFR CVX 38/57MM (1X10PK)US	7F05916
413185	1701090	NATURA WFR CVX 38/57MM (1X10PK) EUR	7H06314
413185	1161274	SURFIT NATURA WFR CVX 38/57MM (1X10PK)US	7H06315
413185	1701090	NATURA WFR CVX 38/57MM (1X10PK) EUR	7J04230
413185	1161274	SURFIT NATURA WFR CVX 38/57MM (1X10PK)US	8A04962
413185	1161274	SURFIT NATURA WFR CVX 38/57MM (1X10PK)US	8A06014
413185	1161274	SURFIT NATURA WFR CVX 38/57MM (1X10PK)US	8C03676
413185	1161274	SURFIT NATURA WFR CVX 38/57MM (1X10PK)US	8E01297
413185	1161274	SURFIT NATURA WFR CVX 38/57MM (1X10PK)US	8F04684
413185	1161274	SURFIT NATURA WFR CVX 38/57MM (1X10PK)US	8G02137
413186	1161275	SURFIT NATURA WFR CVX 41/57MM (1X10PK)US	7F05917
413186	1161275	SURFIT NATURA WFR CVX 41/57MM (1X10PK)US	8A01385
413186	1161275	SURFIT NATURA WFR CVX 41/57MM (1X10PK)US	8D00499
413186	1701091	NATURA WFR CVX 41/57MM (1X10PK) EUR	8D05102
413186	1161275	SURFIT NATURA WFR CVX 41/57MM (1X10PK)US	8D05103
413187	1161276	SURFIT NATURA WFR CVX 45/57MM (1X10PK)US	7F00550

Codice prodotto	Materiale	Descrizione del materiale	Numero di lotto
413187	1161276	SURFIT NATURA WFR CVX 45/57MM (1X10PK)US	7H04926
413187	1161276	SURFIT NATURA WFR CVX 45/57MM (1X10PK)US	7H05499
413187	1701092	NATURA WFR CVX 45/57MM (1X10PK) EUR	7M00470
413187	1161276	SURFIT NATURA WFR CVX 45/57MM (1X10PK)US	7M00471
413187	1161276	SURFIT NATURA WFR CVX 45/57MM (1X10PK)US	8B02277
413187	1161276	SURFIT NATURA WFR CVX 45/57MM (1X10PK)US	8B03309
413187	1161276	SURFIT NATURA WFR CVX 45/57MM (1X10PK)US	8D02868
413187	1161276	SURFIT NATURA WFR CVX 45/57MM (1X10PK)US	8F01515
413187	1161276	SURFIT NATURA WFR CVX 45/57MM (1X10PK)US	8J02475
413188	1161277	SURFIT NATURA WFR CVX 50/57MM (1X10PK)US	7E02407
413188	1161277	SURFIT NATURA WFR CVX 50/57MM (1X10PK)US	7G01362
413188	1701093	NATURA WFR CVX 50/57MM (1X10PK) EUR	7G01525
413188	1161277	SURFIT NATURA WFR CVX 50/57MM (1X10PK)US	7J00631
413188	1701093	NATURA WFR CVX 50/57MM (1X10PK) EUR	7K07045
413188	1161277	SURFIT NATURA WFR CVX 50/57MM (1X10PK)US	8B01726
413188	1161277	SURFIT NATURA WFR CVX 50/57MM (1X10PK)US	8D00097
413188	1161277	SURFIT NATURA WFR CVX 50/57MM (1X10PK)US	8H00324
413188	1161277	SURFIT NATURA WFR CVX 50/57MM (1X10PK)US	8J00420
420233	1701098	NATURA WFR MLD CVX 13/45MM (1X5PK) EUR	7J04280
420233	1701098	NATURA WFR MLD CVX 13/45MM (1X5PK) EUR	7J06070
420233	1701098	NATURA WFR MLD CVX 13/45MM (1X5PK) EUR	7M03041
420233	1701098	NATURA WFR MLD CVX 13/45MM (1X5PK) EUR	8C04758
420233	1701098	NATURA WFR MLD CVX 13/45MM (1X5PK) EUR	8E03322
420233	1701098	NATURA WFR MLD CVX 13/45MM (1X5PK) EUR	8E05050
420234	1701099	NATURA WFR MLD CVX 22/45MM (1X5PK) EUR	7F01770
420234	1701099	NATURA WFR MLD CVX 22/45MM (1X5PK) EUR	7G03384
420234	1701099	NATURA WFR MLD CVX 22/45MM (1X5PK) EUR	7G04437
420234	1701099	NATURA WFR MLD CVX 22/45MM (1X5PK) EUR	7K00529
420234	1701099	NATURA WFR MLD CVX 22/45MM (1X5PK) EUR	7L00137
420234	1701099	NATURA WFR MLD CVX 22/45MM (1X5PK) EUR	7M01882
420235	1701100	NATURA WFR MLD CVX 33/57MM (1X5PK) EUR	7F00002
420235	1701100	NATURA WFR MLD CVX 33/57MM (1X5PK) EUR	7F05063
420235	1701100	NATURA WFR MLD CVX 33/57MM (1X5PK) EUR	7J02080
420235	1701100	NATURA WFR MLD CVX 33/57MM (1X5PK) EUR	7K02855
420235	1701100	NATURA WFR MLD CVX 33/57MM (1X5PK) EUR	7L04696
420235	1701100	NATURA WFR MLD CVX 33/57MM (1X5PK) EUR	7M03433
420235	1701100	NATURA WFR MLD CVX 33/57MM (1X5PK) EUR	8A00739
420235	1701100	NATURA WFR MLD CVX 33/57MM (1X5PK) EUR	8B04155
420235	1701100	NATURA WFR MLD CVX 33/57MM (1X5PK) EUR	8C00709
420235	1701100	NATURA WFR MLD CVX 33/57MM (1X5PK) EUR	8D02104

<b>Codice prodotto</b>	<b>Materiale</b>	<b>Descrizione del materiale</b>	<b>Numero di lotto</b>
420235	1701100	NATURA WFR MLD CVX 33/57MM (1X5PK) EUR	8D05073
420235	1701100	NATURA WFR MLD CVX 33/57MM (1X5PK) EUR	8F03632
420235	1701100	NATURA WFR MLD CVX 33/57MM (1X5PK) EUR	8G03297
420235	1701100	NATURA WFR MLD CVX 33/57MM (1X5PK) EUR	8J00971