

DRINGENDER SICHERHEITSHINWEIS

Handelsname: HandyVac™, Guedel-Tubus, Universalkonnektor, Wechselbeutel für UnoMeter™ 500
(Handelsname und alle Angaben finden Sie in Anhang 2)

Ausgabedatum: 02. Oktober 2019
 Originalhinweis Revidierter Hinweis Revisionsnr.: Rev. 1

Referenz/REF-Nr.: Siehe Anhang 2: Produktliste

FSCA-Ref.: 2019-008-011MA & 013MA


Art der Maßnahme: Rückruf/Produktentsorgung

Bitte beachten Sie, dass diese Maßnahme nur bestimmte Produktcodes der oben genannten Produkte betrifft.

| | |
|----------------------------|---|
| PROBLEMBESCHREIBUNG | <p>ConvaTec hat freiwillig einen Rückruf von spezifischen Produktcodes der oben genannten Produkte veranlasst.</p> <p>Die interne Beurteilung der Produktverpackungsintegrität hat ergeben, dass diese Produkte weder unseren Erwartungen noch denen unserer Kunden entsprechen. Transporttests am Produkt in seiner aktuellen Verkaufsverpackung ergaben, dass die Gefahr einer Beeinträchtigung der Sterilbarriere besteht. ConvaTec hat keine Berichte über Zwischenfälle im Zusammenhang mit dem Problem mit der Sterilbarriere der Verpackung erhalten.</p> <p>Der Einsatz eines möglicherweise nicht sterilen Produkts am Patienten kann dazu führen, dass der Patient Infektionserregern ausgesetzt wird, wodurch bei ihm das Risiko der Entwicklung einer Infektion steigt.</p> |
|----------------------------|---|

| | |
|---|--|
| ANGABEN ZU BETROFFENEN PRODUKTEN | <p>HandyVac™ HandyVac™ ist ein steriles Niedervakuum-Wunddrainagesystem zum Einmalgebrauch für die postoperative, chirurgische Wunddrainage. Sie dient der Ableitung von Wundsekret zur Verhinderung der Bildung von Hämatomen, die zu einer verzögerten Wundheilung und Schmerzen führen und das Auftreten von Infektionen begünstigen können. HandyVac™ besteht aus einem Ableitungsschlauch, der an einen Niedervakuum-Saugbalg angeschlossen ist und einen Drainagebeutel zum Auffangen des abfließenden Sekrets. Es wird als eigenständiges System oder zusammen mit einem Wunddrain oder einem an einen Trokar angeschlossenen Wunddrain geliefert.</p> <p>Guedel-Tubus Steriler Oropharyngealtubus für den Einmalgebrauch zum Offenhalten der Atemwege bei bewusstlosen oder anästhesierten Patienten.</p> <p>Universalkonnektor Steriler Konnektor mit CH 04-18-Stufenkonnektor auf einer Seite und Luer-Slip-Anschluss auf der anderen Seite.</p> <p>Wechselbeutel für UnoMeter™ 500 Sterile Wechselbeutel zur Verwendung mit dem UnoMeter™ 500 zur stündlichen Überwachung der Diurese. Das System dient der Überwachung der Harnausscheidung bei Patienten mit kritischer Erkrankung. Die betroffenen Wechselbeutel werden zum Auffangen größerer Harnmengen über einen längeren Zeitraum verwendet. Sobald der</p> |
|---|--|

| | |
|--|--|
| | Beutel voll ist, wird er im Allgemeinen durch einen neuen Beutel ersetzt, sofern das System nicht insgesamt erneuert wird. |
|--|--|

| | |
|--|---|
| VERFAHREN ZUR PRODUKTIDENTIFIKATION | <p><u>Bestätigung von spezifischen Produktcodes und Chargennummern:</u></p> <p>Das Problem ist auf spezifische Produktcodes beschränkt, die aus Anhang 2 hervorgehen.</p> <p>Nur die Sterilbarrieren der Verpackungen der in dieser Mitteilung angegebenen Produktteilecodes können potenziell brechen.</p> <p>Aus diesem Grund und um mögliche Schadensrisiken zu vermeiden, sollen die betroffenen Produkte nicht verwendet werden.</p> <p>Die betroffenen Produkte können nur durch einen Abgleich von Produktcode/REF und Chargen-/Losnummer mit der Liste der zurückgerufenen Produkte identifiziert werden (siehe Anhang 1). Es gibt keinen anderen erkennbaren Unterschied zwischen betroffenen und nicht betroffenen Produkten.</p> <p>In Anhang 1 finden Sie Beispiele für die Verpackungsetikettierung, in denen die Platzierung des Produktcodes und der Chargen-/Losnummer auf dem Produktetikett hervorgehoben ist. Diese befinden sich auf der Primärverpackung und auf dem Versandkarton. Vor dem Produktcode (Referenznummer) befindet sich das Wort "REF" und vor der Chargen-/Losnummer befindet sich das Symbol  .</p> |
|--|---|

VON HÄNDLERN ZU ERGREIFENDE MASSNAHMEN

| | |
|---|--|
| 1 | Kontrollieren Sie, ob sich betroffene Produkte in Ihren Beständen befinden und stellen Sie anhand von Anhang 2 fest, welche Kunden potenziell betroffene Produkte erhalten haben: Produktliste. |
| 2 | <p>Wenn Sie das betroffene Produkt vertrieben haben:</p> <ul style="list-style-type: none"> • An andere Großhändler: <ul style="list-style-type: none"> ○ Bitte leiten Sie diesen Sicherheitshinweis mit allen Anhängen weiter und bitten Sie den Großhändler, die Maßnahmen für Händler zu ergreifen. • An Endverbraucher: <ul style="list-style-type: none"> ○ Bitte leiten Sie diesen Sicherheitshinweis mit allen Anhängen an den Endverbraucher weiter und bitten Sie ihn, die Maßnahmen für Endverbraucher (siehe unten) zu ergreifen. |
| 3 | <p>Gehen Sie bitte wie folgt vor, wenn Sie vom Kunden zurückgelieferte Produkte erhalten haben, die in den Anwendungsbereich dieses Sicherheitshinweises fallen, oder wenn Sie selbst solche Produkte in Ihrem Bestand festgestellt haben (wie in Anhang 2: Produktliste).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beenden Sie sofort die Auslieferung und sperren Sie alle betroffenen Produkte. • Wenden Sie sich an den Kundendienst von ConvaTec, wenn Sie weitere Informationen zur Rücksendung betroffener Produkte benötigen und zur Abwicklung der Kostenerstattung. <p>Die Produkte werden nicht automatisch ersetzt. Für Ersatzprodukte geben Sie bitte über den üblichen Bestellprozess eine neue Bestellung bei ConvaTec auf. ConvaTec liefert schnellst möglich neue Produkte.</p> |

| | |
|---|--|
| 4 | <p>Bitte füllen Sie das Händler-Antwortformular zu diesem Sicherheitshinweis aus und senden Sie es schnellstmöglich an den zuständigen Kundendienst. Sofern zutreffend machen Sie bitte Angaben zu den Produkten, die zurückgesendet werden.</p> <p>Bitte senden Sie schnellstmöglich eine vollständige Liste der Empfänger an Ihren zuständigen Kundendienst. Machen Sie bitte entsprechende Angaben, ob Sie diesen Sicherheitshinweis mit allen Anhängen an die Empfänger weitergeleitet haben. Diese Information ist nicht zwingend erforderlich, aber wichtig, da sie ConvaTec die Durchführung von Wirksamkeitskontrollen ermöglicht.</p> <p>Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundendienst, wenn Sie weitere Fragen haben.</p> |
|---|--|

BITTE SENDEN SIE DAS AUSGEFÜLLTE ANTWORTFORMULAR SO BALD WIE MÖGLICH EIN.

VON EINZELHÄNDLERN ZU ERGREIFENDE MASSNAHMEN

| | |
|---|---|
| 1 | <p>Einzelhändler mit physischem Standort (konventionelles Geschäft)</p> <ul style="list-style-type: none"> • . Beenden Sie sofort die Auslieferung und sperren Sie alle betroffenen Produkte • Hängen Sie den Sicherheitshinweis einschließlich Anhang 2 an einem gut sichtbaren Ort in Ihrem Geschäft auf. <p>Einzelhändler mit digitalem Verkauf (z. B. Internet-Shop)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bitte leiten Sie Anhang 2 (Produktliste mit betroffenen Produktcodes/REF-Nummern und Chargennummern) per E-Mail oder normale Post an Endverbraucher weiter. |
| 2 | <p>Wenn Sie vom Kunden zurückgelieferte Produkte erhalten haben, die in den Anwendungsbereich dieses Sicherheitshinweises fallen, oder wenn Sie selbst solche Produkte in Ihrem Bestand festgestellt haben (wie in Anhang 2: Produktliste beschrieben), wenden Sie sich an den Kundendienst von ConvaTec für weitere Informationen zur Rücksendung betroffener Produkte und zur Abwicklung der Kostenerstattung.</p> <p>Die Produkte werden nicht automatisch ersetzt. Für Ersatzprodukte geben Sie bitte über den üblichen Bestellprozess eine neue Bestellung bei ConvaTec auf. ConvaTec liefert schnellst möglich neue Produkte.</p> |
| 3 | <p>Bitte füllen Sie das Händler-Antwortformular zu diesem Sicherheitshinweis aus und senden Sie es schnellstmöglich an den zuständigen Kundendienst. Sofern zutreffend machen Sie bitte Angaben zu den Produkten, die zurückgesendet werden.</p> <p>Bitte senden Sie schnellstmöglich eine vollständige Liste der Empfänger an Ihren zuständigen Kundendienst. Machen Sie bitte entsprechende Angaben, ob Sie diesen Sicherheitshinweis mit allen Anhängen an die Empfänger weitergeleitet haben.</p> <p>Diese Information ist nicht zwingend erforderlich, aber wichtig, da sie ConvaTec die Durchführung von Wirksamkeitskontrollen ermöglicht.</p> <p>Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundendienst, wenn Sie weitere Fragen haben.</p> |

BITTE SENDEN SIE DAS AUSGEFÜLLTE ANTWORTFORMULAR SO BALD WIE MÖGLICH EIN.

VON ENDVERBRAUCHERN ZU ERGREIFENDE MASSNAHMEN (KLINIKEN, KRANKENHÄUSER, PATIENTEN, SONSTIGE)

| | |
|---|--|
| 1 | <p>Laut unseren Unterlagen haben Sie das betroffene Produkt erhalten. Bitte beenden Sie die Nutzung aller betroffenen Geräte wie in diesem Dokument aufgeführt.</p> |
| 2 | <p>Das Problem ist auf spezifische Produktcodes und Chargennummern beschränkt. Kontrollieren Sie Ihren Bestand und stellen Sie sicher, dass alle betroffenen Produkte im Bestand gesperrt werden.</p> <p>Wenn Sie nicht wissen, wo Produktcode und/oder Chargennummer zu finden sind, sehen Sie bitte in Anhang 1 (Beispiele für Verpackungsetikettierung) nach.</p> <p>Bitte kontrollieren Sie, ob Ihre Charge in den Umfang dieses Sicherheitshinweises fällt, verwenden Sie dazu Anhang 2 (Produktliste mit betroffenen Produktcodes/REF-Nummern und Chargennummern).</p> |

| | |
|---|---|
| 3 | <p>Bitte füllen Sie das beigegefügte Endverbraucher-Antwortformular zu diesem Sicherheitshinweis aus und senden Sie es schnellstmöglich an Ihren Händler.</p> <p>Sofern zutreffend machen Sie bitte Angaben zu den Produkten, die zurückgesendet werden.</p> <p>Diese Information ist erforderlich, da sie ConvaTec die Durchführung von Wirksamkeitskontrollen ermöglicht</p> |
| 4 | <p>Kontaktieren Sie Ihren Händler (oder den Kundendienst von ConvaTec, wenn Sie direkt bei ConvaTec gekauft haben), um gegebenenfalls die Rückgabe von betroffenen Produkten und eine Gutschreibung zu veranlassen. Für Ersatzprodukte geben Sie bitte über den üblichen Bestellprozess eine neue Bestellung bei Ihrem Händler oder ConvaTec auf.</p> <p>Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundendienst, wenn Sie weitere Fragen haben.</p> |


BITTE SENDEN SIE DAS AUSGEFÜLLTE ANTWORTFORMULAR SO BALD WIE MÖGLICH EIN.

| | |
|---|---|
| <p>WEITERGABE DIESES SICHERHEITSHINWEISES:</p> | <p>Dieser Hinweis muss an alle Personen, die den Sachverhalt kennen müssen, weitergeleitet werden. Dies betrifft Personen in Ihrer Organisation oder anderen Organisationen, die die potenziell betroffenen Produkte möglicherweise erhalten haben (sofern zutreffend).</p> <p>Bitte leiten Sie diesen Sicherheitshinweis an andere Organisationen weiter, auf die diese Maßnahme Auswirkungen hat (sofern zutreffend).</p> <p>Bitte schenken Sie diesem Hinweis und den daraus resultierenden Maßnahmen über einen ausreichend langen Zeitraum Beachtung, um die Wirksamkeit dieser Korrekturmaßnahme sicherzustellen.</p> <p>Bitte melden Sie alle produktbedingten Zwischenfälle an den Hersteller, Vertreiber oder Ihren zuständigen Vertreter und die in Ihrem Land zuständige Behörde (sofern zutreffend). Dadurch erhalten wir wichtiges Feedback.</p> |
|---|---|

ConvaTec legt großen Wert auf die Versorgung seiner Kunden mit hochwertigen Produkten und Dienstleistungen. Wir bedauern die Unannehmlichkeiten, die dieser Sicherheitshinweis möglicherweise verursacht, außerordentlich.

Die entsprechenden nationalen Behörden wurden über diese Sicherheitskorrekturmaßnahme im Feld informiert.

GENEHMIGUNG:

| | | | |
|--------------|--|---|--|
| <u>Name</u> | <u>Titel</u> | <u>Adresse</u> | |
| Diane Baker | Director, CCC Franchise Regulatory Affairs and Quality Assurance | ConvaTec Limited, First Avenue, Deeside Industrial Park, Deeside, CH5 2NU, Vereinigtes Königreich | |
| <u>Datum</u> | 02. Oktober 2019 | <u>Unterschrift</u> |  |



Regionale Kundendienst-Ansprechpartner bei ConvaTec:

Belgien, Deutschland, Estland, Frankreich, Irland, Israel, Niederlande, Österreich, Polen, Spanien, Schweiz, Tschechische Republik, Türkei

Tel.: +41 (0) 52 630 54 01

E-Mail: ccc.customerservice@convatec.com

Dänemark

Tel.: +45 48 167 030

E-Mail: customerservicenordic@convatec.com

Finnland

Tel.: +358 20 7659 630

E-Mail: mail.fi@convatec.com

Italien

Tel.: +39 06 89789928

E-Mail: CustomerServiceItaly@Convatec.com

Norwegen

Tel.: +47 22 686 095

E-Mail: customerservicenordic@convatec.com

Schweden

Tel.: +46 (0)42 332010

E-Mail: customerservicenordic@convatec.com

Vereinigtes Königreich:

Tel.: +44 (0) 1244 832206

E-Mail: Unomedical-uk.customerservice@convatec.com

HÄNDLER-ANTWORTFORMULAR FÜR SICHERHEITSHINWEIS
BITTE AUSFÜLLEN UND per Fax/E-Mail ZURÜCKSENDEN

Empfänger des Produkts:

| | |
|----------------------------------|--|
| Konto-Nr. des Empfängers: | |
| Name des Empfängers: | |
| Adresse des Empfängers: | |

Die Produkte HandyVac™, Guedel-Tuben, Universalkonnectoren und Wechselbeutel für UnoMeter™ 500 wurden an Ihre Einrichtung geliefert:

| Rechnungs-Nr. | Kundenauftragsnummer | Produkt-Code/REF-Nr. | SAP-Code | Chargen-Nr. | Gelieferte Anzahl (Stück) |
|---------------|----------------------|----------------------|----------|-------------|---------------------------|
| | | | | | |

| Händler (bitte alle Zutreffenden ankreuzen und ggf. gesonderte Angaben machen) | | |
|---|---|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Ich bestätige, dass ich den Sicherheitshinweis erhalten, gelesen und seinen Inhalt verstanden habe. | |
| <input type="checkbox"/> | Ich habe meinen Lagerbestand kontrolliert und ggf. betroffene Bestände gesperrt. | Bitte Angaben in Tabelle 1 machen |
| <input type="checkbox"/> | Ich habe die Kunden identifiziert, die das Produkt (möglicherweise) erhalten haben | |
| <input type="checkbox"/> | Ich habe eine Liste der Kunden beigefügt. | Bitte Angaben in Tabelle 2 machen |
| <input type="checkbox"/> | Ich habe die betroffenen Kunden über diesen Sicherheitshinweis informiert | Absendedatum: |
| <input type="checkbox"/> | Ich habe von allen betroffenen Kunden eine bestätigende Antwort erhalten | Antworten beifügen |
| <input type="checkbox"/> | Weder ich noch einer meiner Kunden haben betroffene Produkte im Bestand | |

Es ist wichtig, dass Ihre Organisation die im Sicherheitshinweis genannten Maßnahmen ergreift und Sie den Erhalt des Sicherheitshinweises bestätigen. Mit der Antwort Ihrer Organisation liefern Sie den erforderlichen Nachweis, um den Fortschritt der Korrekturmaßnahme zu kontrollieren.

Tabelle 1. Gesperrter Bestand: Geben Sie die Anzahl (Stück) für jede zurückzusendende Charge an.

| Chargen-Nr. | Vorrätige Einheiten | Chargen-Nr. | Vorrätige Einheiten | Chargen-Nr. | Vorrätige Einheiten | Chargen-Nr. | Vorrätige Einheiten |
|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Tabelle 2. Kundenliste: Bitte machen Sie Angaben zu den betroffenen Produkten HandyVac™, Guedel-Tubus, Universalkonnektor und Wechselbeutel für UnoMeter™ 500, die an Ihre Kunden geliefert wurden.

| Name des Kunden | Produkt-Code/REF-Nr. | SAP-Code | Chargen-Nr. | Anzahl (Stück) |
|-----------------|----------------------|----------|-------------|----------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | |
|---|--|
| FORMULAR ausgefüllt und zurückgesendet von: | |
| Name (GROSSBUCHSTABEN): | |
| Position: | |
| Name des Unternehmens: | |
| Adresse: | |
| Tel.-Nr.: | |
| Unterschrift: | |
| Datum (tt.mmm.jjjj): | |

KUNDEN-ANTWORTFORMULAR FÜR SICHERHEITSHINWEIS BITTE AUSFÜLLEN UND per Fax/E-Mail ZURÜCKSENDEN

Empfänger des Produkts:

| | |
|----------------------------------|--|
| Konto-Nr. des Empfängers: | |
| Name des Empfängers: | |
| Adresse des Empfängers: | |

Die Produkte HandyVac™, Guedel-Tuben, Universalkonnektoren und Wechselbeutel für UnoMeter™ 500 wurden an Ihre Einrichtung geliefert:

| Rechnungs-Nr. | Kundenauftragsnummer | Produkt-Code/REF-Nr. | SAP-Code | Chargen-Nr. | Gelieferte Anzahl (Stück) |
|---------------|----------------------|----------------------|----------|-------------|---------------------------|
| | | | | | |

| Kunden-Maßnahme im Auftrag der Gesundheitsorganisation ergriffen (bitte alle Zutreffenden ankreuzen) | | |
|---|--|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Ich bestätigen, dass ich den Sicherheitshinweis erhalten, gelesen und seinen Inhalt verstanden habe. | |
| <input type="checkbox"/> | Ich habe alle im Sicherheitshinweis geforderten Maßnahmen ergriffen. | |
| <input type="checkbox"/> | Die Informationen und geforderten Maßnahmen wurden allen betroffenen Anwendern mitgeteilt und umgesetzt. | |
| <input type="checkbox"/> | Ich habe meinen Lagerbestand kontrolliert und ggf. betroffene Bestände gesperrt. | Bitte Angaben in Tabelle 1 machen |
| <input type="checkbox"/> | Es sind keine betroffenen Produkte für eine Rücklieferung vorhanden. | |

Es ist wichtig, dass Ihre Organisation die im Sicherheitshinweis genannten Maßnahmen ergreift und Sie den den Erhalt des Sicherheitshinweises bestätigen. Mit der Antwort Ihrer Organisation liefern Sie den erforderlichen Nachweis, um den Fortschritt der Korrekturmaßnahme zu kontrollieren.

Tabelle 1. Gesperrter Bestand: Geben Sie die Anzahl (Stück) für jede zurückzusendende Charge an.

| Chargen-Nr. | Vorrätige Einheiten | Chargen-Nr. | Vorrätige Einheiten | Chargen-Nr. | Vorrätige Einheiten | Chargen-Nr. | Vorrätige Einheiten |
|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



| | |
|---|--|
| FORMULAR ausgefüllt und zurückgesendet von: | |
| Name (GROSSBUCHSTABEN): | |
| Position: | |
| Name des Unternehmens: | |
| Adresse: | |
| Tel.-Nr.: | |
| Unterschrift: | |
| Datum (tt.mmm.jjjj): | |

Liste der Anhänge

Anhang 1: Beispiele der Etikettierung und des betroffenen Produkts

Anhang 2: Produktliste mit betroffenen Produktcodes/REF-Nummern und Chargennummern

Anhang 1: Beispiele der Etikettierung und des betroffenen Produkts

| Bei BETROFFENEN Produkten | |
|--|---|
| <p>...enthält das Versandetikett den Produktcode und die Chargennummer.</p> <p>Siehe Beispiel rechts.</p> <p>Produktcode (REF/SKU)</p> <p>Chargennummer</p> |  <p>REF 84061181</p> <p>GB Unometer bag 2000 S Unometerpåse DK Unometerpose 2000 FIN Unometerpussi NO Unometerpose 2000 Made in Belarus</p> <p>2 X 100</p> <p>PHT DEHP</p> <p>CE 0086</p> <p>ConvaTec Limited First Avenue Deeside Industrial Park Deeside, Flintshire, CH5 2NU, UK</p> <p>2012-04</p> <p>LOT 632574</p> <p>2017-03</p> <p>EAN No. 05705243208804</p> <p>(01)05705243208804(17)170331(10)632574 v.04</p> |
| <p>...enthält das Etikett der Markteinheit den Produktcode und die Chargennummer.</p> |  <p>100 REF 84061181</p> <p>GB Unometer bag 2000 S Unometerpåse DK Unometerpose 2000 FIN Unometerpussi NO Unometerpose 2000</p> <p>EC REP UNOMEDICAL A/S Aaholmvej 1-3, Østed 4320 LEJRE DENMARK</p> <p>CE 0086</p> <p>ConvaTec Limited First Avenue Deeside Industrial Park Deeside, Flintshire, CH5 2NU, UK</p> <p>2019-08</p> <p>2024-07</p> <p>PHT DEHP</p> <p>EAN No. 05705243208798</p> <p>(01)05705243208798(17)240731(10)632574 v.05</p> |

Anhang 1: EU-Liste der Produktcodes und Chargennummern

ZWECK

In diesem Anhang werden alle weltweit vertriebenen Produkte aufgelistet, die in den Anwendungsbereich dieses Sicherheitshinweises fallen. Die Auflistung erfolgt nach Produktcode. Innerhalb eines jeden Produktcodes werden die Chargennummern numerisch von der niedrigsten zur höchsten Nummer aufgeführt.

Ihr ConvaTec Kundendienst-Team unterstützt Sie gerne.

| Spaltenüberschrift | Einzelheiten | Welche Verpackungsebene ist mit diesen Angaben versehen? |
|---------------------|---|---|
| Produktcode | Der Produktcode wird auch als Katalognummer oder SKU bezeichnet. | Diese Nummer wird auf dem Versandetikett und dem Etikett der Markteinheit angegeben |
| Produktbeschreibung | <p>Die Produktbeschreibung enthält eine Beschreibung des fertigen Produkts aus dem internen SAP-System von ConvaTec. Es handelt sich um eine kurze und kodierte Produktbeschreibung.</p> <p>Als Beispiel der Artikel der ersten Zeile mit Produktcode 84062182, Charge: 156697, UNOMETER BAG 3L BO (50/100) INT hat folgende Bedeutung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • REF: Produktcode • Charge: Chargennummer • UNOMETER BAG: UnoMeter™ 500 • BO (50/100): mit Bodenauslass (Bottom outlet) (Verpackung mit 50/100) | Eine Beschreibung des Materials befindet sich auf dem Versandetikett und dem Etikett der Markteinheit. Die Beschreibung auf diesen Etiketten muss aber nicht zwingend (wörtlich) mit der Materialbeschreibung wie in diesem Anhang aufgeführt übereinstimmen. |
| Chargennummer | Nachverfolgbare Nummer, die speziell für das Produkt vergeben wird. | Diese Nummer wird auf dem Versandetikett und dem Etikett der Markteinheit angegeben |

| ANHANG 2: EU-Liste der Produktcodes und Chargennummern | | |
|---|--|----------------------|
| Produktcode | Produktbeschreibung | Chargennummer |
| 40125182 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) EUR | 167273 |
| 40127182 | UNO HANDYVAC CH18 MTL TROC BO(1/20) INT | 169311 |
| 40233182 | UNO HANDYVAC CH10 MTL TROC WOBO(1/20)AUS | 170793 |
| 40233182 | UNO HANDYVAC CH10 MTL TROC WOBO(1/20)AUS | 172068 |
| 40123182 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 172069 |
| 40097181 | HANDYVAC M/700 ML. POSE | 172070 |
| 40105181 | HANDYVAC CH 14 (20/ltk) | 172071 |
| 40107181 | HANDYVAC M/DRAEN, CH 18/700 ML POSE | 172072 |
| 40107181 | UNO HANDYVAC CH18 BAG W/TAP(1/20) INT | 172072 |
| 40121182 | UNO HANDYVAC CH 08 MTL TROC BO(1/20) INT | 172073 |
| 40123181 | HandyVac m/draen og trocar CH 10 | 172074 |
| 40125181 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) NEU | 172075 |
| 40125181 | HandyVac m/draen og trocar CH 14 | 172075 |
| 40127181 | HandyVac m/draen og trocar CH 18 | 172076 |
| 40127181 | UNO HANDYVAC CH18 MTL TROC BO(1/20) INT | 172076 |
| 40127182 | UNO HANDYVAC CH18 MTL TROC BO(1/20) INT | 172077 |
| 40125182 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) EUR | 172078 |
| 40101182 | UNO HANDYVAC CH10 BAG W/TAP(1/20) INT | 172489 |
| 22020184 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 2 (50/300) INT | 173172 |
| 22021184 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 3 (50/300) INT | 173173 |
| 40233182 | UNO HANDYVAC CH10 MTL TROC WOBO(1/20)AUS | 174559 |
| 40101181 | HANDYVAC CH 10 (20/ltk) | 174560 |
| 40125182 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) EUR | 174561 |
| 40233182 | UNO HANDYVAC CH10 MTL TROC WOBO(1/20)AUS | 175474 |
| 40233182 | UNO HANDYVAC CH10 MTL TROC WOBO 1X20 INT | 175474 |
| 40223183 | HANDYVAC + trocCH14 + BOLSA cerrada 20ud | 175475 |
| 84061182 | UNOMETER BAG 2L (100/200) IT | 176275 |
| 84077182 | UNOMETER BAG 2L BO (75/150) IT | 176276 |
| 40223182 | HANDYVAC U/BUNDAFTAP M/DRAEN&TROCAR CH14 | 179215 |
| 40223183 | HANDYVAC + trocCH14 + BOLSA cerrada 20ud | 179216 |
| 40127182 | UNO HANDYVAC CH18 MTL TROC BO(1/20) INT | 179217 |
| 40233182 | UNO HANDYVAC CH10 MTL TROC WOBO 1X20 INT | 179218 |
| 40235182 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC WOBO(1/20)AUS | 179219 |
| 40235182 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC WOBO 1X20 INT | 179219 |
| 40123181 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 179220 |
| 40160181 | HANDYVAC M/BUNDAFTAPNING CH12 | 179221 |
| 40125181 | HandyVac m/draen og trocar CH 14 | 179222 |
| 40125181 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) NEU | 179222 |
| 84061181 | UNOMETER BAG 2L (100/200) INT | 179232 |

| ANHANG 2: EU-Liste der Produktcodes und Chargennummern | | |
|---|--|----------------------|
| Produktcode | Produktbeschreibung | Chargennummer |
| 22022181 | NIELUPUTKI 4 st (4x50 kpl/ltk) | 179233 |
| 22022181 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 4 (50/200) INT | 179233 |
| 84010182 | UNO CONN CH04-CH18(100/800) INT | 179577 |
| 84061182 | UNOMETER BAG 2L (100/200) IT | 179583 |
| 84077182 | UNOMETER BAG 2L BO (75/150) IT | 179591 |
| 40233182 | UNO HANDYVAC CH10 MTL TROC WOBO 1X20 INT | 179924 |
| 40235182 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC WOBO 1X20 INT | 179925 |
| 40223182 | HANDYVAC U/BUNDAFTAP M/DRAEN&TROCAR CH14 | 179926 |
| 40121182 | UNO HANDYVAC CH 08 MTL TROC BO(1/20) INT | 179927 |
| 40123181 | HandyVac m/draen og trocar CH 10 | 179928 |
| 40123181 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 179928 |
| 40234182 | UNO HANDYVAC CH12 MTL TRCR WOBO(1/20)INT | 179929 |
| 40160181 | HANDYVAC M/BUNDAFTAPNING CH12 | 179930 |
| 40127182 | UNO HANDYVAC CH18 MTL TROC BO(1/20) INT | 179931 |
| 40125182 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) EUR | 179932 |
| 40105181 | HANDYVAC CH 14 (20/ltk) | 179933 |
| 22032022 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 2 (50/300) ITA | 179949 |
| 22034022 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 4 (50/200) ITA | 179950 |
| 22022181 | NIELUPUTKI 4 st (4x50 kpl/ltk) | 179955 |
| 40127182 | UNO HANDYVAC CH18 MTL TROC BO(1/20) INT | 179960 |
| 40125182 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) EUR | 181110 |
| 40160181 | HANDYVAC M/BUNDAFTAPNING CH12 | 181129 |
| 40233182 | UNO HANDYVAC CH10 MTL TROC WOBO(1/20)AUS | 181132 |
| 40105181 | HANDYVAC CH 14 (20/ltk) | 181140 |
| 40125181 | HandyVac m/draen og trocar CH 14 | 181141 |
| 22019182 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 1 (100/300) INT | 181150 |
| 22021182 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 3 (50/300) INT | 181151 |
| 22023182 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 0 (100/300) INT | 181152 |
| 22024182 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 00 (100/300) INT | 181153 |
| 84061181 | UNOMETER BAG 2L (100/200) INT | 181170 |
| 84010181 | KATETERANSATS, STERIL | 181173 |
| 22033022 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 3 (50/300) ITA | 181176 |
| 40105182 | UNO HANDYVAC CH14 BAG W/TAP (1/20) INT | 181330 |
| 40123182 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 181895 |
| 40127182 | UNO HANDYVAC CH18 MTL TROC BO(1/20) INT | 181925 |
| 40125182 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) EUR | 181926 |
| 40101182 | UNO HANDYVAC CH10 BAG W/TAP(1/20) INT | 182121 |
| 40123182 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 182770 |
| 40233182 | UNO HANDYVAC CH10 MTL TROC WOBO 1X20 INT | 182774 |
| 40235182 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC WOBO(1/20)AUS | 182775 |

| ANHANG 2: EU-Liste der Produktcodes und Chargennummern | | |
|---|--|----------------------|
| Produktcode | Produktbeschreibung | Chargennummer |
| 40097181 | HANDYVAC M/700 ML. POSE | 182782 |
| 40101182 | UNO HANDYVAC CH10 BAG W/TAP(1/20) INT | 183061 |
| 40227182 | UNO HANDYVAC CH12 MTL TROC WOBO 1X20 AUS | 183089 |
| 40127182 | UNO HANDYVAC CH18 MTL TROC BO(1/20) INT | 183424 |
| 40223182 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC WOBO(1/20)INT | 183425 |
| 40101181 | HANDYVAC M/DRAEN, CH 10/700 ML POSE | 183578 |
| 40101181 | UNO HANDYVAC CH10 BAG W/TAP (1/20) IT | 183578 |
| 40097181 | HANDYVAC M/700 ML. POSE | 183595 |
| 40105181 | HANDYVAC CH 14 (20/ltk) | 183596 |
| 40123181 | HandyVac m/draen og trocar CH 10 | 183597 |
| 40125181 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) NEU | 183598 |
| 40125181 | HandyVac m/draen og trocar CH 14 | 183598 |
| 40160181 | HANDYVAC M/BUNDAFTAPNING CH12 | 183606 |
| 40127182 | UNO HANDYVAC CH18 MTL TROC BO(1/20) INT | 183609 |
| 22054023 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 5 (1X50PK) IT | 183617 |
| 40101182 | UNO HANDYVAC CH10 BAG W/TAP(1/20) INT | 183836 |
| 40103182 | UNO HANDYVAC CH12 BAG W/TAP(1/20) INT | 183837 |
| 84010182 | UNO CONN CH04-CH18(100/800) INT | 183865 |
| 84061182 | UNOMETER BAG 2L (100/200) IT | 183866 |
| 84077182 | UNOMETER BAG 2L BO (75/150) IT | 183871 |
| 40223182 | HANDYVAC U/BUNDAFTAP M/DRAEN&TROCAR CH14 | 184213 |
| 40123182 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 184214 |
| 40097181 | HANDYVAC M/700 ML. POSE | 184230 |
| 40121182 | UNO HANDYVAC CH 08 MTL TROC BO(1/20) INT | 184231 |
| 40127182 | UNO HANDYVAC CH18 MTL TROC BO(1/20) INT | 184240 |
| 40125182 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) EUR | 184241 |
| 40105181 | HANDYVAC M/DRAEN, CH 14/700 ML POSE | 184256 |
| 40123181 | HandyVac m/draen og trocar CH 10 | 184257 |
| 40123181 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 184257 |
| 40125181 | HandyVac m/draen og trocar CH 14 | 184258 |
| 40127181 | HandyVac m/draen og trocar CH 18 | 184259 |
| 40127181 | UNO HANDYVAC CH18 MTL TROC BO(1/20) INT | 184259 |
| 40160181 | HANDYVAC M/BUNDAFTAPNING CH12 | 184263 |
| 40127182 | UNO HANDYVAC CH18 MTL TROC BO(1/20) INT | 184273 |
| 84061181 | UNOMETER BAG 2L (100/200) INT | 184292 |
| 84010181 | KATETERANSATS, STERIL | 184300 |
| 22054181 | TUNGEHOLDER, STR. 5, LYSEBLAA, STERIL | 184301 |
| 22054181 | NIELUPUTKI 5 st (50 kpl/ltk) | 184301 |
| 22020184 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 2 (50/300) INT | 184770 |
| 22021184 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 3 (50/300) INT | 184771 |

| ANHANG 2: EU-Liste der Produktcodes und Chargennummern | | |
|---|--|----------------------|
| Produktcode | Produktbeschreibung | Chargennummer |
| 40123182 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 185141 |
| 40234182 | UNO HANDYVAC CH12 MTL TRCR WOBO(1/20)INT | 185142 |
| 40105181 | HANDYVAC CH 14 (20/ltk) | 185870 |
| 84061182 | UNOMETER BAG 2L (100/200) IT | 186406 |
| 84077182 | UNOMETER BAG 2L BO (75/150) IT | 186412 |
| 84062182 | UNOMETER BAG 3L BO (50/100) INT | 186413 |
| 84010182 | UNO CONN CH04-CH18(100/800) INT | 187037 |
| 84062182 | UNOMETER BAG 3L BO (50/100) INT | 187039 |
| 40125181 | HandyVac m/draen og trocar CH 14 | 187521 |
| 40125181 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) NEU | 187521 |
| 40127181 | HandyVac m/draen og trocar CH 18 | 187522 |
| 40127181 | UNO HANDYVAC CH18 MTL TROC BO(1/20) INT | 187522 |
| 40223183 | HANDYVAC + trocCH14 + BOLSA cerrada 20ud | 187531 |
| 40123182 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 187540 |
| 22019182 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 1 (100/300) INT | 187567 |
| 22021182 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 3 (50/300) INT | 187569 |
| 22023182 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 0 (100/300) INT | 187570 |
| 22024182 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 00 (100/300) INT | 187571 |
| 22033022 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 3 (50/300) ITA | 187572 |
| 84061181 | UNOMETER BAG 2L (100/200) INT | 187578 |
| 84010181 | KATETERANSATS, STERIL | 187580 |
| 84077181 | UNOMETER BAG 3L BO (75/150) INT | 187589 |
| 84062182 | UNOMETER BAG 3L BO (50/100) INT | 187980 |
| 40123182 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 188289 |
| 40105181 | HANDYVAC CH 14 (20/ltk) | 188302 |
| 40121182 | UNO HANDYVAC CH 08 MTL TROC BO(1/20) INT | 188303 |
| 22020184 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 2 (50/300) INT | 188593 |
| 84062182 | UNOMETER BAG 3L BO (50/100) INT | 188599 |
| 40127181 | UNO HANDYVAC CH18 MTL TROC BO(1/20) INT | 188917 |
| 40125182 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) EUR | 188925 |
| 22020182 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 2 (50/300) INT | 188929 |
| 22021182 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 3 (50/300) INT | 188930 |
| 84010182 | UNO CONN CH04-CH18(100/800) INT | 189330 |
| 84061182 | UNOMETER BAG 2L (100/200) IT | 189331 |
| 84077182 | UNOMETER BAG 2L BO (75/150) IT | 189332 |
| 84077182 | UNO UNOMETER BAG 2L BO (75/150) IT | 189332 |
| 40125181 | HandyVac m/draen og trocar CH 14 | 189879 |
| 40125181 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) NEU | 189879 |
| 40223183 | HANDYVAC + trocCH14 + BOLSA cerrada 20ud | 189883 |
| 40107181 | UNO HANDYVAC CH18 BAG W/TAP(1/20) INT | 190075 |

| ANHANG 2: EU-Liste der Produktcodes und Chargennummern | | |
|---|--|----------------------|
| Produktcode | Produktbeschreibung | Chargennummer |
| 84010182 | UNO CONN CH04-CH18(100/800) INT | 190417 |
| 84077182 | UNOMETER BAG 2L BO (75/150) IT | 190421 |
| 40223183 | HANDYVAC + trocCH14 + BOLSA cerrada 20ud | 190815 |
| 40223182 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC WOBO(1/20)INT | 190822 |
| 40123181 | HandyVac m/draen og trocar CH 10 | 190830 |
| 40123181 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 190830 |
| 40125181 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) NEU | 190831 |
| 40127181 | HandyVac m/draen og trocar CH 18 | 190832 |
| 40127181 | UNO HANDYVAC CH18 MTL TROC BO(1/20) INT | 190832 |
| 40125182 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) EUR | 190840 |
| 40101182 | UNO HANDYVAC CH10 BAG W/TAP(1/20) INT | 191331 |
| 84077182 | UNOMETER BAG 2L BO (75/150) IT | 191361 |
| 84062182 | UNOMETER BAG 3L BO (50/100) INT | 191363 |
| 84077183 | UNOMETER BAG 2L BO (75/150) INT | 191368 |
| 40105181 | HANDYVAC CH 14 (20/ltk) | 191760 |
| 22020184 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 2 (50/300) INT | 192121 |
| 22021184 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 3 (50/300) INT | 192122 |
| 40223182 | HANDYVAC U/BUNDAFTAP M/DRAEN&TROCER CH14 | 192502 |
| 40105181 | HANDYVAC M/DRAEN, CH 14/700 ML POSE | 192529 |
| 40105181 | UNO HANDYVAC CH14 BAG W/TAP (1/20) INT | 192529 |
| 40105181 | HANDYVAC CH 14 (20/ltk) | 192529 |
| 40123181 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 192530 |
| 84061181 | UNOMETER BAG 2L (100/200) INT | 192565 |
| 84061182 | UNOMETER BAG 2L (100/200) IT | 192853 |
| 84077182 | UNOMETER BAG 2L BO (75/150) IT | 192856 |
| 84077182 | UNO UNOMETER BAG 2L BO (75/150) IT | 192856 |
| 40223182 | HANDYVAC U/BUNDAFTAP M/DRAEN&TROCER CH14 | 193310 |
| 40227182 | HANDYVAC U/BUNDAFTAPNING CH12 | 193311 |
| 40227182 | UNO HANDYVAC CH12 MTL TROC WOBO 1X20 AUS | 193311 |
| 40123181 | HandyVac m/draen og trocar CH 10 | 193337 |
| 40123181 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 193337 |
| 40105181 | HANDYVAC CH 14 (20/ltk) | 193370 |
| 84010181 | KATETERANSATS, STERIL | 193381 |
| 84010182 | UNO CONN CH04-CH18(100/800) INT | 193833 |
| 22020184 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 2 (50/300) INT | 193837 |
| 22021184 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 3 (50/300) INT | 193838 |
| 40121182 | UNO HANDYVAC CH 08 MTL TROC BO(1/20) INT | 194258 |
| 40125182 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) EUR | 194265 |
| 40224182 | UNO HANDYVAC CH18 MTL TRCR WOBO(1/20)AUS | 194272 |
| 40223182 | HANDYVAC U/BUNDAFTAP M/DRAEN&TROCER CH14 | 194275 |

| ANHANG 2: EU-Liste der Produktcodes und Chargennummern | | |
|---|--|----------------------|
| Produktcode | Produktbeschreibung | Chargennummer |
| 22033022 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 3 (50/300) ITA | 194294 |
| 22034022 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 4 (50/200) ITA | 194295 |
| 84077181 | UNOMETER BAG 3L BO (75/150) INT | 194302 |
| 84077183 | UNOMETER 500 BOLSAS valv. vac 2L. 75uds | 194307 |
| 40097181 | HANDYVAC M/700 ML. POSE | 195031 |
| 84077181 | UNOMETER BAG 3L BO (75/150) INT | 195311 |
| 40107182 | UNO HANDYVAC CH18 BAG W/TAP(1/20) INT | 195452 |
| 40223183 | HANDYVAC + trocCH14 + BOLSA cerrada 20ud | 195659 |
| 22024181 | NIELUPUTKI 00 st (100 kpl/ltk) | 195667 |
| 22024181 | UNO GUEDEL AIRWAYS SZ 00 (100/300) INT | 195667 |
| 84077183 | UNOMETER 500 BOLSAS valv. vac 2L. 75uds | 195671 |
| 40101182 | UNO HANDYVAC CH10 BAG W/TAP(1/20) INT | 196102 |
| 40103182 | UNO HANDYVAC CH12 BAG W/TAP(1/20) INT | 196103 |
| 84061182 | UNOMETER BAG 2L (100/200) IT | 196131 |
| 84077182 | UNOMETER BAG 2L BO (75/150) IT | 196135 |
| 84077182 | UNO UNOMETER BAG 2L BO (75/150) IT | 196135 |
| 84077183 | UNOMETER BAG 2L BO (75/150) INT | 196136 |
| 40223183 | HANDYVAC + trocCH14 + BOLSA cerrada 20ud | 196538 |
| 22054181 | NIELUPUTKI 5 st (50 kpl/ltk) | 196546 |
| 22054181 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 5 (50/200) INT | 196546 |
| 84010182 | UNO CONN CH04-CH18(100/800) INT | 196869 |
| 22019184 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 1 (100/300) INT | 196871 |
| 22020184 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 2 (50/300) INT | 196872 |
| 22021184 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 3 (50/300) INT | 196873 |
| 40223182 | HANDYVAC U/BUNDAFTAP M/DRAEN&TROCER CH14 | 197370 |
| 40097181 | HANDYVAC M/700 ML. POSE | 197385 |
| 40123181 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 197386 |
| 40223183 | HANDYVAC + trocCH14 + BOLSA cerrada 20ud | 197391 |
| 40107183 | UNO HANDYVAC CH18 BAG W/TAP (1X1PK) IT | 197400 |
| 22032022 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 2 (50/300) ITA | 197428 |
| 22033022 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 3 (50/300) ITA | 197429 |
| 22022181 | NIELUPUTKI 4 st (4x50 kpl/ltk) | 197431 |
| 84010181 | KATETERANSATS, STERIL | 197432 |
| 22054181 | NIELUPUTKI 5 st (50 kpl/ltk) | 197435 |
| 22054181 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 5 (50/200) INT | 197435 |
| 84077181 | UNOMETER BAG 3L BO (75/150) INT | 197436 |
| 84077183 | UNOMETER 500 BOLSAS valv. vac 2L. 75uds | 197437 |
| 22037182 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 000 (100/300) INT | 197444 |
| 84010182 | UNO CONN CH04-CH18(100/800) INT | 197686 |
| 40127182 | UNO HANDYVAC CH18 MTL TROC BO(1/20) INT | 198011 |

| ANHANG 2: EU-Liste der Produktcodes und Chargennummern | | |
|---|--|----------------------|
| Produktcode | Produktbeschreibung | Chargennummer |
| 84010181 | KATETERANSATS, STERIL | 198044 |
| 40097181 | HANDYVAC M/700 ML. POSE | 198991 |
| 40127181 | HandyVac m/draen og trocar CH 18 | 198992 |
| 40127181 | UNO HANDYVAC CH18 MTL TROC BO(1/20) INT | 198992 |
| 40127182 | UNO HANDYVAC CH18 MTL TROC BO(1/20) INT | 199003 |
| 22032022 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 2 (50/300) ITA | 199018 |
| 22033022 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 3 (50/300) ITA | 199019 |
| 84021183 | UNOMETER 500 BOLSAS 1'5L. 75uds (sin vál | 199027 |
| 84061182 | UNOMETER BAG 2L (100/200) IT | 199365 |
| 84062182 | UNOMETER BAG 3L BO (50/100) INT | 199368 |
| 84077182 | UNOMETER BAG 2L BO (75/150) IT | 199369 |
| 84077181 | UNOMETER BAG 3L BO (75/150) INT | 199371 |
| 22033022 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 3 (50/300) ITA | 199572 |
| 40101182 | UNO HANDYVAC CH10 BAG W/TAP(1/20) INT | 199726 |
| 84062182 | UNOMETER BAG 3L BO (50/100) INT | 199824 |
| 22023184 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 0 (100/300) INT | 200469 |
| 84062182 | UNOMETER BAG 3L BO (50/100) INT | 200470 |
| 40097181 | HANDYVAC M/700 ML. POSE | 201050 |
| 40103181 | HANDYVAC M/DRAEN, CH 12/700 ML POSE | 201052 |
| 40103181 | HANDYVAC CH 12 (20/ltk) | 201052 |
| 40121182 | UNO HANDYVAC CH 08 MTL TROC BO(1/20) INT | 201053 |
| 40123181 | HandyVac m/draen og trocar CH 10 | 201054 |
| 40123181 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 201054 |
| 40127181 | UNO HANDYVAC CH18 MTL TROC BO(1/20) INT | 201055 |
| 40127181 | HandyVac m/draen og trocar CH 18 | 201055 |
| 40160181 | HANDYVAC M/BUNDAFTAPNING CH12 | 201075 |
| 40160181 | HANDYVAC CH12, TROAKAARI (20 KPL) | 201075 |
| 40160181 | UNO HANDYVAC CH12 MTL TROC BO(1/20) INT | 201075 |
| 40223182 | HANDYVAC U/BUNDAFTAP M/DRAEN&TROCAR CH14 | 201093 |
| 40105181 | HANDYVAC M/DRAEN, CH 14/700 ML POSE | 201113 |
| 40105181 | HANDYVAC CH 14 (20/ltk) | 201113 |
| 40223183 | HANDYVAC + trocCH14 + BOLSA cerrada 20ud | 201119 |
| 22032022 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 2 (50/300) ITA | 201126 |
| 22033022 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 3 (50/300) ITA | 201127 |
| 84010182 | UNO CONN CH04-CH18(100/800) INT | 201129 |
| 84061181 | UNOMETER BAG 2L (100/200) INT | 201133 |
| 22022181 | NIELUPUTKI 4 st (4x50 kpl/ltk) | 201134 |
| 84021183 | UNOMETER 500 BOLSAS 1'5L. 75uds (sin vál | 201148 |
| 84077183 | UNOMETER 500 BOLSAS valv. vac 2L. 75uds | 201149 |
| 40223182 | HANDYVAC U/BUNDAFTAP M/DRAEN&TROCAR CH14 | 201955 |

| ANHANG 2: EU-Liste der Produktcodes und Chargennummern | | |
|---|--|----------------------|
| Produktcode | Produktbeschreibung | Chargennummer |
| 40123181 | HandyVac m/draen og trocar CH 10 | 201989 |
| 40127181 | HandyVac m/draen og trocar CH 18 | 201990 |
| 40160181 | HANDYVAC M/BUNDAFTAPNING CH12 | 202031 |
| 22019182 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 1 (100/300) INT | 202050 |
| 84061181 | UNOMETER BAG 2L (100/200) INT | 202055 |
| 84010181 | KATETERANSATS, STERIL | 202061 |
| 40107182 | UNO HANDYVAC CH18 BAG W/TAP(1/20) INT | 202306 |
| 84061182 | UNOMETER BAG 2L (100/200) IT | 202466 |
| 84077182 | UNOMETER BAG 2L BO (75/150) IT | 202470 |
| 40223183 | HANDYVAC + trocCH14 + BOLSA cerrada 20ud | 202791 |
| 40127182 | UNO HANDYVAC CH18 MTL TROC BO(1/20) INT | 202792 |
| 40125182 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) EUR | 202793 |
| 40228183 | HANDYVAC + trocCH16 + BOLSA cerrada 20ud | 202798 |
| 40222183 | HANDYVAC + trocCH10 + BOLSA cerrada 20ud | 202799 |
| 40227183 | HANDYVAC + trocCH12 + BOLSA cerrada 20ud | 202800 |
| 40227183 | UNO HANDYVAC CH12 MTL TROC (1/20) INT | 202800 |
| 40105182 | UNO HANDYVAC CH14 BAG W/TAP (1/20) INT | 203040 |
| 84062182 | UNOMETER BAG 3L BO (50/100) INT | 203056 |
| 40222183 | HANDYVAC + trocCH10 + BOLSA cerrada 20ud | 203491 |
| 40223183 | HANDYVAC + trocCH14 + BOLSA cerrada 20ud | 203492 |
| 84021183 | UNOMETER 500 BOLSAS 1'5L. 75uds (sin vál | 203503 |
| 84077183 | UNOMETER 500 BOLSAS valv. vac 2L. 75uds | 203504 |
| 84077181 | UNOMETER BAG 3L BO (75/150) INT | 203711 |
| 84010182 | UNO CONN CH04-CH18(100/800) INT | 204020 |
| 22019184 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 1 (100/300) INT | 204024 |
| 22020184 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 2 (50/300) INT | 204025 |
| 22021184 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 3 (50/300) INT | 204026 |
| 84062182 | UNOMETER BAG 3L BO (50/100) INT | 204029 |
| 40123182 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 204320 |
| 40222183 | HANDYVAC + trocCH10 + BOLSA cerrada 20ud | 204335 |
| 40233182 | UNO HANDYVAC CH10 MTL TROC WOBO 1X20 INT | 204342 |
| 40223183 | HANDYVAC + trocCH14 + BOLSA cerrada 20ud | 204349 |
| 40127182 | UNO HANDYVAC CH18 MTL TROC BO(1/20) INT | 204351 |
| 40125182 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) EUR | 204353 |
| 22054023 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 5 (50/200) IT | 204357 |
| 22054023 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 5 (1X50PK) IT | 204357 |
| 22022181 | NIELUPUTKI 4 st (4x50 kpl/ltk) | 204358 |
| 84010181 | KATETERANSATS, STERIL | 204359 |
| 84021183 | UNOMETER 500 BOLSAS 1'5L. 75uds (sin vál | 204361 |
| 84077183 | UNOMETER 500 BOLSAS valv. vac 2L. 75uds | 204362 |

| ANHANG 2: EU-Liste der Produktcodes und Chargennummern | | |
|---|--|----------------------|
| Produktcode | Produktbeschreibung | Chargennummer |
| 22021181 | NIELUPUTKI 3 st (6x50 kpl/ltk) | 204367 |
| 40227182 | UNO HANDYVAC CH12 MTL TROC WOBO 1X20 AUS | 205219 |
| 40127181 | HandyVac m/draen og trocar CH 18 | 205242 |
| 40127181 | UNO HANDYVAC CH18 MTL TROC BO(1/20) INT | 205242 |
| 22019184 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 1 (100/300) INT | 205691 |
| 40223182 | HANDYVAC U/BUNDAFTAP M/DRAEN&TROCER CH14 | 206057 |
| 22021184 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 3 (50/300) INT | 206072 |
| 22022184 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 4 (50/200) INT | 206073 |
| 84061181 | UNOMETER BAG 2L (100/200) INT | 206074 |
| 22019184 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 1 (100/300) INT | 206082 |
| 22020184 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 2 (50/300) INT | 206083 |
| 84061182 | UNOMETER BAG 2L (100/200) IT | 206472 |
| 84077182 | UNOMETER BAG 2L BO (75/150) IT | 206476 |
| 84062182 | UNOMETER BAG 3L BO (50/100) INT | 206477 |
| 84077181 | UNOMETER BAG 3L BO (75/150) INT | 206478 |
| 84010182 | UNO CONN CH04-CH18(100/800) INT | 206968 |
| 84062182 | UNOMETER BAG 3L BO (50/100) INT | 206973 |
| 40223182 | HANDYVAC U/BUNDAFTAP M/DRAEN&TROCER CH14 | 207363 |
| 40105181 | HANDYVAC M/DRAEN, CH 14/700 ML POSE | 207375 |
| 40105181 | UNO HANDYVAC CH14 BAG W/TAP (1/20) INT | 207375 |
| 40105181 | HANDYVAC CH 14 (20/ltk) | 207375 |
| 40107181 | HANDYVAC M/DRAEN, CH 18/700 ML POSE | 207376 |
| 40107181 | HANDYVAC CH 18 (20/ltk) | 207376 |
| 40107181 | UNO HANDYVAC CH18 BAG W/TAP(1/20) INT | 207376 |
| 40121182 | UNO HANDYVAC CH 08 MTL TROC BO(1/20) INT | 207377 |
| 22022182 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 4 (50/200) INT | 207426 |
| 22021184 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 3 (50/300) INT | 207429 |
| 22022184 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 4 (50/200) INT | 207430 |
| 22023184 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 0 (100/300) INT | 207431 |
| 22055181 | NIELUPUTKI 6 st (50 kpl/ltk) | 207432 |
| 84021183 | UNOMETER 500 BOLSAS 1'5L. 75uds (sin vál | 207433 |
| 84077183 | UNOMETER 500 BOLSAS valv. vac 2L. 75uds | 207434 |
| 40103182 | UNO HANDYVAC CH12 BAG W/TAP(1/20) INT | 207674 |
| 22020184 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 2 (50/300) INT | 207685 |
| 22024184 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 00 (100/300) INT | 207686 |
| 84062182 | UNOMETER BAG 3L BO (50/100) INT | 207691 |
| 40123182 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 208231 |
| 40121182 | UNO HANDYVAC CH 08 MTL TROC BO(1/20) INT | 208237 |
| 84077183 | UNOMETER 500 BOLSAS valv. vac 2L. 75uds | 208249 |
| 84061182 | UNOMETER BAG 2L (100/200) IT | 208604 |

| ANHANG 2: EU-Liste der Produktcodes und Chargennummern | | |
|---|--|----------------------|
| Produktcode | Produktbeschreibung | Chargennummer |
| 84077182 | UNOMETER BAG 2L BO (75/150) IT | 208605 |
| 40127181 | UNO HANDYVAC CH18 MTL TROC BO(1/20) INT | 208842 |
| 40160181 | HANDYVAC M/BUNDAFTAPNING CH12 | 208852 |
| 40123182 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 208864 |
| 40105181 | HANDYVAC CH 14 (20/ltk) | 208877 |
| 40107181 | HANDYVAC M/DRAEN, CH 18/700 ML POSE | 208878 |
| 40107181 | UNO HANDYVAC CH18 BAG W/TAP(1/20) INT | 208878 |
| 40107181 | HANDYVAC CH 18 (20/ltk) | 208878 |
| 22021181 | TUNGEHOLDER, STR. 3, GUL, STERIL | 209032 |
| 22021181 | NIELUPUTKI 3 st (6x50 kpl/ltk) | 209032 |
| 22021181 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 3 (50/300) INT | 209032 |
| 22022181 | NIELUPUTKI 4 st (4x50 kpl/ltk) | 209033 |
| 84062182 | UNOMETER BAG 3L BO (50/100) INT | 209316 |
| 22019181 | TUNGEHOLDER, STR. 1, HVID, STERIL | 210157 |
| 22019181 | NIELUPUTKI 1 st (100 kpl/ltk) | 210157 |
| 22019181 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 1 (100/300) INT | 210157 |
| 22021181 | NIELUPUTKI 3 st (6x50 kpl/ltk) | 210158 |
| 22022181 | NIELUPUTKI 4 st (4x50 kpl/ltk) | 210159 |
| 40097181 | HANDYVAC M/700 ML. POSE | 210488 |
| 40105181 | UNO HANDYVAC CH14 BAG W/TAP (1/20) INT | 210489 |
| 40105181 | HANDYVAC CH 14 (20/ltk) | 210489 |
| 40107181 | HANDYVAC CH 18 (20/ltk) | 210490 |
| 40123182 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 210508 |
| 40223183 | HANDYVAC + trocCH14 + BOLSA cerrada 20ud | 210515 |
| 22019181 | NIELUPUTKI 1 st (100 kpl/ltk) | 210525 |
| 22021181 | NIELUPUTKI 3 st (6x50 kpl/ltk) | 210526 |
| 84010181 | KATETERANSATS, STERIL | 210527 |
| 84021183 | UNOMETER 500 BOLSAS 1'5L. 75uds (sin vál | 210529 |
| 84021183 | UNOMETER 500 BOLSAS 1'5L. 75uds (sin val | 210529 |
| 84077183 | UNOMETER 500 BOLSAS valv. vac 2L. 75uds | 210530 |
| 84010182 | UNO CONN CH04-CH18(100/800) INT | 210950 |
| 84021182 | UNO URIMETER BAG 2L (75/300) IT | 210953 |
| 84062182 | UNOMETER BAG 3L BO (50/100) INT | 210957 |
| 40123182 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 211094 |
| 40107183 | UNO HANDYVAC CH18 BAG W/TAP (1X1PK) IT | 211095 |
| 22024184 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 00 (100/300) INT | 211116 |
| 84010182 | UNO CONN CH04-CH18(100/800) INT | 211197 |
| 40223182 | HANDYVAC U/BUNDAFTAP M/DRAEN&TROCER CH14 | 211357 |
| 40097181 | HANDYVAC M/700 ML. POSE | 211375 |
| 40125181 | HandyVac m/draen og trocar CH 14 | 211376 |

| ANHANG 2: EU-Liste der Produktcodes und Chargennummern | | |
|---|--|----------------------|
| Produktcode | Produktbeschreibung | Chargennummer |
| 40125181 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) NEU | 211376 |
| 40160181 | HANDYVAC M/BUNDAFTAPNING CH12 | 211386 |
| 40105181 | HANDYVAC M/DRAEN, CH 14/700 ML POSE | 211414 |
| 40105181 | UNO HANDYVAC CH14 BAG W/TAP (1/20) INT | 211414 |
| 40107181 | HANDYVAC M/DRAEN, CH 18/700 ML POSE | 211415 |
| 40107181 | HANDYVAC CH 18 (20/ltk) | 211415 |
| 22031022 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 1 (100/300) ITA | 211434 |
| 22022181 | NIELUPUTKI 4 st (4x50 kpl/ltk) | 211439 |
| 22022181 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 4 (50/200) INT | 211439 |
| 22020184 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 2 (50/300) INT | 211653 |
| 22021184 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 3 (50/300) INT | 211654 |
| 22022184 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 4 (50/200) INT | 211655 |
| 22024184 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 00 (100/300) INT | 211656 |
| 84062182 | UNOMETER BAG 3L BO (50/100) INT | 211659 |
| 22034022 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 4 (50/200) ITA | 211917 |
| 22023181 | NIELUPUTKI 0 st (100 kpl/ltk) | 212079 |
| 22023181 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 0 (100/300) INT | 212079 |
| 84062182 | UNOMETER BAG 3L BO (50/100) INT | 212409 |
| 84077181 | UNOMETER BAG 3L BO (75/150) INT | 212417 |
| 40171183 | UNO HANDYVAC CH16 BAG W/TAP (1X1PK) IT | 212929 |
| 40105181 | HANDYVAC M/DRAEN, CH 14/700 ML POSE | 212939 |
| 40105181 | UNO HANDYVAC CH14 BAG W/TAP (1/20) INT | 212939 |
| 40105181 | HANDYVAC CH 14 (20/ltk) | 212939 |
| 40107181 | HANDYVAC M/DRAEN, CH 18/700 ML POSE | 212940 |
| 40107181 | UNO HANDYVAC CH18 BAG W/TAP(1/20) INT | 212940 |
| 40107181 | HANDYVAC CH 18 (20/ltk) | 212940 |
| 40223183 | HANDYVAC + trocCH14 + BOLSA cerrada 20ud | 212944 |
| 40227182 | UNO HANDYVAC CH12 MTL TROC (1/20) IT | 213036 |
| 40227182 | UNO HANDYVAC CH12 MTL TROC WOBO 1X20 AUS | 213036 |
| 40125181 | HandyVac m/draen og trocar CH 14 | 213050 |
| 40125181 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) NEU | 213050 |
| 84061182 | UNOMETER BAG 2L (100/200) IT | 213305 |
| 84077183 | UNOMETER BAG 2L BO (75/150) INT | 213307 |
| 40097181 | HANDYVAC M/700 ML. POSE | 213804 |
| 40121182 | UNO HANDYVAC CH 08 MTL TROC BO(1/20) INT | 213805 |
| 40160181 | HANDYVAC M/BUNDAFTAPNING CH12 | 213809 |
| 84021183 | UNOMETER 500 BOLSAS 1'5L. 75uds (sin vál | 213854 |
| 84077183 | UNOMETER 500 BOLSAS valv. vac 2L. 75uds | 213855 |
| 22032022 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 2 (50/300) ITA | 213856 |
| 22033022 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 3 (50/300) ITA | 213857 |

| ANHANG 2: EU-Liste der Produktcodes und Chargennummern | | |
|---|--|----------------------|
| Produktcode | Produktbeschreibung | Chargennummer |
| 84062182 | UNOMETER BAG 3L BO (50/100) INT | 214202 |
| 40097181 | HANDYVAC M/700 ML. POSE | 214593 |
| 40123181 | HandyVac m/draen og trocar CH 10 | 214594 |
| 40125181 | HandyVac m/draen og trocar CH 14 | 214595 |
| 40125181 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) NEU | 214595 |
| 40160181 | HANDYVAC M/BUNDAFTAPNING CH12 | 214600 |
| 40123182 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 214609 |
| 40105181 | UNO HANDYVAC CH14 BAG W/TAP (1/20) INT | 214619 |
| 40123181 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 215190 |
| 40123181 | HandyVac m/draen og trocar CH 10 | 215190 |
| 40123182 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 215199 |
| 40105181 | UNO HANDYVAC CH14 BAG W/TAP (1/20) INT | 215203 |
| 40107182 | UNO HANDYVAC CH18 BAG W/TAP(1/20) INT | 215426 |
| 84077182 | UNOMETER BAG 2L BO (75/150) IT | 215435 |
| 84077182 | UNO UNOMETER BAG 2L BO (75/150) IT | 215435 |
| 40123182 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 216421 |
| 40105181 | HANDYVAC M/DRAEN, CH 14/700 ML POSE | 216428 |
| 40105181 | UNO HANDYVAC CH14 BAG W/TAP (1/20) INT | 216428 |
| 40105181 | HANDYVAC CH 14 (20/ltk) | 216428 |
| 40107181 | HANDYVAC CH 18 (20/ltk) | 216429 |
| 40223183 | HANDYVAC + trocCH14 + BOLSA cerrada 20ud | 216432 |
| 22034022 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 4 (50/200) ITA | 216452 |
| 22024184 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 00 (100/300) INT | 216457 |
| 84062182 | UNOMETER BAG 3L BO (50/100) INT | 216864 |
| 40127182 | UNO HANDYVAC CH18 MTL TROC BO(1/20) INT | 217375 |
| 40123182 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 217386 |
| 40107183 | UNO HANDYVAC CH18 BAG W/TAP (1X1PK) IT | 217387 |
| 40103182 | UNO HANDYVAC CH12 BAG W/TAP(1/20) INT | 217661 |
| 22020184 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 2 (50/300) INT | 217681 |
| 40223182 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC WOBO(1/20)INT | 217723 |
| 40223182 | HANDYVAC U/BUNDAFTAP M/DRAEN&TROCAR CH14 | 218119 |
| 40105181 | UNO HANDYVAC CH14 BAG W/TAP (1/20) INT | 218128 |
| 40105181 | HANDYVAC CH 14 (20/ltk) | 218128 |
| 40107181 | HANDYVAC CH 18 (20/ltk) | 218129 |
| 40121182 | UNO HANDYVAC CH 08 MTL TROC BO(1/20) INT | 218130 |
| 40123181 | HandyVac m/draen og trocar CH 10 | 218131 |
| 40123181 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 218131 |
| 40125181 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) NEU | 218132 |
| 40127181 | HandyVac m/draen og trocar CH 18 | 218133 |
| 84010182 | UNO CONN CH04-CH18(100/800) INT | 218429 |

| ANHANG 2: EU-Liste der Produktcodes und Chargennummern | | |
|---|--|----------------------|
| Produktcode | Produktbeschreibung | Chargennummer |
| 84062182 | UNOMETER BAG 3L BO (50/100) INT | 218441 |
| 84077181 | UNOMETER BAG 3L BO (75/150) INT | 218482 |
| 40223183 | HANDYVAC + trocCH14 + BOLSA cerrada 20ud | 218636 |
| 40223182 | HANDYVAC U/BUNDAFTAP M/DRAEN&TROCAR CH14 | 218641 |
| 40107181 | HANDYVAC CH 18 (20/ltk) | 218645 |
| 40107181 | UNO HANDYVAC CH18 BAG W/TAP(1/20) INT | 218645 |
| 40125181 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) NEU | 218646 |
| 84077183 | UNOMETER 500 BOLSAS valv. vac 2L. 75uds | 218653 |
| 40103182 | UNO HANDYVAC CH12 BAG W/TAP(1/20) INT | 219139 |
| 84010182 | UNO CONN CH04-CH18(100/800) INT | 219167 |
| 84061182 | UNOMETER BAG 2L (100/200) IT | 219168 |
| 84077182 | UNO UNOMETER BAG 2L BO (75/150) IT | 219169 |
| 84077181 | UNOMETER BAG 3L BO (75/150) INT | 219175 |
| 40123182 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 219651 |
| 40121182 | UNO HANDYVAC CH 08 MTL TROC BO(1/20) INT | 219664 |
| 40125181 | HandyVac m/draen og trocar CH 14 | 219665 |
| 40125181 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) NEU | 219665 |
| 40105181 | UNO HANDYVAC CH14 BAG W/TAP (1/20) INT | 219690 |
| 40105181 | HANDYVAC CH 14 (20/ltk) | 219690 |
| 40107181 | HANDYVAC CH 18 (20/ltk) | 219691 |
| 40223183 | HANDYVAC + trocCH14 + BOLSA cerrada 20ud | 219695 |
| 40127182 | UNO HANDYVAC CH18 MTL TROC BO(1/20) INT | 219696 |
| 40125182 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) EUR | 219698 |
| 22020181 | NIELUPUTKI 2 st (6x50 kpl/ltk) | 219725 |
| 22021181 | NIELUPUTKI 3 st (6x50 kpl/ltk) | 219731 |
| 84021183 | UNOMETER 500 BOLSAS 1'5L. 75uds (sin val | 219733 |
| 84077183 | UNOMETER 500 BOLSAS valv. vac 2L. 75uds | 219734 |
| 84062182 | UNOMETER BAG 3L BO (50/100) INT | 219982 |
| 40121182 | UNO HANDYVAC CH 08 MTL TROC BO(1/20) INT | 220356 |
| 40125181 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) NEU | 220357 |
| 40123182 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 220362 |
| 40127182 | UNO HANDYVAC CH18 MTL TROC BO(1/20) INT | 220374 |
| 40125182 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) EUR | 220377 |
| 40107181 | UNO HANDYVAC CH18 BAG W/TAP(1/20) INT | 220798 |
| 40223182 | HANDYVAC U/BUNDAFTAP M/DRAEN&TROCAR CH14 | 221105 |
| 40097181 | HANDYVAC M/700 ML. POSE | 221123 |
| 40105181 | HANDYVAC M/DRAEN, CH 14/700 ML POSE | 221124 |
| 40105181 | UNO HANDYVAC CH14 BAG W/TAP (1/20) INT | 221124 |
| 40105181 | HANDYVAC CH 14 (20/ltk) | 221124 |
| 40107181 | HANDYVAC M/DRAEN, CH 18/700 ML POSE | 221125 |

| ANHANG 2: EU-Liste der Produktcodes und Chargennummern | | |
|---|--|----------------------|
| Produktcode | Produktbeschreibung | Chargennummer |
| 40107181 | UNO HANDYVAC CH18 BAG W/TAP(1/20) INT | 221125 |
| 40125181 | HandyVac m/draen og trocar CH 14 | 221126 |
| 40125181 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) NEU | 221126 |
| 40127181 | UNO HANDYVAC CH18 MTL TROC BO(1/20) INT | 221127 |
| 40123182 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 221144 |
| 84077183 | UNOMETER BAG 2L BO (75/150) INT | 221502 |
| 40125181 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) NEU | 221855 |
| 40223182 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC WOBO(1/20)INT | 222210 |
| 40105181 | UNO HANDYVAC CH14 BAG W/TAP (1/20) INT | 222548 |
| 40107181 | HANDYVAC M/DRAEN, CH 18/700 ML POSE | 222549 |
| 40107181 | UNO HANDYVAC CH18 BAG W/TAP(1/20) INT | 222549 |
| 40107181 | HANDYVAC CH 18 (20/ltk) | 222549 |
| 40223183 | HANDYVAC + trocCH14 + BOLSA cerrada 20ud | 222554 |
| 40097182 | UNO HANDYVAC BAG 700ML BO(1/20) INT | 222555 |
| 40125181 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) NEU | 222569 |
| 22021184 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 3 (50/300) INT | 223012 |
| 22022184 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 4 (50/200) INT | 223013 |
| 84077182 | UNOMETER BAG 2L BO (75/150) IT | 223014 |
| 84062182 | UNOMETER BAG 3L BO (50/100) INT | 223018 |
| 40123181 | HandyVac m/draen og trocar CH 10 | 223452 |
| 40123181 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 223452 |
| 40125181 | HandyVac m/draen og trocar CH 14 | 223453 |
| 40125181 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) NEU | 223453 |
| 40160181 | HANDYVAC M/BUNDAFTAPNING CH12 | 223458 |
| 40127182 | UNO HANDYVAC CH18 MTL TROC BO(1/20) INT | 223459 |
| 40125182 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) EUR | 223460 |
| 40123182 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 223470 |
| 40105181 | UNO HANDYVAC CH14 BAG W/TAP (1/20) INT | 223479 |
| 40234182 | UNO HANDYVAC CH12 MTL TRCR WOBO(1/20)INT | 223482 |
| 40234182 | UNO HANDYVAC CH12 MTL TROC WOBO 1X20 INT | 223482 |
| 22032022 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 2 (50/300) ITA | 223490 |
| 84061181 | UNOMETER BAG 2L (100/200) INT | 223493 |
| 84021183 | UNOMETER 500 BOLSAS 1'5L. 75uds (sin val | 223496 |
| 40223182 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC WOBO(1/20)INT | 224343 |
| 40223182 | HANDYVAC U/BUNDAFTAP M/DRAEN&TROCAR CH14 | 224343 |
| 40123181 | HandyVac m/draen og trocar CH 10 | 224364 |
| 40123181 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 224364 |
| 40127181 | HandyVac m/draen og trocar CH 18 | 224365 |
| 40127181 | UNO HANDYVAC CH18 MTL TROC BO(1/20) INT | 224365 |
| 40160181 | HANDYVAC M/BUNDAFTAPNING CH12 | 224374 |

| ANHANG 2: EU-Liste der Produktcodes und Chargennummern | | |
|---|--|----------------------|
| Produktcode | Produktbeschreibung | Chargennummer |
| 40105181 | UNO HANDYVAC CH14 BAG W/TAP (1/20) INT | 224400 |
| 40105181 | HANDYVAC CH 14 (20/ltk) | 224400 |
| 40125181 | HandyVac m/draen og trocar CH 14 | 224401 |
| 40125181 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) NEU | 224401 |
| 40127182 | UNO HANDYVAC CH18 MTL TROC BO(1/20) INT | 224404 |
| 40125182 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) EUR | 224408 |
| 84010182 | UNO CONN CH04-CH18(100/800) INT | 224415 |
| 40222183 | HANDYVAC + trocCH10 + BOLSA cerrada 20ud | 224468 |
| 40127182 | UNO HANDYVAC CH18 MTL TROC BO(1/20) INT | 225138 |
| 40123182 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 225144 |
| 40127182 | UNO HANDYVAC CH18 MTL TROC BO(1/20) INT | 225319 |
| 84061181 | UNOMETER BAG 2L (100/200) INT | 225323 |
| 84077182 | UNOMETER BAG 2L BO (75/150) IT | 225721 |
| 84062182 | UNOMETER BAG 3L BO (50/100) INT | 225722 |
| 40223182 | HANDYVAC U/BUNDAFTAP M/DRAEN&TROCAR CH14 | 226131 |
| 40123182 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 226132 |
| 40107183 | UNO HANDYVAC CH18 BAG W/TAP (1X1PK) IT | 226133 |
| 84010182 | UNO CONN CH04-CH18(100/800) INT | 226444 |
| 22020184 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 2 (50/300) INT | 226446 |
| 22021184 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 3 (50/300) INT | 226447 |
| 40223182 | HANDYVAC U/BUNDAFTAP M/DRAEN&TROCAR CH14 | 226589 |
| 40223182 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC WOBO(1/20)INT | 226589 |
| 40223182 | HANDYVAC U/BUNDAFTAP M/DRAEN&TROCAR CH14 | 226876 |
| 40123182 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 226878 |
| 40097181 | HANDYVAC M/700 ML. POSE | 226893 |
| 40127181 | HandyVac m/draen og trocar CH 18 | 226895 |
| 40127181 | UNO HANDYVAC CH18 MTL TROC BO(1/20) INT | 226895 |
| 40105181 | UNO HANDYVAC CH14 BAG W/TAP (1/20) INT | 226922 |
| 40107181 | UNO HANDYVAC CH18 BAG W/TAP(1/20) INT | 226923 |
| 40107181 | HANDYVAC CH 18 (20/ltk) | 226923 |
| 40234182 | UNO HANDYVAC CH12 MTL TROC WOBO 1X20 INT | 226928 |
| 40223183 | HANDYVAC + trocCH14 + BOLSA cerrada 20ud | 226929 |
| 40127182 | UNO HANDYVAC CH18 MTL TROC BO(1/20) INT | 226932 |
| 40125182 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) EUR | 226938 |
| 84077183 | UNOMETER 500 BOLSAS valv. vac 2L. 75uds | 226944 |
| 84021183 | UNOMETER 500 BOLSAS 1'5L. 75uds (sin val | 226947 |
| 84062182 | UNOMETER BAG 3L BO (50/100) INT | 227255 |
| 84077183 | UNOMETER BAG 2L BO (75/150) INT | 227257 |
| 40097181 | HANDYVAC M/700 ML. POSE | 227841 |
| 40105181 | UNO HANDYVAC CH14 BAG W/TAP (1/20) INT | 227842 |

| ANHANG 2: EU-Liste der Produktcodes und Chargennummern | | |
|---|--|----------------------|
| Produktcode | Produktbeschreibung | Chargennummer |
| 40105181 | HANDYVAC CH 14 (20/ltk) | 227842 |
| 40107181 | HANDYVAC M/DRAEN, CH 18/700 ML POSE | 227843 |
| 40107181 | UNO HANDYVAC CH18 BAG W/TAP(1/20) INT | 227843 |
| 40127181 | UNO HANDYVAC CH18 MTL TROC BO(1/20) INT | 227844 |
| 40160181 | HANDYVAC M/BUNDAFTAPNING CH12 | 227851 |
| 84061181 | UNOMETER BAG 2L (100/200) INT | 227883 |
| 40101182 | UNO HANDYVAC CH10 BAG W/TAP(1/20) INT | 228299 |
| 40105182 | UNO HANDYVAC CH14 BAG W/TAP (1/20) INT | 228300 |
| 84010182 | UNO CONN CH04-CH18(100/800) INT | 228333 |
| 84061182 | UNOMETER BAG 2L (100/200) IT | 228335 |
| 84077182 | UNOMETER BAG 2L BO (75/150) IT | 228336 |
| 84062182 | UNOMETER BAG 3L BO (50/100) INT | 228337 |
| 40105181 | HANDYVAC CH 14 (20/ltk) | 228787 |
| 40107181 | HANDYVAC CH 18 (20/ltk) | 228788 |
| 40223183 | HANDYVAC + trocCH14 + BOLSA cerrada 20ud | 228791 |
| 84021183 | UNOMETER 500 BOLSAS 1'5L. 75uds (sin val | 228822 |
| 84077183 | UNOMETER 500 BOLSAS valv. vac 2L. 75uds | 228824 |
| 40105181 | HANDYVAC M/DRAEN, CH 14/700 ML POSE | 229734 |
| 40105181 | UNO HANDYVAC CH14 BAG W/TAP (1/20) INT | 229734 |
| 40127181 | HandyVac m/draen og trocar CH 18 | 229735 |
| 40127181 | UNO HANDYVAC CH18 MTL TROC BO(1/20) INT | 229735 |
| 40127182 | UNO HANDYVAC CH18 MTL TROC BO(1/20) INT | 229739 |
| 40125182 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) EUR | 229741 |
| 40123182 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 229751 |
| 84061181 | UNOMETER BAG 2L (100/200) INT | 229767 |
| 84021183 | UNOMETER 500 BOLSAS 1'5L. 75uds (sin val | 229769 |
| 84062182 | UNOMETER BAG 3L BO (50/100) INT | 230224 |
| 40160181 | HANDYVAC M/BUNDAFTAPNING CH12 | 230760 |
| 40097181 | HANDYVAC M/700 ML. POSE | 230776 |
| 40105181 | HANDYVAC M/DRAEN, CH 14/700 ML POSE | 230777 |
| 40105181 | HANDYVAC CH 14 (20/ltk) | 230777 |
| 40107181 | HANDYVAC M/DRAEN, CH 18/700 ML POSE | 230778 |
| 40107181 | UNO HANDYVAC CH18 BAG W/TAP(1/20) INT | 230778 |
| 40121182 | UNO HANDYVAC CH 08 MTL TROC BO(1/20) INT | 230779 |
| 84061181 | UNOMETER BAG 2L (100/200) INT | 230787 |
| 40103182 | UNO HANDYVAC CH12 BAG W/TAP(1/20) INT | 231155 |
| 40222183 | HANDYVAC + trocCH10 + BOLSA cerrada 20ud | 231633 |
| 40097181 | HANDYVAC M/700 ML. POSE | 232455 |
| 40127182 | UNO HANDYVAC CH18 MTL TROC BO(1/20) INT | 232457 |
| 40105181 | UNO HANDYVAC CH14 BAG W/TAP (1/20) INT | 232467 |

| ANHANG 2: EU-Liste der Produktcodes und Chargennummern | | |
|---|--|----------------------|
| Produktcode | Produktbeschreibung | Chargennummer |
| 40107181 | HANDYVAC M/DRAEN, CH 18/700 ML POSE | 232468 |
| 40107181 | UNO HANDYVAC CH18 BAG W/TAP(1/20) INT | 232468 |
| 22019184 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 1 (100/300) INT | 232760 |
| 22020184 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 2 (50/300) INT | 232761 |
| 22021184 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 3 (50/300) INT | 232762 |
| 22022184 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 4 (50/200) INT | 232763 |
| 84062182 | UNOMETER BAG 3L BO (50/100) INT | 232764 |
| 40097181 | HANDYVAC M/700 ML. POSE | 233067 |
| 40121182 | UNO HANDYVAC CH 08 MTL TROC BO(1/20) INT | 233068 |
| 22035022 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 0 (100/300) ITA | 233096 |
| 84061181 | UNOMETER BAG 2L (100/200) INT | 233098 |
| 84021183 | UNOMETER 500 BOLSAS 1'5L. 75uds (sin val | 233102 |
| 84010182 | UNO CONN CH04-CH18(100/800) INT | 233717 |
| 84061182 | UNOMETER BAG 2L (100/200) IT | 233721 |
| 22019184 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 1 (100/300) INT | 233722 |
| 22020184 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 2 (50/300) INT | 233723 |
| 22021184 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 3 (50/300) INT | 233724 |
| 22022184 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 4 (50/200) INT | 233725 |
| 84077182 | UNOMETER BAG 2L BO (75/150) IT | 233730 |
| 84062182 | UNOMETER BAG 3L BO (50/100) INT | 233733 |
| 22021183 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 3 (1X50PK) IT | 233740 |
| 84077183 | UNOMETER BAG 2L BO (75/150) INT | 233745 |
| 40107181 | UNO HANDYVAC CH18 BAG W/TAP(1/20) INT | 233766 |
| 40107181 | HANDYVAC CH 18 (20/ltk) | 233766 |
| 40125182 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) EUR | 234147 |
| 40107183 | UNO HANDYVAC CH18 BAG W/TAP (1X1PK) IT | 234155 |
| 40121182 | UNO HANDYVAC CH 08 MTL TROC BO(1/20) INT | 234160 |
| 40097181 | HANDYVAC M/700 ML. POSE | 234909 |
| 40105181 | UNO HANDYVAC CH14 BAG W/TAP (1/20) INT | 234910 |
| 40107181 | HANDYVAC M/DRAEN, CH 18/700 ML POSE | 234911 |
| 40107181 | UNO HANDYVAC CH18 BAG W/TAP(1/20) INT | 234911 |
| 40125181 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) NEU | 234912 |
| 84061181 | UNOMETER BAG 2L (100/200) INT | 234926 |
| 22020182 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 2 (50/300) INT | 234929 |
| 40223182 | HANDYVAC U/BUNDAFTAP M/DRAEN&TROCAR CH14 | 235130 |
| 40223182 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC WOBO 1X20 AUS | 235130 |
| 84010182 | UNO CONN CH04-CH18(100/800) INT | 235326 |
| 22019184 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 1 (100/300) INT | 235328 |
| 22020184 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 2 (50/300) INT | 235329 |
| 22021184 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 3 (50/300) INT | 235330 |

| ANHANG 2: EU-Liste der Produktcodes und Chargennummern | | |
|---|--|----------------------|
| Produktcode | Produktbeschreibung | Chargennummer |
| 22022184 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 4 (50/200) INT | 235331 |
| 84062182 | UNOMETER BAG 3L BO (50/100) INT | 235332 |
| 22020183 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 2 (1X50PK) IT | 235336 |
| 22021183 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 3 (1X50PK) IT | 235337 |
| 40121182 | UNO HANDYVAC CH 08 MTL TROC BO(1/20) INT | 235729 |
| 40097181 | HANDYVAC M/700 ML. POSE | 236643 |
| 40105181 | HANDYVAC M/DRAEN, CH 14/700 ML POSE | 236644 |
| 40105181 | UNO HANDYVAC CH14 BAG W/TAP (1/20) INT | 236644 |
| 40105181 | HANDYVAC CH 14 (20/ltk) | 236644 |
| 40107181 | HANDYVAC CH 18 (20/ltk) | 236645 |
| 40125181 | HandyVac m/draen og trocar CH 14 | 236646 |
| 40125181 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) NEU | 236646 |
| 40160181 | HANDYVAC M/BUNDAFTAPNING CH12 | 236652 |
| 40223183 | HANDYVAC + trocCH14 + BOLSA cerrada 20ud | 236654 |
| 40125182 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) EUR | 236676 |
| 40123182 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 237467 |
| 40121182 | UNO HANDYVAC CH 08 MTL TROC BO(1/20) INT | 237474 |
| 40127182 | UNO HANDYVAC CH18 MTL TROC BO(1/20) INT | 237476 |
| 40125182 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) EUR | 237477 |
| 84077183 | UNOMETER BAG 2L BO (75/150) INT | 300309 |
| 84062182 | UNOMETER BAG 3L BO (50/100) INT | 300333 |
| 84077183 | UNOMETER 500 BOLSAS valv. vac 2L. 75uds | 300339 |
| 84077183 | UNOMETER BAG 2L BO (75/150) INT | 300339 |
| 84061182 | UNOMETER BAG 2L (100/200) IT | 300353 |
| 84077182 | UNOMETER BAG 2L BO (75/150) IT | 300355 |
| 84062182 | UNOMETER BAG 3L BO (50/100) INT | 300412 |
| 22020184 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 2 (50/300) INT | 300478 |
| 22021184 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 3 (50/300) INT | 300479 |
| 22022184 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 4 (50/200) INT | 300480 |
| 84062182 | UNOMETER BAG 3L BO (50/100) INT | 300542 |
| 84077183 | UNOMETER 500 BOLSAS valv. vac 2L. 75uds | 300588 |
| 84021183 | UNOMETER 500 BOLSAS 1'5L. 75uds (sin val | 300590 |
| 84077183 | UNOMETER 500 BOLSAS valv. vac 2L. 75uds | 300602 |
| 40223182 | HANDYVAC U/BUNDAFTAP M/DRAEN&TROC CAR CH14 | 300608 |
| 40097181 | HANDYVAC M/700 ML. POSE | 300625 |
| 40105181 | HANDYVAC CH 14 (20/ltk) | 300626 |
| 40125181 | HandyVac m/draen og trocar CH 14 | 300627 |
| 40125181 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) NEU | 300627 |
| 40160181 | HANDYVAC M/BUNDAFTAPNING CH12 | 300634 |
| 84010181 | KATETERANSATS, STERIL | 300642 |

| ANHANG 2: EU-Liste der Produktcodes und Chargennummern | | |
|---|--|----------------------|
| Produktcode | Produktbeschreibung | Chargennummer |
| 40123182 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 300665 |
| 40107181 | HANDYVAC M/DRAEN, CH 18/700 ML POSE | 300678 |
| 40107181 | UNO HANDYVAC CH18 BAG W/TAP(1/20) INT | 300678 |
| 40107181 | HANDYVAC CH 18 (20/ltk) | 300678 |
| 40223183 | HANDYVAC + trocCH14 + BOLSA cerrada 20ud | 300682 |
| 40125182 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) EUR | 300686 |
| 84021183 | UNOMETER 500 BOLSAS 1'5L. 75uds (sin val | 300692 |
| 84077183 | UNOMETER 500 BOLSAS valv. vac 2L. 75uds | 300693 |
| 40105181 | HANDYVAC CH 14 (20/ltk) | 300705 |
| 40105181 | UNO HANDYVAC CH14 BAG W/TAP (1/20) INT | 300705 |
| 40123181 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 300706 |
| 40125181 | HandyVac m/draen og trocar CH 14 | 300708 |
| 40125181 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) NEU | 300708 |
| 40125182 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) EUR | 300808 |
| 40123181 | HandyVac m/draen og trocar CH 10 | 300837 |
| 40123181 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 300837 |
| 40125182 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) EUR | 300839 |
| 84077183 | UNOMETER 500 BOLSAS valv. vac 2L. 75uds | 300879 |
| 40105181 | UNO HANDYVAC CH14 BAG W/TAP (1/20) INT | 300892 |
| 40105181 | HANDYVAC CH 14 (20/ltk) | 300892 |
| 40123181 | HandyVac m/draen og trocar CH 10 | 300893 |
| 40123181 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 300893 |
| 40223182 | HANDYVAC U/BUNDAFTAP M/DRAEN&TROC CAR CH14 | 300900 |
| 40223183 | HANDYVAC + trocCH14 + BOLSA cerrada 20ud | 300912 |
| 40107181 | HANDYVAC CH 18 (20/ltk) | 300921 |
| 40125181 | HandyVac m/draen og trocar CH 14 | 300922 |
| 84021183 | UNOMETER 500 BOLSAS 1'5L. 75uds (sin val | 300924 |
| 40125182 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) EUR | 300926 |
| 22020184 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 2 (50/300) INT | 300931 |
| 84062182 | UNOMETER BAG 3L BO (50/100) INT | 300934 |
| 40123182 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 301369 |
| 40105181 | HANDYVAC CH 14 (20/ltk) | 301393 |
| 40105181 | UNO HANDYVAC CH14 BAG W/TAP (1/20) INT | 301393 |
| 40107181 | HANDYVAC CH 18 (20/ltk) | 301394 |
| 40107181 | UNO HANDYVAC CH18 BAG W/TAP(1/20) INT | 301394 |
| 40123181 | HandyVac m/draen og trocar CH 10 | 301395 |
| 40123181 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 301395 |
| 40125181 | HandyVac m/draen og trocar CH 14 | 301396 |
| 84077181 | UNOMETER BAG 3L BO (75/150) INT | 301400 |
| 40160181 | HANDYVAC M/BUNDAFTAPNING CH12 | 301401 |

| ANHANG 2: EU-Liste der Produktcodes und Chargennummern | | |
|---|--|----------------------|
| Produktcode | Produktbeschreibung | Chargennummer |
| 40222183 | HANDYVAC + trocCH10 + BOLSA cerrada 20ud | 301402 |
| 40223183 | HANDYVAC + trocCH14 + BOLSA cerrada 20ud | 301403 |
| 40127182 | UNO HANDYVAC CH18 MTL TROC BO(1/20) INT | 301405 |
| 40125182 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) EUR | 301407 |
| 84062182 | UNOMETER BAG 3L BO (50/100) INT | 301460 |
| 40223182 | HANDYVAC U/BUNDAFTAP M/DRAEN&TROCAR CH14 | 301489 |
| 40123182 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 301490 |
| 40127182 | UNO HANDYVAC CH18 MTL TROC BO(1/20) INT | 301497 |
| 40125182 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) EUR | 301498 |
| 22020184 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 2 (50/300) INT | 301551 |
| 84062182 | UNOMETER BAG 3L BO (50/100) INT | 301571 |
| 22021183 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 3 (1X50PK) IT | 301594 |
| 84077181 | UNOMETER BAG 3L BO (75/150) INT | 301765 |
| 40160181 | HANDYVAC M/BUNDAFTAPNING CH12 | 301766 |
| 84010181 | KATETERANSATS, STERIL | 301784 |
| 40105181 | HANDYVAC M/DRAEN, CH 14/700 ML POSE | 301785 |
| 40105181 | HANDYVAC CH 14 (20/ltk) | 301785 |
| 40123181 | HandyVac m/draen og trocar CH 10 | 301786 |
| 40123181 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 301786 |
| 40125181 | HandyVac m/draen og trocar CH 14 | 301787 |
| 40125181 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) NEU | 301787 |
| 84077182 | UNOMETER BAG 2L BO (75/150) IT | 301841 |
| 40125181 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) NEU | 302103 |
| 22032022 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 2 (50/300) ITA | 302125 |
| 40097181 | HANDYVAC M/700 ML. POSE | 302139 |
| 40107181 | HANDYVAC M/DRAEN, CH 18/700 ML POSE | 302140 |
| 40107181 | UNO HANDYVAC CH18 BAG W/TAP(1/20) INT | 302140 |
| 40107181 | HANDYVAC CH 18 (20/ltk) | 302140 |
| 40222183 | HANDYVAC + trocCH10 + BOLSA cerrada 20ud | 302144 |
| 84062182 | UNOMETER BAG 3L BO (50/100) INT | 302234 |
| 40123182 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 302277 |
| 40121182 | UNO HANDYVAC CH 08 MTL TROC BO(1/20) INT | 302286 |
| 84021183 | UNOMETER 500 BOLSAS 1'5L. 75uds (sin val | 302301 |
| 40227183 | UNO HANDYVAC CH12 MTL TROC (1/20) INT | 302448 |
| 40107181 | HANDYVAC CH 18 (20/ltk) | 302527 |
| 40123181 | HandyVac m/draen og trocar CH 10 | 302528 |
| 40123181 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 302528 |
| 40160181 | HANDYVAC M/BUNDAFTAPNING CH12 | 302533 |
| 22020182 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 2 (50/300) INT | 302541 |
| 22020184 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 2 (50/300) INT | 302557 |

| ANHANG 2: EU-Liste der Produktcodes und Chargennummern | | |
|---|--|----------------------|
| Produktcode | Produktbeschreibung | Chargennummer |
| 40105181 | UNO HANDYVAC CH14 BAG W/TAP (1/20) INT | 302560 |
| 40105181 | HANDYVAC CH 14 (20/Itk) | 302560 |
| 84062182 | UNOMETER BAG 3L BO (50/100) INT | 302587 |
| 84077183 | UNOMETER 500 BOLSAS valv. vac 2L. 75uds | 302760 |
| 84077183 | UNOMETER BAG 2L BO (75/150) INT | 302760 |
| 40222183 | HANDYVAC + trocCH10 + BOLSA cerrada 20ud | 302786 |
| 40223183 | HANDYVAC + trocCH14 + BOLSA cerrada 20ud | 302787 |
| 40107181 | HANDYVAC CH 18 (20/Itk) | 302797 |
| 84077183 | UNOMETER 500 BOLSAS valv. vac 2L. 75uds | 302798 |
| 40125181 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) NEU | 302809 |
| 40227182 | UNO HANDYVAC CH12 MTL TROC WOBO 1X20 AUS | 302810 |
| 84077181 | UNOMETER BAG 3L BO (75/150) INT | 302855 |
| 22022183 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 4 (50/200) INT | 302864 |
| 40123182 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 302945 |
| 40097181 | HANDYVAC M/700 ML. POSE | 302971 |
| 40103181 | HANDYVAC M/DRAEN, CH 12/700 ML POSE | 302972 |
| 40103181 | HANDYVAC CH 12 (20/Itk) | 302972 |
| 40123181 | HandyVac m/draen og trocar CH 10 | 302973 |
| 40123181 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 302973 |
| 40125181 | HandyVac m/draen og trocar CH 14 | 302974 |
| 40125181 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) NEU | 302974 |
| 40127181 | HandyVac m/draen og trocar CH 18 | 302975 |
| 40127181 | UNO HANDYVAC CH18 MTL TROC BO(1/20) INT | 302975 |
| 84077181 | UNOMETER BAG 3L BO (75/150) INT | 302989 |
| 40160181 | HANDYVAC M/BUNDAFTAPNING CH12 | 302990 |
| 40105181 | HANDYVAC M/DRAEN, CH 14/700 ML POSE | 303009 |
| 40105181 | UNO HANDYVAC CH14 BAG W/TAP (1/20) INT | 303009 |
| 40105181 | HANDYVAC CH 14 (20/Itk) | 303009 |
| 40234182 | UNO HANDYVAC CH12 MTL TROC WOBO 1X20 INT | 303011 |
| 84077183 | UNOMETER 500 BOLSAS valv. vac 2L. 75uds | 303012 |
| 40127182 | UNO HANDYVAC CH18 MTL TROC BO(1/20) INT | 303014 |
| 40101182 | UNO HANDYVAC CH10 BAG W/TAP(1/20) INT | 303176 |
| 40105182 | UNO HANDYVAC CH14 BAG W/TAP (1/20) INT | 303177 |
| 84077181 | UNOMETER BAG 3L BO (75/150) INT | 303178 |
| 84061182 | UNOMETER BAG 2L (100/200) IT | 303297 |
| 84077182 | UNOMETER BAG 2L BO (75/150) IT | 303321 |
| 84062182 | UNOMETER BAG 3L BO (50/100) INT | 303343 |
| 84021182 | UNO URIMETER BAG 2L (75/300) IT | 303382 |
| 84010183 | UNO CONN CH04-CH18(100/800) IT | 303383 |
| 40125181 | HandyVac m/draen og trocar CH 14 | 303403 |

| ANHANG 2: EU-Liste der Produktcodes und Chargennummern | | |
|---|--|----------------------|
| Produktcode | Produktbeschreibung | Chargennummer |
| 22032022 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 2 (50/300) ITA | 303407 |
| 84021183 | UNOMETER 500 BOLSAS 1'5L. 75uds (sin val | 303410 |
| 22034022 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 4 (50/200) ITA | 303414 |
| 40123182 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 303427 |
| 40227183 | HANDYVAC + trocCH12 + BOLSA cerrada 20ud | 303457 |
| 84010182 | UNO CONN CH04-CH18(100/800) INT | 303471 |
| 84062182 | UNOMETER BAG 3L BO (50/100) INT | 303501 |
| 84010182 | UNO CONN CH04-CH18(100/800) INT | 303530 |
| 40101181 | HANDYVAC M/DRAEN, CH 10/700 ML POSE | 303585 |
| 40101181 | UNO HANDYVAC CH10 BAG W/TAP (1/20) IT | 303585 |
| 40107181 | HANDYVAC M/DRAEN, CH 18/700 ML POSE | 303586 |
| 40107181 | UNO HANDYVAC CH18 BAG W/TAP(1/20) INT | 303586 |
| 40107181 | HANDYVAC CH 18 (20/ltk) | 303586 |
| 40107182 | UNO HANDYVAC CH18 BAG W/TAP(1/20) INT | 303683 |
| 40125181 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) NEU | 303686 |
| 40227182 | UNO HANDYVAC CH12 MTL TROC WOBO 1X20 AUS | 303692 |
| 22032022 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 2 (50/300) ITA | 303761 |
| 84010181 | KATETERANSATS, STERIL | 303769 |
| 22020182 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 2 (50/300) INT | 303771 |
| 22033022 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 3 (50/300) ITA | 303772 |
| 40121182 | UNO HANDYVAC CH 08 MTL TROC BO(1/20) INT | 303781 |
| 40125182 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) EUR | 303784 |
| 84077182 | UNOMETER BAG 2L BO (75/150) IT | 303956 |
| 84010181 | KATETERANSATS, STERIL | 304094 |
| 40097181 | HANDYVAC M/700 ML. POSE | 304098 |
| 40107181 | HANDYVAC CH 18 (20/ltk) | 304099 |
| 40127181 | HandyVac m/draen og trocar CH 18 | 304100 |
| 40127181 | UNO HANDYVAC CH18 MTL TROC BO(1/20) INT | 304100 |
| 40125181 | HandyVac m/draen og trocar CH 14 | 304123 |
| 40125181 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) NEU | 304123 |
| 40125181 | HANDYVAC CH14, TROAKAARI (20 KPL) | 304123 |
| 84062182 | UNOMETER BAG 3L BO (50/100) INT | 304184 |
| 40127181 | UNO HANDYVAC CH18 MTL TROC BO(1/20) INT | 304271 |
| 22055181 | NIELUPUTKI 6 st (50 kpl/ltk) | 304372 |
| 84010182 | UNO CONN CH04-CH18(100/800) INT | 304391 |
| 40123182 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 304401 |
| 84010181 | KATETERANSATS, STERIL | 304442 |
| 40105181 | HANDYVAC CH 14 (20/ltk) | 304448 |
| 40107181 | HANDYVAC M/DRAEN, CH 18/700 ML POSE | 304449 |
| 40107181 | UNO HANDYVAC CH18 BAG W/TAP(1/20) INT | 304449 |

| ANHANG 2: EU-Liste der Produktcodes und Chargennummern | | |
|---|--|----------------------|
| Produktcode | Produktbeschreibung | Chargennummer |
| 40107181 | HANDYVAC CH 18 (20/ltk) | 304449 |
| 40121182 | UNO HANDYVAC CH 08 MTL TROC BO(1/20) INT | 304450 |
| 40125181 | HandyVac m/draen og trocar CH 14 | 304451 |
| 40125181 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) NEU | 304451 |
| 40127181 | HandyVac m/draen og trocar CH 18 | 304452 |
| 40127181 | UNO HANDYVAC CH18 MTL TROC BO(1/20) INT | 304452 |
| 40234182 | UNO HANDYVAC CH12 MTL TROC WOBO 1X20 INT | 304465 |
| 40160181 | HANDYVAC M/BUNDAFTAPNING CH12 | 304466 |
| 84021183 | UNOMETER 500 BOLSAS 1'5L. 75uds (sin val | 304468 |
| 84077183 | UNOMETER 500 BOLSAS valv. vac 2L. 75uds | 304470 |
| 40223183 | HANDYVAC + trocCH14 + BOLSA cerrada 20ud | 304471 |
| 84062182 | UNOMETER BAG 3L BO (50/100) INT | 304623 |
| 40103182 | UNO HANDYVAC CH12 BAG W/TAP(1/20) INT | 304702 |
| 84021183 | UNOMETER 500 BOLSAS 1'5L. 75uds (sin val | 304734 |
| 84021183 | UNOMETER 500 BOLSAS 1'5L. 75uds (sin val | 304737 |
| 40222183 | HANDYVAC + trocCH10 + BOLSA cerrada 20ud | 304738 |
| 84077183 | UNOMETER 500 BOLSAS valv. vac 2L. 75uds | 304741 |
| 40223183 | HANDYVAC + trocCH14 + BOLSA cerrada 20ud | 304763 |
| 84062182 | UNOMETER BAG 3L BO (50/100) INT | 304798 |
| 84077181 | UNOMETER BAG 3L BO (75/150) INT | 305018 |
| 40107181 | HANDYVAC M/DRAEN, CH 18/700 ML POSE | 305035 |
| 40107181 | UNO HANDYVAC CH18 BAG W/TAP(1/20) INT | 305035 |
| 40107181 | HANDYVAC CH 18 (20/ltk) | 305035 |
| 40123182 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 305036 |
| 40125182 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) EUR | 305037 |
| 40105181 | UNO HANDYVAC CH14 BAG W/TAP (1/20) INT | 305053 |
| 40121182 | UNO HANDYVAC CH 08 MTL TROC BO(1/20) INT | 305054 |
| 40101181 | HANDYVAC M/DRAEN, CH 10/700 ML POSE | 305409 |
| 40101181 | UNO HANDYVAC CH10 BAG W/TAP (1/20) IT | 305409 |
| 40101181 | HANDYVAC CH 10 (20/ltk) | 305409 |
| 40101182 | UNO HANDYVAC CH10 BAG W/TAP(1/20) INT | 305410 |
| 40103181 | HANDYVAC M/DRAEN, CH 12/700 ML POSE | 305411 |
| 40103181 | HANDYVAC CH 12 (20/ltk) | 305411 |
| 40105181 | HANDYVAC M/DRAEN, CH 14/700 ML POSE | 305412 |
| 40105181 | UNO HANDYVAC CH14 BAG W/TAP (1/20) INT | 305412 |
| 40105181 | HANDYVAC CH 14 (20/ltk) | 305412 |
| 40107181 | HANDYVAC CH 18 (20/ltk) | 305413 |
| 40121182 | UNO HANDYVAC CH 08 MTL TROC BO(1/20) INT | 305414 |
| 40123182 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 305415 |
| 40125181 | HandyVac m/draen og trocar CH 14 | 305416 |

| ANHANG 2: EU-Liste der Produktcodes und Chargennummern | | |
|---|--|----------------------|
| Produktcode | Produktbeschreibung | Chargennummer |
| 40125181 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) NEU | 305416 |
| 40125181 | HANDYVAC CH14, TROAKAARI (20 KPL) | 305416 |
| 40125182 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) EUR | 305417 |
| 40127181 | HandyVac m/draen og trocar CH 18 | 305418 |
| 40127181 | UNO HANDYVAC CH18 MTL TROC BO(1/20) INT | 305418 |
| 40127182 | UNO HANDYVAC CH18 MTL TROC BO(1/20) INT | 305419 |
| 40160181 | HANDYVAC M/BUNDAFTAPNING CH12 | 305425 |
| 84010181 | KATETERANSATS, STERIL | 305438 |
| 84021183 | UNOMETER 500 BOLSAS 1'5L. 75uds (sin val | 305441 |
| 84062182 | UNOMETER BAG 3L BO (50/100) INT | 305444 |
| 84077181 | UNOMETER BAG 3L BO (75/150) INT | 305446 |
| 84077183 | UNOMETER 500 BOLSAS valv. vac 2L. 75uds | 305447 |
| 40101181 | HANDYVAC CH 10 (20/ltk) | 305737 |
| 40105181 | HANDYVAC M/DRAEN, CH 14/700 ML POSE | 305738 |
| 40105181 | UNO HANDYVAC CH14 BAG W/TAP (1/20) INT | 305738 |
| 40107181 | HANDYVAC M/DRAEN, CH 18/700 ML POSE | 305739 |
| 40107181 | UNO HANDYVAC CH18 BAG W/TAP(1/20) INT | 305739 |
| 40107181 | HANDYVAC CH 18 (20/ltk) | 305739 |
| 40125181 | HandyVac m/draen og trocar CH 14 | 305740 |
| 40125181 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) NEU | 305740 |
| 40127181 | HandyVac m/draen og trocar CH 18 | 305741 |
| 40160181 | HANDYVAC M/BUNDAFTAPNING CH12 | 305745 |
| 40223182 | HANDYVAC U/BUNDAFTAP M/DRAEN&TROCER CH14 | 305747 |
| 84010181 | KATETERANSATS, STERIL | 305756 |
| 84077181 | UNOMETER BAG 3L BO (75/150) INT | 305760 |
| 40127182 | UNO HANDYVAC CH18 MTL TROC BO(1/20) INT | 305766 |
| 40223182 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC WOBO 1X20 AUS | 306028 |
| 84061182 | UNOMETER BAG 2L (100/200) IT | 306059 |
| 84062182 | UNOMETER BAG 3L BO (50/100) INT | 306060 |
| 84077182 | UNOMETER BAG 2L BO (75/150) IT | 306061 |
| 40101182 | UNO HANDYVAC CH10 BAG W/TAP(1/20) INT | 306194 |
| 40127182 | UNO HANDYVAC CH18 MTL TROC BO(1/20) INT | 306195 |
| 84010181 | KATETERANSATS, STERIL | 306197 |
| 40234182 | UNO HANDYVAC CH12 MTL TROC WOBO 1X20 INT | 306221 |
| 40101181 | UNO HANDYVAC CH10 BAG W/TAP (1/20) IT | 306346 |
| 40101181 | HANDYVAC CH 10 (20/ltk) | 306346 |
| 40127181 | HandyVac m/draen og trocar CH 18 | 306347 |
| 84010181 | KATETERANSATS, STERIL | 306358 |
| 40101181 | HANDYVAC CH 10 (20/ltk) | 306452 |
| 40101181 | UNO HANDYVAC CH10 BAG W/TAP (1/20) IT | 306452 |

| ANHANG 2: EU-Liste der Produktcodes und Chargennummern | | |
|---|--|----------------------|
| Produktcode | Produktbeschreibung | Chargennummer |
| 40101181 | UNO HANDYVAC CH10 BAG W/TAP (1/20) IT | 306635 |
| 40101181 | HANDYVAC CH 10 (20/ltk) | 306635 |
| 84077182 | UNOMETER BAG 2L BO (75/150) IT | 306644 |
| 84077183 | UNOMETER 500 BOLSAS valv. vac 2L. 75uds | 306645 |
| 40101181 | UNO HANDYVAC CH10 BAG W/TAP (1/20) IT | 306857 |
| 40101181 | HANDYVAC CH 10 (20/ltk) | 306857 |
| 40123181 | HandyVac m/draen og trocar CH 10 | 306858 |
| 40123181 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 306858 |
| 40123181 | HANDYVAC CH10, TROAKAARI (20 KPL) | 306858 |
| 40127182 | UNO HANDYVAC CH18 MTL TROC BO(1/20) INT | 306859 |
| 40097181 | HANDYVAC M/700 ML. POSE | 306874 |
| 84010182 | UNO CONN CH04-CH18(100/800) INT | 306875 |
| 84077181 | UNOMETER BAG 3L BO (75/150) INT | 306876 |
| 40097181 | HANDYVAC M/700 ML. POSE | 307109 |
| 40101181 | UNO HANDYVAC CH10 BAG W/TAP (1/20) IT | 307110 |
| 40101181 | HANDYVAC CH 10 (20/ltk) | 307110 |
| 40101182 | UNO HANDYVAC CH10 BAG W/TAP(1/20) INT | 307111 |
| 40103182 | UNO HANDYVAC CH12 BAG W/TAP(1/20) INT | 307112 |
| 40105181 | UNO HANDYVAC CH14 BAG W/TAP (1/20) INT | 307113 |
| 40105181 | HANDYVAC CH 14 (20/ltk) | 307113 |
| 40123181 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 307114 |
| 40123182 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 307115 |
| 40160181 | HANDYVAC M/BUNDAFTAPNING CH12 | 307117 |
| 84062182 | UNOMETER BAG 3L BO (50/100) INT | 307131 |
| 84077181 | UNOMETER BAG 3L BO (75/150) INT | 307133 |
| 84077183 | UNOMETER 500 BOLSAS valv. vac 2L. 75uds | 307134 |
| 40101181 | UNO HANDYVAC CH10 BAG W/TAP (1/20) IT | 307353 |
| 40101181 | HANDYVAC CH 10 (20/ltk) | 307353 |
| 40105181 | HANDYVAC M/DRAEN, CH 14/700 ML POSE | 307354 |
| 40105181 | UNO HANDYVAC CH14 BAG W/TAP (1/20) INT | 307354 |
| 40105181 | HANDYVAC CH 14 (20/ltk) | 307354 |
| 40107181 | HANDYVAC M/DRAEN, CH 18/700 ML POSE | 307355 |
| 40107181 | UNO HANDYVAC CH18 BAG W/TAP(1/20) INT | 307355 |
| 40107181 | HANDYVAC CH 18 (20/ltk) | 307355 |
| 84061182 | UNOMETER BAG 2L (100/200) IT | 307364 |
| 84077182 | UNOMETER BAG 2L BO (75/150) IT | 307366 |
| 84077183 | UNOMETER 500 BOLSAS valv. vac 2L. 75uds | 307367 |
| 40105182 | UNO HANDYVAC CH14 BAG W/TAP (1/20) INT | 307379 |
| 40160181 | HANDYVAC M/BUNDAFTAPNING CH12 | 307411 |
| 40234182 | UNO HANDYVAC CH12 MTL TROC WOBO 1X20 INT | 307412 |

| ANHANG 2: EU-Liste der Produktcodes und Chargennummern | | |
|---|--|----------------------|
| Produktcode | Produktbeschreibung | Chargennummer |
| 40097181 | HANDYVAC M/700 ML. POSE | 307561 |
| 40123181 | HandyVac m/draen og trocar CH 10 | 307562 |
| 40123181 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 307562 |
| 40123182 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 307563 |
| 40125182 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) EUR | 307564 |
| 40127182 | UNO HANDYVAC CH18 MTL TROC BO(1/20) INT | 307565 |
| 40223183 | HANDYVAC + trocarCH14 + BOLSA cerrada 20ud | 307568 |
| 40235182 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC WOBO 1X20 INT | 307569 |
| 84077183 | UNOMETER 500 BOLSAS valv. vac 2L. 75uds | 307581 |
| 22033022 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 3 (50/300) ITA | 307582 |
| 40097181 | HANDYVAC M/700 ML. POSE | 307757 |
| 40123181 | HandyVac m/draen og trocar CH 10 | 307758 |
| 40123181 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 307758 |
| 40125181 | HandyVac m/draen og trocar CH 14 | 307759 |
| 40125181 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) NEU | 307759 |
| 40125181 | HANDYVAC CH14, TROAKAARI (20 KPL) | 307759 |
| 84010181 | KATETERANSATS, STERIL | 307774 |
| 84062182 | UNOMETER BAG 3L BO (50/100) INT | 307778 |
| 40101182 | UNO HANDYVAC CH10 BAG W/TAP(1/20) INT | 307791 |
| 40123182 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 307792 |
| 84077183 | UNOMETER 500 BOLSAS valv. vac 2L. 75uds | 307794 |
| 40222183 | HANDYVAC + trocarCH10 + BOLSA cerrada 20ud | 308155 |
| 40223183 | HANDYVAC + trocarCH14 + BOLSA cerrada 20ud | 308157 |
| 84021183 | UNOMETER 500 BOLSAS 1'5L. 75uds (sin val | 308169 |
| 84077182 | UNOMETER BAG 2L BO (75/150) IT | 308173 |
| 84077183 | UNOMETER 500 BOLSAS valv. vac 2L. 75uds | 308174 |
| 40105181 | HANDYVAC M/DRAEN, CH 14/700 ML POSE | 308181 |
| 40105181 | UNO HANDYVAC CH14 BAG W/TAP (1/20) INT | 308181 |
| 40235182 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC WOBO 1X20 INT | 308187 |
| 40227182 | UNO HANDYVAC CH12 MTL TROC WOBO 1X20 AUS | 308309 |
| 40107181 | UNO HANDYVAC CH18 BAG W/TAP(1/20) INT | 308385 |
| 40107181 | HANDYVAC CH 18 (20/ltk) | 308385 |
| 84062182 | UNOMETER BAG 3L BO (50/100) INT | 308392 |
| 40223183 | HANDYVAC + trocarCH14 + BOLSA cerrada 20ud | 308446 |
| 84010182 | UNO CONN CH04-CH18(100/800) INT | 308449 |
| 84077181 | UNOMETER BAG 3L BO (75/150) INT | 308451 |
| 84077183 | UNOMETER 500 BOLSAS valv. vac 2L. 75uds | 308452 |
| 84077183 | UNOMETER BAG 2L BO (75/150) INT | 308452 |
| 40121182 | UNO HANDYVAC CH 08 MTL TROC BO(1/20) INT | 308454 |
| 40101181 | UNO HANDYVAC CH10 BAG W/TAP (1/20) IT | 308461 |

| ANHANG 2: EU-Liste der Produktcodes und Chargennummern | | |
|---|--|----------------------|
| Produktcode | Produktbeschreibung | Chargennummer |
| 40101181 | HANDYVAC CH 10 (20/ltk) | 308461 |
| 40121182 | UNO HANDYVAC CH 08 MTL TROC BO(1/20) INT | 308626 |
| 40125182 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) EUR | 308627 |
| 40234182 | UNO HANDYVAC CH12 MTL TROC WOBO 1X20 INT | 308628 |
| 40227182 | UNO HANDYVAC CH12 MTL TROC WOBO 1X20 AUS | 308664 |
| 40097181 | HANDYVAC M/700 ML. POSE | 308807 |
| 40101182 | UNO HANDYVAC CH10 BAG W/TAP(1/20) INT | 308808 |
| 40105181 | UNO HANDYVAC CH14 BAG W/TAP (1/20) INT | 308809 |
| 40105181 | HANDYVAC CH 14 (20/ltk) | 308809 |
| 40125181 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) NEU | 308810 |
| 40127181 | HANDYVAC CH18, TROAKAARI (20 KPL) | 308811 |
| 40160181 | HANDYVAC M/BUNDAFTAPNING CH12 | 308814 |
| 40223182 | HANDYVAC U/BUNDAFTAP M/DRAEN&TROCAR CH14 | 308816 |
| 40223182 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC WOBO 1X20 AUS | 308816 |
| 84010181 | KATETERANSATS, STERIL | 308822 |
| 84077181 | UNOMETER BAG 3L BO (75/150) INT | 308825 |
| 22034022 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 4 (50/200) ITA | 308837 |
| 40227182 | UNO HANDYVAC CH12 MTL TROC WOBO 1X20 AUS | 308846 |
| 40123181 | HandyVac m/draen og trocar CH 10 | 308972 |
| 40123181 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 308972 |
| 84010182 | UNO CONN CH04-CH18(100/800) INT | 308976 |
| 84062182 | UNOMETER BAG 3L BO (50/100) INT | 308979 |
| 40125181 | HandyVac m/draen og trocar CH 14 | 309003 |
| 40125181 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) NEU | 309003 |
| 22032022 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 2 (50/300) ITA | 309129 |
| 40105181 | HANDYVAC M/DRAEN, CH 14/700 ML POSE | 309181 |
| 40105181 | UNO HANDYVAC CH14 BAG W/TAP (1/20) INT | 309181 |
| 40107181 | HANDYVAC M/DRAEN, CH 18/700 ML POSE | 309182 |
| 40107182 | UNO HANDYVAC CH18 BAG W/TAP(1/20) INT | 309183 |
| 40223183 | HANDYVAC + trocCH14 + BOLSA cerrada 20ud | 309185 |
| 40227182 | UNO HANDYVAC CH12 MTL TROC WOBO 1X20 AUS | 309186 |
| 84077183 | UNOMETER 500 BOLSAS valv. vac 2L. 75uds | 309193 |
| 84077183 | UNOMETER BAG 2L BO (75/150) INT | 309193 |
| 40097181 | HANDYVAC M/700 ML. POSE | 309226 |
| 40101181 | HANDYVAC M/DRAEN, CH 10/700 ML POSE | 309227 |
| 40101181 | UNO HANDYVAC CH10 BAG W/TAP (1/20) IT | 309227 |
| 40101181 | HANDYVAC CH 10 (20/ltk) | 309227 |
| 40103181 | HANDYVAC M/DRAEN, CH 12/700 ML POSE | 309228 |
| 40103181 | HANDYVAC CH 12 (20/ltk) | 309228 |
| 40127181 | HandyVac m/draen og trocar CH 18 | 309229 |

| ANHANG 2: EU-Liste der Produktcodes und Chargennummern | | |
|---|--|----------------------|
| Produktcode | Produktbeschreibung | Chargennummer |
| 40127181 | UNO HANDYVAC CH18 MTL TROC BO(1/20) INT | 309229 |
| 84010181 | KATETERANSATS, STERIL | 309236 |
| 40121182 | UNO HANDYVAC CH 08 MTL TROC BO(1/20) INT | 309422 |
| 40123182 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 309423 |
| 40125182 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) EUR | 309424 |
| 40127182 | UNO HANDYVAC CH18 MTL TROC BO(1/20) INT | 309425 |
| 84010182 | UNO CONN CH04-CH18(100/800) INT | 309454 |
| 40127182 | UNO HANDYVAC CH18 MTL TROC BO(1/20) INT | 309563 |
| 45 951 1S-50 | UNO PLEURA PUNCTURE (1/20) INT | 309567 |
| 22032022 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 2 (50/300) ITA | 309599 |
| 40097181 | HANDYVAC M/700 ML. POSE | 309665 |
| 40101182 | UNO HANDYVAC CH10 BAG W/TAP(1/20) INT | 309666 |
| 40105181 | HANDYVAC M/DRAEN, CH 14/700 ML POSE | 309667 |
| 40105181 | UNO HANDYVAC CH14 BAG W/TAP (1/20) INT | 309667 |
| 40105181 | HANDYVAC CH 14 (20/ltk) | 309667 |
| 40107181 | HANDYVAC M/DRAEN, CH 18/700 ML POSE | 309668 |
| 40107181 | HANDYVAC CH 18 (20/ltk) | 309668 |
| 40123182 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 309669 |
| 40125181 | HandyVac m/draen og trocar CH 14 | 309670 |
| 40125181 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) NEU | 309670 |
| 40127181 | HandyVac m/draen og trocar CH 18 | 309671 |
| 40127181 | UNO HANDYVAC CH18 MTL TROC BO(1/20) INT | 309671 |
| 40127181 | HANDYVAC CH18, TROAKAARI (20 KPL) | 309671 |
| 40160181 | HANDYVAC M/BUNDAFTAPNING CH12 | 309674 |
| 40223182 | HANDYVAC U/BUNDAFTAP M/DRAEN&TROCER CH14 | 309676 |
| 40223182 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC WOBO 1X20 AUS | 309676 |
| 40223183 | HANDYVAC + trocCH14 + BOLSA cerrada 20ud | 309677 |
| 40235182 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC WOBO 1X20 INT | 309680 |
| 84010181 | KATETERANSATS, STERIL | 309691 |
| 84062182 | UNOMETER BAG 3L BO (50/100) INT | 309694 |
| 84077181 | UNOMETER BAG 3L BO (75/150) INT | 309696 |
| 84077183 | UNOMETER 500 BOLSAS valv. vac 2L. 75uds | 309697 |
| 84077183 | UNOMETER BAG 2L BO (75/150) INT | 309697 |
| 40097181 | HANDYVAC M/700 ML. POSE | 309885 |
| 40125181 | HandyVac m/draen og trocar CH 14 | 309886 |
| 40127181 | HandyVac m/draen og trocar CH 18 | 309887 |
| 40127181 | UNO HANDYVAC CH18 MTL TROC BO(1/20) INT | 309887 |
| 40127181 | HANDYVAC CH18, TROAKAARI (20 KPL) | 309887 |
| 40101182 | UNO HANDYVAC CH10 BAG W/TAP(1/20) INT | 309916 |
| 40107181 | HANDYVAC M/DRAEN, CH 18/700 ML POSE | 309917 |

| ANHANG 2: EU-Liste der Produktcodes und Chargennummern | | |
|---|--|----------------------|
| Produktcode | Produktbeschreibung | Chargennummer |
| 40123182 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 309918 |
| 40125182 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) EUR | 309919 |
| 84010181 | KATETERANSATS, STERIL | 309923 |
| 22033022 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 3 (50/300) ITA | 309932 |
| 22034022 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 4 (50/200) ITA | 309933 |
| 40097181 | HANDYVAC M/700 ML. POSE | 310091 |
| 40105181 | HANDYVAC M/DRAEN, CH 14/700 ML POSE | 310092 |
| 40105181 | HANDYVAC CH 14 (20/ltk) | 310092 |
| 40107181 | HANDYVAC CH 18 (20/ltk) | 310093 |
| 40123182 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 310094 |
| 40125181 | HandyVac m/draen og trocar CH 14 | 310095 |
| 40125182 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) EUR | 310096 |
| 40222183 | HANDYVAC + trocCH10 + BOLSA cerrada 20ud | 310099 |
| 40223183 | HANDYVAC + trocCH14 + BOLSA cerrada 20ud | 310100 |
| 84010182 | UNO CONN CH04-CH18(100/800) INT | 310112 |
| 84062182 | UNOMETER BAG 3L BO (50/100) INT | 310117 |
| 84077181 | UNOMETER BAG 3L BO (75/150) INT | 310119 |
| 84077183 | UNOMETER 500 BOLSAS valv. vac 2L. 75uds | 310120 |
| 40184182 | UNO HANDYVAC CH16 MTL TROCAR BO(1/20) IT | 310144 |
| 40123182 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 310391 |
| 40125181 | HandyVac m/draen og trocar CH 14 | 310392 |
| 40125181 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) NEU | 310392 |
| 40125181 | HANDYVAC CH14, TROAKAARI (20 KPL) | 310392 |
| 84077183 | UNOMETER 500 BOLSAS valv. vac 2L. 75uds | 310403 |
| 40097181 | HANDYVAC M/700 ML. POSE | 310405 |
| 40101182 | UNO HANDYVAC CH10 BAG W/TAP(1/20) INT | 310406 |
| 40127181 | HandyVac m/draen og trocar CH 18 | 310423 |
| 40127181 | UNO HANDYVAC CH18 MTL TROC BO(1/20) INT | 310423 |
| 40123182 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 310578 |
| 40103182 | UNO HANDYVAC CH12 BAG W/TAP(1/20) INT | 310597 |
| 40123181 | HandyVac m/draen og trocar CH 10 | 310598 |
| 40123181 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 310598 |
| 84062182 | UNOMETER BAG 3L BO (50/100) INT | 310603 |
| 22020184 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 2 (50/300) INT | 310605 |
| 22021184 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 3 (50/300) INT | 310606 |
| 40097181 | HANDYVAC M/700 ML. POSE | 310786 |
| 40105181 | UNO HANDYVAC CH14 BAG W/TAP (1/20) INT | 310787 |
| 40105181 | HANDYVAC CH 14 (20/ltk) | 310787 |
| 40123181 | HandyVac m/draen og trocar CH 10 | 310788 |
| 40123181 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 310788 |

| ANHANG 2: EU-Liste der Produktcodes und Chargennummern | | |
|---|--|----------------------|
| Produktcode | Produktbeschreibung | Chargennummer |
| 40125181 | HandyVac m/draen og trocar CH 14 | 310789 |
| 40125181 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) NEU | 310789 |
| 40125181 | HANDYVAC CH14, TROAKAARI (20 KPL) | 310789 |
| 40127181 | HandyVac m/draen og trocar CH 18 | 310790 |
| 40127181 | HANDYVAC CH18, TROAKAARI (20 KPL) | 310790 |
| 40160181 | HANDYVAC M/BUNDAFTAPNING CH12 | 310793 |
| 84010181 | KATETERANSATS, STERIL | 310805 |
| 84062182 | UNOMETER BAG 3L BO (50/100) INT | 310824 |
| 84077181 | UNOMETER BAG 3L BO (75/150) INT | 310825 |
| 22032022 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 2 (50/300) ITA | 310976 |
| 22033022 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 3 (50/300) ITA | 310977 |
| 40097181 | HANDYVAC M/700 ML. POSE | 311012 |
| 40103181 | HANDYVAC CH 12 (20/ltk) | 311013 |
| 40123182 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 311014 |
| 84021183 | UNOMETER 500 BOLSAS 1'5L. 75uds (sin val | 311019 |
| 84061182 | UNOMETER BAG 2L (100/200) IT | 311022 |
| 84077182 | UNOMETER BAG 2L BO (75/150) IT | 311023 |
| 40121182 | UNO HANDYVAC CH 08 MTL TROC BO(1/20) INT | 311032 |
| 40107181 | HANDYVAC CH 18 (20/ltk) | 311186 |
| 84021182 | UNO URIMETER BAG 2L (75/300) IT | 311190 |
| 84062182 | UNOMETER BAG 3L BO (50/100) INT | 311201 |
| 22032022 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 2 (50/300) ITA | 311326 |
| 22033022 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 3 (50/300) ITA | 311327 |
| 40105181 | HANDYVAC M/DRAEN, CH 14/700 ML POSE | 311367 |
| 40105181 | UNO HANDYVAC CH14 BAG W/TAP (1/20) INT | 311367 |
| 40105181 | HANDYVAC CH 14 (20/ltk) | 311367 |
| 40107181 | HANDYVAC M/DRAEN, CH 18/700 ML POSE | 311368 |
| 40107181 | UNO HANDYVAC CH18 BAG W/TAP(1/20) INT | 311368 |
| 40107181 | HANDYVAC CH 18 (20/ltk) | 311368 |
| 40160181 | HANDYVAC M/BUNDAFTAPNING CH12 | 311369 |
| 40101181 | HANDYVAC M/DRAEN, CH 10/700 ML POSE | 311437 |
| 40101181 | UNO HANDYVAC CH10 BAG W/TAP (1/20) IT | 311437 |
| 40101181 | HANDYVAC CH 10 (20/ltk) | 311437 |
| 84077182 | UNOMETER BAG 2L BO (75/150) IT | 311571 |
| 22020184 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 2 (50/300) INT | 311680 |
| 22021184 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 3 (50/300) INT | 311681 |
| 22022184 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 4 (50/200) INT | 311682 |
| 40222183 | HANDYVAC + trocCH10 + BOLSA cerrada 20ud | 311699 |
| 40223183 | HANDYVAC + trocCH14 + BOLSA cerrada 20ud | 311700 |
| 84021183 | UNOMETER 500 BOLSAS 1'5L. 75uds (sin val | 311702 |

| ANHANG 2: EU-Liste der Produktcodes und Chargennummern | | |
|---|--|----------------------|
| Produktcode | Produktbeschreibung | Chargennummer |
| 40101181 | HANDYVAC M/DRAEN, CH 10/700 ML POSE | 311717 |
| 40101181 | UNO HANDYVAC CH10 BAG W/TAP (1/20) IT | 311717 |
| 40101181 | HANDYVAC CH 10 (20/ltk) | 311717 |
| 40121182 | UNO HANDYVAC CH 08 MTL TROC BO(1/20) INT | 311718 |
| 40125182 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) EUR | 311735 |
| 84077183 | UNOMETER 500 BOLSAS valv. vac 2L. 75uds | 311737 |
| 40105181 | UNO HANDYVAC CH14 BAG W/TAP (1/20) INT | 312059 |
| 40105181 | HANDYVAC CH 14 (20/ltk) | 312059 |
| 40107182 | UNO HANDYVAC CH18 BAG W/TAP(1/20) INT | 312060 |
| 40123182 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 312062 |
| 40127181 | HandyVac m/draen og trocar CH 18 | 312063 |
| 40127181 | UNO HANDYVAC CH18 MTL TROC BO(1/20) INT | 312063 |
| 40227182 | UNO HANDYVAC CH12 MTL TROC WOBO 1X20 AUS | 312067 |
| 40235182 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC WOBO 1X20 INT | 312069 |
| 40103181 | HANDYVAC CH 12 (20/ltk) | 312108 |
| 84010182 | UNO CONN CH04-CH18(100/800) INT | 312205 |
| 40125181 | HandyVac m/draen og trocar CH 14 | 312251 |
| 40125181 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) NEU | 312251 |
| 40125181 | HANDYVAC CH14, TROAKAARI (20 KPL) | 312251 |
| 84021183 | UNOMETER 500 BOLSAS 1'5L. 75uds (sin val | 312360 |
| 22021183 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 3 (1X50PK) IT | 312370 |
| 40101182 | UNO HANDYVAC CH10 BAG W/TAP(1/20) INT | 312386 |
| 84077183 | UNOMETER 500 BOLSAS valv. vac 2L. 75uds | 312390 |
| 40171183 | UNO HANDYVAC CH16 BAG W/TAP (1X1PK) IT | 312475 |
| 40223182 | HANDYVAC U/BUNDAFTAP M/DRAEN&TROCER CH14 | 312498 |
| 40223182 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC WOBO 1X20 AUS | 312498 |
| 84021183 | UNOMETER 500 BOLSAS 1'5L. 75uds (sin val | 312501 |
| 22020183 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 2 (1X50PK) IT | 312629 |
| 40105181 | HANDYVAC M/DRAEN, CH 14/700 ML POSE | 312715 |
| 40105181 | UNO HANDYVAC CH14 BAG W/TAP (1/20) INT | 312715 |
| 40105181 | HANDYVAC CH 14 (20/ltk) | 312715 |
| 40107181 | HANDYVAC M/DRAEN, CH 18/700 ML POSE | 312716 |
| 40107181 | HANDYVAC CH 18 (20/ltk) | 312716 |
| 40127182 | UNO HANDYVAC CH18 MTL TROC BO(1/20) INT | 312717 |
| 84062182 | UNOMETER BAG 3L BO (50/100) INT | 312733 |
| 22033022 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 3 (50/300) ITA | 312870 |
| 84010182 | UNO CONN CH04-CH18(100/800) INT | 312884 |
| 84010181 | KATETERANSATS, STERIL | 312891 |
| 40107181 | HANDYVAC M/DRAEN, CH 18/700 ML POSE | 313032 |
| 40107181 | UNO HANDYVAC CH18 BAG W/TAP(1/20) INT | 313032 |

| ANHANG 2: EU-Liste der Produktcodes und Chargennummern | | |
|---|--|----------------------|
| Produktcode | Produktbeschreibung | Chargennummer |
| 40107181 | HANDYVAC CH 18 (20/ltk) | 313032 |
| 84010181 | KATETERANSATS, STERIL | 313038 |
| 84077183 | UNOMETER 500 BOLSAS valv. vac 2L. 75uds | 313041 |
| 22021183 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 3 (1X50PK) IT | 313054 |
| 40123182 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 313311 |
| 40107181 | HANDYVAC CH 18 (20/ltk) | 313343 |
| 40105181 | HANDYVAC M/DRAEN, CH 14/700 ML POSE | 313470 |
| 40105181 | UNO HANDYVAC CH14 BAG W/TAP (1/20) INT | 313470 |
| 84010181 | KATETERANSATS, STERIL | 313479 |
| 84061182 | UNOMETER BAG 2L (100/200) IT | 313481 |
| 84077182 | UNOMETER BAG 2L BO (75/150) IT | 313482 |
| 84077182 | UNO UNOMETER BAG 2L BO (75/150) IT | 313482 |
| 40125181 | HandyVac m/draen og trocar CH 14 | 313500 |
| 40125181 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) NEU | 313500 |
| 84010182 | UNO CONN CH04-CH18(100/800) INT | 313798 |
| 84077183 | UNOMETER 500 BOLSAS valv. vac 2L. 75uds | 313799 |
| 40097181 | HANDYVAC M/700 ML. POSE | 313825 |
| 84077182 | UNOMETER BAG 2L BO (75/150) IT | 313828 |
| 84077182 | UNO UNOMETER BAG 2L BO (75/150) IT | 313828 |
| 40101181 | UNO HANDYVAC CH10 BAG W/TAP (1/20) IT | 313845 |
| 40101181 | HANDYVAC CH 10 (20/ltk) | 313845 |
| 40101181 | HANDYVAC M/DRAEN, CH 10/700 ML POSE | 313845 |
| 40103181 | HANDYVAC M/DRAEN, CH 12/700 ML POSE | 313846 |
| 40103181 | HANDYVAC CH 12 (20/ltk) | 313846 |
| 40121182 | UNO HANDYVAC CH 08 MTL TROC BO(1/20) INT | 313847 |
| 40125181 | HandyVac m/draen og trocar CH 14 | 313848 |
| 40127181 | HandyVac m/draen og trocar CH 18 | 313849 |
| 40127181 | UNO HANDYVAC CH18 MTL TROC BO(1/20) INT | 313849 |
| 40127181 | HANDYVAC CH18, TROAKAARI (20 KPL) | 313849 |
| 40107181 | HANDYVAC M/DRAEN, CH 18/700 ML POSE | 314075 |
| 40107181 | UNO HANDYVAC CH18 BAG W/TAP(1/20) INT | 314075 |
| 40107181 | HANDYVAC CH 18 (20/ltk) | 314075 |
| 40123182 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 314077 |
| 40103182 | UNO HANDYVAC CH12 BAG W/TAP(1/20) INT | 314099 |
| 84062182 | UNOMETER BAG 3L BO (50/100) INT | 314100 |
| 22020182 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 2 (50/300) INT | 314111 |
| 22020183 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 2 (1X50PK) IT | 314112 |
| 22054182 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 5 (50/200) INT | 314114 |
| 40097181 | HANDYVAC M/700 ML. POSE | 314271 |
| 40123181 | HandyVac m/draen og trocar CH 10 | 314274 |

| ANHANG 2: EU-Liste der Produktcodes und Chargennummern | | |
|---|--|----------------------|
| Produktcode | Produktbeschreibung | Chargennummer |
| 40123181 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 314274 |
| 84077183 | UNOMETER 500 BOLSAS valv. vac 2L. 75uds | 314290 |
| 84077183 | UNOMETER BAG 2L BO (75/150) INT | 314290 |
| 40101182 | UNO HANDYVAC CH10 BAG W/TAP(1/20) INT | 314459 |
| 84077183 | UNOMETER 500 BOLSAS valv. vac 2L. 75uds | 314583 |
| 22032022 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 2 (50/300) ITA | 314764 |
| 40099181 | HANDYVAC CH 8 (20/ltk) | 314863 |
| 84010183 | UNO CONN CH04-CH18(100/800) IT | 314883 |
| 40105182 | UNO HANDYVAC CH14 BAG W/TAP (1/20) INT | 315047 |
| 40105181 | HANDYVAC M/DRAEN, CH 14/700 ML POSE | 315170 |
| 40105181 | UNO HANDYVAC CH14 BAG W/TAP (1/20) INT | 315170 |
| 84077181 | UNOMETER BAG 3L BO (75/150) INT | 315188 |
| 40227182 | UNO HANDYVAC CH12 MTL TROC WOBO 1X20 AUS | 315244 |
| 40107182 | UNO HANDYVAC CH18 BAG W/TAP(1/20) INT | 315397 |
| 40125181 | HandyVac m/draen og trocar CH 14 | 315541 |
| 40125181 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) NEU | 315541 |
| 84010181 | KATETERANSATS, STERIL | 315554 |
| 84062182 | UNOMETER BAG 3L BO (50/100) INT | 315597 |
| 84021183 | UNOMETER 500 BOLSAS 1'5L. 75uds (sin val | 315672 |
| 84021183 | UNO URIMETER BAG 2L (75/300) INT | 315672 |
| 84077183 | UNOMETER 500 BOLSAS valv. vac 2L. 75uds | 315682 |
| 84077183 | UNOMETER BAG 2L BO (75/150) INT | 315682 |
| 22020183 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 2 (1X50PK) IT | 315745 |
| 22021183 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 3 (1X50PK) IT | 315746 |
| 84021182 | UNO URIMETER BAG 2L (75/300) IT | 218437 |
| 84061182 | UNOMETER BAG 2L (100/200) IT | 316293 |
| 84021182 | UNO URIMETER BAG 2L (75/300) IT | 304154 |
| 84021182 | UNO URIMETER BAG 2L (75/300) IT | 308337 |
| 40105181 | HANDYVAC M/DRAEN, CH 14/700 ML POSE | 316306 |
| 40105181 | UNO HANDYVAC CH14 BAG W/TAP (1/20) INT | 316306 |
| 40105181 | HANDYVAC CH 14 (20/ltk) | 316306 |
| 40160181 | HANDYVAC M/BUNDAFTAPNING CH12 | 316308 |
| 84077183 | UNOMETER 500 BOLSAS valv. vac 2L. 75uds | 316442 |
| 22033022 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 3 (50/300) ITA | 316550 |
| 40105181 | HANDYVAC M/DRAEN, CH 14/700 ML POSE | 316569 |
| 40105181 | UNO HANDYVAC CH14 BAG W/TAP (1/20) INT | 316569 |
| 40105181 | HANDYVAC CH 14 (20/ltk) | 316569 |
| 84062182 | UNOMETER BAG 3L BO (50/100) INT | 316577 |
| 40125181 | HandyVac m/draen og trocar CH 14 | 316769 |
| 40125181 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) NEU | 316769 |

| ANHANG 2: EU-Liste der Produktcodes und Chargennummern | | |
|---|--|----------------------|
| Produktcode | Produktbeschreibung | Chargennummer |
| 40125181 | HANDYVAC CH14, TROAKAARI (20 KPL) | 316769 |
| 40222183 | HANDYVAC + trocCH10 + BOLSA cerrada 20ud | 316772 |
| 40223182 | HANDYVAC U/BUNDAFTAP M/DRAEN&TROCER CH14 | 316773 |
| 40234182 | UNO HANDYVAC CH12 MTL TROC WOBO 1X20 INT | 316775 |
| 40121182 | UNO HANDYVAC CH 08 MTL TROC BO(1/20) INT | 316817 |
| 40123182 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 316818 |
| 40160181 | HANDYVAC M/BUNDAFTAPNING CH12 | 316820 |
| 40160181 | UNO HANDYVAC CH12 MTL TROC BO(1/20) INT | 316820 |
| 84077182 | UNOMETER BAG 2L BO (75/150) IT | 316825 |
| 84077182 | UNO UNOMETER BAG 2L BO (75/150) IT | 316825 |
| 40097181 | HANDYVAC M/700 ML. POSE | 316986 |
| 84010182 | UNO CONN CH04-CH18(100/800) INT | 317016 |
| 40107181 | HANDYVAC M/DRAEN, CH 18/700 ML POSE | 317117 |
| 40107181 | UNO HANDYVAC CH18 BAG W/TAP(1/20) INT | 317117 |
| 40107181 | HANDYVAC CH 18 (20/ltk) | 317117 |
| 40125181 | HandyVac m/draen og trocar CH 14 | 317118 |
| 40125181 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) NEU | 317118 |
| 40125181 | HANDYVAC CH14, TROAKAARI (20 KPL) | 317118 |
| 40097181 | HANDYVAC M/700 ML. POSE | 317308 |
| 40223183 | HANDYVAC + trocCH14 + BOLSA cerrada 20ud | 317504 |
| 84010181 | KATETERANSATS, STERIL | 317508 |
| 22020183 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 2 (50/300) IT | 317716 |
| 22020183 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 2 (1X50PK) IT | 317716 |
| 45 951 1S-50 | UNO PLEURA PUNCTURE (1/20) INT | 317791 |
| 84062182 | UNOMETER BAG 3L BO (50/100) INT | 317991 |
| 84077182 | UNOMETER BAG 2L BO (75/150) IT | 317992 |
| 84077182 | UNO UNOMETER BAG 2L BO (75/150) IT | 317992 |
| 84077183 | UNOMETER 500 BOLSAS valv. vac 2L. 75uds | 318069 |
| 40099181 | HANDYVAC CH 8 (20/ltk) | 318168 |
| 40101182 | UNO HANDYVAC CH10 BAG W/TAP(1/20) INT | 318456 |
| 40127181 | HandyVac m/draen og trocar CH 18 | 318525 |
| 40127181 | UNO HANDYVAC CH18 MTL TROC BO(1/20) INT | 318525 |
| 22022183 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 4 (50/200) INT | 318604 |
| 22021182 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 3 (50/300) INT | 318758 |
| 84077183 | UNOMETER 500 BOLSAS valv. vac 2L. 75uds | 318781 |
| 84061182 | UNOMETER BAG 2L (100/200) IT | 319365 |
| 22022183 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 4 (50/200) INT | 319385 |
| 84062182 | UNOMETER BAG 3L BO (50/100) INT | 319449 |
| 84010181 | KATETERANSATS, STERIL | 319796 |
| 40103182 | UNO HANDYVAC CH12 BAG W/TAP(1/20) INT | 319816 |

| ANHANG 2: EU-Liste der Produktcodes und Chargennummern | | |
|---|--|----------------------|
| Produktcode | Produktbeschreibung | Chargennummer |
| 40121182 | UNO HANDYVAC CH 08 MTL TROC BO(1/20) INT | 319817 |
| 40123181 | HandyVac m/draen og trocar CH 10 | 319818 |
| 40123181 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 319818 |
| 40123181 | HANDYVAC CH10, TROAKAARI (20 KPL) | 319818 |
| 40123181 | HandyVac m/draen og trocar CH 10 | 319819 |
| 40123181 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 319819 |
| 40125182 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) EUR | 319820 |
| 40125182 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) EUR | 319821 |
| 40127182 | UNO HANDYVAC CH18 MTL TROC BO(1/20) INT | 319822 |
| 40223182 | HANDYVAC U/BUNDAFTAP M/DRAEN&TROCAR CH14 | 319825 |
| 40223182 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC WOBO 1X20 AUS | 319825 |
| 40223183 | HANDYVAC + trocCH14 + BOLSA cerrada 20ud | 319826 |
| 40227182 | HANDYVAC U/BUNDAFTAPNING CH12 | 319828 |
| 40227182 | UNO HANDYVAC CH12 MTL TROC WOBO 1X20 AUS | 319828 |
| 40235182 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC WOBO 1X20 INT | 319829 |
| 40101181 | HANDYVAC M/DRAEN, CH 10/700 ML POSE | 319830 |
| 40101181 | UNO HANDYVAC CH10 BAG W/TAP (1/20) IT | 319830 |
| 40101181 | HANDYVAC CH 10 (20/ltk) | 319830 |
| 40097181 | HANDYVAC M/700 ML. POSE | 319962 |
| 40123182 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 320024 |
| 40222183 | HANDYVAC + trocCH10 + BOLSA cerrada 20ud | 320284 |
| 84077182 | UNO UNOMETER BAG 2L BO (75/150) IT | 320287 |
| 22020183 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 2 (1X50PK) IT | 320337 |
| 40125182 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) EUR | 320347 |
| 40123182 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 320437 |
| 84062182 | UNOMETER BAG 3L BO (50/100) INT | 320558 |
| 40103182 | UNO HANDYVAC CH12 BAG W/TAP(1/20) INT | 320572 |
| 40101182 | UNO HANDYVAC CH10 BAG W/TAP(1/20) INT | 320582 |
| 40127181 | HandyVac m/draen og trocar CH 18 | 320679 |
| 40127181 | HANDYVAC CH18, TROAKAARI (20 KPL) | 320679 |
| 40103181 | HANDYVAC M/DRAEN, CH 12/700 ML POSE | 320728 |
| 84077183 | UNOMETER 500 BOLSAS valv. vac 2L. 75uds | 320835 |
| 84010182 | UNO CONN CH04-CH18(100/800) INT | 320846 |
| 22037182 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 000 (100/300) INT | 320897 |
| 40105182 | UNO HANDYVAC CH14 BAG W/TAP (1/20) INT | 320994 |
| 84061182 | UNOMETER BAG 2L (100/200) IT | 320995 |
| 40105181 | HANDYVAC M/DRAEN, CH 14/700 ML POSE | 321027 |
| 40105181 | UNO HANDYVAC CH14 BAG W/TAP (1/20) INT | 321027 |
| 40105181 | HANDYVAC CH 14 (20/ltk) | 321027 |
| 40107182 | UNO HANDYVAC CH18 BAG W/TAP(1/20) INT | 321028 |

| ANHANG 2: EU-Liste der Produktcodes und Chargennummern | | |
|---|--|----------------------|
| Produktcode | Produktbeschreibung | Chargennummer |
| 84062182 | UNOMETER BAG 3L BO (50/100) INT | 321163 |
| 40107181 | HANDYVAC CH 18 (20/ltk) | 321211 |
| 40123182 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 321212 |
| 40125182 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) EUR | 321213 |
| 40127181 | UNO HANDYVAC CH18 MTL TROC BO(1/20) INT | 321214 |
| 40127181 | HandyVac m/draen og trocar CH 18 | 321214 |
| 40127181 | HANDYVAC CH18, TROAKAARI (20 KPL) | 321214 |
| 40127182 | UNO HANDYVAC CH18 MTL TROC BO(1/20) INT | 321215 |
| 22020182 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 2 (50/300) INT | 321407 |
| 22021182 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 3 (50/300) INT | 321408 |
| 40105181 | HANDYVAC M/DRAEN, CH 14/700 ML POSE | 321487 |
| 40105181 | UNO HANDYVAC CH14 BAG W/TAP (1/20) INT | 321487 |
| 40105181 | HANDYVAC CH 14 (20/ltk) | 321487 |
| 40127181 | HandyVac m/draen og trocar CH 18 | 321488 |
| 40127181 | HANDYVAC CH18, TROAKAARI (20 KPL) | 321488 |
| 84061182 | UNOMETER BAG 2L (100/200) IT | 321505 |
| 40107181 | HANDYVAC M/DRAEN, CH 18/700 ML POSE | 321528 |
| 40107181 | UNO HANDYVAC CH18 BAG W/TAP(1/20) INT | 321528 |
| 40107181 | HANDYVAC CH 18 (20/ltk) | 321528 |
| 40121182 | UNO HANDYVAC CH 08 MTL TROC BO(1/20) INT | 321640 |
| 40125182 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) EUR | 321641 |
| 40235182 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC WOBO 1X20 INT | 321644 |
| 40097181 | HANDYVAC M/700 ML. POSE | 321690 |
| 22020183 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 2 (50/300) IT | 321694 |
| 84010182 | UNO CONN CH04-CH18(100/800) INT | 321887 |
| 84077182 | UNOMETER BAG 2L BO (75/150) IT | 321924 |
| 84077182 | UNO UNOMETER BAG 2L BO (75/150) IT | 321924 |
| 84077181 | UNOMETER BAG 3L BO (75/150) INT | 322228 |
| 40160181 | HANDYVAC M/BUNDAFTAPNING CH12 | 322411 |
| 84077183 | UNOMETER 500 BOLSAS valv. vac 2L. 75uds | 322418 |
| 40127181 | HandyVac m/draen og trocar CH 18 | 322428 |
| 40127181 | UNO HANDYVAC CH18 MTL TROC BO(1/20) INT | 322428 |
| 40127181 | HANDYVAC CH18, TROAKAARI (20 KPL) | 322428 |
| 40160181 | HANDYVAC M/BUNDAFTAPNING CH12 | 322886 |
| 40227182 | HANDYVAC U/BUNDAFTAPNING CH12 | 322891 |
| 40227182 | UNO HANDYVAC CH12 MTL TROC WOBO 1X20 AUS | 322891 |
| 84077182 | UNO UNOMETER BAG 2L BO (75/150) IT | 322898 |
| 40123182 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 322917 |
| 40223182 | HANDYVAC U/BUNDAFTAP M/DRAEN&TROCAR CH14 | 322941 |
| 40223182 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC WOBO 1X20 AUS | 322941 |

| ANHANG 2: EU-Liste der Produktcodes und Chargennummern | | |
|---|--|----------------------|
| Produktcode | Produktbeschreibung | Chargennummer |
| 84062182 | UNOMETER BAG 3L BO (50/100) INT | 322972 |
| 40121182 | UNO HANDYVAC CH 08 MTL TROC BO(1/20) INT | 323025 |
| 40097181 | HANDYVAC M/700 ML. POSE | 323288 |
| 84061182 | UNOMETER BAG 2L (100/200) IT | 323383 |
| 84077183 | UNOMETER 500 BOLSAS valv. vac 2L. 75uds | 323552 |
| 84077182 | UNOMETER BAG 2L BO (75/150) IT | 323599 |
| 84077182 | UNO UNOMETER BAG 2L BO (75/150) IT | 323599 |
| 40105181 | HANDYVAC M/DRAEN, CH 14/700 ML POSE | 323702 |
| 40105181 | UNO HANDYVAC CH14 BAG W/TAP (1/20) INT | 323702 |
| 40105181 | HANDYVAC CH 14 (20/ltk) | 323702 |
| 84077181 | UNOMETER BAG 3L BO (75/150) INT | 323705 |
| 40227183 | HANDYVAC + trocCH12 + BOLSA cerrada 20ud | 323710 |
| 40223182 | HANDYVAC U/BUNDAFTAP M/DRAEN&TROCAR CH14 | 323893 |
| 40223182 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC WOBO 1X20 AUS | 323893 |
| 84062182 | UNOMETER BAG 3L BO (50/100) INT | 323897 |
| 40227182 | UNO HANDYVAC CH12 MTL TROC WOBO 1X20 AUS | 324189 |
| 84077183 | UNOMETER 500 BOLSAS valv. vac 2L. 75uds | 324192 |
| 40107182 | UNO HANDYVAC CH18 BAG W/TAP(1/20) INT | 324205 |
| 40125181 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) NEU | 324206 |
| 40105181 | HANDYVAC M/DRAEN, CH 14/700 ML POSE | 324363 |
| 40105181 | UNO HANDYVAC CH14 BAG W/TAP (1/20) INT | 324363 |
| 40105181 | HANDYVAC CH 14 (20/ltk) | 324363 |
| 40125182 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) EUR | 324373 |
| 40121182 | UNO HANDYVAC CH 08 MTL TROC BO(1/20) INT | 324407 |
| 40123182 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 324459 |
| 40125181 | HandyVac m/draen og trocar CH 14 | 324619 |
| 40125181 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) NEU | 324619 |
| 40125181 | HANDYVAC CH14, TROAKAARI (20 KPL) | 324619 |
| 84010181 | KATETERANSATS, STERIL | 324627 |
| 84010181 | UNO CONN CH04-CH18(100/800) INT | 324627 |
| 40227182 | UNO HANDYVAC CH12 MTL TROC WOBO 1X20 AUS | 324706 |
| 40107181 | HANDYVAC CH 18 (20/ltk) | 324737 |
| 84077183 | UNOMETER 500 BOLSAS valv. vac 2L. 75uds | 324857 |
| 40101181 | UNO HANDYVAC CH10 BAG W/TAP (1/20) IT | 325020 |
| 40101181 | HANDYVAC CH 10 (20/ltk) | 325020 |
| 84077182 | UNOMETER BAG 2L BO (75/150) IT | 325035 |
| 84077182 | UNO UNOMETER BAG 2L BO (75/150) IT | 325035 |
| 40103182 | UNO HANDYVAC CH12 BAG W/TAP(1/20) INT | 325052 |
| 40101182 | UNO HANDYVAC CH10 BAG W/TAP(1/20) INT | 325408 |
| 40125183 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) IT | 325409 |

| ANHANG 2: EU-Liste der Produktcodes und Chargennummern | | |
|---|--|----------------------|
| Produktcode | Produktbeschreibung | Chargennummer |
| 40223182 | HANDYVAC U/BUNDAFTAP M/DRAEN&TROCER CH14 | 325410 |
| 40105181 | HANDYVAC M/DRAEN, CH 14/700 ML POSE | 325429 |
| 40105181 | UNO HANDYVAC CH14 BAG W/TAP (1/20) INT | 325429 |
| 40121182 | UNO HANDYVAC CH 08 MTL TROC BO(1/20) INT | 325818 |
| 40125181 | HandyVac m/draen og trocar CH 14 | 326205 |
| 40125181 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) NEU | 326205 |
| 40125181 | HANDYVAC CH14, TROAKAARI (20 KPL) | 326205 |
| 40105181 | UNO HANDYVAC CH14 BAG W/TAP (1/20) INT | 326619 |
| 40123182 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 326778 |
| 40160181 | HANDYVAC M/BUNDAFTAPNING CH12 | 326780 |
| 40107181 | HANDYVAC M/DRAEN, CH 18/700 ML POSE | 327459 |
| 40107181 | UNO HANDYVAC CH18 BAG W/TAP(1/20) INT | 327459 |
| 40125181 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) NEU | 327942 |
| 40227182 | UNO HANDYVAC CH12 MTL TROC WOBO 1X20 AUS | 328440 |