

AVVISO DI SICUREZZA URGENTE DA ATTUARE IN LOCO

Nome commerciale: HandyVac™, cannule di Guedel, connettore universale, sacche di ricambio per UnoMeter™ 500 (vedere Allegato 2 per i nomi commerciali e ulteriori dettagli)

Data di emissione: 02 settembre 2019
 Avviso originale Avviso revisionato N. di revisione: Rev. 1

N. RIF/riferimento: Vedere Allegato 2: Lista prodotti


Rif. FSCA: 2019-008-011MA & 013MA

Tipo di azione: Richiamo/Eliminazione di prodotto

Da notare: la presente azione si riferisce esclusivamente a specifici codici prodotto dei suddetti prodotti.

| | |
|---------------------------------|---|
| DESCRIZIONE DEL PROBLEMA | <p>ConvaTec ha avviato un richiamo volontario di specifici codici prodotto relativi ai summenzionati prodotti.</p> <p>A seguito di una valutazione interna dell'integrità delle confezioni si è confermato che questi dispositivi non soddisfano le nostre aspettative né quelle dei nostri clienti. I test sul trasporto condotti sulle confezioni dei prodotti nel loro attuale confezionamento commerciale non hanno avuto esito positivo, confermando la potenziale presenza di una falla nella barriera sterile.</p> <p>ConvaTec non ha ricevuto alcuna segnalazione di eventi avversi relativi a problemi sull'integrità delle confezioni.</p> <p>L'utilizzo di un dispositivo non sterile sui pazienti può esporre questi ultimi ad agenti infettivi e aumentare il rischio di sviluppare infezioni.</p> |
|---------------------------------|---|

| | |
|---|--|
| INFORMAZIONI SUI DISPOSITIVI INTERESSATI | <p>HandyVac™ HandyVac™ è un sistema monouso sterile a basso vuoto per il drenaggio post-operatorio della ferita chirurgica. Consente di drenare i fluidi dalla ferita chirurgica prevenendo la formazione di ematomi, che possono rallentare la guarigione, causare dolore e favorire la formazione di infezioni. HandyVac™ consiste di un tubo di drenaggio collegato a un soffietto a basso vuoto e di una sacca per la raccolta dei fluidi drenati. È fornito come sistema indipendente o insieme a drenaggi per ferita o drenaggi per ferita pre-collegati a un trocar.</p> <p>Cannule di Guedel Cannule orofaringee sterili monouso utilizzate per mantenere la pervietà delle vie respiratorie in pazienti inconsci o anestetizzati.</p> <p>Connettore universale Connettore sterile con misure in scala CH 04-18 su un lato e porta Luer-slip sull'altro.</p> <p>Sacche di ricambio per UnoMeter™ 500 Sacche di ricambio sterili per l'uso con il sistema di monitoraggio della diuresi oraria UnoMeter™ 500. Il sistema è utilizzato per monitorare la diuresi in pazienti affetti da patologie critiche. Le sacche di ricambio interessate sono utilizzate per raccogliere grandi quantità di urina per un periodo di tempo prolungato. Quando la sacca è piena, normalmente viene sostituita con una nuova sacca, qualora non venga sostituito l'intero sistema.</p> |
|---|--|

| | |
|--|--|
| PROCEDURA DI IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO | <p><u>Conferma dei codici di prodotto specifici e dei numeri di lotto:</u></p> <p>Questo problema riguarda esclusivamente codici di prodotto specifici, identificati nell'Allegato 2.</p> <p>Soltanto i codici dei componenti dei prodotti individuati all'interno del presente avviso potrebbero presentare un potenziale di violazione della barriera sterile della confezione.</p> <p>Per questo motivo e per evitare qualsiasi rischio di danno potenziale, tutti i prodotti interessati non devono essere utilizzati.</p> <p>L'unico modo per individuare il prodotto interessato è confrontare il codice prodotto/REF e il numero LOTTO/Batch con quelli riportati nell'elenco dei prodotti richiamati (si veda Allegato 2). Non vi è altra differenza riconoscibile tra un prodotto interessato e uno non interessato.</p> <p>Si veda l'Allegato 1 per alcuni esempi di etichettatura della confezione che evidenzia il punto in cui si trova il codice prodotto e il numero di LOTTO/Batch sulle etichette dei prodotti. Esse sono applicate sulla confezione principale e sul cartone di spedizione. Il codice prodotto (numero di riferimento) è preceduto dalla parola "REF" e il numero di</p> <p>LOTTO/Batch è preceduto dal simbolo  .</p> |
|--|--|

AZIONI DA INTRAPRENDERE A CURA DEI DISTRIBUTORI

| | |
|---|---|
| 1 | <p>Verificare se il prodotto in oggetto è presente nelle giacenze e identificare i clienti che hanno ricevuto eventualmente il prodotto interessato. A tal fine, esaminare l'Allegato 2: Lista prodotti</p> |
| 2 | <p>Se il prodotto in oggetto è stato distribuito:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ad altri grossisti: <ul style="list-style-type: none"> ○ La preghiamo di inoltrare il presente avviso di sicurezza sul campo, insieme agli allegati, ai grossisti a cui ha fornito il prodotto in oggetto, invitandoli ad attenersi alle "Azioni da intraprendere a cura dei distributori". • A utenti finali <ul style="list-style-type: none"> ○ La preghiamo di inoltrare il presente avviso di sicurezza sul campo, insieme agli allegati, agli utenti finali a cui ha fornito il prodotto in oggetto, invitandoli ad attenersi a quanto specificato nella sezione "Azioni da intraprendere a cura degli utenti finali" (qui di seguito). |
| 3 | <p>Se ha ricevuto da clienti resi di prodotto in oggetto che loro stessi hanno identificato o se ha in magazzino il prodotto in oggetto che ha verificato essere parte del presente avviso di sicurezza sul campo (vedere Allegato 2: Lista prodotti):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interrompere immediatamente la distribuzione dei prodotti interessati e metterli in quarantena. • Contattare il servizio di assistenza clienti di ConvaTec per ulteriori informazioni su come restituire il prodotto interessato e concordare il rimborso. <p>I prodotti non saranno sostituiti automaticamente. Per i prodotti sostitutivi, devono essere effettuati nuovi ordini presso ConvaTec nel modo consueto. ConvaTec consegnerà al più presto possibile nuovi prodotti.</p> |

| | |
|---|--|
| 4 | <p>La preghiamo di compilare il Modulo di risposta per distributori (all'avviso di sicurezza sul campo) e restituirlo al più presto possibile al servizio di assistenza clienti ConvaTec. Includere i dettagli del prodotto in restituzione, se del caso.</p> <p>La preghiamo di inviare il più presto possibile un elenco completo di tutti i destinatari finali dei prodotti interessati al servizio di assistenza clienti ConvaTec. La preghiamo di indicare se ha provveduto ad inviare il presente avviso di sicurezza sul campo, insieme agli allegati, ai destinatari a cui ha fornito i prodotti in oggetto. Questa informazione non è necessaria ma è importante perché consente a ConvaTec di eseguire controlli sull'efficacia dell'azione di richiamo.</p> <p>Per ulteriori domande, contattare il servizio di assistenza clienti ConvaTec.</p> |
|---|--|

LA PREGHIAMO DI FORNIRE UNA RISPOSTA COMPLETA IL PIÙ PRESTO POSSIBILE

AZIONI DA INTRAPRENDERE A CURA DEI RIVENDITORI

| | |
|---|---|
| 1 | <p>Per i rivenditori con un punto di vendita fisico (ad es. un negozio vero e proprio)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interrompere immediatamente la distribuzione dei prodotti interessati e metterli in quarantena • La preghiamo di esporre l'Avviso di sicurezza sul campo, incluso l'Allegato 1 in un punto del suo negozio dove può essere facilmente notato <p>Per i rivenditori con punto di vendita digitale (ad es. eRetailer)</p> <ul style="list-style-type: none"> • La preghiamo di inoltrare l'Allegato 2: Lista prodotti con codici prodotto/REF e numeri di lotto/LOT interessati a mezzo di spedizione postale o per e-mail all'utente finale. |
| 2 | <p>Se ha ricevuto da clienti resi di prodotto in oggetto che loro stessi hanno identificato o se ha in magazzino il prodotto in oggetto che ha verificato essere parte del presente avviso di sicurezza sul campo (vedere Allegato 2: Lista prodotti), contattare il servizio di assistenza clienti ConvaTec per ulteriori informazioni su come restituire i prodotti interessati e concordare il rimborso.</p> <p>I prodotti non saranno sostituiti automaticamente. Per i prodotti sostitutivi, devono essere effettuati nuovi ordini presso ConvaTec nel modo consueto. ConvaTec consegnerà al più presto possibile nuovi prodotti.</p> |
| 3 | <p>La preghiamo di compilare il Modulo di risposta per distributori (all'avviso di sicurezza sul campo) e restituirlo il più presto possibile al servizio di assistenza clienti ConvaTec. Includere i dettagli del prodotto in restituzione, se del caso.</p> <p>La preghiamo di inviare il più presto possibile un elenco completo di tutti i destinatari finali dei prodotti interessati al servizio di assistenza clienti ConvaTec. La preghiamo di indicare se ha provveduto ad inviare il presente avviso di sicurezza sul campo, insieme agli allegati, ai destinatari a cui ha fornito il prodotto in oggetto. Questa informazione non è necessaria ma è importante perché consente a ConvaTec di eseguire controlli dell'efficacia dell'azione di richiamo.</p> <p>Per ulteriori domande, contattare il servizio di assistenza clienti ConvaTec.</p> |

LA PREGHIAMO DI FORNIRE UNA RISPOSTA COMPLETA IL PIÙ PRESTO POSSIBILE

AZIONI DA INTRAPRENDERE A CURA DEGLI UTENTI FINALI (MEDICI, OSPEDALI, PAZIENTI, ECC.)

| | |
|---|---|
| 1 | <p>La nostra documentazione mostra che Lei ha ricevuto dei prodotti interessati da questo avviso di sicurezza. La preghiamo di interrompere l'utilizzo di tutti i dispositivi interessati definiti nel presente documento.</p> |
| 2 | <p>La problematica è limitata a specifici codici e lotti di prodotto. Le chiediamo di controllare la fornitura e assicurarsi che tutti i dispositivi in Suo possesso se interessati siano in quarantena.</p> <p>In caso non sappia come identificare il codice prodotto e/o il numero di lotto, La invitiamo a consultare l'Allegato 1: Esempi di etichettatura.</p> <p>La preghiamo di verificare se il lotto in Suo possesso è parte del presente avviso di sicurezza sul campo, ricorrendo all'Allegato 2: Lista prodotti con codici prodotto/numeri di riferimento e numeri di lotto interessati.</p> |

| | |
|---|--|
| 3 | <p>La preghiamo di compilare il Modulo di risposta per utenti finali (allegato all'avviso di sicurezza sul campo) e di restituirlo il più presto possibile al Suo distributore.</p> <p>Per favore includa i dettagli del prodotto in restituzione, se del caso. Questa informazione è necessaria perché consente a ConvaTec di eseguire controlli sull'efficacia dell'azione di richiamo.</p> |
| 4 | <p>Contatti il Suo distributore (o il servizio di assistenza clienti ConvaTec qualora il prodotto sia stato acquistato direttamente da ConvaTec) per concordare la restituzione dei prodotti interessati e l'accredito, se del caso. Per i prodotti sostitutivi, devono essere effettuati nuovi ordini presso il distributore o ConvaTec nel mondo consueto.</p> <p>Per ulteriori domande, contattare il servizio di assistenza clienti ConvaTec.</p> |


LA PREGHIAMO DI FORNIRE UNA RISPOSTA COMPLETA IL PIÙ PRESTO POSSIBILE

| | |
|--|--|
| <p>INOLTRO DEL PRESENTE AVVISO DI SICUREZZA DA ATTUARE IN LOCO:</p> | <p>Questo avviso deve essere inoltrato a tutti coloro che devono essere messi a conoscenza nell'ambito della Vostra organizzazione o qualsiasi organizzazione dove sono stati trasferiti i dispositivi potenzialmente interessati (se del caso).</p> <p>Il presente avviso va distribuito inoltre a qualsiasi organizzazione che possa essere interessata dall'azione (se del caso).</p> <p>Vi chiediamo di continuare ad informare e sensibilizzare sul presente avviso e monitorare le azioni intraprese per un periodo di tempo appropriato per assicurare l'efficacia dell'azione correttiva.</p> <p>Vi preghiamo di segnalare tutti gli eventi avversi concernenti i dispositivi al fabbricante, al distributore o al rappresentante locale nonché all'autorità competente nazionale (se del caso), in quanto questo costituisce un riscontro importante.</p> |
|--|--|

ConvaTec si impegna a fornire ai propri clienti prodotti e servizi di qualità e si scusa sinceramente per i potenziali problemi che questo avviso potrebbe creare.

Le autorità nazionali interessate sono state informate circa la presente azione correttiva di sicurezza da attuare in loco.

AUTORIZZAZIONE

| | | | |
|-----------------------|--|---|--|
| <u>Nome e cognome</u> | <u>Posizione</u> | <u>Indirizzo</u> | |
| Diane Baker | Director, CCC Franchise Regulatory Affairs and Quality Assurance | ConvaTec Limited, First Avenue, Deeside Industrial Park, Deeside, CH5 2NU, U.K. | |
| <u>Data</u> | 02 settembre 2019 | <u>Firma</u> |  |

"Contatti servizio di assistenza clienti nel proprio paese":**Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Estonia, Francia, Germania, Irlanda, Israele, Olanda, Polonia, Spagna, Svizzera e Turchia**

Tel.: +41 (0) 52 630 54 01

E-mail: ccc.customerservice@convatec.com**Danimarca**

Tel.: +45 48 167 030

E-mail: customerservicenordic@convatec.com**Finlandia**

Tel.: +358 20 7659 630

E-mail: mail.fi@convatec.com**Italia**

Tel.: +39 06 89789928

E-mail: CustomerServiceItaly@Convatec.com**Norvegia**

Tel.: +47 22 686 095

E-mail: customerservicenordic@convatec.com**Svezia**

Tel.: +46 (0)42 332010

E-mail: customerservicenordic@convatec.com**Regno Unito**

Tel.: +44 (0) 1244 832206

E-mail: Unomedical-uk.customerservice@convatec.com

**MODULO DI RISPOSTA PER DISTRIBUTORI
ALL'AVVISO DI SICUREZZA SUL CAMPO
DA COMPILARE E RESTITUIRE via fax/e-mail**

Destinatario del dispositivo:

| | |
|---|--|
| N. account del destinatario: | |
| Nome e cognome del destinatario: | |
| Indirizzo del destinatario: | |

I seguenti prodotti, HandyVac™, cannule di Guedel, connettore universale e sacche di ricambio per UnoMeter™ 500 sono stati distribuiti alla Vostra struttura:

| N. fattura | N. ordine di vendita | Codice prodotto/ RIF. n. | Codice SAP | N. LOTTO | Quantità fornita (pezzi) |
|-------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|
| | | | | | |

Distributori (selezionare tutte le risposte pertinenti e dettagliare, se del caso)

| | | |
|--------------------------|--|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Confermo di aver ricevuto, letto e compreso l'avviso di sicurezza sul campo. | |
| <input type="checkbox"/> | Ho controllato lo stock nonché le giacenze in quarantena. | Aggiungere dettagli alla tabella 1 |
| <input type="checkbox"/> | Ho identificato clienti che hanno ricevuto, per certo o probabilmente, il prodotto in oggetto. | |
| <input type="checkbox"/> | Ho allegato l'elenco clienti. | Aggiungere dettagli alla tabella 2 |
| <input type="checkbox"/> | Ho informato del presente avviso di sicurezza sul campo i clienti identificati. | Data di invio: |
| <input type="checkbox"/> | Ho ricevuto una risposta di conferma da tutti i clienti identificati. | In allegato, le risposte. |
| <input type="checkbox"/> | Né io, né i miei clienti abbiamo in magazzino il prodotto oggetto del presente avviso. | |

È importante che la sua organizzazione intraprenda le azioni dettagliate nell'avviso di sicurezza sul campo e confermi di aver ricevuto tale avviso. È necessario fornire una risposta perché questo ci consente di monitorare il progresso delle azioni correttive.

Tabella 1. Giacenze in quarantena: Registrare la quantità (pezzi) di ciascun LOTTO da restituire.

| N. LOTTO | Unità in magazzino | N. LOTTO | Unità in magazzino | N. LOTTO | Unità in magazzino | N. LOTTO | Unità in magazzino |
|----------|--------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Tabella 2. Elenco clienti: Fornire i dettagli relativi ai prodotti HandyVac™, cannule di Guedel, connettore universale e sacche di ricambio per UnoMeter™ 500 distribuiti ai Vostri clienti.

| Nome e cognome del cliente | Codice prodotto/ RIF. n. | Codice SAP | N. LOTTO | Quantità (pezzi) |
|----------------------------|-----------------------------|------------|----------|------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| MODULO compilato e restituito da: | |
|---|--|
| Nome e cognome (IN STAMPATELLO): | |
| Posizione: | |
| Nome dell'azienda: | |
| Indirizzo: | |
| Tel.: | |
| Firma: | |
| Data (gg/mmm/aaaa): | |

**MODULO DI RISPOSTA PER UTENTI FINALI
ALL'AVVISO DI SICUREZZA SUL CAMPO
DA COMPILARE E RESTITUIRE via fax/e-mail**

Destinatario del dispositivo:

| | |
|---|--|
| N. account del destinatario: | |
| Nome e cognome del destinatario: | |
| Indirizzo del destinatario: | |

I seguenti prodotti, HandyVac™, cannule di Guedel, connettore universale e sacche di ricambio per UnoMeter™ 500 sono stati distribuiti alla Vostra struttura:

| N. fattura | N. ordine di vendita | Codice prodotto/ RIF. n. | Codice SAP | N. LOTTO | Quantità fornita (pezzi) |
|-------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|
| | | | | | |

Azione cliente intrapresa per conto dell'autorità sanitaria (selezionare tutte le risposte pertinenti)

| | | |
|--------------------------|--|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Confermo di aver ricevuto l'avviso di sicurezza sul campo e di averlo letto e compreso. | |
| <input type="checkbox"/> | Ho intrapreso tutte le azioni richieste dall'avviso di sicurezza sul campo. | |
| <input type="checkbox"/> | Le informazioni e le azioni da intraprendere sono state portate all'attenzione di tutti gli utenti pertinenti e sono state implementate. | |
| <input type="checkbox"/> | Ho controllato lo stock nonché le giacenze in quarantena. | Aggiungere dettagli alla tabella 1 |
| <input type="checkbox"/> | Non ho dispositivi interessati da restituire. | |

È importante che la sua organizzazione intraprenda le azioni dettagliate nell'avviso di sicurezza sul campo e confermi di aver ricevuto tale avviso. È necessario fornire una risposta perché questo ci consente di monitorare il progresso delle azioni correttive.

Tabella 1. Giacenze in quarantena: Registrare la quantità (pezzi) di ciascun LOTTO da restituire.

| N. LOTTO | Unità in magazzino | N. LOTTO | Unità in magazzino | N. LOTTO | Unità in magazzino | N. LOTTO | Unità in magazzino |
|----------|--------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



| MODULO compilato e restituito da: | |
|---------------------------------------|--|
| Nome e cognome (IN MAIUSCOLO): | |
| Posizione: | |
| Nome dell'azienda: | |
| Indirizzo: | |
| Tel.: | |
| Firma: | |
| Data (gg/mmm/aaaa): | |

Elenco allegati

Allegato 1: Esempi di etichettatura e di prodotto interessato

Allegato 2: Lista prodotti con codici prodotto/numeri di riferimento e numeri di lotto interessati

Allegato 1: Esempi di etichettatura e di prodotto interessato

| Per il prodotto INTERESSATO dal richiamo | |
|--|--|
| <p>...l'etichetta del cartone di spedizione include il codice prodotto e il numero di lotto.</p> <p>Vedere le etichette di esempio qui a destra.</p> <p>Codice del prodotto (REF/SKU)</p> <p>Numero di lotto</p> |  <p>REF 84061181</p> <p>GB Unometer bag 2000 S Unometerpåse DK Unometerpose 2000 FIN Unometerpussi NO Unometerpose 2000</p> <p>Made in Belarus</p> <p>2 X 100</p> <p>PHT DEHP CE 0086 ConvaTec Limited First Avenue Deeside Industrial Park Deeside, Flintshire, CH5 2NU, UK</p> <p>2012-04 2017-03</p> <p>LOT 632574</p> <p>EAN No. 05705243208804</p> <p>(01)05705243208804(17)170331(10)632574 v.04</p> |
| <p>...l'etichetta dell'unità di vendita include il codice prodotto e il numero di lotto.</p> |  <p>100 REF 84061181</p> <p>GB Unometer bag 2000 S Unometerpåse DK Unometerpose 2000 FIN Unometerpussi NO Unometerpose 2000</p> <p>EC REP UNOMEDICAL A/S Aaholmvej 1-3, Osted 4320 LEJRE DENMARK</p> <p>CE 0086 ConvaTec Limited First Avenue Deeside Industrial Park Deeside, Flintshire, CH5 2NU, UK</p> <p>EAN No. 05705243208798</p> <p>2019-08 2024-07</p> <p>(01)05705243208798(17)240731(10)632574 v.05</p> |

SCOPO

Questo allegato è un elenco globale di tutti i prodotti che rientrano nell'oggetto del presente avviso di sicurezza sul campo. Per ogni codice di prodotto, i numeri di lotto sono in ordine numerico crescente.

Per ricevere assistenza, La preghiamo di contattare il team del servizio clienti ConvaTec.

| Intestazione colonna | Dettagli | Quale livello di confezionamento include questa informazione? |
|-----------------------------|---|--|
| Codice prodotto | Il Codice prodotto è detto altresì numero catalogo o SKU. | Questo numero è riportato sull'etichetta del cartone di spedizione sull'etichetta dell'unità di vendita. |
| Descrizione Prodotto | <p>La Descrizione Prodotto è una descrizione del prodotto finito dal sistema informatico ConvaTec, SAP. È una breve descrizione codificata del prodotto.</p> <p>Per esempio, nella prima voce, Codice prodotto 84062182, lotto: 156697, SACCA UNOMETER DA 3L BO (50/100) INT:</p> <ul style="list-style-type: none">• RIF.: Codice prodotto• Batch: Numero di lotto• SACCA UNOMETER: UnoMeter™ 500• BO (50/100): con scarico (pacco da 50/100) | Una descrizione del materiale si trova sull'etichetta del cartone di spedizione e su quella dell'unità di vendita; tuttavia, la descrizione riportata sulle suddette etichette potrebbe non corrispondere esattamente (alla lettera) alla descrizione del materiale come elencato nel presente allegato. |
| Numero di lotto | Numero tracciabile, specifico del prodotto. | Questo numero è incluso nell'etichetta del cartone di spedizione e nell'etichetta dell'unità di vendita. |

| ALLEGATO 2: Lista di codici prodotto e numeri di lotto UE | | |
|--|--|--------------------|
| Codice prodotto | Descrizione del prodotto | Batch/Lotto |
| 40125182 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) EUR | 167273 |
| 40127182 | UNO HANDYVAC CH18 MTL TROC BO(1/20) INT | 169311 |
| 40233182 | UNO HANDYVAC CH10 MTL TROC WOBO(1/20)AUS | 170793 |
| 40233182 | UNO HANDYVAC CH10 MTL TROC WOBO(1/20)AUS | 172068 |
| 40123182 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 172069 |
| 40097181 | HANDYVAC M/700 ML. POSE | 172070 |
| 40105181 | HANDYVAC CH 14 (20/ltk) | 172071 |
| 40107181 | HANDYVAC M/DRAEN, CH 18/700 ML POSE | 172072 |
| 40107181 | UNO HANDYVAC CH18 BAG W/TAP(1/20) INT | 172072 |
| 40121182 | UNO HANDYVAC CH 08 MTL TROC BO(1/20) INT | 172073 |
| 40123181 | HandyVac m/draen og trocar CH 10 | 172074 |
| 40125181 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) NEU | 172075 |
| 40125181 | HandyVac m/draen og trocar CH 14 | 172075 |
| 40127181 | HandyVac m/draen og trocar CH 18 | 172076 |
| 40127181 | UNO HANDYVAC CH18 MTL TROC BO(1/20) INT | 172076 |
| 40127182 | UNO HANDYVAC CH18 MTL TROC BO(1/20) INT | 172077 |
| 40125182 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) EUR | 172078 |
| 40101182 | UNO HANDYVAC CH10 BAG W/TAP(1/20) INT | 172489 |
| 22020184 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 2 (50/300) INT | 173172 |
| 22021184 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 3 (50/300) INT | 173173 |
| 40233182 | UNO HANDYVAC CH10 MTL TROC WOBO(1/20)AUS | 174559 |
| 40101181 | HANDYVAC CH 10 (20/ltk) | 174560 |
| 40125182 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) EUR | 174561 |
| 40233182 | UNO HANDYVAC CH10 MTL TROC WOBO(1/20)AUS | 175474 |
| 40233182 | UNO HANDYVAC CH10 MTL TROC WOBO 1X20 INT | 175474 |
| 40223183 | HANDYVAC + trocCH14 + BOLSA cerrada 20ud | 175475 |
| 84061182 | UNOMETER BAG 2L (100/200) IT | 176275 |
| 84077182 | UNOMETER BAG 2L BO (75/150) IT | 176276 |
| 40223182 | HANDYVAC U/BUNDAFTAP M/DRAEN&TROC CAR CH14 | 179215 |
| 40223183 | HANDYVAC + trocCH14 + BOLSA cerrada 20ud | 179216 |
| 40127182 | UNO HANDYVAC CH18 MTL TROC BO(1/20) INT | 179217 |
| 40233182 | UNO HANDYVAC CH10 MTL TROC WOBO 1X20 INT | 179218 |
| 40235182 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC WOBO(1/20)AUS | 179219 |
| 40235182 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC WOBO 1X20 INT | 179219 |
| 40123181 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 179220 |
| 40160181 | HANDYVAC M/BUNDAFTAPNING CH12 | 179221 |
| 40125181 | HandyVac m/draen og trocar CH 14 | 179222 |
| 40125181 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) NEU | 179222 |
| 84061181 | UNOMETER BAG 2L (100/200) INT | 179232 |

| ALLEGATO 2: Lista di codici prodotto e numeri di lotto UE | | |
|--|--|--------------------|
| Codice prodotto | Descrizione del prodotto | Batch/Lotto |
| 22022181 | NIELUPUTKI 4 st (4x50 kpl/ltk) | 179233 |
| 22022181 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 4 (50/200) INT | 179233 |
| 84010182 | UNO CONN CH04-CH18(100/800) INT | 179577 |
| 84061182 | UNOMETER BAG 2L (100/200) IT | 179583 |
| 84077182 | UNOMETER BAG 2L BO (75/150) IT | 179591 |
| 40233182 | UNO HANDYVAC CH10 MTL TROC WOBO 1X20 INT | 179924 |
| 40235182 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC WOBO 1X20 INT | 179925 |
| 40223182 | HANDYVAC U/BUNDAFTAP M/DRAEN&TROCAR CH14 | 179926 |
| 40121182 | UNO HANDYVAC CH 08 MTL TROC BO(1/20) INT | 179927 |
| 40123181 | HandyVac m/draen og trocar CH 10 | 179928 |
| 40123181 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 179928 |
| 40234182 | UNO HANDYVAC CH12 MTL TRCR WOBO(1/20)INT | 179929 |
| 40160181 | HANDYVAC M/BUNDAFTAPNING CH12 | 179930 |
| 40127182 | UNO HANDYVAC CH18 MTL TROC BO(1/20) INT | 179931 |
| 40125182 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) EUR | 179932 |
| 40105181 | HANDYVAC CH 14 (20/ltk) | 179933 |
| 22032022 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 2 (50/300) ITA | 179949 |
| 22034022 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 4 (50/200) ITA | 179950 |
| 22022181 | NIELUPUTKI 4 st (4x50 kpl/ltk) | 179955 |
| 40127182 | UNO HANDYVAC CH18 MTL TROC BO(1/20) INT | 179960 |
| 40125182 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) EUR | 181110 |
| 40160181 | HANDYVAC M/BUNDAFTAPNING CH12 | 181129 |
| 40233182 | UNO HANDYVAC CH10 MTL TROC WOBO(1/20)AUS | 181132 |
| 40105181 | HANDYVAC CH 14 (20/ltk) | 181140 |
| 40125181 | HandyVac m/draen og trocar CH 14 | 181141 |
| 22019182 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 1 (100/300) INT | 181150 |
| 22021182 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 3 (50/300) INT | 181151 |
| 22023182 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 0 (100/300) INT | 181152 |
| 22024182 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 00 (100/300) INT | 181153 |
| 84061181 | UNOMETER BAG 2L (100/200) INT | 181170 |
| 84010181 | KATETERANSATS, STERIL | 181173 |
| 22033022 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 3 (50/300) ITA | 181176 |
| 40105182 | UNO HANDYVAC CH14 BAG W/TAP (1/20) INT | 181330 |
| 40123182 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 181895 |
| 40127182 | UNO HANDYVAC CH18 MTL TROC BO(1/20) INT | 181925 |
| 40125182 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) EUR | 181926 |
| 40101182 | UNO HANDYVAC CH10 BAG W/TAP(1/20) INT | 182121 |
| 40123182 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 182770 |
| 40233182 | UNO HANDYVAC CH10 MTL TROC WOBO 1X20 INT | 182774 |
| 40235182 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC WOBO(1/20)AUS | 182775 |

| ALLEGATO 2: Lista di codici prodotto e numeri di lotto UE | | |
|--|--|--------------------|
| Codice prodotto | Descrizione del prodotto | Batch/Lotto |
| 40097181 | HANDYVAC M/700 ML. POSE | 182782 |
| 40101182 | UNO HANDYVAC CH10 BAG W/TAP(1/20) INT | 183061 |
| 40227182 | UNO HANDYVAC CH12 MTL TROC WOBO 1X20 AUS | 183089 |
| 40127182 | UNO HANDYVAC CH18 MTL TROC BO(1/20) INT | 183424 |
| 40223182 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC WOBO(1/20)INT | 183425 |
| 40101181 | HANDYVAC M/DRAEN, CH 10/700 ML POSE | 183578 |
| 40101181 | UNO HANDYVAC CH10 BAG W/TAP (1/20) IT | 183578 |
| 40097181 | HANDYVAC M/700 ML. POSE | 183595 |
| 40105181 | HANDYVAC CH 14 (20/ltk) | 183596 |
| 40123181 | HandyVac m/draen og trocar CH 10 | 183597 |
| 40125181 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) NEU | 183598 |
| 40125181 | HandyVac m/draen og trocar CH 14 | 183598 |
| 40160181 | HANDYVAC M/BUNDAFTAPNING CH12 | 183606 |
| 40127182 | UNO HANDYVAC CH18 MTL TROC BO(1/20) INT | 183609 |
| 22054023 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 5 (1X50PK) IT | 183617 |
| 40101182 | UNO HANDYVAC CH10 BAG W/TAP(1/20) INT | 183836 |
| 40103182 | UNO HANDYVAC CH12 BAG W/TAP(1/20) INT | 183837 |
| 84010182 | UNO CONN CH04-CH18(100/800) INT | 183865 |
| 84061182 | UNOMETER BAG 2L (100/200) IT | 183866 |
| 84077182 | UNOMETER BAG 2L BO (75/150) IT | 183871 |
| 40223182 | HANDYVAC U/BUNDAFTAP M/DRAEN&TROCER CH14 | 184213 |
| 40123182 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 184214 |
| 40097181 | HANDYVAC M/700 ML. POSE | 184230 |
| 40121182 | UNO HANDYVAC CH 08 MTL TROC BO(1/20) INT | 184231 |
| 40127182 | UNO HANDYVAC CH18 MTL TROC BO(1/20) INT | 184240 |
| 40125182 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) EUR | 184241 |
| 40105181 | HANDYVAC M/DRAEN, CH 14/700 ML POSE | 184256 |
| 40123181 | HandyVac m/draen og trocar CH 10 | 184257 |
| 40123181 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 184257 |
| 40125181 | HandyVac m/draen og trocar CH 14 | 184258 |
| 40127181 | HandyVac m/draen og trocar CH 18 | 184259 |
| 40127181 | UNO HANDYVAC CH18 MTL TROC BO(1/20) INT | 184259 |
| 40160181 | HANDYVAC M/BUNDAFTAPNING CH12 | 184263 |
| 40127182 | UNO HANDYVAC CH18 MTL TROC BO(1/20) INT | 184273 |
| 84061181 | UNOMETER BAG 2L (100/200) INT | 184292 |
| 84010181 | KATETERANSATS, STERIL | 184300 |
| 22054181 | TUNGEHOLDER, STR. 5, LYSEBLAA, STERIL | 184301 |
| 22054181 | NIELUPUTKI 5 st (50 kpl/ltk) | 184301 |
| 22020184 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 2 (50/300) INT | 184770 |
| 22021184 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 3 (50/300) INT | 184771 |

| ALLEGATO 2: Lista di codici prodotto e numeri di lotto UE | | |
|--|--|--------------------|
| Codice prodotto | Descrizione del prodotto | Batch/Lotto |
| 40123182 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 185141 |
| 40234182 | UNO HANDYVAC CH12 MTL TRCR WOBO(1/20)INT | 185142 |
| 40105181 | HANDYVAC CH 14 (20/ltk) | 185870 |
| 84061182 | UNOMETER BAG 2L (100/200) IT | 186406 |
| 84077182 | UNOMETER BAG 2L BO (75/150) IT | 186412 |
| 84062182 | UNOMETER BAG 3L BO (50/100) INT | 186413 |
| 84010182 | UNO CONN CH04-CH18(100/800) INT | 187037 |
| 84062182 | UNOMETER BAG 3L BO (50/100) INT | 187039 |
| 40125181 | HandyVac m/draen og trocar CH 14 | 187521 |
| 40125181 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) NEU | 187521 |
| 40127181 | HandyVac m/draen og trocar CH 18 | 187522 |
| 40127181 | UNO HANDYVAC CH18 MTL TROC BO(1/20) INT | 187522 |
| 40223183 | HANDYVAC + trocCH14 + BOLSA cerrada 20ud | 187531 |
| 40123182 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 187540 |
| 22019182 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 1 (100/300) INT | 187567 |
| 22021182 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 3 (50/300) INT | 187569 |
| 22023182 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 0 (100/300) INT | 187570 |
| 22024182 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 00 (100/300) INT | 187571 |
| 22033022 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 3 (50/300) ITA | 187572 |
| 84061181 | UNOMETER BAG 2L (100/200) INT | 187578 |
| 84010181 | KATETERANSATS, STERIL | 187580 |
| 84077181 | UNOMETER BAG 3L BO (75/150) INT | 187589 |
| 84062182 | UNOMETER BAG 3L BO (50/100) INT | 187980 |
| 40123182 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 188289 |
| 40105181 | HANDYVAC CH 14 (20/ltk) | 188302 |
| 40121182 | UNO HANDYVAC CH 08 MTL TROC BO(1/20) INT | 188303 |
| 22020184 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 2 (50/300) INT | 188593 |
| 84062182 | UNOMETER BAG 3L BO (50/100) INT | 188599 |
| 40127181 | UNO HANDYVAC CH18 MTL TROC BO(1/20) INT | 188917 |
| 40125182 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) EUR | 188925 |
| 22020182 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 2 (50/300) INT | 188929 |
| 22021182 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 3 (50/300) INT | 188930 |
| 84010182 | UNO CONN CH04-CH18(100/800) INT | 189330 |
| 84061182 | UNOMETER BAG 2L (100/200) IT | 189331 |
| 84077182 | UNOMETER BAG 2L BO (75/150) IT | 189332 |
| 84077182 | UNO UNOMETER BAG 2L BO (75/150) IT | 189332 |
| 40125181 | HandyVac m/draen og trocar CH 14 | 189879 |
| 40125181 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) NEU | 189879 |
| 40223183 | HANDYVAC + trocCH14 + BOLSA cerrada 20ud | 189883 |
| 40107181 | UNO HANDYVAC CH18 BAG W/TAP(1/20) INT | 190075 |

| ALLEGATO 2: Lista di codici prodotto e numeri di lotto UE | | |
|--|--|--------------------|
| Codice prodotto | Descrizione del prodotto | Batch/Lotto |
| 84010182 | UNO CONN CH04-CH18(100/800) INT | 190417 |
| 84077182 | UNOMETER BAG 2L BO (75/150) IT | 190421 |
| 40223183 | HANDYVAC + trocCH14 + BOLSA cerrada 20ud | 190815 |
| 40223182 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC WOBO(1/20)INT | 190822 |
| 40123181 | HandyVac m/draen og trocar CH 10 | 190830 |
| 40123181 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 190830 |
| 40125181 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) NEU | 190831 |
| 40127181 | HandyVac m/draen og trocar CH 18 | 190832 |
| 40127181 | UNO HANDYVAC CH18 MTL TROC BO(1/20) INT | 190832 |
| 40125182 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) EUR | 190840 |
| 40101182 | UNO HANDYVAC CH10 BAG W/TAP(1/20) INT | 191331 |
| 84077182 | UNOMETER BAG 2L BO (75/150) IT | 191361 |
| 84062182 | UNOMETER BAG 3L BO (50/100) INT | 191363 |
| 84077183 | UNOMETER BAG 2L BO (75/150) INT | 191368 |
| 40105181 | HANDYVAC CH 14 (20/ltk) | 191760 |
| 22020184 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 2 (50/300) INT | 192121 |
| 22021184 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 3 (50/300) INT | 192122 |
| 40223182 | HANDYVAC U/BUNDAFTAP M/DRAEN&TROC CAR CH14 | 192502 |
| 40105181 | HANDYVAC M/DRAEN, CH 14/700 ML POSE | 192529 |
| 40105181 | UNO HANDYVAC CH14 BAG W/TAP (1/20) INT | 192529 |
| 40105181 | HANDYVAC CH 14 (20/ltk) | 192529 |
| 40123181 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 192530 |
| 84061181 | UNOMETER BAG 2L (100/200) INT | 192565 |
| 84061182 | UNOMETER BAG 2L (100/200) IT | 192853 |
| 84077182 | UNOMETER BAG 2L BO (75/150) IT | 192856 |
| 84077182 | UNO UNOMETER BAG 2L BO (75/150) IT | 192856 |
| 40223182 | HANDYVAC U/BUNDAFTAP M/DRAEN&TROC CAR CH14 | 193310 |
| 40227182 | HANDYVAC U/BUNDAFTAPNING CH12 | 193311 |
| 40227182 | UNO HANDYVAC CH12 MTL TROC WOBO 1X20 AUS | 193311 |
| 40123181 | HandyVac m/draen og trocar CH 10 | 193337 |
| 40123181 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 193337 |
| 40105181 | HANDYVAC CH 14 (20/ltk) | 193370 |
| 84010181 | KATETERANSATS, STERIL | 193381 |
| 84010182 | UNO CONN CH04-CH18(100/800) INT | 193833 |
| 22020184 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 2 (50/300) INT | 193837 |
| 22021184 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 3 (50/300) INT | 193838 |
| 40121182 | UNO HANDYVAC CH 08 MTL TROC BO(1/20) INT | 194258 |
| 40125182 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) EUR | 194265 |
| 40224182 | UNO HANDYVAC CH18 MTL TRCR WOBO(1/20)AUS | 194272 |
| 40223182 | HANDYVAC U/BUNDAFTAP M/DRAEN&TROC CAR CH14 | 194275 |

| ALLEGATO 2: Lista di codici prodotto e numeri di lotto UE | | |
|--|--|--------------------|
| Codice prodotto | Descrizione del prodotto | Batch/Lotto |
| 22033022 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 3 (50/300) ITA | 194294 |
| 22034022 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 4 (50/200) ITA | 194295 |
| 84077181 | UNOMETER BAG 3L BO (75/150) INT | 194302 |
| 84077183 | UNOMETER 500 BOLSAS valv. vac 2L. 75uds | 194307 |
| 40097181 | HANDYVAC M/700 ML. POSE | 195031 |
| 84077181 | UNOMETER BAG 3L BO (75/150) INT | 195311 |
| 40107182 | UNO HANDYVAC CH18 BAG W/TAP(1/20) INT | 195452 |
| 40223183 | HANDYVAC + trocCH14 + BOLSA cerrada 20ud | 195659 |
| 22024181 | NIELUPUTKI 00 st (100 kpl/ltk) | 195667 |
| 22024181 | UNO GUEDEL AIRWAYS SZ 00 (100/300) INT | 195667 |
| 84077183 | UNOMETER 500 BOLSAS valv. vac 2L. 75uds | 195671 |
| 40101182 | UNO HANDYVAC CH10 BAG W/TAP(1/20) INT | 196102 |
| 40103182 | UNO HANDYVAC CH12 BAG W/TAP(1/20) INT | 196103 |
| 84061182 | UNOMETER BAG 2L (100/200) IT | 196131 |
| 84077182 | UNOMETER BAG 2L BO (75/150) IT | 196135 |
| 84077182 | UNO UNOMETER BAG 2L BO (75/150) IT | 196135 |
| 84077183 | UNOMETER BAG 2L BO (75/150) INT | 196136 |
| 40223183 | HANDYVAC + trocCH14 + BOLSA cerrada 20ud | 196538 |
| 22054181 | NIELUPUTKI 5 st (50 kpl/ltk) | 196546 |
| 22054181 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 5 (50/200) INT | 196546 |
| 84010182 | UNO CONN CH04-CH18(100/800) INT | 196869 |
| 22019184 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 1 (100/300) INT | 196871 |
| 22020184 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 2 (50/300) INT | 196872 |
| 22021184 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 3 (50/300) INT | 196873 |
| 40223182 | HANDYVAC U/BUNDAFTAP M/DRAEN&TROC CAR CH14 | 197370 |
| 40097181 | HANDYVAC M/700 ML. POSE | 197385 |
| 40123181 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 197386 |
| 40223183 | HANDYVAC + trocCH14 + BOLSA cerrada 20ud | 197391 |
| 40107183 | UNO HANDYVAC CH18 BAG W/TAP (1X1PK) IT | 197400 |
| 22032022 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 2 (50/300) ITA | 197428 |
| 22033022 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 3 (50/300) ITA | 197429 |
| 22022181 | NIELUPUTKI 4 st (4x50 kpl/ltk) | 197431 |
| 84010181 | KATETERANSATS, STERIL | 197432 |
| 22054181 | NIELUPUTKI 5 st (50 kpl/ltk) | 197435 |
| 22054181 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 5 (50/200) INT | 197435 |
| 84077181 | UNOMETER BAG 3L BO (75/150) INT | 197436 |
| 84077183 | UNOMETER 500 BOLSAS valv. vac 2L. 75uds | 197437 |
| 22037182 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 000 (100/300) INT | 197444 |
| 84010182 | UNO CONN CH04-CH18(100/800) INT | 197686 |
| 40127182 | UNO HANDYVAC CH18 MTL TROC BO(1/20) INT | 198011 |

| ALLEGATO 2: Lista di codici prodotto e numeri di lotto UE | | |
|--|--|--------------------|
| Codice prodotto | Descrizione del prodotto | Batch/Lotto |
| 84010181 | KATETERANSATS, STERIL | 198044 |
| 40097181 | HANDYVAC M/700 ML. POSE | 198991 |
| 40127181 | HandyVac m/draen og trocar CH 18 | 198992 |
| 40127181 | UNO HANDYVAC CH18 MTL TROC BO(1/20) INT | 198992 |
| 40127182 | UNO HANDYVAC CH18 MTL TROC BO(1/20) INT | 199003 |
| 22032022 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 2 (50/300) ITA | 199018 |
| 22033022 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 3 (50/300) ITA | 199019 |
| 84021183 | UNOMETER 500 BOLSAS 1'5L. 75uds (sin vál | 199027 |
| 84061182 | UNOMETER BAG 2L (100/200) IT | 199365 |
| 84062182 | UNOMETER BAG 3L BO (50/100) INT | 199368 |
| 84077182 | UNOMETER BAG 2L BO (75/150) IT | 199369 |
| 84077181 | UNOMETER BAG 3L BO (75/150) INT | 199371 |
| 22033022 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 3 (50/300) ITA | 199572 |
| 40101182 | UNO HANDYVAC CH10 BAG W/TAP(1/20) INT | 199726 |
| 84062182 | UNOMETER BAG 3L BO (50/100) INT | 199824 |
| 22023184 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 0 (100/300) INT | 200469 |
| 84062182 | UNOMETER BAG 3L BO (50/100) INT | 200470 |
| 40097181 | HANDYVAC M/700 ML. POSE | 201050 |
| 40103181 | HANDYVAC M/DRAEN, CH 12/700 ML POSE | 201052 |
| 40103181 | HANDYVAC CH 12 (20/ltk) | 201052 |
| 40121182 | UNO HANDYVAC CH 08 MTL TROC BO(1/20) INT | 201053 |
| 40123181 | HandyVac m/draen og trocar CH 10 | 201054 |
| 40123181 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 201054 |
| 40127181 | UNO HANDYVAC CH18 MTL TROC BO(1/20) INT | 201055 |
| 40127181 | HandyVac m/draen og trocar CH 18 | 201055 |
| 40160181 | HANDYVAC M/BUNDAFTAPNING CH12 | 201075 |
| 40160181 | HANDYVAC CH12, TROAKAARI (20 KPL) | 201075 |
| 40160181 | UNO HANDYVAC CH12 MTL TROC BO(1/20) INT | 201075 |
| 40223182 | HANDYVAC U/BUNDAFTAP M/DRAEN&TROC CAR CH14 | 201093 |
| 40105181 | HANDYVAC M/DRAEN, CH 14/700 ML POSE | 201113 |
| 40105181 | HANDYVAC CH 14 (20/ltk) | 201113 |
| 40223183 | HANDYVAC + trocCH14 + BOLSA cerrada 20ud | 201119 |
| 22032022 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 2 (50/300) ITA | 201126 |
| 22033022 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 3 (50/300) ITA | 201127 |
| 84010182 | UNO CONN CH04-CH18(100/800) INT | 201129 |
| 84061181 | UNOMETER BAG 2L (100/200) INT | 201133 |
| 22022181 | NIELUPUTKI 4 st (4x50 kpl/ltk) | 201134 |
| 84021183 | UNOMETER 500 BOLSAS 1'5L. 75uds (sin vál | 201148 |
| 84077183 | UNOMETER 500 BOLSAS valv. vac 2L. 75uds | 201149 |
| 40223182 | HANDYVAC U/BUNDAFTAP M/DRAEN&TROC CAR CH14 | 201955 |

| ALLEGATO 2: Lista di codici prodotto e numeri di lotto UE | | |
|--|--|--------------------|
| Codice prodotto | Descrizione del prodotto | Batch/Lotto |
| 40123181 | HandyVac m/draen og trocar CH 10 | 201989 |
| 40127181 | HandyVac m/draen og trocar CH 18 | 201990 |
| 40160181 | HANDYVAC M/BUNDAFTAPNING CH12 | 202031 |
| 22019182 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 1 (100/300) INT | 202050 |
| 84061181 | UNOMETER BAG 2L (100/200) INT | 202055 |
| 84010181 | KATETERANSATS, STERIL | 202061 |
| 40107182 | UNO HANDYVAC CH18 BAG W/TAP(1/20) INT | 202306 |
| 84061182 | UNOMETER BAG 2L (100/200) IT | 202466 |
| 84077182 | UNOMETER BAG 2L BO (75/150) IT | 202470 |
| 40223183 | HANDYVAC + trocCH14 + BOLSA cerrada 20ud | 202791 |
| 40127182 | UNO HANDYVAC CH18 MTL TROC BO(1/20) INT | 202792 |
| 40125182 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) EUR | 202793 |
| 40228183 | HANDYVAC + trocCH16 + BOLSA cerrada 20ud | 202798 |
| 40222183 | HANDYVAC + trocCH10 + BOLSA cerrada 20ud | 202799 |
| 40227183 | HANDYVAC + trocCH12 + BOLSA cerrada 20ud | 202800 |
| 40227183 | UNO HANDYVAC CH12 MTL TROC (1/20) INT | 202800 |
| 40105182 | UNO HANDYVAC CH14 BAG W/TAP (1/20) INT | 203040 |
| 84062182 | UNOMETER BAG 3L BO (50/100) INT | 203056 |
| 40222183 | HANDYVAC + trocCH10 + BOLSA cerrada 20ud | 203491 |
| 40223183 | HANDYVAC + trocCH14 + BOLSA cerrada 20ud | 203492 |
| 84021183 | UNOMETER 500 BOLSAS 1'5L. 75uds (sin vál | 203503 |
| 84077183 | UNOMETER 500 BOLSAS valv. vac 2L. 75uds | 203504 |
| 84077181 | UNOMETER BAG 3L BO (75/150) INT | 203711 |
| 84010182 | UNO CONN CH04-CH18(100/800) INT | 204020 |
| 22019184 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 1 (100/300) INT | 204024 |
| 22020184 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 2 (50/300) INT | 204025 |
| 22021184 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 3 (50/300) INT | 204026 |
| 84062182 | UNOMETER BAG 3L BO (50/100) INT | 204029 |
| 40123182 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 204320 |
| 40222183 | HANDYVAC + trocCH10 + BOLSA cerrada 20ud | 204335 |
| 40233182 | UNO HANDYVAC CH10 MTL TROC WOBO 1X20 INT | 204342 |
| 40223183 | HANDYVAC + trocCH14 + BOLSA cerrada 20ud | 204349 |
| 40127182 | UNO HANDYVAC CH18 MTL TROC BO(1/20) INT | 204351 |
| 40125182 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) EUR | 204353 |
| 22054023 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 5 (50/200) IT | 204357 |
| 22054023 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 5 (1X50PK) IT | 204357 |
| 22022181 | NIELUPUTKI 4 st (4x50 kpl/ltk) | 204358 |
| 84010181 | KATETERANSATS, STERIL | 204359 |
| 84021183 | UNOMETER 500 BOLSAS 1'5L. 75uds (sin vál | 204361 |
| 84077183 | UNOMETER 500 BOLSAS valv. vac 2L. 75uds | 204362 |

| ALLEGATO 2: Lista di codici prodotto e numeri di lotto UE | | |
|--|--|--------------------|
| Codice prodotto | Descrizione del prodotto | Batch/Lotto |
| 22021181 | NIELUPUTKI 3 st (6x50 kpl/ltk) | 204367 |
| 40227182 | UNO HANDYVAC CH12 MTL TROC WOBO 1X20 AUS | 205219 |
| 40127181 | HandyVac m/draen og trocar CH 18 | 205242 |
| 40127181 | UNO HANDYVAC CH18 MTL TROC BO(1/20) INT | 205242 |
| 22019184 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 1 (100/300) INT | 205691 |
| 40223182 | HANDYVAC U/BUNDAFTAP M/DRAEN&TROCAR CH14 | 206057 |
| 22021184 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 3 (50/300) INT | 206072 |
| 22022184 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 4 (50/200) INT | 206073 |
| 84061181 | UNOMETER BAG 2L (100/200) INT | 206074 |
| 22019184 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 1 (100/300) INT | 206082 |
| 22020184 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 2 (50/300) INT | 206083 |
| 84061182 | UNOMETER BAG 2L (100/200) IT | 206472 |
| 84077182 | UNOMETER BAG 2L BO (75/150) IT | 206476 |
| 84062182 | UNOMETER BAG 3L BO (50/100) INT | 206477 |
| 84077181 | UNOMETER BAG 3L BO (75/150) INT | 206478 |
| 84010182 | UNO CONN CH04-CH18(100/800) INT | 206968 |
| 84062182 | UNOMETER BAG 3L BO (50/100) INT | 206973 |
| 40223182 | HANDYVAC U/BUNDAFTAP M/DRAEN&TROCAR CH14 | 207363 |
| 40105181 | HANDYVAC M/DRAEN, CH 14/700 ML POSE | 207375 |
| 40105181 | UNO HANDYVAC CH14 BAG W/TAP (1/20) INT | 207375 |
| 40105181 | HANDYVAC CH 14 (20/ltk) | 207375 |
| 40107181 | HANDYVAC M/DRAEN, CH 18/700 ML POSE | 207376 |
| 40107181 | HANDYVAC CH 18 (20/ltk) | 207376 |
| 40107181 | UNO HANDYVAC CH18 BAG W/TAP(1/20) INT | 207376 |
| 40121182 | UNO HANDYVAC CH 08 MTL TROC BO(1/20) INT | 207377 |
| 22022182 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 4 (50/200) INT | 207426 |
| 22021184 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 3 (50/300) INT | 207429 |
| 22022184 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 4 (50/200) INT | 207430 |
| 22023184 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 0 (100/300) INT | 207431 |
| 22055181 | NIELUPUTKI 6 st (50 kpl/ltk) | 207432 |
| 84021183 | UNOMETER 500 BOLSAS 1'5L. 75uds (sin vál | 207433 |
| 84077183 | UNOMETER 500 BOLSAS valv. vac 2L. 75uds | 207434 |
| 40103182 | UNO HANDYVAC CH12 BAG W/TAP(1/20) INT | 207674 |
| 22020184 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 2 (50/300) INT | 207685 |
| 22024184 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 00 (100/300) INT | 207686 |
| 84062182 | UNOMETER BAG 3L BO (50/100) INT | 207691 |
| 40123182 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 208231 |
| 40121182 | UNO HANDYVAC CH 08 MTL TROC BO(1/20) INT | 208237 |
| 84077183 | UNOMETER 500 BOLSAS valv. vac 2L. 75uds | 208249 |
| 84061182 | UNOMETER BAG 2L (100/200) IT | 208604 |

| ALLEGATO 2: Lista di codici prodotto e numeri di lotto UE | | |
|--|--|--------------------|
| Codice prodotto | Descrizione del prodotto | Batch/Lotto |
| 84077182 | UNOMETER BAG 2L BO (75/150) IT | 208605 |
| 40127181 | UNO HANDYVAC CH18 MTL TROC BO(1/20) INT | 208842 |
| 40160181 | HANDYVAC M/BUNDAFTAPNING CH12 | 208852 |
| 40123182 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 208864 |
| 40105181 | HANDYVAC CH 14 (20/ltk) | 208877 |
| 40107181 | HANDYVAC M/DRAEN, CH 18/700 ML POSE | 208878 |
| 40107181 | UNO HANDYVAC CH18 BAG W/TAP(1/20) INT | 208878 |
| 40107181 | HANDYVAC CH 18 (20/ltk) | 208878 |
| 22021181 | TUNGEHOLDER, STR. 3, GUL, STERIL | 209032 |
| 22021181 | NIELUPUTKI 3 st (6x50 kpl/ltk) | 209032 |
| 22021181 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 3 (50/300) INT | 209032 |
| 22022181 | NIELUPUTKI 4 st (4x50 kpl/ltk) | 209033 |
| 84062182 | UNOMETER BAG 3L BO (50/100) INT | 209316 |
| 22019181 | TUNGEHOLDER, STR. 1, HVID, STERIL | 210157 |
| 22019181 | NIELUPUTKI 1 st (100 kpl/ltk) | 210157 |
| 22019181 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 1 (100/300) INT | 210157 |
| 22021181 | NIELUPUTKI 3 st (6x50 kpl/ltk) | 210158 |
| 22022181 | NIELUPUTKI 4 st (4x50 kpl/ltk) | 210159 |
| 40097181 | HANDYVAC M/700 ML. POSE | 210488 |
| 40105181 | UNO HANDYVAC CH14 BAG W/TAP (1/20) INT | 210489 |
| 40105181 | HANDYVAC CH 14 (20/ltk) | 210489 |
| 40107181 | HANDYVAC CH 18 (20/ltk) | 210490 |
| 40123182 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 210508 |
| 40223183 | HANDYVAC + trocCH14 + BOLSA cerrada 20ud | 210515 |
| 22019181 | NIELUPUTKI 1 st (100 kpl/ltk) | 210525 |
| 22021181 | NIELUPUTKI 3 st (6x50 kpl/ltk) | 210526 |
| 84010181 | KATETERANSATS, STERIL | 210527 |
| 84021183 | UNOMETER 500 BOLSAS 1'5L. 75uds (sin vál | 210529 |
| 84021183 | UNOMETER 500 BOLSAS 1'5L. 75uds (sin val | 210529 |
| 84077183 | UNOMETER 500 BOLSAS valv. vac 2L. 75uds | 210530 |
| 84010182 | UNO CONN CH04-CH18(100/800) INT | 210950 |
| 84021182 | UNO URIMETER BAG 2L (75/300) IT | 210953 |
| 84062182 | UNOMETER BAG 3L BO (50/100) INT | 210957 |
| 40123182 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 211094 |
| 40107183 | UNO HANDYVAC CH18 BAG W/TAP (1X1PK) IT | 211095 |
| 22024184 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 00 (100/300) INT | 211116 |
| 84010182 | UNO CONN CH04-CH18(100/800) INT | 211197 |
| 40223182 | HANDYVAC U/BUNDAFTAP M/DRAEN&TROC CAR CH14 | 211357 |
| 40097181 | HANDYVAC M/700 ML. POSE | 211375 |
| 40125181 | HandyVac m/draen og trocar CH 14 | 211376 |

| ALLEGATO 2: Lista di codici prodotto e numeri di lotto UE | | |
|--|--|--------------------|
| Codice prodotto | Descrizione del prodotto | Batch/Lotto |
| 40125181 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) NEU | 211376 |
| 40160181 | HANDYVAC M/BUNDAFTAPNING CH12 | 211386 |
| 40105181 | HANDYVAC M/DRAEN, CH 14/700 ML POSE | 211414 |
| 40105181 | UNO HANDYVAC CH14 BAG W/TAP (1/20) INT | 211414 |
| 40107181 | HANDYVAC M/DRAEN, CH 18/700 ML POSE | 211415 |
| 40107181 | HANDYVAC CH 18 (20/ltk) | 211415 |
| 22031022 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 1 (100/300) ITA | 211434 |
| 22022181 | NIELUPUTKI 4 st (4x50 kpl/ltk) | 211439 |
| 22022181 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 4 (50/200) INT | 211439 |
| 22020184 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 2 (50/300) INT | 211653 |
| 22021184 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 3 (50/300) INT | 211654 |
| 22022184 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 4 (50/200) INT | 211655 |
| 22024184 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 00 (100/300) INT | 211656 |
| 84062182 | UNOMETER BAG 3L BO (50/100) INT | 211659 |
| 22034022 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 4 (50/200) ITA | 211917 |
| 22023181 | NIELUPUTKI 0 st (100 kpl/ltk) | 212079 |
| 22023181 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 0 (100/300) INT | 212079 |
| 84062182 | UNOMETER BAG 3L BO (50/100) INT | 212409 |
| 84077181 | UNOMETER BAG 3L BO (75/150) INT | 212417 |
| 40171183 | UNO HANDYVAC CH16 BAG W/TAP (1X1PK) IT | 212929 |
| 40105181 | HANDYVAC M/DRAEN, CH 14/700 ML POSE | 212939 |
| 40105181 | UNO HANDYVAC CH14 BAG W/TAP (1/20) INT | 212939 |
| 40105181 | HANDYVAC CH 14 (20/ltk) | 212939 |
| 40107181 | HANDYVAC M/DRAEN, CH 18/700 ML POSE | 212940 |
| 40107181 | UNO HANDYVAC CH18 BAG W/TAP(1/20) INT | 212940 |
| 40107181 | HANDYVAC CH 18 (20/ltk) | 212940 |
| 40223183 | HANDYVAC + trocCH14 + BOLSA cerrada 20ud | 212944 |
| 40227182 | UNO HANDYVAC CH12 MTL TROC (1/20) IT | 213036 |
| 40227182 | UNO HANDYVAC CH12 MTL TROC WOBO 1X20 AUS | 213036 |
| 40125181 | HandyVac m/draen og trocar CH 14 | 213050 |
| 40125181 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) NEU | 213050 |
| 84061182 | UNOMETER BAG 2L (100/200) IT | 213305 |
| 84077183 | UNOMETER BAG 2L BO (75/150) INT | 213307 |
| 40097181 | HANDYVAC M/700 ML. POSE | 213804 |
| 40121182 | UNO HANDYVAC CH 08 MTL TROC BO(1/20) INT | 213805 |
| 40160181 | HANDYVAC M/BUNDAFTAPNING CH12 | 213809 |
| 84021183 | UNOMETER 500 BOLSAS 1'5L. 75uds (sin vál | 213854 |
| 84077183 | UNOMETER 500 BOLSAS valv. vac 2L. 75uds | 213855 |
| 22032022 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 2 (50/300) ITA | 213856 |
| 22033022 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 3 (50/300) ITA | 213857 |

| ALLEGATO 2: Lista di codici prodotto e numeri di lotto UE | | |
|--|--|--------------------|
| Codice prodotto | Descrizione del prodotto | Batch/Lotto |
| 84062182 | UNOMETER BAG 3L BO (50/100) INT | 214202 |
| 40097181 | HANDYVAC M/700 ML. POSE | 214593 |
| 40123181 | HandyVac m/draen og trocar CH 10 | 214594 |
| 40125181 | HandyVac m/draen og trocar CH 14 | 214595 |
| 40125181 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) NEU | 214595 |
| 40160181 | HANDYVAC M/BUNDAFTAPNING CH12 | 214600 |
| 40123182 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 214609 |
| 40105181 | UNO HANDYVAC CH14 BAG W/TAP (1/20) INT | 214619 |
| 40123181 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 215190 |
| 40123181 | HandyVac m/draen og trocar CH 10 | 215190 |
| 40123182 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 215199 |
| 40105181 | UNO HANDYVAC CH14 BAG W/TAP (1/20) INT | 215203 |
| 40107182 | UNO HANDYVAC CH18 BAG W/TAP(1/20) INT | 215426 |
| 84077182 | UNOMETER BAG 2L BO (75/150) IT | 215435 |
| 84077182 | UNO UNOMETER BAG 2L BO (75/150) IT | 215435 |
| 40123182 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 216421 |
| 40105181 | HANDYVAC M/DRAEN, CH 14/700 ML POSE | 216428 |
| 40105181 | UNO HANDYVAC CH14 BAG W/TAP (1/20) INT | 216428 |
| 40105181 | HANDYVAC CH 14 (20/ltk) | 216428 |
| 40107181 | HANDYVAC CH 18 (20/ltk) | 216429 |
| 40223183 | HANDYVAC + trocCH14 + BOLSA cerrada 20ud | 216432 |
| 22034022 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 4 (50/200) ITA | 216452 |
| 22024184 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 00 (100/300) INT | 216457 |
| 84062182 | UNOMETER BAG 3L BO (50/100) INT | 216864 |
| 40127182 | UNO HANDYVAC CH18 MTL TROC BO(1/20) INT | 217375 |
| 40123182 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 217386 |
| 40107183 | UNO HANDYVAC CH18 BAG W/TAP (1X1PK) IT | 217387 |
| 40103182 | UNO HANDYVAC CH12 BAG W/TAP(1/20) INT | 217661 |
| 22020184 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 2 (50/300) INT | 217681 |
| 40223182 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC WOBO(1/20)INT | 217723 |
| 40223182 | HANDYVAC U/BUNDAFTAP M/DRAEN&TROC CAR CH14 | 218119 |
| 40105181 | UNO HANDYVAC CH14 BAG W/TAP (1/20) INT | 218128 |
| 40105181 | HANDYVAC CH 14 (20/ltk) | 218128 |
| 40107181 | HANDYVAC CH 18 (20/ltk) | 218129 |
| 40121182 | UNO HANDYVAC CH 08 MTL TROC BO(1/20) INT | 218130 |
| 40123181 | HandyVac m/draen og trocar CH 10 | 218131 |
| 40123181 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 218131 |
| 40125181 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) NEU | 218132 |
| 40127181 | HandyVac m/draen og trocar CH 18 | 218133 |
| 84010182 | UNO CONN CH04-CH18(100/800) INT | 218429 |

| ALLEGATO 2: Lista di codici prodotto e numeri di lotto UE | | |
|--|--|--------------------|
| Codice prodotto | Descrizione del prodotto | Batch/Lotto |
| 84062182 | UNOMETER BAG 3L BO (50/100) INT | 218441 |
| 84077181 | UNOMETER BAG 3L BO (75/150) INT | 218482 |
| 40223183 | HANDYVAC + trocCH14 + BOLSA cerrada 20ud | 218636 |
| 40223182 | HANDYVAC U/BUNDAFTAP M/DRAEN&TROCAR CH14 | 218641 |
| 40107181 | HANDYVAC CH 18 (20/ltk) | 218645 |
| 40107181 | UNO HANDYVAC CH18 BAG W/TAP(1/20) INT | 218645 |
| 40125181 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) NEU | 218646 |
| 84077183 | UNOMETER 500 BOLSAS valv. vac 2L. 75uds | 218653 |
| 40103182 | UNO HANDYVAC CH12 BAG W/TAP(1/20) INT | 219139 |
| 84010182 | UNO CONN CH04-CH18(100/800) INT | 219167 |
| 84061182 | UNOMETER BAG 2L (100/200) IT | 219168 |
| 84077182 | UNO UNOMETER BAG 2L BO (75/150) IT | 219169 |
| 84077181 | UNOMETER BAG 3L BO (75/150) INT | 219175 |
| 40123182 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 219651 |
| 40121182 | UNO HANDYVAC CH 08 MTL TROC BO(1/20) INT | 219664 |
| 40125181 | HandyVac m/draen og trocar CH 14 | 219665 |
| 40125181 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) NEU | 219665 |
| 40105181 | UNO HANDYVAC CH14 BAG W/TAP (1/20) INT | 219690 |
| 40105181 | HANDYVAC CH 14 (20/ltk) | 219690 |
| 40107181 | HANDYVAC CH 18 (20/ltk) | 219691 |
| 40223183 | HANDYVAC + trocCH14 + BOLSA cerrada 20ud | 219695 |
| 40127182 | UNO HANDYVAC CH18 MTL TROC BO(1/20) INT | 219696 |
| 40125182 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) EUR | 219698 |
| 22020181 | NIELUPUTKI 2 st (6x50 kpl/ltk) | 219725 |
| 22021181 | NIELUPUTKI 3 st (6x50 kpl/ltk) | 219731 |
| 84021183 | UNOMETER 500 BOLSAS 1'5L. 75uds (sin val | 219733 |
| 84077183 | UNOMETER 500 BOLSAS valv. vac 2L. 75uds | 219734 |
| 84062182 | UNOMETER BAG 3L BO (50/100) INT | 219982 |
| 40121182 | UNO HANDYVAC CH 08 MTL TROC BO(1/20) INT | 220356 |
| 40125181 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) NEU | 220357 |
| 40123182 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 220362 |
| 40127182 | UNO HANDYVAC CH18 MTL TROC BO(1/20) INT | 220374 |
| 40125182 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) EUR | 220377 |
| 40107181 | UNO HANDYVAC CH18 BAG W/TAP(1/20) INT | 220798 |
| 40223182 | HANDYVAC U/BUNDAFTAP M/DRAEN&TROCAR CH14 | 221105 |
| 40097181 | HANDYVAC M/700 ML. POSE | 221123 |
| 40105181 | HANDYVAC M/DRAEN, CH 14/700 ML POSE | 221124 |
| 40105181 | UNO HANDYVAC CH14 BAG W/TAP (1/20) INT | 221124 |
| 40105181 | HANDYVAC CH 14 (20/ltk) | 221124 |
| 40107181 | HANDYVAC M/DRAEN, CH 18/700 ML POSE | 221125 |

| ALLEGATO 2: Lista di codici prodotto e numeri di lotto UE | | |
|--|--|--------------------|
| Codice prodotto | Descrizione del prodotto | Batch/Lotto |
| 40107181 | UNO HANDYVAC CH18 BAG W/TAP(1/20) INT | 221125 |
| 40125181 | HandyVac m/draen og trocar CH 14 | 221126 |
| 40125181 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) NEU | 221126 |
| 40127181 | UNO HANDYVAC CH18 MTL TROC BO(1/20) INT | 221127 |
| 40123182 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 221144 |
| 84077183 | UNOMETER BAG 2L BO (75/150) INT | 221502 |
| 40125181 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) NEU | 221855 |
| 40223182 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC WOBO(1/20)INT | 222210 |
| 40105181 | UNO HANDYVAC CH14 BAG W/TAP (1/20) INT | 222548 |
| 40107181 | HANDYVAC M/DRAEN, CH 18/700 ML POSE | 222549 |
| 40107181 | UNO HANDYVAC CH18 BAG W/TAP(1/20) INT | 222549 |
| 40107181 | HANDYVAC CH 18 (20/ltk) | 222549 |
| 40223183 | HANDYVAC + trocCH14 + BOLSA cerrada 20ud | 222554 |
| 40097182 | UNO HANDYVAC BAG 700ML BO(1/20) INT | 222555 |
| 40125181 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) NEU | 222569 |
| 22021184 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 3 (50/300) INT | 223012 |
| 22022184 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 4 (50/200) INT | 223013 |
| 84077182 | UNOMETER BAG 2L BO (75/150) IT | 223014 |
| 84062182 | UNOMETER BAG 3L BO (50/100) INT | 223018 |
| 40123181 | HandyVac m/draen og trocar CH 10 | 223452 |
| 40123181 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 223452 |
| 40125181 | HandyVac m/draen og trocar CH 14 | 223453 |
| 40125181 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) NEU | 223453 |
| 40160181 | HANDYVAC M/BUNDAFTAPNING CH12 | 223458 |
| 40127182 | UNO HANDYVAC CH18 MTL TROC BO(1/20) INT | 223459 |
| 40125182 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) EUR | 223460 |
| 40123182 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 223470 |
| 40105181 | UNO HANDYVAC CH14 BAG W/TAP (1/20) INT | 223479 |
| 40234182 | UNO HANDYVAC CH12 MTL TRCR WOBO(1/20)INT | 223482 |
| 40234182 | UNO HANDYVAC CH12 MTL TROC WOBO 1X20 INT | 223482 |
| 22032022 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 2 (50/300) ITA | 223490 |
| 84061181 | UNOMETER BAG 2L (100/200) INT | 223493 |
| 84021183 | UNOMETER 500 BOLSAS 1'5L. 75uds (sin val | 223496 |
| 40223182 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC WOBO(1/20)INT | 224343 |
| 40223182 | HANDYVAC U/BUNDAFTAP M/DRAEN&TROCAR CH14 | 224343 |
| 40123181 | HandyVac m/draen og trocar CH 10 | 224364 |
| 40123181 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 224364 |
| 40127181 | HandyVac m/draen og trocar CH 18 | 224365 |
| 40127181 | UNO HANDYVAC CH18 MTL TROC BO(1/20) INT | 224365 |
| 40160181 | HANDYVAC M/BUNDAFTAPNING CH12 | 224374 |

| ALLEGATO 2: Lista di codici prodotto e numeri di lotto UE | | |
|--|--|--------------------|
| Codice prodotto | Descrizione del prodotto | Batch/Lotto |
| 40105181 | UNO HANDYVAC CH14 BAG W/TAP (1/20) INT | 224400 |
| 40105181 | HANDYVAC CH 14 (20/ltk) | 224400 |
| 40125181 | HandyVac m/draen og trocar CH 14 | 224401 |
| 40125181 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) NEU | 224401 |
| 40127182 | UNO HANDYVAC CH18 MTL TROC BO(1/20) INT | 224404 |
| 40125182 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) EUR | 224408 |
| 84010182 | UNO CONN CH04-CH18(100/800) INT | 224415 |
| 40222183 | HANDYVAC + trocCH10 + BOLSA cerrada 20ud | 224468 |
| 40127182 | UNO HANDYVAC CH18 MTL TROC BO(1/20) INT | 225138 |
| 40123182 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 225144 |
| 40127182 | UNO HANDYVAC CH18 MTL TROC BO(1/20) INT | 225319 |
| 84061181 | UNOMETER BAG 2L (100/200) INT | 225323 |
| 84077182 | UNOMETER BAG 2L BO (75/150) IT | 225721 |
| 84062182 | UNOMETER BAG 3L BO (50/100) INT | 225722 |
| 40223182 | HANDYVAC U/BUNDAFTAP M/DRAEN&TROC CAR CH14 | 226131 |
| 40123182 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 226132 |
| 40107183 | UNO HANDYVAC CH18 BAG W/TAP (1X1PK) IT | 226133 |
| 84010182 | UNO CONN CH04-CH18(100/800) INT | 226444 |
| 22020184 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 2 (50/300) INT | 226446 |
| 22021184 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 3 (50/300) INT | 226447 |
| 40223182 | HANDYVAC U/BUNDAFTAP M/DRAEN&TROC CAR CH14 | 226589 |
| 40223182 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC WOBO(1/20)INT | 226589 |
| 40223182 | HANDYVAC U/BUNDAFTAP M/DRAEN&TROC CAR CH14 | 226876 |
| 40123182 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 226878 |
| 40097181 | HANDYVAC M/700 ML. POSE | 226893 |
| 40127181 | HandyVac m/draen og trocar CH 18 | 226895 |
| 40127181 | UNO HANDYVAC CH18 MTL TROC BO(1/20) INT | 226895 |
| 40105181 | UNO HANDYVAC CH14 BAG W/TAP (1/20) INT | 226922 |
| 40107181 | UNO HANDYVAC CH18 BAG W/TAP(1/20) INT | 226923 |
| 40107181 | HANDYVAC CH 18 (20/ltk) | 226923 |
| 40234182 | UNO HANDYVAC CH12 MTL TROC WOBO 1X20 INT | 226928 |
| 40223183 | HANDYVAC + trocCH14 + BOLSA cerrada 20ud | 226929 |
| 40127182 | UNO HANDYVAC CH18 MTL TROC BO(1/20) INT | 226932 |
| 40125182 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) EUR | 226938 |
| 84077183 | UNOMETER 500 BOLSAS valv. vac 2L. 75uds | 226944 |
| 84021183 | UNOMETER 500 BOLSAS 1'5L. 75uds (sin val | 226947 |
| 84062182 | UNOMETER BAG 3L BO (50/100) INT | 227255 |
| 84077183 | UNOMETER BAG 2L BO (75/150) INT | 227257 |
| 40097181 | HANDYVAC M/700 ML. POSE | 227841 |
| 40105181 | UNO HANDYVAC CH14 BAG W/TAP (1/20) INT | 227842 |

| ALLEGATO 2: Lista di codici prodotto e numeri di lotto UE | | |
|--|--|--------------------|
| Codice prodotto | Descrizione del prodotto | Batch/Lotto |
| 40105181 | HANDYVAC CH 14 (20/ltk) | 227842 |
| 40107181 | HANDYVAC M/DRAEN, CH 18/700 ML POSE | 227843 |
| 40107181 | UNO HANDYVAC CH18 BAG W/TAP(1/20) INT | 227843 |
| 40127181 | UNO HANDYVAC CH18 MTL TROC BO(1/20) INT | 227844 |
| 40160181 | HANDYVAC M/BUNDAFTAPNING CH12 | 227851 |
| 84061181 | UNOMETER BAG 2L (100/200) INT | 227883 |
| 40101182 | UNO HANDYVAC CH10 BAG W/TAP(1/20) INT | 228299 |
| 40105182 | UNO HANDYVAC CH14 BAG W/TAP (1/20) INT | 228300 |
| 84010182 | UNO CONN CH04-CH18(100/800) INT | 228333 |
| 84061182 | UNOMETER BAG 2L (100/200) IT | 228335 |
| 84077182 | UNOMETER BAG 2L BO (75/150) IT | 228336 |
| 84062182 | UNOMETER BAG 3L BO (50/100) INT | 228337 |
| 40105181 | HANDYVAC CH 14 (20/ltk) | 228787 |
| 40107181 | HANDYVAC CH 18 (20/ltk) | 228788 |
| 40223183 | HANDYVAC + trocCH14 + BOLSA cerrada 20ud | 228791 |
| 84021183 | UNOMETER 500 BOLSAS 1'5L. 75uds (sin val | 228822 |
| 84077183 | UNOMETER 500 BOLSAS valv. vac 2L. 75uds | 228824 |
| 40105181 | HANDYVAC M/DRAEN, CH 14/700 ML POSE | 229734 |
| 40105181 | UNO HANDYVAC CH14 BAG W/TAP (1/20) INT | 229734 |
| 40127181 | HandyVac m/draen og trocar CH 18 | 229735 |
| 40127181 | UNO HANDYVAC CH18 MTL TROC BO(1/20) INT | 229735 |
| 40127182 | UNO HANDYVAC CH18 MTL TROC BO(1/20) INT | 229739 |
| 40125182 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) EUR | 229741 |
| 40123182 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 229751 |
| 84061181 | UNOMETER BAG 2L (100/200) INT | 229767 |
| 84021183 | UNOMETER 500 BOLSAS 1'5L. 75uds (sin val | 229769 |
| 84062182 | UNOMETER BAG 3L BO (50/100) INT | 230224 |
| 40160181 | HANDYVAC M/BUNDAFTAPNING CH12 | 230760 |
| 40097181 | HANDYVAC M/700 ML. POSE | 230776 |
| 40105181 | HANDYVAC M/DRAEN, CH 14/700 ML POSE | 230777 |
| 40105181 | HANDYVAC CH 14 (20/ltk) | 230777 |
| 40107181 | HANDYVAC M/DRAEN, CH 18/700 ML POSE | 230778 |
| 40107181 | UNO HANDYVAC CH18 BAG W/TAP(1/20) INT | 230778 |
| 40121182 | UNO HANDYVAC CH 08 MTL TROC BO(1/20) INT | 230779 |
| 84061181 | UNOMETER BAG 2L (100/200) INT | 230787 |
| 40103182 | UNO HANDYVAC CH12 BAG W/TAP(1/20) INT | 231155 |
| 40222183 | HANDYVAC + trocCH10 + BOLSA cerrada 20ud | 231633 |
| 40097181 | HANDYVAC M/700 ML. POSE | 232455 |
| 40127182 | UNO HANDYVAC CH18 MTL TROC BO(1/20) INT | 232457 |
| 40105181 | UNO HANDYVAC CH14 BAG W/TAP (1/20) INT | 232467 |

| ALLEGATO 2: Lista di codici prodotto e numeri di lotto UE | | |
|--|--|--------------------|
| Codice prodotto | Descrizione del prodotto | Batch/Lotto |
| 40107181 | HANDYVAC M/DRAEN, CH 18/700 ML POSE | 232468 |
| 40107181 | UNO HANDYVAC CH18 BAG W/TAP(1/20) INT | 232468 |
| 22019184 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 1 (100/300) INT | 232760 |
| 22020184 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 2 (50/300) INT | 232761 |
| 22021184 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 3 (50/300) INT | 232762 |
| 22022184 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 4 (50/200) INT | 232763 |
| 84062182 | UNOMETER BAG 3L BO (50/100) INT | 232764 |
| 40097181 | HANDYVAC M/700 ML. POSE | 233067 |
| 40121182 | UNO HANDYVAC CH 08 MTL TROC BO(1/20) INT | 233068 |
| 22035022 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 0 (100/300) ITA | 233096 |
| 84061181 | UNOMETER BAG 2L (100/200) INT | 233098 |
| 84021183 | UNOMETER 500 BOLSAS 1'5L. 75uds (sin val | 233102 |
| 84010182 | UNO CONN CH04-CH18(100/800) INT | 233717 |
| 84061182 | UNOMETER BAG 2L (100/200) IT | 233721 |
| 22019184 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 1 (100/300) INT | 233722 |
| 22020184 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 2 (50/300) INT | 233723 |
| 22021184 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 3 (50/300) INT | 233724 |
| 22022184 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 4 (50/200) INT | 233725 |
| 84077182 | UNOMETER BAG 2L BO (75/150) IT | 233730 |
| 84062182 | UNOMETER BAG 3L BO (50/100) INT | 233733 |
| 22021183 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 3 (1X50PK) IT | 233740 |
| 84077183 | UNOMETER BAG 2L BO (75/150) INT | 233745 |
| 40107181 | UNO HANDYVAC CH18 BAG W/TAP(1/20) INT | 233766 |
| 40107181 | HANDYVAC CH 18 (20/ltk) | 233766 |
| 40125182 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) EUR | 234147 |
| 40107183 | UNO HANDYVAC CH18 BAG W/TAP (1X1PK) IT | 234155 |
| 40121182 | UNO HANDYVAC CH 08 MTL TROC BO(1/20) INT | 234160 |
| 40097181 | HANDYVAC M/700 ML. POSE | 234909 |
| 40105181 | UNO HANDYVAC CH14 BAG W/TAP (1/20) INT | 234910 |
| 40107181 | HANDYVAC M/DRAEN, CH 18/700 ML POSE | 234911 |
| 40107181 | UNO HANDYVAC CH18 BAG W/TAP(1/20) INT | 234911 |
| 40125181 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) NEU | 234912 |
| 84061181 | UNOMETER BAG 2L (100/200) INT | 234926 |
| 22020182 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 2 (50/300) INT | 234929 |
| 40223182 | HANDYVAC U/BUNDAFTAP M/DRAEN&TROC CAR CH14 | 235130 |
| 40223182 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC WOBO 1X20 AUS | 235130 |
| 84010182 | UNO CONN CH04-CH18(100/800) INT | 235326 |
| 22019184 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 1 (100/300) INT | 235328 |
| 22020184 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 2 (50/300) INT | 235329 |
| 22021184 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 3 (50/300) INT | 235330 |

| ALLEGATO 2: Lista di codici prodotto e numeri di lotto UE | | |
|--|--|--------------------|
| Codice prodotto | Descrizione del prodotto | Batch/Lotto |
| 22022184 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 4 (50/200) INT | 235331 |
| 84062182 | UNOMETER BAG 3L BO (50/100) INT | 235332 |
| 22020183 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 2 (1X50PK) IT | 235336 |
| 22021183 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 3 (1X50PK) IT | 235337 |
| 40121182 | UNO HANDYVAC CH 08 MTL TROC BO(1/20) INT | 235729 |
| 40097181 | HANDYVAC M/700 ML. POSE | 236643 |
| 40105181 | HANDYVAC M/DRAEN, CH 14/700 ML POSE | 236644 |
| 40105181 | UNO HANDYVAC CH14 BAG W/TAP (1/20) INT | 236644 |
| 40105181 | HANDYVAC CH 14 (20/ltk) | 236644 |
| 40107181 | HANDYVAC CH 18 (20/ltk) | 236645 |
| 40125181 | HandyVac m/draen og trocar CH 14 | 236646 |
| 40125181 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) NEU | 236646 |
| 40160181 | HANDYVAC M/BUNDAFTAPNING CH12 | 236652 |
| 40223183 | HANDYVAC + trocCH14 + BOLSA cerrada 20ud | 236654 |
| 40125182 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) EUR | 236676 |
| 40123182 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 237467 |
| 40121182 | UNO HANDYVAC CH 08 MTL TROC BO(1/20) INT | 237474 |
| 40127182 | UNO HANDYVAC CH18 MTL TROC BO(1/20) INT | 237476 |
| 40125182 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) EUR | 237477 |
| 84077183 | UNOMETER BAG 2L BO (75/150) INT | 300309 |
| 84062182 | UNOMETER BAG 3L BO (50/100) INT | 300333 |
| 84077183 | UNOMETER 500 BOLSAS valv. vac 2L. 75uds | 300339 |
| 84077183 | UNOMETER BAG 2L BO (75/150) INT | 300339 |
| 84061182 | UNOMETER BAG 2L (100/200) IT | 300353 |
| 84077182 | UNOMETER BAG 2L BO (75/150) IT | 300355 |
| 84062182 | UNOMETER BAG 3L BO (50/100) INT | 300412 |
| 22020184 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 2 (50/300) INT | 300478 |
| 22021184 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 3 (50/300) INT | 300479 |
| 22022184 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 4 (50/200) INT | 300480 |
| 84062182 | UNOMETER BAG 3L BO (50/100) INT | 300542 |
| 84077183 | UNOMETER 500 BOLSAS valv. vac 2L. 75uds | 300588 |
| 84021183 | UNOMETER 500 BOLSAS 1'5L. 75uds (sin val | 300590 |
| 84077183 | UNOMETER 500 BOLSAS valv. vac 2L. 75uds | 300602 |
| 40223182 | HANDYVAC U/BUNDAFTAP M/DRAEN&TROCAR CH14 | 300608 |
| 40097181 | HANDYVAC M/700 ML. POSE | 300625 |
| 40105181 | HANDYVAC CH 14 (20/ltk) | 300626 |
| 40125181 | HandyVac m/draen og trocar CH 14 | 300627 |
| 40125181 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) NEU | 300627 |
| 40160181 | HANDYVAC M/BUNDAFTAPNING CH12 | 300634 |
| 84010181 | KATETERANSATS, STERIL | 300642 |

| ALLEGATO 2: Lista di codici prodotto e numeri di lotto UE | | |
|--|--|--------------------|
| Codice prodotto | Descrizione del prodotto | Batch/Lotto |
| 40123182 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 300665 |
| 40107181 | HANDYVAC M/DRAEN, CH 18/700 ML POSE | 300678 |
| 40107181 | UNO HANDYVAC CH18 BAG W/TAP(1/20) INT | 300678 |
| 40107181 | HANDYVAC CH 18 (20/ltk) | 300678 |
| 40223183 | HANDYVAC + trocCH14 + BOLSA cerrada 20ud | 300682 |
| 40125182 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) EUR | 300686 |
| 84021183 | UNOMETER 500 BOLSAS 1'5L. 75uds (sin val | 300692 |
| 84077183 | UNOMETER 500 BOLSAS valv. vac 2L. 75uds | 300693 |
| 40105181 | HANDYVAC CH 14 (20/ltk) | 300705 |
| 40105181 | UNO HANDYVAC CH14 BAG W/TAP (1/20) INT | 300705 |
| 40123181 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 300706 |
| 40125181 | HandyVac m/draen og trocar CH 14 | 300708 |
| 40125181 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) NEU | 300708 |
| 40125182 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) EUR | 300808 |
| 40123181 | HandyVac m/draen og trocar CH 10 | 300837 |
| 40123181 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 300837 |
| 40125182 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) EUR | 300839 |
| 84077183 | UNOMETER 500 BOLSAS valv. vac 2L. 75uds | 300879 |
| 40105181 | UNO HANDYVAC CH14 BAG W/TAP (1/20) INT | 300892 |
| 40105181 | HANDYVAC CH 14 (20/ltk) | 300892 |
| 40123181 | HandyVac m/draen og trocar CH 10 | 300893 |
| 40123181 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 300893 |
| 40223182 | HANDYVAC U/BUNDAFTAP M/DRAEN&TROCAR CH14 | 300900 |
| 40223183 | HANDYVAC + trocCH14 + BOLSA cerrada 20ud | 300912 |
| 40107181 | HANDYVAC CH 18 (20/ltk) | 300921 |
| 40125181 | HandyVac m/draen og trocar CH 14 | 300922 |
| 84021183 | UNOMETER 500 BOLSAS 1'5L. 75uds (sin val | 300924 |
| 40125182 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) EUR | 300926 |
| 22020184 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 2 (50/300) INT | 300931 |
| 84062182 | UNOMETER BAG 3L BO (50/100) INT | 300934 |
| 40123182 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 301369 |
| 40105181 | HANDYVAC CH 14 (20/ltk) | 301393 |
| 40105181 | UNO HANDYVAC CH14 BAG W/TAP (1/20) INT | 301393 |
| 40107181 | HANDYVAC CH 18 (20/ltk) | 301394 |
| 40107181 | UNO HANDYVAC CH18 BAG W/TAP(1/20) INT | 301394 |
| 40123181 | HandyVac m/draen og trocar CH 10 | 301395 |
| 40123181 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 301395 |
| 40125181 | HandyVac m/draen og trocar CH 14 | 301396 |
| 84077181 | UNOMETER BAG 3L BO (75/150) INT | 301400 |
| 40160181 | HANDYVAC M/BUNDAFTAPNING CH12 | 301401 |

| ALLEGATO 2: Lista di codici prodotto e numeri di lotto UE | | |
|--|--|--------------------|
| Codice prodotto | Descrizione del prodotto | Batch/Lotto |
| 40222183 | HANDYVAC + trocCH10 + BOLSA cerrada 20ud | 301402 |
| 40223183 | HANDYVAC + trocCH14 + BOLSA cerrada 20ud | 301403 |
| 40127182 | UNO HANDYVAC CH18 MTL TROC BO(1/20) INT | 301405 |
| 40125182 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) EUR | 301407 |
| 84062182 | UNOMETER BAG 3L BO (50/100) INT | 301460 |
| 40223182 | HANDYVAC U/BUNDAFTAP M/DRAEN&TROCAR CH14 | 301489 |
| 40123182 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 301490 |
| 40127182 | UNO HANDYVAC CH18 MTL TROC BO(1/20) INT | 301497 |
| 40125182 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) EUR | 301498 |
| 22020184 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 2 (50/300) INT | 301551 |
| 84062182 | UNOMETER BAG 3L BO (50/100) INT | 301571 |
| 22021183 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 3 (1X50PK) IT | 301594 |
| 84077181 | UNOMETER BAG 3L BO (75/150) INT | 301765 |
| 40160181 | HANDYVAC M/BUNDAFTAPNING CH12 | 301766 |
| 84010181 | KATETERANSATS, STERIL | 301784 |
| 40105181 | HANDYVAC M/DRAEN, CH 14/700 ML POSE | 301785 |
| 40105181 | HANDYVAC CH 14 (20/ltk) | 301785 |
| 40123181 | HandyVac m/draen og trocar CH 10 | 301786 |
| 40123181 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 301786 |
| 40125181 | HandyVac m/draen og trocar CH 14 | 301787 |
| 40125181 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) NEU | 301787 |
| 84077182 | UNOMETER BAG 2L BO (75/150) IT | 301841 |
| 40125181 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) NEU | 302103 |
| 22032022 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 2 (50/300) ITA | 302125 |
| 40097181 | HANDYVAC M/700 ML. POSE | 302139 |
| 40107181 | HANDYVAC M/DRAEN, CH 18/700 ML POSE | 302140 |
| 40107181 | UNO HANDYVAC CH18 BAG W/TAP(1/20) INT | 302140 |
| 40107181 | HANDYVAC CH 18 (20/ltk) | 302140 |
| 40222183 | HANDYVAC + trocCH10 + BOLSA cerrada 20ud | 302144 |
| 84062182 | UNOMETER BAG 3L BO (50/100) INT | 302234 |
| 40123182 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 302277 |
| 40121182 | UNO HANDYVAC CH 08 MTL TROC BO(1/20) INT | 302286 |
| 84021183 | UNOMETER 500 BOLSAS 1'5L. 75uds (sin val | 302301 |
| 40227183 | UNO HANDYVAC CH12 MTL TROC (1/20) INT | 302448 |
| 40107181 | HANDYVAC CH 18 (20/ltk) | 302527 |
| 40123181 | HandyVac m/draen og trocar CH 10 | 302528 |
| 40123181 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 302528 |
| 40160181 | HANDYVAC M/BUNDAFTAPNING CH12 | 302533 |
| 22020182 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 2 (50/300) INT | 302541 |
| 22020184 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 2 (50/300) INT | 302557 |

| ALLEGATO 2: Lista di codici prodotto e numeri di lotto UE | | |
|--|--|--------------------|
| Codice prodotto | Descrizione del prodotto | Batch/Lotto |
| 40105181 | UNO HANDYVAC CH14 BAG W/TAP (1/20) INT | 302560 |
| 40105181 | HANDYVAC CH 14 (20/ltk) | 302560 |
| 84062182 | UNOMETER BAG 3L BO (50/100) INT | 302587 |
| 84077183 | UNOMETER 500 BOLSAS valv. vac 2L. 75uds | 302760 |
| 84077183 | UNOMETER BAG 2L BO (75/150) INT | 302760 |
| 40222183 | HANDYVAC + trocCH10 + BOLSA cerrada 20ud | 302786 |
| 40223183 | HANDYVAC + trocCH14 + BOLSA cerrada 20ud | 302787 |
| 40107181 | HANDYVAC CH 18 (20/ltk) | 302797 |
| 84077183 | UNOMETER 500 BOLSAS valv. vac 2L. 75uds | 302798 |
| 40125181 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) NEU | 302809 |
| 40227182 | UNO HANDYVAC CH12 MTL TROC WOBO 1X20 AUS | 302810 |
| 84077181 | UNOMETER BAG 3L BO (75/150) INT | 302855 |
| 22022183 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 4 (50/200) INT | 302864 |
| 40123182 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 302945 |
| 40097181 | HANDYVAC M/700 ML. POSE | 302971 |
| 40103181 | HANDYVAC M/DRAEN, CH 12/700 ML POSE | 302972 |
| 40103181 | HANDYVAC CH 12 (20/ltk) | 302972 |
| 40123181 | HandyVac m/draen og trocar CH 10 | 302973 |
| 40123181 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 302973 |
| 40125181 | HandyVac m/draen og trocar CH 14 | 302974 |
| 40125181 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) NEU | 302974 |
| 40127181 | HandyVac m/draen og trocar CH 18 | 302975 |
| 40127181 | UNO HANDYVAC CH18 MTL TROC BO(1/20) INT | 302975 |
| 84077181 | UNOMETER BAG 3L BO (75/150) INT | 302989 |
| 40160181 | HANDYVAC M/BUNDAFTAPNING CH12 | 302990 |
| 40105181 | HANDYVAC M/DRAEN, CH 14/700 ML POSE | 303009 |
| 40105181 | UNO HANDYVAC CH14 BAG W/TAP (1/20) INT | 303009 |
| 40105181 | HANDYVAC CH 14 (20/ltk) | 303009 |
| 40234182 | UNO HANDYVAC CH12 MTL TROC WOBO 1X20 INT | 303011 |
| 84077183 | UNOMETER 500 BOLSAS valv. vac 2L. 75uds | 303012 |
| 40127182 | UNO HANDYVAC CH18 MTL TROC BO(1/20) INT | 303014 |
| 40101182 | UNO HANDYVAC CH10 BAG W/TAP(1/20) INT | 303176 |
| 40105182 | UNO HANDYVAC CH14 BAG W/TAP (1/20) INT | 303177 |
| 84077181 | UNOMETER BAG 3L BO (75/150) INT | 303178 |
| 84061182 | UNOMETER BAG 2L (100/200) IT | 303297 |
| 84077182 | UNOMETER BAG 2L BO (75/150) IT | 303321 |
| 84062182 | UNOMETER BAG 3L BO (50/100) INT | 303343 |
| 84021182 | UNO URIMETER BAG 2L (75/300) IT | 303382 |
| 84010183 | UNO CONN CH04-CH18(100/800) IT | 303383 |
| 40125181 | HandyVac m/draen og trocar CH 14 | 303403 |

| ALLEGATO 2: Lista di codici prodotto e numeri di lotto UE | | |
|--|--|--------------------|
| Codice prodotto | Descrizione del prodotto | Batch/Lotto |
| 22032022 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 2 (50/300) ITA | 303407 |
| 84021183 | UNOMETER 500 BOLSAS 1'5L. 75uds (sin val | 303410 |
| 22034022 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 4 (50/200) ITA | 303414 |
| 40123182 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 303427 |
| 40227183 | HANDYVAC + trocCH12 + BOLSA cerrada 20ud | 303457 |
| 84010182 | UNO CONN CH04-CH18(100/800) INT | 303471 |
| 84062182 | UNOMETER BAG 3L BO (50/100) INT | 303501 |
| 84010182 | UNO CONN CH04-CH18(100/800) INT | 303530 |
| 40101181 | HANDYVAC M/DRAEN, CH 10/700 ML POSE | 303585 |
| 40101181 | UNO HANDYVAC CH10 BAG W/TAP (1/20) IT | 303585 |
| 40107181 | HANDYVAC M/DRAEN, CH 18/700 ML POSE | 303586 |
| 40107181 | UNO HANDYVAC CH18 BAG W/TAP(1/20) INT | 303586 |
| 40107181 | HANDYVAC CH 18 (20/ltk) | 303586 |
| 40107182 | UNO HANDYVAC CH18 BAG W/TAP(1/20) INT | 303683 |
| 40125181 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) NEU | 303686 |
| 40227182 | UNO HANDYVAC CH12 MTL TROC WOBO 1X20 AUS | 303692 |
| 22032022 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 2 (50/300) ITA | 303761 |
| 84010181 | KATETERANSATS, STERIL | 303769 |
| 22020182 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 2 (50/300) INT | 303771 |
| 22033022 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 3 (50/300) ITA | 303772 |
| 40121182 | UNO HANDYVAC CH 08 MTL TROC BO(1/20) INT | 303781 |
| 40125182 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) EUR | 303784 |
| 84077182 | UNOMETER BAG 2L BO (75/150) IT | 303956 |
| 84010181 | KATETERANSATS, STERIL | 304094 |
| 40097181 | HANDYVAC M/700 ML. POSE | 304098 |
| 40107181 | HANDYVAC CH 18 (20/ltk) | 304099 |
| 40127181 | HandyVac m/draen og trocar CH 18 | 304100 |
| 40127181 | UNO HANDYVAC CH18 MTL TROC BO(1/20) INT | 304100 |
| 40125181 | HandyVac m/draen og trocar CH 14 | 304123 |
| 40125181 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) NEU | 304123 |
| 40125181 | HANDYVAC CH14, TROAKAARI (20 KPL) | 304123 |
| 84062182 | UNOMETER BAG 3L BO (50/100) INT | 304184 |
| 40127181 | UNO HANDYVAC CH18 MTL TROC BO(1/20) INT | 304271 |
| 22055181 | NIELUPUTKI 6 st (50 kpl/ltk) | 304372 |
| 84010182 | UNO CONN CH04-CH18(100/800) INT | 304391 |
| 40123182 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 304401 |
| 84010181 | KATETERANSATS, STERIL | 304442 |
| 40105181 | HANDYVAC CH 14 (20/ltk) | 304448 |
| 40107181 | HANDYVAC M/DRAEN, CH 18/700 ML POSE | 304449 |
| 40107181 | UNO HANDYVAC CH18 BAG W/TAP(1/20) INT | 304449 |

| ALLEGATO 2: Lista di codici prodotto e numeri di lotto UE | | |
|--|--|--------------------|
| Codice prodotto | Descrizione del prodotto | Batch/Lotto |
| 40107181 | HANDYVAC CH 18 (20/ltk) | 304449 |
| 40121182 | UNO HANDYVAC CH 08 MTL TROC BO(1/20) INT | 304450 |
| 40125181 | HandyVac m/draen og trocar CH 14 | 304451 |
| 40125181 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) NEU | 304451 |
| 40127181 | HandyVac m/draen og trocar CH 18 | 304452 |
| 40127181 | UNO HANDYVAC CH18 MTL TROC BO(1/20) INT | 304452 |
| 40234182 | UNO HANDYVAC CH12 MTL TROC WOBO 1X20 INT | 304465 |
| 40160181 | HANDYVAC M/BUNDAFTAPNING CH12 | 304466 |
| 84021183 | UNOMETER 500 BOLSAS 1'5L. 75uds (sin val | 304468 |
| 84077183 | UNOMETER 500 BOLSAS valv. vac 2L. 75uds | 304470 |
| 40223183 | HANDYVAC + trocCH14 + BOLSA cerrada 20ud | 304471 |
| 84062182 | UNOMETER BAG 3L BO (50/100) INT | 304623 |
| 40103182 | UNO HANDYVAC CH12 BAG W/TAP(1/20) INT | 304702 |
| 84021183 | UNOMETER 500 BOLSAS 1'5L. 75uds (sin val | 304734 |
| 84021183 | UNOMETER 500 BOLSAS 1'5L. 75uds (sin val | 304737 |
| 40222183 | HANDYVAC + trocCH10 + BOLSA cerrada 20ud | 304738 |
| 84077183 | UNOMETER 500 BOLSAS valv. vac 2L. 75uds | 304741 |
| 40223183 | HANDYVAC + trocCH14 + BOLSA cerrada 20ud | 304763 |
| 84062182 | UNOMETER BAG 3L BO (50/100) INT | 304798 |
| 84077181 | UNOMETER BAG 3L BO (75/150) INT | 305018 |
| 40107181 | HANDYVAC M/DRAEN, CH 18/700 ML POSE | 305035 |
| 40107181 | UNO HANDYVAC CH18 BAG W/TAP(1/20) INT | 305035 |
| 40107181 | HANDYVAC CH 18 (20/ltk) | 305035 |
| 40123182 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 305036 |
| 40125182 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) EUR | 305037 |
| 40105181 | UNO HANDYVAC CH14 BAG W/TAP (1/20) INT | 305053 |
| 40121182 | UNO HANDYVAC CH 08 MTL TROC BO(1/20) INT | 305054 |
| 40101181 | HANDYVAC M/DRAEN, CH 10/700 ML POSE | 305409 |
| 40101181 | UNO HANDYVAC CH10 BAG W/TAP (1/20) IT | 305409 |
| 40101181 | HANDYVAC CH 10 (20/ltk) | 305409 |
| 40101182 | UNO HANDYVAC CH10 BAG W/TAP(1/20) INT | 305410 |
| 40103181 | HANDYVAC M/DRAEN, CH 12/700 ML POSE | 305411 |
| 40103181 | HANDYVAC CH 12 (20/ltk) | 305411 |
| 40105181 | HANDYVAC M/DRAEN, CH 14/700 ML POSE | 305412 |
| 40105181 | UNO HANDYVAC CH14 BAG W/TAP (1/20) INT | 305412 |
| 40105181 | HANDYVAC CH 14 (20/ltk) | 305412 |
| 40107181 | HANDYVAC CH 18 (20/ltk) | 305413 |
| 40121182 | UNO HANDYVAC CH 08 MTL TROC BO(1/20) INT | 305414 |
| 40123182 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 305415 |
| 40125181 | HandyVac m/draen og trocar CH 14 | 305416 |

| ALLEGATO 2: Lista di codici prodotto e numeri di lotto UE | | |
|--|--|--------------------|
| Codice prodotto | Descrizione del prodotto | Batch/Lotto |
| 40125181 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) NEU | 305416 |
| 40125181 | HANDYVAC CH14, TROAKAARI (20 KPL) | 305416 |
| 40125182 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) EUR | 305417 |
| 40127181 | HandyVac m/draen og trocar CH 18 | 305418 |
| 40127181 | UNO HANDYVAC CH18 MTL TROC BO(1/20) INT | 305418 |
| 40127182 | UNO HANDYVAC CH18 MTL TROC BO(1/20) INT | 305419 |
| 40160181 | HANDYVAC M/BUNDAFTAPNING CH12 | 305425 |
| 84010181 | KATETERANSATS, STERIL | 305438 |
| 84021183 | UNOMETER 500 BOLSAS 1'5L. 75uds (sin val | 305441 |
| 84062182 | UNOMETER BAG 3L BO (50/100) INT | 305444 |
| 84077181 | UNOMETER BAG 3L BO (75/150) INT | 305446 |
| 84077183 | UNOMETER 500 BOLSAS valv. vac 2L. 75uds | 305447 |
| 40101181 | HANDYVAC CH 10 (20/ltk) | 305737 |
| 40105181 | HANDYVAC M/DRAEN, CH 14/700 ML POSE | 305738 |
| 40105181 | UNO HANDYVAC CH14 BAG W/TAP (1/20) INT | 305738 |
| 40107181 | HANDYVAC M/DRAEN, CH 18/700 ML POSE | 305739 |
| 40107181 | UNO HANDYVAC CH18 BAG W/TAP(1/20) INT | 305739 |
| 40107181 | HANDYVAC CH 18 (20/ltk) | 305739 |
| 40125181 | HandyVac m/draen og trocar CH 14 | 305740 |
| 40125181 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) NEU | 305740 |
| 40127181 | HandyVac m/draen og trocar CH 18 | 305741 |
| 40160181 | HANDYVAC M/BUNDAFTAPNING CH12 | 305745 |
| 40223182 | HANDYVAC U/BUNDAFTAP M/DRAEN&TROCAR CH14 | 305747 |
| 84010181 | KATETERANSATS, STERIL | 305756 |
| 84077181 | UNOMETER BAG 3L BO (75/150) INT | 305760 |
| 40127182 | UNO HANDYVAC CH18 MTL TROC BO(1/20) INT | 305766 |
| 40223182 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC WOBO 1X20 AUS | 306028 |
| 84061182 | UNOMETER BAG 2L (100/200) IT | 306059 |
| 84062182 | UNOMETER BAG 3L BO (50/100) INT | 306060 |
| 84077182 | UNOMETER BAG 2L BO (75/150) IT | 306061 |
| 40101182 | UNO HANDYVAC CH10 BAG W/TAP(1/20) INT | 306194 |
| 40127182 | UNO HANDYVAC CH18 MTL TROC BO(1/20) INT | 306195 |
| 84010181 | KATETERANSATS, STERIL | 306197 |
| 40234182 | UNO HANDYVAC CH12 MTL TROC WOBO 1X20 INT | 306221 |
| 40101181 | UNO HANDYVAC CH10 BAG W/TAP (1/20) IT | 306346 |
| 40101181 | HANDYVAC CH 10 (20/ltk) | 306346 |
| 40127181 | HandyVac m/draen og trocar CH 18 | 306347 |
| 84010181 | KATETERANSATS, STERIL | 306358 |
| 40101181 | HANDYVAC CH 10 (20/ltk) | 306452 |
| 40101181 | UNO HANDYVAC CH10 BAG W/TAP (1/20) IT | 306452 |

| ALLEGATO 2: Lista di codici prodotto e numeri di lotto UE | | |
|--|--|--------------------|
| Codice prodotto | Descrizione del prodotto | Batch/Lotto |
| 40101181 | UNO HANDYVAC CH10 BAG W/TAP (1/20) IT | 306635 |
| 40101181 | HANDYVAC CH 10 (20/ltk) | 306635 |
| 84077182 | UNOMETER BAG 2L BO (75/150) IT | 306644 |
| 84077183 | UNOMETER 500 BOLSAS valv. vac 2L. 75uds | 306645 |
| 40101181 | UNO HANDYVAC CH10 BAG W/TAP (1/20) IT | 306857 |
| 40101181 | HANDYVAC CH 10 (20/ltk) | 306857 |
| 40123181 | HandyVac m/draen og trocar CH 10 | 306858 |
| 40123181 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 306858 |
| 40123181 | HANDYVAC CH10, TROAKAARI (20 KPL) | 306858 |
| 40127182 | UNO HANDYVAC CH18 MTL TROC BO(1/20) INT | 306859 |
| 40097181 | HANDYVAC M/700 ML. POSE | 306874 |
| 84010182 | UNO CONN CH04-CH18(100/800) INT | 306875 |
| 84077181 | UNOMETER BAG 3L BO (75/150) INT | 306876 |
| 40097181 | HANDYVAC M/700 ML. POSE | 307109 |
| 40101181 | UNO HANDYVAC CH10 BAG W/TAP (1/20) IT | 307110 |
| 40101181 | HANDYVAC CH 10 (20/ltk) | 307110 |
| 40101182 | UNO HANDYVAC CH10 BAG W/TAP(1/20) INT | 307111 |
| 40103182 | UNO HANDYVAC CH12 BAG W/TAP(1/20) INT | 307112 |
| 40105181 | UNO HANDYVAC CH14 BAG W/TAP (1/20) INT | 307113 |
| 40105181 | HANDYVAC CH 14 (20/ltk) | 307113 |
| 40123181 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 307114 |
| 40123182 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 307115 |
| 40160181 | HANDYVAC M/BUNDAFTAPNING CH12 | 307117 |
| 84062182 | UNOMETER BAG 3L BO (50/100) INT | 307131 |
| 84077181 | UNOMETER BAG 3L BO (75/150) INT | 307133 |
| 84077183 | UNOMETER 500 BOLSAS valv. vac 2L. 75uds | 307134 |
| 40101181 | UNO HANDYVAC CH10 BAG W/TAP (1/20) IT | 307353 |
| 40101181 | HANDYVAC CH 10 (20/ltk) | 307353 |
| 40105181 | HANDYVAC M/DRAEN, CH 14/700 ML POSE | 307354 |
| 40105181 | UNO HANDYVAC CH14 BAG W/TAP (1/20) INT | 307354 |
| 40105181 | HANDYVAC CH 14 (20/ltk) | 307354 |
| 40107181 | HANDYVAC M/DRAEN, CH 18/700 ML POSE | 307355 |
| 40107181 | UNO HANDYVAC CH18 BAG W/TAP(1/20) INT | 307355 |
| 40107181 | HANDYVAC CH 18 (20/ltk) | 307355 |
| 84061182 | UNOMETER BAG 2L (100/200) IT | 307364 |
| 84077182 | UNOMETER BAG 2L BO (75/150) IT | 307366 |
| 84077183 | UNOMETER 500 BOLSAS valv. vac 2L. 75uds | 307367 |
| 40105182 | UNO HANDYVAC CH14 BAG W/TAP (1/20) INT | 307379 |
| 40160181 | HANDYVAC M/BUNDAFTAPNING CH12 | 307411 |
| 40234182 | UNO HANDYVAC CH12 MTL TROC WOBO 1X20 INT | 307412 |

| ALLEGATO 2: Lista di codici prodotto e numeri di lotto UE | | |
|--|--|--------------------|
| Codice prodotto | Descrizione del prodotto | Batch/Lotto |
| 40097181 | HANDYVAC M/700 ML. POSE | 307561 |
| 40123181 | HandyVac m/draen og trocar CH 10 | 307562 |
| 40123181 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 307562 |
| 40123182 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 307563 |
| 40125182 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) EUR | 307564 |
| 40127182 | UNO HANDYVAC CH18 MTL TROC BO(1/20) INT | 307565 |
| 40223183 | HANDYVAC + trocarCH14 + BOLSA cerrada 20ud | 307568 |
| 40235182 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC WOBO 1X20 INT | 307569 |
| 84077183 | UNOMETER 500 BOLSAS valv. vac 2L. 75uds | 307581 |
| 22033022 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 3 (50/300) ITA | 307582 |
| 40097181 | HANDYVAC M/700 ML. POSE | 307757 |
| 40123181 | HandyVac m/draen og trocar CH 10 | 307758 |
| 40123181 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 307758 |
| 40125181 | HandyVac m/draen og trocar CH 14 | 307759 |
| 40125181 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) NEU | 307759 |
| 40125181 | HANDYVAC CH14, TROKAARI (20 KPL) | 307759 |
| 84010181 | KATETERANSATS, STERIL | 307774 |
| 84062182 | UNOMETER BAG 3L BO (50/100) INT | 307778 |
| 40101182 | UNO HANDYVAC CH10 BAG W/TAP(1/20) INT | 307791 |
| 40123182 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 307792 |
| 84077183 | UNOMETER 500 BOLSAS valv. vac 2L. 75uds | 307794 |
| 40222183 | HANDYVAC + trocarCH10 + BOLSA cerrada 20ud | 308155 |
| 40223183 | HANDYVAC + trocarCH14 + BOLSA cerrada 20ud | 308157 |
| 84021183 | UNOMETER 500 BOLSAS 1'5L. 75uds (sin val | 308169 |
| 84077182 | UNOMETER BAG 2L BO (75/150) IT | 308173 |
| 84077183 | UNOMETER 500 BOLSAS valv. vac 2L. 75uds | 308174 |
| 40105181 | HANDYVAC M/DRAEN, CH 14/700 ML POSE | 308181 |
| 40105181 | UNO HANDYVAC CH14 BAG W/TAP (1/20) INT | 308181 |
| 40235182 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC WOBO 1X20 INT | 308187 |
| 40227182 | UNO HANDYVAC CH12 MTL TROC WOBO 1X20 AUS | 308309 |
| 40107181 | UNO HANDYVAC CH18 BAG W/TAP(1/20) INT | 308385 |
| 40107181 | HANDYVAC CH 18 (20/ltk) | 308385 |
| 84062182 | UNOMETER BAG 3L BO (50/100) INT | 308392 |
| 40223183 | HANDYVAC + trocarCH14 + BOLSA cerrada 20ud | 308446 |
| 84010182 | UNO CONN CH04-CH18(100/800) INT | 308449 |
| 84077181 | UNOMETER BAG 3L BO (75/150) INT | 308451 |
| 84077183 | UNOMETER 500 BOLSAS valv. vac 2L. 75uds | 308452 |
| 84077183 | UNOMETER BAG 2L BO (75/150) INT | 308452 |
| 40121182 | UNO HANDYVAC CH 08 MTL TROC BO(1/20) INT | 308454 |
| 40101181 | UNO HANDYVAC CH10 BAG W/TAP (1/20) IT | 308461 |

| ALLEGATO 2: Lista di codici prodotto e numeri di lotto UE | | |
|--|--|--------------------|
| Codice prodotto | Descrizione del prodotto | Batch/Lotto |
| 40101181 | HANDYVAC CH 10 (20/ltk) | 308461 |
| 40121182 | UNO HANDYVAC CH 08 MTL TROC BO(1/20) INT | 308626 |
| 40125182 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) EUR | 308627 |
| 40234182 | UNO HANDYVAC CH12 MTL TROC WOBO 1X20 INT | 308628 |
| 40227182 | UNO HANDYVAC CH12 MTL TROC WOBO 1X20 AUS | 308664 |
| 40097181 | HANDYVAC M/700 ML. POSE | 308807 |
| 40101182 | UNO HANDYVAC CH10 BAG W/TAP(1/20) INT | 308808 |
| 40105181 | UNO HANDYVAC CH14 BAG W/TAP (1/20) INT | 308809 |
| 40105181 | HANDYVAC CH 14 (20/ltk) | 308809 |
| 40125181 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) NEU | 308810 |
| 40127181 | HANDYVAC CH18, TROAKAARI (20 KPL) | 308811 |
| 40160181 | HANDYVAC M/BUNDAFTAPNING CH12 | 308814 |
| 40223182 | HANDYVAC U/BUNDAFTAP M/DRAEN&TROC CAR CH14 | 308816 |
| 40223182 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC WOBO 1X20 AUS | 308816 |
| 84010181 | KATETERANSATS, STERIL | 308822 |
| 84077181 | UNOMETER BAG 3L BO (75/150) INT | 308825 |
| 22034022 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 4 (50/200) ITA | 308837 |
| 40227182 | UNO HANDYVAC CH12 MTL TROC WOBO 1X20 AUS | 308846 |
| 40123181 | HandyVac m/draen og trocar CH 10 | 308972 |
| 40123181 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 308972 |
| 84010182 | UNO CONN CH04-CH18(100/800) INT | 308976 |
| 84062182 | UNOMETER BAG 3L BO (50/100) INT | 308979 |
| 40125181 | HandyVac m/draen og trocar CH 14 | 309003 |
| 40125181 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) NEU | 309003 |
| 22032022 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 2 (50/300) ITA | 309129 |
| 40105181 | HANDYVAC M/DRAEN, CH 14/700 ML POSE | 309181 |
| 40105181 | UNO HANDYVAC CH14 BAG W/TAP (1/20) INT | 309181 |
| 40107181 | HANDYVAC M/DRAEN, CH 18/700 ML POSE | 309182 |
| 40107182 | UNO HANDYVAC CH18 BAG W/TAP(1/20) INT | 309183 |
| 40223183 | HANDYVAC + trocCH14 + BOLSA cerrada 20ud | 309185 |
| 40227182 | UNO HANDYVAC CH12 MTL TROC WOBO 1X20 AUS | 309186 |
| 84077183 | UNOMETER 500 BOLSAS valv. vac 2L. 75uds | 309193 |
| 84077183 | UNOMETER BAG 2L BO (75/150) INT | 309193 |
| 40097181 | HANDYVAC M/700 ML. POSE | 309226 |
| 40101181 | HANDYVAC M/DRAEN, CH 10/700 ML POSE | 309227 |
| 40101181 | UNO HANDYVAC CH10 BAG W/TAP (1/20) IT | 309227 |
| 40101181 | HANDYVAC CH 10 (20/ltk) | 309227 |
| 40103181 | HANDYVAC M/DRAEN, CH 12/700 ML POSE | 309228 |
| 40103181 | HANDYVAC CH 12 (20/ltk) | 309228 |
| 40127181 | HandyVac m/draen og trocar CH 18 | 309229 |

| ALLEGATO 2: Lista di codici prodotto e numeri di lotto UE | | |
|--|---|--------------------|
| Codice prodotto | Descrizione del prodotto | Batch/Lotto |
| 40127181 | UNO HANDYVAC CH18 MTL TROC BO(1/20) INT | 309229 |
| 84010181 | KATETERANSATS, STERIL | 309236 |
| 40121182 | UNO HANDYVAC CH 08 MTL TROC BO(1/20) INT | 309422 |
| 40123182 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 309423 |
| 40125182 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) EUR | 309424 |
| 40127182 | UNO HANDYVAC CH18 MTL TROC BO(1/20) INT | 309425 |
| 84010182 | UNO CONN CH04-CH18(100/800) INT | 309454 |
| 40127182 | UNO HANDYVAC CH18 MTL TROC BO(1/20) INT | 309563 |
| 45 951 1S-50 | UNO PLEURA PUNCTURE (1/20) INT | 309567 |
| 22032022 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 2 (50/300) ITA | 309599 |
| 40097181 | HANDYVAC M/700 ML. POSE | 309665 |
| 40101182 | UNO HANDYVAC CH10 BAG W/TAP(1/20) INT | 309666 |
| 40105181 | HANDYVAC M/DRAEN, CH 14/700 ML POSE | 309667 |
| 40105181 | UNO HANDYVAC CH14 BAG W/TAP (1/20) INT | 309667 |
| 40105181 | HANDYVAC CH 14 (20/ltk) | 309667 |
| 40107181 | HANDYVAC M/DRAEN, CH 18/700 ML POSE | 309668 |
| 40107181 | HANDYVAC CH 18 (20/ltk) | 309668 |
| 40123182 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 309669 |
| 40125181 | HandyVac m/draen og trocar CH 14 | 309670 |
| 40125181 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) NEU | 309670 |
| 40127181 | HandyVac m/draen og trocar CH 18 | 309671 |
| 40127181 | UNO HANDYVAC CH18 MTL TROC BO(1/20) INT | 309671 |
| 40127181 | HANDYVAC CH18, TROAKAARI (20 KPL) | 309671 |
| 40160181 | HANDYVAC M/BUNDAFTAPNING CH12 | 309674 |
| 40223182 | HANDYVAC U/BUNDAFTAP M/DRAEN&TROCAR CH14 | 309676 |
| 40223182 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC WOBO 1X20 AUS | 309676 |
| 40223183 | HANDYVAC + trocar CH14 + BOLSA cerrada 20ud | 309677 |
| 40235182 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC WOBO 1X20 INT | 309680 |
| 84010181 | KATETERANSATS, STERIL | 309691 |
| 84062182 | UNOMETER BAG 3L BO (50/100) INT | 309694 |
| 84077181 | UNOMETER BAG 3L BO (75/150) INT | 309696 |
| 84077183 | UNOMETER 500 BOLSAS valv. vac 2L. 75uds | 309697 |
| 84077183 | UNOMETER BAG 2L BO (75/150) INT | 309697 |
| 40097181 | HANDYVAC M/700 ML. POSE | 309885 |
| 40125181 | HandyVac m/draen og trocar CH 14 | 309886 |
| 40127181 | HandyVac m/draen og trocar CH 18 | 309887 |
| 40127181 | UNO HANDYVAC CH18 MTL TROC BO(1/20) INT | 309887 |
| 40127181 | HANDYVAC CH18, TROAKAARI (20 KPL) | 309887 |
| 40101182 | UNO HANDYVAC CH10 BAG W/TAP(1/20) INT | 309916 |
| 40107181 | HANDYVAC M/DRAEN, CH 18/700 ML POSE | 309917 |

| ALLEGATO 2: Lista di codici prodotto e numeri di lotto UE | | |
|--|--|--------------------|
| Codice prodotto | Descrizione del prodotto | Batch/Lotto |
| 40123182 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 309918 |
| 40125182 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) EUR | 309919 |
| 84010181 | KATETERANSATS, STERIL | 309923 |
| 22033022 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 3 (50/300) ITA | 309932 |
| 22034022 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 4 (50/200) ITA | 309933 |
| 40097181 | HANDYVAC M/700 ML. POSE | 310091 |
| 40105181 | HANDYVAC M/DRAEN, CH 14/700 ML POSE | 310092 |
| 40105181 | HANDYVAC CH 14 (20/ltk) | 310092 |
| 40107181 | HANDYVAC CH 18 (20/ltk) | 310093 |
| 40123182 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 310094 |
| 40125181 | HandyVac m/draen og trocar CH 14 | 310095 |
| 40125182 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) EUR | 310096 |
| 40222183 | HANDYVAC + trocCH10 + BOLSA cerrada 20ud | 310099 |
| 40223183 | HANDYVAC + trocCH14 + BOLSA cerrada 20ud | 310100 |
| 84010182 | UNO CONN CH04-CH18(100/800) INT | 310112 |
| 84062182 | UNOMETER BAG 3L BO (50/100) INT | 310117 |
| 84077181 | UNOMETER BAG 3L BO (75/150) INT | 310119 |
| 84077183 | UNOMETER 500 BOLSAS valv. vac 2L. 75uds | 310120 |
| 40184182 | UNO HANDYVAC CH16 MTL TROCAR BO(1/20) IT | 310144 |
| 40123182 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 310391 |
| 40125181 | HandyVac m/draen og trocar CH 14 | 310392 |
| 40125181 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) NEU | 310392 |
| 40125181 | HANDYVAC CH14, TROKAARI (20 KPL) | 310392 |
| 84077183 | UNOMETER 500 BOLSAS valv. vac 2L. 75uds | 310403 |
| 40097181 | HANDYVAC M/700 ML. POSE | 310405 |
| 40101182 | UNO HANDYVAC CH10 BAG W/TAP(1/20) INT | 310406 |
| 40127181 | HandyVac m/draen og trocar CH 18 | 310423 |
| 40127181 | UNO HANDYVAC CH18 MTL TROC BO(1/20) INT | 310423 |
| 40123182 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 310578 |
| 40103182 | UNO HANDYVAC CH12 BAG W/TAP(1/20) INT | 310597 |
| 40123181 | HandyVac m/draen og trocar CH 10 | 310598 |
| 40123181 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 310598 |
| 84062182 | UNOMETER BAG 3L BO (50/100) INT | 310603 |
| 22020184 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 2 (50/300) INT | 310605 |
| 22021184 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 3 (50/300) INT | 310606 |
| 40097181 | HANDYVAC M/700 ML. POSE | 310786 |
| 40105181 | UNO HANDYVAC CH14 BAG W/TAP (1/20) INT | 310787 |
| 40105181 | HANDYVAC CH 14 (20/ltk) | 310787 |
| 40123181 | HandyVac m/draen og trocar CH 10 | 310788 |
| 40123181 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 310788 |

| ALLEGATO 2: Lista di codici prodotto e numeri di lotto UE | | |
|--|--|--------------------|
| Codice prodotto | Descrizione del prodotto | Batch/Lotto |
| 40125181 | HandyVac m/draen og trocar CH 14 | 310789 |
| 40125181 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) NEU | 310789 |
| 40125181 | HANDYVAC CH14, TROAKAARI (20 KPL) | 310789 |
| 40127181 | HandyVac m/draen og trocar CH 18 | 310790 |
| 40127181 | HANDYVAC CH18, TROAKAARI (20 KPL) | 310790 |
| 40160181 | HANDYVAC M/BUNDAFTAPNING CH12 | 310793 |
| 84010181 | KATETERANSATS, STERIL | 310805 |
| 84062182 | UNOMETER BAG 3L BO (50/100) INT | 310824 |
| 84077181 | UNOMETER BAG 3L BO (75/150) INT | 310825 |
| 22032022 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 2 (50/300) ITA | 310976 |
| 22033022 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 3 (50/300) ITA | 310977 |
| 40097181 | HANDYVAC M/700 ML. POSE | 311012 |
| 40103181 | HANDYVAC CH 12 (20/ltk) | 311013 |
| 40123182 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 311014 |
| 84021183 | UNOMETER 500 BOLSAS 1'5L. 75uds (sin val | 311019 |
| 84061182 | UNOMETER BAG 2L (100/200) IT | 311022 |
| 84077182 | UNOMETER BAG 2L BO (75/150) IT | 311023 |
| 40121182 | UNO HANDYVAC CH 08 MTL TROC BO(1/20) INT | 311032 |
| 40107181 | HANDYVAC CH 18 (20/ltk) | 311186 |
| 84021182 | UNO URIMETER BAG 2L (75/300) IT | 311190 |
| 84062182 | UNOMETER BAG 3L BO (50/100) INT | 311201 |
| 22032022 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 2 (50/300) ITA | 311326 |
| 22033022 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 3 (50/300) ITA | 311327 |
| 40105181 | HANDYVAC M/DRAEN, CH 14/700 ML POSE | 311367 |
| 40105181 | UNO HANDYVAC CH14 BAG W/TAP (1/20) INT | 311367 |
| 40105181 | HANDYVAC CH 14 (20/ltk) | 311367 |
| 40107181 | HANDYVAC M/DRAEN, CH 18/700 ML POSE | 311368 |
| 40107181 | UNO HANDYVAC CH18 BAG W/TAP(1/20) INT | 311368 |
| 40107181 | HANDYVAC CH 18 (20/ltk) | 311368 |
| 40160181 | HANDYVAC M/BUNDAFTAPNING CH12 | 311369 |
| 40101181 | HANDYVAC M/DRAEN, CH 10/700 ML POSE | 311437 |
| 40101181 | UNO HANDYVAC CH10 BAG W/TAP (1/20) IT | 311437 |
| 40101181 | HANDYVAC CH 10 (20/ltk) | 311437 |
| 84077182 | UNOMETER BAG 2L BO (75/150) IT | 311571 |
| 22020184 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 2 (50/300) INT | 311680 |
| 22021184 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 3 (50/300) INT | 311681 |
| 22022184 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 4 (50/200) INT | 311682 |
| 40222183 | HANDYVAC + trocCH10 + BOLSA cerrada 20ud | 311699 |
| 40223183 | HANDYVAC + trocCH14 + BOLSA cerrada 20ud | 311700 |
| 84021183 | UNOMETER 500 BOLSAS 1'5L. 75uds (sin val | 311702 |

| ALLEGATO 2: Lista di codici prodotto e numeri di lotto UE | | |
|--|--|--------------------|
| Codice prodotto | Descrizione del prodotto | Batch/Lotto |
| 40101181 | HANDYVAC M/DRAEN, CH 10/700 ML POSE | 311717 |
| 40101181 | UNO HANDYVAC CH10 BAG W/TAP (1/20) IT | 311717 |
| 40101181 | HANDYVAC CH 10 (20/ltk) | 311717 |
| 40121182 | UNO HANDYVAC CH 08 MTL TROC BO(1/20) INT | 311718 |
| 40125182 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) EUR | 311735 |
| 84077183 | UNOMETER 500 BOLSAS valv. vac 2L. 75uds | 311737 |
| 40105181 | UNO HANDYVAC CH14 BAG W/TAP (1/20) INT | 312059 |
| 40105181 | HANDYVAC CH 14 (20/ltk) | 312059 |
| 40107182 | UNO HANDYVAC CH18 BAG W/TAP(1/20) INT | 312060 |
| 40123182 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 312062 |
| 40127181 | HandyVac m/draen og trocar CH 18 | 312063 |
| 40127181 | UNO HANDYVAC CH18 MTL TROC BO(1/20) INT | 312063 |
| 40227182 | UNO HANDYVAC CH12 MTL TROC WOBO 1X20 AUS | 312067 |
| 40235182 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC WOBO 1X20 INT | 312069 |
| 40103181 | HANDYVAC CH 12 (20/ltk) | 312108 |
| 84010182 | UNO CONN CH04-CH18(100/800) INT | 312205 |
| 40125181 | HandyVac m/draen og trocar CH 14 | 312251 |
| 40125181 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) NEU | 312251 |
| 40125181 | HANDYVAC CH14, TROAKAARI (20 KPL) | 312251 |
| 84021183 | UNOMETER 500 BOLSAS 1'5L. 75uds (sin val | 312360 |
| 22021183 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 3 (1X50PK) IT | 312370 |
| 40101182 | UNO HANDYVAC CH10 BAG W/TAP(1/20) INT | 312386 |
| 84077183 | UNOMETER 500 BOLSAS valv. vac 2L. 75uds | 312390 |
| 40171183 | UNO HANDYVAC CH16 BAG W/TAP (1X1PK) IT | 312475 |
| 40223182 | HANDYVAC U/BUNDAFTAP M/DRAEN&TROC CAR CH14 | 312498 |
| 40223182 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC WOBO 1X20 AUS | 312498 |
| 84021183 | UNOMETER 500 BOLSAS 1'5L. 75uds (sin val | 312501 |
| 22020183 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 2 (1X50PK) IT | 312629 |
| 40105181 | HANDYVAC M/DRAEN, CH 14/700 ML POSE | 312715 |
| 40105181 | UNO HANDYVAC CH14 BAG W/TAP (1/20) INT | 312715 |
| 40105181 | HANDYVAC CH 14 (20/ltk) | 312715 |
| 40107181 | HANDYVAC M/DRAEN, CH 18/700 ML POSE | 312716 |
| 40107181 | HANDYVAC CH 18 (20/ltk) | 312716 |
| 40127182 | UNO HANDYVAC CH18 MTL TROC BO(1/20) INT | 312717 |
| 84062182 | UNOMETER BAG 3L BO (50/100) INT | 312733 |
| 22033022 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 3 (50/300) ITA | 312870 |
| 84010182 | UNO CONN CH04-CH18(100/800) INT | 312884 |
| 84010181 | KATETERANSATS, STERIL | 312891 |
| 40107181 | HANDYVAC M/DRAEN, CH 18/700 ML POSE | 313032 |
| 40107181 | UNO HANDYVAC CH18 BAG W/TAP(1/20) INT | 313032 |

| ALLEGATO 2: Lista di codici prodotto e numeri di lotto UE | | |
|--|--|--------------------|
| Codice prodotto | Descrizione del prodotto | Batch/Lotto |
| 40107181 | HANDYVAC CH 18 (20/ltk) | 313032 |
| 84010181 | KATETERANSATS, STERIL | 313038 |
| 84077183 | UNOMETER 500 BOLSAS valv. vac 2L. 75uds | 313041 |
| 22021183 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 3 (1X50PK) IT | 313054 |
| 40123182 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 313311 |
| 40107181 | HANDYVAC CH 18 (20/ltk) | 313343 |
| 40105181 | HANDYVAC M/DRAEN, CH 14/700 ML POSE | 313470 |
| 40105181 | UNO HANDYVAC CH14 BAG W/TAP (1/20) INT | 313470 |
| 84010181 | KATETERANSATS, STERIL | 313479 |
| 84061182 | UNOMETER BAG 2L (100/200) IT | 313481 |
| 84077182 | UNOMETER BAG 2L BO (75/150) IT | 313482 |
| 84077182 | UNO UNOMETER BAG 2L BO (75/150) IT | 313482 |
| 40125181 | HandyVac m/draen og trocar CH 14 | 313500 |
| 40125181 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) NEU | 313500 |
| 84010182 | UNO CONN CH04-CH18(100/800) INT | 313798 |
| 84077183 | UNOMETER 500 BOLSAS valv. vac 2L. 75uds | 313799 |
| 40097181 | HANDYVAC M/700 ML. POSE | 313825 |
| 84077182 | UNOMETER BAG 2L BO (75/150) IT | 313828 |
| 84077182 | UNO UNOMETER BAG 2L BO (75/150) IT | 313828 |
| 40101181 | UNO HANDYVAC CH10 BAG W/TAP (1/20) IT | 313845 |
| 40101181 | HANDYVAC CH 10 (20/ltk) | 313845 |
| 40101181 | HANDYVAC M/DRAEN, CH 10/700 ML POSE | 313845 |
| 40103181 | HANDYVAC M/DRAEN, CH 12/700 ML POSE | 313846 |
| 40103181 | HANDYVAC CH 12 (20/ltk) | 313846 |
| 40121182 | UNO HANDYVAC CH 08 MTL TROC BO(1/20) INT | 313847 |
| 40125181 | HandyVac m/draen og trocar CH 14 | 313848 |
| 40127181 | HandyVac m/draen og trocar CH 18 | 313849 |
| 40127181 | UNO HANDYVAC CH18 MTL TROC BO(1/20) INT | 313849 |
| 40127181 | HANDYVAC CH18, TROAKAARI (20 KPL) | 313849 |
| 40107181 | HANDYVAC M/DRAEN, CH 18/700 ML POSE | 314075 |
| 40107181 | UNO HANDYVAC CH18 BAG W/TAP(1/20) INT | 314075 |
| 40107181 | HANDYVAC CH 18 (20/ltk) | 314075 |
| 40123182 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 314077 |
| 40103182 | UNO HANDYVAC CH12 BAG W/TAP(1/20) INT | 314099 |
| 84062182 | UNOMETER BAG 3L BO (50/100) INT | 314100 |
| 22020182 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 2 (50/300) INT | 314111 |
| 22020183 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 2 (1X50PK) IT | 314112 |
| 22054182 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 5 (50/200) INT | 314114 |
| 40097181 | HANDYVAC M/700 ML. POSE | 314271 |
| 40123181 | HandyVac m/draen og trocar CH 10 | 314274 |

| ALLEGATO 2: Lista di codici prodotto e numeri di lotto UE | | |
|--|--|--------------------|
| Codice prodotto | Descrizione del prodotto | Batch/Lotto |
| 40123181 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 314274 |
| 84077183 | UNOMETER 500 BOLSAS valv. vac 2L. 75uds | 314290 |
| 84077183 | UNOMETER BAG 2L BO (75/150) INT | 314290 |
| 40101182 | UNO HANDYVAC CH10 BAG W/TAP(1/20) INT | 314459 |
| 84077183 | UNOMETER 500 BOLSAS valv. vac 2L. 75uds | 314583 |
| 22032022 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 2 (50/300) ITA | 314764 |
| 40099181 | HANDYVAC CH 8 (20/ltk) | 314863 |
| 84010183 | UNO CONN CH04-CH18(100/800) IT | 314883 |
| 40105182 | UNO HANDYVAC CH14 BAG W/TAP (1/20) INT | 315047 |
| 40105181 | HANDYVAC M/DRAEN, CH 14/700 ML POSE | 315170 |
| 40105181 | UNO HANDYVAC CH14 BAG W/TAP (1/20) INT | 315170 |
| 84077181 | UNOMETER BAG 3L BO (75/150) INT | 315188 |
| 40227182 | UNO HANDYVAC CH12 MTL TROC WOBO 1X20 AUS | 315244 |
| 40107182 | UNO HANDYVAC CH18 BAG W/TAP(1/20) INT | 315397 |
| 40125181 | HandyVac m/draen og trocar CH 14 | 315541 |
| 40125181 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) NEU | 315541 |
| 84010181 | KATETERANSATS, STERIL | 315554 |
| 84062182 | UNOMETER BAG 3L BO (50/100) INT | 315597 |
| 84021183 | UNOMETER 500 BOLSAS 1'5L. 75uds (sin val | 315672 |
| 84021183 | UNO URIMETER BAG 2L (75/300) INT | 315672 |
| 84077183 | UNOMETER 500 BOLSAS valv. vac 2L. 75uds | 315682 |
| 84077183 | UNOMETER BAG 2L BO (75/150) INT | 315682 |
| 22020183 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 2 (1X50PK) IT | 315745 |
| 22021183 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 3 (1X50PK) IT | 315746 |
| 84021182 | UNO URIMETER BAG 2L (75/300) IT | 218437 |
| 84061182 | UNOMETER BAG 2L (100/200) IT | 316293 |
| 84021182 | UNO URIMETER BAG 2L (75/300) IT | 304154 |
| 84021182 | UNO URIMETER BAG 2L (75/300) IT | 308337 |
| 40105181 | HANDYVAC M/DRAEN, CH 14/700 ML POSE | 316306 |
| 40105181 | UNO HANDYVAC CH14 BAG W/TAP (1/20) INT | 316306 |
| 40105181 | HANDYVAC CH 14 (20/ltk) | 316306 |
| 40160181 | HANDYVAC M/BUNDAFTAPNING CH12 | 316308 |
| 84077183 | UNOMETER 500 BOLSAS valv. vac 2L. 75uds | 316442 |
| 22033022 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 3 (50/300) ITA | 316550 |
| 40105181 | HANDYVAC M/DRAEN, CH 14/700 ML POSE | 316569 |
| 40105181 | UNO HANDYVAC CH14 BAG W/TAP (1/20) INT | 316569 |
| 40105181 | HANDYVAC CH 14 (20/ltk) | 316569 |
| 84062182 | UNOMETER BAG 3L BO (50/100) INT | 316577 |
| 40125181 | HandyVac m/draen og trocar CH 14 | 316769 |
| 40125181 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) NEU | 316769 |

| ALLEGATO 2: Lista di codici prodotto e numeri di lotto UE | | |
|--|--|--------------------|
| Codice prodotto | Descrizione del prodotto | Batch/Lotto |
| 40125181 | HANDYVAC CH14, TROKAARI (20 KPL) | 316769 |
| 40222183 | HANDYVAC + trocCH10 + BOLSA cerrada 20ud | 316772 |
| 40223182 | HANDYVAC U/BUNDAFTAP M/DRAEN&TROCAR CH14 | 316773 |
| 40234182 | UNO HANDYVAC CH12 MTL TROC WOBO 1X20 INT | 316775 |
| 40121182 | UNO HANDYVAC CH 08 MTL TROC BO(1/20) INT | 316817 |
| 40123182 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 316818 |
| 40160181 | HANDYVAC M/BUNDAFTAPNING CH12 | 316820 |
| 40160181 | UNO HANDYVAC CH12 MTL TROC BO(1/20) INT | 316820 |
| 84077182 | UNOMETER BAG 2L BO (75/150) IT | 316825 |
| 84077182 | UNO UNOMETER BAG 2L BO (75/150) IT | 316825 |
| 40097181 | HANDYVAC M/700 ML. POSE | 316986 |
| 84010182 | UNO CONN CH04-CH18(100/800) INT | 317016 |
| 40107181 | HANDYVAC M/DRAEN, CH 18/700 ML POSE | 317117 |
| 40107181 | UNO HANDYVAC CH18 BAG W/TAP(1/20) INT | 317117 |
| 40107181 | HANDYVAC CH 18 (20/ltk) | 317117 |
| 40125181 | HandyVac m/draen og trocar CH 14 | 317118 |
| 40125181 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) NEU | 317118 |
| 40125181 | HANDYVAC CH14, TROKAARI (20 KPL) | 317118 |
| 40097181 | HANDYVAC M/700 ML. POSE | 317308 |
| 40223183 | HANDYVAC + trocCH14 + BOLSA cerrada 20ud | 317504 |
| 84010181 | KATETERANSATS, STERIL | 317508 |
| 22020183 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 2 (50/300) IT | 317716 |
| 22020183 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 2 (1X50PK) IT | 317716 |
| 45 951 1S-50 | UNO PLEURA PUNCTURE (1/20) INT | 317791 |
| 84062182 | UNOMETER BAG 3L BO (50/100) INT | 317991 |
| 84077182 | UNOMETER BAG 2L BO (75/150) IT | 317992 |
| 84077182 | UNO UNOMETER BAG 2L BO (75/150) IT | 317992 |
| 84077183 | UNOMETER 500 BOLSAS valv. vac 2L. 75uds | 318069 |
| 40099181 | HANDYVAC CH 8 (20/ltk) | 318168 |
| 40101182 | UNO HANDYVAC CH10 BAG W/TAP(1/20) INT | 318456 |
| 40127181 | HandyVac m/draen og trocar CH 18 | 318525 |
| 40127181 | UNO HANDYVAC CH18 MTL TROC BO(1/20) INT | 318525 |
| 22022183 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 4 (50/200) INT | 318604 |
| 22021182 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 3 (50/300) INT | 318758 |
| 84077183 | UNOMETER 500 BOLSAS valv. vac 2L. 75uds | 318781 |
| 84061182 | UNOMETER BAG 2L (100/200) IT | 319365 |
| 22022183 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 4 (50/200) INT | 319385 |
| 84062182 | UNOMETER BAG 3L BO (50/100) INT | 319449 |
| 84010181 | KATETERANSATS, STERIL | 319796 |
| 40103182 | UNO HANDYVAC CH12 BAG W/TAP(1/20) INT | 319816 |

| ALLEGATO 2: Lista di codici prodotto e numeri di lotto UE | | |
|--|--|--------------------|
| Codice prodotto | Descrizione del prodotto | Batch/Lotto |
| 40121182 | UNO HANDYVAC CH 08 MTL TROC BO(1/20) INT | 319817 |
| 40123181 | HandyVac m/draen og trocar CH 10 | 319818 |
| 40123181 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 319818 |
| 40123181 | HANDYVAC CH10, TROAKAARI (20 KPL) | 319818 |
| 40123181 | HandyVac m/draen og trocar CH 10 | 319819 |
| 40123181 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 319819 |
| 40125182 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) EUR | 319820 |
| 40125182 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) EUR | 319821 |
| 40127182 | UNO HANDYVAC CH18 MTL TROC BO(1/20) INT | 319822 |
| 40223182 | HANDYVAC U/BUNDAFTAP M/DRAEN&TROC CAR CH14 | 319825 |
| 40223182 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC WOBO 1X20 AUS | 319825 |
| 40223183 | HANDYVAC + trocCH14 + BOLSA cerrada 20ud | 319826 |
| 40227182 | HANDYVAC U/BUNDAFTAPNING CH12 | 319828 |
| 40227182 | UNO HANDYVAC CH12 MTL TROC WOBO 1X20 AUS | 319828 |
| 40235182 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC WOBO 1X20 INT | 319829 |
| 40101181 | HANDYVAC M/DRAEN, CH 10/700 ML POSE | 319830 |
| 40101181 | UNO HANDYVAC CH10 BAG W/TAP (1/20) IT | 319830 |
| 40101181 | HANDYVAC CH 10 (20/ltk) | 319830 |
| 40097181 | HANDYVAC M/700 ML. POSE | 319962 |
| 40123182 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 320024 |
| 40222183 | HANDYVAC + trocCH10 + BOLSA cerrada 20ud | 320284 |
| 84077182 | UNO UNOMETER BAG 2L BO (75/150) IT | 320287 |
| 22020183 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 2 (1X50PK) IT | 320337 |
| 40125182 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) EUR | 320347 |
| 40123182 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 320437 |
| 84062182 | UNOMETER BAG 3L BO (50/100) INT | 320558 |
| 40103182 | UNO HANDYVAC CH12 BAG W/TAP(1/20) INT | 320572 |
| 40101182 | UNO HANDYVAC CH10 BAG W/TAP(1/20) INT | 320582 |
| 40127181 | HandyVac m/draen og trocar CH 18 | 320679 |
| 40127181 | HANDYVAC CH18, TROAKAARI (20 KPL) | 320679 |
| 40103181 | HANDYVAC M/DRAEN, CH 12/700 ML POSE | 320728 |
| 84077183 | UNOMETER 500 BOLSAS valv. vac 2L. 75uds | 320835 |
| 84010182 | UNO CONN CH04-CH18(100/800) INT | 320846 |
| 22037182 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 000 (100/300) INT | 320897 |
| 40105182 | UNO HANDYVAC CH14 BAG W/TAP (1/20) INT | 320994 |
| 84061182 | UNOMETER BAG 2L (100/200) IT | 320995 |
| 40105181 | HANDYVAC M/DRAEN, CH 14/700 ML POSE | 321027 |
| 40105181 | UNO HANDYVAC CH14 BAG W/TAP (1/20) INT | 321027 |
| 40105181 | HANDYVAC CH 14 (20/ltk) | 321027 |
| 40107182 | UNO HANDYVAC CH18 BAG W/TAP(1/20) INT | 321028 |

| ALLEGATO 2: Lista di codici prodotto e numeri di lotto UE | | |
|--|--|--------------------|
| Codice prodotto | Descrizione del prodotto | Batch/Lotto |
| 84062182 | UNOMETER BAG 3L BO (50/100) INT | 321163 |
| 40107181 | HANDYVAC CH 18 (20/ltk) | 321211 |
| 40123182 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 321212 |
| 40125182 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) EUR | 321213 |
| 40127181 | UNO HANDYVAC CH18 MTL TROC BO(1/20) INT | 321214 |
| 40127181 | HandyVac m/draen og trocar CH 18 | 321214 |
| 40127181 | HANDYVAC CH18, TROAKAARI (20 KPL) | 321214 |
| 40127182 | UNO HANDYVAC CH18 MTL TROC BO(1/20) INT | 321215 |
| 22020182 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 2 (50/300) INT | 321407 |
| 22021182 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 3 (50/300) INT | 321408 |
| 40105181 | HANDYVAC M/DRAEN, CH 14/700 ML POSE | 321487 |
| 40105181 | UNO HANDYVAC CH14 BAG W/TAP (1/20) INT | 321487 |
| 40105181 | HANDYVAC CH 14 (20/ltk) | 321487 |
| 40127181 | HandyVac m/draen og trocar CH 18 | 321488 |
| 40127181 | HANDYVAC CH18, TROAKAARI (20 KPL) | 321488 |
| 84061182 | UNOMETER BAG 2L (100/200) IT | 321505 |
| 40107181 | HANDYVAC M/DRAEN, CH 18/700 ML POSE | 321528 |
| 40107181 | UNO HANDYVAC CH18 BAG W/TAP(1/20) INT | 321528 |
| 40107181 | HANDYVAC CH 18 (20/ltk) | 321528 |
| 40121182 | UNO HANDYVAC CH 08 MTL TROC BO(1/20) INT | 321640 |
| 40125182 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) EUR | 321641 |
| 40235182 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC WOBO 1X20 INT | 321644 |
| 40097181 | HANDYVAC M/700 ML. POSE | 321690 |
| 22020183 | UNO GUEDEL AIRWAY SIZE 2 (50/300) IT | 321694 |
| 84010182 | UNO CONN CH04-CH18(100/800) INT | 321887 |
| 84077182 | UNOMETER BAG 2L BO (75/150) IT | 321924 |
| 84077182 | UNO UNOMETER BAG 2L BO (75/150) IT | 321924 |
| 84077181 | UNOMETER BAG 3L BO (75/150) INT | 322228 |
| 40160181 | HANDYVAC M/BUNDAFTAPNING CH12 | 322411 |
| 84077183 | UNOMETER 500 BOLSAS valv. vac 2L. 75uds | 322418 |
| 40127181 | HandyVac m/draen og trocar CH 18 | 322428 |
| 40127181 | UNO HANDYVAC CH18 MTL TROC BO(1/20) INT | 322428 |
| 40127181 | HANDYVAC CH18, TROAKAARI (20 KPL) | 322428 |
| 40160181 | HANDYVAC M/BUNDAFTAPNING CH12 | 322886 |
| 40227182 | HANDYVAC U/BUNDAFTAPNING CH12 | 322891 |
| 40227182 | UNO HANDYVAC CH12 MTL TROC WOBO 1X20 AUS | 322891 |
| 84077182 | UNO UNOMETER BAG 2L BO (75/150) IT | 322898 |
| 40123182 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 322917 |
| 40223182 | HANDYVAC U/BUNDAFTAP M/DRAEN&TROC CAR CH14 | 322941 |
| 40223182 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC WOBO 1X20 AUS | 322941 |

| ALLEGATO 2: Lista di codici prodotto e numeri di lotto UE | | |
|--|--|--------------------|
| Codice prodotto | Descrizione del prodotto | Batch/Lotto |
| 84062182 | UNOMETER BAG 3L BO (50/100) INT | 322972 |
| 40121182 | UNO HANDYVAC CH 08 MTL TROC BO(1/20) INT | 323025 |
| 40097181 | HANDYVAC M/700 ML. POSE | 323288 |
| 84061182 | UNOMETER BAG 2L (100/200) IT | 323383 |
| 84077183 | UNOMETER 500 BOLSAS valv. vac 2L. 75uds | 323552 |
| 84077182 | UNOMETER BAG 2L BO (75/150) IT | 323599 |
| 84077182 | UNO UNOMETER BAG 2L BO (75/150) IT | 323599 |
| 40105181 | HANDYVAC M/DRAEN, CH 14/700 ML POSE | 323702 |
| 40105181 | UNO HANDYVAC CH14 BAG W/TAP (1/20) INT | 323702 |
| 40105181 | HANDYVAC CH 14 (20/ltk) | 323702 |
| 84077181 | UNOMETER BAG 3L BO (75/150) INT | 323705 |
| 40227183 | HANDYVAC + trocCH12 + BOLSA cerrada 20ud | 323710 |
| 40223182 | HANDYVAC U/BUNDAFTAP M/DRAEN&TROC CAR CH14 | 323893 |
| 40223182 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC WOBO 1X20 AUS | 323893 |
| 84062182 | UNOMETER BAG 3L BO (50/100) INT | 323897 |
| 40227182 | UNO HANDYVAC CH12 MTL TROC WOBO 1X20 AUS | 324189 |
| 84077183 | UNOMETER 500 BOLSAS valv. vac 2L. 75uds | 324192 |
| 40107182 | UNO HANDYVAC CH18 BAG W/TAP(1/20) INT | 324205 |
| 40125181 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) NEU | 324206 |
| 40105181 | HANDYVAC M/DRAEN, CH 14/700 ML POSE | 324363 |
| 40105181 | UNO HANDYVAC CH14 BAG W/TAP (1/20) INT | 324363 |
| 40105181 | HANDYVAC CH 14 (20/ltk) | 324363 |
| 40125182 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) EUR | 324373 |
| 40121182 | UNO HANDYVAC CH 08 MTL TROC BO(1/20) INT | 324407 |
| 40123182 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 324459 |
| 40125181 | HandyVac m/draen og trocar CH 14 | 324619 |
| 40125181 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) NEU | 324619 |
| 40125181 | HANDYVAC CH14, TROAKAARI (20 KPL) | 324619 |
| 84010181 | KATETERANSATS, STERIL | 324627 |
| 84010181 | UNO CONN CH04-CH18(100/800) INT | 324627 |
| 40227182 | UNO HANDYVAC CH12 MTL TROC WOBO 1X20 AUS | 324706 |
| 40107181 | HANDYVAC CH 18 (20/ltk) | 324737 |
| 84077183 | UNOMETER 500 BOLSAS valv. vac 2L. 75uds | 324857 |
| 40101181 | UNO HANDYVAC CH10 BAG W/TAP (1/20) IT | 325020 |
| 40101181 | HANDYVAC CH 10 (20/ltk) | 325020 |
| 84077182 | UNOMETER BAG 2L BO (75/150) IT | 325035 |
| 84077182 | UNO UNOMETER BAG 2L BO (75/150) IT | 325035 |
| 40103182 | UNO HANDYVAC CH12 BAG W/TAP(1/20) INT | 325052 |
| 40101182 | UNO HANDYVAC CH10 BAG W/TAP(1/20) INT | 325408 |
| 40125183 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) IT | 325409 |

ALLEGATO 2: Lista di codici prodotto e numeri di lotto UE

| Codice prodotto | Descrizione del prodotto | Batch/Lotto |
|------------------------|--|--------------------|
| 40223182 | HANDYVAC U/BUNDAFTAP M/DRAEN&TROCAR CH14 | 325410 |
| 40105181 | HANDYVAC M/DRAEN, CH 14/700 ML POSE | 325429 |
| 40105181 | UNO HANDYVAC CH14 BAG W/TAP (1/20) INT | 325429 |
| 40121182 | UNO HANDYVAC CH 08 MTL TROC BO(1/20) INT | 325818 |
| 40125181 | HandyVac m/draen og trocar CH 14 | 326205 |
| 40125181 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) NEU | 326205 |
| 40125181 | HANDYVAC CH14, TROAKAARI (20 KPL) | 326205 |
| 40105181 | UNO HANDYVAC CH14 BAG W/TAP (1/20) INT | 326619 |
| 40123182 | UNO HANDYVAC CH10 METAL TROC BO(1/20) IT | 326778 |
| 40160181 | HANDYVAC M/BUNDAFTAPNING CH12 | 326780 |
| 40107181 | HANDYVAC M/DRAEN, CH 18/700 ML POSE | 327459 |
| 40107181 | UNO HANDYVAC CH18 BAG W/TAP(1/20) INT | 327459 |
| 40125181 | UNO HANDYVAC CH14 MTL TROC BO(1/20) NEU | 327942 |
| 40227182 | UNO HANDYVAC CH12 MTL TROC WOBO 1X20 AUS | 328440 |