

26 novembre 2019

**URGENTE:** AZIONE CORRETTIVA DI SICUREZZA

**HydroCoil® Sistema embolico (HES) e sistema di spirale  
MicroPlex® Spirale di embolizzazione endovascolare (MCS)**

Gentile cliente,

MicroVention sta avviando un'azione correttiva di sicurezza volontaria (Voluntary Field Safety Corrective Action, FSCA) per i prodotti di embolizzazione endovascolare HydroCoil Sistema embolico (HydroCoil Embolic System, HES) e MicroPlex Sistema di spirale (MicroPlex Coil System, MCS). I nostri dati indicano che Lei potrebbe avere ricevuto prodotti appartenenti a un determinato lotto/a determinati lotti di prodotti per embolizzazione endovascolare HES e MCS in cui un numero limitato di prodotti potrebbe essere privo della spirale di impianto. Nell'Allegato 1 viene fornito un elenco dei lotti che possono essere interessati da questo problema.

Questi prodotti sono destinati all'embolizzazione endovascolare di aneurismi intracranici, nonché di altre anomalie neurovascolari, fra cui le malformazioni artero-venose e le fistole artero-venose. Questi prodotti sono, inoltre, destinati all'occlusione vascolare dei vasi sanguigni all'interno del sistema neurovascolare al fine di ostacolare in modo permanente l'afflusso di sangue a un aneurisma o a un'altra malformazione vascolare e per le embolizzazioni arteriali e venose nella vascolarizzazione periferica.

MicroVention ha ricevuto sei (6) reclami correlati a dispositivi privi della spirale di impianto. Non sono stati segnalati al fabbricante eventi avversi relativi a spirali mancanti. MicroVention continuerà a monitorare eventuali eventi avversi correlati al problema.

Le IFU (Instructions for Use, Istruzioni per l'uso) dei prodotti identificano una serie di fasi di verifica che devono essere eseguite prima dell'applicazione della spirale di impianto, compreso il controllo del prodotto per individuare eventuali irregolarità o danni e il monitoraggio della posizione del marker radiopaco e della presenza dell'impianto.

Se le fasi di verifica non vengono eseguite secondo le IFU, l'utente potrebbe potenzialmente far avanzare nel sistema neurovascolare un sistema di applicazione privo di impianto, cosa che può causare lesioni ai vasi e relative complicanze. L'azienda ha concluso che la possibilità che questo si verifichi è remota.

Eseguire immediatamente la procedura seguente:

1. Identificare l'elenco dei prodotti interessati nell'inventario e sospendere l'uso dei prodotti elencati.
2. Rendere conto dei prodotti utilizzati\*.
3. Completare l'apposito modulo "**MODULO DI CONFERMA E RICONCILIAZIONE**" e restituirlo al contatto indicato di seguito. Per istruzioni riguardo la restituzione di eventuali prodotti, rivolgersi all'assistenza clienti.

*\*La Quantità utilizzata comprende i prodotti che sono stati utilizzati, aperti per errore, restituiti al produttore nell'ambito di reclami sul prodotto, o smaltiti.*

Per ulteriori informazioni, rivolgersi al contatto MicroVention:

Julie Lopez  
Senior Manager QA/RA EMEA  
MicroVention Europe SARL, un'azienda del gruppo TERUMO  
20 Quater rue Schnapper, 78100 Saint-Germain-en-Laye, Francia  
Tel: +33 (0)1 39 21 12 12  
E-mail: [julie.lopez-genest@microvention.com](mailto:julie.lopez-genest@microvention.com)

Siamo spiacenti per eventuali inconvenienti che questa azione potrebbe causarLe e La ringraziamo per la Sua comprensione mentre ci adoperiamo al fine di garantire la sicurezza dei pazienti e la soddisfazione dei clienti.

Cordiali saluti.

**Irina Kulinets, PhD, RAC**  
**Vice Presidente Senior Affari regolatori, Ricerca clinica e Qualità**  
MicroVention Inc., un'azienda del gruppo **TERUMO**

In allegato:

- Allegato 1 – Elenco dei lotti di prodotti potenzialmente interessati
- Allegato 2 – Modulo di conferma e riconciliazione

**AZIONE CORRETTIVA DI SICUREZZA DEL DISTRIBUTORE  
MODULO DI CONFERMA E RICONCILIAZIONE**

NOME DEL DISTRIBUTORE: \_\_\_\_\_

INDIRIZZO: \_\_\_\_\_

N° DI TELEFONO DI CONTATTO DEL DISTRIBUTORE: \_\_\_\_\_

Abbiamo letto e compreso la lettera di Azione correttiva di sicurezza inviata da MicroVention Inc. riguardo i prodotti di embolizzazione endovascolare HydroCoil® sistema embolico (HES) e MicroPlex® sistema di spirale (MCS). Abbiamo immediatamente trasmesso questa lettera di Azione correttiva di sicurezza ai clienti interessati, abbiamo richiesto ai clienti interessati di completare il modulo di Conferma e riconciliazione dell'Azione correttiva di sicurezza del cliente e abbiamo organizzato in maniera appropriata la restituzione di tutte le unità inutilizzate.

Abbiamo controllato le nostre scorte e restituiremo la quantità indicata nella tabella seguente.

| N° catalogo | N° lotto | Quantità ricevuta | Quantità utilizzata* | Quantità da restituire |
|-------------|----------|-------------------|----------------------|------------------------|
|             |          |                   |                      |                        |
|             |          |                   |                      |                        |
|             |          |                   |                      |                        |
|             |          |                   |                      |                        |
|             |          |                   |                      |                        |
|             |          |                   |                      |                        |
|             |          |                   |                      |                        |
|             |          |                   |                      |                        |
|             |          |                   |                      |                        |

*\*La Quantità utilizzata comprende i prodotti che sono stati utilizzati, aperti per errore, resi al produttore nell'ambito di reclami sul prodotto, o smaltiti.*

|   |       |      |
|---|-------|------|
|   |       |      |
| Nome del rappresentante (nome in stampatello) | Firma | Data |

INVIARE PER E-MAIL IL MODULO COMPILATO a [mvxportcustomerservice@microvention.com](mailto:mvxportcustomerservice@microvention.com).

**Per il prodotto reso – il nostro servizio clienti fornirà le istruzioni per la restituzione dei prodotti.**

----- Solo utilizzo interno (di seguito) -----

N° RGA: \_\_\_\_\_

| ProductDescription     | Catalog Number                 | LotID          | GTIN           |                |
|------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| HydroFrame 10 Advanced | MV-00408HHFA                   | 1905175YF      | 04987350988195 |                |
|                        | MV-00510HHFA                   | 1905105YF      | 04987350988218 |                |
|                        | MV-00515HHFA                   | 1905175YF      | 04987350988232 |                |
|                        |                                | 1905205YF      | 04987350988232 |                |
|                        | MV-00619HHFA                   | 1905035YF      | 04987350988270 |                |
|                        |                                | 1905175YF      | 04987350988270 |                |
|                        | HydroFrame 10 Framing Coil VTA | 100306HFRM-V   | 1903135WF      | 00816777023490 |
|                        |                                |                | 1903155WF      | 00816777023490 |
| 100405HFRM-V           |                                | 1903015WF      | 00816777023506 |                |
|                        |                                | 1903085WF      | 00816777023506 |                |
|                        |                                | 1904225PF      | 00816777023506 |                |
|                        |                                | 1905155WF      | 00816777023506 |                |
| 100408HFRM-V           |                                | 1903015WF      | 00816777023513 |                |
|                        |                                | 1903065WF      | 00816777023513 |                |
|                        |                                | 1903085WF      | 00816777023513 |                |
|                        |                                | 1903155WF      | 00816777023513 |                |
|                        |                                | 1903225WF      | 00816777023513 |                |
|                        |                                | 1904225PF      | 00816777023513 |                |
| 100410HFRM-V           |                                | 1903085WF      | 00816777026200 |                |
|                        |                                | 1904055WF      | 00816777026200 |                |
| 100415HFRM-V           |                                | 1904105WF      | 00816777026217 |                |
|                        |                                | 1904225PF      | 00816777026217 |                |
|                        |                                | 1905035WF      | 00816777026217 |                |
| 100510HFRM-V           |                                | 1903015WF      | 00816777023520 |                |
|                        |                                | 1903185WF      | 00816777023520 |                |
|                        |                                | 1904175WF      | 00816777023520 |                |
|                        |                                | 1905155WF      | 00816777023520 |                |
| 100515HFRM-V           |                                | 1903015WF      | 00816777023537 |                |
|                        |                                | 1903085WF      | 00816777023537 |                |
|                        |                                | 1903185WF      | 00816777023537 |                |
|                        |                                | 1904105WF      | 00816777023537 |                |
|                        |                                | 1904175WF      | 00816777023537 |                |
|                        |                                | 1904225PF      | 00816777023537 |                |
|                        |                                | 1904225WF      | 00816777023537 |                |
|                        |                                | 1904245WF      | 00816777023537 |                |
| 1905085WF              |                                | 00816777023537 |                |                |
| 100612HFRM-V           |                                | 1903185WF      | 00816777023544 |                |
|                        |                                | 1903225WF      | 00816777023544 |                |
|                        |                                | 1905205WF      | 00816777023544 |                |
| 100619HFRM-V           |                                | 1903065WF      | 00816777023551 |                |
|                        |                                | 1903185WF      | 00816777023551 |                |
|                        |                                | 1903225WF      | 00816777023551 |                |
|                        |                                | 1905155WF      | 00816777023551 |                |

| ProductDescription            | Catalog Number                        | LotID               | GTIN           |                |
|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|
|                               | <b>100715HFRM-V</b>                   | 1903045WF           | 00816777023568 |                |
|                               |                                       | 1903115WF           | 00816777023568 |                |
|                               |                                       | 1903135WF           | 00816777023568 |                |
|                               |                                       | 1903185WF           | 00816777023568 |                |
|                               | <b>100728HFRM-V</b>                   | 1903015WF           | 00816777023575 |                |
|                               |                                       | 1903085WF           | 00816777023575 |                |
|                               |                                       | 1905155WF           | 00816777023575 |                |
|                               | <b>100817HFRM-V</b>                   | 1903045WF           | 00816777023582 |                |
|                               |                                       | 1903135WF           | 00816777023582 |                |
|                               |                                       | 1905155WF           | 00816777023582 |                |
|                               | <b>100833HFRM-V</b>                   | 1903015WF           | 00816777023599 |                |
|                               |                                       | 1903045WF           | 00816777023599 |                |
|                               |                                       | 1903085WF           | 00816777023599 |                |
|                               |                                       | 1905155WF           | 00816777023599 |                |
|                               |                                       | 1905205WF           | 00816777023599 |                |
|                               | <b>100931HFRM-V</b>                   | 1903085WF           | 00816777023605 |                |
|                               |                                       | 1903185WF           | 00816777023605 |                |
|                               |                                       | 1904225PF           | 00816777023605 |                |
|                               |                                       | 1905155WF           | 00816777023605 |                |
|                               | <b>101036HFRM-V</b>                   | 1903015WF           | 00816777023612 |                |
| 1904225PF                     |                                       | 00816777023612      |                |                |
| 1905155WF                     |                                       | 00816777023612      |                |                |
| <b>HydroFrame 18 Advanced</b> | <b>MV-80619HHFA</b>                   | 1904175X7           | 04987350988379 |                |
|                               |                                       | 1904175Y7           | 04987350988379 |                |
|                               |                                       | 1905065X7           | 04987350988379 |                |
|                               |                                       | 1905085Y7           | 04987350988379 |                |
|                               | <b>MV-80827HHFA</b>                   | 1904175X7           | 04987350988416 |                |
|                               |                                       | 1904225Y7           | 04987350988416 |                |
|                               |                                       | 1905065X7           | 04987350988416 |                |
|                               | <b>MV-80931HHFA</b>                   | 1905065X7           | 04987350988430 |                |
|                               | <b>MV-81036HHFA</b>                   | 1904175Y7           | 04987350988454 |                |
|                               | <b>HydroFrame 18 Framing Coil VTA</b> | <b>180723HFRM-V</b> | 1904175P7      | 00816777023780 |
| 1904175W7                     |                                       |                     | 00816777023780 |                |
| 1904225W7                     |                                       |                     | 00816777023780 |                |
| 1905025W7                     |                                       |                     | 00816777023780 |                |
| 1905035W7                     |                                       |                     | 00816777023780 |                |
| 1905225W7                     |                                       |                     | 00816777023780 |                |
| <b>180931HFRM-V</b>           |                                       | 1904225P7           | 00816777023803 |                |
|                               |                                       | 1904225W7           | 00816777023803 |                |
|                               |                                       | 1905025W7           | 00816777023803 |                |
|                               |                                       | 1905225W7           | 00816777023803 |                |
| <b>181644HFRM-V</b>           |                                       | 1905025W7           | 00816777023872 |                |
|                               |                                       | 1905155W7           | 00816777023872 |                |
|                               |                                       |                     | 1903015UF      | 00812636026961 |

| ProductDescription             | Catalog Number      | LotID          | GTIN           |
|--------------------------------|---------------------|----------------|----------------|
| <b>HydroFrame Framing Coil</b> | <b>100306HFRM-V</b> | 1903065UF      | 00812636026961 |
|                                |                     | 1903065ZF      | 00812636026961 |
|                                |                     | 1903085UF      | 00812636026961 |
|                                |                     | 1903135UF      | 00812636026961 |
|                                |                     | 1903155NF      | 00810170019524 |
|                                |                     | 1903205UF      | 00812636026961 |
|                                |                     | 1904015UF      | 00812636026961 |
|                                |                     | 1904035UF      | 00812636026961 |
|                                |                     | 1904155UF      | 00812636026961 |
|                                |                     | 1904175UF      | 00812636026961 |
|                                |                     | 1904225UF      | 00812636026961 |
|                                |                     | 1904245UF      | 00812636026961 |
|                                |                     | 1904265UF      | 00812636026961 |
|                                |                     | 1905085UF      | 00812636026961 |
|                                |                     | 1905105UF      | 00812636026961 |
|                                |                     | 1905135UF      | 00812636026961 |
|                                |                     | 1905155UF      | 00812636026961 |
|                                |                     | 1905175UF      | 00812636026961 |
|                                | <b>100408HFRM-V</b> | 1903015UF      | 00812636026985 |
|                                |                     | 1903135UF      | 00812636026985 |
|                                |                     | 1903205UF      | 00812636026985 |
|                                |                     | 1903225UF      | 00812636026985 |
|                                |                     | 1904175UF      | 00812636026985 |
|                                |                     | 1904225UF      | 00812636026985 |
|                                |                     | 1904245UF      | 00812636026985 |
|                                |                     | 1904265UF      | 00812636026985 |
|                                |                     | 1904295UF      | 00812636026985 |
|                                |                     | 1905025UF      | 00812636026985 |
|                                |                     | 1905085UF      | 00812636026985 |
|                                |                     | 1905135UF      | 00812636026985 |
|                                | 1905155UF           | 00812636026985 |                |
|                                | <b>100412HFRM-V</b> | 1903205UF      | 00816777025876 |
|                                |                     | 1903225UF      | 00816777025876 |
|                                |                     | 1904015UF      | 00816777025876 |
|                                |                     | 1904035UF      | 00816777025876 |
|                                |                     | 1904055UF      | 00816777025876 |
| 1904155UF                      |                     | 00816777025876 |                |
| 1904175UF                      |                     | 00816777025876 |                |
| 1904225UF                      |                     | 00816777025876 |                |
| 1904245UF                      |                     | 00816777025876 |                |
| 1904265UF                      |                     | 00816777025876 |                |
| 1904295UF                      |                     | 00816777025876 |                |
| 1905155UF                      |                     | 00816777025876 |                |
| 1905205UF                      | 00816777025876      |                |                |

| ProductDescription | Catalog Number      | LotID          | GTIN           |
|--------------------|---------------------|----------------|----------------|
|                    |                     | 1905225UF      | 00816777025876 |
|                    | <b>100510HFRM-V</b> | 1905205RF      | 00810170013911 |
|                    | <b>100515HFRM-V</b> | 1903085UF      | 00812636027012 |
|                    |                     | 1903135UF      | 00812636027012 |
|                    |                     | 1903155UF      | 00812636027012 |
|                    |                     | 1903205UF      | 00812636027012 |
|                    |                     | 1903225UF      | 00812636027012 |
|                    |                     | 1904015UF      | 00812636027012 |
|                    |                     | 1904035UF      | 00812636027012 |
|                    |                     | 1904055UF      | 00812636027012 |
|                    |                     | 1904175UF      | 00812636027012 |
|                    |                     | 1904175ZF      | 00812636027012 |
|                    |                     | 1904225UF      | 00812636027012 |
|                    |                     | 1904245UF      | 00812636027012 |
|                    |                     | 1904265UF      | 00812636027012 |
|                    |                     | 1904295UF      | 00812636027012 |
|                    |                     | 1905085UF      | 00812636027012 |
|                    |                     | 1905105UF      | 00812636027012 |
|                    |                     | 1905135UF      | 00812636027012 |
|                    | 1905155UF           | 00812636027012 |                |
|                    | 1905225UF           | 00812636027012 |                |
|                    | <b>100519HFRM-V</b> | 1905155UF      | 00816777025883 |
|                    | <b>100619HFRM-V</b> | 1903085UF      | 00812636027043 |
|                    |                     | 1903155UF      | 00812636027043 |
|                    |                     | 1903225UF      | 00812636027043 |
|                    |                     | 1904155UF      | 00812636027043 |
|                    |                     | 1904175UF      | 00812636027043 |
|                    |                     | 1904225UF      | 00812636027043 |
|                    |                     | 1904245UF      | 00812636027043 |
|                    | <b>100623HFRM-V</b> | 1903115UF      | 00816777025890 |
|                    | <b>100715HFRM-V</b> | 1903155QF      | 00810170013973 |
|                    | <b>100728HFRM-V</b> | 1904225UF      | 00812636027074 |
|                    | <b>100833HFRM-V</b> | 1904055UF      | 00812636027098 |
|                    |                     | 1904225UF      | 00812636027098 |
|                    | <b>100931HFRM-V</b> | 1903205UF      | 00812636027104 |
|                    |                     | 1904015UF      | 00812636027104 |
|                    |                     | 1904035UF      | 00812636027104 |
|                    |                     | 1904265UF      | 00812636027104 |
|                    |                     | 1904295UF      | 00812636027104 |
|                    | <b>101036HFRM-V</b> | 1904175UF      | 00812636027111 |
|                    | <b>181644HFRM-V</b> | 1905035R7      | 00810170015205 |
|                    | <b>100102HFRM-V</b> | 1903045W6      | 00816777026439 |
|                    |                     | 1903135W6      | 00816777026439 |
|                    |                     | 1903085W6      | 00816777026453 |

| ProductDescription  | Catalog Number      | LotID          | GTIN           |
|---------------------|---------------------|----------------|----------------|
| HydroSoft 3D        | <b>100152HFRM-V</b> | 1903185P6      | 00816777026453 |
|                     |                     | 1903185W6      | 00816777026453 |
|                     | <b>100153HFRM-V</b> | 1903135W6      | 00816777026460 |
|                     | <b>100154HFRM-V</b> | 1903015W6      | 00816777026477 |
|                     |                     | 1903205W6      | 00816777026477 |
|                     |                     | 1903225W6      | 00816777026477 |
|                     |                     | 1904225P6      | 00816777026477 |
|                     |                     | 1904225W6      | 00816777026477 |
|                     | <b>100202HFRM-V</b> | 1903065W6      | 00816777026484 |
|                     |                     | 1903085W6      | 00816777026484 |
|                     |                     | 1903135W6      | 00816777026484 |
|                     | <b>100203HFRM-V</b> | 1903085W6      | 00816777026491 |
|                     | <b>100206HFRM-V</b> | 1903065W6      | 00816777026514 |
|                     |                     | 1903085W6      | 00816777026514 |
|                     | <b>100208HFRM-V</b> | 1903065W6      | 00816777026521 |
|                     | <b>100254HFRM-V</b> | 1903045W6      | 00816777026538 |
|                     |                     | 1903085W6      | 00816777026538 |
|                     |                     | 1903115W6      | 00816777026538 |
|                     | <b>100256HFRM-V</b> | 1903045W6      | 00816777026545 |
|                     |                     | 1903225W6      | 00816777026545 |
|                     | <b>100304HFRM-V</b> | 1903085W6      | 00816777026569 |
|                     | <b>100308HFRM-V</b> | 1903065W6      | 00816777026583 |
|                     |                     | 1903085W6      | 00816777026583 |
|                     |                     | 1903115W6      | 00816777026583 |
|                     |                     | 1903155W6      | 00816777026583 |
|                     |                     | 1903205W6      | 00816777026583 |
|                     | <b>MV-00202HHTA</b> | 1903065Y6      | 04987350006578 |
|                     |                     | 1903205Y6      | 04987350006578 |
| 1903225Y6           |                     | 04987350006578 |                |
| <b>MV-00203HHTA</b> |                     | 1903085Y6      | 04987350006295 |
|                     |                     | 1903225Y6      | 04987350006295 |
|                     |                     | 1904155Y6      | 04987350006295 |
|                     |                     | 1905085X6      | 04987350006295 |
|                     |                     | 1905085Y6      | 04987350006295 |
|                     |                     | 1905105Y6      | 04987350006295 |
|                     | 1905175Y6           | 04987350006295 |                |
|                     | 1905205Y6           | 04987350006295 |                |
| 1905225Y6           | 04987350006295      |                |                |
| <b>MV-00204HHTA</b> | 1903085Y6           | 04987350006592 |                |
|                     | 1904155X6           | 04987350006592 |                |
|                     | 1904155Y6           | 04987350006592 |                |
|                     | 1905085Y6           | 04987350006592 |                |
|                     | 1905105Y6           | 04987350006592 |                |
|                     |                     | 1905135Y6      | 04987350006592 |



| ProductDescription | Catalog Number      | LotID          | GTIN           |
|--------------------|---------------------|----------------|----------------|
|                    |                     | 1905205Y6      | 04987350006592 |
|                    |                     | 1905225Y6      | 04987350006592 |
|                    | <b>MV-00206HHTA</b> | 1904015Y6      | 04987350006615 |
|                    |                     | 1904155X6      | 04987350006615 |
|                    |                     | 1905025Y6      | 04987350006615 |
|                    |                     | 1905035Y6      | 04987350006615 |
|                    |                     | 1905085Y6      | 04987350006615 |
|                    |                     | 1905135Y6      | 04987350006615 |
|                    |                     | 1905175Y6      | 04987350006615 |
|                    |                     | 1905205Y6      | 04987350006615 |
|                    |                     | 1905225Y6      | 04987350006615 |
|                    | <b>MV-00208HHTA</b> | 1905135Y6      | 04987350006370 |
|                    |                     | 1905205Y6      | 04987350006370 |
|                    |                     | 1905225X6      | 04987350006370 |
|                    |                     | 1905225Y6      | 04987350006370 |
|                    | <b>MV-00304HHTA</b> | 1903065Y6      | 04987892028977 |
|                    |                     | 1903135Y6      | 04987892028977 |
|                    |                     | 1903205Y6      | 04987892028977 |
|                    |                     | 1904035Y6      | 04987892028977 |
|                    |                     | 1905025Y6      | 04987892028977 |
|                    |                     | 1905065Y6      | 04987892028977 |
|                    | <b>MV-00306HHTA</b> | 1905085Y6      | 04987892028977 |
|                    |                     | 1903135Y6      | 04987350006691 |
|                    |                     | 1903205Y6      | 04987350006691 |
|                    |                     | 1903225Y6      | 04987350006691 |
|                    |                     | 1904055Y6      | 04987350006691 |
|                    |                     | 1904085Y6      | 04987350006691 |
|                    |                     | 1904105Y6      | 04987350006691 |
|                    |                     | 1905025Y6      | 04987350006691 |
|                    |                     | 1905035Y6      | 04987350006691 |
|                    |                     | 1905085Y6      | 04987350006691 |
|                    |                     | 1905105Y6      | 04987350006691 |
|                    | 1905135Y6           | 04987350006691 |                |
|                    | <b>MV-00308HHTA</b> | 1905085Y6      | 04987350006714 |
|                    |                     | 1905205Y6      | 04987350006714 |
|                    |                     | 1905225Y6      | 04987350006714 |
|                    | <b>MV-00310HHTA</b> | 1905025Y6      | 04987350006738 |
|                    |                     | 1905035Y6      | 04987350006738 |
|                    |                     | 1905065Y6      | 04987350006738 |
|                    |                     | 1905105Y6      | 04987350006738 |
| 1905135Y6          |                     | 04987350006738 |                |
| 1905175Y6          |                     | 04987350006738 |                |
| 1905205Y6          |                     | 04987350006738 |                |
| 1905225Y6          |                     | 04987350006738 |                |

| ProductDescription    | Catalog Number | LotID          | GTIN           |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| HydroSoft 3D Advanced | MV-00408HHTA   | 1903225X6      | 04987892070174 |
|                       |                | 1904035Y6      | 04987892070174 |
|                       |                | 1905025Y6      | 04987892070174 |
|                       |                | 1905035Y6      | 04987892070174 |
|                       | MV-00412HHTA   | 1903115Y6      | 04987892070211 |
|                       |                | 1903135Y6      | 04987892070211 |
|                       |                | 1903205Y6      | 04987892070211 |
|                       |                | 1904035Y6      | 04987892070211 |
|                       |                | 1904055Y6      | 04987892070211 |
|                       |                | 1904085Y6      | 04987892070211 |
|                       |                | 1904105Y6      | 04987892070211 |
|                       |                | 1904225Y6      | 04987892070211 |
|                       |                | 1905025Y6      | 04987892070211 |
|                       |                | 1905035Y6      | 04987892070211 |
|                       |                | 1905065Y6      | 04987892070211 |
|                       |                | 1905085Y6      | 04987892070211 |
|                       |                | 1905105Y6      | 04987892070211 |
|                       |                | 1905135Y6      | 04987892070211 |
|                       |                | 1905175Y6      | 04987892070211 |
|                       |                | 1905205Y6      | 04987892070211 |
|                       | MV-00510HHTA   | 1903225Y6      | 04987892070259 |
|                       |                | 1904035Y6      | 04987892070259 |
|                       |                | 1904055Y6      | 04987892070259 |
|                       |                | 1905085Y6      | 04987892070259 |
|                       |                | 1905105Y6      | 04987892070259 |
|                       |                | 1905175Y6      | 04987892070259 |
|                       |                | 1905225Y6      | 04987892070259 |
|                       | MV-00515HHTA   | 1903225X6      | 04987892070273 |
|                       |                | 1904035Y6      | 04987892070273 |
|                       |                | 1905025Y6      | 04987892070273 |
|                       |                | 1905035Y6      | 04987892070273 |
|                       |                | 1905085Y6      | 04987892070273 |
|                       |                | 1905105Y6      | 04987892070273 |
|                       |                | 1905135Y6      | 04987892070273 |
|                       |                | 1905175X6      | 04987892070273 |
|                       |                | 1905175Y6      | 04987892070273 |
|                       |                | 1905205Y6      | 04987892070273 |
|                       | 1905225Y6      | 04987892070273 |                |
|                       | MV-00612HHTA   | 1903085Y6      | 04987892070310 |
|                       |                | 1903115Y6      | 04987892070310 |
|                       |                | 1903135Y6      | 04987892070310 |
|                       |                | 1903225X6      | 04987892070310 |
|                       |                | 1904055Y6      | 04987892070310 |
|                       |                |                | 1905025Y6      |

| ProductDescription | Catalog Number      | LotID          | GTIN           |
|--------------------|---------------------|----------------|----------------|
|                    |                     | 1905035Y6      | 04987892070310 |
|                    |                     | 1905085Y6      | 04987892070310 |
|                    | <b>MV-00619HHTA</b> | 1903085Y6      | 04987892070334 |
|                    |                     | 1903115Y6      | 04987892070334 |
|                    |                     | 1903225Y6      | 04987892070334 |
|                    |                     | 1904055Y6      | 04987892070334 |
|                    |                     | 1905035Y6      | 04987892070334 |
|                    |                     | 1905065Y6      | 04987892070334 |
|                    |                     | 1905085Y6      | 04987892070334 |
|                    |                     | 1905105Y6      | 04987892070334 |
|                    |                     | 1905175Y6      | 04987892070334 |
|                    |                     | 1905205Y6      | 04987892070334 |
|                    |                     | 1905225Y6      | 04987892070334 |
|                    | <b>MV-00715HHTA</b> | 1905065Y6      | 04987892070372 |
|                    |                     | 1905105Y6      | 04987892070372 |
|                    |                     | 1905135Y6      | 04987892070372 |
|                    |                     | 1905175Y6      | 04987892070372 |
|                    |                     | 1905205Y6      | 04987892070372 |
|                    |                     | 1905225X6      | 04987892070372 |
|                    |                     | 1905225Y6      | 04987892070372 |
|                    | <b>MV-00728HHTA</b> | 1905105Y6      | 04987892070396 |
|                    |                     | 1905135Y6      | 04987892070396 |
|                    |                     | 1905175Y6      | 04987892070396 |
|                    |                     | 1905205Y6      | 04987892070396 |
|                    |                     | 1905225Y6      | 04987892070396 |
|                    | <b>MV-00817HHTA</b> | 1905105Y6      | 04987892070433 |
|                    |                     | 1905175Y6      | 04987892070433 |
|                    |                     | 1905205X6      | 04987892070433 |
|                    | <b>MV-00833HHTA</b> | 1903085Y6      | 04987892070457 |
|                    |                     | 1903205Y6      | 04987892070457 |
|                    |                     | 1905035Y6      | 04987892070457 |
|                    |                     | 1905085Y6      | 04987892070457 |
|                    |                     | 1905135Y6      | 04987892070457 |
|                    |                     | 1905205Y6      | 04987892070457 |
|                    | <b>MV-01502HHTA</b> | 1903085Y6      | 04987350006516 |
|                    |                     | 1903205Y6      | 04987350006516 |
|                    |                     | 1905025Y6      | 04987350006516 |
|                    |                     | 1905105Y6      | 04987350006516 |
|                    |                     | 1905175Y6      | 04987350006516 |
|                    |                     | 1905205Y6      | 04987350006516 |
|                    | <b>MV-01503HHTA</b> | 1903085Y6      | 04987350006530 |
|                    |                     | 1903115Y6      | 04987350006530 |
| 1903135Y6          |                     | 04987350006530 |                |
| 1903205Y6          |                     | 04987350006530 |                |

| ProductDescription  | Catalog Number            | LotID               | GTIN           |                |
|---------------------|---------------------------|---------------------|----------------|----------------|
|                     | <del>MV-01503HHTA</del>   | 1903225X6           | 04987350006530 |                |
|                     |                           | 1903225Y6           | 04987350006530 |                |
|                     |                           | 1904035Y6           | 04987350006530 |                |
|                     |                           | 1905035Y6           | 04987350006530 |                |
|                     | <b>MV-01504HHTA</b>       | 1905035Y6           | 04987350006554 |                |
|                     |                           | 1905065Y6           | 04987350006554 |                |
|                     |                           | 1905085Y6           | 04987350006554 |                |
|                     | <b>MV-02504HHTA</b>       | 1903085Y6           | 04987350006639 |                |
|                     |                           | 1903205Y6           | 04987350006639 |                |
|                     |                           | 1905025Y6           | 04987350006639 |                |
|                     |                           | 1905065Y6           | 04987350006639 |                |
|                     |                           | 1905105Y6           | 04987350006639 |                |
|                     |                           | 1905175Y6           | 04987350006639 |                |
|                     |                           | 1905205Y6           | 04987350006639 |                |
|                     |                           | 1905225Y6           | 04987350006639 |                |
|                     | <b>MV-02506HHTA</b>       | 1903085Y6           | 04987350006653 |                |
|                     |                           | 1903205Y6           | 04987350006653 |                |
|                     |                           | 1905025Y6           | 04987350006653 |                |
|                     |                           | 1905065Y6           | 04987350006653 |                |
|                     |                           | 1905105Y6           | 04987350006653 |                |
|                     |                           | 1905135Y6           | 04987350006653 |                |
|                     |                           | 1905205Y6           | 04987350006653 |                |
|                     |                           | 1905225Y6           | 04987350006653 |                |
|                     | <b>MV-02508HHTA</b>       | 1905085Y6           | 04987350006677 |                |
|                     |                           | 1905105Y6           | 04987350006677 |                |
|                     |                           | 1905135Y6           | 04987350006677 |                |
|                     |                           | 1905155Y6           | 04987350006677 |                |
|                     |                           | 1905205Y6           | 04987350006677 |                |
|                     |                           | 1905225Y6           | 04987350006677 |                |
|                     | <b>HydroSoft Advanced</b> | <b>MV-00208HHSA</b> | 1904175YR      | 04987350987112 |
|                     |                           |                     | 1905065XR      | 04987350987112 |
|                     |                           |                     | 1905085YR      | 04987350987112 |
| <b>MV-01502HHSA</b> |                           | 1904015YR           | 04987350986979 |                |
| <b>MV-01504HHSA</b> | 1904015YR                 | 04987350986993      |                |                |
|                     | <b>100101H2HS-V</b>       | 1903135UR           | 00816777028310 |                |
|                     |                           | 1903185UR           | 00816777028310 |                |
|                     |                           | 1903225UR           | 00816777028310 |                |
|                     |                           | 1904035UR           | 00816777028310 |                |
|                     |                           |                     | 1903135UR      | 00816777028327 |
|                     |                           |                     | 1903155UR      | 00816777028327 |
|                     |                           |                     | 1903155ZR      | 00816777028327 |
|                     |                           |                     | 1903185UR      | 00816777028327 |
|                     |                           |                     | 1903205UR      | 00816777028327 |
|                     |                           |                     | 1904035UR      | 00816777028327 |
|                     |                           |                     | 1904035UR      | 00816777028327 |
|                     |                           |                     | 1904035UR      | 00816777028327 |

| ProductDescription | Catalog Number      | LotID     | GTIN           |
|--------------------|---------------------|-----------|----------------|
|                    | <b>100102H2HS-V</b> | 1904055UR | 00816777028327 |
|                    |                     | 1904085UR | 00816777028327 |
|                    |                     | 1904105UR | 00816777028327 |
|                    |                     | 1904155UR | 00816777028327 |
|                    |                     | 1904175UR | 00816777028327 |
|                    |                     | 1904175ZR | 00816777028327 |
|                    |                     | 1904245UR | 00816777028327 |
|                    | <b>100103H2HS-V</b> | 1903015UR | 00816777028334 |
|                    |                     | 1903045UR | 00816777028334 |
|                    |                     | 1903065UR | 00816777028334 |
|                    |                     | 1903085UR | 00816777028334 |
|                    |                     | 1903135UR | 00816777028334 |
|                    |                     | 1903205UR | 00816777028334 |
|                    |                     | 1904055UR | 00816777028334 |
|                    |                     | 1904085UR | 00816777028334 |
|                    |                     | 1904155UR | 00816777028334 |
|                    |                     | 1905085UR | 00816777028334 |
|                    |                     | 1905105UR | 00816777028334 |
|                    |                     | 1905135UR | 00816777028334 |
|                    |                     | 1905155UR | 00816777028334 |
|                    | <b>100104H2HS-V</b> | 1903015UR | 00816777028341 |
|                    |                     | 1903135UR | 00816777028341 |
|                    |                     | 1903205UR | 00816777028341 |
|                    |                     | 1904085UR | 00816777028341 |
|                    |                     | 1904155UR | 00816777028341 |
|                    | <b>100151H2HS-V</b> | 1903085UR | 00816777028365 |
|                    |                     | 1903185UR | 00816777028365 |
|                    |                     | 1904015UR | 00816777028365 |
|                    | <b>100152H2HS-V</b> | 1903135UR | 00812636026336 |
|                    |                     | 1903155UR | 00812636026336 |
|                    |                     | 1903205NR | 00811425020111 |
|                    |                     | 1903205UR | 00812636026336 |
|                    |                     | 1904035UR | 00812636026336 |
|                    |                     | 1904055UR | 00812636026336 |
|                    |                     | 1904085UR | 00812636026336 |
|                    |                     | 1904105UR | 00812636026336 |
|                    |                     | 1904155UR | 00812636026336 |
|                    |                     | 1904175UR | 00812636026336 |
|                    |                     | 1904225UR | 00812636026336 |
|                    |                     | 1904245UR | 00812636026336 |
|                    |                     | 1904265UR | 00812636026336 |
|                    |                     | 1904295UR | 00812636026336 |
| 1905025UR          | 00812636026336      |           |                |

| ProductDescription | Catalog Number      | LotID               | GTIN           |
|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|                    |                     | 1905035UR           | 00812636026336 |
|                    |                     | 1905065UR           | 00812636026336 |
|                    |                     | 1905085UR           | 00812636026336 |
|                    | <b>100153H2HS-V</b> | 1903015UR           | 00816777028372 |
|                    |                     | 1903065UR           | 00816777028372 |
|                    |                     | 1903085UR           | 00816777028372 |
|                    |                     | 1903185UR           | 00816777028372 |
|                    |                     | 1904015UR           | 00816777028372 |
|                    |                     | 1904015ZR           | 00816777028372 |
|                    |                     | 1904105UR           | 00816777028372 |
|                    |                     | 1904155UR           | 00816777028372 |
|                    |                     | 1904245UR           | 00816777028372 |
|                    |                     | 1904265UR           | 00816777028372 |
|                    |                     | 1904295UR           | 00816777028372 |
|                    |                     | <b>100154H2HS-V</b> | 1903135UR      |
|                    | 1903155UR           |                     | 00812636026343 |
|                    | 1903205UR           |                     | 00812636026343 |
|                    | 1903225UR           |                     | 00812636026343 |
|                    | 1904015UR           |                     | 00812636026343 |
|                    | 1904035UR           |                     | 00812636026343 |
|                    | 1904055UR           |                     | 00812636026343 |
|                    | 1904085UR           |                     | 00812636026343 |
|                    | 1904105UR           |                     | 00812636026343 |
|                    | 1904155UR           |                     | 00812636026343 |
|                    | 1904175UR           |                     | 00812636026343 |
|                    | 1904225UR           |                     | 00812636026343 |
|                    | 1904245UR           |                     | 00812636026343 |
|                    | 1904265UR           |                     | 00812636026343 |
|                    | 1904295UR           |                     | 00812636026343 |
|                    | 1905025UR           |                     | 00812636026343 |
|                    | 1905035UR           |                     | 00812636026343 |
|                    | 1905065NR           |                     | 00811425020128 |
|                    | 1905065UR           | 00812636026343      |                |
|                    | 1905155NR           | 00811425020128      |                |
|                    | <b>100202H2HS-V</b> | 1903155UR           | 00812636026367 |
|                    |                     | 1904105UR           | 00812636026367 |
|                    | <b>100203H2HS-V</b> | 1903015UR           | 00812636026374 |
|                    |                     | 1904015ZR           | 00812636026374 |
|                    |                     | 1904105UR           | 00812636026374 |
|                    |                     | 1904155UR           | 00812636026374 |
| 1904175UR          |                     | 00812636026374      |                |
| 1904225UR          |                     | 00812636026374      |                |
| 1905025UR          |                     | 00812636026374      |                |
| 1905035NR          |                     | 00810170019555      |                |

| ProductDescription | Catalog Number | LotID        | GTIN           |
|--------------------|----------------|--------------|----------------|
| HydroSoft Helical  |                | 1905035UR    | 00812636026374 |
|                    |                | 1905065UR    | 00812636026374 |
|                    |                | 1905085UR    | 00812636026374 |
|                    |                | 1905135NR    | 00810170019555 |
|                    |                | 1905155NR    | 00810170019555 |
|                    | 100204H2HS-V   | 1903015UR    | 00812636026381 |
|                    |                | 1903065UR    | 00812636026381 |
|                    |                | 1903085UR    | 00812636026381 |
|                    |                | 1904035UR    | 00812636026381 |
|                    |                | 1904155UR    | 00812636026381 |
|                    |                | 1904175UR    | 00812636026381 |
|                    |                | 1904175ZR    | 00812636026381 |
|                    |                | 1904225UR    | 00812636026381 |
|                    |                | 1904245UR    | 00812636026381 |
|                    |                | 1904245ZR    | 00812636026381 |
|                    |                | 1904265UR    | 00812636026381 |
|                    |                | 1904295UR    | 00812636026381 |
|                    |                | 1905025UR    | 00812636026381 |
|                    |                | 1905035NR    | 00811425020159 |
|                    |                | 1905035UR    | 00812636026381 |
|                    |                | 1905065UR    | 00812636026381 |
|                    |                | 1905085UR    | 00812636026381 |
|                    |                | 1905135NR    | 00811425020159 |
|                    |                | 1905155NR    | 00811425020159 |
|                    |                | 100206H2HS-V | 1903045UR      |
|                    | 1903065UR      |              | 00812636026398 |
|                    | 1903205UR      |              | 00812636026398 |
|                    | 1903225UR      |              | 00812636026398 |
|                    | 1904035UR      |              | 00812636026398 |
|                    | 1904055UR      |              | 00812636026398 |
|                    | 1904085UR      |              | 00812636026398 |
|                    | 1904105UR      |              | 00812636026398 |
|                    | 1904155UR      |              | 00812636026398 |
|                    | 1904175UR      |              | 00812636026398 |
|                    | 1904225UR      |              | 00812636026398 |
| 1904245UR          | 00812636026398 |              |                |
| 1904265UR          | 00812636026398 |              |                |
| 1904295UR          | 00812636026398 |              |                |
| 1905025UR          | 00812636026398 |              |                |
| 1905035UR          | 00812636026398 |              |                |
| 1905065NR          | 00811425020166 |              |                |
| 1905065UR          | 00812636026398 |              |                |
| 1905085UR          | 00812636026398 |              |                |
| 1905105UR          | 00812636026398 |              |                |

| ProductDescription | Catalog Number      | LotID     | GTIN           |
|--------------------|---------------------|-----------|----------------|
|                    |                     | 1905135UR | 00812636026398 |
|                    | <b>100208H2HS-V</b> | 1903015UR | 00812636026404 |
|                    |                     | 1903045UR | 00812636026404 |
|                    |                     | 1903085UR | 00812636026404 |
|                    |                     | 1903205UR | 00812636026404 |
|                    |                     | 1903225UR | 00812636026404 |
|                    |                     | 1904015UR | 00812636026404 |
|                    |                     | 1904035UR | 00812636026404 |
|                    |                     | 1904175ZR | 00812636026404 |
|                    |                     | 1904225UR | 00812636026404 |
|                    |                     | 1904245UR | 00812636026404 |
|                    |                     | 1904265UR | 00812636026404 |
|                    |                     | 1904295UR | 00812636026404 |
|                    |                     | 1905025UR | 00812636026404 |
|                    |                     | 1905035UR | 00812636026404 |
|                    |                     | 1905065UR | 00812636026404 |
|                    |                     | 1905085UR | 00812636026404 |
|                    |                     | 1905105UR | 00812636026404 |
|                    |                     | 1905135UR | 00812636026404 |
|                    | <b>100254H2HS-V</b> | 1904245NR | 00811425020180 |
|                    | <b>100306H2HS-V</b> | 1903065UR | 00812636026442 |
|                    |                     | 1903085UR | 00812636026442 |
|                    |                     | 1904155UR | 00812636026442 |
|                    |                     | 1904175UR | 00812636026442 |
|                    |                     | 1904225UR | 00812636026442 |
|                    |                     | 1905135NR | 00810170019562 |
|                    | <b>100308H2HS-V</b> | 1904015UR | 00812636026459 |
|                    |                     | 1904155UR | 00812636026459 |
|                    |                     | 1904175UR | 00812636026459 |
|                    |                     | 1904225UR | 00812636026459 |
|                    |                     | 1904265UR | 00812636026459 |
|                    |                     | 1904295UR | 00812636026459 |
|                    |                     | 1905025UR | 00812636026459 |
|                    |                     | 1905065NR | 00810170019579 |
|                    |                     | 1905085UR | 00812636026459 |
|                    |                     | 1905105UR | 00812636026459 |
|                    |                     | 1905135NR | 00810170019579 |
|                    |                     | 1905155NR | 00810170019579 |
|                    |                     | 1903135UR | 00812636026466 |
|                    |                     | 1903155UR | 00812636026466 |
|                    |                     | 1903185UR | 00812636026466 |
|                    |                     | 1903205UR | 00812636026466 |
|                    |                     | 1904015UR | 00812636026466 |
|                    |                     | 1904035UR | 00812636026466 |



| ProductDescription  | Catalog Number      | LotID               | GTIN           |                |
|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|
|                     | <b>100310H2HS-V</b> | 1904055UR           | 00812636026466 |                |
|                     |                     | 1904085UR           | 00812636026466 |                |
|                     |                     | 1904155UR           | 00812636026466 |                |
|                     |                     | 1904175UR           | 00812636026466 |                |
|                     |                     | 1904175ZR           | 00812636026466 |                |
|                     |                     | 1904225UR           | 00812636026466 |                |
|                     |                     | 1904245UR           | 00812636026466 |                |
|                     |                     | 1904295UR           | 00812636026466 |                |
|                     | <b>100408H2HS-V</b> | 1903085UR           | 00812636026497 |                |
|                     |                     | 1903135UR           | 00812636026497 |                |
|                     |                     | 1903155UR           | 00812636026497 |                |
|                     |                     | 1903155ZR           | 00812636026497 |                |
|                     |                     | 1903185UR           | 00812636026497 |                |
|                     |                     | 1903225UR           | 00812636026497 |                |
|                     |                     | 1904015UR           | 00812636026497 |                |
|                     |                     | 1904035UR           | 00812636026497 |                |
|                     |                     | 1904055UR           | 00812636026497 |                |
|                     |                     | 1904225UR           | 00812636026497 |                |
|                     | <b>100410H2HS-V</b> | 1903115UR           | 00812636026503 |                |
|                     |                     | 1903155UR           | 00812636026503 |                |
|                     |                     | 1903205UR           | 00812636026503 |                |
|                     |                     | 1904155UR           | 00812636026503 |                |
|                     |                     | 1904175UR           | 00812636026503 |                |
|                     |                     | 1904225UR           | 00812636026503 |                |
|                     |                     | <b>100152H2HS-V</b> | 1903045WR      | 00816777022837 |
|                     |                     |                     | 1903185WR      | 00816777022837 |
|                     |                     |                     | 1903205WR      | 00816777022837 |
| 1904105WR           |                     |                     | 00816777022837 |                |
| 1904175WR           |                     |                     | 00816777022837 |                |
| 1904225WR           |                     |                     | 00816777022837 |                |
| 1905065WR           |                     |                     | 00816777022837 |                |
| 1905175WR           |                     |                     | 00816777022837 |                |
| <b>100154H2HS-V</b> |                     | 1903185WR           | 00816777022844 |                |
|                     |                     | 1903205WR           | 00816777022844 |                |
|                     |                     | 1904105WR           | 00816777022844 |                |
|                     |                     | 1904225WR           | 00816777022844 |                |
|                     |                     | 1905065WR           | 00816777022844 |                |
| <b>100201H2HS-V</b> |                     | 1905105PR           | 00816777022851 |                |
| <b>100202H2HS-V</b> |                     | 1903185WR           | 00816777022868 |                |
|                     |                     | 1903205WR           | 00816777022868 |                |
|                     |                     | 1904175WR           | 00816777022868 |                |
|                     |                     | 1905065WR           | 00816777022868 |                |
|                     |                     | 1905135WR           | 00816777022868 |                |
|                     |                     |                     | 1905155WR      | 00816777022868 |

| ProductDescription       | Catalog Number | LotID          | GTIN           |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|
| HydroSoft Helical 10 VTA | 100203H2HS-V   | 1903185WR      | 00816777022875 |
|                          |                | 1905035WR      | 00816777022875 |
|                          | 100204H2HS-V   | 1904105WR      | 00816777022882 |
|                          |                | 1904175WR      | 00816777022882 |
|                          |                | 1905035WR      | 00816777022882 |
|                          |                | 1905065WR      | 00816777022882 |
|                          |                | 1905085WR      | 00816777022882 |
|                          |                | 1905135WR      | 00816777022882 |
|                          |                | 1905155WR      | 00816777022882 |
|                          | 100206H2HS-V   | 1903185WR      | 00816777022899 |
|                          |                | 1904225WR      | 00816777022899 |
|                          |                | 1905065WR      | 00816777022899 |
|                          |                | 1905105PR      | 00816777022899 |
|                          |                | 1905135WR      | 00816777022899 |
|                          | 100208H2HS-V   | 1905085WR      | 00816777022905 |
|                          | 100254H2HS-V   | 1903185WR      | 00816777022912 |
|                          |                | 1905065WR      | 00816777022912 |
|                          | 100256H2HS-V   | 1905065WR      | 00816777022929 |
|                          | 100304H2HS-V   | 1903065WR      | 00816777021403 |
|                          |                | 1903205WR      | 00816777021403 |
|                          |                | 1904225WR      | 00816777021403 |
|                          | 100306H2HS-V   | 1905035WR      | 00816777021410 |
|                          |                | 1905065WR      | 00816777021410 |
|                          |                | 1905105PR      | 00816777021410 |
|                          |                | 1905135WR      | 00816777021410 |
|                          |                | 1905155WR      | 00816777021410 |
|                          | 100308H2HS-V   | 1903065WR      | 00816777022936 |
|                          |                | 1903185WR      | 00816777022936 |
|                          |                | 1903205WR      | 00816777022936 |
|                          |                | 1905065WR      | 00816777022936 |
|                          |                | 1905105WR      | 00816777022936 |
|                          |                | 1905155WR      | 00816777022936 |
|                          |                | 1905225WR      | 00816777022936 |
| 100310H2HS-V             | 1905085WR      | 00816777022943 |                |
|                          | 1905225WR      | 00816777022943 |                |
| 100404H2HS-V             | 1904175WR      | 00816777021526 |                |
|                          | 1904225WR      | 00816777021526 |                |
|                          | 1905035WR      | 00816777021526 |                |
|                          | 1905065WR      | 00816777021526 |                |
|                          | 1905155WR      | 00816777021526 |                |
| 100406H2HS-V             | 1903205WR      | 00816777021540 |                |
|                          | 1904175WR      | 00816777021540 |                |
|                          | 1905035WR      | 00816777021540 |                |
|                          |                | 1903155PR      | 00816777022950 |

| ProductDescription  | Catalog Number      | LotID          | GTIN           |
|---------------------|---------------------|----------------|----------------|
|                     | <b>100408H2HS-V</b> | 1903205WR      | 00816777022950 |
|                     |                     | 1904105WR      | 00816777022950 |
|                     |                     | 1904245WR      | 00816777022950 |
|                     |                     | 1905065WR      | 00816777022950 |
|                     | <b>100410H2HS-V</b> | 1903045WR      | 00816777022967 |
|                     |                     | 1905085WR      | 00816777022967 |
|                     | <b>100506H2HS-V</b> | 1905155WR      | 00816777022974 |
|                     | <b>100508H2HS-V</b> | 1903205WR      | 00816777022981 |
|                     | <b>100510H2HS-V</b> | 1903045WR      | 00816777022998 |
|                     |                     | 1905085WR      | 00816777022998 |
|                     |                     | 1905225WR      | 00816777022998 |
|                     | <b>100515H2HS-V</b> | 1903065WR      | 00816777023001 |
|                     |                     | 1903225W6      | 00816777023001 |
|                     |                     | 1904175WR      | 00816777023001 |
|                     |                     | 1905085WR      | 00816777023001 |
|                     |                     | 1905225WR      | 00816777023001 |
|                     | <b>100520H2HS-V</b> | 1904155WR      | 00816777023018 |
|                     |                     | 1904175WR      | 00816777023018 |
|                     |                     | 1905085WR      | 00816777023018 |
|                     |                     | 1905225WR      | 00816777023018 |
| <b>100620H2HS-V</b> | 1903045WR           | 00816777021649 |                |
|                     | 1904175WR           | 00816777021649 |                |
|                     | 1904225WR           | 00816777021649 |                |
|                     | 1905085WR           | 00816777021649 |                |
|                     | <b>MV-00102HTDA</b> | 1903015YT      | 04987350984777 |
|                     |                     | 1903045YT      | 04987350984777 |
|                     |                     | 1903155XT      | 04987350984777 |
|                     |                     | 1904105YT      | 04987350984777 |
|                     |                     | 1904155XT      | 04987350984777 |
|                     | <b>MV-00103HTDA</b> | 1903045YT      | 04987350984791 |
|                     |                     | 1903185YT      | 04987350984791 |
|                     |                     | 1905065YT      | 04987350984791 |
|                     |                     | 1905085YT      | 04987350984791 |
|                     | <b>MV-00204HTDA</b> | 1904085YT      | 04987350984913 |
|                     |                     | 1905065YT      | 04987350984913 |
|                     | <b>MV-00304HTDA</b> | 1905085YT      | 04987350984975 |
|                     | <b>MV-00306HTDA</b> | 1903015YT      | 04987350984999 |
|                     |                     | 1903155XT      | 04987350984999 |
|                     |                     | 1903155YT      | 04987350984999 |
|                     | <b>MV-00406HTDA</b> | 1903015YT      | 04987350985057 |
|                     |                     | 1904055YT      | 04987350985057 |
|                     |                     | 1905065YT      | 04987350985057 |
|                     |                     | 1905085YT      | 04987350985057 |
|                     |                     |                | 1903155YT      |

| ProductDescription        | Catalog Number | LotID          | GTIN           |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|
| HyperSoft 3D Advanced     | MV-00408HTDA   | 1904015XT      | 04987350985071 |
|                           |                | 1904085YT      | 04987350985071 |
|                           |                | 1905035XT      | 04987350985071 |
|                           |                | 1905065YT      | 04987350985071 |
|                           |                | 1905085YT      | 04987350985071 |
|                           | MV-00510HTDA   | 1904085YT      | 04987350985095 |
|                           |                | 1905085YT      | 04987350985095 |
|                           | MV-01502HTDA   | 1903015YT      | 04987350984814 |
|                           |                | 1904085YT      | 04987350984814 |
|                           |                | 1904105YT      | 04987350984814 |
|                           |                | 1905085YT      | 04987350984814 |
|                           |                | 1905105YT      | 04987350984814 |
|                           | MV-01503HTDA   | 1904055YT      | 04987350984838 |
|                           |                | 1904085YT      | 04987350984838 |
|                           |                | 1905085YT      | 04987350984838 |
|                           |                | 1905105XT      | 04987350984838 |
|                           |                | 1905135YT      | 04987350984838 |
|                           | MV-01504HTDA   | 1904085YT      | 04987350984852 |
|                           |                | 1904105YT      | 04987350984852 |
|                           |                | 1905085YT      | 04987350984852 |
|                           |                | 1905105XT      | 04987350984852 |
|                           |                | 1905105YT      | 04987350984852 |
|                           |                | 1905135YT      | 04987350984852 |
|                           |                | 1905155YT      | 04987350984852 |
|                           | MV-02504HTDA   | 1903155YT      | 04987350984937 |
|                           |                | 1904055YT      | 04987350984937 |
|                           |                | 1905085YT      | 04987350984937 |
|                           | MV-02506HTDA   | 1903155YT      | 04987350984951 |
|                           |                | 1905085YT      | 04987350984951 |
|                           |                | 1905105YT      | 04987350984951 |
|                           | MV-03505HTDA   | 1903015YT      | 04987350985019 |
|                           |                | 1903155YT      | 04987350985019 |
| 1904085YT                 |                | 04987350985019 |                |
| 1905085YT                 |                | 04987350985019 |                |
| 1905105YT                 |                | 04987350985019 |                |
| MV-03508HTDA              | 1904055YT      | 04987350985033 |                |
|                           | 1904085YT      | 04987350985033 |                |
|                           | 1905085YT      | 04987350985033 |                |
|                           | 1905105XT      | 04987350985033 |                |
| MicroPlex Compass Complex | 100412CMSR-V   | 1904225RP      | 00810170011665 |
|                           |                | 1905205QP      | 00810170011665 |
|                           | 100510CMSR-V   | 1905205QP      | 00810170011689 |
|                           | 100618CMSR-V   | 1903135QP      | 00810170011740 |
| 100721CMSR-V              | 1903085RP      | 00810170011757 |                |

| ProductDescription            | Catalog Number    | LotID      | GTIN           |                |
|-------------------------------|-------------------|------------|----------------|----------------|
| MicroPlex Compass Complex VTA | 100203CMSR-V      | 1903085WP  | 00816777021519 |                |
|                               | 100408CMSR-V      | 1903085WP  | 00816777021557 |                |
|                               |                   | 1904015PP  | 00816777021557 |                |
|                               | 100412CMSR-V      | 1904035PP  | 00816777021564 |                |
|                               | 100510CMSR-V      | 1904085WP  | 00816777021571 |                |
|                               |                   | 1904155PP  | 00816777021571 |                |
|                               | 100516CMSR-V      | 1903135WP  | 00816777021588 |                |
|                               |                   | 1905155WP  | 00816777021588 |                |
|                               | 100612CMSR-V      | 1903225WP  | 00816777021595 |                |
|                               | 100618CMSR-V      | 1904085WP  | 00816777021601 |                |
|                               |                   | 1904105WP  | 00816777021601 |                |
|                               | MicroPlex Complex | 100204CC-V | 1905085LX      | 00816777028501 |
|                               |                   |            | 1905175LX      | 00816777028501 |
|                               |                   |            | 1905205LX      | 00816777028501 |
| 100512CC-V                    |                   | 1903115LX  | 00816777027962 |                |
|                               |                   | 1905205LX  | 00816777027962 |                |
| 100718CC-V                    |                   | 1903115LX  | 00816777027986 |                |
|                               |                   | 1905175LX  | 00816777027986 |                |
|                               |                   | 1905205LX  | 00816777027986 |                |
| 100820CC-V                    |                   | 1905175LX  | 00816777027993 |                |
| 100924CC-V                    |                   | 1905175LX  | 00816777028006 |                |
| 101026CC-V                    |                   | 1905105LX  | 00816777028013 |                |
|                               |                   | 1905175LX  | 00816777028013 |                |
|                               |                   | 1905205LX  | 00816777028013 |                |
| 180820CC-V                    |                   | 1903115L3  | 00816777028167 |                |
| 181026CC-V                    |                   | 1903115L3  | 00816777028174 |                |
| 181434CC-V                    |                   | 1903115L3  | 00816777028211 |                |
|                               | 100204CC-V        | 1903185WX  | 00816777021335 |                |
|                               |                   | 1903205WX  | 00816777021335 |                |
|                               |                   | 1904225WX  | 00816777021335 |                |
|                               |                   | 1904245WX  | 00816777021335 |                |
|                               |                   | 1904265WX  | 00816777021335 |                |
|                               |                   | 1904295WX  | 00816777021335 |                |
|                               |                   | 1905225WX  | 00816777021335 |                |
|                               | 100307CC-V        | 1903205WX  | 00816777021342 |                |
|                               |                   | 1904015WX  | 00816777021342 |                |
|                               |                   | 1904225WX  | 00816777021342 |                |
|                               |                   | 1904245WX  | 00816777021342 |                |
|                               |                   | 1904265WX  | 00816777021342 |                |
|                               |                   | 1905225WX  | 00816777021342 |                |
|                               |                   | 1904015WX  | 00816777021359 |                |
|                               |                   | 1904175PX  | 00816777021359 |                |
|                               |                   | 1904175WX  | 00816777021359 |                |
|                               |                   | 1904225WX  | 00816777021359 |                |

| ProductDescription       | Catalog Number | LotID          | GTIN           |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|
| MicroPlex Complex 10 VTA | 100410CC-V     | 1904245WX      | 00816777021359 |
|                          |                | 1904265WX      | 00816777021359 |
|                          |                | 1905025WX      | 00816777021359 |
|                          |                | 1905065WX      | 00816777021359 |
|                          |                | 1905155WX      | 00816777021359 |
|                          |                | 1905205WX      | 00816777021359 |
|                          | 100512CC-V     | 1903045WX      | 00816777021366 |
|                          |                | 1903205PX      | 00816777021366 |
|                          |                | 1903205WX      | 00816777021366 |
|                          |                | 1904225WX      | 00816777021366 |
|                          |                | 1905175WX      | 00816777021366 |
|                          |                | 1905205WX      | 00816777021366 |
|                          | 100615CC-V     | 1903085WX      | 00816777021373 |
|                          |                | 1903205WX      | 00816777021373 |
|                          |                | 1904225WX      | 00816777021373 |
|                          |                | 1904265WX      | 00816777021373 |
|                          |                | 1905105WX      | 00816777021373 |
|                          |                | 1905175WX      | 00816777021373 |
|                          |                | 1905225PX      | 00816777021373 |
|                          | 100718CC-V     | 1903185WX      | 00816777021380 |
|                          |                | 1903205WX      | 00816777021380 |
|                          |                | 1904225WX      | 00816777021380 |
|                          |                | 1904265WX      | 00816777021380 |
|                          |                | 1905105WX      | 00816777021380 |
|                          |                | 1905175WX      | 00816777021380 |
|                          | 100820CC-V     | 1904175WX      | 00816777025845 |
|                          |                | 1905025WX      | 00816777025845 |
|                          |                | 1905065PX      | 00816777025845 |
|                          | 100924CC-V     | 1904175WX      | 00816777025852 |
|                          |                | 1905065PX      | 00816777025852 |
|                          |                | 1905155WX      | 00816777025852 |
|                          | 101026CC-V     | 1904175WX      | 00816777025869 |
|                          |                | 1904225WX      | 00816777025869 |
| 1905065PX                |                | 00816777025869 |                |
| 1905085WX                |                | 00816777025869 |                |
| 1905135WX                |                | 00816777025869 |                |
| 180512CC-V               | 1905205W3      | 00816777022349 |                |
| 181434CC-V               | 1905155W3      | 00816777022431 |                |
| 182050CC-V               | 1904175P3      | 00816777022462 |                |
|                          | 1904225W3      | 00816777022462 |                |
|                          | 1905025W3      | 00816777022462 |                |
| 100410CC-V               | 1904035QX      | 00810170010439 |                |
| 100512CC-V               | 1904225RX      | 00810170010446 |                |
|                          | 1905135RX      | 00810170010446 |                |

| ProductDescription         | Catalog Number | LotID          | GTIN           |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| MicroPlex Complex Diameter | 100820CC-V     | 1905135RX      | 00810170010477 |
|                            | 100924CC-V     | 1904225RX      | 00810170010484 |
|                            | 181434CC-V     | 1905205Q3      | 00810170010811 |
| 1905205R3                  |                | 00810170010811 |                |
|                            | 100202CSSR-V   | 1903155ZC      | 00812636025469 |
|                            |                | 1903185UC      | 00812636025469 |
|                            |                | 1903225UC      | 00812636025469 |
|                            |                | 1904085UC      | 00812636025469 |
|                            |                | 1904225NC      | 00810170019357 |
|                            |                | 1905155ZC      | 00812636025469 |
|                            |                | 1905205UC      | 00812636025469 |
|                            |                | 1905205ZC      | 00812636025469 |
|                            | 100254CSSR-V   | 1905225UC      | 00812636025469 |
|                            |                | 1904105UC      | 00812636025476 |
|                            |                | 1904155UC      | 00812636025476 |
|                            |                | 1904175UC      | 00812636025476 |
|                            |                | 1904225ZC      | 00812636025476 |
|                            |                | 1904245UC      | 00812636025476 |
|                            |                | 1905025UC      | 00812636025476 |
|                            |                | 1905035UC      | 00812636025476 |
|                            |                | 1905065UC      | 00812636025476 |
|                            |                | 1905105UC      | 00812636025476 |
|                            |                | 1905135UC      | 00812636025476 |
|                            |                | 1905155UC      | 00812636025476 |
|                            | 100306CSSR-V   | 1905175UC      | 00812636025476 |
|                            |                | 1905205UC      | 00812636025476 |
|                            |                | 1903045UC      | 00812636025483 |
|                            |                | 1903065UC      | 00812636025483 |
|                            |                | 1903085UC      | 00812636025483 |
|                            |                | 1903115UC      | 00812636025483 |
|                            |                | 1903135UC      | 00812636025483 |
|                            |                | 1903155ZC      | 00812636025483 |
|                            |                | 1903185UC      | 00812636025483 |
|                            |                | 1903205UC      | 00812636025483 |
|                            |                | 1903225UC      | 00812636025483 |
|                            |                | 1904035RC      | 00810170014338 |
|                            |                | 1904105UC      | 00812636025483 |
| 1904155UC                  | 00812636025483 |                |                |
| 1904175UC                  | 00812636025483 |                |                |
| 1904225UC                  | 00812636025483 |                |                |
| 1904245UC                  | 00812636025483 |                |                |
| 1904265UC                  | 00812636025483 |                |                |
| 1904295UC                  | 00812636025483 |                |                |
| 1905035UC                  | 00812636025483 |                |                |

| ProductDescription | Catalog Number | LotID          | GTIN           |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| MicroPlex Cosmos   |                | 1905065UC      | 00812636025483 |
|                    |                | 1905085UC      | 00812636025483 |
|                    |                | 1905105UC      | 00812636025483 |
|                    |                | 1905105ZC      | 00812636025483 |
|                    |                | 1905135UC      | 00812636025483 |
|                    |                | 1905155UC      | 00812636025483 |
|                    |                | 1905175UC      | 00812636025483 |
|                    |                | 1905205UC      | 00812636025483 |
|                    |                | 1905205ZC      | 00812636025483 |
|                    |                | 1905225UC      | 00812636025483 |
|                    | 100408CSSR-V   | 1903065UC      | 00812636025490 |
|                    |                | 1904015UC      | 00812636025490 |
|                    |                | 1904035RC      | 00810170013485 |
|                    |                | 1904035UC      | 00812636025490 |
|                    |                | 1904055UC      | 00812636025490 |
|                    |                | 1904055ZC      | 00812636025490 |
|                    | 100412CSSR-V   | 1904085UC      | 00812636025490 |
|                    |                | 1903185UC      | 00812636025506 |
|                    |                | 1903205UC      | 00812636025506 |
|                    |                | 1903225UC      | 00812636025506 |
|                    |                | 1905085UC      | 00812636025506 |
|                    |                | 1905105ZC      | 00812636025506 |
|                    | 100515CSSR-V   | 1905135UC      | 00812636025506 |
|                    |                | 1905225UC      | 00812636025506 |
|                    |                | 1903185UC      | 00812636025513 |
|                    |                | 1903205UC      | 00812636025513 |
|                    |                | 1904035RC      | 00810170013508 |
|                    |                | 1904155UC      | 00812636025513 |
|                    |                | 1904175UC      | 00812636025513 |
|                    |                | 1904225UC      | 00812636025513 |
|                    |                | 1904225ZC      | 00812636025513 |
|                    |                | 1904245UC      | 00812636025513 |
|                    |                | 1904265UC      | 00812636025513 |
|                    |                | 1905025UC      | 00812636025513 |
|                    |                | 1905035UC      | 00812636025513 |
|                    |                | 1905065UC      | 00812636025513 |
|                    |                | 1905085UC      | 00812636025513 |
|                    |                | 1905105UC      | 00812636025513 |
|                    |                | 1905135UC      | 00812636025513 |
|                    |                | 1905155UC      | 00812636025513 |
|                    |                | 1905205UC      | 00812636025513 |
| 1905225UC          |                | 00812636025513 |                |
| 1905225ZC          | 00812636025513 |                |                |
|                    |                | 1904155UC      | 00816777026033 |



| ProductDescription | Catalog Number      | LotID               | GTIN           |                |
|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|
|                    | <b>100522CSSR-V</b> | 1904175UC           | 00816777026033 |                |
|                    |                     | 1904225UC           | 00816777026033 |                |
|                    |                     | 1904245UC           | 00816777026033 |                |
|                    | <b>100618CSSR-V</b> | 1903205LC           | 00816777028068 |                |
|                    |                     | 1905155LC           | 00816777028068 |                |
|                    |                     | 1905205LC           | 00816777028068 |                |
|                    |                     | 1905205VC           | 00816777028068 |                |
|                    | <b>100626CSSR-V</b> | 1903015LC           | 00842429101162 |                |
|                    | <b>100933CSSR-V</b> | 1905135RC           | 00810170014154 |                |
|                    | <b>180931CS-V</b>   | 1904225R1           | 00810170014079 |                |
|                    | <b>181036CS-V</b>   | 1904035R1           | 00810170014086 |                |
|                    | <b>181139CS-V</b>   | 1903015L1           | 00816777028259 |                |
|                    | <b>181243CS-V</b>   | 1903015L1           | 00816777028266 |                |
|                    | <b>181347CS-V</b>   | 1903085V1           | 00842429101278 |                |
|                    |                     | 1903135R1           | 00810170014116 |                |
|                    |                     | 1904035R1           | 00810170014116 |                |
|                    | <b>181652CS-V</b>   | 1905135R1           | 00810170014147 |                |
|                    | <b>182065CS-V</b>   | 1903045L1           | 00812636020983 |                |
|                    |                     | 1904085Q1           | 00810170014185 |                |
|                    | <b>182263CS-V</b>   | 1904035R1           | 00810170014208 |                |
|                    | <b>182468CS-V</b>   | 1903015L1           | 00812636021003 |                |
|                    |                     | 1903135R1           | 00810170014222 |                |
|                    |                     | 1904055R1           | 00810170014222 |                |
|                    |                     | 1905205R1           | 00810170014222 |                |
|                    |                     | <b>100202CSSR-V</b> | 1903015WC      | 00816777021656 |
|                    |                     |                     | 1903045WC      | 00816777021656 |
|                    |                     |                     | 1903065WC      | 00816777021656 |
| 1903085WC          |                     |                     | 00816777021656 |                |
| 1904015WC          |                     |                     | 00816777021656 |                |
| 1904175WC          |                     |                     | 00816777021656 |                |
| 1904225WC          |                     |                     | 00816777021656 |                |
| 1904245WC          |                     |                     | 00816777021656 |                |
| 1904265WC          |                     |                     | 00816777021656 |                |
| 1905065WC          |                     |                     | 00816777021656 |                |
| 1905085WC          |                     |                     | 00816777021656 |                |
| 1905105WC          |                     |                     | 00816777021656 |                |
| 1905175WC          |                     |                     | 00816777021656 |                |
| 1905205WC          |                     |                     | 00816777021656 |                |
| 1905225WC          |                     |                     | 00816777021656 |                |
|                    |                     |                     | 1903015WC      | 00816777021663 |
|                    |                     | 1904015WC           | 00816777021663 |                |
|                    |                     | 1904225WC           | 00816777021663 |                |
|                    |                     | 1904245WC           | 00816777021663 |                |
|                    |                     |                     | 1904265WC      | 00816777021663 |

| ProductDescription | Catalog Number      | LotID          | GTIN           |
|--------------------|---------------------|----------------|----------------|
|                    | <b>100254CSSR-V</b> | 1904295WC      | 00816777021663 |
|                    |                     | 1905025WC      | 00816777021663 |
|                    |                     | 1905035WC      | 00816777021663 |
|                    |                     | 1905065WC      | 00816777021663 |
|                    |                     | 1905085WC      | 00816777021663 |
|                    |                     | 1905155WC      | 00816777021663 |
|                    |                     | 1905175WC      | 00816777021663 |
|                    |                     | 1905225WC      | 00816777021663 |
|                    | <b>100306CSSR-V</b> | 1903015WC      | 00816777021670 |
|                    |                     | 1903045WC      | 00816777021670 |
|                    |                     | 1903065WC      | 00816777021670 |
|                    |                     | 1903205WC      | 00816777021670 |
|                    |                     | 1904015WC      | 00816777021670 |
|                    |                     | 1904055WC      | 00816777021670 |
|                    |                     | 1904085WC      | 00816777021670 |
|                    |                     | 1904225PC      | 00816777021670 |
|                    |                     | 1904225WC      | 00816777021670 |
|                    |                     | 1904245WC      | 00816777021670 |
|                    |                     | 1904245WH      | 00816777021670 |
|                    |                     | 1904245WT      | 00816777021670 |
|                    |                     | 1905025WC      | 00816777021670 |
|                    |                     | 1905035WC      | 00816777021670 |
|                    |                     | 1905065WC      | 00816777021670 |
|                    |                     | 1905085WC      | 00816777021670 |
|                    |                     | 1905105WC      | 00816777021670 |
|                    |                     | 1905155PC      | 00816777021670 |
|                    | 1905205WC           | 00816777021670 |                |
|                    | <b>100408CSSR-V</b> | 1903015WC      | 00816777021687 |
|                    |                     | 1904015WC      | 00816777021687 |
|                    |                     | 1904035WC      | 00816777021687 |
|                    |                     | 1904155WC      | 00816777021687 |
|                    |                     | 1904175WC      | 00816777021687 |
|                    |                     | 1904225WC      | 00816777021687 |
|                    |                     | 1904245WC      | 00816777021687 |
|                    |                     | 1904265WC      | 00816777021687 |
|                    |                     | 1904295WC      | 00816777021687 |
|                    |                     | 1905025WC      | 00816777021687 |
|                    |                     | 1905035WC      | 00816777021687 |
|                    |                     | 1905065WC      | 00816777021687 |
| 1905155WC          | 00816777021687      |                |                |
| 1905175WC          | 00816777021687      |                |                |
|                    |                     | 1903045WC      | 00816777021694 |
|                    |                     | 1903085WC      | 00816777021694 |
|                    |                     | 1903205WC      | 00816777021694 |

| ProductDescription      | Catalog Number      | LotID          | GTIN           |
|-------------------------|---------------------|----------------|----------------|
| MicroPlex Cosmos 10 VTA | <b>100412CSSR-V</b> | 1903225WC      | 00816777021694 |
|                         |                     | 1904175PC      | 00816777021694 |
|                         |                     | 1904175WC      | 00816777021694 |
|                         |                     | 1904225WC      | 00816777021694 |
|                         |                     | 1904245WC      | 00816777021694 |
|                         |                     | 1904265WC      | 00816777021694 |
|                         |                     | 1904295WC      | 00816777021694 |
|                         |                     | 1905025WC      | 00816777021694 |
|                         |                     | 1905035WC      | 00816777021694 |
|                         |                     | 1905065WC      | 00816777021694 |
|                         |                     | 1905155WC      | 00816777021694 |
|                         |                     | 1905175WC      | 00816777021694 |
|                         |                     | 1905205WC      | 00816777021694 |
|                         |                     | 1905225WC      | 00816777021694 |
|                         | <b>100515CSSR-V</b> | 1903015WC      | 00816777021700 |
|                         |                     | 1903065WC      | 00816777021700 |
|                         |                     | 1903085WC      | 00816777021700 |
|                         |                     | 1903185WC      | 00816777021700 |
|                         |                     | 1903205WC      | 00816777021700 |
|                         |                     | 1904015WC      | 00816777021700 |
|                         |                     | 1904035WC      | 00816777021700 |
|                         |                     | 1904175WC      | 00816777021700 |
|                         |                     | 1904225WC      | 00816777021700 |
|                         |                     | 1904245WC      | 00816777021700 |
|                         |                     | 1904265WC      | 00816777021700 |
|                         |                     | 1904295WC      | 00816777021700 |
|                         |                     | 1905025WC      | 00816777021700 |
|                         |                     | 1905035WC      | 00816777021700 |
|                         |                     | 1905065WC      | 00816777021700 |
|                         |                     | 1905085WC      | 00816777021700 |
|                         |                     | 1905155WC      | 00816777021700 |
|                         |                     | 1905225WC      | 00816777021700 |
|                         | <b>100522CSSR-V</b> | 1903045WC      | 00816777021717 |
|                         |                     | 1903065WC      | 00816777021717 |
|                         |                     | 1903085WC      | 00816777021717 |
|                         |                     | 1904015WC      | 00816777021717 |
|                         |                     | 1904055WC      | 00816777021717 |
|                         |                     | 1904175WC      | 00816777021717 |
|                         |                     | 1904245WC      | 00816777021717 |
|                         |                     | 1904265WC      | 00816777021717 |
|                         |                     | 1904295WC      | 00816777021717 |
|                         |                     | 1905035WC      | 00816777021717 |
| 1905065WC               |                     | 00816777021717 |                |
| 1905155WC               |                     | 00816777021717 |                |

| ProductDescription | Catalog Number      | LotID          | GTIN           |
|--------------------|---------------------|----------------|----------------|
|                    |                     | 1905175WC      | 00816777021717 |
|                    |                     | 1905205WC      | 00816777021717 |
|                    | <b>100618CSSR-V</b> | 1903045WC      | 00816777021724 |
|                    |                     | 1903085WC      | 00816777021724 |
|                    |                     | 1903185WC      | 00816777021724 |
|                    |                     | 1904175WC      | 00816777021724 |
|                    |                     | 1904225WC      | 00816777021724 |
|                    |                     | 1904245WC      | 00816777021724 |
|                    |                     | 1905025WC      | 00816777021724 |
|                    |                     | 1905035WC      | 00816777021724 |
|                    |                     | 1905065WC      | 00816777021724 |
|                    |                     | 1905085WC      | 00816777021724 |
|                    |                     | 1905155WC      | 00816777021724 |
|                    |                     | 1905225WC      | 00816777021724 |
|                    | <b>100626CSSR-V</b> | 1903045WC      | 00816777021731 |
|                    |                     | 1903065WC      | 00816777021731 |
|                    |                     | 1903205WC      | 00816777021731 |
|                    |                     | 1904015WC      | 00816777021731 |
|                    |                     | 1904295WC      | 00816777021731 |
|                    |                     | 1905065WC      | 00816777021731 |
|                    |                     | 1905085WC      | 00816777021731 |
|                    |                     | 1905205WC      | 00816777021731 |
|                    | <b>100722CSSR-V</b> | 1903015WC      | 00816777021748 |
|                    |                     | 1903065WC      | 00816777021748 |
|                    |                     | 1903185WC      | 00816777021748 |
|                    |                     | 1904015WC      | 00816777021748 |
|                    |                     | 1904175WC      | 00816777021748 |
|                    |                     | 1904265WC      | 00816777021748 |
|                    |                     | 1904295WC      | 00816777021748 |
|                    |                     | 1905035WC      | 00816777021748 |
|                    |                     | 1905065WC      | 00816777021748 |
|                    |                     | 1905085WC      | 00816777021748 |
|                    |                     | 1905155WC      | 00816777021748 |
|                    |                     | 1905175WC      | 00816777021748 |
|                    | <b>100731CSSR-V</b> | 1903015WC      | 00816777021755 |
|                    |                     | 1903045WC      | 00816777021755 |
|                    |                     | 1903065WC      | 00816777021755 |
|                    |                     | 1905085WC      | 00816777021755 |
|                    |                     | 1905105WC      | 00816777021755 |
|                    |                     | 1905155WC      | 00816777021755 |
|                    |                     | 1905205PC      | 00816777021755 |
|                    |                     | 1903015WC      | 00816777021762 |
| 1903045WC          |                     | 00816777021762 |                |
| 1904015WC          |                     | 00816777021762 |                |

| ProductDescription | Catalog Number      | LotID             | GTIN           |                |
|--------------------|---------------------|-------------------|----------------|----------------|
|                    | <b>100825CSSR-V</b> | 1904105WC         | 00816777021762 |                |
|                    |                     | 1904175PC         | 00816777021762 |                |
|                    |                     | 1904225WC         | 00816777021762 |                |
|                    |                     | 1904245WC         | 00816777021762 |                |
|                    |                     | 1904265WC         | 00816777021762 |                |
|                    |                     | 1904295WC         | 00816777021762 |                |
|                    |                     | 1905085WC         | 00816777021762 |                |
|                    |                     | 1905155PC         | 00816777021762 |                |
|                    |                     | 1905175WC         | 00816777021762 |                |
|                    | <b>100837CSSR-V</b> | 1903015WC         | 00816777021779 |                |
|                    |                     | 1903065WC         | 00816777021779 |                |
|                    |                     | 1903085WC         | 00816777021779 |                |
|                    |                     | 1904015WC         | 00816777021779 |                |
|                    |                     | 1905105WC         | 00816777021779 |                |
|                    |                     | 1905135WC         | 00816777021779 |                |
|                    |                     | 1905205WC         | 00816777021779 |                |
|                    | <b>100933CSSR-V</b> | 1903015WC         | 00816777021786 |                |
|                    |                     | 1903045WC         | 00816777021786 |                |
|                    |                     | 1903065WC         | 00816777021786 |                |
|                    |                     | 1903085WC         | 00816777021786 |                |
|                    |                     | 1904015WC         | 00816777021786 |                |
|                    |                     | 1904265WC         | 00816777021786 |                |
|                    |                     | 1905105WC         | 00816777021786 |                |
|                    |                     | 1905175WC         | 00816777021786 |                |
|                    |                     | 1905225WC         | 00816777021786 |                |
|                    | <b>101036CSSR-V</b> | 1903015WC         | 00816777021793 |                |
|                    |                     | 1903065WC         | 00816777021793 |                |
|                    |                     | 1903085WC         | 00816777021793 |                |
|                    |                     | 1903115WC         | 00816777021793 |                |
|                    |                     | 1903205WC         | 00816777021793 |                |
|                    |                     | 1905155WC         | 00816777021793 |                |
|                    |                     | 1905225WC         | 00816777021793 |                |
|                    |                     | <b>180619CS-V</b> | 1903065W1      | 00816777022554 |
|                    |                     |                   | 1904015P1      | 00816777022554 |
|                    |                     |                   | 1904225W1      | 00816777022554 |
|                    |                     |                   | 1904295W1      | 00816777022554 |
| 1905085P1          |                     |                   | 00816777022554 |                |
| 1905085W1          |                     |                   | 00816777022554 |                |
| 1905175W1          |                     |                   | 00816777022554 |                |
| 1905205W1          |                     |                   | 00816777022554 |                |
| <b>180723CS-V</b>  |                     | 1903085W1         | 00816777022561 |                |
|                    |                     | 1903185W1         | 00816777022561 |                |
|                    |                     | 1904015P1         | 00816777022561 |                |
|                    |                     | 1904175P1         | 00816777022561 |                |

| ProductDescription      | Catalog Number | LotID          | GTIN           |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| MicroPlex Cosmos 18 VTA |                | 1904295W1      | 00816777022561 |
|                         |                | 1905085W1      | 00816777022561 |
|                         |                | 1905175W1      | 00816777022561 |
|                         | 180827CS-V     | 1903205W1      | 00816777022578 |
|                         |                | 1904015P1      | 00816777022578 |
|                         |                | 1905155W1      | 00816777022578 |
|                         |                | 1905205W1      | 00816777022578 |
|                         | 180931CS-V     | 1903205W1      | 00816777022585 |
|                         |                | 1905175W1      | 00816777022585 |
|                         |                | 1905225W1      | 00816777022585 |
|                         | 181036CS-V     | 1903085W1      | 00816777022592 |
|                         |                | 1903185W1      | 00816777022592 |
|                         |                | 1904225W1      | 00816777022592 |
|                         |                | 1904265W1      | 00816777022592 |
|                         |                | 1905035W1      | 00816777022592 |
|                         |                | 1905065W1      | 00816777022592 |
|                         |                | 1905175W1      | 00816777022592 |
|                         |                | 1905205W1      | 00816777022592 |
|                         | 181139CS-V     | 1903015W1      | 00816777022608 |
|                         |                | 1903085P1      | 00816777022608 |
|                         |                | 1903085W1      | 00816777022608 |
|                         |                | 1903185W1      | 00816777022608 |
|                         |                | 1904015P1      | 00816777022608 |
|                         |                | 1904245P1      | 00816777022608 |
|                         |                | 1904245W1      | 00816777022608 |
|                         | 181243CS-V     | 1903015W1      | 00816777022615 |
|                         |                | 1903065W1      | 00816777022615 |
|                         |                | 1903185W1      | 00816777022615 |
|                         |                | 1904015P1      | 00816777022615 |
|                         |                | 1904175P1      | 00816777022615 |
|                         |                | 1904225W1      | 00816777022615 |
|                         |                | 1904265W1      | 00816777022615 |
|                         |                | 1904295W1      | 00816777022615 |
|                         |                | 1905155W1      | 00816777022615 |
|                         |                | 1905175W1      | 00816777022615 |
|                         |                | 1905225W1      | 00816777022615 |
|                         | 181347CS-V     | 1903015W1      | 00816777022622 |
|                         |                | 1903085W1      | 00816777022622 |
|                         |                | 1903205P1      | 00816777022622 |
|                         |                | 1903205W1      | 00816777022622 |
|                         |                | 1904225W1      | 00816777022622 |
|                         |                | 1903085W1      | 00816777024121 |
| 1903225W1               |                | 00816777024121 |                |
| 1904015P1               |                | 00816777024121 |                |

| ProductDescription                   | Catalog Number        | LotID          | GTIN           |
|--------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|
|                                      | <b>181451CS-V</b>     | 1904175P1      | 00816777024121 |
|                                      |                       | 1904225W1      | 00816777024121 |
|                                      |                       | 1904295W1      | 00816777024121 |
|                                      |                       | 1905105W1      | 00816777024121 |
|                                      |                       | 1905135W1      | 00816777024121 |
|                                      | <b>181652CS-V</b>     | 1903015W1      | 00816777024138 |
|                                      |                       | 1903045W1      | 00816777024138 |
|                                      |                       | 1903085W1      | 00816777024138 |
|                                      |                       | 1903205W1      | 00816777024138 |
|                                      |                       | 1903225W1      | 00816777024138 |
|                                      |                       | 1904105W1      | 00816777024138 |
|                                      |                       | 1905105W1      | 00816777024138 |
|                                      | <b>181859CS-V</b>     | 1905225W1      | 00816777024138 |
|                                      |                       | 1903155P1      | 00816777024145 |
|                                      |                       | 1903155W1      | 00816777024145 |
|                                      |                       | 1903185H1      | 00816777024145 |
|                                      | <b>182065CS-V</b>     | 1905105W1      | 00816777024145 |
|                                      |                       | 1903155W1      | 00816777024152 |
|                                      |                       | 1903185H1      | 00816777024152 |
|                                      | <b>182468CS-V</b>     | 1903205H1      | 00816777024152 |
|                                      |                       | 1904295H1      | 00816777024176 |
|                                      |                       | 1905025G1      | 00816777024176 |
|                                      |                       | 1905025H1      | 00816777024176 |
|                                      |                       | 1905105H1      | 00816777024176 |
| 1905105W1                            |                       | 00816777024176 |                |
| 1905135H1                            |                       | 00816777024176 |                |
| <b>MicroPlex Helical HyperSofter</b> | <b>100206HCSR-S-V</b> | 1905205H1      | 00816777024176 |
|                                      |                       | 1903225UH      | 00812636024745 |
|                                      |                       | 1904055UH      | 00812636024745 |
|                                      |                       | 1904085UH      | 00812636024745 |
|                                      |                       | 1905085UH      | 00812636024745 |
|                                      |                       | 1905105UH      | 00812636024745 |
|                                      |                       | 1905105ZH      | 00812636024745 |
|                                      |                       | 1905135UH      | 00812636024745 |
|                                      | <b>100208HCSR-S-V</b> | 1905225UH      | 00812636024745 |
|                                      |                       | 1905085UH      | 00812636024752 |
|                                      |                       | 1905105UH      | 00812636024752 |
|                                      |                       | 1905105ZH      | 00812636024752 |
|                                      |                       | 1905135UH      | 00812636024752 |
|                                      | <b>100308HCSR-S-V</b> | 1905155UH      | 00812636024752 |
|                                      |                       | 1904105UH      | 00812636024790 |
|                                      | <b>100515HC-R-V</b>   | 1904155UH      | 00812636024790 |
|                                      |                       | 1903135RL      | 00810170010156 |
|                                      |                       | 1905135RL      | 00810170010156 |

| ProductDescription                | Catalog Number | LotID          | GTIN           |                |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| MicroPlex Helical Regular         | 100515HCSR-R-V | 1903225UL      | 00812636024844 |                |
|                                   |                | 1904245UL      | 00812636024844 |                |
|                                   | 100520HCSR-R-V | 1904245UL      | 00812636024851 |                |
|                                   |                | 1904295UL      | 00812636024851 |                |
|                                   | 100620HCSR-R-V | 1904245UL      | 00812636024875 |                |
|                                   | 100830HC-R-V   | 1905135RL      | 00810170010224 |                |
|                                   | 100930HCSR-R-V | 1903085ZL      | 00812636024936 |                |
|                                   |                | 1903115UL      | 00812636024936 |                |
|                                   |                | 1903135UL      | 00812636024936 |                |
|                                   |                | 1904245UL      | 00812636024936 |                |
|                                   | 101030HC-R-V   | 1903135RL      | 00810170010255 |                |
|                                   | 101030HCSR-R-V | 1904245UL      | 00812636024943 |                |
|                                   | 180520HC-R-V   | 1903135RE      | 00810170010583 |                |
| 181230HC-R-V                      | 1903085RE      | 00810170010644 |                |                |
| MicroPlex Helical Regular Regular | 100515HCSR-R-V | 1903065RL      | 00810170013027 |                |
|                                   |                | 1904035RL      | 00810170013027 |                |
|                                   | 100730HCSR-R-V | 1904055RL      | 00810170013072 |                |
| 101030HCSR-R-V                    | 1903015RL      | 00810170013126 |                |                |
| MicroPlex Helical Regular VTA     | 180520HC-R-V   | 1904015PE      | 00816777021953 |                |
| MicroPlex Helical Soft            | 100208HCSR-S-V | 1903085RL      | 00810170012921 |                |
|                                   | 100208HC-S-V   | 1904035RL      | 00810170010057 |                |
|                                   |                | 1904155LL      | 00816777028396 |                |
|                                   |                | 1905035LL      | 00816777028396 |                |
|                                   |                | 1905065LL      | 00816777028396 |                |
|                                   |                | 1905065VL      | 00816777028396 |                |
|                                   | 100310HCSR-S-V | 1904245UL      | 00812636024806 |                |
|                                   |                | 1904265UL      | 00812636024806 |                |
|                                   | 100310HC-S-V   | 1903045VL      | 00816777027696 |                |
|                                   |                | 1904155LL      | 00816777027696 |                |
|                                   |                | 1905035LL      | 00816777027696 |                |
|                                   |                | 1905065LL      | 00816777027696 |                |
|                                   | 100410HCSR-S-V | 1905155LL      | 00816777027696 |                |
|                                   |                | 100410HCSR-S-V | 1904105UL      | 00812636024837 |
|                                   |                | 100410HC-S-V   | 1904155LL      | 00816777027702 |
|                                   | 1904175LL      |                | 00816777027702 |                |
|                                   | 1905035LL      |                | 00816777027702 |                |
|                                   | 1905065LL      |                | 00816777027702 |                |
|                                   | 1905135RL      |                | 00810170010149 |                |
|                                   | 100515HC-R-V   | 1903115LL      | 00816777027719 |                |
|                                   |                | 1903135LL      | 00816777027719 |                |
|                                   |                | 1903155LL      | 00816777027719 |                |
|                                   |                | 1903225LL      | 00816777027719 |                |
|                                   |                | 1904015LL      | 00816777027719 |                |
|                                   |                | 1904175LL      | 00816777027719 |                |



| ProductDescription                | Catalog Number      | LotID     | GTIN           |
|-----------------------------------|---------------------|-----------|----------------|
|                                   |                     | 1905025LL | 00816777027719 |
|                                   |                     | 1905035LL | 00816777027719 |
|                                   |                     | 1905065LL | 00816777027719 |
|                                   |                     | 1905085LL | 00816777027719 |
|                                   | <b>100520HC-R-V</b> | 1905175LL | 00816777027726 |
|                                   |                     | 1905205LL | 00816777027726 |
|                                   |                     | 1905205VL | 00816777027726 |
|                                   | <b>100620HC-R-V</b> | 1903115LL | 00816777028464 |
|                                   |                     | 1905035LL | 00816777028464 |
|                                   |                     | 1905065LL | 00816777028464 |
|                                   | <b>100730HC-R-V</b> | 1905155LL | 00816777027740 |
|                                   |                     | 1905175LL | 00816777027740 |
|                                   |                     | 1905225LL | 00816777027740 |
|                                   | <b>100830HC-R-V</b> | 1905135LL | 00816777027757 |
|                                   |                     | 1905175LL | 00816777027757 |
|                                   | <b>100930HC-R-V</b> | 1903115LL | 00816777027764 |
| <b>MicroPlex Helical Soft VTA</b> | <b>180204HC-S-V</b> | 1903185WE | 00816777022066 |
|                                   |                     | 1905105WE | 00816777022066 |
|                                   | <b>180208HC-S-V</b> | 1904175PE | 00816777022073 |
|                                   |                     | 1904175WE | 00816777022073 |
|                                   |                     | 1904225WE | 00816777022073 |
|                                   |                     | 1904265WE | 00816777022073 |
|                                   |                     | 1904295WE | 00816777022073 |
|                                   |                     | 1905025WE | 00816777022073 |
|                                   |                     | 1905065PE | 00816777022073 |
|                                   |                     | 1905065WE | 00816777022073 |
|                                   |                     | 1905085WE | 00816777022073 |
|                                   |                     | 1905175WE | 00816777022073 |
|                                   |                     | 1905225WE | 00816777022073 |
|                                   | <b>180308HC-S-V</b> | 1904225WE | 00816777022097 |
|                                   |                     | 1904265WE | 00816777022097 |
|                                   |                     | 1905025WE | 00816777022097 |
|                                   |                     | 1905035WE | 00816777022097 |
|                                   | <b>180410HC-S-V</b> | 1903185WE | 00816777022110 |
|                                   |                     | 1904015PE | 00816777022110 |
|                                   |                     | 1904265WE | 00816777022110 |
|                                   |                     | 1904295WE | 00816777022110 |
|                                   |                     | 1905085WE | 00816777022110 |
|                                   |                     | 1905175WE | 00816777022110 |
|                                   | <b>180512HC-S-V</b> | 1903185WE | 00816777022127 |
|                                   |                     | 1904265WE | 00816777022127 |
|                                   |                     | 1904295WE | 00816777022127 |
|                                   |                     | 1905085PE | 00816777022127 |
|                                   |                     | 1905085WE | 00816777022127 |

| ProductDescription             | Catalog Number         | LotID        | GTIN           |                |
|--------------------------------|------------------------|--------------|----------------|----------------|
|                                |                        | 1905155PE    | 00816777022127 |                |
|                                |                        | 1905155WE    | 00816777022127 |                |
|                                |                        | 1905225WE    | 00816777022127 |                |
| MicroPlex Helical SR Reg 10VTA | 100515HCSR-R-V         | 1903045WL    | 00816777020420 |                |
|                                |                        | 1903115WL    | 00816777020420 |                |
|                                |                        | 1904015PL    | 00816777020420 |                |
|                                |                        | 1904225WL    | 00816777020420 |                |
|                                |                        | 1905065WL    | 00816777020420 |                |
|                                |                        | 1905225WL    | 00816777020420 |                |
|                                | 100520HCSR-R-V         | 1903085WL    | 00816777020437 |                |
|                                | 100730HCSR-R-V         | 1904175PL    | 00816777020444 |                |
|                                |                        | 1904225WL    | 00816777020444 |                |
|                                |                        | 1905035WL    | 00816777020444 |                |
| MicroPlex Helical SR SFT 10VTA | 100206HCSR-S-V         | 1903015WL    | 00816777020352 |                |
|                                |                        | 1903205WL    | 00816777020352 |                |
|                                |                        | 1904295WL    | 00816777020352 |                |
|                                |                        | 1905035WL    | 00816777020352 |                |
|                                |                        | 1905175PL    | 00816777020352 |                |
|                                | 100208HCSR-S-V         | 1903015WL    | 00816777020369 |                |
|                                |                        | 1903065WL    | 00816777020369 |                |
|                                | 100306HCSR-S-V         | 1903085WL    | 00816777024084 |                |
|                                |                        | 1904015PL    | 00816777024084 |                |
|                                | 100308HCSR-S-V         | 1903015PL    | 00816777020383 |                |
|                                |                        | 1903015WL    | 00816777020383 |                |
|                                |                        | 1903045WL    | 00816777020383 |                |
|                                |                        | 1903085WL    | 00816777020383 |                |
|                                |                        | 1903185WL    | 00816777020383 |                |
|                                |                        | 1905135WL    | 00816777020383 |                |
|                                | 100310HCSR-S-V         | 1905175PL    | 00816777020383 |                |
|                                |                        | 1903015WL    | 00816777020390 |                |
|                                |                        | 1903085WL    | 00816777020390 |                |
|                                | 100410HCSR-S-V         | 1903185WL    | 00816777020390 |                |
|                                |                        | 1903015WL    | 00816777020413 |                |
|                                |                        | 1903085WL    | 00816777020413 |                |
|                                | MicroPlex HyperSoft 3D | 100103HS3D-V | 1903115TT      | 00810170019616 |
|                                |                        | 100152HS3D-V | 1903065NT      | 00810170019913 |
|                                |                        | 100154HS3D-V | 1903115TT      | 00810170019937 |
|                                |                        |              | 1903135NT      | 00810170019937 |
|                                |                        | 100203HS3D-V | 1903155TT      | 00811425020678 |
|                                |                        | 100256HS3D-V | 1905205NT      | 00811425020708 |
| 100306HS3D-V                   |                        | 1903085NT    | 00811425020722 |                |
|                                |                        | 1905205NT    | 00811425020722 |                |
| 100358HS3D-V                   |                        | 1905175NT    | 00811425020746 |                |

| ProductDescription | Catalog Number      | LotID          | GTIN           |
|--------------------|---------------------|----------------|----------------|
|                    | <b>100408HS3D-V</b> | 1905205NT      | 00811425020760 |
|                    | <b>100515HS3D-V</b> | 1903085NT      | 00811425020784 |
|                    | <b>100102HS3D-V</b> | 1903045WT      | 00816777020970 |
|                    |                     | 1903065WT      | 00816777020970 |
|                    |                     | 1903205WT      | 00816777020970 |
|                    |                     | 1904015WT      | 00816777020970 |
|                    |                     | 1904035WT      | 00816777020970 |
|                    |                     | 1904245WT      | 00816777020970 |
|                    |                     | 1904255WT      | 00816777020970 |
|                    |                     | 1904265WT      | 00816777020970 |
|                    |                     | 1904295WT      | 00816777020970 |
|                    |                     | 1905025WT      | 00816777020970 |
|                    |                     | 1905065WT      | 00816777020970 |
|                    |                     | 1905085WT      | 00816777020970 |
|                    |                     | 1905155WT      | 00816777020970 |
|                    |                     | 1905175WT      | 00816777020970 |
|                    | 1905205WT           | 00816777020970 |                |
|                    | <b>100103HS3D-V</b> | 1903015WT      | 00816777020987 |
|                    |                     | 1903085WT      | 00816777020987 |
|                    |                     | 1903135WT      | 00816777020987 |
|                    |                     | 1904015WT      | 00816777020987 |
|                    |                     | 1904035WT      | 00816777020987 |
|                    |                     | 1904055WT      | 00816777020987 |
|                    |                     | 1904105WT      | 00816777020987 |
|                    |                     | 1904265WT      | 00816777020987 |
|                    |                     | 1904295WT      | 00816777020987 |
|                    |                     | 1905035WT      | 00816777020987 |
|                    |                     | 1905105PT      | 00816777020987 |
|                    |                     | 1905135WT      | 00816777020987 |
|                    |                     | 1905155WT      | 00816777020987 |
|                    |                     | 1905225WT      | 00816777020987 |
|                    | <b>100152HS3D-V</b> | 1903045WT      | 00816777020994 |
|                    |                     | 1903085WT      | 00816777020994 |
|                    |                     | 1903205WT      | 00816777020994 |
|                    |                     | 1903225WT      | 00816777020994 |
|                    |                     | 1904015WT      | 00816777020994 |
| 1904105WT          |                     | 00816777020994 |                |
| 1904175WT          |                     | 00816777020994 |                |
| 1904295WT          |                     | 00816777020994 |                |
| 1905025WT          |                     | 00816777020994 |                |
| 1905105WT          |                     | 00816777020994 |                |
| 1905135WT          |                     | 00816777020994 |                |
| 1905155WT          |                     | 00816777020994 |                |
| 1905175WT          |                     | 00816777020994 |                |

| ProductDescription | Catalog Number      | LotID     | GTIN           |
|--------------------|---------------------|-----------|----------------|
|                    | <b>100153HS3D-V</b> | 1903015WT | 00816777021007 |
|                    |                     | 1903045WT | 00816777021007 |
|                    |                     | 1903065WT | 00816777021007 |
|                    |                     | 1903155WT | 00816777021007 |
|                    |                     | 1904015WT | 00816777021007 |
|                    |                     | 1904035WT | 00816777021007 |
|                    |                     | 1904265WT | 00816777021007 |
|                    |                     | 1904295WT | 00816777021007 |
|                    |                     | 1905135WT | 00816777021007 |
|                    |                     | 1905205WT | 00816777021007 |
|                    | <b>100154HS3D-V</b> | 1903045WT | 00816777021014 |
|                    |                     | 1903085WT | 00816777021014 |
|                    |                     | 1903135WT | 00816777021014 |
|                    |                     | 1903185WT | 00816777021014 |
|                    |                     | 1903225WT | 00816777021014 |
|                    |                     | 1904015WT | 00816777021014 |
|                    |                     | 1904035WT | 00816777021014 |
|                    |                     | 1904085WT | 00816777021014 |
|                    |                     | 1904105WT | 00816777021014 |
|                    |                     | 1904155WT | 00816777021014 |
|                    |                     | 1904175WT | 00816777021014 |
|                    |                     | 1904225WT | 00816777021014 |
|                    |                     | 1905025WT | 00816777021014 |
|                    |                     | 1905135WT | 00816777021014 |
|                    |                     | 1905155PT | 00816777021014 |
|                    |                     | 1905155WT | 00816777021014 |
|                    |                     | 1905175WT | 00816777021014 |
|                    |                     | 1905205WT | 00816777021014 |
|                    | <b>100202HS3D-V</b> | 1903015WT | 00816777021021 |
|                    |                     | 1903065WT | 00816777021021 |
|                    |                     | 1903185WT | 00816777021021 |
|                    |                     | 1903205WT | 00816777021021 |
|                    |                     | 1905105WT | 00816777021021 |
|                    |                     | 1905205WT | 00816777021021 |
|                    | <b>100203HS3D-V</b> | 1904015WT | 00816777021038 |
|                    |                     | 1904035WT | 00816777021038 |
|                    |                     | 1904265WT | 00816777021038 |
|                    |                     | 1904295WT | 00816777021038 |
|                    |                     | 1905065WT | 00816777021038 |
|                    |                     | 1905085WT | 00816777021038 |
|                    |                     | 1905155WT | 00816777021038 |
|                    |                     | 1905225PT | 00816777021038 |
|                    |                     | 1903015WT | 00816777021045 |
|                    |                     | 1903045WT | 00816777021045 |

| ProductDescription         | Catalog Number | LotID          | GTIN           |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| MicroPlex HyperSoft 3D VTA | 100204HS3D-V   | 1903065WT      | 00816777021045 |
|                            |                | 1903085WT      | 00816777021045 |
|                            |                | 1904035WT      | 00816777021045 |
|                            |                | 1904055WT      | 00816777021045 |
|                            |                | 1904085WT      | 00816777021045 |
|                            |                | 1904245WT      | 00816777021045 |
|                            |                | 1904255WT      | 00816777021045 |
|                            |                | 1904295WT      | 00816777021045 |
|                            |                | 1905035WT      | 00816777021045 |
|                            |                | 1905065WT      | 00816777021045 |
|                            |                | 1905085WT      | 00816777021045 |
|                            | 100206HS3D-V   | 1904175WT      | 00816777026729 |
|                            |                | 1904225WT      | 00816777026729 |
|                            |                | 1904245WT      | 00816777026729 |
|                            |                | 1905105WT      | 00816777026729 |
|                            |                | 1905155PT      | 00816777026729 |
|                            |                | 1905155WT      | 00816777026729 |
|                            | 100208HS3D-V   | 1903085WT      | 00816777026736 |
|                            |                | 1903155WT      | 00816777026736 |
|                            |                | 1904035WT      | 00816777026736 |
|                            |                | 1905155PT      | 00816777026736 |
|                            |                | 1905155WT      | 00816777026736 |
|                            | 100254HS3D-V   | 1903015WT      | 00816777021052 |
|                            |                | 1903065WT      | 00816777021052 |
|                            |                | 1904015WT      | 00816777021052 |
|                            |                | 1904035WT      | 00816777021052 |
|                            |                | 1904055WT      | 00816777021052 |
|                            |                | 1904155WT      | 00816777021052 |
|                            |                | 1904225WT      | 00816777021052 |
|                            |                | 1904245WT      | 00816777021052 |
|                            |                | 1905035PT      | 00816777021052 |
|                            |                | 1905065WT      | 00816777021052 |
|                            | 100256HS3D-V   | 1903015WT      | 00816777021069 |
|                            |                | 1903045WT      | 00816777021069 |
|                            |                | 1903065WT      | 00816777021069 |
|                            |                | 1903085WT      | 00816777021069 |
|                            |                | 1904015WC      | 00816777021069 |
|                            |                | 1904015WT      | 00816777021069 |
|                            |                | 1904035WT      | 00816777021069 |
|                            |                | 1904175WT      | 00816777021069 |
|                            |                | 1904245WT      | 00816777021069 |
|                            |                | 1904255WT      | 00816777021069 |
| 1904265WT                  |                | 00816777021069 |                |
| 1904295WT                  |                | 00816777021069 |                |

| ProductDescription | Catalog Number      | LotID          | GTIN           |
|--------------------|---------------------|----------------|----------------|
|                    |                     | 1905035WH      | 00816777021069 |
|                    |                     | 1905035WT      | 00816777021069 |
|                    |                     | 1905155PT      | 00816777021069 |
|                    |                     | 1905225WT      | 00816777021069 |
|                    | <b>100304HS3D-V</b> | 1903065WT      | 00816777021076 |
|                    |                     | 1903115WT      | 00816777021076 |
|                    |                     | 1903155WT      | 00816777021076 |
|                    |                     | 1903205WT      | 00816777021076 |
|                    |                     | 1904015WT      | 00816777021076 |
|                    |                     | 1904055WT      | 00816777021076 |
|                    |                     | 1904255WT      | 00816777021076 |
|                    |                     | 1905105WT      | 00816777021076 |
|                    |                     | 1905175WT      | 00816777021076 |
|                    |                     | 1905205WT      | 00816777021076 |
|                    | <b>100306HS3D-V</b> | 1903015WT      | 00816777021083 |
|                    |                     | 1903085WT      | 00816777021083 |
|                    |                     | 1903115WT      | 00816777021083 |
|                    |                     | 1903135WT      | 00816777021083 |
|                    |                     | 1903155WT      | 00816777021083 |
|                    |                     | 1904015WT      | 00816777021083 |
|                    |                     | 1904035WT      | 00816777021083 |
|                    |                     | 1904055WT      | 00816777021083 |
|                    |                     | 1904085WT      | 00816777021083 |
|                    |                     | 1904225PT      | 00816777021083 |
|                    |                     | 1904225WT      | 00816777021083 |
|                    |                     | 1904245WT      | 00816777021083 |
|                    |                     | 1904255WT      | 00816777021083 |
|                    |                     | 1904265WT      | 00816777021083 |
|                    |                     | 1905135WT      | 00816777021083 |
|                    |                     | 1905175WT      | 00816777021083 |
|                    | 1905205WT           | 00816777021083 |                |
|                    | <b>100310HS3D-V</b> | 1903085WT      | 00816777026767 |
|                    |                     | 1904035WT      | 00816777026767 |
|                    | <b>100355HS3D-V</b> | 1903045WT      | 00816777021090 |
|                    |                     | 1903085WT      | 00816777021090 |
|                    |                     | 1904015WT      | 00816777021090 |
|                    |                     | 1904225PT      | 00816777021090 |
|                    |                     | 1904225WT      | 00816777021090 |
|                    |                     | 1905175WT      | 00816777021090 |
|                    | <b>100358HS3D-V</b> | 1903065WT      | 00816777021106 |
|                    |                     | 1904255WT      | 00816777021106 |
|                    |                     | 1904265WT      | 00816777021106 |
|                    |                     | 1904295WT      | 00816777021106 |
|                    |                     | 1905035WT      | 00816777021106 |

| ProductDescription | Catalog Number      | LotID          | GTIN           |
|--------------------|---------------------|----------------|----------------|
|                    |                     | 1905065WT      | 00816777021106 |
|                    |                     | 1905085WT      | 00816777021106 |
|                    |                     | 1905155WT      | 00816777021106 |
|                    |                     | 1905175WT      | 00816777021106 |
|                    | <b>100406HS3D-V</b> | 1903015WT      | 00816777021113 |
|                    |                     | 1903115WT      | 00816777021113 |
|                    |                     | 1903205WT      | 00816777021113 |
|                    |                     | 1904015WT      | 00816777021113 |
|                    |                     | 1905205WT      | 00816777021113 |
|                    | <b>100408HS3D-V</b> | 1903085WT      | 00816777021120 |
|                    |                     | 1903205WT      | 00816777021120 |
|                    |                     | 1904015WT      | 00816777021120 |
|                    |                     | 1904035WT      | 00816777021120 |
|                    |                     | 1904055WT      | 00816777021120 |
|                    |                     | 1904175WT      | 00816777021120 |
|                    |                     | 1904225PT      | 00816777021120 |
|                    |                     | 1904225WT      | 00816777021120 |
|                    |                     | 1904255WT      | 00816777021120 |
|                    |                     | 1904265WT      | 00816777021120 |
|                    |                     | 1904295WT      | 00816777021120 |
|                    |                     | 1905025WT      | 00816777021120 |
|                    |                     | 1905105WT      | 00816777021120 |
|                    |                     | 1905155WT      | 00816777021120 |
|                    | 1905175WT           | 00816777021120 |                |
|                    | <b>100412HS3D-V</b> | 1903135WT      | 00816777026774 |
|                    |                     | 1904035WT      | 00816777026774 |
|                    |                     | 1904175WT      | 00816777026774 |
|                    |                     | 1905105WT      | 00816777026774 |
|                    | <b>100415HS3D-V</b> | 1903135WT      | 00816777026781 |
|                    |                     | 1904035WT      | 00816777026781 |
|                    |                     | 1905105WT      | 00816777026781 |
|                    |                     | 1905155WT      | 00816777026781 |
|                    | <b>100510HS3D-V</b> | 1903065WT      | 00816777021137 |
| 1904015WT          |                     | 00816777021137 |                |
| 1904035WT          |                     | 00816777021137 |                |
| 1904245WT          |                     | 00816777021137 |                |
| 1905105WT          |                     | 00816777021137 |                |
| 1905155WT          |                     | 00816777021137 |                |
|                    | 1903015WT           | 00816777021144 |                |
|                    | 1903045WT           | 00816777021144 |                |
|                    | 1903085WT           | 00816777021144 |                |
|                    | 1903185WT           | 00816777021144 |                |
|                    | 1903205WT           | 00816777021144 |                |
|                    | 1904015WT           | 00816777021144 |                |

| ProductDescription | Catalog Number      | LotID          | GTIN           |
|--------------------|---------------------|----------------|----------------|
|                    | <b>100515HS3D-V</b> | 1904035WT      | 00816777021144 |
|                    |                     | 1904175WT      | 00816777021144 |
|                    |                     | 1904265WT      | 00816777021144 |
|                    |                     | 1904295WT      | 00816777021144 |
|                    |                     | 1905025WT      | 00816777021144 |
|                    |                     | 1905035WT      | 00816777021144 |
|                    |                     | 1905085WT      | 00816777021144 |
|                    |                     | 1905175WT      | 00816777021144 |
|                    | <b>100101HS-V</b>   | 1903045UH      | 00812636024950 |
|                    |                     | 1903065UH      | 00812636024950 |
|                    |                     | 1903115UH      | 00812636024950 |
|                    |                     | 1903135UH      | 00812636024950 |
|                    |                     | 1903155UH      | 00812636024950 |
|                    |                     | 1903185UH      | 00812636024950 |
|                    |                     | 1903205UH      | 00812636024950 |
|                    |                     | 1903225UH      | 00812636024950 |
|                    |                     | 1903225ZH      | 00812636024950 |
|                    |                     | 1904085UH      | 00812636024950 |
|                    |                     | 1904105UH      | 00812636024950 |
|                    |                     | 1904175UH      | 00812636024950 |
|                    |                     | 1904245UH      | 00812636024950 |
|                    |                     | 1905025UH      | 00812636024950 |
|                    |                     | 1905085UH      | 00812636024950 |
|                    |                     | 1905105ZH      | 00812636024950 |
|                    |                     | 1905135UH      | 00812636024950 |
|                    |                     | 1905175UH      | 00812636024950 |
|                    |                     | 1905205UH      | 00812636024950 |
|                    |                     | 1905205ZH      | 00812636024950 |
|                    | 1905225UH           | 00812636024950 |                |
|                    | 1905225ZH           | 00812636024950 |                |
|                    | <b>100102HS-V</b>   | 1903115UH      | 00812636024967 |
|                    |                     | 1903135UH      | 00812636024967 |
|                    |                     | 1903155UH      | 00812636024967 |
|                    |                     | 1903185UH      | 00812636024967 |
|                    |                     | 1903205UH      | 00812636024967 |
|                    |                     | 1903225UH      | 00812636024967 |
|                    |                     | 1903225ZH      | 00812636024967 |
|                    |                     | 1905085UH      | 00812636024967 |
|                    |                     | 1905105UH      | 00812636024967 |
|                    |                     | 1905105ZH      | 00812636024967 |
| 1905135UH          |                     | 00812636024967 |                |
| 1905155UH          |                     | 00812636024967 |                |
| 1905155ZH          | 00812636024967      |                |                |
| 1905175UH          | 00812636024967      |                |                |



| ProductDescription | Catalog Number    | LotID             | GTIN           |                |
|--------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|
|                    |                   | 1905205UH         | 00812636024967 |                |
|                    |                   | 1905205ZH         | 00812636024967 |                |
|                    |                   | 1905225UH         | 00812636024967 |                |
|                    |                   | 1905225ZH         | 00812636024967 |                |
|                    | <b>100103HS-V</b> | 1903115UH         | 00812636024974 |                |
|                    |                   | 1903135UH         | 00812636024974 |                |
|                    |                   | 1903155UH         | 00812636024974 |                |
|                    |                   | 1903185UH         | 00812636024974 |                |
|                    |                   | 1903205UH         | 00812636024974 |                |
|                    |                   | 1903225UH         | 00812636024974 |                |
|                    |                   | 1904105UH         | 00812636024974 |                |
|                    |                   | 1904155UH         | 00812636024974 |                |
|                    |                   | 1904175UH         | 00812636024974 |                |
|                    |                   | 1904225UH         | 00812636024974 |                |
|                    |                   | 1904245UH         | 00812636024974 |                |
|                    |                   | 1905025UH         | 00812636024974 |                |
|                    |                   | 1905025ZH         | 00812636024974 |                |
|                    |                   | 1905035UH         | 00812636024974 |                |
|                    |                   | 1905035ZH         | 00812636024974 |                |
|                    |                   | 1905065UH         | 00812636024974 |                |
|                    |                   | 1905085UH         | 00812636024974 |                |
|                    |                   | 1905105UH         | 00812636024974 |                |
|                    |                   | 1905105ZH         | 00812636024974 |                |
|                    |                   | 1905135UH         | 00812636024974 |                |
|                    |                   | 1905155UH         | 00812636024974 |                |
|                    |                   | 1905155ZH         | 00812636024974 |                |
|                    |                   | 1905175UH         | 00812636024974 |                |
|                    |                   | 1905205UH         | 00812636024974 |                |
|                    |                   | <b>100104HS-V</b> | 1903115UH      | 00812636024981 |
|                    |                   |                   | 1903135UH      | 00812636024981 |
|                    | 1903225UH         |                   | 00812636024981 |                |
|                    | 1904085UH         |                   | 00812636024981 |                |
|                    | 1904105UH         |                   | 00812636024981 |                |
|                    | 1904155UH         |                   | 00812636024981 |                |
| 1905085UH          | 00812636024981    |                   |                |                |
| 1905105UH          | 00812636024981    |                   |                |                |
| 1905105ZH          | 00812636024981    |                   |                |                |
| 1905135UH          | 00812636024981    |                   |                |                |
| 1905155UH          | 00812636024981    |                   |                |                |
| 1905155ZH          | 00812636024981    |                   |                |                |
| 1905175UH          | 00812636024981    |                   |                |                |
| 1905205UH          | 00812636024981    |                   |                |                |
| <b>100151HS-V</b>  | 1905025UH         | 00812636024998    |                |                |
|                    | 1903155UH         | 00812636025001    |                |                |

| ProductDescription          | Catalog Number | LotID     | GTIN           |
|-----------------------------|----------------|-----------|----------------|
| MicroPlex HyperSoft Helical | 100152HS-V     | 1903185UH | 00812636025001 |
|                             |                | 1903205UH | 00812636025001 |
|                             |                | 1904085UH | 00812636025001 |
|                             |                | 1904105UH | 00812636025001 |
|                             |                | 1904155UH | 00812636025001 |
|                             |                | 1904225UH | 00812636025001 |
|                             |                | 1904245UH | 00812636025001 |
|                             |                | 1905025UH | 00812636025001 |
|                             |                | 1905025ZH | 00812636025001 |
|                             |                | 1905035UH | 00812636025001 |
|                             |                | 1905035ZH | 00812636025001 |
|                             |                | 1905065UH | 00812636025001 |
|                             |                | 1905085UH | 00812636025001 |
|                             |                | 1905105UH | 00812636025001 |
|                             |                | 1905135UH | 00812636025001 |
|                             |                | 1905155UH | 00812636025001 |
|                             |                | 1905155ZH | 00812636025001 |
|                             |                | 1905175UH | 00812636025001 |
|                             |                | 1905205ZH | 00812636025001 |
|                             | 100153HS-V     | 1903225UH | 00812636025018 |
|                             |                | 1905105UH | 00812636025018 |
|                             |                | 1905135UH | 00812636025018 |
|                             |                | 1905135ZH | 00812636025018 |
|                             |                | 1905155UH | 00812636025018 |
|                             |                | 1905175UH | 00812636025018 |
|                             |                | 1905205UH | 00812636025018 |
|                             |                | 1905225UH | 00812636025018 |
|                             |                | 1905225ZH | 00812636025018 |
|                             | 100154HS-V     | 1903155UH | 00812636025025 |
|                             |                | 1903185UH | 00812636025025 |
|                             |                | 1903205UH | 00812636025025 |
|                             |                | 1903225UH | 00812636025025 |
|                             |                | 1905085UH | 00812636025025 |
|                             |                | 1905105UH | 00812636025025 |
|                             |                | 1905105ZH | 00812636025025 |
|                             |                | 1905135UH | 00812636025025 |
|                             |                | 1905155UH | 00812636025025 |
|                             |                | 1905155ZH | 00812636025025 |
|                             |                | 1905175UH | 00812636025025 |
|                             |                | 1905205UH | 00812636025025 |
|                             |                | 1905225UH | 00812636025025 |
|                             | 100201HS-V     | 1903135UH | 00812636025032 |
|                             | 100202HS-V     | 1904085UH | 00812636025049 |
|                             |                | 1904105UH | 00812636025049 |

| ProductDescription | Catalog Number        | LotID          | GTIN           |
|--------------------|-----------------------|----------------|----------------|
|                    | <del>100202HS-V</del> | 1904175UH      | 00812636025049 |
|                    |                       | 1904245UH      | 00812636025049 |
|                    | 100203HS-V            | 1903155UH      | 00812636025056 |
|                    |                       | 1903185UH      | 00812636025056 |
|                    |                       | 1903225UH      | 00812636025056 |
|                    | 100204HS-V            | 1904085UH      | 00812636025063 |
|                    |                       | 1904105UH      | 00812636025063 |
|                    |                       | 1904225UH      | 00812636025063 |
|                    |                       | 1904245UH      | 00812636025063 |
|                    |                       | 1905065UH      | 00812636025063 |
|                    |                       | 1905085UH      | 00812636025063 |
|                    |                       | 1905105UH      | 00812636025063 |
|                    |                       | 1905135UH      | 00812636025063 |
|                    |                       | 1905135ZH      | 00812636025063 |
|                    |                       | 1905155UH      | 00812636025063 |
|                    |                       | 1905175UH      | 00812636025063 |
|                    |                       | 1905205UH      | 00812636025063 |
|                    |                       | 100206HS-V     | 1904085UH      |
|                    | 1904105UH             |                | 00812636025070 |
|                    | 1904155UH             |                | 00812636025070 |
|                    | 1904175UH             |                | 00812636025070 |
|                    | 1904265UH             |                | 00812636025070 |
|                    | 1905065UH             |                | 00812636025070 |
|                    | 1905085UH             |                | 00812636025070 |
|                    | 1905105UH             |                | 00812636025070 |
|                    | 1905105ZH             |                | 00812636025070 |
|                    | 1905135UH             |                | 00812636025070 |
|                    | 1905155UH             |                | 00812636025070 |
|                    | 1905175UH             |                | 00812636025070 |
|                    | 1905205UH             |                | 00812636025070 |
|                    | 1905205ZH             | 00812636025070 |                |
|                    | 1905225UH             | 00812636025070 |                |
|                    | 100306HS-V            | 1903115UH      | 00812636025148 |
|                    |                       | 1903135UH      | 00812636025148 |
|                    |                       | 1903155UH      | 00812636025148 |
|                    |                       | 1903185UH      | 00812636025148 |
|                    |                       | 1904085UH      | 00812636025148 |
|                    | 100308HS-V            | 1903185UH      | 00812636025155 |
|                    |                       | 1903225UH      | 00812636025155 |
|                    |                       | 1905135UH      | 00812636025155 |
|                    |                       | 1905175UH      | 00812636025155 |
|                    | 100408HS-V            | 1905205UH      | 00812636025155 |
| 1905085UH          |                       | 00812636025186 |                |
|                    |                       | 1905105UH      | 00812636025186 |

| ProductDescription                    | Catalog Number        | LotID          | GTIN           |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|
|                                       | <del>100408HS-V</del> | 1905135UH      | 00812636025186 |
|                                       |                       | 1905155UH      | 00812636025186 |
| MicroPlex HyperSoft Helical HyperSoft | <b>100103HS-V</b>     | 1903045NH      | 00810170010002 |
|                                       | <b>100151HS-V</b>     | 1903135TH      | 00810170019401 |
|                                       | <b>100152HS-V</b>     | 1903065NH      | 00810170019418 |
|                                       |                       | 1904175TH      | 00810170019418 |
|                                       |                       | 1904225NH      | 00810170019418 |
|                                       |                       | 1905065NH      | 00810170019418 |
|                                       | <b>100153HS-V</b>     | 1903015NH      | 00810170019432 |
|                                       | <b>100154HS-V</b>     | 1903115TH      | 00810170019449 |
|                                       | <b>100202HS-V</b>     | 1904225NH      | 00811425020029 |
|                                       |                       | 1905065NH      | 00811425020029 |
|                                       |                       | 1905205NH      | 00811425020029 |
|                                       | <b>100203HS-V</b>     | 1904225NH      | 00810170019456 |
|                                       |                       | 1905135NH      | 00810170019456 |
|                                       | <b>100254HS-V</b>     | 1905205NH      | 00810170019975 |
|                                       | <b>100304HS-V</b>     | 1903085NH      | 00810170019487 |
|                                       |                       | 1903135TH      | 00810170019487 |
|                                       |                       | 1904035TH      | 00810170019487 |
|                                       |                       | 1905205NH      | 00810170019487 |
|                                       | <b>100308HS-V</b>     | 1903085NH      | 00810170019500 |
|                                       | <b>100408HS-V</b>     | 1903115TH      | 00810170019517 |
|                                       | <b>100508HS-V</b>     | 1903225TH      | 00811425020081 |
|                                       |                       | 1905205NH      | 00811425020081 |
|                                       | <b>100101HS-V</b>     | 1903135WH      | 00816777020499 |
|                                       |                       | 1904175WH      | 00816777020499 |
|                                       |                       | 1905085WH      | 00816777020499 |
|                                       |                       | 1905105PH      | 00816777020499 |
|                                       |                       | 1905135WH      | 00816777020499 |
|                                       | <b>100102HS-V</b>     | 1904035WH      | 00816777020505 |
|                                       |                       | 1905155WH      | 00816777020505 |
|                                       | <b>100103HS-V</b>     | 1905085WH      | 00816777020512 |
|                                       | <b>100104HS-V</b>     | 1904175WH      | 00816777020529 |
|                                       |                       | 1904225WH      | 00816777020529 |
|                                       |                       | 1905155WH      | 00816777020529 |
|                                       | <b>100151HS-V</b>     | 1903085WH      | 00816777020536 |
|                                       |                       | 1903205WH      | 00816777020536 |
|                                       |                       | 1904015WH      | 00816777020536 |
|                                       |                       | 1904265WH      | 00816777020536 |
|                                       |                       | 1904295WH      | 00816777020536 |
|                                       |                       | 1905085WH      | 00816777020536 |
|                                       |                       | 1905155WH      | 00816777020536 |
|                                       | 1905225PH             | 00816777020536 |                |
|                                       |                       |                | 1903015WH      |

| ProductDescription | Catalog Number    | LotID             | GTIN           |                |
|--------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|
|                    | <b>100152HS-V</b> | 1903065WH         | 00816777020543 |                |
|                    |                   | 1903185WH         | 00816777020543 |                |
|                    |                   | 1904015WH         | 00816777020543 |                |
|                    |                   | 1904035WH         | 00816777020543 |                |
|                    |                   | 1904055WH         | 00816777020543 |                |
|                    |                   | 1904085WH         | 00816777020543 |                |
|                    |                   | 1904155WH         | 00816777020543 |                |
|                    |                   | 1904225WH         | 00816777020543 |                |
|                    |                   | 1904245WH         | 00816777020543 |                |
|                    |                   | 1904265WH         | 00816777020543 |                |
|                    |                   | 1904295WH         | 00816777020543 |                |
|                    |                   | 1905025WH         | 00816777020543 |                |
|                    |                   | 1905035PH         | 00816777020543 |                |
|                    |                   | 1905035WH         | 00816777020543 |                |
|                    |                   | 1905065WH         | 00816777020543 |                |
|                    |                   | 1905085WH         | 00816777020543 |                |
|                    |                   | 1905155WH         | 00816777020543 |                |
|                    |                   | 1905225WH         | 00816777020543 |                |
|                    |                   | <b>100153HS-V</b> | 1903065WH      | 00816777020550 |
|                    | 1903085WH         |                   | 00816777020550 |                |
|                    | 1903205WH         |                   | 00816777020550 |                |
|                    | 1904015WH         |                   | 00816777020550 |                |
|                    | 1904035WH         |                   | 00816777020550 |                |
|                    | 1904055WH         |                   | 00816777020550 |                |
|                    | 1904155WH         |                   | 00816777020550 |                |
|                    | 1904175WH         |                   | 00816777020550 |                |
|                    | 1904225PH         |                   | 00816777020550 |                |
|                    | 1904225WH         |                   | 00816777020550 |                |
|                    | 1904245WH         |                   | 00816777020550 |                |
|                    | 1904265WH         |                   | 00816777020550 |                |
|                    | 1905025WH         |                   | 00816777020550 |                |
|                    | 1905035PH         |                   | 00816777020550 |                |
|                    | 1905065WH         |                   | 00816777020550 |                |
|                    | 1905085WH         |                   | 00816777020550 |                |
|                    | 1905155WH         |                   | 00816777020550 |                |
|                    | 1905205PH         |                   | 00816777020550 |                |
|                    | 1905225PH         |                   | 00816777020550 |                |
|                    | 1905225WH         | 00816777020550    |                |                |
|                    |                   |                   | 1903015WH      | 00816777020567 |
|                    |                   |                   | 1903045WH      | 00816777020567 |
|                    |                   |                   | 1903065WH      | 00816777020567 |
|                    |                   |                   | 1904035WH      | 00816777020567 |
|                    |                   |                   | 1904055WH      | 00816777020567 |
|                    |                   | 1904225WH         | 00816777020567 |                |

| ProductDescription             | Catalog Number | LotID     | GTIN           |
|--------------------------------|----------------|-----------|----------------|
| MicroPlex HyperSoft HelicalVTA | 100154HS-V     | 1904245WH | 00816777020567 |
|                                |                | 1904265WH | 00816777020567 |
|                                |                | 1904295WH | 00816777020567 |
|                                |                | 1905035PH | 00816777020567 |
|                                |                | 1905035WH | 00816777020567 |
|                                |                | 1905065WH | 00816777020567 |
|                                |                | 1905085WH | 00816777020567 |
|                                |                | 1905155PH | 00816777020567 |
|                                |                | 1905155WH | 00816777020567 |
|                                |                | 1905175WH | 00816777020567 |
|                                |                | 1905205WH | 00816777020567 |
|                                | 100202HS-V     | 1903085WH | 00816777020581 |
|                                |                | 1904015WH | 00816777020581 |
|                                |                | 1904055WH | 00816777020581 |
|                                |                | 1904175WH | 00816777020581 |
|                                |                | 1904245WH | 00816777020581 |
|                                |                | 1904265WH | 00816777020581 |
|                                |                | 1904295WH | 00816777020581 |
|                                |                | 1905085WH | 00816777020581 |
|                                |                | 1905225PH | 00816777020581 |
|                                |                | 1905225WH | 00816777020581 |
|                                | 100203HS-V     | 1903015WH | 00816777020598 |
|                                |                | 1903065WH | 00816777020598 |
|                                |                | 1904035WH | 00816777020598 |
|                                |                | 1904225WH | 00816777020598 |
|                                |                | 1904245WH | 00816777020598 |
|                                |                | 1904265WH | 00816777020598 |
|                                |                | 1904295WH | 00816777020598 |
|                                |                | 1905035WH | 00816777020598 |
|                                |                | 1905155WH | 00816777020598 |
|                                |                | 1905225WH | 00816777020598 |
|                                | 100204HS-V     | 1903045WH | 00816777020604 |
|                                |                | 1903065WH | 00816777020604 |
|                                |                | 1904015WH | 00816777020604 |
|                                |                | 1904035WH | 00816777020604 |
|                                |                | 1904155WH | 00816777020604 |
|                                |                | 1904175WH | 00816777020604 |
|                                |                | 1904225PH | 00816777020604 |
|                                |                | 1904245WH | 00816777020604 |
|                                |                | 1904265WH | 00816777020604 |
|                                |                | 1904295WH | 00816777020604 |
|                                |                | 1905025WH | 00816777020604 |
| 1905035WH                      | 00816777020604 |           |                |
| 1905085WH                      | 00816777020604 |           |                |

| ProductDescription | Catalog Number    | LotID          | GTIN           |
|--------------------|-------------------|----------------|----------------|
|                    |                   | 1905155WH      | 00816777020604 |
|                    |                   | 1905225WH      | 00816777020604 |
|                    | <b>100206HS-V</b> | 1903065WH      | 00816777020628 |
|                    |                   | 1903085WH      | 00816777020628 |
|                    |                   | 1903185WH      | 00816777020628 |
|                    |                   | 1904055WH      | 00816777020628 |
|                    |                   | 1904175WH      | 00816777020628 |
|                    |                   | 1904225WH      | 00816777020628 |
|                    |                   | 1904245WH      | 00816777020628 |
|                    |                   | 1904265WH      | 00816777020628 |
|                    |                   | 1904295WH      | 00816777020628 |
|                    |                   | 1905025WH      | 00816777020628 |
|                    |                   | 1905035PH      | 00816777020628 |
|                    |                   | 1905035WH      | 00816777020628 |
|                    |                   | 1905065WH      | 00816777020628 |
|                    |                   | 1905155WH      | 00816777020628 |
|                    |                   | 1905175WH      | 00816777020628 |
|                    | 1905225WH         | 00816777020628 |                |
|                    | <b>100254HS-V</b> | 1903205WH      | 00816777020659 |
|                    |                   | 1904015WH      | 00816777020659 |
|                    |                   | 1904225WH      | 00816777020659 |
|                    |                   | 1904265WH      | 00816777020659 |
|                    |                   | 1904295WH      | 00816777020659 |
|                    |                   | 1905025WH      | 00816777020659 |
|                    |                   | 1905085WH      | 00816777020659 |
|                    |                   | 1905225PH      | 00816777020659 |
|                    | <b>100256HS-V</b> | 1903045WH      | 00816777020666 |
|                    |                   | 1903065WH      | 00816777020666 |
|                    |                   | 1903185WH      | 00816777020666 |
|                    |                   | 1904015WH      | 00816777020666 |
|                    |                   | 1905155WH      | 00816777020666 |
|                    | <b>100304HS-V</b> | 1903065WH      | 00816777024107 |
|                    |                   | 1905035PH      | 00816777024107 |
|                    |                   | 1905065WH      | 00816777024107 |
|                    | <b>100306HS-V</b> | 1903065WH      | 00816777024114 |
|                    |                   | 1904035WH      | 00816777024114 |
|                    |                   | 1904055WH      | 00816777024114 |
|                    |                   | 1904155WH      | 00816777024114 |
|                    |                   | 1904175WH      | 00816777024114 |
|                    |                   | 1904225WH      | 00816777024114 |
|                    |                   | 1904245WH      | 00816777024114 |
|                    |                   | 1905035PH      | 00816777024114 |
| 1905065WH          |                   | 00816777024114 |                |
| 1905205PH          | 00816777024114    |                |                |

| ProductDescription | Catalog Number     | LotID          | GTIN           |
|--------------------|--------------------|----------------|----------------|
|                    |                    | 1905225PH      | 00816777024114 |
|                    | <b>100308HS-V</b>  | 1903015WH      | 00816777020680 |
|                    |                    | 1903065WH      | 00816777020680 |
|                    |                    | 1903185WH      | 00816777020680 |
|                    |                    | 1904015WH      | 00816777020680 |
|                    |                    | 1904035WH      | 00816777020680 |
|                    |                    | 1904055WH      | 00816777020680 |
|                    |                    | 1904175WH      | 00816777020680 |
|                    |                    | 1904225WH      | 00816777020680 |
|                    |                    | 1904245WH      | 00816777020680 |
|                    |                    | 1904265WH      | 00816777020680 |
|                    |                    | 1904295WH      | 00816777020680 |
|                    |                    | 1905025WH      | 00816777020680 |
|                    |                    | 1905035PH      | 00816777020680 |
|                    |                    | 1905035WH      | 00816777020680 |
|                    |                    | 1905065WH      | 00816777020680 |
|                    | <b>100406HS-V</b>  | 1903085WH      | 00816777021397 |
|                    |                    | 1903185WH      | 00816777021397 |
|                    |                    | 1904035WH      | 00816777021397 |
|                    |                    | 1904225WH      | 00816777021397 |
|                    |                    | 1905205WH      | 00816777021397 |
|                    | <b>100408HS-V</b>  | 1903015WH      | 00816777020697 |
|                    |                    | 1903065WH      | 00816777020697 |
|                    |                    | 1904265WH      | 00816777020697 |
|                    |                    | 1904295WH      | 00816777020697 |
|                    |                    | 1905085WH      | 00816777020697 |
|                    |                    | 1905135WH      | 00816777020697 |
|                    |                    | 1905155WH      | 00816777020697 |
|                    | 1905205PH          | 00816777020697 |                |
|                    | <b>100508HS-V</b>  | 1903015WH      | 00816777020703 |
|                    |                    | 1903085WH      | 00816777020703 |
|                    |                    | 1903135WH      | 00816777020703 |
|                    |                    | 1903185WH      | 00816777020703 |
|                    |                    | 1904265WH      | 00816777020703 |
|                    |                    | 1905105WH      | 00816777020703 |
|                    |                    | 1905205WH      | 00816777020703 |
|                    | <b>VFC010303-V</b> | 1903065WV      | 00816777022639 |
|                    |                    | 1904015WV      | 00816777022639 |
|                    |                    | 1904105WV      | 00816777022639 |
|                    |                    | 1904155WV      | 00816777022639 |
|                    |                    | 1904175WV      | 00816777022639 |
| 1904225WV          |                    | 00816777022639 |                |
| 1904245WV          |                    | 00816777022639 |                |
| 1904265WV          |                    | 00816777022639 |                |



| ProductDescription     | Catalog Number | LotID          | GTIN           |                |           |                |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|----------------|
| MicroPlex VFC Advanced |                | 1905065WV      | 00816777022639 |                |           |                |
|                        |                | 1905105WV      | 00816777022639 |                |           |                |
|                        |                | 1905155WV      | 00816777022639 |                |           |                |
|                        |                | 1905175WV      | 00816777022639 |                |           |                |
|                        | VFC030606-V    |                | 1903045WV      | 00816777022646 |           |                |
|                        |                |                | 1903065WV      | 00816777022646 |           |                |
|                        |                |                | 1903085PV      | 00816777022646 |           |                |
|                        |                |                | 1903205WV      | 00816777022646 |           |                |
|                        |                |                | 1904015WV      | 00816777022646 |           |                |
|                        |                |                | 1904035WV      | 00816777022646 |           |                |
|                        |                |                | 1904055WV      | 00816777022646 |           |                |
|                        |                |                | 1904105WV      | 00816777022646 |           |                |
|                        |                |                | 1904155PV      | 00816777022646 |           |                |
|                        |                |                | 1904175UV      | 00812636026237 |           |                |
|                        |                |                | 1904175WV      | 00816777022646 |           |                |
|                        |                |                | 1904225WV      | 00816777022646 |           |                |
|                        |                |                | 1904245UV      | 00812636026237 |           |                |
|                        |                |                | 1904245WV      | 00816777022646 |           |                |
|                        |                |                | 1904265WV      | 00816777022646 |           |                |
|                        |                |                | 1905065WV      | 00816777022646 |           |                |
|                        |                |                | 1905175WV      | 00816777022646 |           |                |
|                        |                |                | VFC030610-V    |                | 1903015WV | 00816777022653 |
|                        |                |                |                |                | 1903065WV | 00816777022653 |
|                        |                |                |                |                | 1904015WV | 00816777022653 |
|                        | 1904035WV      | 00816777022653 |                |                |           |                |
|                        | 1904055WV      | 00816777022653 |                |                |           |                |
|                        | 1904155WV      | 00816777022653 |                |                |           |                |
|                        | 1904175UV      | 00812636026244 |                |                |           |                |
|                        | 1904175WV      | 00816777022653 |                |                |           |                |
|                        | 1904225UV      | 00812636026244 |                |                |           |                |
|                        | 1904225WV      | 00816777022653 |                |                |           |                |
|                        | 1904245UV      | 00812636026244 |                |                |           |                |
|                        | 1904245WV      | 00816777022653 |                |                |           |                |
|                        | 1904265WV      | 00816777022653 |                |                |           |                |
|                        | 1905065WV      | 00816777022653 |                |                |           |                |
|                        | 1905085WV      | 00816777022653 |                |                |           |                |
|                        | 1905105WV      | 00816777022653 |                |                |           |                |
|                        | 1905135WV      | 00816777022653 |                |                |           |                |
|                        | 1905155PV      | 00816777022653 |                |                |           |                |
|                        | 1905175WV      | 00816777022653 |                |                |           |                |
|                        | 1905225WV      | 00816777022653 |                |                |           |                |
|                        |                |                | 1903015WV      | 00816777022660 |           |                |
| 1903045WV              |                |                | 00816777022660 |                |           |                |
| 1903065PV              |                |                | 00816777022660 |                |           |                |

| ProductDescription | Catalog Number     | LotID     | GTIN           |                |
|--------------------|--------------------|-----------|----------------|----------------|
|                    | <b>VFC030615-V</b> | 1903065WV | 00816777022660 |                |
|                    |                    | 1903225UV | 00812636026251 |                |
|                    |                    | 1903225ZV | 00812636026251 |                |
|                    |                    | 1904015WV | 00816777022660 |                |
|                    |                    | 1904055WV | 00816777022660 |                |
|                    |                    | 1904085WV | 00816777022660 |                |
|                    |                    | 1904245WV | 00816777022660 |                |
|                    |                    | 1904265WV | 00816777022660 |                |
|                    |                    | 1905025WV | 00816777022660 |                |
|                    |                    | 1905035WV | 00816777022660 |                |
|                    |                    | 1905085PV | 00816777022660 |                |
|                    |                    | 1905085WV | 00816777022660 |                |
|                    |                    | 1905175WV | 00816777022660 |                |
|                    | <b>VFC061020-V</b> | 1903045WV | 00816777022677 |                |
|                    |                    | 1903065WV | 00816777022677 |                |
|                    |                    | 1903205WV | 00816777022677 |                |
|                    |                    | 1904225WV | 00816777022677 |                |
|                    |                    | 1904265WV | 00816777022677 |                |
|                    |                    | 1905025WV | 00816777022677 |                |
|                    |                    | 1905065WV | 00816777022677 |                |
|                    |                    | 1905085WV | 00816777022677 |                |
|                    |                    | 1905175WV | 00816777022677 |                |
|                    |                    | 1905225WV | 00816777022677 |                |
|                    | <b>VFC061030-V</b> | 1903065WV | 00816777022684 |                |
|                    |                    | 1904015PV | 00816777022684 |                |
|                    |                    | 1904015WV | 00816777022684 |                |
|                    |                    | 1904055WV | 00816777022684 |                |
|                    |                    | 1904225WV | 00816777022684 |                |
|                    |                    | 1904245WV | 00816777022684 |                |
|                    |                    | 1904265WV | 00816777022684 |                |
|                    |                    | 1905035WV | 00816777022684 |                |
|                    |                    | 1905065PV | 00816777022684 |                |
|                    | <b>VFC101530-V</b> | 1903135WV | 00816777022691 |                |
|                    |                    | 1904265WV | 00816777022691 |                |
|                    |                    | 1905025WV | 00816777022691 |                |
|                    |                    | 1905105WV | 00816777022691 |                |
|                    |                    | 1905175WV | 00816777022691 |                |
|                    |                    | 1905205WV | 00816777022691 |                |
|                    | <b>VFC101540-V</b> | 1903045WV | 00816777022707 |                |
|                    |                    | 1903185WV | 00816777022707 |                |
|                    |                    | 1904265WV | 00816777022707 |                |
|                    |                    | 1905025WV | 00816777022707 |                |
|                    |                    | 1905035WV | 00816777022707 |                |
|                    |                    |           | 1905225WV      | 00816777022707 |

| ProductDescription      | Catalog Number | LotID     | GTIN           |
|-------------------------|----------------|-----------|----------------|
| MicroPlex VFC Fill Coil | MV-00306VFC    | 1904105NZ | 04987350869296 |
|                         |                | 1905085NZ | 04987350869296 |
|                         | MV-00310VFC    | 1903045TZ | 04987350869319 |
|                         |                | 1904035TZ | 04987350869319 |
|                         |                | 1904085NZ | 04987350869319 |
|                         |                | 1905065NZ | 04987350869319 |
|                         | MV-00315VFC    | 1903045TZ | 04987350869333 |
|                         |                | 1903155NZ | 04987350869333 |
|                         |                | 1904055YV | 04987350869333 |
|                         | MV-00630VFC    | 1904085FV | 04987350869371 |
|                         |                | 1905085FV | 04987350869371 |
|                         | VFC061030-V    | 1903115RV | 00810170016233 |
|                         | VFC152040-V    | 1903135RV | 00810170016264 |
|                         | VFC152060-V    | 1903085RV | 00810170016271 |
|                         |                | 1904265RV | 00810170016271 |
|                         |                | 1905135RV | 00810170016271 |