

[Empfängeradresse]

22. April 2020

DRINGENDE SICHERHEITSINFORMATION: Medizinprodukterückruf

Referenz: R-2020-04
Betroffene Produkte: R3 ◊ Acetabular Shells

Produkt-Nr.	Beschreibung	Chargen-Nr.
Siehe Anhang 1	R3 Acetabular Shells	Siehe Anhang 2

Sehr geehrte Kunden,

mit diesem Schreiben möchten wir Sie darüber informieren, dass Smith+Nephew freiwillig eine bestimmte Charge des Produktes R3 Acetabular Shells aufgrund eines Fertigungsfehlers zurücknimmt. Die Verwendung der betroffenen Produkte, die möglicherweise nicht entsprechend ihrer Herstellungsvorgaben gefertigt wurden, kann zu einem intraoperativen Verankerungsfehler führen.

Diese Feldmaßnahme erfolgt mit Kenntnis der zuständigen Aufsichtsbehörden.

Gesundheitsrisiko	Im wahrscheinlichsten Fall funktionieren die Produkte wie vorgesehen. Bisher haben wir sechs Beschwerden über intraoperative Verankerungsfehler erhalten. Im schlimmsten Fall kann ein Keramikeinsatz, der sich intraoperativ scheinbar vollständig mit der Hüftgelenkpfanne verankert, nach der Operation brechen, wodurch eine Korrektur erforderlich ist. Es liegen keine Berichte über das Auftreten dieses schlimmsten Falles vor.
Maßnahmen	<ol style="list-style-type: none">1. Überprüfen Sie Ihren Bestand und sperren Sie unbenutzte betroffene Produkte umgehend.2. Bitte stellen Sie dem OP-Team eine Kopie des beigefügten Arzt Schreibens zur Verfügung.3. Senden Sie die gesperrten Produkte an Ihre nationale Smith+Nephew Vertretung bzw. Ihren Smith+Nephew Händler zurück.4. Füllen Sie das Rücksendeformular aus und senden Sie es per E-Mail oder Fax an Ihre nationale Smith+Nephew Vertretung bzw. Ihren Smith+Nephew Händler.

	<p>5. Bitte stellen Sie sicher, dass diese Sicherheitsinformation innerhalb Ihrer Organisation an alle Personen weitergeleitet wird, welche davon Kenntnis haben müssen.</p> <p>6. Um die Effektivität der Maßnahme sicherzustellen, behalten Sie bitte diese Information und die sich ergebende Maßnahme bis zum Abschluss des Rückrufs im Auge.</p>
--	---

Es ist das Ziel von Smith+Nephew, nur Produkte mit höchstem Qualitätsstandard zu liefern und Ihnen uneingeschränkte Unterstützung zu gewährleisten. Wir bedauern jegliche Unannehmlichkeiten, die Ihnen, Ihren Patienten oder Ihrem Personal im Zusammenhang mit diesem Produktfehler möglicherweise entstehen bzw. entstanden sind.



Bei Fragen kontaktieren Sie uns bitte unter:

Kontaktangabe der Niederlassung bzw. des Händlers

Rücksendeformular

Bitte senden Sie dieses Formular ausgefüllt an obigen Kontakt. Dies vermeidet wiederholte Nachfragen.

☐

Hiermit bestätigen wir, dass wir die Korrekturmaßnahmen zur Kenntnis genommen und innerhalb unseres Unternehmens und dem OP-Team kommuniziert haben.

In unserer
Einrichtung befinden
sich

_____ [Menge]

betroffene Produkte, die wir zurücksenden werden.

_____ [Menge] betroffene Produkte wurden in unserer Einrichtung entsorgt.

Einrichtung: _____ Referenz: R-2020-04

Name: _____ Datum/Unterschrift: _____

Anlage:

- Liste der Produktnummern und Produktbeschreibungen (Anhang 1)
- Liste der Produkt- und Chargennummern (Anhang 2)
- Arzt schreiben

Anhang 1: Liste der Produktnummern und Produktbeschreibungen

Produktnummer	Beschreibung	Produktnummer	Produktbeschreibung
71331842	R3 0 HOLE ACETABULAR SHELL 42MM	71335540	R3 3 HOLE ACETABULAR SHELL 40MM
71331848	R3 0 HOLE ACETABULAR SHELL 48MM	71335542	R3 3 HOLE ACETABULAR SHELL 42MM
71331850	R3 0 HOLE ACETABULAR SHELL 50MM	71335544	R3 3 HOLE ACETABULAR SHELL 44MM
71331852	R3 0 HOLE ACETABULAR SHELL 52MM	71335546	R3 3 HOLE ACETABULAR SHELL 46MM
71331854	R3 0 HOLE ACETABULAR SHELL 54MM	71335548	R3 3 HOLE ACETABULAR SHELL 48MM
71331856	R3 0 HOLE ACETABULAR SHELL 56MM	71335550	R3 3 HOLE ACETABULAR SHELL 50MM
71331858	R3 0 HOLE ACETABULAR SHELL 58MM	71335552	R3 3 HOLE ACETABULAR SHELL 52MM
71331860	R3 0 HOLE ACETABULAR SHELL 60MM	71335553	R3 3 HOLE ACETABULAR SHELL 53MM
71331942	R3 3 HOLE HA COATED ACETABULAR SHELL 42MM	71335554	R3 3 HOLE ACETABULAR SHELL 54MM
71331946	R3 3 HOLE HA COATED ACETABULAR SHELL 46MM	71335556	R3 3 HOLE ACETABULAR SHELL 56MM
71331948	R3 3 HOLE HA COATED ACETABULAR SHELL 48MM	71335558	R3 3 HOLE ACETABULAR SHELL 58MM
71331950	R3 3 HOLE HA COATED ACETABULAR SHELL 50MM	71335560	R3 3 HOLE ACETABULAR SHELL 60MM
71331952	R3 3 HOLE HA COATED ACETABULAR SHELL 52MM	71338663	R3 MULTI HOLE ACET SHELL 48MM
71331954	R3 3 HOLE HA COATED ACETABULAR SHELL 54MM	71338664	R3 MULTI HOLE ACET SHELL 50MM
71331956	R3 3 HOLE HA COATED ACETABULAR SHELL 56MM	71338665	R3 MULTI HOLE ACET SHELL 52MM
71331958	R3 3 HOLE HA COATED ACETABULAR SHELL 58MM	71338666	R3 MULTI HOLE ACET SHELL 54MM
71331960	R3 3 HOLE HA COATED ACETABULAR SHELL 60MM	71338667	R3 MULTI HOLE ACET SHELL 56MM
71331962	R3 3 HOLE HA COATED ACETABULAR SHELL 62MM	71338668	R3 MULTI HOLE ACET SHELL 58MM
71331964	R3 3 HOLE HA COATED ACETABULAR SHELL 64MM	71338733	R3 HA MULTI-HOLE ACETABULAR SHELL 48MM
71331968	R3 3 HOLE HA COATED ACETABULAR SHELL 68MM	71338734	R3 HA MULTI-HOLE ACETABULAR SHELL 50MM
71332242	R3 0 HOLE HA COATED ACETABULAR SHELL 42MM	71338735	R3 HA MULTI-HOLE ACETABULAR SHELL 52MM
71332246	R3 0 HOLE HA COATED ACETABULAR SHELL 46MM	71338736	R3 HA MULTI-HOLE ACETABULAR SHELL 54MM
71332248	R3 0 HOLE HA COATED ACETABULAR SHELL 48MM	71338737	R3 HA MULTI-HOLE ACETABULAR SHELL 56MM
71332250	R3 0 HOLE HA COATED ACETABULAR SHELL 50MM	71338738	R3 HA MULTI-HOLE ACETABULAR SHELL 58MM
71332252	R3 0 HOLE HA COATED ACETABULAR SHELL 52MM	71338740	R3 HA MULTI-HOLE ACETABULAR SHELL 62MM
71332254	R3 0 HOLE HA COATED ACETABULAR SHELL 54MM	71338741	R3 HA MULTI-HOLE ACETABULAR SHELL 64MM
71332256	R3 0 HOLE HA COATED ACETABULAR SHELL 56MM		
71332258	R3 0 HOLE HA COATED ACETABULAR SHELL 58MM		
71332260	R3 0 HOLE HA COATED ACETABULAR SHELL 60MM		
71332262	R3 0 HOLE HA COATED ACETABULAR SHELL 62MM		
71332264	R3 0 HOLE HA COATED ACETABULAR SHELL 64MM		

Anhang 2: Liste der Produkt- und Chargennummern

Produktnummer	Chargennummer
71331842	18HM20691, 18KM15724, 18LM09819
71331848	18HM01685, 19AM15804, 19AM15805, 19AM15809, 19AM15828, 19AM15829
71331850	18LM00667, 18LM00668, 18LM00668A, 18LM00670, 18LM00671, 18LM00671A, 18LM00702
71331852	18KM00744, 18KM00775, 18KM00779, 18KM00833, 18KM06667, 18KM06675, 18KM06676, 18KM06680, 18KM06681, 18KM06682, 18KM13594, 18KM13632, 18KM15736, 18KM15736A, 18KM15737, 18KM15738, 18KM15739, 18KM20281, 18KM20281A, 18KM20284, 18KM20289, 18KM20291, 18KM20292, 18KM20293A, 18KM20315, 18KM24785, 18KM24785A, 18KM24792, 18KM24795, 18KM24805, 18LM02315, 18LM02317, 18LM02337, 18LM07653, 18LM14077, 18LM17941, 18LM17942, 18LM17946, 19EM10292
71331854	18GM07436, 18GM07437, 18GM07438, 18GM07445, 18GM07469, 18GM07522, 18GM07533, 18JM13874, 18JM13875, 18KM03144, 18KM03147, 18KM03148, 18KM23654, 18KM23655, 18KM23662, 18MM08650, 18MM08650A, 18MM08663, 18MM08663A, 18MM08676, 18MM08678, 18MM08683, 18MM08695, 18MM08697, 18MM08723, 18MM08724, 19AM17823, 19AM17833, 19AM17833A, 19AM17837, 19AM17837A, 19AM17845, 19AM17845A, 19AM17866, 19AM17869
71331856	18HM19101, 18HM19116, 18HM19117, 18HM19123, 18JM15940, 18JM15941, 18JM15947, 18JM15949, 18JM15949A, 18JM15950, 18KM04226, 18KM04250, 18KM04251, 18KM04252, 18KM04253, 18KM04254, 18KM13646, 18KM15773, 18KM17025, 18KM17026, 18KM17029, 18KM17031, 18KM17031A, 18KM17032, 18LM05390, 18LM18544, 18LM18546, 18LM18550, 18LM18550A, 18MM12424, 18MM12426, 18MM12428, 18MM12475, 18MM15587, 18MM15611
71331858	19AM03504, 19AM03511
71331860	18JM10154, 18JM10154A
71331942	18EM07919, 18HM20692
71331946	18GM07650, 18GM18521, 18GM18522, 18JM01361, 18JM14484, 18JM14573, 19DM10929, 19DM10931, 19DM17866, 19DM17868, 19DM17869, 19DM17871, 19DM17872, 19EM20018, 19EM20020
71331948	18DM20332, 18GM04745, 18GM04750, 18GM16845, 18GM16860, 18GM16862, 18GM16874, 18GM16878, 18JM08597, 18JM08598, 18JM08599, 18JM08600, 18JM18993, 18LM03812, 18LM03848, 18LM03851, 18LM17674, 18MM01811, 18MM01816, 18MM01818, 18MM01825, 19BM08346, 19BM08353, 19BM08371, 19BM08373, 19BM08377, 19BM21631, 19BM21634, 19BM21637, 19BM21639, 19BM21642, 19BM21643, 19CM00707, 19CM00729, 19CM00735, 19DM10935, 19DM17873, 19DM17874, 19DM17875, 19DM17878, 19DM17879, 19EM05719, 19EM05725, 19EM05727, 19EM05734, 19EM05735, 19EM05738, 19EM05739, 19EM11935, 19EM11942, 19EM11943, 19EM19991, 19EM19995
71331950	18EM19483, 18EM19487, 18EM19487A, 18EM19523, 18FM17575, 18FM17581, 18FM17585, 18GM01189, 18GM01189A, 18GM01198, 18GM01198A, 18GM01210, 18GM01210A, 18GM04645, 18GM04664, 18HM16471, 18HM16477, 18HM16477A, 18HM16490, 18JM05420, 18JM12752, 18JM12754, 18JM12755, 18JM12814, 18KM08903, 18KM08903A, 18LM02612, 18LM02613, 18LM02630, 18LM11113, 19AM02040, 19AM02041, 19AM07778, 19BM12905, 19CM01534, 19CM01543, 19CM15757, 19CM15761, 19CM15763, 19CM15765, 19CM15767, 19CM15767A, 19DM06283, 19DM06289, 19DM06292, 19DM06486, 19DM10837, 19DM10838, 19DM10840, 19DM10842, 19DM10846, 19DM10851, 19DM12848, 19EM11934, 19EM11937, 19EM23498, 19EM23519
71331952	18EM13854, 18EM13857, 18EM13857A, 18FM02425, 18FM02426, 18FM02564, 18FM07528, 18FM11963, 18FM11965, 18FM11967, 18FM14864, 18FM14867, 18FM14868, 18GM00538, 18GM00538A, 18GM00584, 18GM00584A, 18GM00587, 18GM00592, 18GM06508, 18GM06508A, 18GM06515, 18GM06533, 18GM06538, 18GM06541, 18GM06541A, 18GM06550, 18GM06555, 18GM07654, 18GM07666, 18GM09578, 18GM16948, 18HM23446, 18HM23446B, 18HM23462, 18JM07185, 18JM12782, 18JM12786, 18JM17200, 18KM06737, 18KM06740, 18KM06742, 18KM26470, 18KM26470A, 18KM26471, 18KM26480, 18LM02631, 18LM02644, 18LM02666, 18LM10385, 18LM13667, 18LM13681, 18LM13690, 18LM13690A, 18LM18647, 18MM02039, 18MM02055, 18MM02057, 18MM05761, 18MM05761A, 18MM05762, 18MM05762A, 18MM05765, 18MM05765A, 18MM05787, 18MM14820, 19AM02947, 19BM20198, 19BM20216, 19BM20216A, 19BM20220, 19BM20220A, 19BM22771, 19BM22774, 19BM22783, 19BM22788, 19CM22628, 19CM22632, 19CM22636, 19DM21882, 19DM21888, 19DM21896, 19DM21899, 19DM21901, 19DM21904, 19DM21905, 19DM21909, 19DM21913, 19DM21914, 19EM05796, 19EM05797, 19EM05799, 19EM05807, 19EM05808, 19EM17702, 19EM17702A, 19EM17709, 19EM17711
71331954	18EM17276, 18EM19555, 18EM19576, 18EM19577, 18FM01943, 18FM02432, 18FM02432B, 18FM02434, 18FM02434A, 18FM10239, 18FM16470, 18FM16474, 18FM16474A, 18FM16474B, 18FM16499, 18FM16548, 18FM21531, 18FM21557, 18FM21566, 18GM16959, 18GM16960, 18HM15320, 18HM15321, 18HM15321A, 18HM15321B, 18HM15322A, 18JM19411, 18KM01915, 18KM01915A, 18KM01929, 18LM02198, 18LM02200, 18LM02201, 18LM02228, 18LM02230, 18LM02234, 18LM02255, 18LM10394, 18LM10395, 19BM06530, 19BM06543, 19BM06588, 19BM06623, 19BM06638, 19BM06662, 19BM15988, 19BM16038, 19BM16039, 19BM16041, 19BM16043, 19BM16046, 19BM16048, 19BM20209, 19BM20210, 19BM20214, 19BM20215, 19BM20222, 19BM20225, 19BM20227, 19BM20229, 19CM03984, 19CM04002, 19CM04002A, 19CM04027, 19CM04033, 19CM04039, 19CM04040, 19CM04043, 19CM04043A, 19CM04045, 19CM04076, 19CM07039, 19CM07047, 19CM07054, 19CM07055, 19CM07055A, 19CM07056, 19CM07064, 19CM13919, 19CM13954, 19CM19644, 19CM24281, 19DM07241, 19DM07247, 19DM07256, 19DM07281, 19DM15692A, 19DM15693, 19EM17720, 19EM17724, 19EM20003, 19EM23472
71331956	18EM18364, 18EM20515, 18EM20519, 18EM20521, 18GM00125, 18GM00126, 18GM00127, 18GM00131, 18GM06708, 18GM06721, 18GM06734, 18GM06770, 18GM16963, 18GM16965, 18GM17029, 18GM17029A, 18HM04576, 18HM04581, 18HM04584, 18HM16084, 18JM04042, 18KM01961, 18KM01961A, 18LM02244, 18LM03826, 18LM03836, 18LM18627, 18LM18627A, 18MM01835, 18MM07586, 19CM03364, 19CM03365, 19CM03379, 19CM17413, 19CM17414, 19CM18371, 19DM07294, 19DM07296, 19DM07297, 19DM07302, 19DM15696, 19DM15697, 19DM15700, 19DM15704, 19DM15706, 19DM15707, 19DM15710, 19DM29300, 19DM29305, 19DM29332, 19DM29332A, 19EM09543, 19EM09555, 19EM09556, 19EM09558, 19EM20026
71331958	18FM02438, 18FM02438B, 18FM09877, 18FM12880, 18GM09602, 18HM15999, 18HM21285, 18HM21291, 18HM21291A, 18KM00263, 18KM00268, 18KM00268A, 18KM00271, 18KM00271A, 18KM00272, 18KM00272A, 18LM17980, 18LM17981, 19BM07155, 19BM07167, 19BM07168, 19BM07170, 19BM07171, 19BM07186, 19BM07191, 19BM07192, 19BM07195, 19BM22782, 19BM22784, 19BM22785, 19BM22786, 19BM22787, 19CM11388, 19CM11394, 19CM11398, 19CM11400, 19CM11411, 19CM11412, 19CM11421, 19DM10942, 19DM10943, 19DM10945, 19DM10947, 19DM10949, 19EM11290, 19EM11291, 19EM23518, 19EM23518A
71331960	18EM23148, 18FM02384, 18FM02384A, 18FM11142, 18FM11145, 18FM17591, 18FM17591A, 18FM17593, 18GM06745, 18HM10451, 18HM20601, 19CM17416, 19DM12906, 19DM12911, 19DM12912

71331962	18EM23155, 18FM11149, 18JM01367, 18JM02759, 18LM17982, 19CM17431, 19EM05746
71331964	18FM02445, 18FM02445A, 19EM17714
71331968	19CM04528
71332242	18HM20693, 18HM20693A
71332246	19EM17729, 19EM17730, 19EM17730A
71332248	18GM04752, 18GM04753, 18HM00807, 18MM01856, 19BM08386, 19DM17881, 19DM17884, 19DM17885, 19DM17890, 19EM11946, 19EM11947
71332250	18EM13916, 18EM13916A, 18EM13916B, 18EM13934, 18FM00218, 18FM17594, 18GM01199, 18JM05435, 18JM05436, 18JM12796, 18JM12800, 19BM17961, 19BM17964, 19CM15771, 19DM06430, 19DM06500, 19EM03956, 19EM03960, 19EM03970
71332252	18EM06114, 18EM06116, 18FM00161, 18FM00235, 18FM01038, 18FM01063, 18FM02450, 18FM11167, 18GM01228, 18GM04749, 18GM06567, 18GM09577, 18GM17030, 18HM15279, 18HM15304, 18HM23477, 18HM23481, 18JM12802, 18JM12811, 18KM03172, 18LM10404, 18LM10407, 18MM02061, 18MM05779, 19DM21920, 19DM21920A, 19DM21921, 19DM21922, 19DM21925, 19DM21927, 19EM09563, 19EM09574
71332254	18FM02451, 18FM16504, 18FM16506, 18GM16977, 18HM15323, 18JM08634, 18JM08635, 18JM08636, 18KM04390, 18LM10411, 18LM10411A, 18LM10411B, 18LM10414, 18LM10415, 18MM10067, 18MM10067A, 18MM10070, 18MM10127, 18MM10127A, 18MM10144, 19BM06673, 19BM16061, 19BM16064, 19BM16066, 19BM16067, 19BM16068, 19CM04082, 19CM04084, 19CM08204, 19CM08206, 19CM08207, 19CM08208, 19CM08209, 19CM08211, 19CM19656, 19CM19658, 19CM19658A, 19CM19703, 19CM19760, 19CM19765, 19CM19769, 19CM19838, 19CM19838A, 19CM19839, 19CM19843, 19DM05672, 19EM09578, 19EM09588, 19EM09588A
71332256	18FM11173, 18FM11177, 18GM07672, 18GM16978, 18MM07589, 18MM07597, 18MM07597A, 18MM07599, 18MM07622, 19BM12636, 19BM12639, 19EM09583
71332258	18EM23220, 18EM23223, 18FM02458, 18GM09584, 18GM16981, 18GM18527, 18GM18527B, 18GM18527C, 18LM17983, 18LM17984, 19BM07201, 19BM07202, 19BM07214, 19CM11413, 19CM11417, 19CM11417A, 19DM12931, 19DM12936, 19EM03998, 19EM03999, 19EM04000, 19EM04001
71332260	18FM02468, 18FM02468B, 18FM21552, 18HM08736, 18HM16487, 18HM16487A, 18HM16488, 18HM19141
71332262	18MM02014, 19EM11295, 19EM11296
71332264	19EM17718
71335540	18JM08648, 18JM08650, 18MM12391
71335542	18HM20695, 18LM09821, 19DM12897, 19DM12898, 19DM12899
71335544	18LM02189, 18LM02191, 18LM02192, 18MM08580, 18MM08582
71335546	18HM04443, 18HM04443A, 18HM04455, 18HM04455A, 18HM04461, 18HM04474, 18HM04483, 18HM04487, 18HM04488, 18HM04488A, 18HM04492, 18HM04495, 18HM04926, 18HM19845, 18HM19846, 18HM19848, 18HM19851, 18HM20664, 18JM06297, 18JM06307, 18JM06308, 18KM17658, 18KM17659, 18KM17660, 18KM17662, 18KM17662A, 18MM08596, 18MM08601, 18MM08602, 18MM08604, 18MM08607, 18MM08608, 18MM08609, 18MM08610, 18MM11254, 18MM11255, 19AM07907, 19AM07908, 19AM07909, 19AM07916, 19AM07922, 19AM07922A, 19AM10686
71335548	18GM04646, 18GM04651, 18GM04658, 18GM04669, 18GM04677, 18GM04679, 18GM16200, 18GM16201, 18GM16201A, 18GM16203, 18GM16208, 18GM16210, 18GM16222, 18GM16240, 18GM18532, 18GM18541, 18GM18541A, 18GM18547, 18GM18567, 18GM18567A, 18GM18570, 18HM01688, 18HM01688A, 18HM01700, 18HM01709, 18HM01730, 18HM11151, 18HM11151A, 18HM11151B, 18HM11155, 18HM11167, 18HM11185, 18HM11192, 18HM11194, 18HM11207, 18HM19069, 18JM02729, 18JM03521, 18JM12746, 18JM12746A, 18JM12750, 18JM12750A, 18JM12751, 18JM12753, 18JM12760, 18JM12761, 18JM12765, 18JM12768, 18JM12771, 18JM16121, 18KM09496, 18KM09497, 18KM09498, 18KM09501, 18KM09502, 18KM09504, 18KM09505, 18KM09505A, 18KM09510, 18KM13647, 18KM13648, 18KM13649, 18KM13649A, 18KM13650, 18KM13650A, 18KM13651, 18KM13652, 18KM13654, 18KM13655, 18KM13655A, 18KM20263, 18KM20264, 18KM20264A, 18KM20265A, 18KM20266, 18LM00736, 18LM09824, 18LM09827, 18LM09828, 18LM09829, 18LM09835, 18LM09839, 18LM09852, 18LM09852A, 18LM09852B, 18LM09853, 18LM13765, 18LM13771, 18LM13771A, 18LM13774, 18LM13785, 18LM13786, 18LM13794, 18LM13797, 18LM13799, 18LM13800, 18LM13809, 18LM13809A, 18LM13814, 18LM19129, 18LM19138, 18LM19139, 18LM19141, 18LM19142, 18LM19745, 18LM19747, 18LM19749, 18LM19749A, 18LM19755, 18LM19756, 18LM19760, 18LM19762, 18LM19765, 18LM19771, 18MM01152, 18MM02358, 18MM02927, 18MM02933, 18MM02938, 18MM07668, 18MM09564, 18MM11257, 18MM11260, 18MM11262, 18MM11265, 18MM11266, 18MM11268, 18MM11269, 18MM11275, 18MM14687, 18MM14691, 18MM14692, 18MM14693, 18MM14697, 18MM14700, 18MM14700A, 18MM14700B, 18MM14703, 18MM14703A, 18MM14704, 18MM14705, 18MM14708, 18MM14709, 19AM00787, 19AM15799, 19AM15807, 19AM15808, 19AM15831, 19AM15834, 19AM15837, 19AM15839, 19EM11800
71335550	18GM06120, 18GM06191, 18GM06248, 18GM06259, 18GM06259A, 18GM06367, 18GM06374, 18GM06376, 18GM06381, 18GM06384, 18GM06446, 18GM06448, 18GM06454, 18GM06460, 18GM06462, 18GM06481, 18GM16261, 18GM16275, 18GM16277, 18GM16279A, 18GM16281, 18GM16281A, 18GM16291, 18GM16291A, 18GM18647, 18GM18648, 18GM19999, 18HM12250, 18HM12251, 18HM12251A, 18HM12291, 18HM12294, 18HM12308, 18HM12311, 18HM12311A, 18HM12313, 18HM12326, 18HM12367, 18HM12372, 18HM13026, 18HM13027, 18HM13031, 18HM14835, 18HM14852, 18HM14852A, 18HM14880, 18HM14880A, 18HM14881, 18HM15459, 18HM15459A, 18HM15461, 18HM15468, 18HM15484, 18HM15507, 18HM15507A, 18JM00831, 18JM00831A, 18JM00833, 18JM00833A, 18JM00834, 18JM00835, 18JM00837, 18JM00838, 18JM00844, 18JM04484, 18JM04485, 18JM04486, 18JM04487, 18JM04490, 18JM04497, 18JM04499, 18JM04897, 18JM04898, 18JM06646, 18JM16421, 18JM16421A, 18KM16035, 18KM24783, 18KM24791, 18KM24811, 18LM02324, 18LM02325, 18LM02325A, 18LM02328, 18LM13776, 18LM13789, 18MM11293, 18MM11294, 18MM11296, 18MM11303, 18MM11305, 18MM11309, 18MM14680, 18MM14683, 18MM14686, 18MM14688, 18MM14694, 18MM14694A, 18MM14698, 18MM14701, 18MM14713, 18MM14714, 18MM14715, 18MM14715A, 19AM00774, 19AM00774A, 19AM00779, 19AM00779A, 19AM00780, 19AM00785, 19AM00789, 19AM00813, 19AM00823, 19AM00824, 19AM00827, 19AM00828, 19AM00830, 19AM00855, 19CM16250
71335552	18GM07455, 18GM20288, 18GM20291, 18GM20296, 18GM20309, 18GM20309A, 18GM20331, 18GM20343, 18GM20389, 18HM16439, 18HM16440, 18HM16443, 18HM16444, 18HM16452, 18HM16472, 18HM16489, 18HM16518, 18HM16522, 18HM16522A, 18HM16522B, 18HM16528, 18HM16550, 18HM16550A, 18HM16552, 18HM16552A, 18HM16553, 18HM16627, 18HM19802, 18HM19802A, 18HM19822, 18HM19826, 18HM19826A, 18HM19829, 18HM19829A, 18HM19835, 18HM19835A, 18HM19837, 18JM09331, 18JM09332, 18JM09333, 18JM09338, 18JM09338A, 18JM09339, 18JM09343, 18JM10883, 18JM12790, 18JM12793, 18JM12795, 18JM12831, 18JM12835, 18JM12858, 18JM12859, 18JM12859A, 18JM12861, 18JM12861A, 18JM12869, 18JM17664, 18JM17671, 18JM17674, 18JM17683, 18JM17684, 18JM17685, 18JM17688, 18JM17689A,

	18KM00789, 18KM00790B, 18KM00810, 18KM00825, 18KM05958, 18KM06647, 18KM06654, 18KM06668A, 18KM13657, 18KM13659, 18KM13660, 18KM13665, 18KM13666, 18KM13667, 18KM13667A, 18KM13668, 18KM13685, 18KM13687, 18KM15744, 18KM15746, 18KM15747, 18KM15750, 18KM17682B, 18KM20295, 18KM20307, 18KM20311, 18KM23741, 18KM24186, 18KM24813, 18KM24815, 18KM24816, 18KM24818, 18LM00739, 18LM00749A, 18LM00752, 18LM00756, 18LM00756A, 18LM02334, 18LM02335, 18LM02335A, 18LM09352, 18LM17954, 18LM17955, 18LM17959, 18LM17965, 18LM17977, 19AM06094, 19AM06098, 19AM06100, 19AM06104, 19AM06104A, 19AM06111, 19AM06118, 19AM06122, 19AM06125, 19AM06127, 19AM06140, 19AM06141, 19AM06147, 19AM06150, 19AM06152, 19AM13012, 19AM13015, 19DM00942
71335554	18HM00801, 18HM04947, 18HM04957, 18HM04957A, 18HM04969, 18HM04973, 18HM05002, 18HM05005, 18HM05015, 18HM05019, 18HM05044, 18HM05044B, 18HM05065, 18HM19077, 18HM19078, 18HM19079, 18HM19082, 18HM19085, 18HM19085A, 18HM19086, 18HM19087, 18HM19087B, 18JM13880, 18JM13881, 18JM13892, 18JM15275, 18JM17713, 18JM17714, 18JM17715, 18JM17719, 18JM17730, 18JM18174, 18JM19382, 18JM19382A, 18KM03153, 18KM03154, 18KM03154A, 18KM03158, 18KM03161, 18KM09521, 18KM09521A, 18KM09523, 18KM09525, 18KM09526, 18KM09533, 18KM09537, 18KM09538, 18KM09538A, 18KM09546, 18KM09546A, 18KM09548, 18KM13702, 18KM13706, 18KM13709, 18KM13711A, 18KM13713, 18KM13715, 18KM13715A, 18KM13719, 18KM13721, 18KM13722, 18KM13725, 18KM13726, 18KM13728, 18KM13729, 18KM13731, 18KM16116, 18KM16119, 18KM16119A, 18KM16120, 18KM16130, 18KM16249, 18KM26035, 18KM26067, 18KM26073, 18KM26078, 18LM05195, 18LM05196, 18LM05199, 18LM05208, 18LM10963, 18LM18558, 18LM18565, 18MM03110, 18MM03110A, 18MM03115, 18MM07166, 18MM07198, 18MM07198A, 18MM07208, 18MM07209, 18MM07209A, 18MM07211, 18MM07212, 18MM07217, 18MM07237, 18MM11338, 19AM07762, 19AM07769, 19AM07772, 19AM07773, 19AM07782, 19AM07783, 19AM18491, 19AM18599, 19FM00485
71335556	18JM15968, 18JM15974, 18JM15977, 18JM15977A, 18JM16124, 18JM16126, 18JM16130, 18JM16153, 18JM16162, 18JM16167, 18JM16171, 18JM16171A, 18JM18077, 18JM18077A, 18JM18077B, 18JM18080, 18JM18081, 18JM18086, 18JM18086A, 18JM18087, 18JM18087A, 18JM18088, 18JM18095, 18JM18096, 18KM04256, 18KM04258, 18KM11126, 18KM11127, 18KM11129, 18KM11131, 18KM11135, 18KM11158, 18KM11174, 18KM11174A, 18KM11175, 18KM11176, 18KM11177, 18KM11191, 18KM18727, 18LM00990, 18LM02892A, 18LM13830, 18LM13844, 18LM13844A, 18MM03107, 18MM03107A, 18MM12430, 18MM12431, 18MM12432, 18MM12433, 18MM12437, 18MM12438, 18MM12440, 18MM12440A, 18MM12442, 18MM12476, 18MM15598, 18MM15609, 18MM15609A, 18MM15620, 18MM15620A, 19BM07512A, 19BM07512B, 19BM07521A, 19BM07553, 19BM07567
71335558	18GM06066, 18GM16317, 18GM16321, 18GM16321A, 18GM16321B, 18GM16322, 18GM16322A, 18JM01324, 18KM17664, 18KM17664A, 18KM17666B, 18KM17667, 18LM09314, 18LM09315, 18LM09318, 18LM09318A, 18LM09319, 18LM09319A, 18LM09324, 18LM09324A, 18LM09325, 18LM09333, 18LM09336, 18LM11687, 18LM18593, 18LM18593A, 19AM04787, 19AM20552, 19AM20554, 19AM20555, 19AM20559, 19AM20562, 19AM20563, 19AM20564, 19AM20577, 19AM20586, 19AM20595
71335560	18HM00793, 18HM10463, 18HM10463A, 18JM01330, 18JM01331, 18JM01331A, 18JM01336, 18JM01336A, 18JM01338, 18JM10162, 18JM10165, 18JM10166, 18JM10168, 18LM09340, 18LM09342, 18MM02930, 18MM02946A, 19BM12443
71338663	18EM10564, 18EM23226, 18EM23226A, 18GM18693, 18GM18693A, 18GM18700, 18GM18700A, 18HM04587, 18HM04588, 18HM04588A, 18HM04593, 18HM14882, 18HM14887, 18HM14887A, 18JM02705, 18JM12818, 18JM12819, 18JM12819A, 18KM09644, 18KM25982, 18KM25982A, 18LM19836, 18MM07580, 18MM07583, 19BM10203, 19CM19574, 19CM19582, 19DM15683, 19DM28076, 19EM19652, 19EM19655, 19EM19656, 19EM19657
71338664	18EM01929, 18EM14265, 18GM04676, 18GM04678, 18GM04680, 18HM05120, 18HM14311, 18JM00846, 18JM00851, 18JM03933, 18JM03940, 18JM03940A, 18JM03964, 18KM11934, 18KM14029, 18KM25957, 18KM25958, 18LM19837, 18LM21024, 19AM05159, 19AM05159A, 19AM23671, 19AM23674, 19BM12881, 19DM15685, 19DM15687, 19DM15688, 19DM28078, 19DM28079, 19DM28083, 19DM28083A, 19DM28084, 19DM28085, 19DM28086, 19EM19658, 19EM19659, 19EM19660, 19EM19661, 19EM19662
71338665	18DM18282, 18DM18284, 18EM17244, 18EM17247, 18GM06572, 18GM06573, 18GM06581, 18GM07678, 18GM20396, 18GM20401, 18GM20401A, 18GM20402, 18GM20402A, 18GM21563, 18HM16458, 18HM16467, 18JM01340, 18JM01342, 18JM08808, 18JM13325, 18JM17690, 18JM17693, 18JM17696, 18KM09552, 18KM21705, 18LM11838, 19AM05177, 19AM05185, 19AM05188, 19BM02834, 19BM02835, 19BM02836, 19BM02838, 19BM02839, 19CM19591, 19CM19858, 19DM28090, 19DM28092, 19DM28094, 19DM28096, 19DM28098, 19DM28099, 19DM28102, 19EM19663, 19EM19669, 19EM19670
71338666	18HM00329, 18HM00347, 18HM00347A, 18HM03514, 18HM03834, 18HM03836, 18JM12829, 18JM12830, 18JM15041, 18KM06619, 18KM09560, 18KM09561, 18KM09562, 18KM09563, 18KM25967, 18LM11826, 18LM15102, 19BM10927, 19BM10928, 19BM10930, 19BM10931, 19BM10932, 19BM10935
71338667	18EM18375, 18GM06752, 18GM06759, 18GM07679, 18GM17009, 18HM00298, 18HM12336, 18HM12361, 18HM12363, 18HM12366, 18HM12366A, 18HM12384, 18JM00895, 18JM05154, 18JM07422, 18JM07424, 18JM12833, 18JM12857, 18KM09948, 18KM14060, 18KM17057, 18KM25971, 18KM25971A, 18KM25976, 19BM07656, 19BM07657, 19BM07662, 19BM07666, 19DM15699, 19DM15702, 19DM15703, 19DM15708, 19DM15711
71338668	18EM18377, 18EM18377A, 18HM00300, 18HM13061, 18HM13079, 18HM13079A, 18HM13079B, 18HM22354, 18HM22357, 19BM06037, 19BM06042, 19BM06043, 19EM19997
71338733	19DM28106, 19DM28106A, 19DM28110
71338734	19DM28114
71338735	19DM28116
71338736	19EM19673, 19EM19678, 19EM19683
71338737	18JM12872
71338738	18FM02387
71338740	18JM02713
71338741	19AM22770, 19AM22770A

Smith & Nephew, Inc.
1450 Brooks Road
Memphis, TN 38116
Tennessee, USA

Tel.: + 1 901 396 2121
Tel.: + 1 800 821 5700 (gebührenfrei in
den USA)
www.smith-nephew.com



Arztschreiben

Smith+Nephew-Aktion Freiwilliger Rückruf
Rückrufreferenz R-2020-04
Betroffenes Produkt R3 Acetabular Shells
Nähere Informationen über
das betroffene Produkt Siehe Anhang

Sehr geehrte Ärzte,

mit diesem Schreiben möchten wir Sie über eine freiwillige Rückrufaktion für bestimmte Chargen von R3 Acetabular Shells informieren, die von Smith+Nephew, Inc. USA, hergestellt wurden.

Hintergrund

Smith+Nephew hat sechs Beschwerden bezüglich eines intraoperativen Verankerungsfehlers von R3 Acetabular Shells erhalten. Bei einer Prüfung des Herstellungsprozesses wurde festgestellt, dass bestimmte Chargen möglicherweise nicht gemäß ihrer Herstellungsvorgaben gefertigt wurden. Obwohl nur einige der Geräte in den jeweiligen Chargen möglicherweise nicht unsere Vorgaben erfüllen, führt Smith+Nephew einen freiwilligen Rückruf aller Einheiten aus den angegebenen Chargen durch.

Vorgehen

Im wahrscheinlichsten Fall funktionieren die Produkte wie vorgesehen. Bei allen sechs Reklamationen, die bezüglich eines Verankerungsfehlers eingegangen sind, wurde eine Ersatzeinheit verwendet und das Verfahren erfolgreich abgeschlossen. Im schlimmsten Fall kann ein Keramikeinsatz, der sich intraoperativ scheinbar vollständig mit der Hüftgelenkpfanne verankert, nach der Operation brechen, wodurch eine Korrektur erforderlich ist. Wir haben jedoch keine Berichte über einen solchen Fall erhalten.

Smith+Nephew empfiehlt Ärzten ihr routinemäßiges Patienten-Nachverfolgungsprotokoll für die Implantation von R3 Acetabular Shells, welche im Rahmen dieses freiwilligen Rückrufs identifiziert wurden, beizubehalten.

Im Rahmen der freiwilligen Rückrufaktion bitten wir Ihren Objektleiter darum, den Erhalt und die Verteilung dieses Schreibens zu bestätigen, soweit möglich. Darüber hinaus wird er gebeten, die betroffenen Geräte gemäß der zugehörigen Mitteilung über den dringenden Rückruf des Medizinprodukts zu handhaben.

Es ist das Ziel von Smith+Nephew, nur Produkte mit höchstem Qualitätsstandard zu liefern, die sicher und effektiv sind, sowie Chirurgen, die diese Produkte verwenden, zu unterstützen.

Wenn Sie Fragen haben, erreichen Sie mich unter der folgenden E-Mail-Adresse:
fieldactions@smith-nephew.com.

Mit freundlichen Grüßen

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'H. Oll.', written in a cursive style.



Dr. med. Luca Orlandini

Vizepräsident Medizinische Angelegenheiten

Smith+Nephew