

19 June 2020

NCR200617-1

Dringender Einsatz-Sicherheitshinweis

CIMPAX ELECTRODE Conization 13x20mm

REF C31-18-121 - Batch 182402

Sehr geehrter Kunde und Endbenutzer,

Beschreibung:

Zweck dieses Sicherheitshinweises ist es, Sie darüber zu informieren, dass wir versehentlich ein falsches Konisationselektroden-Modell in Kartons mit der Artikelnummer C31-18-121, Charge 182402, verpackt haben.

Die in dieser Charge verpackten falschen Konisationselektroden haben einen kleineren Konus der Größe 10x15mm. Die Konusgröße laut Etikett sollte eigentlich 13x20mm sein.



Potenzielle Gefahr:

Der Einsatz der von diesem Fehler betroffenen Elektroden könnte möglicherweise zu einer Unterbehandlung des Patienten und daher zum Bedarf von zusätzlicher Behandlung führen.

Vom Benutzer zu ergreifende Maßnahmen:

Bitte geben Sie als Endbenutzer die betroffenen Elemente an Ihren Händler zurück, der sie seinerseits an den Hersteller zurückschicken wird.

Bitte zögern Sie nicht, uns bei weiteren Fragen sofort zu kontaktieren.

Mit freundlichen Grüßen

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Michael Busch-Madsen'.

Michael Busch-Madsen
Vice President
International Sales



Lille Pilevang 4
DK-3550 Slangerup
Denmark
CVR/VAT: DK 31 36 37 99
Tel.: +45 55 380 381
Mobile: +45 23 93 60 01
E-mail: mbm@cimpax.com
www.cimpax.com