

19 June 2020

NCR200617-1

Avviso urgente di sicurezza sul campo

CIMPAX ELECTRODE Conization 13x20mm

REF C31-18-121 - Batch 182402

Gentile Cliente e utente finale,

Descrizione:

Lo scopo del presente Avviso di sicurezza sul campo è quello di informarvi che, per errore, abbiamo confezionato gli elettrodi per conizzazione del modello errato in scatole con codice di riferimento C31-18-121, Lotto 182402

Gli elettrodi per conizzazione del modello errato confezionati in questo lotto sono il cono 10x15 mm di dimensione inferiore. La dimensione corretta secondo l'etichetta dovrebbe essere il cono 13x20 mm.



C31-18-120
Conization electrode 10x15mm/120mm



C31-18-121
Conization electrode 13x20mm/120mm

Rischi potenziali:

L'uso di un dispositivo interessato potrebbe comportare un trattamento insufficiente del paziente che potrebbe richiedere un trattamento aggiuntivo.

Azioni da intraprendere da parte dell'utente:

Gli utenti finali sono tenuti a restituire i dispositivi interessati al proprio distributore, il quale è tenuto a sua volta a restituire i dispositivi interessati al produttore.

Vi preghiamo di non esitare a contattarci in caso di ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Michael Busch-Madsen'.

Michael Busch-Madsen
Vice President
International Sales



Lille Pilevang 4
DK-3550 Slangerup
Denmark
CVR/VAT: DK 31 36 37 99
Tel.: +45 55 380 381
Mobile: +45 23 93 60 01
E-mail: mbm@cimpax.com
www.cimpax.com