



**French leader in electrosurgery since 1947**

**ACTION CORRECTIVE – RAPPEL DE PRODUITS**

Le 31 Août 2020

**A l'attention des :**

- Responsables de mat rio-vigilance pour les dispositifs m dicaux
- Professionnels de sant  en charge de la chirurgie gyn cologique

**R f rence du rappel:** RC 20-44

**Dispositifs concern s:** Anse de r section bipolaire 2,5mm GY pour r secteur 26Fr

Madame, Monsieur,

**Objet :**

Vous recevez cette notification car vous avez r ceptionn  des  lectrodes de r section bipolaire, de marque LAMIDEY NOURY MEDICAL, qui correspondent   la description suivante:

Code de REF	Description	N� de lot
VRUG25	Electrodes de r�section bipolaires	2016-1 ; 2030-5

**Description du probl me :**

Le propos de cette lettre est de vous informer que LAMIDEY NOURY MEDICAL a initi  un rappel volontaire de la r f rence cit e ci-dessus, en raison du probl me suivant: quelques  lectrodes pr sentent une l g re d formation de la partie distale, qui peut occasionner une difficult    les introduire dans le r secteur.

**Risque sanitaire:**

**Il n'y a pas de risque pour le patient.** Le r sultat de ce d faut de fabrication est l'impossibilit  d'utiliser l' lectrode, ou une difficult    faire glisser l' lectrode dans la gaine interne du r secteur.

**Quelles actions le professionnel de sant  doit-il prendre?**

- Identifier et isoler les produits concern s qui n'ont pas encore  t  utilis s;
- D terminer les quantit s de dispositifs encore en stock pour chaque N  de lot;
- Remplir le formulaire de r ponse, et le retourner   LAMIDEY NOURY MEDICAL
  - Par fax au : +33 1 60 13 97 47
  - Par e-mail   : [r.lagou@lamidey-noury.fr](mailto:r.lagou@lamidey-noury.fr)

**Quelles sont les mesures prises par le fabricant?**

- Rappel et remplacement de tous les produits concern s par cette lettre.
- Les autorit s nationales de sant  ont  t  inform es de ce rappel



**French leader in electrosurgery since 1947**

## Formulaire de réponse à retourner à LAMIDEY NOURY MEDICAL

- Par fax au : +33 1 60 13 97 47
- Par e-mail à : [r.lagou@lamidey-noury.fr](mailto:r.lagou@lamidey-noury.fr)

<b>RAPPEL D'ELECTRODES REF VRUG25</b>		
<b>Nom et adresse de l'Hôpital :</b>		
<b>Service / Attn :</b>		
<b>Date :</b>		
<b>N° de lot</b>	<b>Quantités en stock</b>	<b>Quantités à retourner</b>
2016-1		
2030-5		

Je confirme la bonne réception de cette notification, et je confirme que ce document a été transmis à tous les services concernés par cette action.

Nom :

Signature

Fonction :