

Wichtiger Sicherheitshinweis (FSN)

Artikel: DOC 31006, OncoSet Y Link, LOT 2020-07120 und 2020-07142

Datum: Donnerstag, 22. Oktober 2020, 13:41

Betreff: Produkt Rückruf

Wichtiger Sicherheitshinweis zu Produkt OncoSet Y Link, Art. Nr. **DOC 31006**, **LOT Nummern 2020-07120 und 2020-0741**

Problembeschrieb

Bei oben erwähntem Produkt kann es vorkommen, dass das Set unterhalb des Dorns tropft. Dies kann zur Gefährdung von Patienten und Usern (z. B. Krankenhaus Personal) durch Kontakt mit Medikamenten (z. B. Zytostatika) führen. Ausserdem ist durch den Verlust nicht auszuschliessen, dass zu wenig Medikament verabreicht wird.

Zu ergreifende Massnahmen

- Kontrollieren Sie Ihr Lager, ob Sie von den angegebenen LOT-Nummern noch Ware am Lager oder auf den Abteilungen haben.
- Bitte benutzen Sie diese Ware nicht mehr und separieren Sie sie von anderen Produkten.
- Teilen Sie uns schnellst möglich die noch vorhandene Menge mit, damit wir Ihnen diese mit einem anderen LOT austauschen können. Für die Retournierung der erwähnten LOT Nummern senden wir Ihnen ein frankiertes und adressiertes Lieferscheincouvert mit der Ersatzlieferung mit. Sie können damit die betroffene Ware im erhaltenen Umkarton an uns retournieren.

Weiterleitung des Sicherheitshinweises

Bitte leiten Sie diesen Sicherheitshinweis innerhalb Ihrer Organisation an die entsprechenden Abteilungen / Anwender weiter und informieren Sie sie diesbezüglich.

Halten Sie das Bewusstsein für diese Mitteilung und die daraus resultierenden Massnahmen für einen angemessenen Zeitraum aufrecht um die Wirksamkeit der Korrekturmaassnahmen zu gewährleisten.

Kontakt bei weiteren Fragen

OncoMedical AG, Innendienst, Hintere Hauptgasse 9, CH-4800 Zofingen

Tel Inland 0840 600 800 (Ortstarif)

Tel Ausland +41 840 600 800

FAX +41 62 751 94 44

www.oncomedical.ch

Die zuständigen Behörden wurden von OncoMedical informiert.



Simon Dätwyler
Head of Marketing & Operations