

Réf. De l'Avis relatif à la sécurité: 2022-04 (01)  
Date: 12 avril 2022

FSCA Ref: 2022-04 (01)


**Avis urgent relatif à la sécurité**  
**Trousses sur mesure Mölnlycke®**

A l'attention de: Chef de bloc

**Coordonnées du représentant local (nom, e-mail, téléphone, adresse, etc.)**

Name: Mölnlycke Health Care, Schweiz  
E-Mail: csc.ch@mölnlycke.com  
Telefon: 0800 563 195

**Avis urgent relatif à la sécurité**  
**Trousses sur mesure Mölnlycke®**  
**SOL-M™ Aiguille émoussée rouge inclus dans nos Trousses sur**  
**mesure Mölnlycke®**


<b>1. Informations sur les dispositifs concernés</b>	
<b>1.</b>	<p style="text-align: center;"><b>1. Type(s) de dispositif</b></p> <p>SOL-M™ composant:            SOL-M™ Aiguille émoussée stérile</p>  <p>Les trousses sur mesure Mölnlycke® se composent de configurations personnalisées de composants qui sont assemblés et délivrés stériles dans un emballage. L'aiguille émoussée rouge est l'un de ces composants.</p>
<b>1.</b>	<p style="text-align: center;"><b>2. Nom(s) commercial(aux)</b></p> <p>Voir Appendix I – Tableau des produits</p>
<b>1.</b>	<p style="text-align: center;"><b>3. But Clinique premier du ou des dispositifs</b></p> <p>L'aiguille émoussée SOL-M™ est utilisée pour percer le septum ou l'ampoule du flacon de médicament et aspirer le médicament dans une seringue. Une fois que le médicament est aspiré dans une seringue, le contenu de la seringue peut être injecté dans un intraveineux. Système ou septum pré-fendu recouvrant les sites d'injection. L'aiguille de remplissage émoussée Sol-M peut être retirée et remplacée par une aiguille et le contenu de la seringue peut être injecté à des individus. L'aiguille de remplissage émoussée Sol-M n'est pas destinée aux injections humaines. Les trousses sur mesure Mölnlycke® fournissent un emballage stérile personnalisé de composants pour différentes interventions cliniques.</p>
<b>1.</b>	<p style="text-align: center;"><b>4. Numéro(s) de modèle / catalogue / de pièce du dispositif</b></p> <p>Voir Appendix I – Tableau des produits</p>
<b>1.</b>	<p style="text-align: center;"><b>5. Plage de numéros de série ou de lot concernée</b></p> <p>Voir Appendix I – Tableau des produits</p>

<b>2 Motif de l'Action corrective relative à la sécurité</b>	
<b>2</b>	<p style="text-align: center;"><b>1. Description du problème du produit*</b></p> <p>Mölnlycke a récemment été informé par le fabricant légal SOL-M™ qu'il procédait à un rappel volontaire des composants 'Aiguille émoussée stérile', que Mölnlycke inclut dans certains Trousses sur mesure Mölnlycke®.</p> <p>La raison de ce rappel est que SOL-M a déterminé une augmentation du carottage des bouchons en caoutchouc des flacons de médicament lors de la reconstitution du diluant et de l'accès aux flacons. Une fois le médicament reconstitué, des morceaux de caoutchouc visibles ont été retrouvés flottant dans le médicament, dans le corps de la seringue utilisée pour aspirer le médicament et dans le sac IV utilisé pour administrer le médicament. Aucun préjudice pour le patient n'a été signalé.</p>

	<p>Mölnlycke a décidé de suivre le fabricant légal et d'effectuer une action corrective de sécurité sur le terrain. Au point d'utilisation de ces Trousse sur mesure Mölnlycke®, l'utilisateur est tenu d'identifier le composant concerné et de le jeter.</p>
2	<p style="text-align: center;"><b>2. Risque donnant lieu à l'Action corrective relative à la sécurité*</b></p> <p>Informations de SOL-M:  Partout où une aiguille de remplissage émoussée est utilisée pour aspirer un médicament d'un flacon avec un caoutchouc bouchon il y a un risque d'abrasion, de déchirure et de coupure du caoutchouc lors du passage de l'aiguille à travers le bouchon en caoutchouc. Cela peut entraîner la pénétration de particules de caoutchouc dans le flacon de médicament, ou être retenu dans l'aiguille ou la canule lors d'événements connus sous le nom de fragmentation/carottage. Lors de l'insertion, le talon biseauté de l'aiguille peut également évider de grands fragments du bouchon. Pour qu'une particule de caoutchouc présente dans le fluide d'injection soit injectée dans le corps humain, elle doit être inférieure au diamètre intérieur de l'aiguille/du cathéter utilisé pour l'injection. Le risque est atténué par l'utilisateur final pendant la procédure de préparation du médicament. C'est une norme obligatoire pour l'utilisateur final de vérifier chaque médicament qui est retiré dans la seringue pour la présence de décoloration ou de particules étrangères avant que le médicament ne soit administré dans le corps du patient. Si le médicament contient des particules visibles, le flacon ou la seringue doivent être jetés et ne peuvent pas être utilisés pour le patient.</p>

3.	<p style="text-align: center;"><b>3. Type d'Action pour atténuer le risque</b></p> <p><b>1. Action à prendre par l'utilisateur</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Identifier le dispositif  <input checked="" type="checkbox"/> Détruire le dispositif</p> <p>Nous avons besoin de votre aide pour garantir la localisation de <b><u>tous les produits affectés</u></b> et l'application des actions décrites ci-dessous :</p> <p>Merci de suivre les instructions ci-dessous:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Identifiez et isolez</b> les Trousse sur mesure Mölnlycke® inutilisées, veuillez consulter l'annexe I pour obtenir des informations sur les produits concernés.</li> <li>2. <b>Joignez une copie de cet avis de sécurité(FSN) à chaque trousse sur mesure Mölnlycke® inutilisée.</b></li> <li>3. <b>Au point d'utilisation d'une trousse sur mesure Mölnlycke®, l'utilisateur doit retirer</b> le composant concerné et le <b>détruire</b>.</li> <li>4. <b>Remplissez</b> le formulaire de réponse client ou le formulaire de réponse distributeur avec la quantité de produits concernés identifiés. Veuillez signer et envoyer par e-mail/fax le formulaire de réponse du client ou le formulaire de réponse du distributeur conformément à ses instructions dans les 10 jours ouvrables.</li> <li>5. Même si vous n'avez plus de trousses sur mesure Mölnlycke® concernées, remplissez <b>le formulaire de réponse client ou le formulaire de réponse distributeur</b> et renvoyez-le dans les 10 jours ouvrables. Mölnlycke doit s'assurer que tous les clients sont au courant de la situation.</li> <li>6. Mölnlycke vous contactera dès que vous aurez renvoyé le <b>formulaire de réponse client ou le formulaire de réponse distributeur</b>. Mölnlycke émettra un avoir pour les marchandises détruites.</li> </ol>
----	---

	<p>7. Si vous avez transmis des produits concernées à d'autres établissements de santé, envoyez-leur une copie de cet <b>Avis relatif à la sécurité</b>. Assurez-vous que ces établissements agissent en conséquence.</p> <p>8. Si vous êtes un distributeur, informez vos clients en leur envoyant une copie de cet <b>Avis relatif à la sécurité</b>. Assurez-vous qu'ils agissent en conséquence et qu'ils vous renvoient le Formulaire de réponse client.</p> <p>Nous vous prions de nous excuser pour le désagrément occasionné. Soyez assuré que nous faisons tout notre possible pour faciliter au maximum ce processus.</p> <p>En outre, Mölnlycke compte sur votre aide pour collecter les données relatives aux réclamations et/ou incidents en lien avec le produit concerné. Suivez pour ce faire les procédures de signalement définies par votre établissement.</p>	
3.	2. La réponse du client est-elle requise?	Oui (Sous 10 jours ouvrables)

<b>4. Informations générales</b>		
4.	1. Type d'avis relatif à la sécurité	Nouveau
4.	2. Conseils ou informations supplémentaires déjà attendus lors du suivi?	Non
4.	3. Informations sur le fabricant (Pour les coordonnées du représentant local, se référer à la page 1 du présent avis)	
	a. Nom de la Société	Mölnlycke Health Care AB
	b. Adresse	Box 130 80, SE-402 52 Gothenburg, Sweden
	c. Site internet	www.molnlycke.com
4.	4. L'autorité (réglementaire) compétente de votre pays a été informée de cette communication adressée aux clients	
4.	5. Liste de pièces jointes / annexes:	Annexe I – Tableau des produits Formulaire de réponse client
4.	6. Nom / Signature	Annika Hallberg, Global Product Complaints Manager
		

<b>Transmission de cet Avis relatif à la sécurité</b>	
	Cet avis doit être transmis à toutes les personnes devant être informées au sein de votre établissement ou à tout établissement ayant reçu les dispositifs potentiellement concernés. (le cas échéant)

Réf. De l'Avis relatif à la sécurité: 2022-04 (01)

FSCA Ref: 2022-04 (01)

Date: 12 avril 2022

Merci de transmettre cet avis aux autres établissements sur lesquels cette action a des répercussions. (le cas échéant)

Merci de continuer à informer sur cet avis et sur l'action qui en découle pendant un laps de temps approprié pour garantir l'efficacité de l'action corrective.

Merci de signaler tout les incidents liés aux dispositifs au fabricant, distributeur ou représentant local, ainsi qu'à l'Autorité compétente le cas échéant, car cette démarche permet un retour d'informations précieux.

### Formulaire de réponse client

1. Informations sur l'Avis relative à la sécurité	
Référence de l'Avis relatif à la sécurité*	2022-04 (01)
Date de l'Avis relatif à la sécurité*	12 avril 2022
Nom du produit / dispositif*	Voir Annexe I – Tableau des produits
Code(s) produit	Voir Annexe I – Tableau des produits
Numéro(s) de lot / série	Voir Annexe I – Tableau des produits

2. Détails client	
Numéro de compte	
Nom de l'établissement de santé*	
Adresse de l'établissement*	
Departement	
Adresse d'expédition si différente de celle mentionnée ci-dessus	
Nom du contact*	
Titre ou fonction	
Numéro de téléphone*	
Email*	

3. Action client prise au nom de l'Etablissement de santé																								
<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>J'accuse réception de l'Avis relatif à la sécurité et confirme avoir lu et compris son contenu.</li> <li>Je ne détiens pas de dispositifs concernés.</li> </ul>	<i>Client à compléter ou saisir N/A</i>																						
<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>J'accuse réception de l'Avis relatif à la sécurité et confirme avoir lu et compris son contenu.</li> <li>J'ai identifié les dispositifs concernés et ils seront détruits au point d'utilisation de la trousse sur mesure Mölnlycke®.</li> <li>J'ai complété le tableau avec le détail de la quantité des produits concernés, sa référence et son numéro de lot.</li> </ul>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Quantité</th> <th>Réf. Produit concerné</th> <th>Numéro de lot / série</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr> <td>N/A</td> <td colspan="2">Commentaires:</td> </tr> </tbody> </table>	Quantité	Réf. Produit concerné	Numéro de lot / série																N/A	Commentaires:		
Quantité	Réf. Produit concerné	Numéro de lot / série																						
N/A	Commentaires:																							
Nom en lettres capitales*		<i>Nom d'Etablissement de santé ici</i>																						
Signature*		<i>Signer ici</i>																						
Date*																								

Réf. de l'Avis relatif à la sécurité : 2022-04 (01)

FSCA Réf: 2022-04 (01)

Date: 12 avril 2022

<b>4. Accusé de réception envoyé à l'expéditeur</b>	
Email	<a href="mailto:vigilance@molnlycke.com">vigilance@molnlycke.com</a>
Customer Helpline	0800 563 195
Postal Address	Mölnlycke Health Care, Box 130 80, SE-402 52 Gothenburg, Sweden
Fax	+46 31 722 34 00
Deadline for returning the customer reply form*	Sous 10 jours

Les champs marqués d'un \* doivent être remplis.

Il est crucial que votre établissement mette en place les actions décrites dans l'Avis relatif à la sécurité et confirme que vous avez bien reçu cet Avis.

La réponse de votre établissement est la preuve dont nous avons besoin pour surveiller la progression des actions correctives.

Product Table					
	Mölnlycke ref: 2022-04 (01)	Field Safety Notice Ref: 2022-04 (01) – Mölnlycke® Procedure Trays		Affected Products numbers globally	
Country	Product	LOT	Product Name	GMDN code	GMDN term
	97042818-05	21347359	Knie ASK LKH Villach	P44093	Arthroscopic surgical procedure kit, non-medicated, single-use
		21355075			
		21432269			
		21482947			
		22060232			
	97071315-02	20429326	LSK Set Grieskirchen	P44096	Laparoscopic surgical procedure kit, non-medicated, single-use
		21455410			
		22118002			
	97087353-02	20427665	Universalset	P33961	General surgical procedure kit, non-medicated, single-use
		20427669			
		21318842			
		21318869			
		21367796			
		21367802			
		21456019			
		22098705			
	22098706				
	97098819-06	20410979			
		20411073			
		20411096			
		20414617			
		20428344			
		20428382			
		20429419			
	97098819-09	21291206	Radialis PPak Klinikum Wels	P61371	Cardiothoracic surgical procedure kit, non-medicated, single-use
		21291209			
		21291210			
		21291213			
		21291214			
		21291285			
		21291286			
		21291287			
		21291288			
		21291289			
		21291290			
		21291292			
		21350918			
		21367656			
		21367684			
		21367741			
		21389656			
		21389661			
		21389662			
		21389663			
	21389664				
	21389695				
	21457240				
	21457287				
	21457288				
	21457289				
	21457290				
	21457291				
	21468118				

AT

	21468171 21468195 21469344 22046566 22046573 22046574 22046615 22062241 22062285 22062288 22062289 22062290 22062291 22101737 22101809 22101830 22101832 22101834 22101856			
97098820-00	21290871 21310014 21395117 21432551 21467671 22046690 22067297 22096555 22111671	Elektrophysiologie PPak Klinikum Wels		
97100053-01	20422368 21348423 21467995 21498334 22138887	GRUND SET RADIOLOGIE		
97108253-01	20413431 20416022 20416143 20429093 20429280	Basis Set klein		
97108253-02	21302597 21318286 21312336 21313205 21347583 21351322 21360384 21431829 21451571 21478820 21523909 22018661 22018662 22023543 22048727 22076112 22095147 22111580	Basis Set Klein	P33961	General surgical procedure kit, non- medicated, single-use
97112435-01	22096755	Chalazion PPak Klinikum Wels Grieskirche	P45150	Ophthalmic surgical procedure kit, non-
97115410-02	21483530	Septum/Fess Set PKD	P44069	ENT surgical procedure

97116246-02	21305356 21461514	Basis Set Klein Ambulanz	P33961	General surgical procedure kit, non-medicated, single-use			
97116247-02	21323592 22075826 22134402	Kopf Set Ambulanz					
97116248-02	21306414 21498618 21522981 22021765 22096833 22145234	Hand Set Ambulanz	P44052	Orthopaedic surgical procedure kit, non-medicated, single-use			
97119609-01	21383317	PTA Set PKWD	P16545	Angiographic kit, digital			
97119609-02	21394957 21451862 21478265 21474056 21499733						
	21379420				HNO Set PKWD	P44069	ENT surgical procedure
	97119613-02				22144956	Turban Set PKWD	P33961
97119884-00	22107245	Card-Angio-Schrittmacher-Set	P61371	Cardiothoracic surgical procedure kit, non-			
97120767-00	21381267	Spinal Set PKWD	P46308	Epidural/intrathecal anaesthesia kit			
97120773-00	21398017	Schmerzkatheter Set PKWD					
97023365-11	20400147	Bethesda Hand Pack	P44052	Orthopaedic surgical procedure kit, non-medicated, single-use			
	20402544						
	20406601						
	20414197						
	20402496						
	20429680						
	21324786						
	21324787						
	21324788						
	21366152						
	21366153						
	21366154						
	21377695						
	21377696						
	21382777						
	21431629						
	21431632						
	21448712						
	21461647						
	21461654						
	21461747						
	21480754						
	21481674						
	21499969						
	22045925						
	22045926						
	22045927						
22075545							
22075546							
22101156							
22101157							
22101158							
	21331122						
	21331123						

97032090-09	21381283 21381332 21461659 21479584 21516509 22054194 22093589	Bethesda Universal Pack	P33961	General surgical procedure kit, non-medicated, single-use
97032091-09	20394412 20414206 21311743 21311744 21431592 21431594 21475492 22075043	Bethesda Head Drape Pack	P44069	ENT surgical procedure kit, non-medicated, single-use
97035162-06	21310242 21311378 21446979 21519400 22074756	Mater Tonsil Pack		
97035165-11	20409757 20409896 20412119 20412263 20412290			
97035165-12	21323348 21331143 21331144 21331175 21331176 21445529 21445530 21445531 21445532 21445534 21445535 21445536 21445537 21445538 21445539 21468997 21468996 21472394 21472445 21472446 21520740 21520741 21520742 21520743 21520744 21520745 21520746 21520747 22054652 22054653 22054654 22054675 22054676 22054677	Mater Minor Pack		

	22054678 22054679 22075547 22080316 22080317 22080318 22080319 22080320 22080321 22080322 22080323 22080324 22080325 22080326 22080327 22080328 22080329 22080330 22080331 22080332 22080333 22080334 22080335 22080336 22080337 22080338 22080339		P33961	General surgical procedure kit, non-medicated, single-use	
97035166-09	20408690 20414172 20421887	Mater Major Pack			
97035166-10	21305231 21305273 21305326 21305331 21327723 21496449 21498922 21499756 22074760 22080346 22080347 22080348 22080349 22080350 22080351 22080352 22080353 22080354				
97035167-09	20408689 20412563 20412635 20429804				
	21302838 21302842 21313349 21313354 21331177 21431548 21431551				

97035167-10	21431618	Mater Laparoscopic Pack	P44096	Laparoscopic surgical procedure kit, non-medicated, single-use
	21431620			
	21431621			
	21431622			
	21431623			
	21431624			
	21432897			
	21433011			
	22080356			
	22080357			
	22080358			
	22080359			
	22080360			
	22080361			
	22080362			
22080363				
22080364				
97035168-12	20410413 20427968	Mater Hip Pack	P44052	Orthopaedic surgical procedure kit, non-
97035170-07	21304303	Mater Shoulder Arthroscopy Pack	P44093	Arthroscopic surgical procedure kit, non-medicated, single-use
	21304425			
	21305526			
	21346273			
	21346310			
	21501534			
	22067846			
	22078025			
22080341				
22080342				
97075838-02	20408630	Mater Hybrid Pack	P61371	Cardiothoracic surgical procedure kit, non-medicated, single-use
	20412546			
	20412553			
	20414139			
	21317100			
	21327448			
	21331684			
	21346270			
	21432394			
	21432393			
	21454944			
	21524271			
22075034				
22080365				
97077267-00	20412414	Fiona Stanley Pacemaker Pack	P61371	Cardiothoracic surgical procedure kit, non-medicated, single-use
	21305967			
	21305968			
	21327449			
	21365722			
	21397921			
	21453737			
	21461651			
	21523671			
	22051363			
22097032				
22103249				
97082528-00	20429390 20429436	Central Line Pack		
	20435922 21310455			

AU

97092420-01	21346222	Cairns Maxillo-Facial Pack	P33961	General surgical procedure kit, non-medicated, single-use
	21479516			
	22016875			
	22095510			
	21326899			
	21373928			
	21477751			
	21524256			
	22125520			
	21305226			
21306555	Cairns Major Ear Pack	P44069	ENT surgical procedure kit, non-medicated, single-use	
21318643				
21382199				
21382199				
97093100-01	20413969	South Perth Hand Pack	P44052	Orthopaedic surgical procedure kit, non-medicated, single-use
	21302929			
	21373823			
	21431759			
	21461623			
	21519424			
	22098010			
	22124798			
	22124799			
	22124800			
22131765				
97094331-01	20412737	South Perth Oral Pack	P45148	Dental surgical procedure kit, non-medicated, single-use
	20412738			
	20412739			
	20412736			
	20435985			
	21290225			
	21305975			
	21332218			
	21332224			
	21344501			
	21360219			
	21360220			
	21382137			
	21480679			
	21481577			
	21503480			
	21523588			
22016365				
22054725				
22054726				
22080487				
22098015				
22117642				
97094332-01	20412740	South Perth Hospital Major Ear Pack	P44069	ENT surgical procedure kit, non-medicated, single-use
	20435996			
	21502157			
97094534-01	21302145	South Perth Pain Pack	P46308	Epidural/intrathecal anaesthesia kit
	21381240			
	21431565			
	21431595			
	21447102			
	21451783			
	21462880			
	22103156			

	22117621 22119137 22110220 22125366 22131720 22133137					
97096717-02	20429711 21389620	Bethesda Urethroplasty Pack	P60755	Urological surgical procedure kit, non-		
97113605-01	21349657 21433172 21465965 22050866	LIS TTH PICC Pack	P61371	Cardiothoracic surgical procedure kit, non-medicated, single-use		
97113606-00	20424738	Lismore Peripheral Angio Pack				
97113606-01	21347879 21347880 21347881 21347882 21347883 21361855 21451631 22131642					
	21348350 21348354 22067632				NNSW General Procedure Pack	
	97114130-00				21352729 21373597 21373598 21373599 21373600 21373601 21432972 21433036 21433041 21524200 21524759 21525102 22025356 22095425 22096797 22104298	I-MED Radiology Angio Pack
			97114445-00	21310559 21310596 21310598 21310600 21310602 21310603 21311584 21311640 21311642 21503573 21503665 21506037 21506040 21519445 21519451 21523506 21524188 22016377 22016379		

97114445-01	22016812	Hand Pack WSLHD	P44052	procedure kit, non-medicated, single-use
	22018235			
	22025399			
	22027657			
	22032894			
	22067682			
	22067815			
	22067816			
	22081752			
	22081806			
	22082791			
	22084489			
	22125396			
	22125467			
	22125470			
	22125474			
	22126657			
22127562				
22128956				
22132984				
97114451-00	21318770	ENT Pack WSLHD	P44069	ENT surgical procedure kit, non-medicated, single-use
	21318846			
	21318875			
	21318877			
	21318878			
	21318879			
	21318880			
	21318881			
	21318882			
	21474187			
	21475516			
97114451-01	21475536			
	21480810			
	21484128			
	21502364			
97114451-01	21519402			
	21523526			
	22018226			
	22019778			
97114451-01	22011124			
97114550-02	21311610	Ophthalmic Pack WSLHD	P45150	Ophthalmic surgical
97114564-00	21324801	Craniotomy Pack Westmead	P44063	Neurosurgical procedure kit, non-medicated, single-use
	21324802			
	21339597			
	21339598			
	21339599			
	21339600			
	21339601			
	21339602			
	21339603			
	21339604			
	21432392			
	21432383			
	21432384			
	21432385			
	21432386			
	21432387			
	21432388			
21432389				

	21432390			
	21432391			
	21462821			
97114566-00	21475307	CVC Pack Westmead	P61371	Cardiothoracic surgical procedure kit, non-medicated, single-use
	21480627			
	22019831			
	22039955			
	22067587			
	22088882			
	22080425			
	22103077			
	22131631			
97114573-00	21306098	PowerGlide Insertion Pack Westmead	P61371	Cardiothoracic surgical procedure kit, non-medicated, single-use
	21324990			
	21345884			
	22047824			
	22084047			
	22084111			
	22084112			
	22096596			
97114573-01	22097736			
	22099397			
	22105180			
97114587-01	21397847	Oral Surgery Pack WSLHD	P45148	Dental surgical procedure kit, non-medicated, single-use
	21446213			
	21449194			
	21449205			
	21504575			
97114631-00	21302067	Laminectomy Pack WSLHD	P44063	Neurosurgical procedure kit, non-medicated, single-use
	21324858			
	21324859			
	21324860			
	21366166			
	21432381			
97117082-01	21384794	Cairns Cath Lab Pacemaker Pack	P61371	Cardiothoracic surgical procedure kit, non-medicated, single-use
	21396268			
	21444406			
97119135-00	21345149	Lismore General Procedure Pack	P61371	Cardiothoracic surgical procedure kit, non-medicated, single-use
	21345248			
	21347699			
	21352492			
	21371412			
	21432396			
	21455774			
	22043294			
	22061067			
	22061068			
	22061069			
	22061070			
	22104932			
	22104933			
97120891-00	21477317	Lismore Maxillo-Facial Tray	P33961	General surgical procedure kit, non-medicated, single-use
	21481594			
	22030117			
	22031444			
97120891-01	22050860			
	20413538			
	20415139			
	20428186			

97000603-09	20420781 21305028 21307334 21318360 21313262 21331331 21355232 21380904 21452151 21452250 21455659 21490216 22010931 22067445 22083270 22106480	Tandextractie set	P45148	Dental surgical procedure kit, non-medicated, single-use
97000629-11	20410913 21302800 21306252 21310191 21346096 21375021 21431685 22016108 22097906 22132864	Osteotomie set	P44052	Orthopaedic surgical procedure kit, non-medicated, single-use
97001256-14	20400814 20428986 21322654 21322935 21373631 21373632 21373633 21432401 21432402 21432403 21435881 21485171 21497573 22026115 22055963 22055964 22061561 22078281 22097856	MKA basis set	P33961	General surgical procedure kit, non-medicated, single-use
97004135-03	20429763 21304045 21332990 21381775 21433664 21490051 22019452 22047815 22081368 22105176	Stomatoset Bilzen		
	20400590 20428100 21319963 21310109			

97012840-04	21325039 21325181 21366858 21367225 21380884 21383275 21383176 21431890 21431982 21431983 21431984 21431985 21453456 21453302 21462298 21462297 21490063 21490829 21523920 21524088 22017110 22019507 22023537 22025104 22033559 22046703 22049888 22066948 22067002 22101102 22101103	Kaaktray	P45148	Dental surgical procedure kit, non-medicated, single-use
97015747-04	20400016 20400083 20412401 20412483 20428584 20435932 20435972			
	21304954 21305033 21325021 21325133 21327589 21332416 21332499 21348654 21377127 21377255 21381806 21383163 21431865 21431928 21431929 21431930 21431931 21432667 21432731 21448329 21452109			Obstetrical/gynaecologi

97015747-05	21454480	Pick-up set	P60644	cal surgical procedure kit, non-medicated, single-use
	21468835			
	21460450			
	21460509			
	21476217			
	21483811			
	21485155			
	21490193			
	21490784			
	21501856			
	21506769			
	22017218			
	22010849			
	22022503			
	22025207			
	22031632			
	22032591			
	22049960			
	22053628			
	22067331			
	22061503			
	22062394			
	22076181			
	22081467			
	22083202			
	22097759			
22102836				
22105219				
22106402				
22119842				
97022482-05	20435341	Stomato Basic trepanatie, cystectomie	P45148	Dental surgical procedure kit, non-medicated, single-use
	20436460			
	21305960			
	21318209			
	21339630			
	21371745			
	21431784			
	21456532			
	21501766			
	22019340			
	22031660			
22081094				
97031653-04	21433794	Trousse ORL	P44069	ENT surgical procedure kit, non-medicated, single-use
	22032622			
	22090203			
97031654-03	20413902	Trousse colonne neuro	P44063	Neurosurgical procedure kit, non-medicated, single-use
	20421291			
	21313469			
	21447081			
	21454757			
	21499947			
	22034091			
	22051241			
22105024				
	20423937			
	21304951			
	21307410			
	21312367			
	21325055			

BE

97045473-02	21354323	CPT STOMATO	P45148	Dental surgical procedure kit, non-medicated, single-use
	21374147			
	21448195			
	21448196			
	21440058			
	21506822			
	22033576			
	22045408			
	22076149			
97046694-04	21353937	PT MKA GROOT	P33961	General surgical procedure kit, non-medicated, single-use
	21507121			
	22077925			
97047507-04	22076147	MKA basis set		
97047620-04	21446192	SCHIZIS SET	P33961	General surgical procedure kit, non-medicated, single-use
	21482805			
	22018381			
	22075859			
	22126771			
97048742-01	20412420	Kaaktray	P45148	Dental surgical procedure kit, non-medicated, single-use
	21311251			
	21311123			
	21348650			
	21348775			
	21385194			
	21395145			
	21433945			
	21433882			
	21525055			
	21525056			
	21525057			
	22031642			
22050992				
22055290				
97054234-02	21307224	Laparoscopieset Gynaecologie	P44096	Laparoscopic surgical procedure kit, non-medicated, single-use
	21378055			
	21449356			
	21490769			
	22060245			
97054235-01	20416173	Laparosocopie set Liesbreuk Alg HK	P44096	Laparoscopic surgical procedure kit, non-medicated, single-use
	21299983			
	21326533			
	21369156			
	21446218			
	21446276			
	21482680			
	22011250			
22054096				
97054235-02	22104453	Laparoscopieset Alg.Heelkunde/LIESBREUK		
97054253-02	20411814	Laparoscopieset Algemene Heelkunde/ GALB	P44096	Laparoscopic surgical procedure kit, non-medicated, single-use
	20415992			
	20423849			
	21337787			
	21368923			
	21452892			
	21452893			
	21502112			
	22031194			
22082670				

97054253-03	22129055			
97056997-01	21304910	Coronarografieset	P16545	Angiographic kit, digital
	21305085			
	21339769			
	21368691			
	21374884			
	21432769			
	21468810			
	21468919			
	21468920			
	21462590			
	21497461			
	21506808			
	22025152			
	22053839			
22060214				
22076165				
22105211				
97064242-03	20422180	CPT Knieprothese SJ		
	21347586			
	21482985			
	22081407			
97064244-04	20422029	CPT Heupprothese SJ	P44052	Orthopaedic surgical procedure kit, non-medicated, single-use
	20423851			
	21348611			
	21381663			
	21449495			
	21478814			
	21482964			
	22031666			
22053726				
97080762-05	20434678	Trousse VC		
	21306531			
	21431459			
	22043344			
97080765-02	20424088	Trousse Rachi	P46308	Epidural/intrathecal anaesthesia kit
	20435696			
	21333856			
	21333857			
	21333858			
	21374947			
	21431873			
	21431995			
	21431996			
	21431997			
	21452328			
	21455644			
	21478193			
	21483897			
	21505942			
	21518228			
	22017198			
	22026453			
22032676				
22045483				
22040129				
22053810				
22061727				
22078304				

	22083313 22099473 22105354			
97082406-02	20411170 20436898 21331510 21331580	MKA BASISSET 7756	P45148	Dental surgical procedure kit, non-medicated, single-use
97082406-05	21472889 21519461 21524755 22075386 22075057 22110262		P33961	General surgical procedure kit, non-medicated, single-use
9709095-52	20411382 20428693 21332799 21332800 21346339 21362147 21451903 21457204 21524501 22050856 22050857 22071961 22090895 22119234 22126765	Set Voor Coronaire Ingrepn	P61371	Cardiothoracic surgical procedure kit, non-medicated, single-use
97095880-04	20411163 20414768 20428512 20421336 21303006 21312195 21360720 21376820 21433087 21434408 21455940 21489310 21506029 21522447 22019899 22050288 22066490 22074888 22095478 22101677 22119139 22127523	TROUSSE RACHI	P46308	Epidural/intrathecal anaesthesia kit
97097058-04	20409852 21347231 21473868 22054851	DIEP flap tray	P33961	General surgical procedure kit, non-medicated, single-use
97098841-03	21360207	CPT Robotchirurgie prostaat 8261	P44096	Laparoscopic surgical procedure kit, non-medicated, single-use
97098841-04	21481690  22145883			

	20422239 21307234 21307371 21312291 21327554 21331327 21371747 21371748 21380912 21432510 21453281 21453424 21454478 21462543 21490195 21490808 21522295 22022488 22026425 22030274 22032585 22048633 22056192 22078189 22099325 22105082 22111630	Stomatologie AA	P33961	General surgical procedure kit, non-medicated, single-use
	97099264-05			
	97099442-03	Robot nephrectomy8284	P44096	Laparoscopic surgical procedure kit, non-
	97118817-00	Obesitas chirurgie	P33961	General surgical procedure kit, non-medicated, single-use
	97122026-00	Stomatologie locale		
CH	97069239-01	Varizen Zusatzset	P61371	Cardiothoracic surgical procedure kit, non-
	97112369-00	Pack PTH mini invasive	P44052	Orthopaedic surgical procedure kit, non-medicated, single-use
	20429623 20429716 20429719 20429721 20429722 20429735 20429737 21313610 21313613 21313646			

	21313647		
	21313648		
	21313649		
	21313650		
	21313651		
	21313653		
	21313654		
	21313672		
	21313563		
	21313645		
	21313652		
	21313665		
	21313668		
	21313670		
	21399548		
	21399619		
	21399690		
	21399728		
	21431602		
	21431638		
	21433265		
	21434526		
	21433228		
	21433269		
	21474176		
	21474259		
	21474261		
97012114-08	21475460	MIC Galle Tray DRK Kliniken	P44096
	21475517		
	21475521		
	21477966		
	21479587		
	21480753		
	21496787		
	21496914		
	21496928		
	21496931		
	21502243		
	21502335		
	21502338		
	21502339		
	22024326		
	22024333		
	22024334		
	22034269		
	22034365		
	22034366		
	22034367		
	22051319		
	22080469		
	22080540		
	22080544		
	22080595		
	22131847		
	22131896		
	22131897		
	22131898		
	22131899		
	22131900		
			Laparoscopic surgical procedure kit, non-medicated, single-use

DE

	22131901 22131902 22134798 22134895 22134899 22134900			
97014987-11	22026708 22054060 22067870 22088679 22088680 22088681 22117434 22127214 22127215	Hüft Set	P44052	Orthopaedic surgical procedure kit, non-medicated, single-use
97030898-03	20413481 21310026 21310111 21366221 21366293 21380894 21431849 21431940 21454467 21455625 21478870 21480182 22047791 22048684 22097751 22099351	Port-PM Tray DRK Kliniken		
97052991-08	21304098 21367251 21377271 21431877 21431911 21455609 22022691 22077582	Gefäß Tray	P61371	Cardiothoracic surgical procedure kit, non-medicated, single-use
97055629-04	21312007 21312006 21360771 21449713 22016525 22083042	HKL OP Tray Brandenburg		
97059722-03	20417328 21304130	Leisten Gefäß Zusatz Set CH1		
97059723-04	21304356 21323496 21353628	Carotis Zusatz Set CH1		
97059724-03	21304348 21310355	Bypass Zusatz Set CH1		
97079051-05	21291771 21483764 21519172 21519174 22055906 22055907	Sectio Tray	P60644	Obstetrical/gynaecological surgical procedure kit, non-medicated, single-use

97083350-03	20410999	LSK Gyn Tray	P44096	Laparoscopic surgical procedure kit, non-medicated, single-use
	21311117			
	21332354			
	21431797			
	21478779			
	22095104			
97084254-04	20412134	Port Tray		
97084254-05	21301008			
	21394702			
	21460617			
	22051192			
	22135796			
97084256-06	21345889	Shunt Tray	P61371	Cardiothoracic surgical procedure kit, non-medicated, single-use
	21432508			
	21480180			
	22045384			
	22111624			
97084257-04	20422184	Standard Tray		
97084257-05	21305299			
	21310275			
	21477557			
	21477558			
	21525135			
	22130920			
97088388-03	21345271	Rücken Tray Rüttenscheid	P44063	Neurosurgical procedure kit, non-medicated, single-use
	21345348			
	21345350			
	21369016			
	21369069			
	21397773			
	21431767			
	21480662			
	22038276			
	22067609			
	22101559			
	22131683			
97099948-05	21461423	ANÄSTHESIE SET	P46308	Epidural/intrathecal anaesthesia kit
	21461424			
	21461445			
	21461446			
	21461447			
	22082783			
	22093576			
	22093577			
97122338-00	22075879	Thorax Set St. Wendel	P33961	General surgical
97005910-05	22033426	Artroskopi skulder BBH	P44093	Arthroscopic surgical procedure kit, non-medicated, single-use
	22048665			
	22055943			
	22119374			
97011130-09	21349145	Mamma Vejle	P60644	Obstetrical/gynaecological surgical procedure kit, non-medicated, single-use
	21385060			
	21433710			
	21478755			
	22083894			
	22118737			

DK

97017373-28	20412149	URO Robotsæt Ålborg	P44096	Laparoscopic surgical procedure kit, non-medicated, single-use
	20412229			
	21359066			
	21359067			
	21359068			
	21434232			
	21479074			
	22068811			
97017469-04	22087791	Implantat Steffen Lund	P45148	Dental surgical procedure kit, non-medicated, single-use
	21332105			
	21375040			
	21461292			
97020151-09	22097938	Port a Cath, Vejle	P61371	Cardiothoracic surgical procedure kit, non-
	21467633			
97023166-09	22053719	Lille Plastik vejle	P33961	General surgical procedure kit, non-medicated, single-use
	20400839			
	21324162			
	21324238			
	21384469			
	21384470			
	21468898			
	21469174			
	21479044			
97030928-01	21498058	Lille kirugi, Steffen Lund, Nordenta	P45148	Dental surgical procedure kit, non-medicated, single-use
	22017207			
	20414810			
	21332291			
	21346256			
97030960-02	21375204	Lille kirurgi-sæt. Tandlægerne Grundtvig	P45148	Dental surgical procedure kit, non-medicated, single-use
	21520824			
97030961-01	22127518	Implantat. Tandlægerne Grundtvigsvej	P45148	Dental surgical procedure kit, non-medicated, single-use
	21454442			
	22097709			
	20421382			
97031545-09	21375292	Gyn. Laparoscopi, Ålborg	P44096	Laparoscopic surgical procedure kit, non-medicated, single-use
	21467980			
	21467984			
	21454946			
	22077124			
	22067661			
97044387-09	22061024	Vejle Lap Colon	P44096	Laparoscopic surgical procedure kit, non-medicated, single-use
	22098214			
	22098525			
97045711-07	22098526	Expl. Lap / Hystrectomi, Ålborg	P44096	Laparoscopic surgical procedure kit, non-medicated, single-use
	21371783			
97068567-01	21475056	Lille kirugi, Vinderup, Nordenta	P45148	Dental surgical procedure kit, non-medicated, single-use
	22076080			
	21344566			
97068567-02	21479599	Lille kirugi, Vinderup, Nordenta	P45148	Dental surgical procedure kit, non-medicated, single-use
	22129059			
	20414884			
97070256-04	20421466	Uretraplastik, Ålborg	P60755	Urological surgical procedure kit, non-
	22026201			
	22081295			
97073458-02	22110267	Scapulaskopi BBH	P44093	Arthroscopic surgical procedure kit, non-
	21503535			
97073458-02	22090745	Scapulaskopi BBH	P44093	Arthroscopic surgical procedure kit, non-
	21503701			
97073458-02	22106368	Scapulaskopi BBH	P44093	Arthroscopic surgical procedure kit, non-
	22106368			

97074195-05	21396310	KNÆ Alloplastik, Randers	P44052	Orthopaedic surgical procedure kit, non-medicated, single-use
	21396369			
	21503517			
	22078018			
97085046-00	22081520	Vejle Permanent Dræn	P33961	General surgical
97086321-02	21395886	Vejle Laparoscopi i Planleje	P44096	Laparoscopic surgical procedure kit, non-medicated, single-use
	21501782			
	22081414			
97103334-01	20411086	Uniknæ, Hvidovre	P44052	Orthopaedic surgical procedure kit, non-medicated, single-use
	21382989			
	22095477			
	22106687			
97031898-09	21397424	Pack de Cataratas-Oftalm. Mayor	P45150	Ophthalmic surgical procedure kit, non-medicated, single-use
	21397581			
	21397582			
	21397583			
	21468837			
	21468975			
	21497457			
	21523932			
	22053577			
	22053578			
	22073108			
	22075615			
	22089360			
22119732				
97036925-03	21398966	Pack Intervenciones Locales - Reservorio	P33961	General surgical procedure kit, non-medicated, single-use
	21433266			
	21460844			
	21525327			
	22054113			
	22097350			
22103220				
97057228-02	21351347	Pack de Artroscopia de Rodilla	P44093	Arthroscopic surgical procedure kit, non-medicated, single-use
	21431825			
97057229-03	21332514	Pack de Artroscopia de Hombro	P44093	Arthroscopic surgical procedure kit, non-medicated, single-use
	21431842			
	22046778			
97059591-04	20423905	Pack de Capelina / Cabeza ORL - HUSE.F	P44069	ENT surgical procedure kit, non-medicated, single-use
	21319858			
	21331232			
	21445394			
	21445405			
	21440674			
	22022481			
	22031668			
22098849				
97059592-04	21468660	Pack de Oído - HUSE.F	P44069	ENT surgical procedure kit, non-medicated, single-use
	21503237			
	22049863			
97065593-02	21347813	Pack de Cardiología C-5	P61371	Cardiothoracic surgical procedure kit, non-medicated, single-use
	21440580			
	21479058			
	22081517			
97067933-01	21302916	Pack de ENDOSCOPIA ORL / CENS - HUSE.F	P44069	ENT surgical procedure kit, non-medicated, single-use
	21431428			
	21481578			
97071130-01	21437098	Pack de Transesfenoidal NRC HUSE.D	P44063	Neurosurgical procedure kit, non-
	22116696			

ES

97079202-06	21318466	Pack de Electrofisiología - PSM	P61371	Cardiothoracic surgical procedure kit, non-medicated, single-use
	21368903			
	21381988			
	21431772			
	21449626			
	21476349			
	21523230			
	22039931			
	22084324			
	22110108			
97085296-05	20413578	Pack de Inyección Intravitreal	P45150	Ophthalmic surgical procedure kit, non-medicated, single-use
	20415212			
	20420852			
	20422073			
97085296-06	21302718			
	21302787			
	21302788			
	21332362			
	21432607			
	21432728			
	21454427			
	21454547			
	21454548			
	21483815			
	21485202			
	21501750			
	21503820			
	21524006			
	22032579			
	22033538			
22050990				
22055310				
22061546				
22062343				
22076207				
22078157				
22095197				
22101377				
22105258				
22106393				
97085433-02	21354387	Pack de Oído - 66P	P44069	ENT surgical procedure kit, non-medicated, single-use
	21431426			
	21498741			
	22017801			
97096757-03	21456628	Pack Cirugía Colorrectal Laparoscópica	P44096	Laparoscopic surgical procedure kit, non-
	22015509			
97096949-01	20435526	Pack Oftalmológico	P45150	Ophthalmic surgical
	20400878			
	20415037			
	20420850			
	20422149			
	21291905			
	21305087			
	21312453			
	21327633			
	21331374			
	21334235			
	21348725			

97097773-01	21350497	Pack de Anestesia	P46308	Epidural/intrathecal anaesthesia kit
	21355382			
	21368718			
	21374278			
	21374939			
	21435964			
	21435985			
	21445913			
	21445963			
	21446812			
	21449482			
	21449558			
	21453385			
	21453460			
	21460473			
	21460536			
	21483908			
	21490971			
	22016088			
	22017170			
	22019631			
	22027542			
	22031723			
	22046895			
	22040103			
	22053783			
	22061639			
	22062465			
	22078378			
	22081550			
	22083341			
	22084232			
	22084276			
22101433				
22102881				
22105419				
22106536				
22110039				
97099037-02	21502393			
	22082983			
	22103212			
	21318368			
	21324215			
	21331382			
	21345225			
	21347673			
	21350498			
	21366291			
	21374123			
	21389203			
	21397538			
	21431792			
	21431927			
	21445834			
	21453282			
	21453465			
	21473585			
	21475134			
	21480243			

	97101608-01	21481793 21497528 21501896 21506998 22017215 22019656 22025232 22026496 22027340 22045431 22046774 22051083 22067388 22073207 22078305 22078340 22089440 22081484 22082264 22084194 22097816 22099504 22090348 22101446 22119918 22111730 22123769	Pack de Anestesia Epidural/Espinal		
	97114941-00	20417492	Pack de Artroscofia de Rodilla	P44093	Arthroscopic surgical procedure kit, non-
	97002072-21	21346117 21346124 21346177 21346207 21352732 21352793 21445986 21445987 21445988 21445989 21445990 21446080 21496536 21496654 21496695 21524205 21524208 22022024 22022074 22022176 22022182 22022226 22067583 22067686 22067692 22067694 22101599 22101636 22101640 22101642	PROTEESIPAKKAUS VSSHP	P44052	Orthopaedic surgical procedure kit, non-medicated, single-use

	22101695			
97014042-05	20428023 21351356 22024805	OLKAPAKKAUS TERVEYSTALO SEINÄJOKI	P44093	Arthroscopic surgical procedure kit, non- medicated, single-use
97014652-09	21525122	KORVAPAKKAUS KYS	P44069	ENT surgical procedure
97017312-04	20415031 21367079 21446687 22023594 22062294 22106300	TAHDISTINSETTI SEKS	P61371	Cardiothoracic surgical procedure kit, non- medicated, single-use
97022577-09	21304100 21310080 21368034 21385168 21431798 21475103 21481742 21498069 21490888 22023666	SEKTIOPAKKAUS SEKS	P60644	Obstetrical/gynaecologi cal surgical procedure kit, non-medicated, single-use
97034505-03	20420497 21332233 21433827 22030308	VERISUONIPAKKAUS PHKS	P61371	Cardiothoracic surgical procedure kit, non- medicated, single-use
97042046-05	20423928 20424007 21304733 21304734 21380712 21380714 21431876 21503262 21503263 22048743 22049881 22055974 22056218 22056293	GASTRON/GYNEN LAP. PAKKAUS SIUN SOTE	P44096	Laparoscopic surgical procedure kit, non- medicated, single-use
97042102-01	21355223			
97042102-02	21473256 21473257 22038675 22096655	KNK-PAKKAUS SIUN SOTE	P44069	ENT surgical procedure kit, non-medicated, single-use
97050686-06	21373717 21373718 21373719 21373720 21373721 21503247 21503248 21503249 21503250 22015600 22030446 22031648 22033604 22089319 22111704	LAPAROSKOPIA/SUOLIRESE KTIO JORVI	P44096	Laparoscopic surgical procedure kit, non- medicated, single-use

FI

97051810-04	20420669	TYRÄPAKKAUS MIKKELI PÄIKI	P33961	General surgical procedure kit, non- medicated, single-use
	21304118			
	21319994			
	21468846			
	22018411			
	22030445			
	22061504			
	22102661			
97054300-03	20412046	CVK-PAKKAUS KYS (ANESTESIA)	P46308	Epidural/intrathecal anaesthesia kit
	20412079			
	21345164			
	21389202			
	21397552			
	21452133			
	21497533			
	21518194			
	22010968			
	22048838			
	22099446			
22123850				
97057678-03	21307284	NEURON YLEISPAKKAUS OYS	P44063	Neurosurgical procedure kit, non- medicated, single-use
	21307394			
	21352476			
	21352583			
	21455311			
	21455309			
	21455310			
21455312				
97057678-04	22061932			
	22061933			
	22061934			
	22061935			
	22061936			
97059008-01	20429110	VERTIKAALIPAKKAUS TERVEYSTALO JYVAS	P44052	Orthopaedic surgical procedure kit, non- medicated, single-use
97059834-04	20400471	POLVIPAKKAUS PEIJAS		
	20400472			
	20400473			
97059834-05	21347575			
	21347667			
	21348587			
	21354281			
	21432509			
	21432700			
	21433659			
	21456544			
	21456653			
	22022370			
	22022591			
22051028				
22090090				
22111594				
22112956				
97060286-01	21455305		VÄLIAIKAINEN TAHDISTINSETTI SEKS	P61371
	21525683			
	22105289			
	20400661			Orthopaedic surgical
	20417239			
	20428138			

97061283-03	20423941 21313228 21351421 21374889 21435782	PIENI SELKÄPAKKAUS ORTON	P44052	Orthopaedic surgical procedure kit, non- medicated, single-use
97061628-09	20433307	TAHDISTINPAKKAUS TAYS SYDÄNSAIRAALA	P61371	Cardiothoracic surgical procedure kit, non- medicated, single-use
97061628-12	21291114			
	21291184			
	21332267			
	21332272			
	21383861			
	21383950			
	21453743			
	21453758			
	21524203			
	21525395			
	22024110			
	22025478			
	22046535			
22069053				
22103227				
22104423				
97064213-04	20420653	KORVAPAKKAUS MKS	P44069	ENT surgical procedure kit, non-medicated, single-use
	20423858			
	21445498			
	22104960			
97067256-03	21366254	FESS-PAKKAUS MKS		
	21468813			
	22112457			
97096349-00	20400620	PKL SUONIKOHJUPAKKAUS SASTAMALA	P61371	Cardiothoracic surgical procedure kit, non- medicated, single-use
	21503264			
	21523936			
97098231-01	20414751	OBE-PEITTELYPAKKAUS HATANPÄÄ	P44096	Laparoscopic surgical procedure kit, non- medicated, single-use
	21355168			
	21505737			
97114819-01	21318804	LASERPAKKAUS TAYS		
	21396341			
	21396397			
	21434555			
	21497917			
	21497918			
22046580				
97116020-00	21308916	TAHDISTINPAKKAUS VSSHP	P61371	Cardiothoracic surgical procedure kit, non- medicated, single-use
	21308917			
	21318563			
	21374179			
	21381228			
	21433089			
	21433197			
	21502138			
	21502439			
	22016251			
	22026633			
22101650				
97116025-00	21314298	VERISUONIPAKKAUS VSSHP		
	21314299			
	21346103			
	21363613			
	21523148			

		21523147			
	97119378-00	21482369 21484148 21502334 22038500 22066682	Uro robopakkaus KYS	P44096	Laparoscopic surgical procedure kit, non-medicated, single-use
	97119378-01	22117734			
	97003609-07	20410929 21353094 21373691 21373692 21496418 22032654 22084361	Hand Pack		
	97003618-07	21349688 21375191 21446081	Foot Pack		
	97003619-09	20416670 20416745 21327844 21327901 21327945 21327954 21327976 21362125 21362194 21373919 21373968 21373970 21373971 21373972 21394931 21395015 21395017 21395018 21395020 22052294 22052295 22052296 22052297 22052299 22052300 22095554	Hip Pack	P44052	Orthopaedic surgical procedure kit, non-medicated, single-use
	97003621-09	21307720 21327834 21327917 21373889 21373892 21373893 21373894 21373985 21451888 22052301 22052302 22073444 22123556 22123557 22123558	Knee Pack		

97003623-09	20412400	General Pack	P33961	General surgical procedure kit, non-medicated, single-use
	20412575			
	20412581			
	20427645			
	21320244			
	21320315			
	21373839			
	21373883			
	21373936			
	21373939			
	21439902			
	21444413			
	21444540			
	21444544			
22033038				
97009925-13	21431564	Lap Chole Pack	P44096	Laparoscopic surgical procedure kit, non-medicated, single-use
	22084486			
	22106890			
97011198-08	20427622	Total Hip Replacement	P44052	Orthopaedic surgical
97015916-02	21302637	General Pack	P33961	General surgical procedure kit, non-medicated, single-use
	21305010			
	21327625			
	21348653			
	21380926			
	21433972			
	21434074			
	21462587			
	21506863			
	22048856			
22078245				
22105284				
97025131-06	21477477	HW Knee Arthroscopy	P44093	Arthroscopic surgical
97028443-03	21373552	Lithotomy Pack	P60644	Obstetrical/gynaecological surgical procedure kit, non-medicated,
	22097937			
	22135756			
97028444-04	21346244	Head Pack	P44069	ENT surgical procedure kit, non-medicated,
	21445451			
97036853-02	20411888	Multi Purpose Pack	P33961	General surgical procedure kit, non-medicated, single-use
	20411989			
	21324088			
	21324184			
	21445808			
	21523858			
	21525574			
22033496				
97037333-01	21306126	AMO Phaco Pack - BMI Bath	P45150	Ophthalmic surgical procedure kit, non-medicated, single-use
21328709				
21373566				
22032610				
22099429				
97041478-03	20400763	Basic General		
	20423938			
	21306093			
	21339741			
	21335177			
	21371470			
	21432618			
	21434005			
21454585				

	21455635 21468855 21475057 21483791 22022561 22040006 22101371		P33961	General surgical procedure kit, non-medicated, single-use
97041480-04	20434667 21313278 21347780 21434146 21519299 22033671 22083293	Major General		
97041486-03	20412274 20434454 21316410 21367567 21376770 21451716 21496602 21499829 22016253 22022150 22040248 22105497 22133065	SUPINE general laparoscopy pack	P44096	Laparoscopic surgical procedure kit, non-medicated, single-use
97043026-03	21367850 21446678 21462520 21490077 22027382 22062325 22105160	LITHOTOMY general laparoscopy pack		
97045638-04	21345967 22015523	Total Knee replacement		
97045639-04	20414783 21305420 21347455 21394807 22018298 22117593 22128925	Total Hip	P44052	Orthopaedic surgical procedure kit, non-medicated, single-use
97053852-01	21352431 21374134 21431824 22097796	Laparoscopic procedure Pack	P44096	Laparoscopic surgical procedure kit, non-medicated, single-use
97056715-04	21446252 21475830 21475831 22090936	CABG Pack	P61371	Cardiothoracic surgical procedure kit, non-medicated, single-use
97057705-00	21320241 21375253 21375353 21444488 21444541 22065111 22083055 22082526	Hand Pack	P44052	Orthopaedic surgical procedure kit, non-medicated, single-use

	22127635			
97057706-00	21431563 21431631	Foot Pack		
97058849-02	20434518 21324293 21468602 21503377 22023889 22102774	Breast Reconstruction Pack		
97060290-02	20400744 20420799 21328694 21346009 21380947 21383206 21433940 21453426 21483831 22026538 22040015 22067448 22095164 22106442	Biopsy Pack - Warrington Hospital	P33961	General surgical procedure kit, non-medicated, single-use
97061651-00	21345111 21352472 21431795 21451998 21490812 22049932	Rectal Tray	P60755	Urological surgical procedure kit, non-medicated, single-use
97065308-03	20413729 21460174 22138409	Neuro Craniotomy Pack		
97065310-04	21318841 21445478 21445479 22032460 22032461	Neuro shunt Pack NHS Tayside		
97065311-04	21305042 21305113 21325069 22032173 22032174 22032235	Neuro Spinal Surgery Pack NHS Tayside	P44063	Neurosurgical procedure kit, non-medicated, single-use
97065860-00	20421115 21360149 21448241 22061972 22061973	Cervical Spine Pack		
97069327-06	21472413	DIEP abdominal Pack	P33961	General surgical
97069596-00	21305541 21331716 21362038 21440967 22016342	Spire Hartwood Hospital - Mannur Lapora	P44096	Laparoscopic surgical procedure kit, non-medicated, single-use
97073671-00	20412535 21330139 21360142 21451485 21512468	Spire Cheshire Hospital - Head and Neck	P44069	ENT surgical procedure kit, non-medicated, single-use

	22034231			
97074494-01	21445549 21445550 22011405	Ear Reconstruction Pack/ABG Pack	P33961	General surgical procedure kit, non-medicated, single-use
97074500-00	21477484	MLB	P44069	ENT surgical procedure kit, non-medicated, single-use
97074500-03	22082955			
97074525-00	21328652 21374093	PCNL	P60755	Urological surgical procedure kit, non-medicated, single-use
97074546-00	20416434 21348348 21389333 21468603	INTRAOCULAR PACK	P45150	Ophthalmic surgical procedure kit, non-medicated, single-use
97074546-02	22048578 22117282			
97077418-01	20417187	Spire Liverpool Hospital - Breast	P60644	Obstetrical/gynaecological surgical procedure
97077433-01	21395007 21446193 21524291	Spire Liverpool Hospital - Spinal	P44063	Neurosurgical procedure kit, non-medicated, single-use
97077612-10	20416439 20416486	Harley Street Phaco Pack	P45150	Ophthalmic surgical procedure kit, non-medicated, single-use
97077612-11	21345774 21345785			
97077859-02	20417389	Spire Regency Hospital - Knee Replacemen	P44052	Orthopaedic surgical procedure kit, non-
97078657-00	21328633 21431672 21483773 21506786	Spire Leicester Hospital - General/Plast	P33961	General surgical procedure kit, non-medicated, single-use
97078667-00	21328481 21348670 21380895 21383128 21431669 21483741 21483902 22026379	Spire Leicester Hospital - Spinal	P44063	Neurosurgical procedure kit, non-medicated, single-use
97079698-01	20413579	SPIRE WIRRAL KNEE ARTHROSCOPY	P44093	Arthroscopic surgical procedure kit, non-
97079707-00	21348644 21445784 21445955 21454623 21480160 22032522	SPIRE WIRRAL GENERAL	P33961	General surgical procedure kit, non-medicated, single-use
97079961-00	21302716 21346003 21360472 21432782 21449485 21456801 21498740 22047904 22061612	Spire Roding - General Laparoscopy	P44096	Laparoscopic surgical procedure kit, non-medicated, single-use
97079969-03	21352560 21445844 22067492	Spire Roding - Spinal Back	P44063	Neurosurgical procedure kit, non-medicated, single-use

GB

97080450-00	20437064	Spire – Breast Pack	P33961	General surgical procedure kit, non-medicated, single-use
	21397292			
	21397293			
	21397294			
	21397315			
	21397316			
	21397317			
	21397318			
	21397319			
	21397320			
	21397321			
	21397322			
	21397323			
	21397324			
	21397325			
	21397326			
	21410145			
	21431898			
	21468889			
	21477737			
	21479075			
	21480295			
	21480303			
	21480304			
	21480301			
	21491014			
	22033132			
	22033147			
	22043042			
	22043125			
	22043129			
	22043134			
	22043146			
	22043148			
22043149				
22043150				
22091939				
22091985				
22091988				
22091989				
22091990				
22129023				
22129086				
97080754-02	21522307	Spire Hartswood - Spinal Decompression		
97086704-02	21311027	Wrexham Knee Pack	P44052	Orthopaedic surgical procedure kit, non-medicated, single-use
	21370998			
	21453111			
	22127486			
97086708-03	21305889 21351226	Wrexham Hip Pack Split		
97087968-00	20412363	AMO Phaco Pack – Optimax Leicester Dr II		
	20413956			
	21325420			
	21325485			
	21325486			
	21373544			
	21373555			
	21450457			

97088067-03	21450458	AMO Phaco Pack – Optimax Leicester Dr St	P45150	Ophthalmic surgical procedure kit, non- medicated, single-use
	21450459			
	21450460			
	21450461			
	21460714			
	21503525			
	22039698			
	22039699			
	22069809			
	22069810			
	22069811			
	22069812			
	22069813			
	22069814			
	22060015			
22073496				
22116079				
97089257-00	20413446	Spire Nottingham - Lap Chole Pack	P44096	Laparoscopic surgical procedure kit, non- medicated, single-use
	21324136			
	21388075			
	21431816			
	21478816			
97089258-00	22048651	Spire Nottingham - Gynae Laparoscopic Pa		
	21448452			
	21525217			
97092604-05	22047055	Glan Clwyd Hospital Knee		
97092606-00	22088926	Wrexham DHS	P44052	Orthopaedic surgical procedure kit, non- medicated, single-use
	21354000			
	21475996			
	22024953			
97093814-05	22048433	Spire Regency Lap Chole	P44096	Laparoscopic surgical procedure kit, non-
	21290214			
97093859-01	21524747	Laparotomy		
	21306157			
	21347634			
97093859-02	21366318			
	21431872			
	21478838			
	21483787			
	21501762			
	21506765			
	22045367			
	22099094			
22111666				
97095301-01	21446734	NUH - Rectal Pack	P33961	General surgical procedure kit, non- medicated, single-use
	22015627			
	22072950			
	22081447			
97095357-01	20401064	Circle Health Reading - Major Abdominal		
	20428543			
	21344394			
	21489273			
	22011170			
97095358-01	20409797	Circle Health Reading - Intermediate Gen		
	20428353			
	21345074			
	21355082			
	21468619			
	22027292			

	22103868			
97096451-01	20413523 21307333 21307430 21432562 21432691 21456693 21467706 21467762 21522296 22015583 22032589 22033522	Schoen Clinic - Knee Replacement Pack	P44052	Orthopaedic surgical procedure kit, non-medicated, single-use
97096452-00	21354310 21502552 21502553 21523844 22033523 22072389	Schoen Clinic - Hip Replacement Pack		
97096565-01	20429627 21331594	Gynae Laparoscopy Pack	P60644	Obstetrical/gynaecological surgical procedure kit, non-medicated,
97096565-02	21472836			
97097513-02	20412221 20412267 20435833 21301810 21301922 21311083 21311194 21331345 21344135 21344187 21455473 21455728 21455729 22018023 22018024 22018055 22056176 22060391 22072980 22072982 22117927 22118061 22118062 22119403	BMI - Hand Pack		
	21431836 21431924 21431945 21431946 21431947 21431948 21431949 21431950 21455540 21455710 21455711 21455712		P44052	Orthopaedic surgical procedure kit, non-medicated, single-use

97098673-02	21455713 21490846 21490928 21490929 22017882 22017883 22017884 22018045 22018046 22091366 22090215 22090220 22090221	BMI - Foot Pack		
97098674-02	21440297 21440278 21440279 21440280 21440282 21440283 21440284 21440285 21440286 21440287 21440289 21440290 21440291 21440292 21440293 21440294 21440296	BMI - Knee Arthroscopy Pack	P44093	Arthroscopic surgical procedure kit, non-medicated, single-use
97098675-03	21450088 21450089 21450090 21450091	BMI - Major Lithotomy Pack	P60644	Obstetrical/gynaecological surgical procedure kit, non-medicated, single-use
97101892-00	20416200	Major Vaginal Pack		
97105243-01	20412407 21367635 21398739 21433081 21469276 22047607 22105553 22133148	Doncaster - Spinal Pack	P44063	Neurosurgical procedure kit, non-medicated, single-use
97107250-02	21504520 21504521 22105555 22124834 22126551 22127543	Knee Pack -STW/RGH	P44052	Orthopaedic surgical procedure kit, non-medicated, single-use
97107251-01	21396150 21512425 21524181 21525252 22030055 22030059 22030062 22105449	Knee Arthroscopy STW/RGH	P44093	Arthroscopic surgical procedure kit, non-medicated, single-use
	20414024 21311912			

97107405-01	21395756	Craniotomy Pack	P44063	Neurosurgical procedure kit, non-medicated, single-use
	21395757			
	21447132			
	21468034			
	22016434			
	22047679			
	22105594			
97108638-01	22117764	Doncaster and Bassetlaw - Breast Pack	P60644	Obstetrical/gynaecological surgical procedure kit, non-medicated, single-use
	21324100			
	21334226			
	21445915			
	21455669			
	21456780			
	21498880			
97108651-01	22052981	Doncaster and Bassetlaw - Vaginal Pack		
	22123596			
	21469244			
	21478298			
97114899-00	21503634	Spire Facet Joint Pack	P46308	Epidural/intrathecal anaesthesia kit
	22075831			
	21373906			
	21373945			
	21373948			
	21373952			
	21373996			
	21373998			
	21374001			
	21374002			
	21489453			
	21489494			
	21489556			
	21489597			
	21489655			
	21489656			
97115298-00	22069061	Knee Arthroscopy	P44052	Orthopaedic surgical procedure kit, non-
	22069130			
97115299-00	22069132	Knee Replacement	P44093	Arthroscopic surgical procedure kit, non-medicated, single-use
	22091909			
	22091958			
97115300-00	22091963	Spinal	P46308	Epidural/intrathecal anaesthesia kit
	21447294			
	21440005			
97115302-00	21447326	Ankle & Forearm	P44052	Orthopaedic surgical procedure kit, non-medicated, single-use
	21440006			
	21441157			
97115303-00	21370753	Hip Replacement		
	21433192			
97115340-00	21478297	Laparoscopy		
	21375302			
97116173-00	21433216	Major Laparoscopic Colorectal Pack	P44096	Laparoscopic surgical procedure kit, non-medicated, single-use
	21449816			
	21399637			
97116173-00	21441320			
	21435093			
	21449784			
97116173-00	21369322			
	21369321			
	21474110			

	97116176-00	21441322 22010048	Basic Laparoscopy Pack		
	97120200-01	22139790 22139858 22139865 22139872 22139936 22139939 22139942 22139985 22139987 22139988 22139989	Spire - Basic General	P33961	General surgical procedure kit, non-medicated, single-use
	97122468-00	22124829 22124830	Major Lap Pack	P44096	Laparoscopic surgical procedure kit, non-
IE	97102106-00	20436014 21290169 21360799 21468078 21468136 21507231 22016504 22031556 22071860	CVAD Insertion Plain Pack - St. James Ho	P33961	General surgical procedure kit, non-medicated, single-use
	97118643-00	21347339 21502061	DIEP Pack - Mater		
NO	97015809-08	20419856			Obstetrical/gynaecological surgical procedure kit, non-medicated,
	97015809-09	22024153 22139902	Sectiopakke Levanger	P60644	
	97015810-07	20414493 21355404 21375028 21482408 21517823 22067605	Gastric-pakke Namsos	P44096	Laparoscopic surgical procedure kit, non-medicated, single-use
	97046929-02	21345301 21477453 21502004 22045058 22075424	Vaginalsett Namsos	P60644	Obstetrical/gynaecological surgical procedure kit, non-medicated, single-use
	97061169-04	21482412 21482410 22038137 22038138 22069095 22126727	HSØ Da Vinci-pakke 2 Aker	P44096	Laparoscopic surgical procedure kit, non-medicated, single-use
	97082938-03	21332024 21353850 21500636 21503435	Korsbånd SUS	P44093	Arthroscopic surgical procedure kit, non-medicated, single-use
	97099012-01	20411191 21360717 21461591 22016291 22074968	Laparoscopisett Namsos	P44096	Laparoscopic surgical procedure kit, non-medicated, single-use
	97122206-00	22010117 22010118 22030244 22066642	Ryggpakke Kristiansund	P44063	Neurosurgical procedure kit, non-medicated, single-use

	22127630			medicated, single-use
	22130037			
97005674-03	20423259	Punctieset met bakje	P33961	General surgical procedure kit, non-medicated, single-use
	21302612			
	21310050			
	21327561			
	21328725			
	21374131			
	21430830			
	21449363			
	21456707			
	21460430			
	21482881			
	22032213			
	22053703			
	22074633			
	22105183			
97046834-04	21389189	Arthroscopie Tray AMC	P44093	Arthroscopic surgical procedure kit, non-medicated, single-use
	22032258			
	22111762			
97050091-01	21503442	REUMASET		
97051091-03	20415082	Handen Tray AMC	P44052	Orthopaedic surgical procedure kit, non-medicated, single-use
	21332231			
	21366214			
	21388029			
	21455558			
	21460395			
	21490776			
	22090060			
	22119811			
	22122911			
97051484-08	20428605	Endo Neus Tray AMC	P44069	ENT surgical procedure kit, non-medicated, single-use
	21347785			
	21452195			
	21505871			
	22033603			
	22082666			
97053366-06	20410934	Oor Tray AMC		
	21354282			
	21431787			
	21440686			
	21478145			
	22048604			
	22118816			
	20433288			
	20433291			
	20433293			
	20433287			
	20433292			
	21312758			
	21312759			
	21312760			
	21312761			
	21312762			
	21312763			
	21312764			
	21312945			
	21312946			
	21312947			

97056716-03	21312948 21312949 21312950 21431953 21431954 21431839 21431951 21431952 21449461 21449544 21449565 21452113 21467697 21478180 21478273 21496348 21496360 21490149 21490804 21503846 21505864 21525616 21525680 22015922 22017184 22019512 22010885 22027391 22060286 22060293 22061538 22062341 22076880 22078267 22089371 22080667 22096638 22090229 22101314 22102651 22106351	HCK Tray	P16545	Angiographic kit, digital
97065396-10	20409952 20413926 20414765 20421327 20434508	Pacemaker Pack	P61371	Cardiothoracic surgical procedure kit, non-medicated, single-use
97065396-11	21332903 21333137 21352474 21374905 21431828 21431908 21476213 21497413 22032390 22053723 22056156 22076115 22105121			

NL

97069121-02	21431226	Gynaecologische laparoscopie tray	P44096	Laparoscopic surgical procedure kit, non-
97073935-00	22046658	PICC lijn tray	P33961	General surgical procedure kit, non-medicated, single-use
	22067227			
	22089249			
	22081437			
	22099298			
97077495-00	21432577	Ortho Klein AMC	P44052	Orthopaedic surgical procedure kit, non-medicated, single-use
	21455542			
	21478850			
	22053776			
97082691-03	21397790	Oor tray	P44069	ENT surgical procedure kit, non-medicated, single-use
	21432933			
	21496315			
	22033985			
	22125288			
97082874-02	21332478	Septum tray		
	21497520			
	22056241			
97084504-02	21346810	CABG Extra's Tray AMC	P61371	Cardiothoracic surgical procedure kit, non-medicated, single-use
	21383880			
	21449768			
	21479471			
	22024177			
	22040462			
	22133260			
97084508-03	20435895	Vaginaal Tray AMC	P60644	Obstetrical/gynaecological surgical procedure kit, non-medicated, single-use
	21349622			
	21382145			
	21434310			
	21454789			
	22038135			
	22076702			
	22117520			
22134530				
97086875-05	21431925	Stereotaxie Tray AMC	P44063	Neurosurgical procedure kit, non-medicated, single-use
	21446814			
	22018452			
	22066972			
97090389-01	21326512	Plastisch mamma tray	P33961	General surgical procedure kit, non-medicated, single-use
	21383890			
	21384003			
	21479307			
	21480667			
	22031352			
	22034116			
	22103089			
	22125367			
	22127527			
22133080				
	20422468			Obstetrical/gynaecologi
	20435990			
	20436084			
	21339612			
	21339613			
	21339615			
	21381297			
	21381376			

97093355-01	21396249 21446147 21446150 21449689 21512463 22019991 22011248 22052708 22101152 22133151	Sectio tray	P60644	cal surgical procedure kit, non-medicated, single-use
97093374-07	21374322 21481307 21481308 22066982	Kruisbandtray	P44093	Arthroscopic surgical procedure kit, non-medicated, single-use
97093394-03	21324153 21324226 21446806 21462691 21485253 21501895 22026493 22061962 22101203	laparoscopie tray gyn		
97093397-05	20428710 20428766 20428767			
97093397-06	21325142 21332485 21399937 21399938 21399939 21434052 21449149 21449148 21467511 21467512 21467513 21478937 21485260 21506987 22045520 22045565 22047920 22060996 22060997 22060998 22101185 22101186 22101187 22101188	Laparoscopie basis tray	P44096	Laparoscopic surgical procedure kit, non-medicated, single-use
97103052-01	20416420 21328627 21366230 21431859 21432497 21462193 21523902 22022456	Uro tray	P60755	Urological surgical procedure kit, non-medicated, single-use

	22025167			
	22033463			
	22067131			
	22078205			
97103896-00	20416194	KNO Scopie Tray	P44069	ENT surgical procedure kit, non-medicated, single-use
97103896-01	21383193			
	21433941			
	21452238			
	22016058			
97104554-02	20422514	Maxilla Tray	P44069	ENT surgical procedure kit, non-medicated, single-use
	21306158			
	21328722			
21449419				
97104554-03	22047811			
	22062366			
97105815-03	21477727	EVAR	P61371	Cardiothoracic surgical procedure kit, non-medicated, single-use
	21525403			
	22106930			
97109792-01	20427706	Chirurgie Mammatrays	P33961	General surgical procedure kit, non-medicated, single-use
97109792-02	21366253			
	21366301			
	21440534			
	21440618			
	22033567			
	22056199			
	22111633			
97117652-00	21374193	Plastisch Kindertray	P33961	General surgical procedure kit, non-medicated, single-use
	21432974			
	22019693			
	22051218			
	22139753			
97117855-00	21345337	CABG Aanvullend	P61371	Cardiothoracic surgical procedure kit, non-medicated, single-use
	21346202			
	21346269			
	21448215			
	21480058			
97005674-03	20423259	Punctieset met bakje	P33961	General surgical procedure kit, non-medicated, single-use
	21302612			
	21310050			
	21327561			
	21328725			
	21374131			
	21430830			
	21449363			
	21456707			
	21460430			
	21482881			
	22032213			
	22053703			
22074633				
	22105183			
97046834-04	21389189	Arthroscopie Tray AMC	P44093	Arthroscopic surgical procedure kit, non-medicated, single-use
	22032258			
	22111762			
97050091-01	21503442	REUMASET		
	20415082			Orthopaedic surgical
	21332231			
	21366214			
	21388029			

97051091-03	21455558 21460395 21490776 22090060 22119811 22122911	Handen Tray AMC	P44052	procedure kit, non-medicated, single-use
97051484-08	20428605 21347785 21452195 21505871 22033603 22082666	Endo Neus Tray AMC	P44069	ENT surgical procedure kit, non-medicated, single-use
97053366-06	20410934 21354282 21431787 21440686 21478145 22048604 22118816	Oor Tray AMC		
97056716-03	20433288 20433291 20433293 20433287 20433292 21312758 21312759 21312760 21312761 21312762 21312763 21312764 21312945 21312946 21312947 21312948 21312949 21312950 21431953 21431954 21431839 21431951 21431952 21449461 21449544 21449565 21452113 21467697 21478180 21478273 21496348 21496360 21490149 21490804 21503846 21505864 21525616 21525680 22015922	HCK Tray	P16545	Angiographic kit, digital

NL

	22017184 22019512 22010885 22027391 22060286 22060293 22061538 22062341 22076880 22078267 22089371 22080667 22096638 22090229 22101314 22102651 22106351						
97065396-10	20409952 20413926 20414765 20421327 20434508	Pacemaker Pack	P61371	Cardiothoracic surgical procedure kit, non-medicated, single-use			
97065396-11	21332903 21333137 21352474 21374905 21431828 21431908 21476213 21497413 22032390 22053723 22056156 22076115 22105121						
97069121-02	21431226				Gynaecologische laparoscopie tray	P44096	Laparoscopic surgical procedure kit, non-
97073935-00	22046658 22067227 22089249 22081437 22099298				PICC lijn tray	P33961	General surgical procedure kit, non-medicated, single-use
97077495-00	21432577 21455542 21478850 22053776				Ortho Klein AMC	P44052	Orthopaedic surgical procedure kit, non-medicated, single-use
97082691-03	21397790 21432933 21496315 22033985 22125288				Oor tray	P44069	ENT surgical procedure kit, non-medicated, single-use
97082874-02	21332478 21497520 22056241				Septum tray		
97084504-02	21346810 21383880 21449768 21479471 22024177				CABG Extra's Tray AMC	P61371	Cardiothoracic surgical procedure kit, non-medicated, single-use

	22040462 22133260			
97084508-03	20435895 21349622 21382145 21434310 21454789 22038135 22076702 22117520 22134530	Vaginaal Tray AMC	P60644	Obstetrical/gynaecological surgical procedure kit, non-medicated, single-use
97086875-05	21431925 21446814 22018452 22066972	Stereotaxie Tray AMC	P44063	Neurosurgical procedure kit, non-medicated, single-use
97090389-01	21326512 21383890 21384003 21479307 21480667 22031352 22034116 22103089 22125367 22127527 22133080	Plastisch mamma tray	P33961	General surgical procedure kit, non-medicated, single-use
97093355-01	20422468 20435990 20436084 21339612 21339613 21339615 21381297 21381376 21396249 21446147 21446150 21449689 21512463 22019991 22011248 22052708 22101152 22133151	Sectio tray	P60644	Obstetrical/gynaecological surgical procedure kit, non-medicated, single-use
97093374-07	21374322 21481307 21481308 22066982	Kruisbandtray	P44093	Arthroscopic surgical procedure kit, non-medicated, single-use
97093394-03	21324153 21324226 21446806 21462691 21485253 21501895 22026493 22061962 22101203	laparoscopie tray gyn		
97093397-05	20428710 20428766			

97093397-06	20428767	Laparoscopy basis tray	P44096	Laparoscopic surgical procedure kit, non-medicated, single-use
	21325142			
	21332485			
	21399937			
	21399938			
	21399939			
	21434052			
	21449149			
	21449148			
	21467511			
	21467512			
	21467513			
	21478937			
	21485260			
	21506987			
	22045520			
	22045565			
	22047920			
	22060996			
	22060997			
	22060998			
22101185				
22101186				
22101187				
22101188				
97103052-01	20416420	Uro tray	P60755	Urological surgical procedure kit, non-medicated, single-use
	21328627			
	21366230			
	21431859			
	21432497			
	21462193			
	21523902			
	22022456			
	22025167			
	22033463			
	22067131			
22078205				
97103896-00	20416194	KNO Scopie Tray	P44069	ENT surgical procedure kit, non-medicated, single-use
97103896-01	21383193			
	21433941			
	21452238			
	22016058			
97104554-02	20422514	Maxilla Tray	P44069	ENT surgical procedure kit, non-medicated, single-use
	21306158			
	21328722			
	21449419			
97104554-03	22047811			
	22062366			
97105815-03	21477727	EVAR	P61371	Cardiothoracic surgical procedure kit, non-medicated, single-use
	21525403			
	22106930			
97109792-01	20427706	Chirurgie Mammatrays	P33961	General surgical procedure kit, non-medicated, single-use
97109792-02	21366253			
	21366301			
	21440534			
	21440618			
	22033567			
	22056199			
22111633				

	97117652-00	21374193 21432974 22019693 22051218 22139753	Plastisch Kindertray		
	97117855-00	21345337 21346202 21346269 21448215 21480058	CABG Aanvullend	P61371	Cardiothoracic surgical procedure kit, non-medicated, single-use
	97044862-09	22060944 22093720	Bidwill Trust Total Knee Replacement Pac	P44052	Orthopaedic surgical procedure kit, non-medicated, single-use
	97045141-03	20414027 21327822	Hastings Knee Pack		
	97045142-04	21449065	Hastings Hip Pack		
	97054465-06	20412296 21305899 21305900 21305901 21305902 21305903 21305904 21305905 21305906 21305907 21314337 21314343 21350693 21350811 21350909 21365558 21365625 21365627	Waikato C-Section Pack	P60644	Obstetrical/gynaecological surgical procedure kit, non-medicated, single-use
	97058251-04	20428636 21312152 21327450 21369266 21397893 21431588 21475379 21523642 22054100 22103199 22131846	Tauranga Pacemaker Insertion Pack	P61371	Cardiothoracic surgical procedure kit, non-medicated, single-use
		20408340 21290785 21290787 21290788 21290789 21290790 21290791 21290792 21290970 21338926 21339092 21347285 21347319 21351651 21351683			

NZ	97058794-02	21375059 21375219 21394685 21394691 21397679 21397811 21445347 21461512 21461577 21461640 21477756 21495776 21495777 21504572 21504573 21504574 21520750 22020649 22043289 22061002 22061003 22061004 22077034 22096758 22090522 22119060 22131652 22132952	Christchurch Angiography Pack	P16545	Angiographic kit, digital
	97067490-03	20411839 20413413 20429106 20435441 21304088 21319902 21310907 21331204 21355063 21360313 21397440 21397543 21462439 21482958 21484998 21523906 21524675 21525471 22030346 22061057 22076888 22089296 22095994 22097720	Christchurch DSA Arteriogram Pack	P61371	Cardiothoracic surgical procedure kit, non-medicated, single-use
	97068526-04	21502557	Southland Eye Pack	P45150	Ophthalmic surgical
	97070895-02	21304367 21331545 21431527 21448483 21496629 21523552	Auckland Surgical Services General Pack	P33961	General surgical procedure kit, non-medicated, single-use

	22045154			
	22131682			
97085521-02	21318083	Thorndon Eye Pack	P45150	Ophthalmic surgical procedure kit, non-medicated, single-use
	21332849			
	21445362			
	21469030			
	21523509			
97095039-01	21312192	Southern DHB Pacemaker Pack (no drape)		
	21350785			
	21397786			
	21431544			
	21453623			
	21462811			
	22131674			
97096746-02	21339607	Dunedin DSA Arteriogram Pack		
97096746-03	21353564	Dunedin DSA Arteriogram pack	P61371	Cardiothoracic surgical procedure kit, non-medicated, single-use
	21353575			
	21376812			
	21445371			
	21445372			
	21445373			
	21482669			
	21503514			
	21506065			
	21523618			
	22046507			
	22047630			
	22080530			
	22119172			
	22110317			
97111032-00	21345835	Hastings Hip Pack with Pulse Lavage	P44052	Orthopaedic surgical procedure kit, non-medicated, single-use
	21367698			
	21523533			
	22138417			
97111342-00	20428005	Southern DHB TAVI Pack	P61371	Cardiothoracic surgical procedure kit, non-medicated, single-use
	21329616			
	21370802			
	21371820			
	21381291			
	21477926			
97116007-00	21326526	FERNBRAE ORAL PACK	P45148	Dental surgical procedure kit, non-medicated, single-use
	21347252			
	21389414			
97116007-01	21398987			
	21445389			
	21445390			
97118398-00	21367068	Lower Hutt Hand Pack	P44052	Orthopaedic surgical procedure kit, non-medicated, single-use
	21367069			
	21368388			
	21368389			
	21368390			
	21368391			
	21433227			
	21444501			
	21478232			
	21491203			
	22022283			
	22050936			

		22050937			
		22098535			
		22098536			
		22098537			
		22104930			
	97118398-01	22127245			
		22127246			
		22127247			
		22127248			
	97118399-00	21367070	Lower Hutt Head and Neck Pack	P33961	General surgical procedure kit, non-medicated, single-use
		21367071			
		21433210			
		22024251			
		22098481			
	97118409-00	21349088	Lower Hutt Knee Pack		
		21453124			
		21453137			
		22024309			
		22061075			
		22061076			
	97118969-00	21482388	Franklin Knee Pack	P44052	Orthopaedic surgical procedure kit, non-medicated, single-use
		21485419			
		22068570			
		22068571			
		22138422			
	97120388-00	21470056	Franklin Knee Arthroscopy Pack		
		22044262			
		22044333			
		22068346			
	97120390-00	21475486	Franklin Hand Pack		
		22022180			
		22045153			
		22027786			
	97121893-00	22098554	Franklin Laparoscopy Pack	P44096	Laparoscopic surgical procedure kit, non-medicated, single-use
		22134849			
PL	97109962-02	22130899	zestaw do operacji na aorcie	P61371	Cardiothoracic surgical procedure kit, non-
	97092895-04	22126115	Custom Pack ENT Major Sidra Hospital	P44069	ENT surgical procedure kit, non-medicated,
	97092897-03	21311919	Custom Pack Craniotomy & Plastic Sidra H	P44063	Neurosurgical procedure kit, non-medicated, single-use
		21349512			
		21350648			
	97092899-05	22098480	Custom Pack Neuro Shunt Sidra Hospital		
	97092901-03	21502255	Custom Pack Eye Major Sidra Hospital	P45150	Ophthalmic surgical procedure kit, non-
		21524250			
	97093888-06	21339137			
		21339140			
		21339143			
		21338942			
		21338981			
		21339097			
		21339100			
		21339101			
		21339104			
		21339125			
		21339126			
		21339127			
		21339139			
QA					

		21339141 21339142 21348384 21348413	IR Major Pack Sidra Hospital	P33961	General surgical procedure kit, non-medicated, single-use
	97093888-07	21376858 21376944 21376794 21376914 21376943 21468576 21468577 21468578 21468579 21468580 21468581 21468583			
	97120938-00	21410356	Craniotomy Tray HMC	P44063	Neurosurgical procedure kit, non-medicated, single-use
SA	97051739-11	21345308	Customized Efficiency Ventriculo-Periton	P44063	Neurosurgical procedure kit, non-
	97048891-17	20427559 21301522 21311868 21311869 21330079 21332226 21360671 21360781 21433335 21456110 21465533 21523846 21525193 22016866 22025390 22072060 22075012	General Laparoscopic Pack	P44096	Laparoscopic surgical procedure kit, non-medicated, single-use
	97054747-05	21302806 21302812 21366396 21366401 21375037 21468924 21469087 21462761 21482538 22096765 22104317 22117173 22110092 22125175	Ophthalmic Pack Tan Tock Seng Hospital	P45150	Ophthalmic surgical procedure kit, non-medicated, single-use
SG	97064570-02	21397776 21510272 22052524	Lap Gynae Pack	P44096	Laparoscopic surgical procedure kit, non-medicated, single-use
		21326494 21326604 21327881 21448492			

97078711-09	21448556	Orthopaedic Tray - MEH Extremity Pack	P44093	Arthroscopic surgical procedure kit, non- medicated, single-use
	21448558			
	22022156			
	22023999			
	22030111			
	22124315			
	22124291			
	22124292			
	22124293			
	22124294			
97090656-05	20410989	CGH Spine Ppak	P44052	Orthopaedic surgical procedure kit, non- medicated, single-use
97090656-09	21374749	CGH Spine Pack		
	21374752			
	21447009			
	21512320			