

Dringende Sicherheitsmitteilung – Produkthinweis

Avanos* Ballard* Mundpflegetupfer FCA-2023-001

7. Februar 2023

«Customer Name»

Sehr geehrte Kunden,

Avanos Medical Inc. gibt hiermit eine freiwillige Sicherheitsmaßnahme (FSCA) heraus, die bestimmte Chargen der Avanos* Ballard* Mundpflegeprodukte betreffen, die mit falschen Verfallsdaten auf dem Etikett vertrieben wurden. Der Verwendungszweck dieser Produkte ist die Anwendung einer Mundfeuchtigkeitscreme sowie das Abwischen der Lippen, des Mundes, der Zähne und des Weichgewebes von Patienten, die Unterstützung bei der Mundhygiene benötigen.

Bisher wurden **keine Vorfälle** von Verletzungen oder Todesfällen im Zusammenhang mit falschen Verfallsdaten an Avanos Medical, Inc. gemeldet.

Die Chargennummern und Codes mit falschen Verfallsdaten sind im Anhang 2 (Tabelle 1, Tabelle 2 und Tabelle 3) aufgeführt.

GRÜNDE FÜR DIE FREIWILLIGE FSCA

Diese Sicherheitsmaßnahme wurde aufgrund bestimmter Chargen eingeleitet, die mit falschen Verfallsdaten gekennzeichnet wurden. Die gekennzeichneten Verfallsdaten der betroffenen Produkte wurden mit einem Verfallsdatum von 10 Jahren gedruckt, jedoch haben die Produkte eine festgelegte Haltbarkeit von 5 Jahren.

GESUNDHEITSRISIKO

Es gibt derzeit **keine abgelaufenen Produkte** unter den betroffenen Chargen, daher besteht kein unmittelbares Patientenrisiko und alle in **Anhang 2** aufgeführten Produkte sind **sicher bei Patienten anzuwenden**. Die betroffenen Produkte sollten jedoch nicht über ihre tatsächlichen Verfallsdaten hinaus verwendet werden.

Avanos Medical, Inc. setzt sich für die Patientensicherheit und die Verbesserung der Behandlungsergebnisse ein, weshalb diese Sicherheitsmaßnahme eingeleitet wurde.

Die gefährliche Situation bei dem abgelaufenen Produkt besteht in der Gefahr von Bauteilbrüchen/-ablösungen. Eine solche Situation kann eine Erstickungsgefahr darstellen, aber diese Gefahr ist gering.

Der Zweck dieser Sicherheitsmitteilung besteht darin, sicherzustellen, dass Sie sich der korrekten Verfallsdaten der betroffenen Produkte bewusst sind, damit Sie gewährleisten können, dass sie vor dem Verfall sicher bei Patienten angewendet werden. Es besteht keine Notwendigkeit, betroffene Produkte an Avanos zurückzusenden.

Dringende Sicherheitsmitteilung – Produkthinweis

Avanos* Ballard* Mundpflegetupfer FCA-2023-001

ART DER VON AVANOS ERGRIFFENEN MAßNAHMEN

Avanos hat anwendbare Korrekturen am internen Prozess vorgenommen, um den Vorfall zu korrigieren. Die Kennzeichnung der nach dem 03. Mai 2022 hergestellten Produkte enthält das korrekte Verfallsdatum.

VON KUNDEN ZU ERGREIFENDE MASSNAHMEN

Unsere Datensätze zeigen, dass Ihre Einrichtung eine oder mehrere Chargen der betroffenen Produkte erhalten hat. Dieses Produkt kann bei Patienten bis zum korrekten Verfallsdatum, das in Tabelle 1, Tabelle 2 und Tabelle 3 unten angegeben ist, sicher angewendet werden (Anhang 2). Avanos bittet Sie dringend, die folgenden Maßnahmen zu ergreifen:

- Es besteht keine Notwendigkeit, betroffene Produkte zurückzusenden.
- **FÜLLEN SIE** das beigefügte Kenntnisnahmeformular (**Anlage 1**) aus und **SENDEN SIE** Sie es an Avanos per E-Mail an emeafieldaction@avanos.com zurück.
- **BITTE SENDEN SIE DAS BEILIEGENDE KUNDENSCHREIBEN** und die **Liste der Mundpflegetupfer der betroffenen Chargen – (Anhang 2)** an alle Ihre Kunden weiter, die betroffene Produkte von Ihnen erhalten haben oder erhalten werden.
- Wenn Ihre Einrichtung Kenntnis von unerwünschten Ereignissen im Zusammenhang mit diesem Problem hat, wenden Sie sich bitte an piq.emea@avanos.com.

Bitte antworten Sie innerhalb von fünf (5) Werktagen nach Erhalt dieses Schreibens.

Wenn Sie Fragen haben oder weitere Hilfe benötigen, kontaktieren Sie bitte Avanos per E-Mail unter emeafieldaction@avanos.com.

Die zuständige Behörde Ihres jeweiligen Landes wurde über diese Sicherheitsmitteilung informiert.

Bitte heben Sie eine Kopie dieses Schreibens für Ihre Unterlagen auf.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Wir danken Ihnen für Ihre sofortige Aufmerksamkeit in dieser Angelegenheit und entschuldigen uns für alle Störungen, die dieses Problem für Ihre Einrichtung verursachen kann.

Mit freundlichen Grüßen

Klien van Dam
Director, Quality and Regulatory Affairs
Avanos Medical Belgium BV

Anlage 1 – Produkthinweis-Kennntnisnahmeformular.

Anhang 2 – Liste der betroffenen Chargen mit falschem Verfallsdatum für Mundpflegetupfer.

Dringende Sicherheitsmitteilung – Produkthinweis

Avanos* Ballard* Mundpflegetupfer FCA-2023-001

Anlage 1 – Produkthinweis-Kennntnisnahmeformular

Bitte füllen Sie dieses Formular aus, auch wenn Sie kein betroffenes Produkt haben, um zu bestätigen, dass Sie diese Sicherheitsmitteilung erhalten und verstanden haben und senden Sie sie an emeafieldaction@avanos.com.

Aus unseren Datensätzen geht hervor, dass Sie das folgende betroffene Produkt erhalten haben (bitte überprüfen Sie zusätzlich den Bestand anhand der vollständigen Liste der betroffenen Produkte in **Anhang 2**).

Betroffener Produktcode	Produktbeschreibung	Chargennummer	Gesendete Menge	Menge in der Einrichtung
12241	BALLARD* MUNDPFLEGETUPFER, Großpackung (500 Stück)	<Chargennummer>	<Menge>	
12243	BALLARD* MUNDPFLEGETUPFER, Großpackung (1000 Stück)	<Chargennummer>	<Menge>	
12251	BALLARD* MUNDPFLEGETUPFER, Großpackung 15 cm (6 in) Kunststoffgriff (1000 Stück)	<Chargennummer>	<Menge>	

Wir bestätigen den Erhalt dieser Sicherheitsmitteilung vom 7. Februar 2023.

Durch Ausfüllen und Zurücksenden des unten stehenden **Produkthinweis-Kennntnisnahmeformulars** verpflichten Sie sich ebenfalls, eine Kopie des beigefügten Kundenschreibens an alle Kunden zu senden, die ein betroffenes Produkt von Ihnen erhalten haben, und gegebenenfalls Nachforschungen anzustellen.

Bitte geben Sie weitere Informationen an, falls zutreffend			
Name des Ansprechpartners		Titel	
Name der Einrichtung			
E-Mail			
Telefon		Datum	

Dringende Sicherheitsmitteilung – Produkthinweis

Avanos* Ballard* Mundpflegetupfer FCA-2023-001

Bitte senden Sie eine Kopie dieses Kenntnisnahmeformulars innerhalb von **5 Werktagen** nach Erhalt der Mitteilung per E-Mail an Avanos: emeafieldaction@avanos.com.

Dringende Sicherheitsmitteilung – Produkthinweis

Avanos* Ballard* Mundpflegetupfer FCA-2023-001

Anhang 2

Liste der Mundpflegetupfer der betroffenen Chargen Mit falschem Verfallsdatum

Tabelle 1 – AVANOS* BALLARD* MUNDPFLEGETUPFER, Großpackung (500 Stück)

AVANOS* BALLARD* MUNDPFLEGETUPFER, Großpackung (500 Stück)			
Avanos Medical Materialnummer: 109687003		Avanos Produktcode: 12241	
Chargennummer	Herstellungsdatum (TT-MM-JJ)	Gekennzeichnetes Verfallsdatum (TT-MM-JJ)	Korrektes Verfallsdatum (TT-MM-JJ)
20067528	12-07-21	06-07-31	06-07-26
20069614	13-07-21	13-07-31	13-07-26
20077132	27-09-21	22-09-31	22-09-26
20079287	10-11-21	03-11-31	03-11-26
20079286	10-11-21	10-11-31	10-11-26
20079285	17-11-21	17-11-31	17-11-26
20079284	23-11-21	23-11-31	23-11-26
20079283	01-12-21	01-12-31	01-12-26
20079282	10-11-21	08-11-31	08-11-26
20082126	27-12-21	27-12-31	27-12-26
20082118	10-01-22	10-01-32	10-01-27
20082119	12-01-22	12-01-32	12-01-27
20082120	19-01-22	19-01-32	19-01-27
20082121	26-01-22	26-01-32	26-01-27
20082122	02-02-22	02-02-32	02-02-27
20086314	23-03-22	20-03-32	20-03-27

Dringende Sicherheitsmitteilung – Produkthinweis

Avanos* Ballard* Mundpflegetupfer FCA-2023-001

Tabelle 2 – AVANOS* BALLARD* MUNDPFLEGETUPFER, Großpackung (1000 Stück)

AVANOS* BALLARD* MUNDPFLEGETUPFER, Großpackung (1000 Stück)			
Avanos Medical Materialnummer: 109687204		Avanos Produktcode: 12243	
Chargennummer	Herstellungsdatum (TT-MM-JJ)	Gekennzeichnetes Verfallsdatum (TT-MM-JJ)	Korrektes Verfallsdatum (TT-MM-JJ)
20050262	13-04-21	13-04-31	13-04-26
20050263	13-04-21	13-04-31	13-04-26
20050261	13-04-21	13-04-31	13-04-26
20050264	20-04-21	20-04-31	20-04-26
20050265	26-04-21	20-04-31	20-04-26
20058683	27-04-21	27-04-31	27-04-26
20058689	27-04-21	27-04-31	27-04-26
20061145	05-05-21	05-05-31	05-05-26
20061947	11-05-21	11-05-31	11-05-26
20061946	28-05-21	25-08-31	25-08-26
20062596	18-05-21	18-05-31	18-05-26
20062597	18-05-21	18-05-31	18-05-26
20063681	25-05-21	25-05-31	25-05-26
20063682	01-06-21	25-05-31	25-05-26
20064346	01-06-21	25-05-31	25-05-26
20064347	25-05-21	30-05-31	30-05-26
20064363	01-06-21	01-06-31	01-06-26
20064364	01-06-21	01-06-31	01-06-26
20064656	08-06-21	08-06-31	08-06-26
20064657	08-06-21	08-06-31	08-06-26
20065662	22-06-21	22-06-31	22-06-26
20065663	22-06-21	22-06-31	22-06-26
20065667	22-06-21	22-06-31	22-06-26
20065668	22-06-21	22-06-31	22-06-26
20067519	28-06-21	28-06-31	28-06-26
20067520	26-06-21	26-06-31	26-06-26
20067478	06-07-21	06-07-31	06-07-26
20069597	13-07-21	13-07-31	13-07-26
20069598	20-07-21	20-07-31	20-07-26
20069601	20-07-21	20-07-31	20-07-26
20072177	28-07-21	28-07-31	28-07-26
20072184	28-07-21	28-07-31	28-07-26

Dringende Sicherheitsmitteilung – Produkthinweis

Avanos* Ballard* Mundpflegetupfer FCA-2023-001

Tabelle 2 – AVANOS* BALLARD* MUNDPFLEGETUPFER, Großpackung (1000 Stück)

AVANOS* BALLARD* MUNDPFLEGETUPFER, Großpackung (1000 Stück)			
Avanos Medical Materialnummer: 109687204		Avanos Produktcode: 12243	
Chargennummer	Herstellungsdatum (TT-MM-JJ)	Gekennzeichnetes Verfallsdatum (TT-MM-JJ)	Korrektes Verfallsdatum (TT-MM-JJ)
20072181	25-08-21	25-08-31	25-08-26
20072182	31-08-21	25-08-31	25-08-26
20072183	01-09-21	01-09-31	01-09-26
20072189	01-09-21	01-09-31	01-09-26
20075102	08-09-21	08-09-31	08-09-26
20075104	08-09-21	08-09-31	08-09-26
20077212	23-09-21	23-09-31	23-09-26
20075105	22-09-21	22-09-31	22-09-26
20077328	29-09-21	29-09-31	29-09-26
20077391	06-10-21	06-10-31	06-10-26
20077403	17-11-21	17-11-31	17-11-26
20077407	17-11-21	17-11-31	17-11-26
20079296	17-11-21	17-11-31	17-11-26
20079297	17-11-21	17-11-31	17-11-26
20079312	23-11-21	23-11-31	23-11-26
20079313	23-11-21	23-11-31	23-11-26
20079260	01-12-21	01-12-31	01-12-26
20079261	01-12-21	01-12-31	01-12-26
20079299	08-12-21	08-12-31	08-12-26
20079300	08-12-21	08-12-31	08-12-26
20079301	08-12-21	08-12-31	08-12-26
20079315	08-12-21	08-12-31	08-12-26
20084389	19-01-22	19-01-32	19-01-27
20084390	19-01-22	19-01-32	19-01-27
20082130	09-02-22	09-02-32	09-02-27
20082175	09-02-22	09-02-32	09-02-27
20082176	22-02-22	22-02-32	22-02-27
20082177	22-02-22	22-02-32	22-02-27
20086318	22-02-22	22-02-32	22-02-27
20086319	02-03-22	02-03-32	02-03-27
20082179	02-03-22	02-03-32	02-03-27

Dringende Sicherheitsmitteilung – Produkthinweis

Avanos* Ballard* Mundpflegetupfer FCA-2023-001

20086271	08-03-22	08-03-32	08-03-27
20086272	08-03-22	08-03-32	08-03-27

Tabelle 2 – AVANOS* BALLARD* MUNDPFLEGETUPFER, Großpackung (1000 Stück)

AVANOS* BALLARD* MUNDPFLEGETUPFER, Großpackung (1000 Stück)			
Avanos Medical Materialnummer: 109687204		Avanos Produktcode: 12243	
Chargennummer	Herstellungsdatum (TT-MM-JJ)	Gekennzeichnetes Verfallsdatum (TT-MM-JJ)	Korrektes Verfallsdatum (TT-MM-JJ)
20088628	09-04-22	09-04-32	09-04-27
20088600	09-04-22	09-04-32	09-04-27
20089012	09-04-22	09-04-32	09-04-27
20089015	09-04-22	09-04-32	09-04-27
20090190	26-04-22	23-04-32	23-04-27
20090206	26-04-22	23-04-32	23-04-27
20090191	26-04-22	23-04-32	23-04-27

Dringende Sicherheitsmitteilung – Produkthinweis

Avanos* Ballard* Mundpflegetupfer FCA-2023-001

Tabelle 3 – AVANOS* BALLARD* MUNDPFLEGETUPFER, Großpackung 15 cm (6 in) Kunststoffgriff (1000 Stück)

AVANOS* BALLARD* MUNDPFLEGETUPFER, Großpackung 15 cm (6 in) Kunststoffgriff (1000 Stück)			
Avanos Medical Materialnummer: 109687804		Avanos Produktcode 12251	
Chargennummer	Herstellungsdatum (TT-MM-JJ)	Gekennzeichnetes Verfallsdatum (TT-MM-JJ)	Korrektes Verfallsdatum (TT-MM-JJ)
20054925	10-03-21	10-03-31	10-03-26
20054926	10-03-21	10-03-31	10-03-26
20056744	26-03-21	29-03-31	29-03-26
20056745	13-04-21	13-04-31	13-04-26
20057662	13-04-21	13-04-31	13-04-26
20057664	13-04-21	13-04-31	13-04-26
20057663	20-04-21	20-04-31	20-04-26
20057665	20-04-21	20-04-31	20-04-26
20058694	27-04-21	27-04-31	27-04-26
20058695	27-04-21	27-04-31	27-04-26
20058696	05-05-21	05-05-31	05-05-26
20058697	05-05-21	05-05-31	05-05-26
20061147	11-05-21	11-05-31	11-05-26
20061148	11-05-21	11-05-31	11-05-26
20061149	11-05-21	11-05-31	11-05-26
20061951	18-05-21	18-05-31	18-05-26
20061952	18-05-21	18-05-31	18-05-26
20061953	25-05-21	25-05-31	25-05-26
20062605	01-06-21	01-06-31	01-06-26
20062608	01-06-21	01-06-31	01-06-26
20062609	01-06-21	01-06-31	01-06-26
20063691	08-06-21	08-06-31	08-06-26
20063692	08-06-21	08-06-31	08-06-26
20063693	08-06-21	08-06-31	08-06-26
20064348	16-06-21	16-06-31	16-06-26
20064349	16-06-21	16-06-31	16-06-26
20064350	16-06-21	16-06-31	16-06-26
20065664	16-06-21	16-06-31	16-06-26
20065665	16-06-21	16-06-31	16-06-26
20065666	22-06-21	22-06-31	22-06-26
20067479	28-06-21	28-06-31	28-06-26

Dringende Sicherheitsmitteilung – Produkthinweis

Avanos* Ballard* Mundpflegetupfer FCA-2023-001

Tabelle 3 – AVANOS* BALLARD* MUNDPFLEGETUPFER, Großpackung 15 cm (6 in) Kunststoffgriff (1000 Stück)

AVANOS* BALLARD* MUNDPFLEGETUPFER, Großpackung 15 cm (6 in) Kunststoffgriff (1000 Stück)			
Avanos Medical Materialnummer: 109687804		Avanos Produktcode 12251	
Chargennummer	Herstellungsdatum (TT-MM-JJ)	Gekennzeichnetes Verfallsdatum (TT-MM-JJ)	Korrektes Verfallsdatum (TT-MM-JJ)
20067501	28-06-21	28-06-31	28-06-26
20067502	28-06-21	28-06-31	28-06-26
20067500	06-07-21	06-07-31	06-07-26
20067503	06-07-21	06-07-31	06-07-26
20067504	06-07-21	06-07-31	06-07-26
20069599	13-07-21	13-07-31	13-07-26
20069602	13-07-21	13-07-31	13-07-26
20069603	13-07-21	13-07-31	13-07-26
20069600	20-07-21	20-07-31	20-07-26
20069604	20-07-21	20-07-31	20-07-26
20069605	20-07-21	20-07-31	20-07-26
20072178	28-07-21	28-07-31	28-07-26
20072188	28-07-21	28-07-31	28-07-26
20072190	28-07-21	28-07-31	28-07-26
20072179	03-08-21	03-08-31	03-08-26
20072191	03-08-21	03-08-31	03-08-26
20072180	10-08-21	10-08-31	10-08-26
20072187	18-08-21	18-08-31	18-08-26
20075101	25-08-21	25-08-31	25-08-26
20075097	01-09-21	01-09-31	01-09-26
20075098	01-09-21	01-09-31	01-09-26
20075099	01-09-21	01-09-31	01-09-26
20075100	01-09-21	01-09-31	01-09-26
20075085	08-09-21	08-09-31	08-09-26
20075086	08-09-21	08-09-31	08-09-26
20075087	08-09-21	08-09-31	08-09-26
20075088	08-09-21	08-09-31	08-09-26
20076648	15-09-21	15-09-31	15-09-26
20075089	15-09-21	15-09-31	15-09-26
20075090	22-09-21	22-09-31	22-09-26
20075094	22-09-21	22-09-31	22-09-26

Dringende Sicherheitsmitteilung – Produkthinweis

Avanos* Ballard* Mundpflegetupfer FCA-2023-001

20077330	29-09-21	29-09-31	29-09-26
----------	----------	----------	----------

Tabelle 3 – AVANOS* BALLARD* MUNDPFLEGETUPFER, Großpackung 15 cm (6 in) Kunststoffgriff (1000 Stück)

AVANOS* BALLARD* MUNDPFLEGETUPFER, Großpackung 15 cm (6 in) Kunststoffgriff (1000 Stück)			
Avanos Medical Materialnummer: 109687804		Avanos Produktcode 12251	
Chargennummer	Herstellungsdatum (TT-MM-JJ)	Gekennzeichnetes Verfallsdatum (TT-MM-JJ)	Korrektes Verfallsdatum (TT-MM-JJ)
20075095	22-09-21	22-09-31	22-09-26
20077384	29-09-21	29-09-31	29-09-26
20077383	06-10-21	06-10-31	06-10-26
20077385	06-10-21	06-10-31	06-10-26
20077375	13-10-21	13-10-31	13-10-26
20077376	13-10-21	13-10-31	13-10-26
20077397	13-10-21	13-10-31	13-10-26
20077377	20-10-21	20-10-31	20-10-26
20077378	20-10-21	20-10-31	20-10-26
20077398	20-10-21	20-10-31	20-10-26
20077379	28-10-21	28-10-31	28-10-26
20077380	28-10-21	28-10-31	28-10-26
20077381	28-10-21	28-10-31	28-10-26
20077382	28-10-21	28-10-31	28-10-26
20079226	03-11-21	03-11-31	03-11-26
20079227	03-11-21	03-11-31	03-11-26
20079228	03-11-21	03-11-31	03-11-26
20079229	03-11-21	03-11-31	03-11-26
20079243	10-11-21	10-11-31	10-11-26
20079250	10-11-21	10-11-31	10-11-26
20079252	17-11-21	17-11-31	17-11-26
20079253	17-11-21	17-11-31	17-11-26
20079255	23-11-21	23-11-31	23-11-26
20079256	23-11-21	23-11-31	23-11-26
20079235	01-12-21	01-12-31	01-12-26
20079236	01-12-21	01-12-31	01-12-26
20079237	01-12-21	01-12-31	01-12-26
20079239	08-12-21	08-12-31	08-12-26
20079240	08-12-21	08-12-31	08-12-26

Dringende Sicherheitsmitteilung – Produkthinweis

Avanos* Ballard* Mundpflegetupfer FCA-2023-001

20079241	08-12-21	08-12-31	08-12-26
20079242	08-12-21	08-12-31	08-12-26
20082076	23-12-21	23-12-31	23-12-26

Tabelle 3 – AVANOS* BALLARD* MUNDPFLEGETUPFER, Großpackung 15 cm (6 in) Kunststoffgriff (1000 Stück)

AVANOS* BALLARD* MUNDPFLEGETUPFER, Großpackung 15 cm (6 in) Kunststoffgriff (1000 Stück)			
Avanos Medical Materialnummer: 109687804		Avanos Produktcode 12251	
Chargennummer	Herstellungsdatum (TT-MM-JJ)	Gekennzeichnetes Verfallsdatum (TT-MM-JJ)	Korrektes Verfallsdatum (TT-MM-JJ)
20082077	23-12-21	23-12-31	23-12-26
20082078	04-01-22	04-01-32	04-01-27
20082079	04-01-22	04-01-32	04-01-27
20082080	04-01-22	04-01-32	04-01-27
20082082	12-01-22	12-01-32	12-01-27
20082083	12-01-22	12-01-32	12-01-27
20082084	12-01-22	12-01-32	12-01-27
20082086	19-01-22	19-01-32	19-01-27
20082087	19-01-22	19-01-32	19-01-27
20082090	26-01-22	26-01-32	26-01-27
20082091	26-01-22	26-01-32	26-01-27
20082092	26-01-22	26-01-32	26-01-27
20082103	26-01-22	26-01-32	26-01-27
20082093	02-02-22	02-02-32	02-02-27
20082094	02-02-22	02-02-32	02-02-27
20082095	02-02-22	02-02-32	02-02-27
20082073	16-02-22	16-02-32	16-02-27
20082074	16-02-22	16-02-32	16-02-27
20082075	16-02-22	16-02-32	16-02-27
20082098	16-02-22	16-02-32	16-02-27
20082070	22-02-22	22-02-32	22-02-27
20082071	22-02-22	22-02-32	22-02-27
20082072	22-02-22	22-02-32	22-02-27
20086306	02-03-22	02-03-32	02-03-27
20086309	02-03-22	02-03-32	02-03-27
20086310	02-03-22	02-03-32	02-03-27
20086305	08-03-22	05-03-32	05-03-27

Dringende Sicherheitsmitteilung – Produkthinweis

Avanos* Ballard* Mundpflegetupfer FCA-2023-001

20086307	08-03-22	05-03-32	05-03-27
20086308	08-03-22	08-03-32	08-03-27
20086275	15-03-22	12-03-32	12-03-27
20086276	15-03-22	12-03-32	12-03-27
20086277	15-03-22	12-03-32	12-03-27

Tabelle 3 – AVANOS* BALLARD* MUNDPFLEGETUPFER, Großpackung 15 cm (6 in) Kunststoffgriff (1000 Stück)

AVANOS* BALLARD* MUNDPFLEGETUPFER, Großpackung 15 cm (6 in) Kunststoffgriff (1000 Stück)			
Avanos Medical Materialnummer: 109687804		Avanos Produktcode 12251	
Chargennummer	Herstellungsdatum (TT-MM-JJ)	Gekennzeichnetes Verfallsdatum (TT-MM-JJ)	Korrektes Verfallsdatum (TT-MM-JJ)
20086278	15-03-22	12-03-32	12-03-27
20086279	15-03-22	12-03-32	12-03-27
20086300	15-03-22	12-03-32	12-03-27
20086301	23-03-22	20-03-32	20-03-27
20086302	23-03-22	20-03-32	20-03-27
20086303	23-03-22	20-03-32	20-03-27
20086304	23-03-22	20-03-32	20-03-27
20088253	23-03-22	20-03-32	20-03-27
20088256	23-03-22	20-03-32	20-03-27
20088254	28-03-22	25-03-32	25-03-27
20088257	28-03-22	25-03-32	25-03-27
20088258	28-03-22	25-03-32	25-03-27
20088259	28-03-22	25-03-32	25-03-27
20088260	28-03-22	25-03-32	25-03-27
20088261	28-03-22	25-03-32	25-03-27
20088255	05-04-22	02-04-32	02-04-27
20088262	05-04-22	02-04-32	02-04-27
20088263	05-04-22	02-04-32	02-04-27
20088264	05-04-22	02-04-32	02-04-27
20088265	05-04-22	02-04-32	02-04-27
20088266	05-04-22	02-04-32	02-04-27
20088619	12-04-22	09-04-32	09-04-27
20088620	12-04-22	09-04-32	09-04-27
20088621	12-04-22	09-04-32	09-04-27
20088622	12-04-22	09-04-32	09-04-27

Dringende Sicherheitsmitteilung – Produkthinweis

Avanos* Ballard* Mundpflegetupfer FCA-2023-001

20088623	12-04-22	09-04-32	09-04-27
20089019	19-04-22	16-04-32	16-04-27
20089080	19-04-22	16-04-32	16-04-27
20089081	19-04-22	16-04-32	16-04-27
20089082	19-04-22	16-04-32	16-04-27