

Briennon, 21. Juni 2023

Thema: FSN - SICHERHEITSDATENBLATT FÜR EIN MEDIZINISCHES GERÄT - Wiederverwendbare Instrumente

Ref : AQ2048

Brief per E-Mail verschickt.

Zu Händen des Materiovigilanz-Korrespondenten, des Händlers, des Arztes und des Leiters der Gesundheitseinrichtung.

Identifizierung der Medizinprodukte:

Bei den betroffenen Medizinprodukten handelt es sich um alle wiederverwendbaren Instrumente (alle Chargen).

Eine Liste der betreffenden Referenzen finden Sie am Ende des FSN.

Grund für das Sicherheitsdatenblatt:

EVOLUTIS hielt es für notwendig, Sie über eine Änderung des Sterilisationszyklus für seine Zusatzinstrumente zu informieren.

Wir machen Sie auf die folgenden Informationen aufmerksam: Die Instrumente werden nun nach einem validierten Zyklus von 134°C/18 min anstelle von 132°C/4min sterilisiert.

Aus normativen Gründen mussten wir unsere Reinigungs-/Desinfektions- und Sterilisationsvalidierungen aktualisieren.

Nur die Sterilisationsbedingungen haben sich geändert.

Wir halten es für notwendig, alle Anwender über diese Änderung zu informieren.

Das potenzielle Risiko für den Patienten, das von einem unsterilen Instrument ausgeht, ist eine Infektion.

Die Risiken, die mit der Verwendung des alten Zyklus während des Zeitraums nach der Validierung verbunden sind, wurden jedoch gemessen (der alte Zyklus wurde validiert) und stellen keine größeren Risiken dar.

Verhalten:

- Bestätigen Sie den Erhalt dieses Sicherheitsdatenblattes durch Rücksendung der Seite 2
- Senden Sie dieses Sicherheitsdatenblatt an Ihre Kunden
- Sterilisieren Sie Instrumente mit dem validierten 134°C/18 min Zyklus anstelle des 132°C/4min Zyklus.

Kontaktperson:

Bei Fragen können Sie sich an Frau Laure Oliver 04-77-60-79-99, qualite@evolutis42.com wenden.

Diese Information wurde der zuständige nationale Behörde gemeldet und an die Vertriebshändler verteilt.

Mit freundlichen Grüßen

Jean Michel PEGUET
Präsident



Briennon, 21. Juni 2023

Thema: FSN - SICHERHEITSDATENBLATT FÜR EIN MEDIZINISCHES GERÄT -
Wiederverwendbare Instrumente

Ref : AQ2048

ANERKENNTNIS

Ich der unterzeichnende Vertreter des
Unternehmens / der Einrichtung, erkläre ich, dass ich dieses
Sicherheitsdatenblatt gelesen und verstanden habe. Ich bestätige, dass ich dieses
Sicherheitsdatenblatt an alle Anwender der betreffenden Medizinprodukte weitergeleitet habe

Datum:

Visum:

*Diese Empfangsbestätigung muss per E-Mail, Fax oder Post an Evolutis zurückgeschickt
werden:*

EVOLUTIS

Service qualité

10 place des tuilliers

42720 BRIENNON (France)

Fax : +33(0)4 77 60 79 90

commercial@evolutis42.com

Code article	Désignation	Designation	Code GMDN	Code UDI	CLASSE
01-021-04-9996	Couvercle alésage EVIDENCE Alésoirs + tiges d'essai	EVIDENCE Autoclave lid	12143	03701271029345	C1
01-021-04-9997	Panier alésage EVIDENCE Alésoirs + tiges d'essai	EVIDENCE Autoclave case	12143	03701271029338	C1
01-021-04-9998	Couvercle tige EVIDENCE rév.	EVIDENCE Autoclave lid	12143	03701271029321	C1
01-021-04-9999	Panier tige EVIDENCE révision	EVIDENCE Autoclave case	12143	03701271029314	C1
01-021-11-9998	Couvercle tige EVIDENCE std standard	EVIDENCE Autoclave lid	12143	03701271029307	C1
01-021-11-9999	Panier tige EVIDENCE standard	EVIDENCE Autoclave case	12143	03701271029291	C1
01-021-15-9998	Couverc tige EVIDENCE rév. verrouillable	EVIDENCE Autoclave lid	12143	03701271029284	C1
01-021-15-9999	Panier tige EVIDENCE révision verrouillable	EVIDENCE Autoclave case	12143	03701271029277	C1
01-024-00-9998	Couvercle fraise cot. EVIDENCE	EVIDENCE Autoclave lid	12143	03701271029260	C1
01-024-00-9999	Panier fraise à cot. EVIDENCE	EVIDENCE Autoclave case	12143	03701271029253	C1
01-024-01-9998	Couvercle cot. EVIDENCE Pr.fit Pressfit	EVIDENCE Autoclave lid	12143	03701271029246	C1
01-024-01-9999	Panier cotyle EVIDENCE Fit Cup	EVIDENCE Autoclave case	12143	03701271029239	C1
01-024-02-9998	Couvercle cotyle EVIDENCE PE à cimenter	EVIDENCE Autoclave lid	12143	03701271029222	C1
01-024-02-9999	Panier cotyle EVIDENCE PE à cimenter	EVIDENCE Autoclave case	12143	03701271029215	C1
01-024-03-9998	Couv. cotyle EVIDENCE D.M. Double Mobilité	EVIDENCE Autoclave lid	12143	03701271029208	C1
01-024-03-9999	Panier cotyle EVIDENCE D.M. Double Mobilité	EVIDENCE Autoclave case	12143	03701271029192	C1
01-024-06-9998	Couvercle cup. mobile EVIDENCE	EVIDENCE Autoclave lid	12143	03701271029185	C1
01-024-06-9999	Panier cupule mobile EVIDENCE	EVIDENCE Autoclave case	12143	03701271029178	C1
01-024-07-9996	Couv. cot. EVIDENCE D.M.Rév2/2 Double Mobilité Révision 2/2	EVIDENCE Autoclave lid	12143	03701271029161	C1
01-024-07-9997	Panier cot.EVIDENCE D.M.Rév2/2 Double Mobilité Révision 2/2	EVIDENCE Autoclave case	12143	03701271029154	C1
01-024-07-9998	Couv. cot. EVIDENCE D.M.Rév1/2 Double Mobilité Révision 1/2	EVIDENCE Autoclave lid	12143	03701271029147	C1
01-024-07-9999	Panier cot.EVIDENCE D.M.Rév1/2 Double Mobilité Révision 1/2	EVIDENCE Autoclave case	12143	03701271029130	C1
01-024-08-9994	Couv. cot. EVIDENCE Por. TI-HA Impaction sur table	EVIDENCE Por. TI-HA Lid Pre-set impaction	12143	03701271032703	C1
01-024-08-9995	Panier cot. EVIDENCE Por. TI-HA Impaction sur table	EVIDENCE Por. TI-HA Tray Pre-set impaction	12143	03701271032697	C1
01-024-08-9996	Couv. cot. EVIDENCE Por. TI-HA Impacteur droit	EVIDENCE Autoclave lid	12143	03701271029123	C1
01-024-08-9997	Panier cot.EVIDENCE Por. TI-HA Impacteur droit	EVIDENCE Autoclave case	12143	03701271029116	C1
01-024-08-9998	Couv. cot. EVIDENCE Por. TI-HA Impacteur courbe	EVIDENCE Autoclave lid	12143	03701271029109	C1
01-024-08-9999	Panier cot.EVIDENCE Por. TI-HA Impacteur courbe	EVIDENCE Autoclave case	12143	03701271029093	C1
01-024-13-9998	Couvercle cot. EVIDENCE D.M. Double Mobilité	EVIDENCE D.M Autoclave lid	12143	03701271029086	C1
01-024-13-9999	Panier cotyle EVIDENCE DM courbe	EVIDENCE DM Autoclave case	12143	03701271029079	C1
01-025-03-9998	Couvercle fond cotyle EVIDENCE	EVIDENCE Autoclave lid	12143	03701271029062	C1
01-025-03-9999	Panier fond de cotyle EVIDENCE	EVIDENCE Autoclave case	12143	03701271029055	C1
25-017-001	Boite pour fraise à cotyle PRO-0061	Tray for cup reamers	12143	03701271029048	C1
25-017-002	Couvercle pour boîte 05-1515	Lid	12143	03701271029031	C1
6000-0018	Tréfine pour vis cassée Ø 3,5 à 4 mm	Broken screw extractor Ø 3,5 to 4 mm	45115	03701271028898	C1r
6000-0019	Tréfine pour vis cassée Ø 4,5 à 5 mm	Broken screw extractor Ø 4,5 to 5 mm	45115	03701271028881	C1r
6005-0008	Trocard de visée Lg 115 mm	Outer thimble Lg 115 mm	44759	03701271028539	C1r
6005-0013	Guide de perçage Ø 5 mm - Lg 135 mm	Inside drill sleeve Ø 5 mm - Lg 135 mm	35095	03701271028485	C1r
6006-0002	Mèche Ø1.5 lg 80 mm	Drill Ø1.5 lg 80 mm	32390	03701271028218	C2a
6006-0018	Mèche de Ø 3,5 mm - lg 300 mm Embout type AO	Drill bit Ø 3,5 mm - lg 300 mm AO attachment	32390	03701271028188	C2a
6006-0025	Mèche étagée Ø4,5mm - Lg 300mm Embout type AO	Storied drill Ø 4,5mm Lg 300mm AO attachment	32390	03701271028119	C1r
6006-0033	Mèche de Ø 2,5 mm - Lg 110 mm Embout type AO	Drill bit Ø 2,5 mm - Lg 110 mm AO attachment	32390	03701271028072	C2a
6006-0035	Mèche Ø 3,2mm - longueur 145mm Embout type AO	Drill bit Ø 3,2 mm - lg 145 mm AO attachment	32390	03701271028065	C2a
6006-0071	Jauge de longueur ±1 mm Pour vis Ø 2,5 à 3,5 mm	Depth gauge for screw Ø 2,5 at 3,5 mm	32845	03701271027839	C1m
6006-0072	Jauge de longueur de vis ±1 mm	Depth gauge for screw	32845	03701271027822	C1m
6006-0073	Mèche Ø3.2 mm - Lg 300mm Embout type AO	drill 3,2 / Ø 4,5mm Lg 300mm AO attachment	32390	03701271027815	C2a
6008-0002	Tournevis 6 pans 2,5 mm	Screwdriver SW2.5	33968	03701271028225	C1r
6008-0004	Tournevis 6 pans 4 mm	Screwdriver SW4	33968	03701271027532	C1r
6008-0007	Tournevis canulé 6 pans 2,5 mm	Cannulated screwdriver SW2.5	33968	03701271027525	C1r
6008-0017	Préhenseur pour vis Ø 3,5 mm	Nail holding sleeve Ø 3,5 mm	12696	03701271027440	C1r
6008-0022	Tournevis long 6 pans 3,5 mm pour poignée amovible	Long screwdriver SW 3,5 mm for universal handle	33968	03701271027471	C1r
6008-0030	Tournevis cruciforme amovible	Cross thread screwdriver with removable handle	33968	03701271027419	C1r
6008-0038	Tournevis canulé 6 pans 4.5	Cannulated screwdriver SW4.5	33968	03701271027402	C1r
6009-0005	Extracteur de vis 6 pans de 3,5 mm	Skid taking out device SW 3,5	12696	03701271027303	C1r
6009-0006	Vis d'extraction conique 6 pans de 4,5 / 6,5 mm	Skid taking-out device SW 4,5/6,5	44759	03701271027297	C1r
6140-0000	Ancillaire vis de GARDEN Voir check-list jointe	GARDEN screw set see list of contents	44742	03701271027280	C1r
6340-0000	Ancillaire clou fémoral Voir check-list jointe	Femoral nail set (see list of contents)	44742	03701271027006	C1r
6360-0000	Ancillaire clou tibial Voir check-list jointe	Canulated screw Ø 3.5 set (see list of contents)	44742	03701271026856	C1r
6365-0005	Vis de solidarisation tibiale M6	Tibial locking bolt M6	44759	03701271026801	C1r
6720-0000	Ancillaire petits fragments (voir liste jointe)	Instrument set small fragment (see list of contents)	44742	03701271026535	C1r
9932-11215	Broche Kirschner fileté Ø 1.2 Lg 150 mm INOX - Qté 10	Kirschner broach screw thread Ø1.2 lg150 mm S. Steel- qty 10	36167	03701271026498	C1r
9932-12525	Broche Kirschner fileté Ø 2.5 Lg 250 mm INOX - Qté 10	Kirschner broach screw thread Ø2.5 lg250 mm S. Steel- qty 10	36167	03701271026481	C1r
E28 000	Rape humérale taille 0	Humeral rasp Size 0	35559	03701271026467	C2a
E28 001	Rape humérale taille 1	Humeral rasp Size 1	35559	03701271026450	C2a
E28 002	Rape humérale taille 2	humeral rasp size 2	35559	03701271026443	C2a
E28 003	Rape humérale taille 3	Humeral rasp size 3	35559	03701271026436	C2a
E28 004	Rape humérale taille 4	Humeral rasp size 4	35559	03701271026429	C2a
E28 006	Rape humérale taille 00	Humeral rasp Size 00	35559	03701271026412	C2a
E28 007	Tige d'orientation	Rotation Rod	47900	03701271026405	C1r
E28 008	Porte implant et rape humérale	Rasp and stem holder	59009	03701271026399	C1r
E28 009	Poignée en T raccord HUDSON	Hudson type T handle JIG SUPPORT	47829	03701271026382	C1r
E28 010	Platine de coupe humérale	Humeral cutting bloc	47815	03701271026375	C1r
E28 011	Module huméral droit d'essai	Trial straight humeral module	58784	03701271026368	C2a
E28 012	Module huméral 6° d'essai	Trial 6° humeral module	58784	03701271026351	C2a
E28 013	Module d'essai connexion têtes hum. CrCo sur tiges UNIC	Trial connection modulus for CoCr hum. heads on UNIC stems	58784	03701271026344	C2a
E28 014	Ciseau à ailette pour râpes humérales	Bone chisel for A/P Wings	12844	03701271026337	C1r
E28 015	Extracteur de module	Module extractor	12696	03701271026320	C1r
E28 016	Guide de coupe supéro-externe	Lateral cutting guide JIG	47815	03701271026313	C1r
E28 017	Platine de coupe supéroexterne	Lateral cutting guide bloc	47815	03701271026306	C1r
E28 019	Vis de sécurité Pour extraction tige humérale	Security screw for extraction	47779	03701271026290	C1r
E28 020	Viseur distal huméral	Distal humeral targeting device	59009	03701271026283	C1r
E28 022	Vis pour réhausseur d'essai	Screw for trial aug. Module	47779	03701271026276	C1r
E28 023	Coulisse support de viseur distal	Distal jig support shaft	13180	03701271026269	C1r
E28 027	Axe pour rotation insert huméral réglable	Insert adjuster rod	13180	03701271026252	C1r
E28 028	Porte implant et rape humérale première intention et reprise	Rasp and stem holder	59009	03701271026245	C1r
E28 029	Porte implant et rape humérale	Impactor holder for size 00 rasp and implants	59009	03701271026238	C1r
E28 083	Alésoir huméral Taille 00	Size 00 humeral reamer	45115	03701271026221	C2a
E28 084	Alésoir huméral Taille 0 et de démarrage	Size 0 humeral reamer	45115	03701271026214	C2a
E28 085	Alésoir huméral Taille 1 Ø 8.5	Size 1 humeral reamer	45115	03701271026207	C2a
E28 089	Axe guide de coupe	Cutting guide JIG	13180	03701271026191	C1r
E28 100	Alésoir huméral Taille 2 Ø 10	Size 2 humeral reamer	45115	03701271026184	C2a
E28 102	Broche Ø 2.5 longueur 100 mm	Ø 2.5 guidewire length 100 mm	36167	03701271000061	C1r
E28 104	Guide de perçage de glène Anatomique	Anatomic glenoid grill guide	35095	03701271026160	C1r
E28 105	Mèche Ø8.5 longueur 30 mm	Ø 8.5 drill length 30 mm	32390	03701271026153	C2a
E28 106	Glène anatomique d'essai 36/26 Taille 3	Anatomic glenoid trial 36/26 Size 3	58784	03701271026146	C2a
E28 108	Impacteur de tête	Head impactor	32856	03701271026139	C1r
E28 110	Ecarteur contre coudé fourchu longueur 230 mm	Retractor Double Offset l.230mm	46774	03701271026122	C1r
E28 111	Extracteur de tête	Head extractor	12696	03701271026115	C1r
E28 112	Impacteur de glène PE M8	PE glenoid impactor M8	32856	03701271026108	C1r

Code article	Désignation	Designation	Code GMDN	Code UDI	CLASSE
E28 113	Impacteur de glène PE M10	PE glenoid impactor M10	32856	03701271026092	C1r
E28 114	Plot de stabilisation	Stabilisation peg	13180	03701271026085	C1r
E28 115	Alésoir huméral Taille 3 Ø 11.5	Size 3 humeral reamer	45115	03701271026078	C2a
E28 116	Glène anatomique d'essai 33/24 Taille 2	Anatomic glenoid trial 32/24 Size 2	58784	03701271026061	C2a
E28 117	Glène anatomique d'essai 30/22 Taille 1	Anatomic glenoid trial 30/22 Size 1	58784	03701271026054	C2a
E28 118	Plaque protectrice de coupe	Protection plate	13180	03701271026047	C1r
E28 120	Manche encliquetable Ø 12 Embout Harris	Reamer handle For glenoid reamers	47829	03701271026030	C1r
E28 121	Fraise glénoïdienne Ø 30 encliquetable	Glenoid reamer ø30	36249	03701271026023	C2a
E28 122	Fraise glénoïdienne Ø 33 Encliquetable	Ø 33 glenoid reamer anatomic	36249	03701271026016	C2a
E28 123	Fraise glénoïdienne Ø 36 Encliquetable	Ø 36 glenoid reamer anatomic	36249	03701271026009	C2a
E28 124	Fraise annulaire Ø 38.5 Encliquetable	Bell reamer around metaglene Ø 38,5	36249	03701271025996	C2a
E28 126	Fraise annulaire Ø 34.5 Encliquetable petite taille	Bell reamer around metaglene Ø 34.5 little size	36249	03701271025989	C2a
E28 127	Embout ciseau à ailette pour râpes humérales	Wing former for humeral rasp	13180	03701271025972	C1r
E28 128	Embout extracteur de tête	Humeral head extractor	12696	03701271025965	C1r
E28 130	Alésoir huméral Taille 4 Ø 13	Size 4 humeral reamer	45115	03701271025958	C2a
E28 132	Ecarteur fourchu type FAVARD	Favard retractor Bent by 90°	46774	03701271025941	C1r
E28 140	Tête humérale d'essai Ø 40-13	Humeral head trial ø 40 / 13	58784	03701271025934	C2a
E28 143	Tête humérale d'essai Ø 43-16	Humeral head trial ø 43 / 16	58784	03701271025927	C2a
E28 146	Tête humérale d'essai Ø 46-19	Humeral head trial ø 46 / 19	58784	03701271025910	C2a
E28 149	Tête humérale d'essai Ø 49-21	Humeral head trial ø 49 / 21	58784	03701271025903	C2a
E28 150	Broche Ø 2.5 longueur 150 mm	Ø2.5 pin L150 mm	36167	03701271000078	C1r
E28 152	Tête humérale d'essai Ø 52-23	Humeral head trial ø 52 / 23	58784	03701271025880	C2a
E28 154	Réhausseur d'essai +10 mm	Trial Heightening modulus	58784	03701271025873	C2a
E28 156	Palpeur de coupe humérale	Humeral cut palpator	13180	03701271025866	C1r
E28 158	Réhausseur d'essai Trauma etXS +10 mm	Trial Heightening modulus xs	58784	03701271025859	C2a
E28 200	Sphère glénoïdienne d'essai Petite taille	Trial glenoid implant Little size	58784	03701271025842	C2a
E28 201	Coussinet protecteur	Protector	13180	03701271025835	C1r
E28 204	Canon de perçage en l'OPTION	"""" Drilling guide""	35095	03701271025828	C1r
E28 205	Ciseau ébaucheur d'hélice	Helicoidal bone chisel	12844	03701271025811	C1r
E28 209	Sphère glénoïdienne d'essai	Trial glenosphere	58784	03701271025804	C2a
E28 210	Impacteur de base glénoïdienne	Glenoid base impactor	32856	03701271025798	C1r
E28 211	Extracteur de sphère glénoïdienne	Glenosphere extractor	12696	03701271025781	C1r
E28 212	Extracteur base glénoïdienne	Glenoid base extractor	12696	03701271025774	C1r
E28 213	Préparateur d'empreinte en l' (profil de l'hélice)	l shape chisel helicoidal profil	13180	03701271025767	C1r
E28 214	Extracteur sphère glénoïdienne inox et céramique	Glenosphere extractor SS and Alumina	12696	03701271025750	C1r
E28 215	Impacteur d'insert huméral Céramique	Humeral insert impactor	32856	03701271025743	C1r
E28 216	Insert huméral d'essai 0	Trial humeral insert 0	58784	03701271025736	C2a
E28 217	Insert huméral d'essai +5	Trial humeral insert +5	58784	03701271025729	C2a
E28 218	Insert huméral d'essai 0 R Rétentif	Trial humeral insert 0 retentive	58784	03701271025712	C2a
E28 219	Insert huméral d'essai +5 R Rétentif	Trial humeral insert +5 retentive	58784	03701271025705	C2a
E28 220	Cupule humérale d'essai Métallique	Humeral base trial - metal Metal	58784	03701271025699	C2a
E28 221	Enclume d'assemblage d'insert huméral	Humeral assembly base	13180	03701271025682	C1r
E28 222	Impacteur sphère glénoïdienne inox et céramique	Glenosphere impactor SS and Alumina	32856	03701271025675	C1r
E28 225	Ciseau préparateur d'hélice réduite	Helicoidal bone chisel large	12844	03701271025668	C1r
E28 226	Ciseau d'hélice Petite taille	Helicoidal bone chisel Little size	12844	03701271025651	C1r
E28 228	Guide perçage réduit de glène simplifié	Glenoid drill guide simplified	35095	03701271025644	C1r
E28 232	Guide de perçage Ø 3.2	Ø 3.2 drill guide	35095	03701271025637	C1r
E28 233	Embout impacteur de sphère glénoïdienne	Glenosphere impactor	32856	03701271025620	C1r
E28 234	Mèche conique de plot pour glène de révision	Conical drill for Revision peg	32390	03701271025613	C2a
E28 235	Fraise va et vient pour glène de révision	Back and forth reamer For revision glenoid	36249	03701271025606	C2a
E28 236	Guide broche glène d'essai pour guide de revision	Wire guide	35095	03701271025599	C1r
E28 237	Guide de perçage Ø 3.2 Gradué	Ø 3.2mm graduated drill guide	35095	03701271025583	C1r
E28 238	Glène d'essai droite pour glène de révision	Trial glenoid implant revision Right	58784	03701271025576	C2a
E28 239	Glène d'essai gauche pour glène de révision	Trial glenoid implant revision Left	58784	03701271025569	C2a
E28 240	Insert huméral d'essai +2.5	Humeral trial insert +2.5	60936	03701271025552	C2a
E28 241	Insert huméral d'essai +2.5R	Humeral trial insert +2.5 RETENTIVE	60936	03701271025545	C2a
E28 242	Plot d'essai lg 20 mm pour glène de révision	Trial peg lg 20mm For glenoid revision	13180	03701271025538	C2a
E28 243	Plot d'essai lg 25 mm pour glène de révision	Trial peg lg 25mm For glenoid revision	13180	03701271025521	C2a
E28 244	Plot d'essai lg 30 mm pour glène de révision	Trial peg lg 30mm For glenoid revision	13180	03701271025514	C2a
E28 246	Pince d'impaction OPTION pour cupules hum. et préhens.	Impactor forceps For humeral cup	12696	03701271025507	C1r
E28 248	Cupule humérale d'essai XS Réglable	XS humeral trial cup Adjustable	60936	03701271025491	C2a
E28 249	Insert huméral d'essai XS réglable, petite taille	XS trial insert, adjustable without marking	60936	03701271025484	C2a
E28 250	Cupule humérale d'essai Std Réglable	Std Humeral trial cup Adjustable	60936	03701271025477	C2a
E28 251	Insert huméral d'essai std réglable pour tête 38 mm	Humeral trial insert Standard - Adjustable	60936	03701271025460	C2a
E28 252	Insert hum. d'essai rétentif réglable pour tête 38 mm	Retentive Hum. trial insert adjustable	60936	03701271025453	C2a
E28 253	Insert huméral d'essai XS +0 petite taille	XS insert trial height 0mm without marking	60936	03701271025446	C2a
E28 254	Insert huméral d'essai XS +2.5 petite taille	XS insert trial height +2.5mm without marking	60936	03701271025439	C2a
E28 255	Insert huméral d'essai XS +5 petite taille	XS insert trial height +5mm without marking	60936	03701271025422	C2a
E28 256	extracteur d'insert PE Embout AO	PE inlay extractor	12696	03701271025415	C2a
E28 258	Tournevis 6 pans de 2.5 Manche court	Short screwdriver 2.5	33968	03701271027044	C1r
E28 260	Vérificateur hauteur de tige humérale	Humeral stem height checking	13180	03701271025392	C1r
E28 262	Pince préparation tete humeral	Preparation clamp for humeral head	13180	03701271025385	C1r
E28 263	Guide mèche Ø 13 centré	Centered drill guide Ø13	35095	03701271025378	C1r
E28 264	Guide mèche Ø 13 excentré	Off set drill guide Ø13	35095	03701271025361	C1r
E28 265	Tréfine Ø 13 à main	T-handle Ø13 trefine	32390	03701271025354	C1r
E28 266	mèche Ø 12.5 à main	T-handle Ø12.5 drill	32390	03701271025347	C1r
E28 268	Tréfine Ø30 pour glène	Glenoid Ø30 Hole Saw	45115	03701271025330	C2a
E28 301	Guide de coupe tête CTA	CTA head cutting guide	47815	03701271025323	C1r
E28 342	Tête humérale CTA d'essai Ø 42	CTA head trial ø 42	58784	03701271025316	C2a
E28 346	Tête humérale CTA d'essai Ø 46	CTA head trial ø 46	58784	03701271025309	C2a
E28 350	Tête humérale CTA d'essai Ø 50	CTA head trial ø 50	58784	03701271025293	C2a
E28 354	Tête humérale CTA d'essai Ø 54	CTA head trial ø 54	58784	03701271025286	C2a
E28 9001	Panier ancillaire d'épaule Option Inversée	Instrument tray REVERSE SHOULDER	12143	03701271025279	C1
E28 9002	Panier ancillaire d'épaule de reprise humérale	Instrument tray Revision stem	12143	03701271025262	C1
E28 9003	Panier ancillaire d'épaule glène de reprise	Instrument tray Revision glenoid	12143	03701271025255	C1
E28 9004	Panier ancillaire d'épaule Complément taille 00	Instrument tray Cplt size 00	12143	03701271025248	C1
E28 9005	Panier ancillaire d'épaule Inversée	reversed shoulder tray	12143	03701271025231	C1
E28 9006	Panier ancillaire d'épaule Complément anatomique + CTA	Instrument tray Anatomic and CTA complement	12143	03701271025224	C1
E28 9007	Panier ancillaire d'épaule TCB JUST UNIC	Instrument Tray TCB JUST UNIC	12143	03701271025217	C1
E28 9008	Panier complement d'épaule TCB JUST UNIC	Instrument Tray TCB JUST UNIC	12143	03701271025200	C1
E28 9009	Panier ablation d'épaule UNIC	Instrument Tray for removal of UNIC shoulder implants	12143	03701271025194	C1
E28 9053	COUVERCLE ANCILLAIRE GLENE DE REPRISE	Lid for glenoid revision set	12143	03701271032635	C1
E28 9057	Couvercle KIT ANCILLAIRE JUST UNIC	Lid for instrumentation set JUST UNIC	12143	03701271025187	C1
E28 9100	Kit ancillaire d'épaule Voir check-list jointe	Unic anatomical instruments see list of contents	44742	03701271025170	C1r
E28 9101	Kit ancil. d'épaule inversée Voir check-list jointe	Unic reverse intruments see list of contents	44742	03701271025163	C1r
E28 9102	Kit ancil. d'épaule de reprise Voir check-list jointe	Unic revision instruments see list of contents	44742	03701271025156	C1r
E28 9103	Kit ancil.épaule glène de rep. Voir check-list jointe	Unic glenoid revision set see list of contents	44742	03701271025149	C1r
E28 9104	Kit ancil. compl.taille XS Voir check-list jointe	Unic Size OO set see list of contents	44742	03701271025132	C1r
E28 9105	Kit ancillaire épaule inver. Voir check-list jointe	UNIC reverse instrument set see list of contents	44742	03701271025125	C1r

Code article	Désignation	Designation	Code GMDN	Code UDI	CLASSE
E28 9106	Kit ancil. épaule compl + anat Voir check-list jointe	UNIC anatomical instrument set See list of contents	44742	03701271025118	C1r
E28 9107	Kit ancil. épaule JUST UNIC Voir check-list jointe	JUST UNIC instr. set See list of contents	44742	03701271025101	C1r
E28 9108	Kit complémentaire HEMI. Voir check-list jointe	JUST UNIC instr. set See list of contents	44742	03701271025095	C1r
E28 9109	Kit ablation épaule UNIC Voir check-list jointe	Instr. set for UNIC removal See list of contents	44742	03701271025088	C1r
E28 R000	Rape humérale de reprise T0	Humeral revision rasp S0	35559	03701271025071	C2a
E28 R001	Rape humérale de reprise T1	Humeral revision rasp S1	35559	03701271025064	C2a
E28 R002	Rape humérale de reprise T2	Humeral revision rasp S2	35559	03701271025057	C2a
E28 R003	Rape humérale de reprise T3	Humeral revision rasp S3	35559	03701271025040	C2a
E28 R004	Rape humérale de reprise T4	Humeral revision rasp S4	35559	03701271025033	C2a
E28 T065S	Tige d'essai taille 6.5 S JUST UNIC	JUST UNIC trial stem S 6.5S	60936	03701271025026	C2a
E28 T080L	Tige d'essai taille 8 L JUST UNIC	JUST UNIC trial stem S8L	60936	03701271025019	C2a
E28 T080S	Tige d'essai taille 08 S JUST UNIC	JUST UNIC trial stem S 8S	60936	03701271025002	C2a
E28 T095L	Tige d'essai taille 9.5 L JUST UNIC	JUST UNIC trial stem S 9.5L	60936	03701271024999	C2a
E28 T101	Rape de démarrage JUST UNIC	Just UNIC starter reamer	35559	03701271024982	C2a
E28 T102	Tournevis 6 pans de 3.5 mm JUST UNIC	Just unic hexdriver Ø3.5mm	33968	03701271027020	C1r
E28 T103	Porte agrafe JUST UNIC	JUST UNIC staple holder	59009	03701271024968	C1r
E28 T104	Porte tige JUST UNIC	JUST UNIC Stem holder	59009	03701271024951	C1r
E28 T105	Pince distractrice JUST UNIC	JUST UNIC distracting forceps	13180	03701271024944	C1r
E28 T140	Tête hum. d'essai JUST UNIC centrée Ø40	Centered Humeral head Ø40 Just Unic	58784	03701271024937	C2a
E28 T143	Tête hum. d'essai JUST UNIC centrée Ø43	Centered Humeral head Ø43 Just Unic	58784	03701271024920	C2a
E28 T147	Tête hum. d'essai JUST UNIC centrée Ø47	Centered Humeral head Ø47 Just Unic	58784	03701271024906	C2a
E28 T150	Tête hum. d'essai JUST UNIC centrée Ø50	Centered Humeral head Ø50 Just Unic	58784	03701271024890	C2a
E28 T240	Tête hum. d'essai JUST UNIC excentrée Ø40	Off-set Humeral head Ø40 Just Unic	58784	03701271024883	C2a
E28 T243	Tête hum. d'essai JUST UNIC excentrée Ø43	Off-set Humeral head Ø43 Just Unic	58784	03701271024876	C2a
E28 T247	Tête hum. d'essai JUST UNIC excentrée Ø47	Off-set Humeral head Ø47 Just Unic	58784	03701271024852	C2a
E28 T250	Tête hum. d'essai JUST UNIC excentrée Ø50	Off-set Humeral head Ø50 Just Unic	58784	03701271024845	C2a
E28 T301	Agrafe d'essai taille 1 JUST UNIC	JUST UNIC Trial staple S1	13180	03701271024838	C2a
E28 T302	Agrafe d'essai taille 2 JUST UNIC	JUST UNIC trial staple S2	13180	03701271024821	C2a
E28 T303	Agrafe d'essai taille 3 JUST UNIC	JUST UNIC Trial staple S3	13180	03701271024814	C2a
E28 T304	Agrafe d'essai taille 4 JUST UNIC	JUST UNIC Trial staple S4	13180	03701271024807	C2a
E32 002	Poussoir de trapèze à cimenter à manche décalé	Offset cemented cup pusher	32856	03701271024791	C1r
E32 011	Préhenseur de tête méta.	Metacarpal head forceps	12696	03701271024784	C1r
E32 014	Préhenseur impacteur De r�pe et implant m�ta.	Metacarpal rasp & stem holder	12696	03701271024777	C1r
E32 016	Impacteur de t�te m�ta.	Metacarpal head impactor	32856	03701271024760	C1r
E32 017	Fraise d'�bauche trap�zienne	Trapezium starter reamer	36249	03701271024753	C2a
E32 018	Impacteur orienteur trap�ze � cimenter	Cemented trapezium cup holder	32856	03701271024746	C1r
E32 019	Pince extractrice de t�te m�ta	Metacarpal head extractor forceps	12696	03701271024739	C1r
E32 020	Fraise de trap�ze	Trapezium reamer	36249	03701271024722	C2a
E32 021	Fraise de trap�ze Petit mod�le	Small trapezium reamer	36249	03701271024715	C2a
E32 022	Cl� pour cup. trap�z. viss�e	Screwdriver for trapezium cup	13180	03701271024708	C1r
E32 023	Ecarteur fourchu pour trap�ze	Fork trapezium retractor	46774	03701271024692	C1r
E32 024	Impacteur de r�pe et implant m�tacarpien (corps)	Metacarpal rasp and implant impactor (shaft)	32856	03701271024081	C1r
E32 025	Impacteur de r�pe et implant m�tacarpien (vis)	Metacarpal rasp and implant impactor (screw)	32856	03701271024074	C1r
E32 100	Broche de guidage Ø 1 lg 100	Ø 1 lg 100 guide wire	36167	03701271024685	C1r
E32 9000	Panier ancillaire m�tacarpien	Isis instruments tray	12143	03701271024678	C1
E32 9100	Kit ancillaire m�tacarpien (voir chek list)	Metacarpal instrument kit (see list of contents)	44742	03701271024661	C1r
E32 M000	Trocart de d�marrage	Initiating awl	13180	03701271024654	C1r
E32 M001	R�pe m�tacarpienne T1	Metacarpal rasp size 1	35559	03701271024647	C2a
E32 M002	R�pe m�tacarpienne T2	Metacarpal rasp size 2	35559	03701271024630	C2a
E32 M003	R�pe m�tacarpienne T3	Metacarpal rasp size 3	35559	03701271024623	C2a
E32 M004	R�pe m�tacarpienne T4	Metacarpal rasp size 4	35559	03701271024616	C2a
E32 M006	T�te m�tarp. d'essai Ø 5mm Lg 6 mm col droit	Ø 5mm trial head Straight lg 6mm	61047	03701271024609	C2a
E32 M008	T�te m�tarp. d'essai Ø 5mm Lg 8 mm col droit	Ø 5mm trial head Straight lg 8mm	61047	03701271024593	C2a
E32 M025	R�pe m�tacarpienne T2+	Metacarpal rasp size 2+	35559	03701271024586	C2a
E32 M156	T�te m�tarp. d'essai Ø 5mm Lg 6 mm col b�quill� 15�	Ø 5mm trial head 15� offset lg 6mm	61047	03701271024579	C2a
E32 M158	T�te m�tarp. d'essai Ø 5mm Lg 8 mm col b�quill� 15�	Ø 5mm trial head, 15� offset lg 8mm	61047	03701271024562	C2a
E32 T000	Cupule trap�zienne d'essai Petit mod�le � cimenter	Small cemented cup trial	61047	03701271024555	C2a
E32 T001	Cupule trap�zienne d'essai A cimenter	Cemented cup trial Ø 8,7	61047	03701271024548	C2a
E32 T002	Cupule trap�zienne d'essai Sans ciment	Cementless cup trial Ø 8,8	61047	03701271024531	C2a
E34 001	M�che conique � but�e	Conical drill with abutment	32390	03701271024524	C2a
E34 002	Impacteur Plateau radial	Radial insert impactor	32856	03701271024517	C1
E34 003	Impacteur pour embase radiale	Radial stem impactor	32856	03701271024500	C1
E34 004	Pr�henseur impacteur vissable	Holder and impactor	12696	03701271024494	C1
E34 005	Guide de coupe	Cutting guide	47815	03701271024487	C1
E34 006	Canon de per�age Ø 2.5	Guide sleeve for Ø2,5mm drill	35095	03701271024470	C1
E34 007	Broche de guidage	Guiding pins	36167	03701271024463	C1
E34 008	Vis de blocage	Security screw	47779	03701271024456	C1
E34 009	Pr�henseur de base carpienne	Carpal baseplate holder	12696	03701271024449	C1
E34 015	Tournevis 6 pans de 1.5 mm	1,5 mm Hex Screwdriver	33968	03701271026590	C1
E34 025	Tournevis 6 pans de 2.5 mm	2,5mm Hex Screwdriver	33968	03701271025408	C1
E34 1000	Espaceur C10/R3	Spacer C10/R3	46479	03701271024418	C1
E34 1200	Espaceur C12/R3	Spacer C12/R3	46479	03701271024401	C1
E34 1225	Espaceur C12/R5	Spacer C12/R5	46479	03701271024395	C1
E34 125	M�che Ø2.5 LG 125	Drill Ø2.5 LG 125	32390	03701271024388	C2a
E34 150	M�che Ø5 LG 125	Drill Ø5 LG 125	32390	03701271024371	C2a
E34 9000	Panier ancillaire HORUS	Instrument tray	12143	03701271024364	C1
E34 9100	Kit ancillaire HORUS (voir chek list)	HORUS Instrument set see list of contents	44742	03701271024357	C1
E34 C3210	Capot carpien d'essai 32 10	Carpal trial dom 32/10	61047	03701271024340	C2a
E34 C3212	Capot carpien d'essai 32 12	Carpal trial dom 32/12	61047	03701271024333	C2a
E34 C3710	Capot carpien d'essai 37 10	Carpal trial dom 37/10	61047	03701271024326	C2a
E34 C3712	Capot carpien d'essai 37 12	Carpal trial dom 37/12	61047	03701271024319	C2a
E34 R010	R�pe radiale small	Radial rasp small	35559	03701271024302	C2a
E34 R020	R�pe radiale medium	Radial rasp medium	35559	03701271024296	C2a
E34 R030	R�pe radiale large	Radial rasp large	35559	03701271024289	C2a
E34 RD100	Plateau radial D small 3	Radial trial insert Right small 3	46479	03701271024272	C1
E34 RD125	Plateau radial D small +5	Radial trial insert Right small +5	46479	03701271024265	C1
E34 RD300	Plateau radial D large 3	Radial trial insert Right small 3	46479	03701271024258	C1
E34 RD325	Plateau radial D large +5	Radial trial insert Right small +5	46479	03701271024241	C1
E34 RG100	Plateau radial G small 3	Radial trial insert Left small 3	46479	03701271024234	C1
E34 RG125	Plateau radial G small +5	Radial trial insert Left small +5	46479	03701271024227	C1
E34 RG300	Plateau radial G large 3	Radial trial insert Left small 3	46479	03701271024210	C1
E34 RG325	Plateau radial G large +5	Radial trial insert Left small +5	46479	03701271024203	C1
E38 001	Compacteur m�taphysaire Ø 25	Metaphysis punch Ø25	13180	03701271024043	C2a
E38 002	Compacteur m�taphysaire Ø 28	Metaphysis punch Ø28	13180	03701271024036	C2a
E38 003	Compacteur m�taphysaire Ø 31	Metaphysis punch Ø31	13180	03701271024029	C2a
E38 004	Compacteur m�taphysaire Ø 34	Metaphysis punch Ø34	13180	03701271024012	C2a
E38 005	Compacteur m�taphysaire Ø 38	Metaphysis punch Ø38	13180	03701271024005	C2a
E38 006	Positionneur de broche ±1 mm	Guide pin positionner	13180	03701271023992	C1m
E38 007	Cone d'essai pour compacteur	Trial taper for metaphysis punch	13180	03701271023985	C2a

Code article	Désignation	Designation	Code GMDN	Code UDI	CLASSE
E38 008	Platine de coupe humérale	Humeral cutting guide	47815	03701271023978	C1r
E38 009	Broche Ø 2.5 long.70	Threaded pin Ø2.5, lg 70	36167	03701271023961	C1r
E38 010	Broche Ø 3.5 long.88	Threaded pin Ø3.5, lg 88	36167	03701271023954	C1r
E38 011	Gabarit métaphysaire Ø 25	Metaphyseal sizer Ø25	46479	03701271023947	C2a
E38 012	Gabarit métaphysaire Ø 28	Metaphyseal sizer Ø28	46479	03701271023930	C2a
E38 013	Gabarit métaphysaire Ø 31	Metaphyseal sizer Ø31	46479	03701271023923	C2a
E38 014	Gabarit métaphysaire Ø 34	Metaphyseal sizer Ø34	46479	03701271023916	C2a
E38 015	Gabarit métaphysaire Ø 38	Metaphyseal sizer Ø38	46479	03701271023909	C2a
E38 017	Mèche de préparation canulée embout mini AO	Canulated drill Mini AO connection	11332	03701271023893	C2a
E38 018	Contrôleuse de coupe humérale	Humeral cut measurer	13180	03701271023886	C1r
E38 019	Préhenseur tête hum.d'essai	Trial humeral head holder	12696	03701271023879	C1r
E38 020	Tête humérale d'essai Ø 35 hauteur 12 mm	Trial humeral head Ø 35 height 12 mm	58784	03701271023862	C2a
E38 021	Tête humérale d'essai Ø 37 hauteur 12 mm	Trial humeral head Ø 37 height 12 mm	58784	03701271023855	C2a
E38 022	Tête humérale d'essai Ø 39 hauteur 12 mm	Trial humeral head Ø 39 height 12.5 mm	58784	03701271023848	C2a
E38 023	Tête humérale d'essai Ø 41 hauteur 13 mm	Trial humeral head Ø 41.5 height 13.5 mm	58784	03701271023831	C2a
E38 024	Tête humérale d'essai Ø 41 hauteur 16 mm	Trial humeral head Ø 41.5 height 16 mm	58784	03701271023824	C2a
E38 025	Tête humérale d'essai Ø 44 hauteur 15 mm	Trial humeral head Ø 44 height 15 mm	58784	03701271023817	C2a
E38 026	Tête humérale d'essai Ø 44 hauteur 18 mm	Trial humeral head Ø 44 height 18 mm	58784	03701271023800	C2a
E38 027	Tête humérale d'essai Ø 46 hauteur 17 mm	Trial humeral head Ø 46.5 height 17 mm	58784	03701271023794	C2a
E38 028	Tête humérale d'essai Ø 46 hauteur 20 mm	Trial humeral head Ø 46.5 height 20 mm	58784	03701271023787	C2a
E38 029	Tête humérale d'essai Ø 49 hauteur 18 mm	Trial humeral head Ø 49 height 18.5 mm	58784	03701271023770	C2a
E38 030	Tête humérale d'essai Ø 49 hauteur 21 mm	Trial humeral head Ø 49 height 21 mm	58784	03701271023763	C2a
E38 031	Tête humérale d'essai Ø 52 hauteur 20 mm	Trial humeral head Ø 52 height 20 mm	58784	03701271023756	C2a
E38 032	Tête humérale d'essai Ø 52 hauteur 23 mm	Trial humeral head Ø 52 height 23 mm	58784	03701271023749	C2a
E38 033	Préhenseur Stemless	Stemless metaphysis holder	12696	03701271023732	C1r
E38 034	Embout impacteur de tête	Humeral head impactor	32856	03701271023725	C1r
E38 035	Ostéotome pour métaphyse	Metaphysis osteotome	13180	03701271023718	C1r
E38 036	Pied à coulisse	Slide rule measurer	32845	03701271023701	C1m
E38 037	Adaptateur mini AO pour broche	Mini AO adapter for pins	13180	03701271023695	C2a
E38 038	Embout extacteur de tête hum.	Humeral head extractor	12696	03701271023688	C1r
E38 039	Embout impacteur de glène M6	Humeral head extractor	32856	03701271023671	C1r
E38 9000	Panier ancil.épaule Stemless	Instrument tray Stemless shoulder stem	12143	03701271023664	C1
E38 9050	Couvercle KIT ANCILLAIRE STEMLESS	Lid for instrument set STEMLESS	12143	03701271032642	C1
E38 9100	Kit ancil. d'épaule stemless Voir check-list jointe	Stemless instruments see list of contents	44742	03701271023657	C1r
G26 001	Tournevis Hexalobe pour vis d'interférence résorbable	Hexalobe Screwdriver for Resorbable interference screw	33968	03701271024975	C1r
G26 002	Tournevis Pentalobe pour vis d'interférence résorbable	Pentalobe Screwdriver for Resorbable interference screw	33968	03701271024432	C1r
G26 003	Broche extrémités arrondies Ø1.5 - Lg 300	Guide wire for screw round tip Ø1.5 Lg 300	36167	03701271023626	C1r
G26 004	Broche NITINOL bouts arrondies Ø1.5 - Lg 360	NITINOL guide round tip Ø1.5 Lg 360	36167	03701271023619	C1r
G26 005	Broche mèche+ arrondie Ø 2.4 longueur 250	Tibial drill wire round tip Ø 2.4 length 250	32390	03701271023602	C2a
G26 006	Broche mèche+ chas Ø 2.4 longueur 430	Femoral drill - eyelet wire Ø 2.4 length 430	32390	03701271023596	C2a
G26 007	Vis pour viseur LCA et LCP	ACL PCL targeting device screw	47779	03701271023589	C1r
G26 008	Broche extrémités arrondies Ø1 - Lg 360	Guide wire for screw round tip Ø1 Lg 360	36167	03701271023572	C1r
G26 009	Mèche Ø 4.5 mm canulée Ø 2.7	Cannulated drill ø 4.5 mm Canu. ø2.7 for Fem. button	11332	03701271023565	C2a
G26 011	Guide tibial : Broche	Tibial guide : wire	47815	03701271023558	C1r
G26 012	Viseur tibial LCP ±2 degrés	Pcl tibial drill guide	37529	03701271023541	C1m
G26 013	Viseur tibial Angle ±2 degrés	Tibial Guide : Angle	37529	03701271023534	C1m
G26 014	Viseur tibial LCA ±2 degrés	ACL tibial drill guide	37529	03701271023527	C1m
G26 016	Calibre de transplants	Transplant sizer	46479	03701271023510	C1r
G26 017	Conformateur Ø7 pour vis d'interférence résorbable	Ø7mm tunnel dilator Resorbable interference screws	13180	03701271023503	C1r
G26 019	Conformateur Ø9 pour vis d'interférence résorbable	Ø9mm tunnel dilator Resorbable interference screws	13180	03701271023497	C1r
G26 020	Foret femoral à tête Ø 6	Femoral endoscopic drill bit head ø 6	32390	03701271023480	C2a
G26 021	Foret femoral à tête Ø 6,5	Femoral endoscopic drill bit head ø 6,5	32390	03701271023473	C2a
G26 022	Foret femoral à tête Ø 7	Femoral endoscopic drill bit head ø 7	32390	03701271023466	C2a
G26 023	Foret femoral à tête Ø 7,5	Femoral endoscopic drill bit head ø 7,5	32390	03701271023459	C2a
G26 024	Foret femoral à tête Ø 8	Femoral endoscopic drill bit head ø 8	32390	03701271023442	C2a
G26 025	Foret femoral à tête Ø 8,5	Femoral endoscopic drill bit head ø 8,5	32390	03701271023435	C2a
G26 026	Foret femoral à tête Ø 9	Femoral endoscopic drill bit head ø 9	32390	03701271023428	C2a
G26 027	Foret femoral à tête Ø 9,5	Femoral endoscopic drill bit head ø 9,5	32390	03701271023411	C2a
G26 028	Foret femoral à tête Ø 10	Femoral endoscopic drill bit head ø 10	32390	03701271023404	C2a
G26 029	Foret femoral à tête Ø 10,5	Femoral endoscopic drill bit head ø 10,5	32390	03701271023398	C2a
G26 030	Foret femoral à tête Ø 11	Femoral endoscopic drill bit head ø 11	32390	03701271023381	C2a
G26 032	Mèche tibiale Ø 6	Tibial drill ø 6	32390	03701271023374	C2a
G26 033	Mèche tibiale Ø 6,5	Tibial drill ø 6,5	32390	03701271023367	C2a
G26 034	Mèche tibiale Ø 7	Tibial drill ø 7	32390	03701271023350	C2a
G26 035	Mèche tibiale Ø 7,5	Tibial drill ø 7,5	32390	03701271023343	C2a
G26 036	Mèche tibiale Ø 8	Tibial drill ø 8	32390	03701271023336	C2a
G26 037	Mèche tibiale Ø 8,5	Tibial drill ø 8,5	32390	03701271023329	C2a
G26 038	Mèche tibiale Ø 9	Tibial drill ø 9	32390	03701271023312	C2a
G26 039	Mèche tibiale Ø 9,5	Tibial drill ø 9,5	32390	03701271023305	C2a
G26 040	Mèche tibiale Ø 10	Tibial drill ø 10	32390	03701271023298	C2a
G26 041	Mèche tibiale Ø 10,5	Tibial drill ø 10,5	32390	03701271023282	C2a
G26 042	Mèche tibiale Ø 11	Tibial drill ø 11	32390	03701271023275	C2a
G26 044	Conformateur Ø8 pour vis d'interférence résorbable	Ø8mm tunnel dilator Resorbable interference screws	13180	03701271023268	C1r
G26 046	Conformateur Ø10 pour vis d'interférence résorbable	Ø10mm tunnel dilator Resorbable interference screws	13180	03701271023251	C1r
G26 050	Table de préparation mesure ± 2mm	Graft preparation table measurement ± 2mm	13180	03701271023244	C1m
G26 052	Plot de verrouillage	Locking post	13180	03701271023237	C1r
G26 054	Crochet	Hook	13180	03701271023220	C1r
G26 056	Support A-Fix	A-fix endobutton support	13180	03701271023213	C1r
G26 058	Machoire greffon	Graft clamp	13180	03701271023206	C1r
G26 060	Curette ouverte	Open curette	13180	03701271023190	C1r
G26 061	Rape	Rasp	35559	03701271023183	C2a
G26 062	Guide fémoral + 4 mm	Femoral guide +4	47815	03701271023176	C1r
G26 063	Guide fémoral + 5.5 mm	Femoral guide +5.5	47815	03701271023169	C1r
G26 064	Guide fémoral + 7mm	Femoral guide +7	47815	03701271023152	C1r
G26 065	Mesureur ±1 mm	Measurer	32845	03701271023145	C1m
G26 066	Stripper fermé grand modele diamètre intérieur 6,5 mm	Large closed stripper	13180	03701271023138	C1r
G26 067	Stripper fermé diamètre intérieur 5 mm	Closed stripper	13180	03701271023121	C1r
G26 068	Stripper ouvert diamètre intérieur 5 mm	Open stripper	13180	03701271023114	C1r
G26 069	Stripper ouvert grand modele diamètre intérieur 6,5 mm	Large open stripper	13180	03701271023107	C1r
G26 070	Viseur double faisceaux	Targeting device For 2 tunnel approach	59009	03701271023091	C1r
G26 071	Pilote de viseur Ø 6 mm	Ø 6 mm guide pilot For 2 tunnel approach	35095	03701271023084	C1r
G26 072	Pilote de viseur Ø 7 mm	Ø 7 mm guide pilot For 2 tunnel approach	35095	03701271023077	C1r
G26 073	Pilote de viseur Ø 8 mm	Ø 8 mm guide pilot For 2 tunnel approach	35095	03701271023060	C1r
G26 074	Pilote de viseur Ø 9 mm	Ø 9 mm guide pilot For 2 tunnel approach	35095	03701271023053	C1r
G26 080	Tréfine canulée pour carotte	Canulated bone trephine	45115	03701271023046	C1r
G26 081	Broche d'extraction	Extraction broach	36167	03701271023039	C1r
G26 082	Dilatateur de tunnel Canulé	Cannulated dilator for tunnel	35095	03701271030525	C1r
G26 9000	Panier ligamento VANQUISH base+insert	VANQUISH ligament. tray outer+inner	12143	03701271023022	C1
G26 9001	Panier LCA SYSTEM SHARK base+insert + couvercle	LCA SYSTEM TRAY	12143	03701271023015	C1

Code article	Désignation	Designation	Code GMDN	Code UDI	CLASSE
G26 9100	Ancillaire Vis VANQUISH voir chek list jointe	VANQUISH Instrument set see list of contents	44742	03701271023008	C1r
G26 9101	Ancillaire LCA SYSTEM SHARK voir chek list jointe	LCA System instrument set see list of contents	44742	03701271022995	C1r
G30 100	Tige aléreuse centromedullaire Ø 8 longueur 250	Centromedullary guide Ø8 length 250mm	45115	03701271022988	C1r
G30 101	Tige aléreuse centromedullaire Ø 8 longueur 350	Centromedullary guide Ø8 length 350mm	45115	03701271022971	C1r
G30 102	Poignée de préhension en T	T handle	47829	03701271022964	C1
G30 103	Clou lisse sans tête Ø 3 mm	Ø 3mm headless pins	36167	03701271022957	C1r
G30 104	Broche filetée Ø 4 mm	Ø 4mm threaded pin	36167	03701271022940	C1r
G30 105	adaptateur mandrin de jacob pour clou 6 pans de 2.5 mm	Jacob chuck for hexagonal 2.5mm pin	36249	03701271022933	C2a
G30 106	Tige d'extraction	Extraction handle	12696	03701271022926	C1r
G30 107	Lame de contrôle	Cut verification finger	13180	03701271022919	C1r
G30 108	Extracteur de broches et clous	Hexagonal pin & wire extractor 2.5mm	12696	03701271022902	C1r
G30 110	Tige repère d'orientation Ø4	Ø4 orientation rod	47900	03701271022896	C1r
G30 111	Tige aléreuse centromedullaire Ø 8 longueur 450	Ø 8mm centromedullary reamer Lg 400mm	45115	03701271022889	C1r
G30 112	Clou lisse sans tête Ø 3 court	Short headless smooth pin Ø 3mm	36167	03701271022872	C1r
G30 114	Clou lisse Ø 4	Ø 4 smooth pin	36167	03701271022865	C1r
G30 115	Adaptateur jacob-6 pans de 2.5 Aimanté	Jacobs chuck adaptor	36249	03701271022858	C2a
G30 116	Poignée pour impacteur	Impactor handle	47829	03701271022841	C1
G30 117	Embout impacteur condyles	Condyles impactation tip	32856	03701271022834	C1r
G30 118	Broche filetée Ø4 mm embout carré	Ø4mm threaded pin square connect. tip	36167	03701271022827	C1r
G30 119	Broche filetée Ø3,2 mm embout carré	Ø3.2mm threaded pin square connect. tip	36167	03701271022810	C1r
G30 9000	Panier ancillaire fémoral	Femoral instruments tray	12143	03701271022803	C1
G30 9001	Panier ancillaire tibial	Tibial instrument tray	12143	03701271022797	C1
G30 9002	Panier ancillaire rotule et divers	Patella instrument tray	12143	03701271022780	C1
G30 9003	Panier ancillaire fémoral ROLFLEX ANATOMIQUE	Femoral instrument tray ROLFLEX Anatomic	12143	03701271022773	C1
G30 9004	Panier ancillaire tibial ROLFLEX ANATOMIQUE	Tibial instrument tray ROLFLEX Anatomic	12143	03701271022766	C1
G30 9005	Panier ancill. rotule divers ROLFLEX ANATOMIQUE	Patella and miscellaneous tray ROLFLEX Anatomic	12143	03701271022759	C1
G30 9100	Kit ancillaire fémoral ROLFLEX ANATOMIQUE	ROLFLEX ANATOMIC Femoral instruments set	44742	03701271022742	C1r
G30 9101	Kit ancillaire tibial ROLFLEX ANATOMIQUE	ROLFLEX ANATOMIC Tibial instruments set	44742	03701271022735	C1r
G30 9102	Kit ancill. rotule et divers ROLFLEX ANATOMIQUE	ROLFLEX ANATOMIC Patella and miscellaneous set	44742	03701271022728	C1r
G30 9103	Kit ancillaire fémoral ROLFLEX ANATOMIQUE	Femoral instrument set ROLFLEX Anatomic	44742	03701271022711	C1r
G30 9104	Kit ancillaire tibial ROLFLEX ANATOMIQUE	Tibial instrument set ROLFLEX Anatomic	44742	03701271022704	C1r
G30 9105	Kit ancillaire rotule divers ROLFLEX ANATOMIQUE	Patella and miscellaneous set ROLFLEX Anatomic	44742	03701271022698	C1r
G30 F007	Préhenseur impacteur de condyles	Condyle holder-impactor	12696	03701271022681	C1r
G30 F008	Poignée de maintien de guide coupe	Drilling guide handle	47829	03701271022674	C1
G30 F010	Guide de coupe fémorale T 0	Femoral cutting guide size 0	47815	03701271022650	C1r
G30 F011	Guide de coupe fémorale T 1	Femoral cutting guide size 1	47815	03701271022643	C1r
G30 F012	Guide de coupe fémorale T 2	Femoral cutting guide size 2	47815	03701271022636	C1r
G30 F013	Guide de coupe fémorale T 3	Femoral cutting guide size 3	47815	03701271022629	C1r
G30 F014	Guide de coupe fémorale T 4	Femoral cutting guide size 4	47815	03701271022612	C1r
G30 F015	Guide de coupe fémorale T 5	Femoral cutting guide size 5	47815	03701271022605	C1r
G30 F016	Platine de coupe distale fémorale	Distal femoral cutting guide	47815	03701271022599	C1r
G30 F023	Foret Ø 8 mm	Ø 8 drill	32390	03701271022582	C2a
G30 F027	Extracteur de condyles d'essai Connexion pas de vis M8	Extractor for trial condyles M8 threaded connection	12696	03701271022575	C1r
G30 F028	Râpe-gouge de fond de trochlée	Troclea rasp	35559	03701271022568	C2a
G30 F029	Ciseau gouge Condyle postérieur	Gouge scissors Posterior femoral	12844	03701271022551	C1r
G30 F030	Canon de perçage fémoral 0°	0° drill guide	35095	03701271022544	C1r
G30 F032	Canon de perçage fémoral 2° OPTIONNEL	2° femoral drill guide	35095	03701271022537	C1r
G30 F033	Canon de perçage fémoral 3°	3° ext rotation drill guide	35095	03701271022520	C1r
G30 F034	Plot. de condyle d'essai	Condyle trial plug	58715	03701271022513	C1r
G30 F035	Gabarit fémoral T 1 et 2 OPTIONNEL	Femoral sizing template 1 & 2	46479	03701271022506	C1r
G30 F036	Gabarit fémoral T 3 et 4 OPTIONNEL	Femoral sizing template 3 & 4	46479	03701271022490	C1r
G30 F037	Canon de perçage fémoral 4° OPTIONNEL	4° femoral drill guide	35095	03701271022483	C1r
G30 F038	Gabarit fémoral T 5 OPTIONNEL	Size 5 femoral trial	46479	03701271022476	C1r
G30 F039	Mesureur fémoral	Femoral measurer	32845	03701271022469	C1m
G30 F040	Embase pour viseur fémoral	Femoral rod base	47815	03701271022452	C1r
G30 F041	Porte platine de coupe	Cutting guide holder	59009	03701271022445	C1r
G30 F042	Platine de coupe fémorale distale	Distal femoral guide base and size reading	47815	03701271022438	C1r
G30 F060	Indicateur de taille fémorale	Femoral sizer	13180	03701271022421	C1r
G30 F117	Curseur condylien	Femoral size cursor (fits onto cutting guide)	13180	03701271022414	C1r
G30 FD001	Condyle d'essai taille 1 droit	Right trial condyle size 1	58715	03701271022407	C2a
G30 FD002	Condyle d'essai taille 2 droit	Right trial condyle size 2	58715	03701271022391	C2a
G30 FD003	Condyle d'essai taille 3 droit	Right trial condyle size 3	58715	03701271022384	C2a
G30 FD004	Condyle d'essai taille 4 droit	Right trial condyle size 4	58715	03701271022377	C2a
G30 FD005	Condyle d'essai taille 5 droit	Right trial condyle size 5	58715	03701271022360	C2a
G30 FG001	Condyle d'essai taille 1gauche	Left trial condyle size 1	58715	03701271022353	C2a
G30 FG002	Condyle d'essai taille 2gauche	Left trial condyle size 2	58715	03701271022346	C2a
G30 FG003	Condyle d'essai taille 3gauche	Left trial condyle size 3	58715	03701271022339	C2a
G30 FG004	Condyle d'essai taille 4gauche	Left trial condyle size 4	58715	03701271022322	C2a
G30 FG005	Condyle d'essai taille 5 gauch	Left trial condyle size 5	58715	03701271022315	C2a
G30 P003	Presse de rotule pour cimentage	Patella cementation press	13180	03701271022308	C1r
G30 P004	Pince rotule de resurfaçage	Patella clamp - cutting guide	13180	03701271022292	C1r
G30 P005	Pince équilibrage ligamentaire	Ligament balance clamp	13180	03701271022285	C1r
G30 P007	Pied à coulisse pour rotule et controle des coupes	Patella cut measurer	32845	03701271022278	C1m
G30 P015	Guide de perçage Ø 9mm Pour rotule de resurfaçage	Ø9 drilling guide for patella	35095	03701271022261	C1r
G30 P030	Foret universel de rotule Enfoiue ou de resurfaçage	Universal drill for patella	32390	03701271022254	C2a
G30 P321	Rotule d'essai Ø 21 mm Enfoiue	Patella trial ø 21	58714	03701271022247	C2a
G30 P324	Rotule d'essai Ø 24 mm Enfoiue	Patella trial ø 24	58714	03701271022230	C2a
G30 P327	Rotule d'essai Ø 27 mm De resurfaçage	Patella trial ø 27	58714	03701271022223	C2a
G30 P329	Rotule d'essai Ø 29 mm Enfoiue	Patella trial ø 29	58714	03701271022216	C2a
G30 P331	Rotule d'essai Ø 31 mm De resurfaçage	Patella trial ø 31	58714	03701271022209	C2a
G30 P336	Rotule d'essai Ø 36 mm De resurfaçage	Patella trial ø 36	58714	03701271022193	C2a
G30 T001	Embase tibiale d'essai T1	Tibial baseplate trial size 1	58716	03701271022186	C2a
G30 T002	Embase tibiale d'essai T2	Tibial baseplate trial size 2	58716	03701271022179	C2a
G30 T003	Embase tibiale d'essai T3	Tibial baseplate trial size 3	58716	03701271022162	C2a
G30 T004	Embase tibiale d'essai T4	Tibial baseplate trial size 4	58716	03701271022155	C2a
G30 T005	Embase tibiale d'essai T5	Tibial baseplate trial size 5	58716	03701271022148	C2a
G30 T008	Espaceur tibial ép. 8mm	Tibial spacer 8mm	46479	03701271022131	C1r
G30 T010	Espaceur tibial ép. 10 mm	Tibial spacer 10mm	46479	03701271022124	C1r
G30 T012	Espaceur tibial ép. 12 mm	Tibial spacer 12mm	46479	03701271022117	C1r
G30 T020	Réhausse espaceur tibial Ep: Coupe fémorale distale	Distal femoral cut spacer	13180	03701271022100	C1r
G30 T025	Potence de viseur tibial	Tibial cutting guide shaft	13180	03701271022094	C1r
G30 T026	Rallonge viseur tibial extra	Extramedullary tibial guide	13180	03701271022087	C1r
G30 T027	Centreur maléolaire	Maleolar centering guide	13180	03701271022070	C1r
G30 T028	Palpeur tibial coulissant coupe à - 12 et - 2 mm	Tibial palpator, mobile	13180	03701271022063	C1r
G30 T029	Fraise de quille tibiale	Tibial keel reamer	36249	03701271022056	C2a
G30 T030	Guide fraise tibiale	Tibial keel reamer guide	47815	03701271022049	C1r
G30 T031	Poignée de maintien de guide fraise	Tibial reamer guide handle	47829	03701271022032	C1
G30 T032	Conformateur de quille tibiale	Tibial keel punch	13180	03701271022025	C1r
G30 T034	Coulisse maléolaire	Sliding maleolar guide	13180	03701271022018	C1r

Code article	Désignation	Designation	Code GMDN	Code UDI	CLASSE
G30 T035	Coulisse tibiale	Sliding tibial guide	13180	03701271022001	C1r
G30 T036	Râpe de rallonge de quille	Keel extension rasp	35559	03701271021998	C2a
G30 T038	Clou de fixation d'embase	Baseplate fixation pins	36167	03701271021981	C1r
G30 T039	Guide de perçage De rallonge de quille tibiale	Tibial extension keel drilling Guide	35095	03701271021974	C1r
G30 T040	foret de rallonge de quille	Keel extension reamer	32390	03701271021967	C2a
G30 T041	Platine coupe tibiale droite	Tibial cutting guide right	47815	03701271021950	C1r
G30 T042	Platine coupe tibiale gauche	Tibial cutting guide left	47815	03701271021943	C1r
G30 T043	Canon pour quille tibiale	Tibial keel guide	47815	03701271021936	C1r
G30 T044	Guide mèche de rallonge de quille tibiale	Drill guide	35095	03701271021929	C1r
G30 T045	Ecarteurs	Retractors	46774	03701271021912	C1r
G30 T046	Palpeur tibial coul. réduit coupe à - 12 et - 2 mm	Sliding tibial cursor 12mm and -2mm	13180	03701271021905	C1r
G30 T047	Platine coupe tibiale D/G réduite	R/L tibial resection guide	47815	03701271021899	C1r
G30 T048	Embout extracteur bouchon d'embase tibiale	Tibial plug extractor endpiece	12696	03701271021882	C1r
G30 T050	Pince malléolaire	Maleolar centering guide	13180	03701271021875	C1r
G30 T051	Crémaillère de réglage angulaire	Angle adjusting device	13180	03701271021868	C1r
G30 T052	Mollette de serrage pince malléolaire	maleolar centering guide wheel	13180	03701271021851	C1r
G30 T053	Rallonge tibiale	tibial extension keel	13180	03701271021844	C1r
G30 T054	Ensemble coulisse tibiale avec pointeur	tibial sliding	13180	03701271021837	C1r
G30 T055	Ensemble coulisse tibiale sans pointeur	tibial plate heightening device	13180	03701271021820	C1r
G30 T056	Pointeur tibial	tibial rod	13180	03701271021813	C1r
G30 T057	Platine coupe tibiale gauche	Left Tibial cutting guide	47815	03701271021806	C1r
G30 T058	Platine coupe tibiale droite	Right Tibial cutting guide	47815	03701271021790	C1r
G30 T059	Ensemble de palpation tibiale réglable	Tibial palpator, mobile	13180	03701271021783	C1r
G30 T1008	Espaceur tibial ép. 8mm Avant coupe fémorale distale	Tibial spacer 8mm Before femoral cut	46479	03701271021776	C1r
G30 T101	Embase tibiale d'essai T1 pour préhenseur à poussoir	Trial tibial base S1 For pushing holder	58716	03701271021769	C2a
G30 T1010	Espaceur tibial ép. 10mm Avant coupe fémorale distale	Tibial spacer 10mm Before femoral cut	46479	03701271021752	C1r
G30 T1012	Espaceur tibial ép. 12mm Avant coupe fémorale distale	Tibial spacer 12mm Before femoral cut	46479	03701271021745	C1r
G30 T1015	Espaceur tibial ép. 15mm Avant coupe fémorale distale	Tibial spacer 15mm Before femoral cut	46479	03701271021738	C1r
G30 T102	Embase tibiale d'essai T2 pour préhenseur à poussoir	Trial tibial base S2 For pushing holder	58716	03701271021721	C2a
G30 T103	Embase tibiale d'essai T3 pour préhenseur à poussoir	Trial tibial base S3 For pushing holder	58716	03701271021714	C2a
G30 T104	Embase tibiale d'essai T4 pour préhenseur à poussoir	Trial tibial base S4 For pushing holder	58716	03701271021707	C2a
G30 T105	Embase tibiale d'essai T5 pour préhenseur à poussoir	Trial tibial base S5 For pushing holder	58716	03701271021691	C2a
G30 T108	Plateau tibial d'essai taille1 épaisseur 8mm	Tibial trial plate size 1 THICKNESS 8mm	58716	03701271021684	C2a
G30 T110	Plateau tibial d'essai taille1 épaisseur 10 mm	Tibial trial plate size 1 THICKNESS 10mm	58716	03701271021677	C2a
G30 T112	Plateau tibial d'essai taille1 épaisseur 12 mm	Tibial trial plate size 1 THICKNESS 12mm	58716	03701271021660	C2a
G30 T115	Plateau tibial d'essai taille1 épaisseur 15 mm	Tibial trial plate size 1 THICKNESS 15mm	58716	03701271021653	C2a
G30 T121	Préhenseur d'embase tibiale d'essai	Trial tibial base holder METAL	12696	03701271021646	C1r
G30 T123	Palpeur tibial coté usé coupe à - 2 mm	-2mm cut cursor wornside	13180	03701271021639	C1r
G30 T208	Plateau tibial d'essai taille2 ep 8mm NON UTILISE	Size 2 tibial height trial 8mm	58716	03701271021622	C2a
G30 T210	Plateau tibial d'essai taille2 ep 10 mm NON UTILISE	Size 2 tibial height trial 10mm	58716	03701271021615	C2a
G30 T212	Plateau tibial d'essai taille2 épaisseur 12 mm	Size 2 tibial height trial 12mm	58716	03701271021608	C2a
G30 T221	Préhenseur d'embase tibiale à poussoir	Trial tibial base holder with pusher	12696	03701271021592	C1r
G30 T308	Plateau tibial d'essai taille3 épaisseur 8mm	Tibial trial plate size 3 THICKNESS 8mm	58716	03701271021585	C2a
G30 T310	Plateau tibial d'essai taille3 épaisseur 10 mm	Tibial trial plate size 3 THICKNESS 10mm	58716	03701271021578	C2a
G30 T312	Plateau tibial d'essai taille3 épaisseur 12 mm	Tibial trial plate size 3 THICKNESS 12mm	58716	03701271021561	C2a
G30 T315	Plateau tibial d'essai taille3 épaisseur 15 mm	Tibial trial plate size 3 THICKNESS 15mm	58716	03701271021554	C2a
G30 T408	Plateau tibial d'essai taille4 ep 8mm NON UTILISE	Size 4 tibial height trial 8mm	58716	03701271021547	C2a
G30 T410	Plateau tibial d'essai taille4 ep 10 mm NON UTILISE	Size 4 tibial height trial 10mm	58716	03701271021530	C2a
G30 T412	Plateau tibial d'essai taille4 ep 12 mm NON UTILISE	Size 4 tibial height trial 12mm	58716	03701271021523	C2a
G32 9000	Panier ancillaire fémoral ROLFLEX UNIVERSEL	Femoral instruments tray	12143	03701271021516	C1
G32 9001	Panier ancillaire tibial ROLFLEX UNIVERSEL	Tibial instruments tray	12143	03701271021509	C1
G32 9100	Kit ancillaire fémoral ROLFLEX UNIVERSEL	femoral instrumentation set ROLFLEX UNIVERSAL	44742	03701271021493	C1r
G32 9101	Kit ancillaire tibial ROLFLEX UNIVERSEL	tibial instrumentation set ROLFLEX UNIVERSAL	44742	03701271021486	C1r
G32 F000	Condyle d'essai taille 0 Symétrique	Femoral condyle trial size 0	58715	03701271021479	C2a
G32 F001	Condyle d'essai taille 1 Symétrique	Femoral condyle trial size 1	58715	03701271021462	C2a
G32 F002	Condyle d'essai taille 2 Symétrique	Femoral condyle trial size 2	58715	03701271021455	C2a
G32 F003	Condyle d'essai taille 3 Symétrique	Femoral condyle trial size 3	58715	03701271021448	C2a
G32 F004	Condyle d'essai taille 4 Symétrique	Femoral condyle trial size 4	58715	03701271021431	C2a
G32 F005	Condyle d'essai taille 5 Symétrique	Femoral condyle trial size 5	58715	03701271021424	C2a
G32 F010	Gabarit fémoral T 0	Femoral sizing template 10	46479	03701271021417	C1r
G32 P001	Platine perçage rotule Ø 21-24	Patella drill plate ø 21 - 24	35095	03701271021400	C1r
G32 P002	Platine perçage rotule Ø 27-31	Patella drill plate ø 27-31	35095	03701271021394	C1r
G32 T000	Embase tibiale d'essai T0	Size 0 tibial base plate trial	58716	03701271021387	C2a
G32 T001	Embase tibiale d'essai T1	Size 1 tibial base plate trial	58716	03701271021370	C2a
G32 T002	Embase tibiale d'essai T2	Size 2 tibial base plate trial	58716	03701271021363	C2a
G32 T003	Embase tibiale d'essai T3	Size 3 tibial base plate trial	58716	03701271021356	C2a
G32 T004	Embase tibiale d'essai T4	Size 4 tibial base plate trial	58716	03701271021349	C2a
G32 T005	Embase tibiale d'essai T5	Size 5 tibial base plate trial	58716	03701271021332	C2a
G32 T007	Douille de guide de visée	Jig guide nut	47815	03701271021325	C1r
G32 T008	Espaceur tibial ép. 8 mm	Tibial spacer 8mm	46479	03701271021318	C1r
G32 T010	Espaceur tibial ép. 10 mm	Tibial spacer 10mm	46479	03701271021301	C1r
G32 T012	Espaceur tibial ép. 12 mm	Tibial spacer 12mm	46479	03701271021295	C1r
G32 T015	Espaceur tibial ép. 15 mm	Tibial spacer 15mm	46479	03701271021288	C1r
G32 T030	Guide fraise tibiale	Tibial reamer guide	47815	03701271021271	C1r
G32 T032	Conformateur de quille tibiale	Tibial keel punch	13180	03701271021264	C1r
G32 T033	Coulisse tibiale Pente postérieure 3°	3°posterior slope tibial guide	13180	03701271021257	C1r
G32 T1008	Espaceur tibial ép. 8 mm Avant coupe fémorale distale	Tibial spacer 8mm Before femoral cut	46479	03701271021240	C1r
G32 T1010	Espaceur tibial ép. 10 mm Avant coupe fémorale distale	Tibial spacer 10mm Before femoral cut	46479	03701271021233	C1r
G32 T1012	Espaceur tibial ép. 12 mm Avant coupe fémorale distale	Tibial spacer 12mm Before femoral cut	46479	03701271021226	C1r
G32 T1015	Espaceur tibial ép. 15 mm Avant coupe fémorale distale	Tibial spacer 15mm Before femoral cut	46479	03701271021219	C1r
G32 T1018	Espaceur tibial ép. 18 mm Avant coupe fémorale distale	Tibial spacer 18mm Before femoral cut	46479	03701271021202	C1r
G32 T108	Plateau tibial d'essai taille1 Epaisseur 8 mm	Tibial trial plate 8mm S1 On final implant	58716	03701271021196	C2a
G32 T110	Plateau tibial d'essai taille1 Epaisseur 10 mm	Tibial trial plate 10mm S1 On final implant	58716	03701271021189	C2a
G32 T112	Plateau tibial d'essai taille1 Epaisseur 12 mm	Tibial trial plate 12mm S1 On final implant	58716	03701271021172	C2a
G32 T115	Plateau tibial d'essai taille1 Epaisseur 15 mm	Tibial trial plate 15mm S1 On final implant	58716	03701271021165	C2a
G32 T118	Plateau tibial d'essai taille1 Epaisseur 18 mm	Tibial trial plate 18mm S1 On final implant	58716	03701271021158	C2a
G32 T208	Plateau tibial d'essai taille2 Epaisseur 8 mm	Tibial trial plate 8mm S2 On final implant	58716	03701271021141	C2a
G32 T210	Plateau tibial d'essai taille2 Epaisseur 10 mm	Tibial trial plate 10mm S2 On final implant	58716	03701271021134	C2a
G32 T212	Plateau tibial d'essai taille2 Epaisseur 12 mm	Tibial trial plate 12mm S2 On final implant	58716	03701271021127	C2a
G32 T215	Plateau tibial d'essai taille2 Epaisseur 15 mm	Tibial trial plate 15mm S2 On final implant	58716	03701271021110	C2a
G32 T308	Plateau tibial d'essai taille3 Epaisseur 8 mm	Tibial trial plate 8mm S1 On final implant	58716	03701271021103	C2a
G32 T310	Plateau tibial d'essai taille3 Epaisseur 10 mm	Tibial trial plate 10mm S1 On final implant	58716	03701271021097	C2a
G32 T312	Plateau tibial d'essai taille3 Epaisseur 12 mm	Tibial trial plate 12mm S1 On final implant	58716	03701271021080	C2a
G32 T315	Plateau tibial d'essai taille3 Epaisseur 15 mm	Tibial trial plate 15mm S1 On final implant	58716	03701271021073	C2a
G32 T408	Plateau tibial d'essai taille4 Epaisseur 8 mm	Tibial trial plate 8mm S4 On final implant	58716	03701271021066	C2a
G32 T410	Plateau tibial d'essai taille4 Epaisseur 10 mm	Tibial trial plate 10mm S4 On final implant	58716	03701271021059	C2a
G32 T412	Plateau tibial d'essai taille4 Epaisseur 12 mm	Tibial trial plate 12mm S4 On final implant	58716	03701271021042	C2a
G32 T415	Plateau tibial d'essai taille4 Epaisseur 15 mm	Tibial trial plate 15mm S4 On final implant	58716	03701271021035	C2a
G32 TV108	Plateau tibial de vérif. T1 Epaisseur 8 mm	S1 tibial checking plate 8 mm On final implant	58716	03701271021028	C2a

Code article	Désignation	Designation	Code GMDN	Code UDI	CLASSE
G32 TV110	Plateau tibial de vérif. T1 Epaisseur 10 mm	S1 tibial checking plate 10 mm On final implant	58716	03701271021011	C2a
G32 TV112	Plateau tibial de vérif. T1 Epaisseur 12 mm	S1 tibial checking plate 12 mm On final implant	58716	03701271021004	C2a
G32 TV115	Plateau tibial de vérif. T1 Epaisseur 15 mm	S1 tibial checking plate 15 mm On final implant	58716	03701271020991	C2a
G32 TV118	Plateau tibial de vérif. T1 Epaisseur 18 mm	S1 tibial checking plate 18 mm On final implant	58716	03701271020984	C2a
G34 0009	Adaptateur mandrin Jacob pour clou à hélice	Jacob chuck adaptor helical pin	36249	03701271020977	C2a
G34 0010	Spacer tibial taille 1 à 3	Tibial spacer S1 to 3	46479	03701271020960	C1r
G34 0011	Spacer tibial taille 4 à 6	Tibial spacer S4 to S6	46479	03701271020953	C1r
G34 0012	Spacer tibial taille 7 à 8	Tibial spacer S7 & 8	46479	03701271020946	C1r
G34 0013	Spacer tibial 6 mm T 1 à 3	6mm spacer baseplate S1 to 3	46479	03701271020939	C1r
G34 0014	Cale spacer tibial T 1 à 3	3mm Spacer baseplate augment S1 to S3	46479	03701271020922	C1r
G34 0015	Cale spacer tibial T 4 à 6	3mm Spacer baseplate augment S4 to S6	46479	03701271020915	C1r
G34 0016	Cale spacer tibial T 7 à 8	3mm Spacer baseplate augment S7 & S8	46479	03701271020908	C1r
G34 0017	Préhenseur automatique spacer et embase d'essai	Quick lock handle for spacer and trial baseplate	12696	03701271020892	C1r
G34 0018	Spacer tibial 6 mm T 4 à 9	6mm spacer baseplate S4 to 9	46479	03701271020885	C1r
G34 0019	Tige repère d'orientation	Orientation rod	47900	03701271020878	C1r
G34 0020	Platine pour contrôle d'axe	Plate for limb axis control	47815	03701271020861	C1r
G34 0021	Lame de contrôle	Control blade	13180	03701271020854	C1r
G34 0022	Embout 6 pans 2.5 mini AO	2.5 Hex. driver bit (mini AO)	13180	03701271020847	C2a
G34 0023	Spacer extension	Extension spacer	46479	03701271020830	C1r
G34 0024	Spacer flexion	Flexion spacer	46479	03701271020823	C1r
G34 0025	Cale spacer 10	Hold spacer 10	46479	03701271020816	C1r
G34 0026	Cale spacer 12,5	Hold spacer 12.5	46479	03701271020809	C1r
G34 0027	Cale spacer 15	Hold spacer 15	46479	03701271020793	C1r
G34 0028	Cale spacer 18	Hold spacer 18	46479	03701271020786	C1r
G34 0033	Cale équilibrage 1mm	Balancing hold 1mm	46479	03701271020779	C1r
G34 0034	Cale équilibrage 2mm	Balancing hold 2mm	46479	03701271020762	C1r
G34 0035	Cale équilibrage 3mm	Balancing hold 3mm	46479	03701271020755	C1r
G34 0036	Cale équilibrage 4mm	Balancing hold 4mm	46479	03701271020748	C1r
G34 0037	Cale équilibrage 5mm	Balancing hold 5mm	46479	03701271020731	C1r
G34 0038	Vis à spongieux dia.4 mm pour bloc de coupe 4 en1	cancellous bone screw dia.4mm 4 in 1 cutting block	47779	03701271020724	C1r
G34 0039	Vis à spongieux dia.4 mm pour embase tibiale d'essai	cancellous bone screw dia.4mm tibial tray	47779	03701271020717	C1r
G34 0040	Poignée impacteur universelle Embout rapide	Impaction handle Quick connect	47829	03701271020700	C1
G34 0041	Embout impacteur condyles Petit modèle ind3	Condyles impaction tip Small size	32856	03701271020694	C1r
G34 0042	Tournevis 6 pans de 3.5	H3.5mm screwdriver	33968	03701271020687	C1r
G34 0043	Vis autoforeuse Ø4 pour 4en1 L.50mm	Ø4 1.50 self-taping screw-pin For 4-in-1 femoral guide	47779	03701271020670	C2a
G34 0044	Vis autoforeuse Ø4 pour embase L.20mm	Ø4 1.20 self-taping screw-pin For tibial baseplate	47779	03701271020663	C2a
G34 0045	Embout 6 pans 3.5 mini AO	H3.5 screwdriver bit Mini AO	13180	03701271020656	C2a
G34 0046	Vis autoforeuse 3 filets Ø4 pour bloc de coupe 4en1	Ø4 1.50 soft-thread screw-pin For 4-in-1 femoral guide	47779	03701271020649	C2a
G34 0047	Tige centro. anatomique à 3° Ø 8 lg 350	Anatomic 3° centromed. rod Ø 8 lg 350mm	47900	03701271020632	C1r
G34 0048	Tige centro. anatomique à 3° Ø 8 lg 350	3° centromedullary rod Ø 8 lg 350mm	47900	03701271020625	C1r
G34 0049	Tige centro. anatomique à 5° Ø 8 lg 350	5° centromedullary rod Ø 8 lg 350mm	47900	03701271020618	C1r
G34 0050	Poignée en T encliquetable pour tige centromédullaire	Quick-connect T handle for centromedullary rod	47829	03701271020601	C1
G34 0051	Tige centro. anatomique 3° Ø8 Embout encliquetable	Anatomic centromed. rod 3° Ø8 Quick-connect	47900	03701271020595	C1r
G34 0052	Raccord male d'extraction Embout rapide - 1/4 tour	Extraction tip Quick connect 1/4 turn	13180	03701271020588	C1r
G34 0053	Clou de fixation Ø3.2	Ø3.2 Locking pin	36167	03701271020571	C1r
G34 0054	Pince arrache-broche Ø3.2	Pin/broach extractor Ø3.2	13180	03701271020564	C1r
G34 0055	Rallonge d'extracteur de clou	extension for pin extractor forceps	13180	03701271020557	C1r
G34 0056	Ecarteur bout mousse Pour chirurgie du genou	Round tip retractor For knee surgery	46774	03701271020540	C1r
G34 0060	Lame de contrôle	Control blade	13180	03701271032574	C1r
G34 0061	Controleur d'alignement Echancré	Notched alignment controller	47815	03701271032567	C1r
G34 0062	Guide de recoupe à 2°	2° cutting guide	47815	03701271032550	C1r
G34 017	Vis 3.2 mm-50mm 6pans 3.5 base Komet	50mm pin H3.5 Ø3.2 Komet	47779	03701271020533	C1r
G34 9000	Panier ancill. viseur femoral Rolflex TONIC	Femoral prepa. instrument tray Rolflex TONIC	12143	03701271020526	C1
G34 9001	Panier ancill. viseur tibial Rolflex TONIC	Rolflex TONIC Tibial alignment instr. tray	12143	03701271020519	C1
G34 9002	Panier ancill. essai femoral Rolflex TONIC	Femoral trials instrument tray Rolflex TONIC	12143	03701271020502	C1
G34 9006	Panier ancill. essai tibial Rolflex TONIC	Tibial trials instrument tray Rolflex TONIC	12143	03701271020496	C1
G34 9007	Panier ancillaire postero. Rolflex TONIC	Postero-Stab. instrument tray Rolflex TONIC	12143	03701271020489	C1
G34 9008	Panier ancillaire rotule Rolflex TONIC	Patellar instrument tray Rolflex TONIC	12143	03701271020472	C1
G34 9100	Kit ancillaire viseur femoral Rolflex TONIC	Femoral prepa. instrument set Rolflex TONIC	44742	03701271020465	C1r
G34 9101	Kit ancillaire viseur tibial Rolflex TONIC	Rolflex TONIC Tibial alignment instr. set	44742	03701271020458	C1r
G34 9102	Kit ancillaire essai femoral PS droit Rolflex TONIC	Femoral trials instrument set PS (Right) Rolflex TONIC	44742	03701271020441	C1r
G34 9103	Kit ancillaire essai femoral PS gauche Rolflex TONIC	Femoral trials instrument set PS (Left) Rolflex TONIC	44742	03701271020434	C1r
G34 9104	Kit ancillaire essai femoral UC droit Rolflex TONIC	Femoral trials instrument set UC (Right) Rolflex TONIC	44742	03701271020427	C1r
G34 9105	Kit ancillaire essai femoral UC gauche Rolflex TONIC	Femoral trials instrument set UC (Left) Rolflex TONIC	44742	03701271020410	C1r
G34 9106	Kit ancillaire essai tibial Rolflex TONIC	Tibial trials instrument set Rolflex TONIC	44742	03701271020403	C1r
G34 9107	Kit ancillaire postero. Rolflex TONIC	Postero-stab. instrument set Rolflex TONIC	44742	03701271020397	C1r
G34 9108	Kit ancillaire rotule Rolflex TONIC	Patellar instrument set Rolflex TONIC	44742	03701271020380	C1r
G34 F001	Platine de coupe femorale Coupe distale	Femoral cutting block Distal cut	47815	03701271020373	C1r
G34 F002	Mesureur femoral Guide fémoral	Femoral size gauge Femoral guide	32845	03701271020366	C1m
G34 F003	Base de guide femoral Guide fémoral	Lower bracket Femoral guide	59009	03701271020359	C1r
G34 F004	Embase coupes indépendantes modèle standard	Baseplate for independent cuts Standard model	47815	03701271020342	C1r
G34 F005	Embase pour coupe dépendante Guide fémoral	Base for linked cuts Femoral guide	47815	03701271020335	C1r
G34 F006	Porte platine de coupe Guide fémoral	Distal cut block support Femoral guide	59009	03701271020328	C1r
G34 F007	Tige de mesure fémorale M/L Guide fémoral	M/L femoral sizer rod Femoral guide	47900	03701271020311	C1r
G34 F008	Prehenseur pour condyles Rolflex TONIC	Holding clamp for condyles Rolflex TONIC	12696	03701271020304	C1r
G34 F009	Entretien condyles distaux Tech coupe fémorale premiere	Spacer for distal condyles Femoral cut first Tech	13180	03701271020298	C1r
G34 F010	Canon de fessum fémoral 4°	Sleeve for femoral guide 4° sagittal fessum	35095	03701271020281	C1r
G34 F011	Guide de coupe 4/1 T1 Rolflex TONIC	4/1 cutting guide S1 Rolflex TONIC	47815	03701271020274	C1r
G34 F012	Guide de coupe 4/1 T2 Rolflex TONIC	4/1 cutting guide S2 Rolflex TONIC	47815	03701271020267	C1r
G34 F013	Guide de coupe 4/1 T3 Rolflex TONIC	4/1 cutting guide S3 Rolflex TONIC	47815	03701271020250	C1r
G34 F014	Guide de coupe 4/1 T4 Rolflex TONIC	4/1 cutting guide S4 Rolflex TONIC	47815	03701271020243	C1r
G34 F015	Guide de coupe 4/1 T5 Rolflex TONIC	4/1 cutting guide S5 Rolflex TONIC	47815	03701271020236	C1r
G34 F016	Guide de coupe 4/1 T6 Rolflex TONIC	4/1 cutting guide S6 Rolflex TONIC	47815	03701271020229	C1r
G34 F017	Guide de coupe 4/1 T7 Rolflex TONIC	4/1 cutting guide S7 Rolflex TONIC	47815	03701271020212	C1r
G34 F018	Guide de coupe 4/1 T8 Rolflex TONIC	4/1 cutting guide S8 Rolflex TONIC	47815	03701271020205	C1r
G34 F019	Guide de coupe 4/1 T9 Rolflex TONIC	4/1 cutting guide S9 Rolflex TONIC	47815	03701271020199	C1r
G34 F020	Embase coupes indépendantes modèle court	Baseplate for independent cuts short model	47815	03701271020182	C1r
G34 F021	Guide de découpe boîte PS intercondylienne T1	Cutting guide for PS box intercondylar S1	47815	03701271020175	C1r
G34 F022	Guide de découpe boîte PS intercondylienne T2	Cutting guide for PS box intercondylar S2	47815	03701271020168	C1r
G34 F023	Guide de découpe boîte PS intercondylienne T3	Cutting guide for PS box intercondylar S3	47815	03701271020151	C1r
G34 F024	Guide de découpe boîte PS intercondylienne T4	Cutting guide for PS box intercondylar S4	47815	03701271020144	C1r
G34 F025	Guide de découpe boîte PS intercondylienne T5	Cutting guide for PS box intercondylar S5	47815	03701271020137	C1r
G34 F026	Guide de découpe boîte PS intercondylienne T6	Cutting guide for PS box intercondylar S6	47815	03701271020120	C1r
G34 F027	Guide de découpe boîte PS intercondylienne T7	Cutting guide for PS box intercondylar S7	47815	03701271020113	C1r
G34 F028	Guide de découpe boîte PS intercondylienne T8	Cutting guide for PS box intercondylar S8	47815	03701271020106	C1r
G34 F029	Guide de découpe boîte PS intercondylienne T9	Cutting guide for PS box intercondylar S9	47815	03701271020090	C1r
G34 F030	Guide de valgus fémoral Modèle standard	Femoral valgus guide Standard version	47815	03701271020083	C1r
G34 F031	Canon de fessum fémoral 0° (droit)	Sleeve for femoral guide 0° (straight) sagittal fessum	35095	03701271020076	C1r
G34 F032	Canon de fessum fémoral 2 degrés	Sleeve for femoral guide 2° sagittal fessum	35095	03701271020069	C1r

Code article	Désignation	Designation	Code GMDN	Code UDI	CLASSE
G34 F033	Fraise de découpe boîte PS intercondylienne S1, S2 et S3	Reamer for PS box Sizes 1-2-3	36249	03701271020052	C2a
G34 F034	Fraise de découpe boîte PS intercondylienne S4, S5 et S6	Reamer for PS box Sizes 4-5-6	36249	03701271020045	C2a
G34 F035	Fraise de découpe boîte PS intercondylienne S7, S8 et S9	Reamer for PS box Sizes 7-8-9	36249	03701271020038	C2a
G34 F036	Guide de valgus fémoral Modèle compact	Femoral valgus guide Short version	47815	03701271020021	C1r
G34 F037	Prehenseur pour condyles	Impaction clamp for condyles	12696	03701271020014	C1r
G34 F038	Mèche pour plot femoral Condyles UC	Drill for femoral plug UC condyles	32390	03701271020007	C2a
G34 F039	Guide de perçage S1-S2-S3	Drilling guide S1-S2-S3	35095	03701271019995	C1r
G34 F040	Guide de perçage S4-S5-S6	Drilling guide S4-S5-S6	35095	03701271019988	C1r
G34 F041	Guide de perçage S7-S8-S9	Drilling guide S7-S8-S9	35095	03701271019971	C1r
G34 F042	Cale d'épaisseur coupe distale 6mm	Wedge for distal cut 6mm	46479	03701271019964	C1r
G34 F043	Cale d'épaisseur coupe distale 8mm	Wedge for distal cut 8mm	46479	03701271019957	C1r
G34 F044	Cale d'épaisseur coupe distale 10mm	Wedge for distal cut 10mm	46479	03701271019940	C1r
G34 F045	Canon fraissage vérrouillable Bte Intercondylienne T1 à T3	Reaming guide for PS box Intercondylar box S1 to 3	47815	03701271019933	C1r
G34 F046	Canon fraissage vérrouillable Bte Intercondylienne T4 à T6	Reaming guide for PS box Intercondylar box S4 to 6	47815	03701271019926	C1r
G34 F047	Canon fraissage vérrouillable Bte Intercondylienne T7 à T9	Reaming guide for PS box Intercondylar box S7 to 9	47815	03701271019919	C1r
G34 F051	Guide de fraissage boîte PS intercondylienne T1	PS box reamer guide Intercondylar box S.1	47815	03701271019902	C1r
G34 F052	Guide de fraissage boîte PS intercondylienne T2	PS box reamer guide Intercondylar box S.2	47815	03701271019896	C1r
G34 F053	Guide de fraissage boîte PS intercondylienne T3	PS box reamer guide Intercondylar box S.3	47815	03701271019889	C1r
G34 F054	Guide de fraissage boîte PS intercondylienne T4	PS box reamer guide Intercondylar box S.4	47815	03701271019872	C1r
G34 F055	Guide de fraissage boîte PS intercondylienne T5	PS box reamer guide Intercondylar box S.5	47815	03701271019865	C1r
G34 F056	Guide de fraissage boîte PS intercondylienne T6	PS box reamer guide Intercondylar box S.6	47815	03701271019858	C1r
G34 F057	Guide de fraissage boîte PS intercondylienne T7	PS box reamer guide Intercondylar box S.7	47815	03701271019841	C1r
G34 F058	Guide de fraissage boîte PS intercondylienne T8	PS box reamer guide Intercondylar box S.8	47815	03701271019834	C1r
G34 F059	Guide de fraissage boîte PS intercondylienne T9	PS box reamer guide Intercondylar box S.9	47815	03701271019827	C1r
G34 F060	Guide de coupe 4/1 ss pion T0 Rolflex TONIC	4/1 cutting guide S0 Rolflex TONIC	47815	03701271019810	C1r
G34 F061	Guide de coupe 4/1 ss pion T1 Rolflex TONIC	4/1 cutting guide S1 Rolflex TONIC	47815	03701271019803	C1r
G34 F062	Guide de coupe 4/1 ss pion T2 Rolflex TONIC	4/1 cutting guide S2 Rolflex TONIC	47815	03701271019797	C1r
G34 F063	Guide de coupe 4/1 ss pion T3 Rolflex TONIC	4/1 cutting guide S3 Rolflex TONIC	47815	03701271019780	C1r
G34 F064	Guide de coupe 4/1 ss pion T4 Rolflex TONIC	4/1 cutting guide S4 Rolflex TONIC	47815	03701271019773	C1r
G34 F065	Guide de coupe 4/1 ss pion T5 Rolflex TONIC	4/1 cutting guide S5 Rolflex TONIC	47815	03701271019766	C1r
G34 F066	Guide de coupe 4/1 ss pion T6 Rolflex TONIC	4/1 cutting guide S6 Rolflex TONIC	47815	03701271019759	C1r
G34 F067	Guide de coupe 4/1 ss pion T7 Rolflex TONIC	4/1 cutting guide S7 Rolflex TONIC	47815	03701271019742	C1r
G34 F068	Guide de coupe 4/1 ss pion T8 Rolflex TONIC	4/1 cutting guide S8 Rolflex TONIC	47815	03701271019735	C1r
G34 F069	Guide de coupe 4/1 ss pion T9 Rolflex TONIC	4/1 cutting guide S9 Rolflex TONIC	47815	03701271019728	C1r
G34 F070	Sizer fémoral monobloc avec embase coupe indépendante	Monoblock sizer with independent cut base	47815	03701271032482	C1r
G34 F071	Support de coupe distal avec guide valgus fémoral	Support for distal cutting with femoral valgus guide	13180	03701271032475	C1r
G34 F072	Tige fémorale angulée 3°	3° Angled femoral stem	47900	03701271032819	C1r
G34 F073	Tige fémorale angulée 4°	4° Angled femoral stem	47900	03701271032802	C1r
G34 F074	Tige fémorale angulée 5°	5° Angled femoral stem	47900	03701271032796	C1r
G34 F075	Tige fémorale angulée 6°	6° Angled femoral stem	47900	03701271032789	C1r
G34 F076	Tige fémorale angulée 7°	7° Angled femoral stem	47900	03701271032772	C1r
G34 F077	Tige fémorale angulée 8°	8° Angled femoral stem	47900	03701271032765	C1r
G34 F078	Tige fémorale angulée 9°	9° Angled femoral stem	47900	03701271032758	C1r
G34 FPD00	Condyles d'essai PS Droit T.0	PS Trial condyles Right S.0	58715	03701271019711	C2a
G34 FPD01	Condyles d'essai PS Droit T.1	PS Trial condyles Right S.1	58715	03701271019704	C2a
G34 FPD02	Condyles d'essai PS Droit T.2	PS Trial condyles Right S.2	58715	03701271019698	C2a
G34 FPD03	Condyles d'essai PS Droit T.3	PS Trial condyles Right S.3	58715	03701271019681	C2a
G34 FPD04	Condyles d'essai PS Droit T.4	PS Trial condyles Right S.4	58715	03701271019674	C2a
G34 FPD05	Condyles d'essai PS Droit T.5	PS Trial condyles Right S.5	58715	03701271019667	C2a
G34 FPD06	Condyles d'essai PS Droit T.6	PS Trial condyles Right S.6	58715	03701271019650	C2a
G34 FPD07	Condyles d'essai PS Droit T.7	PS Trial condyles Right S.7	58715	03701271019643	C2a
G34 FPD08	Condyles d'essai PS Droit T.8	PS Trial condyles Right S.8	58715	03701271019636	C2a
G34 FPD09	Condyles d'essai PS Droit T.9	PS Trial condyles Right S.9	58715	03701271019629	C2a
G34 FPG00	Condyles d'essai PS Gauche T.0	PS Trial condyles Left S.0	58715	03701271019612	C2a
G34 FPG01	Condyles d'essai PS Gauche T.1	PS Trial condyles Left S.1	58715	03701271019605	C2a
G34 FPG02	Condyles d'essai PS Gauche T.2	PS Trial condyles Left S.2	58715	03701271019599	C2a
G34 FPG03	Condyles d'essai PS Gauche T.3	PS Trial condyles Left S.3	58715	03701271019582	C2a
G34 FPG04	Condyles d'essai PS Gauche T.4	PS Trial condyles Left S.4	58715	03701271019575	C2a
G34 FPG05	Condyles d'essai PS Gauche T.5	PS Trial condyles Left S.5	58715	03701271019568	C2a
G34 FPG06	Condyles d'essai PS Gauche T.6	PS Trial condyles Left S.6	58715	03701271019551	C2a
G34 FPG07	Condyles d'essai PS Gauche T.7	PS Trial condyles Left S.7	58715	03701271019544	C2a
G34 FPG08	Condyles d'essai PS Gauche T.8	PS Trial condyles Left S.8	58715	03701271019537	C2a
G34 FPG09	Condyles d'essai PS Gauche T.9	PS Trial condyles Left S.9	58715	03701271019520	C2a
G34 FUD00	Condyles d'essai UC Droit T.0	UC Trial condyles Right S.0	58715	03701271019513	C2a
G34 FUD01	Condyles d'essai UC Droit T.1	UC Trial condyles Right S.1	58715	03701271019506	C2a
G34 FUD02	Condyles d'essai UC Droit T.2	UC Trial condyles Right S.2	58715	03701271019490	C2a
G34 FUD03	Condyles d'essai UC Droit T.3	UC Trial condyles Right S.3	58715	03701271019483	C2a
G34 FUD04	Condyles d'essai UC Droit T.4	UC Trial condyles Right S.4	58715	03701271019476	C2a
G34 FUD05	Condyles d'essai UC Droit T.5	UC Trial condyles Right S.5	58715	03701271019469	C2a
G34 FUD06	Condyles d'essai UC Droit T.6	UC Trial condyles Right S.6	58715	03701271019452	C2a
G34 FUD07	Condyles d'essai UC Droit T.7	UC Trial condyles Right S.7	58715	03701271019445	C2a
G34 FUD08	Condyles d'essai UC Droit T.8	UC Trial condyles Right S.8	58715	03701271019438	C2a
G34 FUD09	Condyles d'essai UC Droit T.9	UC Trial condyles Right S.9	58715	03701271019421	C2a
G34 FUG00	Condyles d'essai UC Gauche T.0	UC Trial condyles Left S.0	58715	03701271019414	C2a
G34 FUG01	Condyles d'essai UC Gauche T.1	UC Trial condyles Left S.1	58715	03701271019407	C2a
G34 FUG02	Condyles d'essai UC Gauche T.2	UC Trial condyles Left S.2	58715	03701271019391	C2a
G34 FUG03	Condyles d'essai UC Gauche T.3	UC Trial condyles Left S.3	58715	03701271019384	C2a
G34 FUG04	Condyles d'essai UC Gauche T.4	UC Trial condyles Left S.4	58715	03701271019377	C2a
G34 FUG05	Condyles d'essai UC Gauche T.5	UC Trial condyles Left S.5	58715	03701271019360	C2a
G34 FUG06	Condyles d'essai UC Gauche T.6	UC Trial condyles Left S.6	58715	03701271019353	C2a
G34 FUG07	Condyles d'essai UC Gauche T.7	UC Trial condyles Left S.7	58715	03701271019346	C2a
G34 FUG08	Condyles d'essai UC Gauche T.8	UC Trial condyles Left S.8	58715	03701271019339	C2a
G34 FUG09	Condyles d'essai UC Gauche T.9	UC Trial condyles Left S.9	58715	03701271019322	C2a
G34 P001	Pince à rotule	Patellar clamp	13180	03701271019315	C1r
G34 P002	Cale 8 mm - Fraissage rotule	8mm Stop-guard for patellar reamer	46479	03701271019308	C1r
G34 P003	Embout patellaire antérieur	Anterior bit for patella	32856	03701271019292	C1r
G34 P004	Embout patellaire postérieur	Posterior bit for patella	32856	03701271019285	C1r
G34 P005	Butée réglable fraise à rotule	Adjustable stop for patellar reamer	13180	03701271019278	C1r
G34 P023	Rotule d'essai Ø 23 Enfouie	Trial Patella Ø23	58714	03701271019261	C2a
G34 P025	Rotule d'essai Ø 25 Enfouie	Trial Patella Ø25	58714	03701271019254	C2a
G34 P028	Rotule d'essai Ø 28 Enfouie	Trial Patella Ø28	58714	03701271019247	C2a
G34 P123	Fraise à rotule Ø 23	Ø23 patella reamer	36249	03701271019230	C2a
G34 P125	Fraise à rotule Ø 25	Ø25 patella reamer	36249	03701271019223	C2a
G34 P128	Fraise à rotule Ø 28	Ø28 patella reamer	36249	03701271019216	C2a
G34 P223	Guide fraise Ø 23	Reamer guide Ø23	47815	03701271019209	C1r
G34 P225	Guide fraise Ø 25	Reamer guide Ø25	47815	03701271019193	C1r
G34 P228	Guide fraise Ø 28	Reamer guide Ø28	47815	03701271019186	C1r
G34 T001	Clé pour quilles et bouchons	Wrench for keels and plugs	13180	03701271019179	C1r
G34 T002	Cale plateau d'essai fixe T.0 h.10	Trial wedge for baseplate S.0 h.10	58716	03701271019162	C2a

Code article	Désignation	Designation	Code GMDN	Code UDI	CLASSE
G34 T003	Cale plateau d'essai fixe T.0 h.12.5	Trial wedge for baseplate S.0 h.12.5	58716	03701271019155	C2a
G34 T004	Cale plateau d'essai fixe T.0 h.15	Trial wedge for baseplate S.0 h.15	58716	03701271019148	C2a
G34 T005	Cale plateau d'essai fixe T.0 h.18	Trial wedge for baseplate S.0 h.18	58716	03701271019131	C2a
G34 T006	Cale d'essai h.10 pour embase rotatoire définitive	Trial h10 spacer for insert For final mobile baseplate	58716	03701271019124	C2a
G34 T007	Cale essai h.12.5 pour embase rotatoire définitive	Trial h12.5 spacer for insert For final mobile baseplate	58716	03701271019117	C2a
G34 T008	Cale d'essai h.15 pour embase rotatoire définitive	Trial h15 spacer for insert For final mobile baseplate	58716	03701271019100	C2a
G34 T009	Cale d'essai h.18 pour embase rotatoire définitive	Trial h18 spacer for insert For final mobile baseplate	58716	03701271019094	C2a
G34 T010	Embase tibiale d'essai Gauche T.0	Tibial trial baseplate Left S.0	58716	03701271019087	C2a
G34 T011	Embase tibiale d'essai Gauche T.1	Tibial trial baseplate Left S.1	58716	03701271019070	C2a
G34 T012	Embase tibiale d'essai Gauche T.2	Tibial trial baseplate Left S.2	58716	03701271019063	C2a
G34 T013	Embase tibiale d'essai Gauche T.3	Tibial trial baseplate Left S.3	58716	03701271019056	C2a
G34 T014	Embase tibiale d'essai Gauche T.4	Tibial trial baseplate Left S.4	58716	03701271019049	C2a
G34 T015	Embase tibiale d'essai Gauche T.5	Tibial trial baseplate Left S.5	58716	03701271019032	C2a
G34 T016	Embase tibiale d'essai Gauche T.6	Tibial trial baseplate Left S.6	58716	03701271019025	C2a
G34 T017	Embase tibiale d'essai Gauche T.7	Tibial trial baseplate Left S.7	58716	03701271019018	C2a
G34 T018	Embase tibiale d'essai Gauche T.8	Tibial trial baseplate Left S.8	58716	03701271019001	C2a
G34 T020	Embase tibiale d'essai Droit T.0	Tibial trial baseplate Right S.0	58716	03701271018998	C2a
G34 T021	Embase tibiale d'essai Droit T.1	Tibial trial baseplate Right S.1	58716	03701271018981	C2a
G34 T022	Embase tibiale d'essai Droit T.2	Tibial trial baseplate Right S.2	58716	03701271018974	C2a
G34 T023	Embase tibiale d'essai Droit T.3	Tibial trial baseplate Right S.3	58716	03701271018967	C2a
G34 T024	Embase tibiale d'essai Droit T.4	Tibial trial baseplate Right S.4	58716	03701271018950	C2a
G34 T025	Embase tibiale d'essai Droit T.5	Tibial trial baseplate Right S.5	58716	03701271018943	C2a
G34 T026	Embase tibiale d'essai Droit T.6	Tibial trial baseplate Right S.6	58716	03701271018936	C2a
G34 T027	Embase tibiale d'essai Droit T.7	Tibial trial baseplate Right S.7	58716	03701271018929	C2a
G34 T028	Embase tibiale d'essai Droit T.8	Tibial trial baseplate Right S.8	58716	03701271018912	C2a
G34 T030	Cale plateau d'essai rotatoire h.10	Trial spacer for rotate liner h.10	58716	03701271018905	C2a
G34 T031	Cale plateau d'essai rotatoire Ht 12.5	Trial spacer for rotate liner Ht 12.5	58716	03701271018899	C2a
G34 T032	Cale plateau d'essai rotatoire h.15	Trial spacer for rotati. liner h.15	58716	03701271018882	C2a
G34 T033	Cale plateau d'essai rotatoire h.18	Trial spacer for rotati. liner h.18	58716	03701271018875	C2a
G34 T035	Cale plateau d'essai fixe Ht 10	Trial spacer for fixed liner Ht 10	58716	03701271018868	C2a
G34 T036	Cale plateau d'essai fixe h.12.5	Trial spacer for fixed liner h.12.5	58716	03701271018851	C2a
G34 T037	Cale plateau d'essai fixe h.15	Trial spacer for fixed liner h.15	58716	03701271018844	C2a
G34 T038	Cale plateau d'essai fixe h.18	Trial spacer for fixed liner h.18	58716	03701271018837	C2a
G34 T041	Plateau d'essai UC T.1	UC trial liner S.1	58716	03701271018820	C2a
G34 T042	Plateau d'essai UC T.2	UC trial liner S.2	58716	03701271018813	C2a
G34 T043	Plateau d'essai UC T.3	UC trial liner S.3	58716	03701271018806	C2a
G34 T044	Plateau d'essai UC T.4	UC trial liner S.4	58716	03701271018790	C2a
G34 T045	Plateau d'essai UC T.5	UC trial liner S.5	58716	03701271018783	C2a
G34 T046	Plateau d'essai UC T.6	UC trial liner S.6	58716	03701271018776	C2a
G34 T047	Plateau d'essai UC T.7	UC trial liner S.7	58716	03701271018769	C2a
G34 T048	Plateau d'essai UC T.8	UC trial liner S.8	58716	03701271018752	C2a
G34 T049	Plateau d'essai UC T.9	UC trial liner S.9	58716	03701271018745	C2a
G34 T050	Plateau d'essai PS T.0	PS trial liner S.0	58716	03701271018738	C2a
G34 T051	Plateau d'essai PS T.1	PS trial liner S.1	58716	03701271018721	C2a
G34 T052	Plateau d'essai PS T.2	PS trial liner S.2	58716	03701271018714	C2a
G34 T053	Plateau d'essai PS T.3	PS trial liner S.3	58716	03701271018707	C2a
G34 T054	Plateau d'essai PS T.4	PS trial iner S.4	58716	03701271018691	C2a
G34 T055	Plateau d'essai PS T.5	PS trial liner S.5	58716	03701271018684	C2a
G34 T056	Plateau d'essai PS T.6	PS trial liner S.6	58716	03701271018677	C2a
G34 T057	Plateau d'essai PS T.7	PS trial liner S.7	58716	03701271018660	C2a
G34 T058	Plateau d'essai PS T.8	PS trial liner S.8	58716	03701271018653	C2a
G34 T059	Embout d'impaction embase ind2 T.1 à 4	Baseplate impactor tip S.1 to 4	32856	03701271018646	C1r
G34 T060	Guide mèche de quille	Dril guide for keel	35095	03701271018639	C1r
G34 T061	Mèche prépa. quille et plot	Keel and femoral peg drill	32390	03701271018622	C2a
G34 T062	Conformateur de quille T. 1,2 et 3	Conformator for keel S. 1, 2 and 3	13180	03701271018615	C1r
G34 T063	Conformateur de quille T. 4,5 et 6	Conformator for keel S.4, 5 and 6	13180	03701271018608	C1r
G34 T064	Conformateur de quille T. 7 et 8	Conformator for keel S. 7 and 8	13180	03701271018592	C1r
G34 T065	Guide conformateur de quille T. 1, 2 et 3	Guide for keel conformator S. 1, 2 and 3	47815	03701271018585	C1r
G34 T066	Guide conformateur de quille T. 4,5 et 6	Guide for keel conformator S. 4, 5 and 6	13180	03701271018578	C1r
G34 T067	Guide conformateur de quille T. 7 et 8	Guide for keel conformator S. 7 and 8	13180	03701271018561	C1r
G34 T068	Bouchon pour conformateur T. 1,2 et 3	Keel peg for conformator S. 1, 2 and 3	13180	03701271018554	C1r
G34 T069	Bouchon pour conformateur T. 4,5 et 6	Keel peg for conformator S. 4, 5 and 6	13180	03701271018547	C1r
G34 T070	Bouchon pour conformateur T. 7 et 8	Keel peg for conformator S. 7 and 8	13180	03701271018530	C1r
G34 T071	Embout d'impaction embase T.5 à 8 ind2	Baseplate impaction tip S.5 to 8	32856	03701271018523	C1r
G34 T072	Râpe extension de quille 40 mm	Rasp for keel extension 40 mm	35559	03701271018516	C2a
G34 T073	Râpe extension de quille 70 mm	Rasp for keel extension 80 mm	35559	03701271018509	C2a
G34 T074	Râpe extension de quille 110 mm	Rasp for keel extension 110mm	35559	03701271018493	C2a
G34 T075	Pince de clippage plateau fixe Pour plateau fixe	Liner insertion Forceps For fixed liner	13180	03701271018486	C1r
G34 T076	Fraise pour quille tibiale	Tibial keel preparation reamer	36249	03701271018479	C2a
G34 T077	Embout d'impaction embase mobile ind3	Baseplate impaction endpiece For mobile baseplate	32856	03701271018462	C1r
G34 T078	Cale d'essai h.10 pour embase fixe définitive	Trial h10 spacer for insert For final fixed baseplate	58716	03701271018455	C2a
G34 T079	Cale essai h.12.5 pour embase fixe définitive	Trial h12.5 spacer for insert For final fixed baseplate	58716	03701271018448	C2a
G34 T080	Cale essai h.15 pour embase fixe définitive	Trial h15 spacer for insert For final fixed baseplate	58716	03701271018431	C2a
G34 T081	Cale essai h.18 pour embase fixe définitive	Trial h18 spacer for insert For final fixed baseplate	58716	03701271018424	C2a
G34 T082	Clou de fixation lisse Ø4 Pour embase tibiale	Ø4 smooth fixation pin For tibial baseplate	36167	03701271018417	C1r
G34 T083	Guide pour fraise de quille Réducteur de diamètre	Guide for keel reamer Reducing sleeve	47815	03701271018400	C1r
G34 T084	Préhenseur clou de fixation Ø4 Pour embase tibiale	Holder for Ø4 fixation nail For tibial baseplate	12696	03701271018394	C1r
G34 T085	Conformateur de quille tibiale T1 à T3 verrouillable	Tibial keel conformator S1 to S3 with locking	13180	03701271018387	C1r
G34 T086	Conformateur de quille tibiale T4 à T6 verrouillable	Tibial keel conformator S4 to S6 with locking	13180	03701271018370	C1r
G34 T087	Conformateur de quille tibiale T7 à T8 verrouillable	Tibial keel conformator S7 and S8 with locking	13180	03701271018363	C1r
G34 T088	Guide pour conformateur T1 à T6 avec verrouillage	Guide for keel conformator S1 to S6 with locking	13180	03701271018356	C1r
G34 T089	Guide pour conformateur T5 à T8 avec verrouillage	Guide for keel conformator S5 to S8 with locking	13180	03701271018349	C1r
G34 T090	Fraise conique réglable Pour quille tibiale	Adjustable conical reamer For tibial keel	36249	03701271018332	C2a
G34 T091	Guide d'alignement tibial simplifié	Simplified tibial alignment guide	13180	03701271032444	C1r
G34 T092	Bloc de coupe tibiale Droit	Right tibial cutting block	47815	03701271032437	C1r
G34 T093	Bloc de coupe tibiale Gauche	Left tibial cutting block	47815	03701271032420	C1r
GPG 001	Guide de positionnement glénoïdien	Glenoid positioning guide GPG	35095	03701271032413	C1r
H01 002	Impacteur extracteur de tige	Stem impactor/extractor	32878	03701271018325	C1r
H01 003	Pointeau vissable	Impactor with thread	13180	03701271018318	C1r
H01 006	Alésoir de démarrage de tige fémorale	Starting reamer for femoral stem	45115	03701271018301	C1r
H01 007	Fraise à calcar embout AO	Calcar reamer	36249	03701271018295	C2a
H01 008	Tige d'extraction M10 Grand modèle	Slap Hammer rod	12696	03701271018288	C1r
H01 009	Manche à gachette voie postér. pour râpe fémorale	Rasp handle quick-click posterior approach	47829	03701271018271	C1r
H01 010	Tige d'extraction M8 Petit modèle	Extractor m8	12696	03701271018264	C1r
H01 011	Porte tige col 12/14	12/14 stem holder	59009	03701271018257	C1r
H01 012	Pointeau vissable	Threaded shaft	13180	03701271018240	C1r
H01 013	Ciseau à spongieux	Bone chisel	12844	03701271018233	C1r
H01 014	Masselotte d'extraction Grand modèle	Extraction sledge mass	12696	03701271018226	C1r
H01 015	Masselotte d'extraction petit modèle	Extraction hammer	12696	03701271018219	C1r

Code article	Désignation	Designation	Code GMDN	Code UDI	CLASSE
H01 016	Impact.orient. filetage M14	Orientating Impactor for stem M14 threading	32878	03701271018202	C1r
H01 019	Manche raccord WOOD PECKER pour râpe fémorale	WOODPECKER handle For femoral rasp	47829	03701271018189	C2a
H01 021	Corps de porte implant fémoral à embout conique	Femoral stem carrier with conical nozzle	59009	03701271018165	C1r
H01 023	Impacteur sphérique de tige fémorale	Spherical Stem Impactor	32878	03701271018158	C1r
H01 025	Impacteur orienteur sphérique de tige fémorale	Spherical Stem Impactor	32878	03701271018141	C1r
H01 026	Impacteur orienteur pour tige à cimenter	stem impactor/orientor	32878	03701271018134	C1r
H01 028	Rape proximale Type olivaire	Proximal rasp - olivar type	35559	03701271018127	C2a
H01 029	Impacteur orienteur de tige	Definitive stem impactor Spade tip	32878	03701271018110	C1r
H01 030	Rape de démarrage	Starting reamer for femoral handle n°3	35559	03701271018103	C2a
H01 032	Porte tige col 12/14 entraxe 45 mm	12/14 stem holder 45mm offset	59009	03701271018097	C1r
H01 033	Extracteur à masselotte M10	Extraction sledge mass	12696	03701271018080	C1r
H01 034	Verrou de sécurité manche wood pecker	WOODPECKER handle Security screw	13180	03701271018073	C1r
H01 035	Guide de coupe fémorale	Femoral cutting guide	47815	03701271018066	C1r
H01 039	Trochanteromètre Pour tige coxa vara	Trochanterometer for offset stem	13180	03701271018042	C1r
H01 041	Cadre de Charnley	Charnley frame	13180	03701271018028	C1r
H01 042	Griffe longue pelle moyenne Hauteur 72 mm	Long claw retractor height 72mm	13180	03701271018011	C1r
H01 043	Griffe courte	Short claw retractor	13180	03701271018004	C1r
H01 044	Griffe longue grande pelle Hauteur 92 mm	long claw retractor Height 92mm	13180	03701271017991	C1r
H01 045	Ecarteur petite palette court	Narrow short retractor	46774	03701271017984	C1r
H01 046	Ecarteur grande palette court	Wide short retractor	46774	03701271017977	C1r
H01 047	Rétracteur fémoral	Femoral retractor	13180	03701271017960	C1r
H01 048	Porte râpe décalé droit à gachette	Rasp broach holder Curved RIGHT	59009	03701271017953	C1r
H01 049	Porte râpe décalé gauche à gachette	Rasp broach holder Curved LEFT	59009	03701271017946	C1r
H01 050	Griffe courte pelle moyenne hauteur 82 mm	Medium claw retractor 82mm	13180	03701271017939	C1r
H01 052	Porte râpe décalé DROIT Pour râpe femelle	Double offset broach handle RIGHT / female broach	59009	03701271017922	C1r
H01 053	Porte râpe décalé GAUCHE Pour râpe femelle	Double offset broach handle LEFT / female broach	59009	03701271017915	C1r
H01 054	Porte-râpe droit Pour râpe femelle	Straight broach handle For female broach	59009	03701271017908	C1r
H01 056	Fraise à calcar embout Harris	Calcar reamer Harris connect.	36249	03701271017892	C2a
H01 058	Fraise à calcar Ø40 emb.Harris HYPERION	Calcar reamer Ø40 Harris connect. - HYPERION	36249	03701271017885	C2a
H01 060	Fraise à calcar Ø48 emb.Harris HYPERION	Calcar reamer Ø48 Harris connect. - HYPERION	36249	03701271017878	C2a
H01 061	Râpe queue de rat Manche courbe	Canal finder rasp	35559	03701271017861	C2a
H01 062	Râpe de démarrage Pour voie antérieure	Starting rasp For anterior approach	35559	03701271017854	C2a
H01 063	Manche à 5° Voie antérieure pour râpe fémorale male	Anterior Broach handle 40° offset for male rasp	47829	03701271017847	C1r
H01 065	Manche à 40° Voie antérieure pour râpe fémorale femelle	Anterior Broach handle 40° offset for female rasp	47829	03701271017830	C1r
H01 066	Manche voie postérieure pour râpe fémorale femelle	Posterior Broach handle for female rasp	47829	03701271017823	C1r
H01 067	Manche double décalage droit pour râpe fémorale femelle	Double offset Broach handle Right for female rasp	47829	03701271017816	C1r
H01 068	Manche double décalage gauche pour râpe fémorale femelle	Double offset Broach handle Left for female rasp	47829	03701271017809	C1r
H01 070	Porte-râpes double décalage Droit	Double offset broach handle Right for female rasps	47829	03701271034073	C1r
H01 071	Porte-râpes double décalage Gauche	Double offset broach handle left for female rasps	47829	03701271034066	C1r
H01 072	Porte-râpes simple décalage Droit	Right rasps holder with lateral offset	47829	03701271034059	C1r
H01 073	Porte-râpes simple décalage Gauche	Left rasps holder with lateral offset	47829	03701271034042	C1r
H01 076	Râpe de préparation Encliquetable	Preparation rasp with anvil	35559	03701271034004	C2a
H01 077	Alesoir droit Poignée en T	Straight reamer with T-Handle	45115	03701271033991	C2a
H01 078	Alesoir Hélicoïdale Poignée en T	Helicoidal reamer with T-Handle	45115	03701271033984	C2a
H01 145	Ecarteur petite palette long	Narrow long retractor	46774	03701271017793	C1r
H01 146	Ecarteur grande palette long	Wide long retractor	46774	03701271017786	C1r
H01 148	Ecarteur N°1 hohmann étroit	Hohmann retractor n°1 Narrow	46774	03701271017779	C1r
H01 149	Ecarteur N°2 Hohmann étroit	Hohmann retractor n°2 Narrow	46774	03701271017762	C1r
H01 150	Ecarteur N°3 Hohmann Gouge large	Hohmann retractor n°3 Large gauge	46774	03701271017755	C1r
H01 151	Ecarteur N°4 Hohmann GE Gouge étroit	Hohmann retractor n°4 Narrow gauge	46774	03701271017748	C1r
H01 152	Ecarteur N°5 Gouge simple	Hohmann retractor n°5 Standard gauge	46774	03701271017731	C1r
H01 153	Ecarteur N°6 Releveur fémoral	Retractor n°6 Femoral elevator	46774	03701271017724	C1r
H02 001	Embout poussoir de tête Ø28	Impaction / Extraction nozzle for heads D28	32856	03701271017717	C1r
H02 002	Embout poussoir Ø36 vissable	Impaction / Extraction nozzle for heads D36	32856	03701271017700	C1r
H02 022	Tête fémoral d'essai Ø22,2 / +2 pour rape amovible	Trial ball head d 22.2 long On femoral rasp	58479	03701271017670	C2a
H02 0280	Tête Fém.d'essai Ø28 / - 3,5 pour rape amovible	Trial ball head d 28 short On femoral rasp	58479	03701271017663	C2a
H02 0281	Tête Fémorale d'essai Ø28 / 0 pour rape amovible	Trial ball head d 28 Medium On femoral rasp	58479	03701271017656	C2a
H02 0282	Tête Fém.d'essai Ø28 / + 3,5 pour rape amovible	Trial ball head d 28 long On femoral rasp	58479	03701271017649	C2a
H02 0283	Tête Fém.d'essai Ø28 / + 7 pour rape amovible	Trial ball head d 28 long+ On femoral rasp	58479	03701271017632	C2a
H02 1219	Tête fémorale de vérification Ø22,2 / -3 mm cône 10/12	Trial head Ø22,2 / -3 mm taper 10/12	58479	03701271017625	C2a
H02 1220	Tête fémorale de vérification Ø22,2 / -2mm cône 10/12	Trial head Ø22,2 / -2mm taper 10/12	58479	03701271017618	C2a
H02 1221	Tête fémorale de vérification Ø22,2 / 0 cône 10/12	Trial head Ø22,2 / 0 taper 10/12	58479	03701271017601	C2a
H02 1222	Tête fémorale de vérification Ø22,2 / +2mm cône 10/12	Trial head Ø22,2 / +2mm taper 10/12	58479	03701271017595	C2a
H02 1223	Tête fémorale de vérification Ø22,2 / +3 mm cône 10/12	Trial head Ø22,2 / +3 mm taper 10/12	58479	03701271017588	C2a
H02 1225	Tête fémorale de vérification Ø22,2 / +6 mm cône 10/12	Trial head Ø22,2 / +6 mm taper 10/12	58479	03701271017571	C2a
H02 1279	Tête Fémorale de vérification Ø28 / - 7 mm cône 10/12	Trial head Ø28 / - 7 mm taper 10/12	58479	03701271017564	C2a
H02 1280	Tête Fémorale de vérification Ø28 / - 3,5 mm cône 10/12	Trial head Ø28 / - 3,5 mm taper 10/12	58479	03701271017557	C2a
H02 1281	Tête Fémorale de vérification Ø28 / 0 mm cône 10/12	Trial head Ø28 / 0 mm taper 10/12	58479	03701271017540	C2a
H02 1282	Tête Fémorale de vérification Ø28 / + 3,5 mm cône 10/12	Trial head Ø28 / + 3,5 mm taper 10/12	58479	03701271017533	C2a
H02 1283	Tête Fémorale de vérification Ø28 / + 7 mm cône 10/12	Trial head Ø28 / + 7 mm taper 10/12	58479	03701271017526	C2a
H02 1320	Tête fémorale de vérification Ø32/-4 cone 10/12	Trial head Ø32/-4 taper 10/12	58479	03701271017519	C2a
H02 1321	Tête fémorale de vérification Ø32/0 cone 10/12	Trial head Ø32/0 taper 10/12	58479	03701271017502	C2a
H02 1322	Tête fémorale de vérification Ø32/+4 cone 10/12	Trial head Ø32/+4 taper 10/12	58479	03701271017496	C2a
H02 1323	Tête fémorale de vérification Ø32/+8 cone 10/12	Trial head Ø32/+8 taper 10/12	58479	03701271017489	C2a
H02 2220	Tête fémorale d'essai Ø22,2 -2mm 12/14	Trial head Ø22,2 -2mm 12/14	58479	03701271017472	C2a
H02 2221	Tête fémorale d'essai Ø22,2 0mm 12/14	Trial head Ø22,2 0mm 12/14	58479	03701271017465	C2a
H02 2222	Tête fémorale d'essai Ø22,2 +2mm 12/14	Trial head Ø22,2 +2mm 12/14	58479	03701271017458	C2a
H02 2279	Tête fémorale d'essai Ø28 -7mm 12/14	Trial head Ø28 -7mm 12/14	58479	03701271017441	C2a
H02 2279S	Tête fémorale d'essai Ø28 -7mm 12/14 ss joint	Trial head Ø28 -7 mm 12/14 no rubber ring	58479	03701271017434	C2a
H02 2280	Tête fémorale d'essai Ø28 -3.5mm 12/14	Trial head Ø28 -3.5mm 12/14	58479	03701271017427	C2a
H02 2280S	Tête fémorale d'essai Ø28 -3.5mm 12/14 ss joint	Trial head Ø28 -3.5mm 12/14 no rubber ring	58479	03701271017410	C2a
H02 2281	Tête fémorale d'essai Ø28 0mm 12/14	Trial head Ø28 0mm 12/14	58479	03701271017403	C2a
H02 2281S	Tête fémorale d'essai Ø28 0mm 12/14 ss joint	Trial head Ø28 0mm 12/14 no rubber ring	58479	03701271017397	C2a
H02 2282	Tête fémorale d'essai Ø28 +3.5mm 12/14	Trial head Ø28 +3.5mm 12/14	58479	03701271017380	C2a
H02 2282S	Tête fémorale d'essai Ø28 +3.5mm 12/14 ss joint	Trial head Ø28 +3.5mm 12/14 no rubber ring	58479	03701271017373	C2a
H02 2283	Tête fémorale d'essai Ø28 +7mm 12/14	Trial head Ø28 +7mm 12/14	58479	03701271017366	C2a
H02 2283S	Tête fémorale d'essai +7mm 12/14 ss joint	Trial head Ø28 +7mm 12/14 no rubber ring	58479	03701271017359	C2a
H02 2284	Tête fémorale d'essai Ø28 +10.5mm 12/14	Trial head Ø28 +10.5mm 12/14	58479	03701271017342	C2a
H02 2320	Tête fémorale d'essai Ø32 -4mm 12/14	Trial head Ø32 -4mm 12/14	58479	03701271017335	C2a
H02 2320S	Tête fémorale d'essai Ø32 -4mm 12/14 ss joint	Trial head Ø32 -4mm 12/14 no rubber ring	58479	03701271017328	C2a
H02 2321	Tête fémorale d'essai Ø32 0mm 12/14	Trial head Ø32 0mm 12/14	58479	03701271017311	C2a
H02 2321S	Tête fémorale d'essai Ø32 +0mm 12/14 ss joint	Trial head Ø32 +0mm 12/14 no rubber ring	58479	03701271017304	C2a
H02 2322	Tête fémorale d'essai Ø32 +4mm 12/14	Trial head Ø32 +4mm 12/14	58479	03701271017298	C2a
H02 2322S	Tête fémorale d'essai Ø32 +4mm 12/14 ss joint	Trial head Ø32 +4mm 12/14 no rubber ring	58479	03701271017281	C2a
H02 2323	Tête fémorale d'essai Ø32 +8mm 12/14	Trial head Ø32 +8mm 12/14	58479	03701271017274	C2a
H02 2323S	Tête fémorale d'essai Ø32 +8mm 12/14 ss joint	Trial head Ø32 +8mm 12/14 no rubber ring	58479	03701271017267	C2a
H02 2360	Tête fémorale d'essai Ø36 -4mm 12/14	Trial head Ø36 -4mm 12/14	58479	03701271017250	C2a
H02 2360S	Tête fémorale d'essai Ø36 -4mm 12/14 ss joint	Trial head Ø36 -4mm 12/14 no rubber joint	58479	03701271017243	C2a
H02 2361	Tête fémorale d'essai Ø36 +0mm 12/14	Trial head Ø36 +0mm 12/14	58479	03701271017236	C2a

Code article	Désignation	Designation	Code GMDN	Code UDI	CLASSE
H02 2361S	Tête fémorale d'essai Ø36 +0mm 12/14 ss joint	Trial head Ø36 +0mm 12/14 no rubber ring	58479	03701271017229	C2a
H02 2362	Tête fémorale d'essai Ø36 +4mm 12/14	Trial head Ø36 +4mm 12/14	58479	03701271017212	C2a
H02 2362S	Tête fémorale d'essai Ø36 +4mm 12/14 ss joint	Trial head Ø36 +4mm 12/14 no rubber ring	58479	03701271017205	C2a
H02 2363	Tête fémorale d'essai Ø36 +8mm 12/14	Trial head Ø36 +8mm 12/14	58479	03701271017199	C2a
H02 2363S	Tête fémorale d'essai Ø36 +8mm 12/14 ss joint	Trial head Ø36 +8mm 12/14 no rubber ring	58479	03701271017182	C2a
H02 2400	Tête fémorale d'essai Ø40 -4mm 12/14	Trial head Ø40 -4mm 12/14	58479	03701271017175	C2a
H02 2401	Tête fémorale d'essai Ø40 +0mm 12/14	Trial head Ø40 +0mm 12/14	58479	03701271017168	C2a
H02 2402	Tête fémorale d'essai Ø40 +4mm 12/14	Trial head Ø40 +4mm 12/14	58479	03701271017151	C2a
H02 2403	Tête fémorale d'essai Ø40 +8mm 12/14	Trial head Ø40 +8mm 12/14	58479	03701271017144	C2a
H02 4280	Adaptateur de cône 12/14 court insert mobile d'essai	12/14 taper adaptor Short For trial mobile insert	58479	03701271017137	C2a
H02 4281	Adaptateur de cône 12/14 moyen insert mobile d'essai	12/14 taper adaptor Medium For trial mobile insert	58479	03701271017120	C2a
H02 4282	Adaptateur de cône 12/14 long insert mobile d'essai	12/14 taper adaptor Long For trial mobile insert	58479	03701271017113	C2a
H02 4283	Adaptateur cône 12/14 extra lg insert mobile d'essai	12/14 taper adaptor Long+ For trial mobile insert	58479	03701271017106	C2a
H02 S2220	Tête fémorale de vérification Ø22.2 / -2 cône 12/14 ss joint	Trial head Ø22.2 / -2 mm taper 12/14	58481	03701271017090	C2a
H02 S2221	Tête fémorale de vérification Ø22.2 / 0 cône 12/14 ss joint	Trial head Ø22.2 / 0 mm taper 12/14	58481	03701271017083	C2a
H02 S2222	Tête fémorale de vérification Ø22.2 / +2 cône 12/14 ss joint	Trial head Ø22.2 / +2 mm taper 12/14	58481	03701271017076	C2a
H02 S2279	Tête fémorale de vérification Ø28 / -7 cône 12/14 ss joint	Trial head Ø28 / -7 mm taper 12/14	58481	03701271017069	C2a
H02 S2280	Tête fémorale de vérification Ø28 / -3.5 cône 12/14 ss joint	Trial head Ø28 / -3.5 mm taper 12/14	58481	03701271017052	C2a
H02 S2281	Tête fémorale de vérification Ø28 / 0 cône 12/14 ss joint	Trial head Ø28 / 0 mm taper 12/14	58481	03701271017045	C2a
H02 S2282	Tête fémorale de vérification Ø28 / +3.5 cône 12/14 ss joint	Trial head Ø28 / +3.5 mm taper 12/14	58481	03701271017038	C2a
H02 S2283	Tête fémorale de vérification Ø28 / +7 cône 12/14 ss joint	Trial head Ø28 / +7 mm taper 12/14	58481	03701271017021	C2a
H02 S2320	Tête fémorale de vérification Ø32 / -4 cône 12/14 ss joint	Trial head Ø32 / -4 mm taper 12/14	58481	03701271017014	C2a
H02 S2321	Tête fémorale de vérification Ø32 / 0 cône 12/14 ss joint	Trial head Ø32 / 0 mm taper 12/14	58481	03701271017007	C2a
H02 S2322	Tête fémorale de vérification Ø32 / +4 cône 12/14 ss joint	Trial head Ø32 / +4 mm taper 12/14	58481	03701271016994	C2a
H02 S2323	Tête fémorale de vérification Ø32 / +8 cône 12/14 ss joint	Trial head Ø32 / +8 mm taper 12/14	58481	03701271016987	C2a
H02 S2360	Tête fémorale de vérification Ø36 / -4 cône 12/14 ss joint	Trial head Ø36 / -4 mm taper 12/14	58481	03701271016970	C2a
H02 S2361	Tête fémorale de vérification Ø36 / 0 cône 12/14 ss joint	Trial head Ø36 / 0 mm taper 12/14	58481	03701271016963	C2a
H02 S2362	Tête fémorale de vérification Ø36 / +4 cône 12/14 ss joint	Trial head Ø36 / +4 mm taper 12/14	58481	03701271016956	C2a
H02 S2363	Tête fémorale de vérification Ø36 / +8 cône 12/14 ss joint	Trial head Ø36 / +8 mm taper 12/14	58481	03701271016949	C2a
H02 S2400	Tête fémorale de vérification Ø40 / -4 cône 12/14 ss joint	Trial head Ø40 / -4 mm taper 12/14	58481	03701271016932	C2a
H02 S2401	Tête fémorale de vérification Ø40 / 0 cône 12/14 ss joint	Trial head Ø40 / 0 mm taper 12/14	58481	03701271016925	C2a
H02 S2402	Tête fémorale de vérification Ø40 / +4 cône 12/14 ss joint	Trial head Ø40 / +4 mm taper 12/14	58481	03701271016918	C2a
H02 S2403	Tête fémorale de vérification Ø40 / +8 cône 12/14 ss joint	Trial head Ø40 / +8 mm taper 12/14	58481	03701271016901	C2a
H03 003	Pince de préhension pour vis à cotyle Ø6 mm	Forceps for Ø6 screws	13180	03701271016888	C1r
H03 004	Jauge de longueur de vis ±1 mm	Screw gauge	32845	03701271016871	C1m
H03 007	Tige d'orientation	Orientation axis	47900	03701271016864	C1r
H03 008	Tige de version 45°	45° version guide	47900	03701271016857	C1r
H03 009	Embout impacteur M8 raccord AO	M8 ao impactor adaptor	32856	03701271016840	C1r
H03 010	Embout poussoir Ø22.2 pour impacteur	D 22.2 mm impaction head	32856	03701271016833	C1r
H03 011	Embout poussoir Ø28 pour impacteur	D 28 mm impaction head	32856	03701271016826	C1r
H03 012	Embout poussoir Ø32 pour impacteur	D 32 impaction head	32856	03701271016819	C1r
H03 013	Tige d'orientation clip Ø 18	Ø 18 clip orientation device	47900	03701271016802	C1r
H03 015	Embout à ergots vissable pour insert à débord	Peak liner impaction plate	13180	03701271016772	C1r
H03 016	Embout à ergots vissable pour insert à bord plat	Flat liner impaction plate	13180	03701271016710	C1r
H03 017	Embout poussoir Ø22.2cylindro sphérique pour impacteur	D 22.2 mm impaction head	32856	03701271016666	C1r
H03 021	Embout poussoir d'insert plat raccord M12	Flat liner impaction nozzle M12 connection	32878	03701271016659	C1r
H03 023	Embout poussoir sphère Ø22.2 raccord M10	Ø22.2 impaction head M10 connection	32878	03701271016642	C1r
H03 024	Embout poussoir sphère Ø28 raccord M10	Ø28 impaction head M10 connection	32878	03701271016635	C1r
H03 025	Embout poussoir sphère Ø32 raccord M10	Ø32 impaction head For M10 Handle	32878	03701271016628	C1r
H03 026	Préhenseur impacteur de cupule M10	Cup holder and impactor For M10 Handle	12696	03701271016611	C1r
H03 027	Manche impacteur pour insert plat Ø 28	Ø28flat liner impaction handle	47829	03701271016604	C1
H03 029	Embout poussoir sphère Ø36 raccord M10	Ø36 impaction head For M10 Handle	32878	03701271016598	C1r
H03 0300	Manche à raccord rapide Ø6	Click-on adaptor Ø6	47829	03701271016581	C1
H03 032	Guide de perçage Ø 3.2 pour vis de cotyle	Ø3.2 drill guide for cups	35095	03701271016574	C1r
H03 0328	Embout à ergots pour insert à débord	Peaked liner impaction nozzle	13180	03701271016567	C1r
H03 033	Préhenseur impacteur courbe M10 pour poignée univ	Curved impactor M10 connection	12696	03701271016550	C1r
H03 034	Raccord M12 de manche à raccord rapide Ø6	M12 Adaptor For Ø6 quick click handle	13180	03701271016543	C1r
H03 0346	Fond de Cotyle d'essai Ø 46 Extérieur 50, intérieur 46	Trial cage 46 mm Ext 50, int 46	58480	03701271016536	C2a
H03 035	Raccord M10 de manche à raccord rapide Ø6	M10 Adaptor For Ø6 quick click handle	13180	03701271016529	C1r
H03 0350	Fond de Cotyle d'essai Ø 50 Extérieur 54, intérieur 50	Trial cage 50 mm Ext 54, int 50	58480	03701271016512	C2a
H03 0354	Fond de Cotyle d'essai Ø 54 Extérieur 58, intérieur 54	Trial cage 54 mm Ext 58, int 54	58480	03701271016505	C2a
H03 0358	Fond de Cotyle d'essai Ø 58 Extérieur 62, intérieur 58	Trial cage 58 mm Ext 62, int 58	58480	03701271016499	C2a
H03 036	Manche impacteur M10	Impaction shaft	47829	03701271016482	C1
H03 0362	Fond de Cotyle d'essai Ø 62 Extérieur 66, intérieur 62	Trial cage 62 mm Ext 66, int 62	58480	03701271016475	C2a
H03 037	Embout poussoir de cupule Connex. M10	Cup impaction tip M10 connection	32878	03701271016468	C1r
H03 038	Orienteur de cotyle	Cup orientation guide	13180	03701271016451	C1r
H03 039	Embout poussoir Ø22 impacteur	Ø 22 impaction nozzle	32856	03701271016444	C1r
H03 040	Embout poussoir Ø28 impacteur	Ø 28 impaction nozzle	32856	03701271016437	C1r
H03 041	Collerette d'appui Ø37	pushing nozzle Ø37	13180	03701271016420	C1r
H03 04150	Broche de Steinmann Ø 4 lg 150	Ø4 lg 150 Steinmann broach	36167	03701271016413	C1r
H03 0422	Centreur Ø 22 328	Ø22 centring nozzle	13180	03701271016406	C1r
H03 043	Manche impacteur M6	M6 impaction handle	47829	03701271016390	C1r
H03 0444	Cotyle d'essai Ø 44 Non fendu	Trial Cup Ø44 Solid shell	58480	03701271016383	C2a
H03 0445	Cotyle d'essai Ø 45 Non fendu	Trial Cup Ø45 Solid shell	58480	03701271016376	C2a
H03 0446	Cotyle d'essai Ø 46 Non fendu	Trial cup Ø46 Solid shell	58480	03701271016369	C2a
H03 0447	Cotyle d'essai Ø 47 Non fendu	Trial Cup Ø47 Solid shell	58480	03701271016352	C2a
H03 0448	Cotyle d'essai Ø 48 Non fendu	Trial cup Ø48 Solid shell	58480	03701271016345	C2a
H03 0449	Cotyle d'essai Ø 49 Non fendu	Trial Cup Ø49 Solid shell	58480	03701271016338	C2a
H03 0450	Cotyle d'essai Ø 50 Non fendu	Trial cup Ø50 Solid shell	58480	03701271016321	C2a
H03 0451	Cotyle d'essai Ø 51 Non fendu	Trial Cup Ø51 Solid shell	58480	03701271016314	C2a
H03 0452	Cotyle d'essai Ø 52 Non fendu	Trial cup Ø52 Solid shell	58480	03701271016307	C2a
H03 0453	Cotyle d'essai Ø 53 Non fendu	Trial Cup Ø53 Solid shell	58480	03701271016291	C2a
H03 0454	Cotyle d'essai Ø 54 Non fendu	Trial cup Ø54 Solid shell	58480	03701271016284	C2a
H03 0455	Cotyle d'essai Ø 55 Non fendu	Trial Cup Ø55 Solid shell	58480	03701271016277	C2a
H03 0456	Cotyle d'essai Ø 56 Non fendu	Trial Cup Ø56 Solid shell	58480	03701271016260	C2a
H03 0457	Cotyle d'essai Ø 57 Non fendu	Trial Cup Ø57 Solid shell	58480	03701271016253	C2a
H03 0458	Cotyle d'essai Ø 58 Non fendu	Trial Cup Ø58 Solid shell	58480	03701271016246	C2a
H03 0459	Cotyle d'essai Ø 59 Non fendu	Trial Cup Ø59 Solid shell	58480	03701271016239	C2a
H03 0460	Cotyle d'essai Ø 60 Non fendu	Trial Cup Ø60 Solid shell	58480	03701271016222	C2a
H03 0461	Cotyle d'essai Ø 61 Non fendu	Trial Cup Ø61 Solid shell	58480	03701271016215	C2a
H03 0462	Cotyle d'essai Ø 62 Non fendu	Trial Cup Ø62 Solid shell	58480	03701271016208	C2a
H03 0463	Cotyle d'essai Ø 63 Non fendu	Trial Cup Ø63 Solid shell	58480	03701271016192	C2a
H03 0464	Cotyle d'essai Ø 64 Non fendu	Trial cup Ø64 Solid shell	58480	03701271016185	C2a
H03 0465	Cotyle d'essai Ø 65 Non fendu	Trial Cup Ø65 Solid shell	58480	03701271016178	C2a
H03 0466	Cotyle d'essai Ø 66 Non fendu	Trial Cup Ø66 Solid shell	58480	03701271016161	C2a
H03 200212	Porte fraise à cotyle AO	AO reamer shaft	59009	03701271016154	C2a
H03 200213	Porte fraise à cotyle HARRIS	HARRIS cup reamer shaft	59009	03701271016147	C2a
H03 200214	Porte fraise à cotyle AO en croix	cup reamer handle cross AO tip	59009	03701271016130	C2a
H03 200215	Porte fraise à cotyle HARRIS en croix	Cup reamer handle cross HARRIS nozzle	59009	03701271016123	C2a

Code article	Désignation	Designation	Code GMDN	Code UDI	CLASSE
H03 9003	Panier fraises à cotyle Paires - Manche décalé	Reamers autoclave case even sizes-offset handles	12143	03701271016116	C1
H03 9004	Panier fraises à cotyle Impaires - Manche décalé	Reamers autoclave case uneven sizes-offset handles	12143	03701271016109	C1
H03 9005	Panier fraises à cotyle paires impaires en croix et ss croix	Reamers autoclave case even and uneven diameters	12143	03701271016093	C1
H03 9050	Couvercle panier ancillaire fraises à cotyles paires	Lid for instrument tray Reamers - even diameters	12143	03701271016086	C1
H03 9053	Couvercle ancil. fraises à cot Paires - Manche décalé	Lid for instrument tray Cup reamers even S-OFS handle	12143	03701271032390	C1
H03 9054	Couvercle ancil. fraises à cot Impaires - Manche décalé	Lid for instrument tray Cup reamers unev. S-OFS handle	12143	03701271032383	C1
H03 9060	Couvercle ancil. fraises à cot Paires - Manche droit	Lid for instrument tray Cup reamers even S-STR handle	12143	03701271016062	C1
H03 9065	Couvercle ancil. fraises à cot Impaires - Manche droit	Lid for instrument tray Reamers unev. S-STR handle	12143	03701271016055	C1
H03 9100	Ancillaire fraises à cotyle Paires manche droit - Thermo	Cup reamers set-Thermo Even sizes-Straight handle	44742	03701271016048	C1r
H03 9101	Ancillaire fraises à cotyle Paires CHANA	CHANA cup reamers set Even sizes	44742	03701271016031	C1r
H03 9102	Ancillaire FOND DE COTYLE Voir check-list jointe	Acetabular cage instrument set see list of contents	44742	03701271016024	C1r
H03 9103	Ancillaire fraises à cotyle Paires - Manche décalé	Cup reamers set Even sizes-Offset handle	44742	03701271016017	C1r
H03 9104	Ancillaire fraises à cotyle Impaires - Manche décalé	Reamers autoclave case Uneven sizes-Offset handle	44742	03701271016000	C1r
H03 9105	Ancillaire fraises à cotyle Impaires manche droit - Thermo	Cup reamers set-Thermo Uneven sizes-Straight handle	44742	03701271015997	C1r
H03 9110	Ancillaire fraises à cotyle Paires - Manche droit	Cup reamers set Even sizes-Straight handle	44742	03701271015980	C1r
H03 9115	Ancillaire fraises à cotyle Impaires - Manche droit	Cup reamers set Uneven sizes-Straight handle	44742	03701271015973	C1r
H20 001	Porte obturateur diaphysaire	Diaphyseal Cplug carrier	59009	03701271015966	C1r
H20 1008	Fantôme polyvalent Ø8 pour bouchon diaphysaire	Ø8 Diaphysis plug trail	46479	03701271015867	C2a
H20 1010	Fantôme polyvalent Ø 10 pour bouchon diaphysaire	Ø10 Diaphysis plug trail	46479	03701271015850	C2a
H20 1012	Fantôme polyvalent Ø 12 pour bouchon diaphysaire	Ø12 Diaphysis plug trail	46479	03701271015843	C2a
H20 1014	Fantôme polyvalent Ø 14 pour bouchon diaphysaire	Ø14 Diaphysis plug trail	46479	03701271015836	C2a
H20 1016	Fantôme polyvalent Ø 16 pour bouchon diaphysaire	Ø16 Diaphysis plug trail	46479	03701271015829	C2a
H20 1018	Fantôme polyvalent Ø 18 pour bouchon diaphysaire	Ø18 Diaphysis plug trail	46479	03701271015812	C2a
H20 9000	Présentoir pour fantômes polyvalents	Cplug tray	12143	03701271015805	C1
H20 9101	Ancillaire fantôme polyvalent C PLUG Voir check-list jointe	CPLUG instrument set	44742	03701271015799	C1r
H22 10750	Rape Fémorale Amovible AMETHIS Taille 7,5	Femoral rasp size 7,5	35559	03701271015713	C2a
H22 10875	Rape Fémorale Amovible AMETHIS Taille 8,75	Femoral rasp size 8,75	35559	03701271015706	C2a
H22 11000	Rape Fémorale Amovible AMETHIS Taille 10	Femoral rasp size 10	35559	03701271015690	C2a
H22 11125	Rape Fémorale Amovible AMETHIS Taille 11,25	Femoral rasp size 11,25	35559	03701271015683	C2a
H22 11250	Rape Fémorale Amovible AMETHIS Taille 12,5	Femoral rasp size 12,5	35559	03701271015676	C2a
H22 11375	Rape Fémorale Amovible AMETHIS Taille 13,75	Femoral rasp size 13,75	35559	03701271015669	C2a
H22 11500	Rape Fémorale Amovible AMETHIS Taille 15	Femoral rasp size 15	35559	03701271015652	C2a
H22 11750	Rape Fémorale Amovible AMETHIS Taille 17,5	Femoral rasp size 17,5	35559	03701271015645	C2a
H22 9000	Panier Tiges fém. AMETHIST	Emergence cup instrument tray	12143	03701271015638	C1
H22 9100	Ancillaire AMETHIST Voir check-list jointe	Amethyst instruments See list of contents	44742	03701271015621	C1r
H24 9000	Panier Cotyle EMERGENCE	EMERGENCE cup instrument tray	12143	03701271015614	C1
H24 9050	Couvercle Cotyle EMERGENCE	Lid of EMERGENCE cup instrumentation set	12143	03701271032376	C1
H24 9100	Ancillaire Cotyle EMERGENCE Voir check-list jointe	EMERGENCE cup instrumentation set	44742	03701271015607	C1r
H24 E001	Corps d'impacteur de cotyle	Cup impactor body	59009	03701271015591	C1r
H24 E002	Manche amovible	Removable holder	47829	03701271015584	C1
H24 E003	Impacteur de cotyle EMERGENCE Ø32	EMERGENCE Cup impactor Ø32	12696	03701271032369	C1r
H24 E2242	Cotyle EMERGENCE d'essai diamètre 22.2-42	EMERGENCE TRIAL CUP Ø22.2-42	58480	03701271015577	C2a
H24 E2244	Cotyle EMERGENCE d'essai diamètre 22.2-44	EMERGENCE TRIAL CUP Ø22.2-44	58480	03701271015560	C2a
H24 E2246	Cotyle EMERGENCE d'essai diamètre 22.2-46	EMERGENCE TRIAL CUP Ø22.2-46	58480	03701271015553	C2a
H24 E2248	Cotyle EMERGENCE d'essai diamètre 22.2-48	EMERGENCE TRIAL CUP Ø22.2-48	58480	03701271015546	C2a
H24 E2250	Cotyle EMERGENCE d'essai diamètre 22.2-50	EMERGENCE TRIAL CUP Ø22.2-50	58480	03701271015539	C2a
H24 E2252	Cotyle EMERGENCE d'essai diamètre 22.2-52	EMERGENCE TRIAL CUP Ø22.2-52	58480	03701271015522	C2a
H24 E2254	Cotyle EMERGENCE d'essai diamètre 22.2-54	EMERGENCE TRIAL CUP Ø22.2-54	58480	03701271015515	C2a
H24 E2256	Cotyle EMERGENCE d'essai diamètre 22.2-56	EMERGENCE TRIAL CUP Ø22.2-56	58480	03701271015508	C2a
H24 E2258	Cotyle EMERGENCE d'essai diamètre 22.2-58	EMERGENCE TRIAL CUP Ø22.2-58	58480	03701271015492	C2a
H24 E2844	Cotyle EMERGENCE d'essai diamètre 28-44	EMERGENCE TRIAL CUP Ø28-44	58480	03701271015485	C2a
H24 E2846	Cotyle EMERGENCE d'essai diamètre 28-46	EMERGENCE TRIAL CUP Ø28-46	58480	03701271015478	C2a
H24 E2848	Cotyle EMERGENCE d'essai diamètre 28-48	EMERGENCE TRIAL CUP Ø28-48	58480	03701271015461	C2a
H24 E2850	Cotyle EMERGENCE d'essai diamètre 28-50	EMERGENCE TRIAL CUP Ø28-50	58480	03701271015454	C2a
H24 E2852	Cotyle EMERGENCE d'essai diamètre 28-52	EMERGENCE TRIAL CUP Ø28-52	58480	03701271015447	C2a
H24 E2854	Cotyle EMERGENCE d'essai diamètre 28-54	EMERGENCE TRIAL CUP Ø28-54	58480	03701271015430	C2a
H24 E2856	Cotyle EMERGENCE d'essai diamètre 28-56	EMERGENCE TRIAL CUP Ø28-56	58480	03701271015423	C2a
H24 E2858	Cotyle EMERGENCE d'essai diamètre 28-58	EMERGENCE TRIAL CUP Ø28-58	58480	03701271015416	C2a
H28 001	Alésoir distal Taille 10	Reamer S10	45115	03701271015379	C2a
H28 002	Alésoir distal Taille 12	Reamer S12	45115	03701271015362	C2a
H28 003	Alésoir distal Taille 14	Reamer S14	45115	03701271015355	C2a
H28 004	Alésoir distal Taille 16	Reamer S16	45115	03701271015348	C2a
H28 005	Alésoir distal Taille 18	Reamer S18	45115	03701271015331	C2a
H28 010	Alésoir raccord pour diaphyse 10, 12 et 14	Junction reamer	45115	03701271015317	C2a
H28 012	Rape courbe taille12	Curved rasp S12	35559	03701271015300	C2a
H28 013	Rape courbe taille14	Curved rasp S14	35559	03701271015294	C2a
H28 014	Rape courbe taille16	Curved rasp S16	35559	03701271015287	C2a
H28 015	Rape courbe taille 18	Curved rasp S18	35559	03701271015270	C2a
H28 016	Rape courbe taille 20(ATTENTE)	Curved rasp S20	35559	03701271015263	C2a
H28 018	Alesoir metaphysaire D 21mm	Ø21 metaphyseal reamer	45115	03701271015256	C2a
H28 022	visEUR proximal gauche	Left proximal frame	59009	03701271015225	C1r
H28 023	visEUR proximal droit	Right proximal frame	59009	03701271015218	C1r
H28 025	Mèche Ø 6 avec butée 2 par Kit	Ø6 Abutment Drill	32390	03701271015201	C2a
H28 027	Douille de perçage Ø 6 2 par Kit	Ø6 sleeve for drill	47815	03701271015195	C1r
H28 032	Diaph. d'essai cbe T12 lg 235 PRIUS	Curved rasp S12 Lg 235	58481	03701271015188	C2a
H28 033	Diaph. d'essai cbe T14 lg 235 PRIUS	Curved rasp S14 Lg 235	58481	03701271015171	C2a
H28 034	Diaph. d'essai cbe T16 lg 235 PRIUS	Curved rasp S16 Lg 235	58481	03701271015164	C2a
H28 035	Diaph. d'essai cbe T18 lg 235 PRIUS	Curved rasp S18 Lg 235	58481	03701271015157	C2a
H28 036	Diaph. d'essai cbe T20 lg 235 ATTENTE	Curved rasp S20 Lg 235	58481	03701271015140	C2a
H28 037	VisEUR PRIUS courbe droit Verrouillage distal T12 à 20	Right drilling jig Distal Locking S12 to 20	59009	03701271015133	C1r
H28 038	Vis d'assemblage pour tige et visEUR PRIUS verrouillée	Assembly screw Targeting jig PRIUS	47779	03701271015126	C1r
H28 039	VisEUR PRIUS courbe gauche verrouillage distal T12 à 20	Left drilling jig Distal locking S12 to 20	59009	03701271015119	C1r
H28 040	Impacteur combiné PRIUS	Combined impaction handle	32878	03701271015102	C1r
H28 041	Methaphyse d'essai H 65 PRIUS	PRIUS trial metaphysis H65	58481	03701271015096	C2a
H28 042	Methaphyse d'essai H 75 PRIUS	PRIUS trial metaphysis H75	58481	03701271015089	C2a
H28 043	Methaphyse d'essai H 85 PRIUS	PRIUS trial metaphysis H85	58481	03701271015072	C2a
H28 044	Douille de guidage pour visEUR préhenseur de vis	Sleeve for screw holder	47815	03701271015065	C1r
H28 045	Methaphyse d'essai H 95 PRIUS	PRIUS Trial metaphysis H95	58481	03701271015058	C2a
H28 049	Manche orienteur Pour metaphyse	Orientation handle For metaphysis	47829	03701271015041	C1r
H28 050	Diaphyse d'essai T10 Lg 115 PRIUS	Trial diaphysis S10 Lg115	58481	03701271015034	C2a
H28 051	Diaphyse d'essai T10 Lg 145 PRIUS	Trial diaphysis S10 Lg145	58481	03701271015027	C2a
H28 052	Diaphyse d'essai T10 Lg 175 PRIUS	Trial diaphysis S10 Lg175	58481	03701271015010	C2a
H28 054	Diaphyse d'essai T12 Lg 115 PRIUS	Trial diaphysis S12 Lg115	58481	03701271015003	C2a
H28 055	Diaphyse d'essai T12 Lg 145 PRIUS	Trial diaphysis S12 Lg145	58481	03701271014990	C2a
H28 056	Diaphyse d'essai T12 Lg 175 PRIUS	Trial diaphysis S12 Lg175	58481	03701271014983	C2a
H28 058	Diaphyse d'essai T14 Lg 115 PRIUS	Trial diaphysis S14 Lg115	58481	03701271014976	C2a
H28 059	Diaphyse d'essai T14 Lg 145 PRIUS	Trial diaphysis S14 Lg145	58481	03701271014969	C2a
H28 060	Diaphyse d'essai T14 Lg 175 PRIUS	Trial diaphysis S14 Lg175	58481	03701271014952	C2a
H28 062	Diaphyse d'essai T16 Lg 115 PRIUS	Trial diaphysis S16 Lg115	58481	03701271014945	C2a

Code article	Désignation	Designation	Code GMDN	Code UDI	CLASSE
H28 063	Diaphyse d'essai T16 Lg 145 PRIUS	Trial diaphysis S16 Lg145	58481	03701271014938	C2a
H28 064	Diaphyse d'essai T16 Lg 175 PRIUS	Trial diaphysis S16 Lg175	58481	03701271014921	C2a
H28 066	Diaphyse d'essai T18 Lg 115 PRIUS	Trial diaphysis S18 Lg115	58481	03701271014914	C2a
H28 067	Diaphyse d'essai T18 Lg 145 PRIUS	Trial diaphysis S18 Lg145	58481	03701271014907	C2a
H28 068	Diaphyse d'essai T18 Lg 175 PRIUS	Trial diaphysis S18 Lg175	58481	03701271014891	C2a
H28 070	Tige de réduction diaphysaire PRIUS	diaphysis reduction device	47900	03701271014884	C1r
H28 072	Manche impacteur Pour râpe métaphysaire	Impaction handle For metaphyseal rasp	47829	03701271014877	C1r
H28 073	Guide râpe métaphysaire Connex. gros AO	Guide for Metaphyseal rasp Large AO connect.	47815	03701271014860	C2a
H28 075	Râpe métaphysaire standard H.65mm	Standard Metaphyseal rasp H.65mm	35559	03701271014846	C2a
H28 076	Râpe métaphysaire standard H.75mm	Standard Metaphyseal rasp H.75mm	35559	03701271014839	C2a
H28 077	Râpe métaphysaire standard H.85mm	Standard Metaphyseal rasp H.85mm	35559	03701271014822	C2a
H28 078	Râpe métaphysaire standard H.95mm	Standard Metaphyseal rasp H.95mm	35559	03701271014815	C2a
H28 080	Râpe métaphysaire Small H.55mm	Small Metaphyseal rasp H.55mm	35559	03701271014808	C2a
H28 081	Râpe métaphysaire Small H.65mm	Small Metaphyseal rasp H.65mm	35559	03701271014792	C2a
H28 082	Râpe métaphysaire Small H.75mm	Small Metaphyseal rasp H.75mm	35559	03701271014785	C2a
H28 084	Extracteur de métaphyse Outil de désassemblage	Extractor for Metaphysis Meta/diaph disassembly tool	12696	03701271014778	C1r
H28 086	Vis d'assemblage Pour râpe et diaphyse	Assembly screw For rasp and diaphysis	47779	03701271014761	C1r
H28 092	Diaph. d'essai cbe T12 Lg 205 PRIUS	Trial curved diaphysis PRIUS - S12 Lg 205	58481	03701271014723	C2a
H28 093	Diaph. d'essai cbe T14 Lg 205 PRIUS	Trial curved diaphysis PRIUS - S14 Lg 205	58481	03701271014716	C2a
H28 094	Diaph. d'essai cbe T16 Lg 205 PRIUS	Trial curved diaphysis PRIUS - S16 Lg 205	58481	03701271014709	C2a
H28 095	Diaph. d'essai cbe T18 Lg 205 PRIUS	Trial curved diaphysis PRIUS - S18 Lg 205	58481	03701271014693	C2a
H28 096	Diaph. d'essai cbe T20 Lg 205 PRIUS	Trial curved diaphysis PRIUS - S20 Lg 205	58481	03701271014686	C2a
H28 9000	Panier PRIUS de base Diaphyses droites	Basis PRIUS tray Straight diaphysis	12143	03701271014679	C1
H28 9001	Panier PRIUS complémentaire Diaphyses courbes	Complementary PRIUS tray Curved diaphysis	12143	03701271014662	C1
H28 9002	Panier PRIUS Diaphyses essais droites	PRIUS tray trial straight diaphysis	12143	03701271014655	C1
H28 9003	Panier PRIUS Diaphyses essais courbes	PRIUS tray Trial curved diaphyses	12143	03701271014648	C1
H28 9005	Panier PRIUS Std et small Diaphyses droites	PRIUS tray Std & small Straight diaphysis	12143	03701271014631	C1
H28 9006	Panier PRIUS Std et small Diaphyses courbes	Tray PRIUS Std & small Curved diaphysis	12143	03701271014624	C1
H28 9052	Couvercle PRIUS Diaphyses d'essai droites	Lid for PRIUS tray Straight diaphysis trials	12143	03701271014617	C1
H28 9053	Couvercle PRIUS Diaphyses d'essai courbes	Lid for PRIUS tray Trial cruded diaphyses	12143	03701271014600	C1
H28 9055	Couvercle PRIUS Std et small Diaphyses droites	Lid PRIUS Std & small Straight diaphysis	12143	03701271014594	C1
H28 9056	Couvercle PRIUS Std et small Diaphyses courbes	Lid PRIUS Std & small Curved diaphysis	12143	03701271014587	C1
H28 9100	Kit PRIUS base diaph. droites Voir check-list	PRIUS basis straight diaph.set See checklist	44742	03701271014570	C1r
H28 9101	Kit PRIUS compl. diaph.courbes Voir check-list	PRIUS compl. curved diaph. set See checklist	44742	03701271014563	C1r
H28 9102	Kit PRIUS diaph. essai droites Voir check-list	PRIUS straight trial stem set See checklist	44742	03701271014556	C1r
H28 9103	Kit PRIUS diaph. essai courbes Voir check-list	Instrumentation set - PRIUS trial curved diaphyses	44742	03701271014549	C1r
H28 9105	Kit PRIUS diaphyses droites Std et small (Voir check-list)	PRIUS straight diaph.set Std & small (See checklist)	44742	03701271014532	C1r
H28 9106	Kit PRIUS diaphyses courbes Std et small (Voir check-list)	PRIUS curved diaph. set Std & small (See checklist)	44742	03701271014525	C1r
H30 001	Extracteur d'insert céramique	Ceramic insert extractor	12696	03701271014501	C1r
H30 002	Préhenseur d'insert céramique Système à ventouse	Ceramic liner inserter Suction cup device	12696	03701271014495	C1r
H30 019	Flasque de vissage cotyle Ø 48	Screwing Ø48 cup holder	13180	03701271014471	C1r
H30 020	Flasque de vissage cotyle Ø 50	Screwing Ø50 cup holder	13180	03701271014464	C1r
H30 021	Flasque vissage cotyle Ø 52-54	Screwing Ø52-54 cup holder	13180	03701271014457	C1r
H30 022	Flasque vissage cotyle Ø 56-58	Screwing Ø56-58 cup holder	13180	03701271014440	C1r
H30 024	Vis d'impacteur courbe cotyle OTM	Curved impactor screw endpiece	47779	03701271014426	C1r
H30 025	Impacteur courbe cotyle OTM	Curved impactor screw endpiece	32878	03701271014419	C1r
H30 027	Platine de préhension d'insert cotyle OTM	Insert holder disc	32856	03701271014402	C1r
H30 028	Guide de perçage pour vis dia 3.2 cotyle OTM	Ø3.2 drill guide for otm cups	35095	03701271014396	C1r
H30 3228	Réducteur tête Ø32-28	Reducer for Ø28-32 heads	13180	03701271014372	C1r
H30 3628	Réducteur tête Ø36-28	Reducer for Ø28-36 heads	13180	03701271014365	C1r
H30 9000	Panier cotyle CAPTIV SCW	CAPTIV SCW autoclave case	12143	03701271014358	C1
H30 9001	Panier cotyle CAPTIV PRF-ELS	CAPTIV PRF/ELS autoclave case	12143	03701271014341	C1
H30 9002	Panier ancillaire CAPTIV DM	Tray with lid	12143	03701271014334	C1
H30 9003	Panier ancillaire CAPTIV OTM	Captiv OTM autoclave case	12143	03701271014327	C1
H30 9004	Panier anc. double mob. courbe	Dual mobility autoclave case	12143	03701271014310	C1
H30 9054	Couvercle panier ancillaire CAPTIV DM Courbe	Lid for instrument tray CAPTIV DM curved	12143	03701271032352	C1
H30 9100	Ancillaire CAPTIV SCW Voir check-list jointe	Captiv SCW instrument set see list of contents	44742	03701271014303	C1r
H30 9101	Ancillaire CAPTIV PRF Voir check-list jointe	Captiv PRF instrument set see list of contents	44742	03701271014297	C1r
H30 9102	Ancillaire CAPTIV DM Voir check-list jointe	CAPTIV DM cup instrumentation see list of contents	44742	03701271014280	C1r
H30 9103	Ancillaire CAPTIV OTM Voir check-list jointe	Captiv OTM cup instrumentation see list of contents	44742	03701271014273	C1r
H30 9104	Ancillaire CAPTIV DM courbe Voir check-list jointe	CAPTIV DM cup instrumentation with curved impactor	44742	03701271014266	C1r
H30 A28010	Insert alumine d'essai platØ28 cône 18°55' - Ø 35	Trial liner neutral Ø 28 Internal Ø35	58480	03701271014259	C2a
H30 A2848	Insert alumine d'essai platØ28 cône 18°55' - Ø 37	Trial liner neutral Ø 28 Internal Ø37	58480	03701271014242	C2a
H30 A2850	Insert alumine d'essai platØ28 cône 18°55' - Ø 39	Trial liner neutral Ø 28 Internal Ø39	58480	03701271014235	C2a
H30 A2852	Insert alumine d'essai platØ28 cône 18°55' - Ø 41	Trial liner neutral Ø 28 Internal Ø41	58480	03701271014228	C2a
H30 A32020	Insert alumine d'essai platØ32 cône 18°55' - Ø 39	Trial liner neutral Ø32 Internal Ø39	58480	03701271014211	C2a
H30 A3252	Insert alumine d'essai platØ32 cône 18°55' - Ø 41	Trial liner neutral Ø32 Internal Ø41	58480	03701271014198	C2a
H30 A3256	Insert alumine d'essai platØ32 cône 18°55' - Ø 44	Trial liner neutral Ø32 Internal Ø44	58480	03701271014181	C2a
H30 A3260	Insert alumine d'essai platØ32 cône 18°55' - Ø 48	Trial liner neutral Ø32 Internal Ø48	58480	03701271014174	C2a
H30 A36030	Insert alumine d'essai platØ36 cône 18°55' - Ø 44	Trial liner neutral Ø36 Internal Ø44	58480	03701271014150	C2a
H30 A36040	Insert alumine d'essai platØ36 cône 18°55' - Ø 48	Trial liner neutral Ø36 Internal Ø48	58480	03701271014143	C2a
H30 A36050	Insert alumine d'essai platØ36 cône 18°55' - Ø 50	Trial liner neutral Ø36 Internal Ø50	58480	03701271014136	C2a
H30 OT22010	Insert P.E.d'essai Ø 22.2 cône 18°55' - Ø 35	trial PE inlay Ø22.2 taper 18°55' Ø35	58480	03701271014129	C2a
H30 OT28020	Insert P.E.d'essai Ø 28 cône 18°55' - Ø 39	trial PE inlay Ø28 taper 18°55' Ø39	58480	03701271014112	C2a
H30 OT28030	Insert P.E.d'essai Ø 28 cône 18°55' - Ø 44	trial PE inlay Ø28 taper 18°55' Ø44	58480	03701271014105	C2a
H30 OT28040	Insert P.E.d'essai Ø 28 cône 18°55' - Ø 48	trial PE inlay Ø28 taper 18°55' Ø48	58480	03701271014099	C2a
H30 OT28050	Insert P.E.d'essai Ø 28 cône 18°55' - Ø 52	trial PE inlay Ø28 taper 18°55' Ø52	58480	03701271014082	C2a
H32 0220	Tête Fém.d'essai KERATOS Ø22.2/-2 mm rape amovible	KERATOS femoral trial head Ø22 Ø22 / -2mm	58479	03701271014068	C2a
H32 0221	Tête Fém.d'essai KERATOS Ø22.2/0 mm rape amovible	KERATOS trial femoral head Ø22/0 m	58479	03701271014051	C2a
H32 0222	Tête Fém.d'essai KERATOS Ø22.2/+2 mm rape amovible	KERATOS trial femoral head	58479	03701271014044	C2a
H32 0280	Tête Fém.d'essai KERATOS Ø28/-3.5 mm pour rape amovible	KERATOS trial femoral head	58479	03701271014037	C2a
H32 0281	Tête Fém.d'essai KERATOS Ø28 / 0 mm pour rape amovible	KERATOS trial femoral head	58479	03701271014020	C2a
H32 0282	Tête Fém.d'essai KERATOS Ø28/+3.5 mm pour rape amovible	KERATOS trial femoral head	58479	03701271014013	C2a
H32 0283	Tête Fém.d'essai KERATOS Ø28 / +7 mm pour rape amovible	KERATOS trial femoral head	58479	03701271014006	C2a
H32 0320	Tête Fém.d'essai KERATOS Ø32/-4 mm pour rape amovible	KERATOS trial femoral head	58479	03701271013993	C2a
H32 0321	Tête Fém.d'essai KERATOS Ø32/0 mm pour rape amovible	KERATOS trial femoral head	58479	03701271013986	C2a
H32 0322	Tête Fém.d'essai KERATOS Ø32/+4 mm pour rape amovible	KERATOS trial femoral head	58479	03701271013979	C2a
H36 001	Jauge de tête fémorale ±1 mm	Head measurement	32845	03701271013931	C1m
H36 002	Embout poussoir de cupule	Pusher tip for Bipolar cup	32878	03701271013924	C1r
H36 003	Gabarit de tête fém. pour Ø 43 à 59	Caliper for femoral head for Ø 43 to 59	46479	03701271013917	C1r
H36 2239	Cupule mobile d'essai Ø 22.2/39	Bipolar acetabular trial liner Ø22.2/39	58480	03701271013900	C2a
H36 2241	Cupule mobile d'essai Ø 22.2/41	Bipolar acetabular trial liner Ø22.2/41	58480	03701271013894	C2a
H36 2243	Cupule mobile d'essai Ø 22.2/43	Bipolar acetabular trial liner Ø 22.2/43	58480	03701271013887	C2a
H36 2840	Cupule mobile d'essai Ø 28/40	Bipolar acetabular trial liner Ø 28/40	58480	03701271013870	C2a
H36 2841	Cupule mobile d'essai Ø 28/41	Bipolar acetabular trial liner Ø 28/41	58480	03701271013863	C2a
H36 2842	Cupule mobile d'essai Ø 28/42	Bipolar acetabular trial liner Ø 28/42	58480	03701271013856	C2a
H36 2843	Cupule mobile d'essai Ø 28/43	Bipolar acetabular trial liner Ø28/43	58480	03701271013849	C2a
H36 2844	Cupule mobile d'essai Ø 28/44	Bipolar acetabular trial liner Ø 28/44	58480	03701271013832	C2a
H36 2845	Cupule mobile d'essai Ø 28/45	Bipolar acetabular trial liner Ø28/45	58480	03701271013825	C2a

Code article	Désignation	Designation	Code GMDN	Code UDI	CLASSE
H36 2846	Cupule mobile d'essai Ø 28/46	Bipolar acetabular trial liner Ø 28/46	58480	03701271013818	C2a
H36 2847	Cupule mobile d'essai Ø 28/47	Bipolar acetabular trial liner Ø 28/47	58480	03701271013801	C2a
H36 2848	Cupule mobile d'essai Ø 28/48	Bipolar acetabular trial liner Ø 28/48	58480	03701271013795	C2a
H36 2849	Cupule mobile d'essai Ø 28/49	Bipolar acetabular trial liner Ø28/49	58480	03701271013788	C2a
H36 2850	Cupule mobile d'essai Ø 28/50	Bipolar acetabular trial liner Ø 28/50	58480	03701271013771	C2a
H36 2851	Cupule mobile d'essai Ø 28/51	Bipolar acetabular trial liner Ø28/51	58480	03701271013764	C2a
H36 2852	Cupule mobile d'essai Ø 28/52	Bipolar acetabular trial liner Ø 28/52	58480	03701271013757	C2a
H36 2853	Cupule mobile d'essai Ø 28/53	Bipolar acetabular trial liner Ø28/53	58480	03701271013740	C2a
H36 2854	Cupule mobile d'essai Ø 28/54	Bipolar acetabular trial liner Ø 28/54	58480	03701271013733	C2a
H36 2855	Cupule mobile d'essai Ø 28/55	Bipolar acetabular trial liner Ø 28/55	58480	03701271013726	C2a
H36 2856	Cupule mobile d'essai Ø 28/56	Bipolar acetabular trial liner Ø 28/56	58480	03701271013719	C2a
H36 2857	Cupule mobile d'essai Ø 28/57	Bipolar acetabular trial liner Ø28/57	58480	03701271013702	C2a
H36 2859	Cupule mobile d'essai Ø 28/59	Bipolar acetabular trial liner Ø 28/59	58480	03701271013696	C2a
H36 9000	Panier CUPULE MOBILE Rétentive MOONSTONE	Retentive MOONSTONE tray	12143	03701271013689	C1
H36 9001	Panier CUPULE MOBILE A bague MOONSTONE	MOONSTONE with locking ring tray	12143	03701271013672	C1
H36 9002	Panier CUPULE MOBILE Rétentive SPHERIC RL	Retentive SPHERIC RL tray	12143	03701271032680	C1
H36 9050	Couvercle CUPULE MOBILE Rétentive MOONSTONE	Retentive MOONSTONE Lid	12143	03701271032741	C1
H36 9051	Couvercle CUPULE MOBILE A bague MOONSTONE	MOONSTONE with locking ring Lid	12143	03701271032673	C1
H36 9052	Couvercle CUPULE MOBILE Rétentive SPHERIC RL	Retentive SPHERIC RL lid	12143	03701271032826	C1
H36 9100	Ancillaire CUPULE MOBRétentive Voir check-list jointe	Retentive MOONSTONE set	44742	03701271013665	C1r
H36 9101	Ancillaire CUPULE MOB à bague Voir check-list jointe	MOONSTONE with locking ring instruments set	44742	03701271013658	C1r
H36 9102	Ancillaire CUPULE SPHERIC RL Mobile rétentive AMPLITUDE	Retentive SPHERIC RL instruments set	44742	03701271013641	C1r
H38 020	Corps de porte implant fémoral à ergots	Femoral stem carrier with ergots	59009	03701271013634	C1r
H38 022	Vis de porte implant fémoral	Femoral implant holder screw	47779	03701271013627	C1r
H38 052	Douille mère de visée	First socket	47815	03701271013603	C1r
H38 054	Mèche de perçage Ø4,5 Lg 195	Ø4,5 drill lg 195mm	32390	03701271013597	C2a
H38 055	Jauge de vis clavette ±1 mm	Screw gauge	32845	03701271013580	C1m
H38 060	Canon de perçage Ø4,5 Longueur 132	Ø4,5 drilling sleeve lg132mm	35095	03701271013542	C1r
H38 9003	Panier de verrouillage avec couvercle	Locking system tray with lid	12143	03701271013535	C1
H38 9103	Ancillaire de verrouillage pour tige de reprise	Locking system instrument set see list of contents	44742	03701271013528	C1r
H42 010	Impacteur orienteur de tige XPERT	Definitive stem impactor for XPERT	32856	03701271033977	C1r
H42 011	Impacteur de tige	Stem impactor	32878	03701271013511	C1r
H42 012	Bague plastique pour impacteur de tige	Stem impactor ring	13180	03701271013504	C1r
H42 013	Trochanteromètre standard	Standard trochanterometer	13180	03701271013498	C1r
H42 014	Trochanteromètre varié	HO trochanterometer	13180	03701271013481	C1r
H42 100	Rape fémorale EMERGENCE T0	EMERGENCE femoral rasp size 0	35559	03701271013474	C2a
H42 101	Rape fémorale EMERGENCE T 1	EMERGENCE femoral rasp size 1	35559	03701271013467	C2a
H42 102	Rape fémorale EMERGENCE T 2	EMERGENCE femoral rasp size 2	35559	03701271013450	C2a
H42 103	Rape fémorale EMERGENCE T 3	EMERGENCE femoral rasp size 3	35559	03701271013443	C2a
H42 104	Rape fémorale EMERGENCE T 4	EMERGENCE femoral rasp size 4	35559	03701271013436	C2a
H42 105	Rape fémorale EMERGENCE T 5	EMERGENCE femoral rasp size 5	35559	03701271013429	C2a
H42 106	Rape fémorale EMERGENCE T 6	EMERGENCE femoral rasp size 6	35559	03701271013412	C2a
H42 200	Col d'essai EMERGENCE T 0	EMERGENCE trial neck size 0	58481	03701271013405	C2a
H42 201	Col d'essai EMERGENCE T 1	EMERGENCE trial neck size 1	58481	03701271013399	C2a
H42 202	Col d'essai EMERGENCE T 2	EMERGENCE trial neck size 2	58481	03701271013382	C2a
H42 203	Col d'essai EMERGENCE T 3	EMERGENCE trial neck size 3	58481	03701271013375	C2a
H42 204	Col d'essai EMERGENCE T 4	EMERGENCE trial neck size 4	58481	03701271013368	C2a
H42 205	Col d'essai EMERGENCE T 5	EMERGENCE trial neck size 5	58481	03701271013351	C2a
H42 206	Col d'essai EMERGENCE T 6	EMERGENCE trial neck size 6	58481	03701271013344	C2a
H42 300	Col d'essai XPERT 12/14 T0 col standard	XPERT 12/14 trial neck S0 standard neck	58481	03701271033946	C2a
H42 301	Col d'essai XPERT 12/14 T1 col standard	XPERT 12/14 trial neck S1 standard neck	58481	03701271033939	C2a
H42 302	Col d'essai XPERT 12/14 T2 col standard	XPERT 12/14 trial neck S2 standard neck	58481	03701271033922	C2a
H42 303	Col d'essai XPERT 12/14 T3 col standard	XPERT 12/14 trial neck S3 standard neck	58481	03701271033915	C2a
H42 304	Col d'essai XPERT 12/14 T4 col standard	XPERT 12/14 trial neck S4 standard neck	58481	03701271033908	C2a
H42 305	Col d'essai XPERT 12/14 T5 col standard	XPERT 12/14 trial neck S5 standard neck	58481	03701271033892	C2a
H42 306	Col d'essai XPERT 12/14 T6 col standard	XPERT 12/14 trial neck S6 standard neck	58481	03701271033885	C2a
H42 311	Col d'essai XPERT 12/14 T1 col long	XPERT 12/14 trial neck S1 long neck	58481	03701271033878	C2a
H42 312	Col d'essai XPERT 12/14 T2 col long	XPERT 12/14 trial neck S2 long neck	58481	03701271033861	C2a
H42 313	Col d'essai XPERT 12/14 T3 col long	XPERT 12/14 trial neck S3 long neck	58481	03701271033854	C2a
H42 314	Col d'essai XPERT 12/14 T4 col long	XPERT 12/14 trial neck S4 long neck	58481	03701271033847	C2a
H42 315	Col d'essai XPERT 12/14 T5 col long	XPERT 12/14 trial neck S5 long neck	58481	03701271033830	C2a
H42 321	Col d'essai XPERT 12/14 T1 col varié	XPERT 12/14 trial neck S1 varus neck	58481	03701271033823	C2a
H42 9000	Panier tige EMERGENCE	Autoclave case with lid for EMERGENCE stem	12143	03701271013320	C1
H42 9001	Panier tige XPERT 12/14 voie postérieure	XPERT 12/14 tray posterior approach	12143	03701271033779	C1
H42 9100	Ancillaire tige EMERGENCE voir check-list jointe	EMERGENCE stem set see list of contents	44742	03701271013313	C1r
H42 9100008	Manche de fraise à calcar	Calcar reamer handle	36249	03701271013290	C2a
H42 9150000	Râpe XPERT monobloc taille 0	XPERT rasp S0	35559	03701271013283	C2a
H42 9150001	Râpe XPERT modulaire taille 1	XPERT rasp S1	35559	03701271013276	C2a
H42 9150002	Râpe XPERT modulaire taille 2	XPERT rasp S2	35559	03701271013269	C2a
H42 9150003	Râpe XPERT modulaire taille 3	XPERT rasp S3	35559	03701271013252	C2a
H42 9150004	Râpe XPERT modulaire taille 4	XPERT rasp S4	35559	03701271013245	C2a
H42 9150005	Râpe XPERT modulaire taille 5	XPERT rasp S5	35559	03701271013238	C2a
H42 9150006	Râpe XPERT modulaire taille 6	XPERT rasp S6	35559	03701271013221	C2a
H42 9151001	Col d'essai XPERT standard T1	XPERT standard trial neck S1	58481	03701271013214	C2a
H42 9151002	Col d'essai XPERT standard T2	XPERT standard trial neck S2	58481	03701271013207	C2a
H42 9151003	Col d'essai XPERT standard T3	XPERT standard trial neck S3	58481	03701271013191	C2a
H42 9151004	Col d'essai XPERT standard T4	XPERT standard trial neck S4	58481	03701271013184	C2a
H42 9151005	Col d'essai XPERT standard T5	XPERT standard trial neck S5	58481	03701271013177	C2a
H42 9151006	Col d'essai XPERT standard T6	XPERT standard trial neck S6	58481	03701271013160	C2a
H42 9152001	Col d'essai XPERT long T1	XPERT long trial neck S1	58481	03701271013153	C2a
H42 9152002	Col d'essai XPERT long T2	XPERT long trial neck S2	58481	03701271013146	C2a
H42 9152003	Col d'essai XPERT long T3	XPERT long trial neck S3	58481	03701271013139	C2a
H42 9152004	Col d'essai XPERT long T4	XPERT long trial neck S4	58481	03701271013122	C2a
H42 9152005	Col d'essai XPERT long T5	XPERT long trial neck S5	58481	03701271013115	C2a
H42 9153001	Col d'essai XPERT varié T1	XPERT trial neck S1	58481	03701271013108	C2a
H42 9153002	Col d'essai XPERT varié T2	XPERT trial neck S2	58481	03701271013092	C2a
H42 9153003	Col d'essai XPERT varié T3	XPERT trial neck S3	58481	03701271013085	C2a
H42 9153004	Col d'essai XPERT varié T4	XPERT trial neck S4	58481	03701271013078	C2a
H42 9153005	Col d'essai XPERT varié T5	XPERT trial neck S5	58481	03701271013061	C2a
H42 9160000	Tige d'essai X-PERT taille 0	XPERT trial stem S0	58481	03701271013054	C2a
H42 9210220	Tête d'essai XPERT Ø 22,2/ 0	XPERT trial head Ø22,2/0	58479	03701271012989	C2a
H42 9210222	Tête d'essai XPERT Ø 22,2/ +2	XPERT trial head Ø22,2/+2	58479	03701271012972	C2a
H42 9210224	Tête d'essai XPERT Ø 22,2/ +4	XPERT trial head Ø22,2/+4	58479	03701271012965	C2a
H42 9210280	Tête d'essai XPERT Ø 28/ 0	XPERT trial head Ø28/0	58479	03701271012958	C2a
H42 9210283	Tête d'essai XPERT Ø 28/ +3,5	XPERT trial head Ø28/+3,5	58479	03701271012941	C2a
H42 9212220	Tête d'essai XPERT Ø 22,2/ -2	XPERT trial head Ø22,2/-2	58479	03701271012934	C2a
H42 9213280	Tête d'essai XPERT Ø 28/ -3,5	XPERT trial head Ø28/-3,5	58479	03701271012927	C2a
H44 002	Corps long de clé à cliquet pour cotyle vissé	Ext (long) for ratchet wrench for screw cup	13180	03701271012903	C1r
H44 003	Vis de clé à cliquets pour cotyle vissé	Screw for ratchet wrench for screw cup	47779	03701271012897	C1r

Code article	Désignation	Designation	Code GMDN	Code UDI	CLASSE
H44 004	Manche inverseur clé à cliquet pour cotyle vissé	Ratchet wrench handle for screw cup	47829	03701271012880	C1
H44 005	Pommeau de clé à cliquets pour cotyle vissé	Removable pommel for screw cup	13180	03701271012873	C1r
H44 006	Corps court de clé à cliquets pour flasque de vissage	Ext (short) for ratchet wrench for screw cup	13180	03701271012866	C1r
H44 007	Entretoise de clé à cliquets cotyle vissé à flasque	Brace for ratchet wrench for screw cup	13180	03701271012859	C1r
H46 003	Vis d'assemblage pour tige et viseur stemsys verrouillée	Assembling screw for stem & Targeting device STEMSYS	47779	03701271012842	C1r
H46 004	Tasseur à spongieux métaphysaire	Metaphyseal bone pusher	13180	03701271012835	C1r
H46 005	Ciseau à spongieux courbe mini-invasif	Curved bone chisel	12844	03701271012828	C1r
H46 006	Embout tasseur de spongieux	Bone pusher nozzle	32856	03701271012811	C1r
H46 009	Râpe fémorale STEMSYS taille 9 voies antérieures	Stemsys rasp size 9 Anterior approach	35559	03701271012804	C2a
H46 010	Râpe fémorale STEMSYS taille10 Voies antérieures	Stemsys rasp size 10 Anterior approach	35559	03701271012798	C2a
H46 011	Râpe fémorale STEMSYS taille11 Voies antérieures	Stemsys rasp size 11 Anterior approach	35559	03701271012781	C2a
H46 012	Râpe fémorale STEMSYS taille12 Voies antérieures	Stemsys rasp size 12 Anterior approach	35559	03701271012774	C2a
H46 013	Râpe fémorale STEMSYS taille13 Voies antérieures	Stemsys rasp size 13 Anterior approach	35559	03701271012767	C2a
H46 014	Râpe fémorale STEMSYS taille14 Voies antérieures	Stemsys rasp size 14 Anterior approach	35559	03701271012750	C2a
H46 015	Râpe fémorale STEMSYS taille15 Voies antérieures	Stemsys rasp size 15 Anterior approach	35559	03701271012743	C2a
H46 016	Râpe fémorale STEMSYS taille16 Voies antérieures	Stemsys rasp size 16 Anterior approach	35559	03701271012736	C2a
H46 018	Râpe fémorale STEMSYS taille18 Voies antérieures	Stemsys rasp size 18 Anterior approach	35559	03701271012729	C2a
H46 020	Râpe fémorale STEMSYS taille20 Voies antérieures	Stemsys rasp size 20 Anterior approach	35559	03701271012712	C2a
H46 021	Tournevis long 6 pans de 3,5mm pour viseur monobloc	3,5mm Long screwdriver For jig	33968	03701271023633	C1r
H46 022	Douille de préhension de vis	Sleeve for screw holder	47815	03701271012699	C1r
H46 023	Mèche de perçage Ø4,5 Lg 233	Ø4,5 drill lg 233 mm	32390	03701271012682	C2a
H46 024	Douille mère longue de visée	Main sleeve	47815	03701271012675	C1r
H46 025	Canon de perçage long Dia. 4,5mm	Ø4,5 Sleeve for drill	35095	03701271012668	C1r
H46 026	Jauge droite longue ±1 mm de vis clavette	Depth gauge	32845	03701271012651	C1m
H46 027	Viseur pour stemsys de revision verrouillée taille 12 à 20	Jig for Stemsys locking stems Size 12 to 20	59009	03701271012644	C1r
H46 028	Rallonge de viseur stemsys verrouillée taille 12L-12XL	Jig extension for 12L-12XL Stemsys locking stems	13180	03701271012637	C1r
H46 029	Vis d'assemblage pour rallonge de viseur stemsys verrouillée	Long nut for jig extension	47779	03701271012620	C1r
H46 030	Tournevis en T 6 pans de 8mm	T- screwdriver 8mm	33968	03701271020687	C1r
H46 031	Viseur pour stemsys revision verrouillée taille 12 à 12XL	Jig for stemsys locking stems size 12 to 12XL	59009	03701271033748	C1r
H46 032	Pointeau de préparation	Preparation punch	13180	03701271033731	C1r
H46 109	Râpe STEMSYS T.9 femelle	Stemsys broach S.9 Female connector	35559	03701271012606	C2a
H46 110	Râpe STEMSYS T10 femelle	Stemsys broach S.10 Female connector	35559	03701271012590	C2a
H46 111	Râpe STEMSYS T11 femelle	Stemsys broach S.11 Female connector	35559	03701271012583	C2a
H46 112	Râpe STEMSYS T12 femelle	Stemsys broach S.12 Female connector	35559	03701271012576	C2a
H46 113	Râpe STEMSYS T13 femelle	Stemsys broach S.13 Female connector	35559	03701271012569	C2a
H46 114	Râpe STEMSYS T14 femelle	Stemsys broach S.14 Female connector	35559	03701271012552	C2a
H46 115	Râpe STEMSYS T15 femelle	Stemsys broach S.15 Female connector	35559	03701271012545	C2a
H46 116	Râpe STEMSYS T16 femelle	Stemsys broach S.16 Female connector	35559	03701271012538	C2a
H46 118	Râpe STEMSYS T18 femelle	Stemsys broach S.18 Female connector	35559	03701271012521	C2a
H46 120	Râpe STEMSYS T20 femelle	Stemsys broach S.20 Female connector	35559	03701271012514	C2a
H46 9000	Panier STEMSYS	STEMSYS tray	12143	03701271012507	C1
H46 9001	Panier STEMSYS Révision fendue	STEMSYS slotted revision tray	12143	03701271012491	C1
H46 9002	Panier STEMSYS Révis. verrouil complément	STEMSYS locked revision tray	12143	03701271012484	C1
H46 9003	Panier STEMSYS Révis. verrouil complet	STEMSYS locked revision tray	12143	03701271012477	C1
H46 9004	Panier STEMSYS femelle manches droits	STEMSYS tray - female with straight handles	12143	03701271012460	C1
H46 9005	Panier STEMSYS femelle manches décalés	STEMSYS tray - female with offset handles	12143	03701271012453	C1
H46 9008	Panier STEMSYS Révision	tray for STEMSYS revision kit	12143	03701271032345	C1
H46 9009	Panier STEMSYS Révision complément verrouillées	tray for STEMSYS revision kit complement for locked stem	12143	03701271032338	C1
H46 9014	Couvercle panier HAGAP femelle avec manches droits	Lid for HAGAP instrum. set female with straight handles	12143	03701271012446	C1
H46 9015	Couvercle panier HAGAP femelle avec manches décalés	Lid for HAGAP set female with offset handles	12143	03701271012439	C1
H46 9018	Couvercle panier HAGAP femelle avec manches DAA	Lid for HAGAP set female with DAA handles	12143	03701271012422	C1
H46 9054	Couvercle panier	Lid for HAGAP set female with offset handles	12143	03701271012415	C1
H46 9055	Couvercle panier	Lid for HAGAP set female with offset handles	12143	03701271012408	C1
H46 9058	Couvercle panier STEMSYS révision	Lid for STEMSYS revision tray	12143	03701271032321	C1
H46 9059	Couvercle panier STEMSYS révision compl. verrouillées	Lid for STEMSYS revision tray complement for locked stem	12143	03701271032314	C1
H46 9100	Ancillaire STEMSYS Rapes males piquées H50	Stemsys stem instrument set see list of contents	44742	03701271012392	C1r
H46 9101	Ancil. STEMSYS révision fendue Voir check-list jointe	STEMSYS slotted revision set see list of contents	44742	03701271012385	C1r
H46 9102	Ancil.STEMSYS révis. verrouil. Voir check-list jte complément	STEMSYS locked revision set complement - see checklist	44742	03701271012378	C1r
H46 9103	Ancil.STEMSYS révis. verrouil. Autonome Voir check-list jte	STEMSYS locked revision set independent - see checklist	44742	03701271012361	C1r
H46 9104	Ancillaire STEMSYS femelle H73 avec manches droits	STEMSYS H73 stem set - female with straight handles	44742	03701271012354	C1r
H46 9105	Ancillaire STEMSYS femelle H73 avec manches décalés	STEMSYS H73 stem set - female with offset handles	44742	03701271012347	C1r
H46 9106	Ancillaire STEMSYS femelle H45 avec manches droits	STEMSYS H45 stem set - female with straight handles	44742	03701271012330	C1r
H46 9107	Ancillaire STEMSYS femelle H45 avec manches décalés	STEMSYS H45 stem set - female with offset handles	44742	03701271012323	C1r
H46 9108	Ancillaire STEMSYS révision	STEMSYS rev. instrument set	44742	03701271032666	C1r
H46 9109	Ancillaire STEMSYS révision complément verrouillées	STEMSYS rev. instrument set complement for locked stem	44742	03701271032659	C1r
H46 9114	Ancillaire HAGAP femelle avec manches droits	HAGAP instrumentation set female with straight handles	44742	03701271012316	C1r
H46 9115	Ancillaire HAGAP femelle avec manches décalés	HAGAP instrumentation set female with offset handle	44742	03701271012309	C1r
H46 9118	Ancillaire HAGAP femelle avec manches DAA	HAGAP instrumentation set female with DAA handles	44742	03701271012293	C1r
H46 R010	Râpe fémorale STEMSYS T10 Révision denture piquée	STEMSYS Revision rasp S10 Toothed rasp	35559	03701271012262	C2a
H46 R012	Râpe fémorale STEMSYS T12 Révision denture piquée	STEMSYS Revision rasp S12 Toothed rasp	35559	03701271012255	C2a
H46 R012L	Râpe fémorale STEMSYS T12L Révision denture piquée	STEMSYS Revision rasp S12L Toothed rasp	35559	03701271012248	C2a
H46 R012XL	Râpe fémorale STEMSYS T12XL Révision denture piquée	STEMSYS Revision rasp S12XL Toothed rasp	35559	03701271012231	C2a
H46 R014	Râpe fémorale STEMSYS T14 Révision denture piquée	STEMSYS Revision rasp S14 Toothed rasp	35559	03701271012224	C2a
H46 R016	Râpe fémorale STEMSYS T16 Révision denture piquée	STEMSYS Revision rasp S16 Toothed rasp	35559	03701271012217	C2a
H46 R018	Râpe fémorale STEMSYS T18 Révision denture piquée	STEMSYS Revision rasp S18 Toothed rasp	35559	03701271012200	C2a
H46 TR10	Tige d'essai STEMSYS T10 Revision fendue	STEMSYS revision trial stem Slotted S10	58481	03701271012194	C2a
H46 TR12	Tige d'essai STEMSYS T12 Revision fendue	STEMSYS revision trial stem Slotted S12	58481	03701271012187	C2a
H46 TR14	Tige d'essai STEMSYS T14 Revision fendue	STEMSYS revision trial stem Slotted S14	58481	03701271012170	C2a
H46 TR16	Tige d'essai STEMSYS T16 Revision fendue	STEMSYS revision trial stem Slotted S16	58481	03701271012163	C2a
H46 TR18	Tige d'essai STEMSYS T18 Revision fendue	STEMSYS revision trial stem Slotted S18	58481	03701271012156	C2a
H46 TR20	Tige d'essai STEMSYS T20 Revision fendue	STEMSYS revision trial stem Slotted S20	58481	03701271012149	C2a
H50 003	Col d'essai HACTIV 12/14 Standard	Hactiv trial neck 12/14 Standard	58481	03701271012132	C2a
H50 004	Axe repère d'antéversion	Tommy bar	13180	03701271012125	C1r
H50 005	Col d'essai HACTIV 12/14 Latéralisé	Hactiv trial neck High offset	58481	03701271012118	C2a
H50 007	Râpe fémorale HACTIV taille 7	Hactiv femoral broach size 7 Toothed rasp	35559	03701271012101	C2a
H50 008	Râpe fémorale HACTIV taille 8	Hactiv femoral broach size 8 Toothed rasp	35559	03701271012095	C2a
H50 009	Râpe fémorale HACTIV taille 9	Hactiv and/or cement rasp S9 Toothed rasp	35559	03701271012088	C2a
H50 010	Râpe fémorale HACTIV taille 10	Hactiv and/or cement rasp S10 Toothed rasp	35559	03701271012071	C2a
H50 011	Râpe fémorale HACTIV taille 11	Hactiv and/or cement rasp S11 Toothed rasp	35559	03701271012064	C2a
H50 012	Râpe fémorale HACTIV taille 12	Hactiv and/or cement rasp S12 Toothed rasp	35559	03701271012057	C2a
H50 013	Râpe fémorale HACTIV taille 13	Hactiv and/or cement rasp S13 Toothed rasp	35559	03701271012040	C2a
H50 014	Râpe fémorale HACTIV taille 14	Hactiv and/or cement rasp S14 Toothed rasp	35559	03701271012033	C2a
H50 015	Râpe fémorale HACTIV taille 15	Hactiv and/or cement rasp S15 Toothed rasp	35559	03701271012026	C2a
H50 016	Râpe fémorale HACTIV taille 16	Hactiv and/or cement rasp S16 Toothed rasp	35559	03701271012019	C2a
H50 018	Râpe fémorale HACTIV taille 18	Hactiv and/or cement rasp S18 Toothed rasp	35559	03701271012002	C2a
H50 020	Râpe fémorale HACTIV taille 20	Hactiv and/or cement rasp S20 Toothed rasp	35559	03701271011999	C2a
H50 022	Col court d'essai 12/14 court pour T7-8 et 9	Hactiv trial short neck 12/14 stem size 7 - 8 and 9	58481	03701271011982	C2a
H50 027	Viseur pour tiges de revision verrouillée taille 12 à 20	Jig for Stemsys locking stems Size 12 to 20	59009	03701271011975	C1r
H50 107	Râpe fémorale HACTIV taille 7 dents pointe diamant	Hactiv femoral broach size 7 Machined rasp	35559	03701271011968	C2a

Code article	Désignation	Designation	Code GMDN	Code UDI	CLASSE
H50 108	Râpe fémorale HACTIV taille 8 dents pointe diamant	Hactiv femoral broach size 8 Machined rasp	35559	03701271011951	C2a
H50 109	Râpe fémorale HACTIV taille 9 dents pointe diamant	Hactiv and/or cemtiv rasp S9 Machined rasp	35559	03701271011944	C2a
H50 110	Râpe fémorale HACTIV taille 10 dents pointe diamant	Hactiv and/or cemtiv rasp S10 Machined rasp	35559	03701271011937	C2a
H50 111	Râpe fémorale HACTIV taille 11 dents pointe diamant	Hactiv and/or cemtiv rasp S11 Machined rasp	35559	03701271011920	C2a
H50 112	Râpe fémorale HACTIV taille 12 dents pointe diamant	Hactiv and/or cemtiv rasp S12 Machined rasp	35559	03701271011913	C2a
H50 113	Râpe fémorale HACTIV taille 13 dents pointe diamant	Hactiv and/or cemtiv rasp S13 Machined rasp	35559	03701271011906	C2a
H50 114	Râpe fémorale HACTIV taille 14 dents pointe diamant	Hactiv and/or cemtiv rasp S14 Machined rasp	35559	03701271011890	C2a
H50 115	Râpe fémorale HACTIV taille 15 dents pointe diamant	Hactiv and/or cemtiv rasp S15 Machined rasp	35559	03701271011883	C2a
H50 116	Râpe fémorale HACTIV taille 16 dents pointe diamant	Hactiv and/or cemtiv rasp S16 Machined rasp	35559	03701271011876	C2a
H50 118	Râpe fémorale HACTIV taille 18 dents pointe diamant	Hactiv and/or cemtiv rasp S18 Machined rasp	35559	03701271011869	C2a
H50 120	Râpe fémorale HACTIV taille 20 dents pointe diamant	Hactiv and/or cemtiv rasp S20 Machined rasp	35559	03701271011852	C2a
H50 9000	Panier HACTIV avec couvercle	HACTIV Autoclave case with lid	12143	03701271011845	C1
H50 9001	Panier HACTIV INOX	Autoclave case with lid	12143	03701271011838	C1
H50 9003	Panier alésor et tige d'essai	Trial stem & distal reamer tray	12143	03701271011814	C1
H50 9010	Panier HAGAP Amplitude avec couvercle	Autoclave case with lid HAGAP Amplitude	12143	03701271011807	C1
H50 9054	Couvercle panier manches droits Stemsys Hactiv	Lid for Hactiv-Stemsys female broach set - standard handles	12143	03701271011791	C1
H50 9055	Couvercle panier équipé manches décalés Stemsys Hactiv	Lid for Stemsys-Hactiv female broach set - offset handles	12143	03701271011784	C1
H50 9100	Ancillaire HACTIV Voir check-list jointe	Hactiv stem instrument set see list of contents	44742	03701271011777	C1r
H50 9101	Ancillaire REACTIV Voir check-list jointe	Reactiv instrument set See list of contents	44742	03701271011760	C1r
H50 9103	Ancillaire alésage de reprise avec tiges d'essai REACTIV	Reaming revision set With reactiv trial stem	44742	03701271011753	C1r
H50 9104	Instrum. HACTIV voie post. Râpes connexion femelle	HACTIV Instrum. set Post ap. Female connection broaches	44742	03701271011746	C1r
H50 9105	Instrum. HACTIV voie Latérale Râpes connexion femelle	HACTIV instrum. set Later. ap. Female connection broaches	44742	03701271011739	C1r
H50 9110	Ancillaire HAGAP Amplitude Voir check-list jointe	HAGAP - AMPLITUDE set see list of contents	44742	03701271011722	C1r
H50 9111	Anc. HAGAP Amplitude femelle Voir check-list jointe	HAGAP - AMPLITUDE set female handles - see checklist	44742	03701271011715	C1r
H50 9120	Ancillaire HELMED II Voir check-list jointe	HELMED II set see list of contents	44742	03701271011708	C1r
H50 AC10	Alésor fémoral Ø10x200	Distal reamer Ø10x200	45115	03701271011692	C1r
H50 AC11	Alésor fémoral Ø11x200	Distal reamer Ø11x200	45115	03701271011685	C1r
H50 AC12	Alésor fémoral Ø12x200	Distal reamer Ø12x200	45115	03701271011678	C1r
H50 AC13	Alésor fémoral Ø13x200	Distal reamer Ø13x200	45115	03701271011661	C1r
H50 AC14	Alésor fémoral Ø14x200	Distal reamer Ø14x200	45115	03701271011654	C1r
H50 R012	Râpe fémorale REACTIV T12 denture piquée	Reactiv toothed rasp size 12	35559	03701271011647	C2a
H50 R014	Râpe fémorale REACTIV T14 denture piquée	Reactiv toothed rasp size 14	35559	03701271011630	C2a
H50 R016	Râpe fémorale REACTIV T16 denture piquée	Reactiv toothed rasp size 16	35559	03701271011623	C2a
H50 R018	Râpe fémorale REACTIV T18 denture piquée	Reactiv toothed rasp size 18	35559	03701271011616	C2a
H50 R020	Râpe fémorale REACTIV T20 denture piquée	Reactiv toothed rasp size 20	35559	03701271011609	C2a
H50 TR12	Tige d'essai REACTIV T12	REACTIV Trial stem S12	58481	03701271011593	C2a
H50 TR14	Tige d'essai REACTIV T14	REACTIV Trial stem S14	58481	03701271011586	C2a
H50 TR16	Tige d'essai REACTIV T16	REACTIV Trial stem S16	58481	03701271011579	C2a
H50 TR18	Tige d'essai REACTIV T18	REACTIV Trial stem S18	58481	03701271011562	C2a
H50 TR20	Tige d'essai REACTIV T20	REACTIV Trial stem S20	58481	03701271011555	C2a
H52 007	Corps d'impacteur cotyle double mobilité	Outer body impactor handle for dual mobility cups	59009	03701271011524	C1r
H52 008	Vis d'impacteur cotyle double mobilité	Inner shaft impactor for dual mobility cups	47779	03701271011517	C1r
H52 010	Embout orienteur de cotyle	Cup positioner & impactor end piece	32856	03701271011500	C1r
H52 011	Impacteur droit pour plots	Straight impactor for pegs	32878	03701271011494	C1r
H52 014	Poussoir de tête pour presse	Pushing nozzle for press For femoral head	32856	03701271011487	C1r
H52 017	Jauge de longueur de vis ±1 mm droite	Straight screw length measurer	32845	03701271011470	C1m
H52 018	Fer de cambrage	Flange bender	13180	03701271011463	C1r
H52 020	Sphère d'impaction	Impaction ball	32856	03701271011456	C1r
H52 021	Embout orienteur de cotyle Raccord M14	Cup orientation guide	32856	03701271011449	C1r
H52 023	Poussoir d' insert mobile Rallongé	Long pushing nozzle for press	32856	03701271011432	C1r
H52 024	Impacteur coudé monobloc pour plots	Curved impactor for pegs	32878	03701271011425	C1r
H52 027	Embout de presse à insert pour tiges Chamley	Pushing nozzle for press For Chamley stem	13180	03701271011418	C1r
H52 028	Rondelle d'appui pour centreur pour presse	Washer for head centralizer for press	13180	03701271011401	C1r
H52 030	Vis de presse à insert clipable	Threaded inserter of heads into inserts (part of press)	47779	03701271011395	C1r
H52 031	Centreur de tête cône 10/12	10/12 head positioning cone for press	13180	03701271011388	C1r
H52 032	Centreur de tête cône 12/14	Femoral head centralizer Taper 12/14	13180	03701271011371	C1r
H52 033	Presse à insert	Insert press	13180	03701271011364	C1r
H52 034	Centreur de tête cône 8/10	Cone 8/10 head centralizer	13180	03701271011357	C1r
H52 035	Poussoir d' insert mobile pour presse et réduction	Mobile insert adaptor	32856	03701271011340	C1r
H52 036	Préhenseur impacteur courbe à cotyle double mobilité	Cup holder and impactor	12696	03701271011333	C1r
H52 037	Impacteur coudé à butée pour plots	Curved impactor for pegs for tripode cup	32878	03701271011326	C1r
H52 038	Extracteur de plot à cardan pour cupules tripodes	Extractor for tripode pegs with universal joint	12696	03701271011319	C1r
H52 040	Conformateur de plot tripode Pour Capote T	Tripode peg conformator For Capote T	13180	03701271011302	C1r
H52 0444	Cotyle d'essai Ø44	Trial cup Ø44	58480	03701271034547	C2a
H52 0445	Cotyle d'essai Ø45	Trial cup Ø45	58480	03701271034530	C2a
H52 0446	Cotyle d'essai Ø46	Trial cup Ø46	58480	03701271034523	C2a
H52 0447	Cotyle d'essai Ø47	Trial cup Ø47	58480	03701271034516	C2a
H52 0448	Cotyle d'essai Ø48	Trial cup Ø48	58480	03701271034509	C2a
H52 0449	Cotyle d'essai Ø49	Trial cup Ø49	58480	03701271034493	C2a
H52 0450	Cotyle d'essai Ø50	Trial cup Ø50	58480	03701271034486	C2a
H52 0451	Cotyle d'essai Ø51	Trial cup Ø51	58480	03701271034479	C2a
H52 0452	Cotyle d'essai Ø52	Trial cup Ø52	58480	03701271034462	C2a
H52 0453	Cotyle d'essai Ø53	Trial cup Ø53	58480	03701271034455	C2a
H52 0454	Cotyle d'essai Ø54	Trial cup Ø54	58480	03701271034448	C2a
H52 0455	Cotyle d'essai Ø55	Trial cup Ø55	58480	03701271034431	C2a
H52 0456	Cotyle d'essai Ø56	Trial cup Ø56	58480	03701271034424	C2a
H52 0457	Cotyle d'essai Ø57	Trial cup Ø57	58480	03701271034417	C2a
H52 0458	Cotyle d'essai Ø58	Trial cup Ø58	58480	03701271034400	C2a
H52 0459	Cotyle d'essai Ø59	Trial cup Ø59	58480	03701271034394	C2a
H52 0460	Cotyle d'essai Ø60	Trial cup Ø60	58480	03701271034387	C2a
H52 0461	Cotyle d'essai Ø61	Trial cup Ø61	58480	03701271034370	C2a
H52 0462	Cotyle d'essai Ø62	Trial cup Ø62	58480	03701271034363	C2a
H52 0463	Cotyle d'essai Ø63	Trial cup Ø63	58480	03701271034356	C2a
H52 0464	Cotyle d'essai Ø64	Trial cup Ø64	58480	03701271034349	C2a
H52 0465	Cotyle d'essai Ø65	Trial cup Ø65	58480	03701271034332	C2a
H52 0466	Cotyle d'essai Ø66	Trial cup Ø66	58480	03701271034325	C2a
H52 064	Impacteur de plot encliquetable coudé	Curved impactor for peg	32856	03701271034318	C1r
H52 065	Fer de cambrage encliquetable	Snap-on plate bending tool	13180	03701271034301	C1r
H52 066	Embout orienteur de cotyle M12	Cup orientation tip	32878	03701271034295	C1r
H52 067	Embout impacteur réducteur M12	Reductor impactor tip M12	32878	03701271034288	C1r
H52 068	Tige universelle encliquetable Connexion M10/M12	Universal snap-on M10/M12 connector	32878	03701271034271	C1r
H52 069	Préhenseur de cotyle	Cups holder and impactor	32856	03701271034264	C1r
H52 070	Tige d'orientation clipable	Ø Clip orientation device	32878	03701271034257	C1r
H52 2228	Adaptateur pour insert d'essai tête Ø 22.2	Trial insert adaptor For Ø22.2 heads	13180	03701271011296	C1r
H52 2245	Insert de préhension de cotyle 44-45 double mobilité	Cup impaction tip Ø44-45	32856	03701271011289	C1r
H52 2247	Insert de préhension de cotyle 46-47 double mobilité	Cup impaction tip Ø46-47	32856	03701271011272	C1r
H52 2249	Insert de préhension de cotyle 48-49 double mobilité	Cup impaction tip Ø48-49	32856	03701271011265	C1r
H52 2251	Insert de préhension de cotyle 50-51 double mobilité	Cup impaction tip Ø50-51	32856	03701271011258	C1r
H52 2253	Insert de préhension de cotyle 52-53 double mobilité	Cup impaction tip Ø52-53	32856	03701271011241	C1r

Code article	Désignation	Designation	Code GMDN	Code UDI	CLASSE
H52 2255	Insert de préhension de cotyle 54-55 double mobilité	Cup impaction tip Ø54-55	32856	03701271011234	C1r
H52 2257	Insert de préhension de cotyle 56-57 double mobilité	Cup impaction tip Ø56-57	32856	03701271011227	C1r
H52 2259	Insert de préhension de cotyle 58-59 double mobilité	Cup impaction tip Ø58-59	32856	03701271011210	C1r
H52 2261	Insert de préhension de cotyle 60-61 double mobilité	Cup impaction tip Ø60-61	32856	03701271011203	C1r
H52 2263	Insert de préhension de cotyle 62-63 double mobilité	Cup impaction tip Ø62-63	32856	03701271011197	C1r
H52 2265	Insert de préhension de cotyle 64-65-66 doublemobilité	Cup impaction tip Ø64-65-66	32856	03701271011180	C1r
H52 3250	Guide de perçage pour plots et vis de cotyle	Drill guide for pegs & screws	35095	03701271011173	C1r
H52 9002	Panier inférieur CAPITOLE	Capitole lower tray	12143	03701271011159	C1
H52 9003	Panier supérieur CAPITOLE	Capitole upper tray	12143	03701271011142	C1
H52 9004	Panier CAPITOLE ITR courbe	CAPITOLE ITR autoclave case	12143	03701271011135	C1
H52 9050	Couvercle panier ancillaire CAPITOLE I,T,R	Lid for instrument tray CAPITOLE I, T, R	12143	03701271032208	C1
H52 9051	Couvercle panier ancillaire CAPITOLE I,T,R impact. courbe	Lid for instrument tray CAPITOLE I,T,R, curv. impactor	12143	03701271032192	C1
H52 9100	Ancillaire CAPITOLE I, T et R Voir check-list jointe	CAPITOLE I, T, R set see list of contents	44742	03701271011128	C1r
H52 9101	Ancillaire CAPITOLE ITR courb Voir check-list jointe	CAPITOLE cup I T R set with curved impactor	44742	03701271011111	C1r
H52 M2245	Insert mobile d'essai Ø 22/44-45	Ø 22/44-45 trial mobile insert	58480	03701271011104	C2a
H52 M2845	Insert mobile d'essai Ø 28/44-45	Ø 28/44-45 trial mobile insert	58480	03701271034561	C2a
H52 M2847	Insert mobile d'essai Ø 28/46-47	Ø 28/46-47 trial mobile insert	58480	03701271011098	C2a
H52 M2849	Insert mobile d'essai Ø 28/48-49	Ø 28/48-49 trial mobile insert	58480	03701271011081	C2a
H52 M2851	Insert mobile d'essai Ø 28/50-51	Ø 28/50-51 trial mobile insert	58480	03701271011074	C2a
H52 M2853	Insert mobile d'essai Ø 28/52-53	Ø 28/52-53 trial mobile insert	58480	03701271011067	C2a
H52 M2855	Insert mobile d'essai Ø 28/54-55	Ø 28/54-55 trial mobile insert	58480	03701271011050	C2a
H52 M2857	Insert mobile d'essai Ø 28/56-57	Ø 28/56-57 trial mobile insert	58480	03701271011043	C2a
H52 M2859	Insert mobile d'essai Ø 28/58-59	Ø 28/58-59 trial mobile insert	58480	03701271011036	C2a
H52 M2861	Insert mobile d'essai Ø 28/60-61	Ø 28/60-61 trial mobile insert	58480	03701271011029	C2a
H52 M2863	Insert mobile d'essai Ø 28/62-63	Ø 28/62-63 trial mobile insert	58480	03701271011012	C2a
H52 M2865	Insert mobile d'essai Ø 28/64-65-66	Trial mobile insert Ø 28/64-65-66	58480	03701271011005	C2a
H52 P45	Platine d'expansion cotyle double mobilité Ø44-45	Expanding cup holder end piece Ø44-45	32856	03701271010992	C1r
H52 P47	Platine d'expansion cotyle double mobilité Ø46-47	Expanding cup holder end piece Ø46-47	32856	03701271010985	C1r
H52 P49	Platine d'expansion cotyle double mobilité Ø48-49	Expanding cup holder end piece Ø48-49	32856	03701271010978	C1r
H52 P51	Platine d'expansion cotyle double mobilité Ø50-51	Expanding cup holder end piece Ø50-51	32856	03701271010961	C1r
H52 P53	Platine d'expansion cotyle double mobilité Ø52-53	Expanding cup holder end piece Ø52-53	32856	03701271010954	C1r
H52 P55	Platine d'expansion cotyle double mobilité Ø54-55	Expanding cup holder end piece Ø54-55	32856	03701271010947	C1r
H52 P57	Platine d'expansion cotyle double mobilité Ø56-57	Expanding cup holder end piece Ø56-57	32856	03701271010930	C1r
H52 P59	Platine d'expansion cotyle double mobilité Ø58-59	Expanding cup holder end piece Ø58-59	32856	03701271010923	C1r
H52 P61	Platine d'expansion cotyle double mobilité Ø60-61	Expanding cup holder end piece Ø60-61	32856	03701271010916	C1r
H52 P63	Platine d'expansion cotyle double mobilité Ø62-63	Expanding cup holder end piece Ø62-63	32856	03701271010909	C1r
H52 P65	Platine d'expansion cotyle double mob. Ø64-65-66	Expanding cup holder end piece Ø64-65-66	32856	03701271010893	C1r
H52 PL45	Platine d'expansion 44-45 Pour cotyles DM	Expansion plate 44 - 45 Dual mobility acetabular	32856	03701271034240	C1r
H52 PL47	Platine d'expansion 46-47 Pour cotyles DM	Expansion plate 46 - 47 Dual mobility acetabular	32856	03701271034233	C1r
H52 PL49	Platine d'expansion 48-49 Pour cotyles DM	Expansion plate 48 - 49 Dual mobility acetabular	32856	03701271034226	C1r
H52 PL51	Platine d'expansion 50-51 Pour cotyles DM	Expansion plate 50 - 51 Dual mobility acetabular	32856	03701271034219	C1r
H52 PL53	Platine d'expansion 52-53 Pour cotyles DM	Expansion plate 52-53 Dual mobility acetabular	32856	03701271034202	C1r
H52 PL55	Platine d'expansion 54-55 Pour cotyles DM	Expansion plate 54-55 Dual mobility acetabular	32856	03701271034196	C1r
H52 PL57	Platine d'expansion 56-57 Pour cotyles DM	Expansion plate 56-57 Dual mobility acetabular	32856	03701271034189	C1r
H52 PL59	Platine d'expansion 58-59 Pour cotyles DM	Expansion plate 58-59 Dual mobility acetabular	32856	03701271034172	C1r
H52 PL61	Platine d'expansion 60-61 Pour cotyles DM	Expansion plate 60-61 Dual mobility acetabular	32856	03701271034165	C1r
H52 PL63	Platine d'expansion 62-63 Pour cotyles DM	Expansion plate 62-63 Dual mobility acetabular	32856	03701271034158	C1r
H52 PL65	Platine d'expansion 64-65-66 Pour cotyles DM	Expansion plate 64-65-66 Dual mobility acetabular	32856	03701271034141	C1r
H58 209	Râpe striée fémorale T 9 Stemsys MI femelle	Female femoral grooved rasp STEMSYS MI S9	35559	03701271031843	C2a
H58 210	Râpe striée fémorale T 10 Stemsys MI femelle	Female femoral grooved rasp STEMSYS MI S10	35559	03701271031836	C2a
H58 211	Râpe striée fémorale T 11 Stemsys MI femelle	Female femoral grooved rasp STEMSYS MI S11	35559	03701271031829	C2a
H58 212	Râpe striée fémorale T 12 Stemsys MI femelle	Female femoral grooved rasp STEMSYS MI S12	35559	03701271031812	C2a
H58 213	Râpe striée fémorale T 13 Stemsys MI femelle	Female femoral grooved rasp STEMSYS MI S13	35559	03701271031805	C2a
H58 214	Râpe striée fémorale T 14 Stemsys MI femelle	Female femoral grooved rasp STEMSYS MI S14	35559	03701271031799	C2a
H58 215	Râpe striée fémorale T 15 Stemsys MI femelle	Female femoral grooved rasp STEMSYS MI S15	35559	03701271031782	C2a
H58 216	Râpe striée fémorale T 16 Stemsys MI femelle	Female femoral grooved rasp STEMSYS MI S16	35559	03701271031775	C2a
H58 218	Râpe striée fémorale T 18 Stemsys MI femelle	Female femoral grooved rasp STEMSYS MI S18	35559	03701271031768	C2a
H58 220	Râpe striée fémorale T 20 Stemsys MI femelle	Female femoral grooved rasp STEMSYS MI S20	35559	03701271031751	C2a
H58 9000	Panier STEMSYS MI voie postérieure	STEMSYS MI Tray Posterior approach	12143	03701271032185	C1
H58 9001	Panier STEMSYS MI complement. ss couvercle rapes males	STEMSYS MI Complement tray	12143	03701271010688	C1
H58 9002	Panier STEMSYS MI complet	STEMSYS MI Complete	12143	03701271010671	C1
H58 9003	Panier STEMSYS MI complet rapes femelles manches droits	STEMSYS MI - tray for instr. Female rasps with DAA handles	12143	03701271010664	C1
H58 9004	Panier STEMSYS MI complement. Sans couvercle rapes femelles	STEMSYS MI Complementary tray For female rasps / no lid	12143	03701271010657	C1
H58 9005	Panier STEMSYS MI complet rapes femelles manches décalés	STEMSYS MI - Tray for instr. Female rasps w. Offset handles	12143	03701271010640	C1
H58 9006	Panier STEMSYS MI AMP voie postérieure	STEMSYS MI AMP Tray Posterior approach	12143	03701271032178	C1
H58 9007	Panier STEMSYS MI voie antérieure	STEMSYS MI Tray Direct anterior approach	12143	03701271032161	C1
H58 9009	Panier STEMSYS MI voie antéro-latérale	STEMSYS MI Tray Antero-lateral approach	12143	03701271032147	C1
H58 9010	Couvercle STEMSYS MI voie postérieure	STEMSYS MI Lid Posterior approach	12143	03701271032130	C1
H58 9016	Couvercle STEMSYS MI AMP voie postérieure	STEMSYS MI AMP SST Lid Posterior approach	12143	03701271032123	C1
H58 9017	Couvercle STEMSYS MI AMP voie antérieure	STEMSYS MI AMP SST Lid Direct anterior approach	12143	03701271032116	C1
H58 9019	Couvercle STEMSYS MI AMP voie antéro-latérale	STEMSYS MI AMP Lid Antero-lateral approach	12143	03701271032109	C1
H58 9052	Couvercle STEMSYS MI complet	STEMSYS MI Lid Complete	12143	03701271032093	C1
H58 9057	Couvercle STEMSYS MI voie antérieure	STEMSYS MI Lid Anterior approach	12143	03701271032086	C1
H58 9058	Couvercle STEMSYS MI complémentaire femelles	STEMSYS MI Lid Complementary Female	12143	03701271032079	C1
H58 9059	Couvercle STEMSYS MI voie antéro-latérale	STEMSYS MI SST Lid Antero-lateral approach	12143	03701271032062	C1
H58 9103	Ancillaire STEMSYS MI femelle avec manches DAA	STEMSYS MI - instrumentation set - female with DAA handles	44742	03701271010589	C1r
H58 9104	STEMSYS MI Râpes fem Instrumentation Complémentaire	STEMSYS MI - complementary set - female with DAA handles	44742	03701271010572	C1r
H58 9105	Ancillaire STEMSYS MI femelle avec manches décalés	STEMSYS MI - female rasps offset handles - see checklist	44742	03701271010565	C1r
H58 9106	Ancillaire STEMSYS MI femelle avec manches droits	STEMSYS MI - female rasps straight handles see checklist	44742	03701271010558	C1r
H58 9107	Instr. STEMSYS MI voie antérieure	STEMSYS MI Instrument Set Direct anterior approach	44742	03701271032055	C1r
H58 9109	Instr. STEMSYS MI voie antéro-latérale	STEMSYS MI Instrumentation Set Antero-lateral approach	44742	03701271032031	C1r
H58 9110	Instr. STEMSYS MI voie postérieure	STEMSYS MI Instrumentation Set Posterior approach	44742	03701271032024	C1r
H58 9116	Instr. STEMSYS MI AMP voie postérieure	STEMSYS MI AMP Instrument Set Posterior approach	44742	03701271032017	C1r
H58 9117	Instr. STEMSYS MI AMP voie antérieure	STEMSYS MI AMP Instrument Set Direct anterior approach	44742	03701271032000	C1r
H58 9119	Instr. STEMSYS MI AMP voie antéro-latérale	STEMSYS MI AMP Instrumentation Antero-lateral approach	44742	03701271031997	C1r
H62 003	Clé à ergot pour impacteur courbe	T handle for screw To lock curved cup holder	13180	03701271010503	C1r
H62 005	Sphère d'impaction	Impaction spherical tip	32856	03701271010480	C1r
H62 007	Vis d'impacteur courbe pour insert préhension	Screw holder for DM cup For curved cup holder	47779	03701271010473	C1r
H62 008	Vis d'impacteur courbe pour cotyle d'essai	Screw holder for trial DM cup For curved cup holder	47779	03701271010466	C1r
H62 009	Impacteur courbe de cotyle A vis universelle	Curved cup impactor Anterior approach	32878	03701271010459	C1r
H62 010	Vis d'impacteur courbe Universelle	Screw for curved imp	47779	03701271010442	C1r
H62 9001	Panier CAPITOLE U courbe	Capitole U acetabular cup TRAY	12143	03701271010428	C1
H62 9100	Ancillaire CAPITOLE UNIVERSEL Voir check-list jointe	CAPITOLE UNIVERSAL instruments see list of contents	44742	03701271010411	C1r
H62 9101	Ancillaire CAPITOLE U courbe Voir check-list jointe	CAPITOLE UNIVERSAL instruments (see list of contents)	44742	03701271010404	C1r
H66 001	Trochanteromètre Pour tige Opale II	Cutting guide on trochanter	13180	03701271010398	C1r
H66 9100	Ancillaire tige OPALE II voir check-list jointe	Opale II stem anatomical stem see list of contents	44742	03701271010350	C1r
H66 9104	Râpes D et G longues OPALE IIvoir check-list jointe	Opale II standard rasps set see list of contents	44742	03701271010336	C1r
H66 D102	Râpe OPALE II Droite T2 longue	OPALE II femoral rasp S2 long Right	35559	03701271010251	C2a
H66 D103	Râpe OPALE II Droite T3 longue	OPALE II femoral rasp S3 long Right	35559	03701271010244	C2a

Code article	Désignation	Designation	Code GMDN	Code UDI	CLASSE
H66 D104	Râpe OPALE II Droite T4 longue	OPALE II femoral rasp S4 long Right	35559	03701271010237	C2a
H66 D105	Râpe OPALE II Droite T5 longue	OPALE II femoral rasp S5 long Right	35559	03701271010220	C2a
H66 D106	Râpe OPALE II Droite T6 longue	OPALE II femoral rasp S6 long Right	35559	03701271010213	C2a
H66 D107	Râpe OPALE II Droite T7 longue	OPALE II femoral rasp S7 long Right	35559	03701271010206	C2a
H66 G102	Râpe OPALE II Gauche T2 longue	OPALE II femoral rasp S2 long Left	35559	03701271010121	C2a
H66 G103	Râpe OPALE II Gauche T3 longue	OPALE II femoral rasp S3 long Left	35559	03701271010114	C2a
H66 G104	Râpe OPALE II Gauche T4 longue	OPALE II femoral rasp S4 long Left	35559	03701271010107	C2a
H66 G105	Râpe OPALE II Gauche T5 longue	OPALE II femoral rasp S5 long Left	35559	03701271010101	C2a
H66 G106	Râpe OPALE II Gauche T6 longue	OPALE II femoral rasp S6 long Left	35559	03701271010084	C2a
H66 G107	Râpe OPALE II Gauche T7 longue	OPALE II femoral rasp S7 long Left	35559	03701271010077	C2a
H68 001	Porte-agrafe de cotyle	Cup staple holder	59009	03701271010060	C1r
H68 002	Impacteur final pour agrafe	Final impactor for staple	32878	03701271010053	C1r
H68 004	Corps de porte-agrafe	Staple impactor body	59009	03701271010046	C1r
H68 005	Molette pour porte-agrafe	Staple impactor body screw	13180	03701271010039	C1r
H68 006	Pince pour porte-agrafe	Staple impactor body - forcep	13180	03701271010022	C1r
H72 004	Ciseau à spongieux	Ftc bone chisel	12844	03701271010015	C1r
H72 005	Ciseau à spongieux modulaire embout femelle	Moore chisel for rasp handle Female connection	12844	03701271010008	C1r
H72 007	Râpe Fém. femelle taille 7 à dentures parallèles	Christmas tree teeth rasps Size 7 female	35559	03701271009996	C2a
H72 008	Râpe Fém. femelle taille 8 à dentures parallèles	Christmas tree teeth rasps Size 8 female	35559	03701271009989	C2a
H72 009	Râpe Fém. femelle taille 9 à dentures parallèles	Christmas tree teeth rasps Size 9 female	35559	03701271009972	C2a
H72 010	Râpe Fém. femelle taille 10 à dentures parallèles	Christmas tree teeth rasps Size 10 female	35559	03701271009965	C2a
H72 011	Râpe Fém. femelle taille 11 à dentures parallèles	Christmas tree teeth rasps Size 11 female	35559	03701271009958	C2a
H72 012	Râpe Fém. femelle taille 12 à dentures parallèles	Christmas tree teeth rasps Size 12 female	35559	03701271009941	C2a
H72 013	Râpe Fém. femelle taille 13 à dentures parallèles	Christmas tree teeth rasps Size 13 female	35559	03701271009934	C2a
H72 014	Râpe Fém. femelle taille 14 à dentures parallèles	Christmas tree teeth rasps Size 14 female	35559	03701271009927	C2a
H72 015	Râpe Fém. femelle taille 15 à dentures parallèles	Christmas tree teeth rasps Size 15 female	35559	03701271009910	C2a
H72 016	Râpe Fém. femelle taille 16 à dentures parallèles	Christmas tree teeth rasps Size 16 female	35559	03701271009903	C2a
H72 018	Râpe Fém. femelle taille 18 à dentures parallèles	Christmas tree teeth rasps Size 18 female	35559	03701271009897	C2a
H72 020	Râpe Fém. femelle taille 20 à dentures parallèles	Christmas tree teeth rasps Size 20 female	35559	03701271009880	C2a
H72 024	Col d'essai standard pour râpes femelles	Standard trial neck male for female rasps	58481	03701271009873	C2a
H72 025	Col court d'essai std T.7,8,9 pour râpes femelles	Short trial neck male for female rasps	58481	03701271009866	C2a
H72 026	Col d'essai latéralisé pour râpes femelles	High Offset trial neck male for female rasps	58481	03701271009859	C2a
H72 107	Râpe Fémorale TC taille 7 à dentures parallèles	Christmas tree teeth rasp Size 7	35559	03701271009842	C2a
H72 108	Râpe Fémorale TC taille 8 à dentures parallèles	Christmas tree teeth rasps Size 8	35559	03701271009835	C2a
H72 109	Râpe Fémorale TC taille 9 à dentures parallèles	Christmas tree teeth rasps Size 9	35559	03701271009828	C2a
H72 110	Râpe Fémorale TC taille 10 à dentures parallèles	Christmas tree teeth rasps Size 10	35559	03701271009811	C2a
H72 111	Râpe Fémorale TC taille 11 à dentures parallèles	Christmas tree teeth rasps Size 11	35559	03701271009804	C2a
H72 112	Râpe Fémorale TC taille 12 à dentures parallèles	Christmas tree teeth rasps Size 12	35559	03701271009797	C2a
H72 113	Râpe Fémorale TC taille 13 à dentures parallèles	Christmas tree teeth rasps Size 13	35559	03701271009781	C2a
H72 114	Râpe Fémorale TC taille 14 à dentures parallèles	Christmas tree teeth rasps Size 14	35559	03701271009774	C2a
H72 115	Râpe Fémorale TC taille 15 à dentures parallèles	Christmas tree teeth rasps Size 15	35559	03701271009767	C2a
H72 116	Râpe Fémorale TC taille 16 à dentures parallèles	Christmas tree teeth rasps Size 16	35559	03701271009750	C2a
H72 118	Râpe Fémorale TC taille 18 à dentures parallèles	Christmas tree teeth rasps Size 18	35559	03701271009743	C2a
H72 120	Râpe Fémorale TC taille 20 à dentures parallèles	Christmas tree teeth rasps Size 20	35559	03701271009736	C2a
H72 307	Râpe Fém. femelle taille 7 Amp à dentures parallèles	Christmas tree teeth rasps Size 7 female	35559	03701271009583	C2a
H72 308	Râpe Fém. femelle taille 8 Amp à dentures parallèles	Christmas tree teeth rasps Size 8 female	35559	03701271009576	C2a
H72 313	Râpe Fém. femelle taille 13 Amp à dentures parallèles	Christmas tree teeth rasps Size 13 female	35559	03701271009521	C2a
H72 315	Râpe Fém. femelle taille 15 Amp à dentures parallèles	Christmas tree teeth rasps Size 15 female	35559	03701271009507	C2a
H72 316	Râpe Fém. femelle taille 16 Amp à dentures parallèles	Christmas tree teeth rasps Size 16 female	35559	03701271009491	C2a
H72 324	Col d'essai standard Amp pour râpes femelles	Standard trial neck male for female rasps	58481	03701271009460	C2a
H72 326	Col d'essai lat. Amp pour râpes femelles	High Offset trial neck male for female rasps	58481	03701271009453	C2a
H72 328	Fraise à calcar AMPL. Pour râpes femelles	Calcar reamer	36249	03701271009446	C2a
H72 330	Fraise à calcar Ø33 embout AO pour râpes femelles	Calcar reamer Ø33 for female coupling rasps	36249	03701271009439	C2a
H72 332	Fraise à calcar Ø33 emb.Harris pour râpes femelles	Calcar reamer Ø33 for female coupling rasps	36249	03701271009422	C2a
H76 001	Impacteur courbe vissé A vis croissillon	Curved cup impactor handle Anterior approach	32878	03701271009415	C1r
H76 002	Vis pour impacteur courbe	Screw Curved cup impactor Anterior approach	47779	03701271009408	C1r
H76 003	Clé à ergot impacteur courbe Pour vis croissillon	T handle for screw To lock curved cup holder	13180	03701271009392	C1r
H76 004	Embout poussoir sphère Ø28 M10 Pour impacteur droit ou courbe	Ø28 spherical pusher tip M10 Anterior approach	32878	03701271009385	C1r
H76 005	Embout poussoir sphère Ø32 M10 Pour impacteur droit ou courbe	Ø32 spherical pusher tip M10 Anterior approach	32878	03701271009378	C1r
H76 006	Embout poussoir sphère Ø36 M10 Pour impacteur droit ou courbe	Ø36 spherical pusher tip M10 Anterior approach	32878	03701271009361	C1r
H76 007	Embout poussoir sphère Ø40 M10 Pour impacteur droit ou courbe	Ø40 spherical pusher tip M10 Anterior approach	32878	03701271009354	C1r
H76 009	Impacteur droit vissé M10	M10 straight impactor	32878	03701271009347	C1r
H76 010	Guide de perçage Ø3.2	Drill guide Ø3.2 Anterior approach	35095	03701271009330	C1r
H76 012	Platine pour cupule Ø44 Impaction sur table	Plate for Ø44 cup Pre-set impaction	32878	03701271009323	C1r
H76 013	Platine pour cupule Ø46/48 Impaction sur table	Plate for Ø46/48 cup Pre-set impaction	32878	03701271009316	C1r
H76 014	Platine pour cupule Ø50/52 Impaction sur table	Plate for Ø50/52 cup Pre-set impaction	32878	03701271009309	C1r
H76 015	Platine pour cupule Ø54/56 Impaction sur table	Plate for Ø54/56 cup Pre-set impaction	32878	03701271009293	C1r
H76 016	Platine pour cupule Ø58/60 Impaction sur table	Plate for Ø58/60 cup Pre-set impaction	32878	03701271009286	C1r
H76 017	Platine pour cupule Ø62/64/66 Impaction sur table	Plate for Ø62/64/66 cup Pre-set impaction	32878	03701271009279	C1r
H76 019	Tige d'orientation clipable	snap in version rod Anterior approach	47900	03701271009262	C1r
H76 020	Poignée d'impaction céramique	Alumina impaction device Anterior approach	47829	03701271009255	C1
H76 021	Embout Ø 36 pour poignée	alumina impaction guide Anterior approach	32856	03701271009248	C1r
H76 022	Insert d'essai plat Ø32 pour cotyle Ø46 et 48 (jaune)	Trial liner neutral Ø32 for Ø46-48 cup (yellow)	58480	03701271009231	C2a
H76 023	Insert d'essai plat Ø36 pour cotyle Ø50 et 52 (bleu)	Trial liner neutral Ø36 for Ø50-52 cup (blue)	58480	03701271009224	C2a
H76 024	Insert d'essai plat Ø36 pour cotyle Ø54 - 56 (orange)	Trial liner neutral Ø36 for Ø54-56 cup (orange)	58480	03701271009217	C2a
H76 025	Insert d'essai plat Ø36 pour cotyle Ø58 - 60 (vert)	Trial liner neutral Ø36 for Ø58-60 cup (green)	58480	03701271009200	C2a
H76 026	Insert d'essai plat Ø36 pour cotyle Ø62-64-66 (rose)	Trial liner neutral Ø36 for Ø62-64-66 cup (pink)	58480	03701271009194	C2a
H76 027	Platine préh. d'insert pour insert PE plat Ø 40	Liner impactor plate for Ø 40 PE neutral liner	32878	03701271009187	C1r
H76 028	Platine préh. d'insert pour insert PE débord Ø 28	Liner impactor plate for Ø 28 PE post.wall liner	32878	03701271009170	C1r
H76 029	Platine préh. d'insert pour insert PE plat Ø 32	Liner impactor plate for Ø 32 PE neutral liner	32878	03701271009163	C1r
H76 030	Platine préh. d'insert pour insert PE plat Ø 36	Liner impactor plate for Ø 36 PE neutral liner	32878	03701271009156	C1r
H76 031	Insert d'essai débord Ø 28 pour cotyle Ø 44 (rouge)	Trial liner post. wall Ø 28 for 44 cup (red)	58480	03701271009149	C2a
H76 032	Insert d'essai débord Ø 28 pour cotyle Ø 46 et 48 (jaune)	Trial liner post. wall Ø 28 for 46-48 cup (yellow)	58480	03701271009132	C2a
H76 033	Insert d'essai débord Ø 28 pour cotyle Ø 50 et 52 (bleu)	Trial PE insert 44/28 for 50-52 cup (blue)	58480	03701271009125	C2a
H76 034	Insert d'essai débord Ø 28 pour cotyle Ø 54 - 56 (orange)	Trial PE insert 48/28 for 54-56 cup (orange)	58480	03701271009118	C2a
H76 035	Insert d'essai débord Ø 28 pour cotyle Ø 58 et 60 (vert)	Trial PE insert 50/28 for 58-60 cup (green)	58480	03701271009101	C2a
H76 036	Insert d'essai débord Ø 28 pour cotyle Ø 62-64-66 (rose)	Trial PE insert 54/28 for 62-64-66 cup (pink)	58480	03701271009095	C2a
H76 038	Insert d'essai plat Ø 40 pour cotyle Ø 54 - 56 (orange)	Trial liner neutral Ø 40 for 54-56 cup (orange)	58480	03701271009088	C2a
H76 039	Insert d'essai plat Ø 40 pour cotyle Ø 58 - 60 (vert)	Trial liner neutral Ø 40 for 58-60 cup (green)	58480	03701271009071	C2a
H76 040	Insert d'essai plat Ø 40 pour cotyle Ø 62-64-66 (rose)	Trial liner neutral Ø 40 for 62-64-66 cup (pink)	58480	03701271009064	C2a
H76 042	Insert d'essai plat Ø 32 pour cotyle Ø 50 et 52 (bleu)	Trial liner neutral Ø 32 for 50-52 cup (blue)	58480	03701271009057	C2a
H76 043	Insert d'essai plat Ø 32 pour cotyle Ø 54 - 56 (orange)	Trial liner neutral Ø 32 for 54-56 cup (orange)	58480	03701271009040	C2a
H76 044	Insert d'essai plat Ø 32 pour cotyle Ø 58 - 60 (vert)	Trial liner neutral Ø 32 for 58-60 cup (green)	58480	03701271009033	C2a
H76 045	Insert d'essai plat Ø 32 pour cotyle Ø 62-64-66 (rose)	Trial liner neutral Ø 32 for 62-64-66 cup (pink)	58480	03701271009026	C2a
H76 046	Insert à débord Ø32 pour cupule Ø46 et 48 (jaune)	Trial insert Ø32 (post. wall) for cup Ø46-48	58480	03701271034134	C2a
H76 047	Insert à débord Ø32 pour cupule Ø50 et 52 (bleu)	Trial insert Ø32 (post. wall) for cup Ø50-52	58480	03701271034127	C2a
H76 048	Insert à débord Ø32 pour cupule Ø54 et 56 (orange)	Trial insert Ø32 (post. wall) for cup Ø54-56	58480	03701271034110	C2a
H76 049	Insert à débord Ø32 pour cupule Ø58 et 60 (vert)	Trial insert Ø32 (post. wall) for cup Ø58-60	58480	03701271034103	C2a
H76 050	Insert à débord Ø32 pour cupule Ø62-64-66 (rose)	Trial insert Ø32 (post. wall) for cup Ø62-64-66	58480	03701271034097	C2a

Code article	Désignation	Designation	Code GMDN	Code UDI	CLASSE
H76 051	Platine préh. d'insert pour insert PE à débord Ø32	Insert impactor plate for Ø32 PE post.wall insert	32856	03701271034080	C1r
H76 052	Platine pour cupule Ø44 Impaction sur table	Plate for Ø44 cup Pre-set impaction	32878	03701271034844	C1r
H76 053	Platine pour cupule Ø46/48 Impaction sur table	Plate for Ø46/48 cup Pre-set impaction	32878	03701271034837	C1r
H76 054	Platine pour cupule Ø50/52 Impaction sur table	Plate for Ø50/52 cup Pre-set impaction	32878	03701271034820	C1r
H76 055	Platine pour cupule Ø54/56 Impaction sur table	Plate for Ø54/56 cup Pre-set impaction	32878	03701271034813	C1r
H76 056	Platine pour cupule Ø58/60 Impaction sur table	Plate for Ø58/60 cup Pre-set impaction	32878	03701271034806	C1r
H76 057	Platine pour cupule Ø62/64/66 Impaction sur table	Plate for Ø62/64/66 cup Pre-set impaction	32878	03701271034790	C1r
H76 9000	Panier FREELINER manche droit	FREELINER tray	12143	03701271009019	C1
H76 9001	Panier FREELINER manche courbe	FREELINER tray with lid	12143	03701271009002	C1
H76 9002	Panier FREELINER compl. courbe Impaction sur table	FREELINER tray with lid	12143	03701271008999	C1
H76 9006	Panier STELLAR manche courbe	tray for STELLAR cup curved handle	12143	03701271031980	C1
H76 9007	Panier STELLAR manche droit	tray for STELLAR cup straight handle	12143	03701271031973	C1
H76 9056	Couvercle kit STELLAR Manche droit & courbe	Lid for STELLAR set straight and curved handle	12143	03701271031966	C1
H76 9057	Couvercle kit Exactech Manche droit	Exactech lid Straight handle	12143	03701271032734	C1
H76 9058	Couvercle kit Exactech Manche courbe	Exactech lid Curved handle	12143	03701271032727	C1
H76 9059	Couvercle kit Exactech Impaction sur table	Exactech Lid Pre-set impaction	12143	03701271032710	C1
H76 9100	Kit FREELINER manche droit Voir check-list jointe	FREELINER cup instrument set see checklist- straight handle	44742	03701271008975	C1r
H76 9101	Kit FREELINER manche courbe Voir check-list jointe	FREELINER cup instrument set see checklist - curved handle	44742	03701271008968	C1r
H76 9102	Kit FREELINER compl.courbe Impaction sur table	FREELINER cup instrument set pre-set impactor-see checklist	44742	03701271008951	C1r
H76 9106	Kit STELLAR manche courbe Voir check-list jointe	STELLAR cup set curved handle	44742	03701271031959	C1r
H76 9107	Kit STELLAR manche droit Voir check-list jointe	STELLAR cup set straight handle	44742	03701271031942	C1r
S01 002	Mèche Ø3,2 à goupille longueur 35 mm	Ø3.2 Drill with pin length 35mm	32390	03701271008937	C2a
S01 003	Mèche Ø3,2 amovible à goupille longueur 45mm	Ø3.2 drill with pin Length 45mm	32390	03701271008920	C2a
S01 004	Mèche Ø6 amovible à goupille longueur 25 mm	Ø6 drill with pin length 25 mm	32390	03701271008913	C2a
S01 005	Tournevis 6 pans H3.5mm A cardan	H3.5mm screwdriver With universal joint	33968	03701271015409	C1r
S01 006	Pince à griffe longueur 12cm	Ring forceps	13180	03701271008890	C1r
S01 007	Tournevis six pans de 3,5 mm	Articulated 3.5 mm hex screwdriver	33968	03701271012705	C1r
S01 009	Tournevis 6 pans de 3,5 mm pour viseur	Screwdriver For targeting device	33968	03701271012613	C1r
S01 010	Mèche Ø3,2 amovible à goupille longueur 25	Ø3,2 drill with removable pin length 25mm	32390	03701271008869	C2a
S01 011	Préhenseur de vis	Screw holder	12696	03701271008852	C1r
S01 014	Mèche Ø3,2 raccord AO longueur 145 mm	Ø3,2 drill, length 145mm AO connection	32390	03701271008845	C2a
S01 015	Tournevis 6 pans de 3,5 mm préhenseur	Hexagonal 3.5 mm screwdriver	33968	03701271008906	C1r
S01 019	Raccord HUDSON/AO vissable	Screwed HUDSON/AO adaptator	13180	03701271008821	C1r
S01 023	Tournevis 6 pans de 2,5 mm pour viseur	Hex 2.5 mm screwdriver tip	33968	03701271008883	C1r
S01 024	Bouton de blocage M6	M6 stabilisation nuts	47779	03701271008807	C1r
S01 025	Bouton de blocage M7	M7 stabilisation nuts	47779	03701271008791	C1r
S01 026	Manche d'impaction M6	M6 impaction handle	47829	03701271008784	C1r
S01 027	Mèche Ø 4	Ø4 drill	32390	03701271008777	C2a
S01 028	Crochet pour masselote d'extraction	Extraction hammer hook	13180	03701271008760	C1r
S01 029	Vis en Té de blocage M6	T blocking screw m6	47779	03701271008753	C1r
S01 030	Broche Ø 2 lg 100	Ø 2 lg 100 broach	36167	03701271008746	C1r
S01 031	Jauge de longueur courte ±1 mm 15 à 45 mm	Short measuring guage	32845	03701271008739	C1m
S01 032	Mandrin de jacob canulé Ø6 Sur poignée en T	Ø6 Cannulated Jacob chuck On T handle	13180	03701271008722	C1r
S01 035	M6 lock nut en T	M6 lock nut, T shape	47779	03701271008715	C1r
S01 037	Tournevis six pans de 3,5 mm sphérique	Hexagonal 3.5 screwdriver	33968	03701271008876	C1r
S01 038	Vis pointeau	Locknut with point	47779	03701271008692	C1r
S01 039	Raccord à colerette M14/M10	Locknut with collar M14/M10	13180	03701271008685	C1r
S01 040	Mèche Ø 2,5 à goupille longueur 35 mm	Ø 2.5 Drill with pin length 35mm	32390	03701271008678	C2a
S01 041	Mèche Ø 5 à goupille	Ø5 Drill with pin length 23mm	32390	03701271008661	C2a
S01 042	Poignée en Té AO grand modele	AO T handle	47829	03701271008654	C1r
S01 043	Vis pointeau de pince à rotule	Threaded end piece For patella clamp	47779	03701271008647	C1r
S01 046	Tournevis 6 pans H3.5mm Préhensif à cardan	H3.5mm screwdriver Prehensive & universal joint	33968	03701271008838	C1r
S01 047	Poignée rapide universelle	Universal quick handle	47829	03701271034592	C1r
S01 048	Tournevis 6 pans 3.5 encliquetable	H3.5 snap screwdriver bit	33968	03701271034554	C1r
S02 011	Panier inox 518x244x63 INOMED pieds plastiques	S. Steel tray 518 x244x63 Inomed	12143	03701271008623	C1
S02 012	Couvercle inox 522x248x20 INOMED avec sérigraphie	Stainl. steel lid 522x248 x20 INOMED with printing	12143	03701271008616	C1
S02 012-1	Couvercle inox 522x248x20 INOMED sans sérigraphie	S. Steel lid 522x248x20 INOMED without printing	12143	03701271008609	C1
S02 012-2	Couvercle inox 522x248x20 INOMED Sérigraphie cadre seul	S. Steel lid 522x248x20 INOMED with printing on frame	12143	03701271008593	C1
S02 013	Panier inox 270x244x66 INOMED pieds plastiques	S. Steel tray 270x237,5x66 INOMED	12143	03701271008586	C1
S02 014	Couvercle inox 274x248x20 INOMED avec sérigraphie	S. STEEL lid 274x242x20 INOMED	12143	03701271008579	C1
S02 017	Panier inox 245x244x66 INOMED pieds plastiques	S. Steel tray 245x244x66 INOMED	12143	03701271008562	C1
S02 018	Couvercle inox 245x244x20 INOMED avec sérigraphie	S. STEEL lid 245x244x20 INOMED	12143	03701271008555	C1
S02 021	Panier inox 506x232x66 INOMED Phoenix Line	S. Steel tray 518 x244x63 Inomed	12143	03701271008548	C1
S02 022	Couvercle inox 508x234x12 INOMED Phoenix Line	S. Steel lid 522 x 248 x 20 INOMED	12143	03701271008531	C1
S02 022-1	Couvercle inox 508x234x12 INOMED Ph. Line sans sérigraphie	S. Steel lid 522 x 248 x 20 INOMED	12143	03701271008524	C1
S02 031	Panier inox 518x244x116 INOMED	S. Steel tray 518 x244x63 Inomed	12143	03701271008517	C1
S02 032	Insert inox 510x240x48 INOMED	S. Steel tray 518 x244x63 Inomed	12143	03701271008500	C1
S02 041	Panier inox 518x244x66 INOMED pieds plastiques	INOMED stainless steel tray with plastic feet - 518x244x46	12143	03701271008494	C1
T30 001	Impacteur de clou Ø1, 5 à 2,5	Ø1,5 to 2,5 nail impactor	32856	03701271008463	C1r
T30 002	Impacteur de clou Ø 3 à Ø 4,5	Ø3 to 4,5 nail impactor	32856	03701271008456	C1r
T30 003	Introduceur de broches Ø1,5 à Ø4,5 mm	Ø1,5 to 4,5 nail introducer	44759	03701271008449	C1r
T30 004	Clé de serrage	Introducer tommy bar	44759	03701271008432	C1r
T30 005	Pince étou d'extraction	Nail extractor forcep	44759	03701271008425	C1r
T30 006	Poussoir universel pour broche	Universal final impactor	32856	03701271008418	C1r
T30 007	Jauge de longueur C-NAIL ±1 mm	C-NAIL gauge	32845	03701271008401	C1m
T30 9000	Panier C-NAIL avec couvercle	C-NAIL Tray	12143	03701271008395	C1
T30 9100	Ancillaire C NAIL Voir check-list jointe	C-NAIL instrument set see list of contents	44742	03701271008388	C1r
T42 000	Corps de viseur radial	Radial targeting jig	44759	03701271008302	C1r
T42 001	Vis de serrage de viseur	Locking nut for jig	44759	03701271008296	C1r
T42 002	Douille de broche Ø2	Guide sleeve for Ø2mm pin	44759	03701271008289	C1r
T42 003	Préhenseur de vis Ø 2,3 visse	Screw holder	12696	03701271008272	C1r
T42 004	Broche Ø 2 embout mèche	Ø2 mm pin with drill tip	36167	03701271008265	C2a
T42 005	Mesureur de vis ±1 mm	Depth gauge	32845	03701271008258	C1m
T42 006	Impacteur extracteur M4 pour clou radial	M4 impactor & extractor	32856	03701271008241	C1r
T42 9000	Panier ancillaire NAIL O FLEX	Nail o Flex tray	12143	03701271008234	C1
T42 9100	Kit ancillaire NAIL O FLEX (voir chek list)	Nail O flex instrument kit (see list of contents)	44742	03701271008227	C1r
T44 010	tournevis six pans de 8 bout spherique	Hexdriver 8mm spherical nozzle	33968	03701271008708	C1r
T44 012	Broche Ø 3 bout filetee lg370	Ø3 broach threaded lg 370	36167	03701271008104	C2a
T44 016	Vis de solidarisation M12	M12 screw	44759	03701271008067	C1r
T44 019	Poignée AO en T canulée	cannulated T AO handle	47829	03701271008036	C1
T44 021	Chemise de trocard Ø14/12	Guiding sleeve Ø14/12	44759	03701271008012	C1r
T44 023	Guide de perçage Ø 8	Ø8 drilling guide	35095	03701271007992	C1r
T44 027	Tournevis 6 pans de 3.5 emb.AO	Screwdriver AO connection	33968	03701271008630	C1r
T44 031	Tournevis pour vis céphalique	cephalic screwdriver	33968	03701271008333	C1r
T44 032	Tige de maintien M8	M8 holding rod	47900	03701271007909	C1r
T44 053	Extracteur de clou M12	M12 pin extractor	12696	03701271007695	C1r
T44 054	TOURNEVIS CANULE 6 PANS 4,5	Cannulated 4.5hex screwdriver	33968	03701271008128	C1r
T44 055	Poignée maintien fém. monobloc	Femoral holder handle	47829	03701271007671	C1
T44 9100	Ancillaire clou fémoral PFNSII Voir check-list jointe	PFNS II femoral nail set (see list of contents)	44742	03701271007633	C1r