

MEYRA GmbH
Meyra-Ring 2
32689 Kalletal
Germania

Tel.: +49 57 33 922- 0
Fax: +49 57 33 922-143
info@meyra.de
www.meyra.de

MEYRA GmbH • Meyra-Ring 2 • D-32689 Kalletal

Indirizzo

vostra referenza, Vostro messaggio del	nostra referenza	selezione diretta	vostro contatto	data
	DT	426	Dominik Theunert	10.01.2024

Urgente informazione di sicurezza

PM 2023/2

Controllo provvisorio dell'unità-alzamento della sedia a rotelle elettronica iCHAIR SKY (modello numero 1.620)

Gentili signori/signore,

Nell'ambito del nostro studio di mercato abbiamo notato un possibile punto debole della nostra sedia a rotelle elettronica iCHAIR SKY.

Il giunto saldato nella zona del supporto del sedile sotto la piastra del sedile dell'unità alzamento potrebbe essere danneggiato. Ciò potrebbe verificarsi in particolare se la sedia a rotelle viene utilizzata in modo improprio o sovraccarica, con conseguenti limitazioni funzionali. Ciò potrebbe anche comportare un possibile rischio di lesioni. Per evitare tali limitazioni e per garantire i nostri elevati standard di qualità e sicurezza, ispezioneremo visivamente i giunti saldati interessati in tempi brevi. Questo può avvenire presso i relativi utenti finali sul posto o da Voi nei commerci specializzati. Per chiudere il controllo il più presto possibile abbiamo bisogno della Vostra collaborazione.

Perciò Vi chiediamo gentilmente di prendere le seguenti misure:

- **Informazione** immediata degli utenti finali delle sedie a rotelle concernenti **(appendice 1)** della necessità del controllo visuale
- Rinviare immediatamente il **modulo di conferma (appendice 2)** compilato e firmato, al massimo **fino al 31.01.2024**.

Indirizzo:
Meyra-Ring 2
32689 Kalletal-Kalldorf
Germania

MEYRA GmbH
Sede: Kalletal-Kalldorf
AG Lemgo HRB 8117

Coordinate bancarie:
Commerzbank Herford
IBAN: DE22 4944 0043 0290 0058 00
BIC: COBADEFF494

Orario d'ufficio:
lunedì – giovedì: 08.00 – 17.00 Uhr
venerdì: 08.00 – 15.00 Uhr

Codice fiscale.: 329/5744/2042
Partita IVA.: DE815455949

Direttori commerciali:
Ralf Rütten, Frank B. McDowell, Friedrich Kottmeier, Stefan Schäfer

La nostra impresa è certificata in base a DIN EN ISO
13485:2016 WEEE-Reg.-Nr. DE 73325670

- Si prega di mettere a disposizione il **modulo dell'ordine (appendice 3)** all'utente finale per l'effettuazione del controllo franco spese e di chiedergli di rinviarlo compilato e firmato **fino al 31.01.2024**. Per di là un controllo in loco può avvenire senza il Vostro coinvolgimento. Se il modulo non viene compilato bisogna effettuare il controllo presso Voio deve essere coordinato da Voi.

Trasmissione degli informazioni descritti:

Si prega di assicurare che tutti gli utenti dei prodotti concernenti e altre persone da informare vengano messi al corrente di quest'informazione di sicurezza urgente. Nel caso in cui avreste dato i prodotti a terzi si prega di trasmettergli una copia di quest'informazione e di informare il contatto qua sotto.

Vi ringraziamo in anticipo per i Vostri sforzi.

Vorremmo già accennare che i nuovi veicoli che vengono prodotti dal 01.12.2023 non devono essere più controllati perché un aggiornamento dell'unità per stare in piedi è già stato montato. Riceverete ulteriori informazioni tramite newsletter o dal nostro marketing.

In caso di altre domande il direttore delle vendite regionale, lo specialista power o il Sig. Dominik Theunert è alla Vostra disposizione al seguente numero di telefono: +49 (0)57333/922-426 oppure tramite E-Mail: dtheunert@meyragroup.com

Tutte queste informazioni e appendici sono a disposizione anche in modo elettronico sul nostro sito: www.meyra.com/sicherheitshinweise-rueckruefe/

Cordiali Saluti

Stefan Schäfer

Direttore commerciale

Dominik Theunert

gestione della qualità

Appendice 1: Lista dei prodotti concernenti

Appendice 2: Modulo di conferma

Appendice 3: Modulo dell'ordine