

DRINGEND:
SICHERHEITSMITTEILUNG FÜR MEDIZINPRODUKTE:
KUNDENBENACHRICHTIGUNG

Nummer: RA2024 - 3612746

Synchro® Führungsdraht

z. Hd.: Lieferkettenmanagement/Rückrufkoordinator/Bestandsmanager

Datum: 21. Juni 2024

Ihre Kundennummer :

Stryker Neurovascular hat einen freiwilligen Rückruf eines Medizinprodukts eingeleitet und eine Kundenbenachrichtigung ausgegeben, um Kunden darauf hinzuweisen, dass die zusammen mit den Synchro Führungsdrähten gelieferte optionale Einführhilfe zu einer Beschädigung der Beschichtung des Führungsdrahts führen kann. Dadurch wird das Risiko erhöht, dass Beschichtungspartikel in das Gefäßsystem des Patienten gelangen können. Gemäß unseren Unterlagen wurden Sie mit den betroffenen Produkten beliefert. Wir bitten Sie daher, diese Mitteilung sorgfältig durchzulesen und die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen.

Betroffenes Produkt:

Katalognr	Produktbezeichnung	Lot Nr
SSFT215PRE	SYNCHRO SELECT-14 SOFT PS 215 CM	Siehe Anhang B
SSFT215STR	SYNCHRO SELECT-14 SOFT ST 215CM	
SSFT300STR	SYNCHRO SELECT-14 SOFT ST 300CM	
SSTD215PRE	SYNCHRO SELECT-14 STANDARD PS 215CM	
SSTD215STR	SYNCHRO SELECT-14 STANDARD ST 215CM	
SSTD300STR	SYNCHRO SELECT-14 STANDARD ST 300CM	
SSUP215PRE	SYNCHRO SELECT-14 SUPPORT PS 215CM	
SSUP300PRE	SYNCHRO SELECT-14 SUPPORT PS 300CM	
SSUP215STR	SYNCHRO SELECT-14 SUPPORT ST 215CM	
SSUP300STR	SYNCHRO SELECT-14 SUPPORT ST 300CM	
M00316310	SYNCHRO-10 STRAIGHT 200CM	
M00316330	SYNCHRO-10 STRAIGHT 300CM	
M00313010	SYNCHRO-14 STRAIGHT 200-35CM	
M00313020	SYNCHRO-14 STRAIGHT 200-45CM	
M00313310	SYNCHRO-14 STRAIGHT 300-35CM	
M00313410	SYNCHRO-14 SUPPORT STRAIGHT 200-35CM	
M00326110	SYNCHRO2-14 SOFT PRE-SHAPED 200CM	
M00326320	SYNCHRO2-14 SOFT PRE-SHAPED 300CM	
M00326010	SYNCHRO2-14 SOFT STRAIGHT 200CM	
M00326310	SYNCHRO2-14 SOFT STRAIGHT 300CM	
M00326420	SYNCHRO2-14 STANDARD PRE-SHAPED 200CM	
M00326520	SYNCHRO2-14 STANDARD PRE-SHAPED 300CM	
M00326410	SYNCHRO2-14 STANDARD STRAIGHT 200CM	
M00326510	SYNCHRO2-14 STANDARD STRAIGHT 300CM	

DRINGEND:
SICHERHEITSMITTEILUNG FÜR MEDIZINPRODUKTE:
KUNDENBENACHRICHTIGUNG
Nummer: RA2024 - 3612746

Katalognr	Produktbezeichnung	Lot Nr
S2SPP14215	SYNCHRO2-14 SUPPORT PRE-SHAPED 215CM	Siehe Anhang B
S2SPP14300	SYNCHRO2-14 SUPPORT PRE-SHAPED 300CM	
S2SPS14215	SYNCHRO2-14 SUPPORT STRAIGHT 215CM	
S2SPS14300	SYNCHRO2-14 SUPPORT STRAIGHT 300CM	

Produktbeschreibung

Die Synchro Führungsdrähte sind eine Produktfamilie steuerbarer Führungsdrähte mit einer formbaren Spitze. Die Führungsdrähte sind mit vorhandenen Mikrokathetern kompatibel, die bei gängigen Verfahren wie bei endovaskulären Diagnosen und Therapien bei neurovaskulären Erkrankungen eingesetzt werden. Die Synchro, Synchro2 und Synchro SELECT Führungsdraht-Serie ist zur allgemeinen intravaskulären Anwendung vorgesehen, einschließlich des neurovaskulären und peripheren Gefäßsystems. Zur Gleitfähigkeit ist der distale Teil des Produkts mit einem hydrophilen Polymer beschichtet, und der proximale Teil des Führungsdrahts mit Polytetrafluorethylen (PTFE).

Die mit dem Führungsdraht mitgelieferte Einführhilfe dient dazu, die Einführung des Führungsdrahts in den Katheteranschluss und/oder das Hämostaseventil zu erleichtern.

Produktproblem Stryker Neurovascular hat eine erhöhte Häufigkeit von Beschädigungen der PTFE-Beschichtung der Synchro Führungsdrähte festgestellt. Diese können beim Einführen des Führungsdrahts am distalen Ende der optionalen Einführhilfe verursacht werden (Backloading). Dieses Problem bezieht sich nur auf bestimmte Chargen des Synchro Führungsdrahts, die im Abschnitt „Betroffenes Produkt“ oben aufgeführt sind und eine ältere Version der Einführhilfe enthalten. Aufgrund von Variationen beim Herstellungsverfahren des Lieferanten der Einführhilfe haben bestimmte Chargen von Einführhilfen schärfere Kanten als vorgesehen, durch die, die PTFE-Beschichtung abgelöst werden kann, wenn die Ärzte eine Technik anwenden, die als Backloading bekannt ist. Anwender mit betroffenen Produkten in ihrem Bestand werden darauf hingewiesen, diese Backloading-Technik nicht zu verwenden. (Siehe Anhang A für weitere Informationen zur Backloading-Technik).

Stryker Neurovascular hat die zusammen mit den Synchro Führungsdrähten gelieferte optionale Einführhilfe verbessert. Die Verbesserung wurde vorgenommen, um die Wahrscheinlichkeit zu verringern, dass die Einführhilfe die PTFE-Beschichtung des Führungsdrahts beschädigt. Dieses Schreiben richtet sich an Anwender, die Produkte in ihrem Bestand haben, die vor der Verbesserung hergestellt wurden, wie oben im Abschnitt „Betroffenes Produkt“ aufgeführt.

Potenzielle Risiken

Die potenziellen Schäden, die mit der Einführung von Partikeln in den Blutkreislauf des Patienten verbunden sind, können u. a. Gewebenekrose nach dem Eingriff, transiente ischämische Attacke (TIA), Schlaganfall oder Tod umfassen. Eine PTFE-Embolie kann auch eine chronische Entzündung hervorrufen. Bisher liegen keine Meldungen über Schäden bei Patienten vor.

DRINGEND:
SICHERHEITSMITTEILUNG FÜR MEDIZINPRODUKTE:
KUNDENBENACHRICHTIGUNG
Nummer: RA2024 - 3612746

Erforderliche Maßnahmen

Bitte beachten Sie, dass KEIN Produkt zurückgeschickt werden muss. Wenn Sie Ihr Produkt jedoch austauschen möchten, wenden Sie sich bitte an Stryker.

1. Lesen Sie die Mitteilung in Anhang A und stellen Sie sicher, dass Sie deren Inhalt in vollem Umfang verstanden haben.
2. Bitte beachten Sie bei der Verwendung von betroffenen Synchro Führungsdrähten Folgendes: Der Führungsdraht darf nicht am distalen Ende der Einführhilfe eingeführt werden. Die dem Produkt beiliegende Gebrauchsanweisung muss befolgt werden und der Führungsdraht darf nicht verwendet werden, wenn sichtbare Anzeichen einer Beschädigung der Beschichtung zu erkennen sind.
3. Leiten Sie diese Kundenbenachrichtigung intern an alle interessierten und betroffenen Parteien weiter.
4. Informieren Sie Stryker, falls betroffene Produkte an andere Einrichtungen weitergegeben worden sind und leiten Sie bitte eine Kopie dieses Schreibens an die neuen Anwender weiter.
5. Informieren Sie Stryker über jegliche unerwünschten Ereignisse, die bei der Anwendung der betroffenen Produkte auftreten.
6. Füllen Sie das beiliegende Kundenantwortformular aus. Möglicherweise sind diese Produkte nicht mehr in Ihrem Bestand vor Ort vorhanden. Bitte schicken Sie das ausgefüllte Formular an uns zurück, damit wir unsere Unterlagen aktualisieren können. So vermeiden Sie auch, dass wir Ihnen unnötig weitere Mitteilungen zu diesem Thema senden.
7. Senden Sie das ausgefüllte Antwortformular an quality-gsa@stryker.com.
8. Wenden Sie sich an quality-gsa@stryker.com, wenn Sie den betroffenen Synchro Führungsdraht durch den verbesserten Synchro Führungsdraht mit einer neuen optionalen Einführhilfe eines anderen Lieferanten austauschen möchten.

DRINGEND:
SICHERHEITSMITTEILUNG FÜR MEDIZINPRODUKTE:
KUNDENBENACHRICHTIGUNG

Nummer: RA2024 - 3612746

Bitte schicken Sie uns das ausgefüllte Formular innerhalb von 10 Kalendertagen ab dem Eingangsdatum zurück. Der angestrebte Termin für den Abschluss dieser Maßnahme ist der 30. September 2024. Ihre zeitgerechte Antwort ermöglicht es uns, diesen Termin einzuhalten.

Ihre Kontaktperson hierfür ist unten angegeben. Bei Fragen zu dieser Maßnahme wenden Sie sich bitte direkt an die angegebene Kontaktperson:

Name: E-Mail: quality-gsa@stryker.com
Telefon:
Position:

Wir bestätigen, dass die zuständigen nationalen Behörden Ihres Landes gemäß der Anforderungen der Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte (MDR) über diese sicherheitsrelevante Korrekturmaßnahme beim Anwender informiert wurden.

Im Namen von Stryker Neurovascular bedanken wir uns für Ihre Hilfe und Unterstützung bei der rechtzeitigen Durchführung dieser Maßnahme und bitten um Ihr Verständnis für jegliche Unannehmlichkeiten.

Mit freundlichen Grüßen

Stryker Osteonics AG

RA2024 – 3612746

Antwortformular - Antwort erforderlich

Produkt: Synchro® Führungsdrähte

Katalognr	Einmalige Produktkennung (UDI)	Erhaltene Menge	Bestandsmenge	Ersatz erforderlich
				Ja / nein
				Ja / nein
				Ja / nein
				Ja / nein

☐ Ich habe von Stryker Neurovascular die Benachrichtigung erhalten, dass das Unternehmen eine Produktmaßnahme beim Anwender für das oben genannte Produkt eingeleitet hat, und ich bestätige den Erhalt und die Überprüfung dieser DRINGENDE KUNDENMITTEILUNG.

Bitte schicken Sie das ausgefüllte, unterschriebene und datierte Formular an **quality-gsa@stryker.com** zurück.

Hinweis: Mit Ihrer Unterschrift auf dem Antwortformular bestätigen Sie, dass Sie die vorliegende Mitteilung erhalten und verstanden haben.

Kundenangaben

Kundennummer :

Kundenname:

Adresse:

Name in Druckbuchstaben: _____

Titel: _____ Durchwahl: _____

E-Mail-Adresse: _____

Unterschrift: _____ Datum: _____

Wenn Sie in diesem Schreiben aufgeführte Einheiten verliehen oder weiterverkauft haben, leiten Sie bitte eine Kopie dieses Schreibens an die neuen Anwender weiter und setzen Sie Stryker über deren neuen Standort in Kenntnis.

Name der Einrichtung	Anschrift der Einrichtung

FÜLLEN SIE DIESES FORMULAR BITTE INNERHALB VON 10 KALENDERTAGEN AUS UND SENDEN SIE ES UNTERSCHRIEBEN AN quality-gsa@stryker.com ZURÜCK

Backloading und Identifizierung von Schäden an der PTFE-Beschichtung

1. Die Verpackung des Synchro Führungsdrahts enthält eine Drehmomentvorrichtung und eine optionale Einführhilfe. Zur Gleitfähigkeit ist der distale Teil des Führungsdrahts mit einem hydrophilen Polymer beschichtet, und der proximale Teil des Führungsdrahts mit Polytetrafluorethylen (PTFE).
2. Backloading bezieht sich auf das Einführen des Führungsdrahts vom distalen Ende der Einführhilfe aus und nicht durch den Anschluss am proximalen Ende der Einführhilfe. Siehe Abbildung 1.




Abbildung 1: Unsachgemäße Backloading-Technik

3. Die zusammen mit dem Synchro Führungsdraht gelieferte optionale Einführhilfe kann scharfe Kanten haben. Durch die scharfen Kanten der Einführhilfe kann die PTFE-Beschichtung abgelöst werden, wenn der Anwender den Führungsdraht rückwärts lädt. Siehe Abbildung 2. Die PTFE-Beschichtung ist eingefärbt. Die abgelöste Beschichtung ist bei Beschädigung mit bloßem Auge sichtbar. Siehe Abbildung 3.



Abbildung 2: Ablösen der PTFE-Beschichtung beim Backloading




Abbildung 3: PTFE-Beschädigung am Synchro Führungsdraht

4. Anwender werden darauf hingewiesen, den Führungsdraht NICHT am Distalen Ende der Einführhilfe einzuführen und stattdessen das distale Ende des Führungsdrahts in den proximalen Anschluss der Einführhilfe einzuführen. Siehe Abbildung 4.




Abbildung 4: Richtige Technik beim Einführen des Führungsdrahts mithilfe der Einführhilfe

5. Bei Beschädigung der PTFE-Beschichtung befolgen Sie die Vorsichtsmaßnahmen in der Gebrauchsanweisung und verwenden Sie den beschädigten Führungsdraht nicht. Wenden Sie sich an Stryker, um ein Ersatzprodukt zu erhalten.

Anhang B

Synchro® Führungsdraht

Katalognr.	Lot	UDI	Katalognr.	Lot	UDI
M00326410	0000063497	(01)04546540688767(17)240504(10)0000063497	M00326010	0000065004	(01)04546540688729(17)240531(10)0000065004
M00326410	0000063501	(01)04546540688767(17)240504(10)0000063501	M00326410	0000065005	(01)04546540688767(17)240531(10)0000065005
M00326410	0000063520	(01)04546540688767(17)240505(10)0000063520	M00326110	0000065017	(01)04546540688736(17)240531(10)0000065017
M00326410	0000063568	(01)04546540688767(17)240505(10)0000063568	M00326510	0000065066	(01)04546540688781(17)240601(10)0000065066
M00326410	0000063716	(01)04546540688767(17)240509(10)0000063716	M00326410	0000065107	(01)04546540688767(17)240602(10)0000065107
M00326410	0000063767	(01)04546540688767(17)240509(10)0000063767	M00326410	0000065118	(01)04546540688767(17)240602(10)0000065118
M00326510	0000063768	(01)04546540688781(17)240509(10)0000063768	M00326010	0000065161	(01)04546540688729(17)240605(10)0000065161
M00326420	0000063779	(01)04546540688774(17)240510(10)0000063779	M00326010	0000065227	(01)04546540688729(17)240605(10)0000065227
M00326010	0000063878	(01)04546540688729(17)240510(10)0000063878	M00326420	0000065241	(01)04546540688774(17)240605(10)0000065241
M00326410	0000063879	(01)04546540688767(17)240510(10)0000063879	M00326010	0000065269	(01)04546540688729(17)240605(10)0000065269
M00326510	0000063886	(01)04546540688781(17)240511(10)0000063886	M00326410	0000065281	(01)04546540688767(17)240606(10)0000065281
M00326410	0000063894	(01)04546540688767(17)240511(10)0000063894	S2SPS14215	0000065327	(01)07613327459630(17)240606(10)0000065327
M00326410	0000063905	(01)04546540688767(17)240511(10)0000063905	M00326410	0000065370	(01)04546540688767(17)240606(10)0000065370
M00326410	0000063933	(01)04546540688767(17)240511(10)0000063933	S2SPS14300	0000065435	(01)07613327459647(17)240607(10)0000065435
M00326010	0000063985	(01)04546540688729(17)240515(10)0000063985	M00326010	0000065449	(01)04546540688729(17)240607(10)0000065449
M00326410	0000064072	(01)04546540688767(17)240515(10)0000064072	M00326010	0000065450	(01)04546540688729(17)240607(10)0000065450
M00326110	0000064108	(01)04546540688736(17)240516(10)0000064108	M00326410	0000065515	(01)04546540688767(17)240608(10)0000065515
M00326410	0000064113	(01)04546540688767(17)240516(10)0000064113	M00326310	0000065570	(01)04546540688743(17)240608(10)0000065570
M00326510	0000064191	(01)04546540688781(17)240516(10)0000064191	M00326410	0000065571	(01)04546540688767(17)240608(10)0000065571
M00326010	0000064269	(01)04546540688729(17)240518(10)0000064269	M00326410	0000065583	(01)04546540688767(17)240609(10)0000065583
M00326010	0000064281	(01)04546540688729(17)240518(10)0000064281	M00326110	0000065616	(01)04546540688736(17)240609(10)0000065616
M00326010	0000064309	(01)04546540688729(17)240518(10)0000064309	M00326410	0000065643	(01)04546540688767(17)240609(10)0000065643
M00326010	0000064357	(01)04546540688729(17)240519(10)0000064357	S2SPS14215	0000065644	(01)07613327459630(17)240609(10)0000065644
M00326010	0000064360	(01)04546540688729(17)240519(10)0000064360	M00326420	0000065646	(01)04546540688774(17)240609(10)0000065646
M00326010	0000064370	(01)04546540688729(17)240519(10)0000064370	S2SP14215	0000065728	(01)07613327459654(17)240612(10)0000065728
M00326410	0000064410	(01)04546540688767(17)240522(10)0000064410	M00326010	0000065733	(01)04546540688729(17)240612(10)0000065733
M00326410	0000064420	(01)04546540688767(17)240522(10)0000064420	M00326010	0000065760	(01)04546540688729(17)240612(10)0000065760
M00326410	0000064482	(01)04546540688767(17)240522(10)0000064482	M00326410	0000065761	(01)04546540688767(17)240612(10)0000065761
M00326410	0000064486	(01)04546540688767(17)240523(10)0000064486	M00326420	0000065762	(01)04546540688774(17)240612(10)0000065762
M00326410	0000064487	(01)04546540688767(17)240523(10)0000064487	M00326010	0000065781	(01)04546540688729(17)240613(10)0000065781
M00326410	0000064527	(01)04546540688767(17)240523(10)0000064527	M00326010	0000065819	(01)04546540688729(17)240613(10)0000065819
M00326410	0000064565	(01)04546540688767(17)240523(10)0000064565	M00326410	0000065820	(01)04546540688767(17)240613(10)0000065820
M00326420	0000064566	(01)04546540688774(17)240523(10)0000064566	M00326410	0000065837	(01)04546540688767(17)240614(10)0000065837
M00326410	0000064589	(01)04546540688767(17)240524(10)0000064589	M00326010	0000065891	(01)04546540688729(17)240614(10)0000065891
M00326410	0000064590	(01)04546540688767(17)240524(10)0000064590	M00326410	0000065900	(01)04546540688767(17)240614(10)0000065900
M00326510	0000064640	(01)04546540688781(17)240524(10)0000064640	M00326010	0000066007	(01)04546540688729(17)240615(10)0000066007
S2SP14215	0000064643	(01)07613327459654(17)240524(10)0000064643	M00326410	0000066008	(01)04546540688767(17)240615(10)0000066008
S2SPS14215	0000064656	(01)07613327459630(17)240525(10)0000064656	M00326410	0000066075	(01)04546540688767(17)240616(10)0000066075
M00326410	0000064735	(01)04546540688767(17)240525(10)0000064735	M00326010	0000066076	(01)04546540688729(17)240616(10)0000066076
M00326410	0000064736	(01)04546540688767(17)240525(10)0000064736	M00326010	0000066129	(01)04546540688729(17)240619(10)0000066129
M00326010	0000064796	(01)04546540688729(17)240526(10)0000064796	M00326410	0000066130	(01)04546540688767(17)240619(10)0000066130
M00326410	0000064797	(01)04546540688767(17)240526(10)0000064797	M00326510	0000066131	(01)04546540688781(17)240619(10)0000066131
M00326410	0000064882	(01)04546540688767(17)240530(10)0000064882	M00326410	0000066262	(01)04546540688767(17)240620(10)0000066262
M00326410	0000064927	(01)04546540688767(17)240530(10)0000064927	M00326420	0000066263	(01)04546540688774(17)240620(10)0000066263
M00326410	0000064960	(01)04546540688767(17)240531(10)0000064960	M00326010	0000066311	(01)04546540688729(17)240621(10)0000066311
M00326410	0000064961	(01)04546540688767(17)240531(10)0000064961	M00326010	0000066337	(01)04546540688729(17)240621(10)0000066337

Katalognr.	Lot	UDI
M00326010	0000066383	(01)04546540688729(17)240622(10)0000066383
M00326410	0000066384	(01)04546540688767(17)240622(10)0000066384
M00326410	0000066385	(01)04546540688767(17)240622(10)0000066385
M00326110	0000066470	(01)04546540688736(17)240623(10)0000066470
M00326410	0000066471	(01)04546540688767(17)240623(10)0000066471
M00326420	0000066472	(01)04546540688774(17)240623(10)0000066472
M00326010	0000066490	(01)04546540688729(17)240625(10)0000066490
M00326410	0000066552	(01)04546540688767(17)240626(10)0000066552
M00326110	0000066581	(01)04546540688736(17)240626(10)0000066581
M00326420	0000066582	(01)04546540688774(17)240626(10)0000066582
M00326010	0000066583	(01)04546540688729(17)240626(10)0000066583
M00326410	0000066644	(01)04546540688767(17)240627(10)0000066644
M00326520	0000066684	(01)04546540688798(17)240627(10)0000066684
M00326510	0000066729	(01)04546540688781(17)240628(10)0000066729
M00326410	0000066824	(01)04546540688767(17)240629(10)0000066824
M00326510	0000066911	(01)04546540688781(17)240629(10)0000066911
S2SP14215	0000066913	(01)07613327459654(17)240629(10)0000066913
M00326010	0000066931	(01)04546540688729(17)240704(10)0000066931
M00326410	0000066962	(01)04546540688767(17)240704(10)0000066962
M00326010	0000066988	(01)04546540688729(17)240704(10)0000066988
M00326420	0000066989	(01)04546540688774(17)240704(10)0000066989
S2SP14215	0000067080	(01)07613327459630(17)240705(10)0000067080
M00326410	0000067082	(01)04546540688767(17)240705(10)0000067082
M00326010	0000067168	(01)04546540688729(17)240706(10)0000067168
M00326310	0000067169	(01)04546540688743(17)240706(10)0000067169
M00326410	0000067170	(01)04546540688767(17)240706(10)0000067170
S2SP14215	0000067171	(01)07613327459630(17)240706(10)0000067171
S2SP14215	0000067173	(01)07613327459654(17)240706(10)0000067173
M00326010	0000067331	(01)04546540688729(17)240710(10)0000067331
M00326410	0000067332	(01)04546540688767(17)240710(10)0000067332
M00326010	0000067453	(01)04546540688729(17)240711(10)0000067453
M00326410	0000067456	(01)04546540688767(17)240711(10)0000067456
M00326010	0000067466	(01)04546540688729(17)240711(10)0000067466
M00326110	0000067561	(01)04546540688736(17)240712(10)0000067561
M00326010	0000067566	(01)04546540688729(17)240712(10)0000067566
M00326410	0000067567	(01)04546540688767(17)240712(10)0000067567
M00326410	0000067653	(01)04546540688767(17)240713(10)0000067653
M00326410	0000067654	(01)04546540688767(17)240713(10)0000067654
M00326010	0000067655	(01)04546540688729(17)240713(10)0000067655
M00326510	0000067656	(01)04546540688781(17)240713(10)0000067656
M00326510	0000067658	(01)04546540688781(17)240713(10)0000067658
S2SP14215	0000067663	(01)07613327459630(17)240713(10)0000067663
M00326510	0000067683	(01)04546540688781(17)240714(10)0000067683
M00326010	0000067710	(01)04546540688729(17)240714(10)0000067710
M00326410	0000067711	(01)04546540688767(17)240714(10)0000067711
M00326410	0000067712	(01)04546540688767(17)240714(10)0000067712

Katalognr.	Lot	UDI
M00326010	0000067762	(01)04546540688729(17)240716(10)0000067762
M00326110	0000067801	(01)04546540688736(17)240717(10)0000067801
M00326410	0000067829	(01)04546540688767(17)240717(10)0000067829
M00326010	0000067898	(01)04546540688729(17)240718(10)0000067898
M00326420	0000068096	(01)04546540688774(17)240719(10)0000068096
M00326510	0000068097	(01)04546540688781(17)240719(10)0000068097
M00326010	0000068187	(01)04546540688729(17)240720(10)0000068187
M00326010	0000068245	(01)04546540688729(17)240720(10)0000068245
M00326110	0000068246	(01)04546540688736(17)240720(10)0000068246
M00326310	0000068247	(01)04546540688743(17)240720(10)0000068247
M00326410	0000068248	(01)04546540688767(17)240720(10)0000068248
S2SP14215	0000068249	(01)07613327459630(17)240720(10)0000068249
M00326010	0000068428	(01)04546540688729(17)240721(10)0000068428
M00326010	0000068556	(01)04546540688729(17)240724(10)0000068556
M00326410	0000068627	(01)04546540688767(17)240724(10)0000068627
M00326410	0000069225	(01)04546540688767(17)240725(10)0000069225
M00326510	0000069226	(01)04546540688781(17)240725(10)0000069226
M00326110	0000069276	(01)04546540688736(17)240726(10)0000069276
M00326010	0000069385	(01)04546540688729(17)240726(10)0000069385
M00326510	0000069386	(01)04546540688781(17)240726(10)0000069386
M00326010	0000069506	(01)04546540688729(17)240727(10)0000069506
M00326010	0000069549	(01)04546540688729(17)240727(10)0000069549
M00326010	0000069573	(01)04546540688729(17)240727(10)0000069573
M00326410	0000069730	(01)04546540688767(17)240728(10)0000069730
M00326010	0000069755	(01)04546540688729(17)240728(10)0000069755
M00326010	0000069788	(01)04546540688729(17)240730(10)0000069788
M00326410	0000069790	(01)04546540688767(17)240730(10)0000069790
M00326510	0000069867	(01)04546540688781(17)240731(10)0000069867
M00326010	0000069918	(01)04546540688729(17)240731(10)0000069918
M00326410	0000069919	(01)04546540688767(17)240731(10)0000069919
M00326010	0000070038	(01)04546540688729(17)240801(10)0000070038
M00326010	0000070039	(01)04546540688729(17)240801(10)0000070039
M00326410	0000070220	(01)04546540688767(17)240802(10)0000070220
M00326410	0000070221	(01)04546540688767(17)240802(10)0000070221
M00326420	0000070222	(01)04546540688774(17)240802(10)0000070222
M00326510	0000070229	(01)04546540688781(17)240802(10)0000070229
M00326010	0000070422	(01)04546540688729(17)240803(10)0000070422
M00326410	0000070423	(01)04546540688767(17)240803(10)0000070423
M00326410	0000070424	(01)04546540688767(17)240803(10)0000070424
M00326410	0000070640	(01)04546540688767(17)240804(10)0000070640
M00326410	0000070641	(01)04546540688767(17)240804(10)0000070641
M00326510	0000070642	(01)04546540688781(17)240804(10)0000070642
M00326010	0000070863	(01)04546540688729(17)240807(10)0000070863
M00326420	0000070864	(01)04546540688774(17)240807(10)0000070864
M00326510	0000071089	(01)04546540688781(17)240808(10)0000071089
M00326110	0000071094	(01)04546540688736(17)240808(10)0000071094

Katalognr.	Lot	UDI
M00326410	0000071095	(01)04546540688767(17)240808(10)0000071095
M00326410	0000071096	(01)04546540688767(17)240808(10)0000071096
M00326010	0000071213	(01)04546540688729(17)240809(10)0000071213
M00326010	0000071374	(01)04546540688729(17)240809(10)0000071374
M00326010	0000071375	(01)04546540688729(17)240809(10)0000071375
M00326410	0000071378	(01)04546540688767(17)240809(10)0000071378
M00326010	0000071839	(01)04546540688729(17)240810(10)0000071839
M00326010	0000071840	(01)04546540688729(17)240810(10)0000071840
M00326110	0000071841	(01)04546540688736(17)240810(10)0000071841
M00326410	0000072028	(01)04546540688767(17)240811(10)0000072028
M00326410	0000072029	(01)04546540688767(17)240811(10)0000072029
M00326420	0000072031	(01)04546540688774(17)240811(10)0000072031
M00326410	0000072244	(01)04546540688767(17)240814(10)0000072244
M00326410	0000072277	(01)04546540688767(17)240814(10)0000072277
S2SPS14215	0000072389	(01)07613327459630(17)240814(10)0000072389
M00326410	0000073133	(01)04546540688767(17)240816(10)0000073133
M00326420	0000073134	(01)04546540688774(17)240816(10)0000073134
M00326010	0000073408	(01)04546540688729(17)240817(10)0000073408
M00326010	0000073409	(01)04546540688729(17)240817(10)0000073409
M00326010	0000073514	(01)04546540688729(17)240818(10)0000073514
M00326110	0000073548	(01)04546540688736(17)240818(10)0000073548
M00326410	0000073549	(01)04546540688767(17)240818(10)0000073549
M00326410	0000073550	(01)04546540688767(17)240818(10)0000073550
M00326010	0000073888	(01)04546540688729(17)240821(10)0000073888
M00326520	0000073892	(01)04546540688798(17)240821(10)0000073892
M00326510	0000073894	(01)04546540688781(17)240821(10)0000073894
M00326410	0000074431	(01)04546540688767(17)240822(10)0000074431
M00326410	0000074451	(01)04546540688767(17)240822(10)0000074451
M00326010	0000074665	(01)04546540688729(17)240823(10)0000074665
M00326010	0000074666	(01)04546540688729(17)240823(10)0000074666
M00326510	0000074671	(01)04546540688781(17)240823(10)0000074671
M00326010	0000074951	(01)04546540688729(17)240824(10)0000074951
M00326010	0000074952	(01)04546540688729(17)240824(10)0000074952
M00326110	0000075207	(01)04546540688736(17)240825(10)0000075207
M00326410	0000075208	(01)04546540688767(17)240825(10)0000075208
M00326410	0000075209	(01)04546540688767(17)240825(10)0000075209
M00326410	0000075553	(01)04546540688767(17)240828(10)0000075553
M00326410	0000075554	(01)04546540688767(17)240828(10)0000075554
M00326010	0000075877	(01)04546540688729(17)240829(10)0000075877
M00326410	0000075915	(01)04546540688767(17)240829(10)0000075915
M00326510	0000075916	(01)04546540688781(17)240829(10)0000075916
M00326010	0000076063	(01)04546540688729(17)240830(10)0000076063
M00326010	0000076064	(01)04546540688729(17)240830(10)0000076064
M00326010	0000076161	(01)04546540688729(17)240831(10)0000076161
M00326010	0000076162	(01)04546540688729(17)240831(10)0000076162
M00326420	0000076285	(01)04546540688774(17)240831(10)0000076285

Katalognr.	Lot	UDI
M00326010	0000076379	(01)04546540688729(17)240901(10)0000076379
M00326010	0000076454	(01)04546540688729(17)240901(10)0000076454
M00326410	0000076455	(01)04546540688767(17)240901(10)0000076455
M00326510	0000077169	(01)04546540688781(17)240905(10)0000077169
M00326510	0000077170	(01)04546540688781(17)240905(10)0000077170
M00326410	0000077386	(01)04546540688767(17)240906(10)0000077386
M00326410	0000077387	(01)04546540688767(17)240906(10)0000077387
M00326410	0000077389	(01)04546540688767(17)240906(10)0000077389
M00326410	0000077554	(01)04546540688767(17)240907(10)0000077554
M00326410	0000077555	(01)04546540688767(17)240907(10)0000077555
M00326420	0000077556	(01)04546540688774(17)240907(10)0000077556
M00326010	0000077608	(01)04546540688729(17)240907(10)0000077608
M00326010	0000077609	(01)04546540688729(17)240907(10)0000077609
M00326010	0000077610	(01)04546540688729(17)240907(10)0000077610
M00326110	0000077751	(01)04546540688736(17)240908(10)0000077751
M00326510	0000078109	(01)04546540688781(17)240911(10)0000078109
M00326010	0000078110	(01)04546540688729(17)240911(10)0000078110
M00326010	0000078111	(01)04546540688729(17)240911(10)0000078111
M00326010	0000078271	(01)04546540688729(17)240912(10)0000078271
M00326410	0000078272	(01)04546540688767(17)240912(10)0000078272
M00326410	0000078273	(01)04546540688767(17)240912(10)0000078273
M00326010	0000078369	(01)04546540688729(17)240912(10)0000078369
M00326110	0000078371	(01)04546540688736(17)240912(10)0000078371
M00326410	0000078372	(01)04546540688767(17)240912(10)0000078372
S2SP14215	0000078582	(01)07613327459654(17)240913(10)0000078582
M00326110	0000078837	(01)04546540688736(17)240915(10)0000078837
M00326010	0000078877	(01)04546540688729(17)240915(10)0000078877
M00326010	0000078902	(01)04546540688729(17)240915(10)0000078902
M00326410	0000079396	(01)04546540688767(17)240918(10)0000079396
M00326510	0000079633	(01)04546540688781(17)240919(10)0000079633
M00326420	0000079694	(01)04546540688774(17)240919(10)0000079694
M00326310	0000079906	(01)04546540688743(17)240920(10)0000079906
M00326410	0000080021	(01)04546540688767(17)240920(10)0000080021
M00326420	0000080326	(01)04546540688774(17)240921(10)0000080326
M00326420	0000080455	(01)04546540688774(17)240922(10)0000080455
M00326110	0000080548	(01)04546540688736(17)240922(10)0000080548
M00326410	0000080914	(01)04546540688767(17)240925(10)0000080914
M00326010	0000080915	(01)04546540688729(17)240925(10)0000080915
M00326010	0000080987	(01)04546540688729(17)240925(10)0000080987
M00326110	0000080988	(01)04546540688736(17)240925(10)0000080988
M00326510	0000081204	(01)04546540688781(17)240926(10)0000081204
M00326410	0000081395	(01)04546540688767(17)240927(10)0000081395
M00326010	0000081397	(01)04546540688729(17)240927(10)0000081397
M00326010	0000081454	(01)04546540688729(17)240927(10)0000081454
M00326010	0000081670	(01)04546540688729(17)240928(10)0000081670
M00326410	0000081697	(01)04546540688767(17)240928(10)0000081697

Katalognr.	Lot	UDI
M00326410	0000081741	(01)04546540688767(17)240928(10)0000081741
M00326410	0000081742	(01)04546540688767(17)240928(10)0000081742
M00326420	0000081868	(01)04546540688774(17)240929(10)0000081868
M00326510	0000081875	(01)04546540688781(17)240929(10)0000081875
M00326510	0000081920	(01)04546540688781(17)240929(10)0000081920
M00326510	0000082489	(01)04546540688781(17)241003(10)0000082489
M00326010	0000082734	(01)04546540688729(17)241004(10)0000082734
M00326010	0000082735	(01)04546540688729(17)241004(10)0000082735
M00326410	0000082781	(01)04546540688767(17)241004(10)0000082781
M00326110	0000082965	(01)04546540688736(17)241005(10)0000082965
M00326410	0000082985	(01)04546540688767(17)241005(10)0000082985
M00326410	0000082986	(01)04546540688767(17)241005(10)0000082986
M00326420	0000083175	(01)04546540688774(17)241006(10)0000083175
M00326110	0000083195	(01)04546540688736(17)241007(10)0000083195
M00326410	0000083855	(01)04546540688767(17)241010(10)0000083855
M00326410	0000083856	(01)04546540688767(17)241010(10)0000083856
M00326420	0000083952	(01)04546540688774(17)241010(10)0000083952
M00326510	0000083953	(01)04546540688781(17)241010(10)0000083953
M00326420	0000084099	(01)04546540688774(17)241011(10)0000084099
M00326510	0000084100	(01)04546540688781(17)241011(10)0000084100
S2SPP14215	0000084347	(01)07613327459654(17)241012(10)0000084347
S2SPP14300	0000084348	(01)07613327459661(17)241012(10)0000084348
S2SPS14215	0000084516	(01)07613327459630(17)241013(10)0000084516
S2SPS14215	0000084517	(01)07613327459630(17)241013(10)0000084517
S2SPS14300	0000084518	(01)07613327459647(17)241013(10)0000084518
M00326010	0000084656	(01)04546540688729(17)241015(10)0000084656
M00326010	0000084657	(01)04546540688729(17)241015(10)0000084657
M00326010	0000084861	(01)04546540688729(17)241016(10)0000084861
M00326010	0000084864	(01)04546540688729(17)241016(10)0000084864
M00326410	0000085274	(01)04546540688767(17)241016(10)0000085274
M00326010	0000085365	(01)04546540688729(17)241017(10)0000085365
M00326410	0000085367	(01)04546540688767(17)241017(10)0000085367
M00326410	0000085368	(01)04546540688767(17)241017(10)0000085368
M00326410	0000085369	(01)04546540688767(17)241017(10)0000085369
M00326420	0000085613	(01)04546540688774(17)241018(10)0000085613
M00326410	0000085635	(01)04546540688767(17)241018(10)0000085635
M00326410	0000085636	(01)04546540688767(17)241018(10)0000085636
M00326410	0000085724	(01)04546540688767(17)241018(10)0000085724
M00326410	0000085952	(01)04546540688767(17)241019(10)0000085952
M00326010	0000085953	(01)04546540688729(17)241019(10)0000085953
M00326010	0000086129	(01)04546540688729(17)241020(10)0000086129
M00326110	0000086130	(01)04546540688736(17)241020(10)0000086130
M00326010	0000086175	(01)04546540688729(17)241021(10)0000086175
M00326010	0000086200	(01)04546540688729(17)241022(10)0000086200
M00326010	0000086337	(01)04546540688729(17)241023(10)0000086337
M00326410	0000086425	(01)04546540688767(17)241023(10)0000086425

Katalognr.	Lot	UDI
M00326410	0000086538	(01)04546540688767(17)241024(10)0000086538
M00326410	0000086539	(01)04546540688767(17)241024(10)0000086539
M00326410	0000086540	(01)04546540688767(17)241024(10)0000086540
M00326510	0000086865	(01)04546540688781(17)241025(10)0000086865
M00326410	0000086939	(01)04546540688767(17)241025(10)0000086939
M00326410	0000086940	(01)04546540688767(17)241025(10)0000086940
M00326410	0000087549	(01)04546540688767(17)241027(10)0000087549
M00326410	0000087550	(01)04546540688767(17)241027(10)0000087550
M00326410	0000087582	(01)04546540688767(17)241027(10)0000087582
M00326410	0000087635	(01)04546540688767(17)241029(10)0000087635
M00326010	0000087870	(01)04546540688729(17)241030(10)0000087870
M00326010	0000087871	(01)04546540688729(17)241030(10)0000087871
M00326010	0000087872	(01)04546540688729(17)241030(10)0000087872
M00326510	0000087972	(01)04546540688781(17)241030(10)0000087972
M00326110	0000088254	(01)04546540688736(17)241031(10)0000088254
M00326410	0000088255	(01)04546540688767(17)241031(10)0000088255
M00326010	0000088367	(01)04546540688729(17)241031(10)0000088367
M00326010	0000088651	(01)04546540688729(17)241101(10)0000088651
M00326010	0000088652	(01)04546540688729(17)241101(10)0000088652
M00326410	0000088811	(01)04546540688767(17)241102(10)0000088811
M00326410	0000088890	(01)04546540688767(17)241102(10)0000088890
M00326410	0000089000	(01)04546540688767(17)241103(10)0000089000
M00326410	0000089068	(01)04546540688767(17)241103(10)0000089068
M00326410	0000089069	(01)04546540688767(17)241103(10)0000089069
M00326420	0000089328	(01)04546540688774(17)241106(10)0000089328
M00326410	0000089523	(01)04546540688767(17)241106(10)0000089523
M00326510	0000089737	(01)04546540688781(17)241107(10)0000089737
M00326520	0000090098	(01)04546540688798(17)241108(10)0000090098
M00326310	0000090099	(01)04546540688743(17)241108(10)0000090099
M00326010	0000090311	(01)04546540688729(17)241109(10)0000090311
M00326410	0000090313	(01)04546540688767(17)241109(10)0000090313
M00326410	0000090391	(01)04546540688767(17)241109(10)0000090391
M00326410	0000090548	(01)04546540688767(17)241110(10)0000090548
M00326410	0000090549	(01)04546540688767(17)241110(10)0000090549
M00326510	0000090550	(01)04546540688781(17)241110(10)0000090550
M00326420	0000090670	(01)04546540688774(17)241111(10)0000090670
S2SPS14215	0000091104	(01)07613327459630(17)241114(10)0000091104
M00326410	0000091107	(01)04546540688767(17)241114(10)0000091107
M00326410	0000091372	(01)04546540688767(17)241114(10)0000091372
M00326410	0000091477	(01)04546540688767(17)241115(10)0000091477
M00326410	0000091478	(01)04546540688767(17)241115(10)0000091478
M00326410	0000091479	(01)04546540688767(17)241115(10)0000091479
M00326010	0000091480	(01)04546540688729(17)241115(10)0000091480
M00326010	0000091715	(01)04546540688729(17)241116(10)0000091715
M00326420	0000091905	(01)04546540688774(17)241117(10)0000091905
M00326510	0000091906	(01)04546540688781(17)241117(10)0000091906

Katalognr.	Lot	UDI
M00326010	0000092004	(01)04546540688729(17)241118(10)0000092004
M00326110	0000092394	(01)04546540688736(17)241120(10)0000092394
M00326110	0000092395	(01)04546540688736(17)241120(10)0000092395
M00326110	0000092396	(01)04546540688736(17)241120(10)0000092396
M00326410	0000092564	(01)04546540688767(17)241121(10)0000092564
S2SP14215	0000092593	(01)07613327459654(17)241121(10)0000092593
M00326410	0000092594	(01)04546540688767(17)241121(10)0000092594
M00326410	0000092702	(01)04546540688767(17)241121(10)0000092702
M00326410	0000092838	(01)04546540688767(17)241122(10)0000092838
M00326010	0000092839	(01)04546540688729(17)241122(10)0000092839
M00326010	0000093332	(01)04546540688729(17)241126(10)0000093332
M00326010	0000093534	(01)04546540688729(17)241127(10)0000093534
M00326410	0000093535	(01)04546540688767(17)241127(10)0000093535
M00326410	0000093536	(01)04546540688767(17)241127(10)0000093536
M00326420	0000093818	(01)04546540688774(17)241127(10)0000093818
M00326510	0000093819	(01)04546540688781(17)241127(10)0000093819
M00326510	0000094029	(01)04546540688781(17)241128(10)0000094029
M00326510	0000094030	(01)04546540688781(17)241128(10)0000094030
S2SP514300	0000094339	(01)07613327459647(17)241130(10)0000094339
M00326310	0000094378	(01)04546540688743(17)241130(10)0000094378
M00326410	0000094533	(01)04546540688767(17)241130(10)0000094533
M00326410	0000094737	(01)04546540688767(17)241201(10)0000094737
M00326410	0000094742	(01)04546540688767(17)241201(10)0000094742
M00326010	0000094776	(01)04546540688729(17)241201(10)0000094776
M00326010	0000094818	(01)04546540688729(17)241202(10)0000094818
M00326420	0000094819	(01)04546540688774(17)241202(10)0000094819
M00326410	0000094931	(01)04546540688767(17)241204(10)0000094931
M00326410	0000094935	(01)04546540688767(17)241204(10)0000094935
M00326110	0000095029	(01)04546540688736(17)241204(10)0000095029
M00326410	0000095077	(01)04546540688767(17)241205(10)0000095077
M00326010	0000095080	(01)04546540688729(17)241205(10)0000095080
M00326010	0000095172	(01)04546540688729(17)241205(10)0000095172
M00326410	0000095424	(01)04546540688767(17)241206(10)0000095424
M00326410	0000095426	(01)04546540688767(17)241206(10)0000095426
M00326410	0000095429	(01)04546540688767(17)241206(10)0000095429
M00326410	0000095475	(01)04546540688767(17)241206(10)0000095475
M00326410	0000095836	(01)04546540688767(17)241207(10)0000095836
M00326410	0000095874	(01)04546540688767(17)241207(10)0000095874
S2SP514215	0000095875	(01)07613327459630(17)241207(10)0000095875
M00326420	0000096587	(01)04546540688774(17)241211(10)0000096587
M00326410	0000096624	(01)04546540688767(17)241211(10)0000096624
M00326410	0000096629	(01)04546540688767(17)241211(10)0000096629
M00326410	0000096630	(01)04546540688767(17)241211(10)0000096630
M00326410	0000096631	(01)04546540688767(17)241211(10)0000096631
M00326410	0000096772	(01)04546540688767(17)241212(10)0000096772
M00326010	0000096911	(01)04546540688729(17)241213(10)0000096911

Katalognr.	Lot	UDI
M00326010	0000096912	(01)04546540688729(17)241213(10)0000096912
M00326410	0000096914	(01)04546540688767(17)241213(10)0000096914
M00326410	0000097107	(01)04546540688767(17)241214(10)0000097107
M00326410	0000097108	(01)04546540688767(17)241214(10)0000097108
M00326510	0000097109	(01)04546540688781(17)241214(10)0000097109
M00326420	0000097110	(01)04546540688774(17)241214(10)0000097110
M00326010	0000097447	(01)04546540688729(17)241216(10)0000097447
M00326110	0000097492	(01)04546540688736(17)241217(10)0000097492
M00326410	0000097505	(01)04546540688767(17)241217(10)0000097505
M00326410	0000097695	(01)04546540688767(17)241218(10)0000097695
M00326410	0000097696	(01)04546540688767(17)241218(10)0000097696
M00326410	0000097784	(01)04546540688767(17)241218(10)0000097784
M00326410	0000097841	(01)04546540688767(17)241219(10)0000097841
M00326410	0000097842	(01)04546540688767(17)241219(10)0000097842
S2SP14215	0000097916	(01)07613327459654(17)241219(10)0000097916
M00326510	0000097917	(01)04546540688781(17)241219(10)0000097917
M00326010	0000097951	(01)04546540688729(17)241219(10)0000097951
M00326010	0000098059	(01)04546540688729(17)241220(10)0000098059
M00326420	0000098541	(01)04546540688774(17)241228(10)0000098541
M00326110	0000098543	(01)04546540688736(17)241228(10)0000098543
M00326510	0000099212	(01)04546540688781(17)250102(10)0000099212
M00326410	0000099524	(01)04546540688767(17)250103(10)0000099524
M00326410	0000099527	(01)04546540688767(17)250103(10)0000099527
M00326410	0000099660	(01)04546540688767(17)250103(10)0000099660
M00326010	0000099701	(01)04546540688729(17)250103(10)0000099701
M00326010	0000099702	(01)04546540688729(17)250103(10)0000099702
M00326010	0000099953	(01)04546540688729(17)250104(10)0000099953
M00326310	0000100182	(01)04546540688743(17)250104(10)0000100182
M00326410	0000100303	(01)04546540688767(17)250105(10)0000100303
M00326410	0000100602	(01)04546540688767(17)250108(10)0000100602
S2SP514215	0000100603	(01)07613327459630(17)250108(10)0000100603
M00326010	0000100863	(01)04546540688729(17)250109(10)0000100863
M00326010	0000100925	(01)04546540688729(17)250109(10)0000100925
M00326010	0000100986	(01)04546540688729(17)250110(10)0000100986
M00326410	0000100988	(01)04546540688767(17)250110(10)0000100988
M00326410	0000101377	(01)04546540688767(17)250110(10)0000101377
M00326410	0000101378	(01)04546540688767(17)250110(10)0000101378
M00326410	0000101621	(01)04546540688767(17)250111(10)0000101621
M00326410	0000101622	(01)04546540688767(17)250111(10)0000101622
M00326410	0000101651	(01)04546540688767(17)250111(10)0000101651
M00326420	0000101652	(01)04546540688774(17)250111(10)0000101652
M00326510	0000101833	(01)04546540688781(17)250112(10)0000101833
M00326510	0000102061	(01)04546540688781(17)250114(10)0000102061
M00326410	0000102589	(01)04546540688767(17)250116(10)0000102589
M00326410	0000102793	(01)04546540688767(17)250117(10)0000102793
M00326410	0000102794	(01)04546540688767(17)250117(10)0000102794

Katalognr.	Lot	UDI
M00326410	0000102795	(01)04546540688767(17)250117(10)0000102795
M00326410	0000102796	(01)04546540688767(17)250117(10)0000102796
M00326010	0000102835	(01)04546540688729(17)250117(10)0000102835
M00326010	0000102934	(01)04546540688729(17)250118(10)0000102934
M00326420	0000103036	(01)04546540688774(17)250118(10)0000103036
M00326410	0000103037	(01)04546540688767(17)250118(10)0000103037
M00326010	0000103038	(01)04546540688729(17)250118(10)0000103038
M00326010	0000103039	(01)04546540688729(17)250118(10)0000103039
M00326510	0000103708	(01)04546540688781(17)250122(10)0000103708
S2SPS14215	0000103807	(01)07613327459630(17)250122(10)0000103807
M00326410	0000103809	(01)04546540688767(17)250122(10)0000103809
M00326410	0000104202	(01)04546540688767(17)250123(10)0000104202
M00326110	0000104203	(01)04546540688736(17)250123(10)0000104203
M00326010	0000104204	(01)04546540688729(17)250123(10)0000104204
M00326010	0000104522	(01)04546540688729(17)250124(10)0000104522
M00326010	0000104523	(01)04546540688729(17)250124(10)0000104523
M00326410	0000104524	(01)04546540688767(17)250124(10)0000104524
M00326410	0000104574	(01)04546540688767(17)250124(10)0000104574
M00326410	0000104973	(01)04546540688767(17)250125(10)0000104973
M00326410	0000104974	(01)04546540688767(17)250125(10)0000104974
M00326410	0000105253	(01)04546540688767(17)250127(10)0000105253
M00326410	0000105351	(01)04546540688767(17)250128(10)0000105351
M00326510	0000105594	(01)04546540688781(17)250129(10)0000105594
M00326520	0000105762	(01)04546540688798(17)250129(10)0000105762
M00326410	0000105763	(01)04546540688767(17)250129(10)0000105763
M00326320	0000105764	(01)04546540688750(17)250129(10)0000105764
M00326410	0000105956	(01)04546540688767(17)250130(10)0000105956
M00326410	0000105957	(01)04546540688767(17)250130(10)0000105957
M00326410	0000106028	(01)04546540688767(17)250130(10)0000106028
M00326410	0000106405	(01)04546540688767(17)250131(10)0000106405
M00326410	0000106411	(01)04546540688767(17)250131(10)0000106411
M00326410	0000106412	(01)04546540688767(17)250131(10)0000106412
M00326010	0000106631	(01)04546540688729(17)250201(10)0000106631
M00326010	0000106632	(01)04546540688729(17)250201(10)0000106632
M00326010	0000106718	(01)04546540688729(17)250201(10)0000106718
M00326510	0000107290	(01)04546540688781(17)250204(10)0000107290
M00326410	0000107495	(01)04546540688767(17)250205(10)0000107495
M00326010	0000107496	(01)04546540688729(17)250205(10)0000107496
M00326010	0000107498	(01)04546540688729(17)250205(10)0000107498
M00326410	0000107934	(01)04546540688767(17)250206(10)0000107934
M00326410	0000107935	(01)04546540688767(17)250206(10)0000107935
M00326410	0000108145	(01)04546540688767(17)250207(10)0000108145
M00326010	0000108264	(01)04546540688729(17)250207(10)0000108264
M00326410	0000108433	(01)04546540688767(17)250208(10)0000108433
M00326010	0000108487	(01)04546540688729(17)250208(10)0000108487
M00326410	0000108813	(01)04546540688767(17)250209(10)0000108813

Katalognr.	Lot	UDI
M00326420	0000108815	(01)04546540688774(17)250209(10)0000108815
M00326420	0000108961	(01)04546540688774(17)250211(10)0000108961
M00326310	0000108962	(01)04546540688743(17)250211(10)0000108962
S2SPS14215	0000108963	(01)07613327459654(17)250211(10)0000108963
M00326010	0000109375	(01)04546540688729(17)250212(10)0000109375
S2SPS14215	0000109593	(01)07613327459630(17)250213(10)0000109593
M00326010	0000109781	(01)04546540688729(17)250213(10)0000109781
M00326010	0000109782	(01)04546540688729(17)250213(10)0000109782
M00326010	0000109899	(01)04546540688729(17)250214(10)0000109899
M00326320	0000109900	(01)04546540688750(17)250214(10)0000109900
M00326410	0000109901	(01)04546540688767(17)250214(10)0000109901
M00326510	0000109972	(01)04546540688781(17)250214(10)0000109972
M00326420	0000109973	(01)04546540688774(17)250214(10)0000109973
M00326410	0000110233	(01)04546540688767(17)250215(10)0000110233
M00326410	0000110879	(01)04546540688767(17)250218(10)0000110879
M00326410	0000110880	(01)04546540688767(17)250218(10)0000110880
M00326410	0000111101	(01)04546540688767(17)250219(10)0000111101
M00326510	0000111203	(01)04546540688781(17)250219(10)0000111203
M00326420	0000111204	(01)04546540688774(17)250219(10)0000111204
M00326510	0000111220	(01)04546540688781(17)250220(10)0000111220
M00326410	0000111453	(01)04546540688767(17)250220(10)0000111453
M00326010	0000111454	(01)04546540688729(17)250220(10)0000111454
M00326010	0000111900	(01)04546540688729(17)250221(10)0000111900
M00326110	0000111901	(01)04546540688736(17)250221(10)0000111901
M00326410	0000112240	(01)04546540688767(17)250222(10)0000112240
M00326410	0000112285	(01)04546540688767(17)250222(10)0000112285
M00326410	0000112709	(01)04546540688767(17)250223(10)0000112709
M00326410	0000112822	(01)04546540688767(17)250223(10)0000112822
M00326410	0000112823	(01)04546540688767(17)250223(10)0000112823
M00326410	0000112844	(01)04546540688767(17)250224(10)0000112844
M00326010	0000112880	(01)04546540688729(17)250225(10)0000112880
M00326010	0000112881	(01)04546540688729(17)250225(10)0000112881
M00326010	0000113135	(01)04546540688729(17)250226(10)0000113135
M00326410	0000113136	(01)04546540688767(17)250226(10)0000113136
S2SPS14215	0000113421	(01)07613327459630(17)250227(10)0000113421
M00326010	0000113476	(01)04546540688729(17)250227(10)0000113476
M00326010	0000113477	(01)04546540688729(17)250227(10)0000113477
M00326010	0000113681	(01)04546540688729(17)250228(10)0000113681
M00326410	0000113690	(01)04546540688767(17)250228(10)0000113690
M00326410	0000113790	(01)04546540688767(17)250228(10)0000113790
M00326410	0000113791	(01)04546540688767(17)250228(10)0000113791
M00326410	0000114166	(01)04546540688767(17)250301(10)0000114166
M00326410	0000114167	(01)04546540688767(17)250301(10)0000114167
M00326410	0000114170	(01)04546540688767(17)250301(10)0000114170
M00326420	0000114401	(01)04546540688774(17)250302(10)0000114401
M00326510	0000114545	(01)04546540688781(17)250303(10)0000114545

Katalognr.	Lot	UDI
S2SPS14215	0000114789	(01)07613327459630(17)250305(10)0000114789
M00326010	0000114843	(01)04546540688729(17)250305(10)0000114843
M00326010	0000114844	(01)04546540688729(17)250305(10)0000114844
M00326010	0000114845	(01)04546540688729(17)250305(10)0000114845
M00326010	0000115168	(01)04546540688729(17)250306(10)0000115168
M00326410	0000115255	(01)04546540688767(17)250306(10)0000115255
M00326410	0000115598	(01)04546540688767(17)250307(10)0000115598
M00326410	0000115599	(01)04546540688767(17)250307(10)0000115599
M00326410	0000115668	(01)04546540688767(17)250307(10)0000115668
M00326410	0000115669	(01)04546540688767(17)250307(10)0000115669
M00326410	0000115670	(01)04546540688767(17)250307(10)0000115670
M00326410	0000115926	(01)04546540688767(17)250308(10)0000115926
M00326410	0000115927	(01)04546540688767(17)250308(10)0000115927
M00326410	0000115965	(01)04546540688767(17)250308(10)0000115965
M00326410	0000115966	(01)04546540688767(17)250308(10)0000115966
M00326420	0000116311	(01)04546540688774(17)250310(10)0000116311
M00326510	0000116312	(01)04546540688781(17)250310(10)0000116312
M00326510	0000116339	(01)04546540688781(17)250311(10)0000116339
M00326310	0000116675	(01)04546540688743(17)250312(10)0000116675
M00326010	0000116702	(01)04546540688729(17)250312(10)0000116702
M00326010	0000116703	(01)04546540688729(17)250312(10)0000116703
M00326010	0000117042	(01)04546540688729(17)250313(10)0000117042
M00326010	0000117043	(01)04546540688729(17)250313(10)0000117043
M00326410	0000117044	(01)04546540688767(17)250313(10)0000117044
M00326410	0000117679	(01)04546540688767(17)250314(10)0000117679
M00326410	0000117830	(01)04546540688767(17)250315(10)0000117830
M00326410	0000117831	(01)04546540688767(17)250315(10)0000117831
S2SPS14215	0000118119	(01)07613327459630(17)250316(10)0000118119
M00326410	0000118137	(01)04546540688767(17)250316(10)0000118137
M00326410	0000118138	(01)04546540688767(17)250316(10)0000118138
M00326410	0000118202	(01)04546540688767(17)250318(10)0000118202
M00326410	0000118415	(01)04546540688767(17)250319(10)0000118415
M00326410	0000118416	(01)04546540688767(17)250319(10)0000118416
S2SPS14300	0000118540	(01)07613327459647(17)250320(10)0000118540
M00326420	0000118674	(01)04546540688774(17)250320(10)0000118674
M00326410	0000118675	(01)04546540688767(17)250320(10)0000118675
M00326510	0000118803	(01)04546540688781(17)250321(10)0000118803
M00326410	0000118804	(01)04546540688767(17)250321(10)0000118804
M00326510	0000118885	(01)04546540688781(17)250321(10)0000118885
M00326310	0000118886	(01)04546540688743(17)250321(10)0000118886
M00326410	0000119600	(01)04546540688767(17)250322(10)0000119600
M00326410	0000119601	(01)04546540688767(17)250322(10)0000119601
M00326410	0000120211	(01)04546540688767(17)250323(10)0000120211
M00326410	0000121051	(01)04546540688767(17)250326(10)0000121051
S2SPP14215	0000121105	(01)07613327459654(17)250327(10)0000121105
M00326410	0000121106	(01)04546540688767(17)250327(10)0000121106

Katalognr.	Lot	UDI
M00326410	0000121215	(01)04546540688767(17)250327(10)0000121215
M00326410	0000121216	(01)04546540688767(17)250327(10)0000121216
M00326420	0000121398	(01)04546540688774(17)250328(10)0000121398
M00326510	0000121401	(01)04546540688781(17)250328(10)0000121401
M00326510	0000121582	(01)04546540688781(17)250329(10)0000121582
S2SPS14215	0000121583	(01)07613327459630(17)250329(10)0000121583
M00326010	0000121693	(01)04546540688729(17)250329(10)0000121693
M00326010	0000121695	(01)04546540688729(17)250329(10)0000121695
M00326510	0000121918	(01)04546540688781(17)250330(10)0000121918
SSUP300STR	0000121919	(01)07613327508628(17)250330(10)0000121919
M00326010	0000122112	(01)04546540688729(17)250331(10)0000122112
SSTD215PRE	0000122145	(01)07613327508512(17)250401(10)0000122145
M00326010	0000122257	(01)04546540688729(17)250402(10)0000122257
M00326010	0000122470	(01)04546540688729(17)250402(10)0000122470
SSTD215STR	0000122481	(01)07613327508499(17)250402(10)0000122481
SSTD215STR	0000122485	(01)07613327508499(17)250402(10)0000122485
M00326420	0000122490	(01)04546540688774(17)250402(10)0000122490
SSTD215STR	0000122650	(01)07613327508499(17)250403(10)0000122650
S2SPS14215	0000122737	(01)07613327459630(17)250403(10)0000122737
M00326520	0000122738	(01)04546540688798(17)250403(10)0000122738
SSTD215PRE	0000122866	(01)07613327508512(17)250404(10)0000122866
SSFT215STR	0000122897	(01)07613327508574(17)250404(10)0000122897
M00326110	0000122898	(01)04546540688736(17)250404(10)0000122898
SSTD215STR	0000123069	(01)07613327508499(17)250405(10)0000123069
SSTD215STR	0000123070	(01)07613327508499(17)250405(10)0000123070
M00326110	0000123072	(01)04546540688736(17)250405(10)0000123072
M00326410	0000123073	(01)04546540688767(17)250405(10)0000123073
SSTD215STR	0000123143	(01)07613327508499(17)250405(10)0000123143
M00326410	0000123148	(01)04546540688767(17)250405(10)0000123148
M00326410	0000123149	(01)04546540688767(17)250405(10)0000123149
SSFT215STR	0000123151	(01)07613327508574(17)250405(10)0000123151
SSFT215STR	0000123405	(01)07613327508574(17)250408(10)0000123405
M00326410	0000123406	(01)04546540688767(17)250408(10)0000123406
M00326410	0000123493	(01)04546540688767(17)250409(10)0000123493
M00326410	0000123526	(01)04546540688767(17)250409(10)0000123526
M00326410	0000123527	(01)04546540688767(17)250409(10)0000123527
M00326110	0000123529	(01)04546540688736(17)250409(10)0000123529
M00326010	0000123530	(01)04546540688729(17)250409(10)0000123530
M00326010	0000123902	(01)04546540688729(17)250410(10)0000123902
M00326010	0000123982	(01)04546540688729(17)250411(10)0000123982
M00326410	0000123983	(01)04546540688767(17)250411(10)0000123983
M00326010	0000123984	(01)04546540688729(17)250411(10)0000123984
M00326410	0000124070	(01)04546540688767(17)250411(10)0000124070
M00326410	0000124158	(01)04546540688767(17)250411(10)0000124158
M00326410	0000124159	(01)04546540688767(17)250411(10)0000124159
M00326410	0000124212	(01)04546540688767(17)250411(10)0000124212

Katalognr.	Lot	UDI
M00326410	0000124213	(01)04546540688767(17)250411(10)0000124213
M00326410	0000124629	(01)04546540688767(17)250412(10)0000124629
M00326410	0000124630	(01)04546540688767(17)250412(10)0000124630
M00326410	0000124637	(01)04546540688767(17)250412(10)0000124637
M00326410	0000124638	(01)04546540688767(17)250412(10)0000124638
M00326410	0000124846	(01)04546540688767(17)250413(10)0000124846
M00326410	0000124847	(01)04546540688767(17)250413(10)0000124847
M00326410	0000124848	(01)04546540688767(17)250413(10)0000124848
M00326420	0000124885	(01)04546540688774(17)250414(10)0000124885
M00326510	0000124886	(01)04546540688781(17)250414(10)0000124886
SSFT215STR	0000124931	(01)07613327508574(17)250415(10)0000124931
S2SPS14215	0000125039	(01)07613327459630(17)250416(10)0000125039
SSFT215STR	0000125040	(01)07613327508574(17)250416(10)0000125040
M00326010	0000125041	(01)04546540688729(17)250416(10)0000125041
M00326010	0000125147	(01)04546540688729(17)250416(10)0000125147
SSTD215STR	0000125409	(01)07613327508499(17)250417(10)0000125409
M00326410	0000125413	(01)04546540688767(17)250417(10)0000125413
M00326410	0000125417	(01)04546540688767(17)250417(10)0000125417
M00326410	0000125696	(01)04546540688767(17)250418(10)0000125696
M00326010	0000125714	(01)04546540688729(17)250418(10)0000125714
M00326010	0000125715	(01)04546540688729(17)250418(10)0000125715
M00326410	0000125717	(01)04546540688767(17)250418(10)0000125717
M00326410	0000125718	(01)04546540688767(17)250418(10)0000125718
SSFT215STR	0000125719	(01)07613327508574(17)250418(10)0000125719
SSFT215STR	0000125720	(01)07613327508574(17)250418(10)0000125720
SSFT215STR	0000125787	(01)07613327508574(17)250418(10)0000125787
M00326410	0000125788	(01)04546540688767(17)250418(10)0000125788
M00326410	0000125789	(01)04546540688767(17)250418(10)0000125789
M00326420	0000125790	(01)04546540688774(17)250418(10)0000125790
M00326510	0000126024	(01)04546540688781(17)250419(10)0000126024
M00326510	0000126027	(01)04546540688781(17)250419(10)0000126027
M00326010	0000126047	(01)04546540688729(17)250419(10)0000126047
M00326010	0000126048	(01)04546540688729(17)250419(10)0000126048
M00326010	0000126049	(01)04546540688729(17)250419(10)0000126049
M00326110	0000126054	(01)04546540688736(17)250419(10)0000126054
S2SPS14215	0000126355	(01)07613327459630(17)250420(10)0000126355
SSFT215STR	0000126356	(01)07613327508574(17)250420(10)0000126356
M00326010	0000126496	(01)04546540688729(17)250421(10)0000126496
M00326110	0000126497	(01)04546540688736(17)250421(10)0000126497
M00326110	0000126852	(01)04546540688736(17)250423(10)0000126852
M00326410	0000126853	(01)04546540688767(17)250423(10)0000126853
M00326410	0000126923	(01)04546540688767(17)250423(10)0000126923
M00326410	0000126924	(01)04546540688767(17)250423(10)0000126924
SSTD215PRE	0000127369	(01)07613327508512(17)250425(10)0000127369
M00326410	0000127370	(01)04546540688767(17)250425(10)0000127370
M00326410	0000127371	(01)04546540688767(17)250425(10)0000127371

Katalognr.	Lot	UDI
SSTD215STR	0000127494	(01)07613327508499(17)250425(10)0000127494
SSTD215STR	0000127495	(01)07613327508499(17)250425(10)0000127495
M00326410	0000127750	(01)04546540688767(17)250426(10)0000127750
M00326410	0000127751	(01)04546540688767(17)250426(10)0000127751
M00326010	0000128252	(01)04546540688729(17)250427(10)0000128252
SSUP215STR	0000128253	(01)07613327508611(17)250427(10)0000128253
SSTD215STR	0000128254	(01)07613327508499(17)250427(10)0000128254
M00326410	0000128386	(01)04546540688767(17)250428(10)0000128386
M00326410	0000128387	(01)04546540688767(17)250428(10)0000128387
SSTD215STR	0000128446	(01)07613327508499(17)250429(10)0000128446
SSTD215STR	0000128447	(01)07613327508499(17)250429(10)0000128447
M00326410	0000128524	(01)04546540688767(17)250430(10)0000128524
M00326310	0000128525	(01)04546540688743(17)250430(10)0000128525
S2SPS14300	0000128617	(01)07613327459647(17)250430(10)0000128617
M00326010	0000128618	(01)04546540688729(17)250430(10)0000128618
M00326010	0000128619	(01)04546540688729(17)250430(10)0000128619
M00326010	0000128620	(01)04546540688729(17)250430(10)0000128620
S2SPS14215	0000128621	(01)07613327459630(17)250430(10)0000128621
M00313010	0000129027	(01)07613252186922(17)240501(10)0000129027
M00313010	0000129028	(01)07613252186922(17)240501(10)0000129028
M00313010	0000129029	(01)07613252186922(17)240501(10)0000129029
M00326010	0000129206	(01)04546540688729(17)250501(10)0000129206
M00326010	0000129207	(01)04546540688729(17)250501(10)0000129207
M00313010	0000129218	(01)07613252186922(17)240501(10)0000129218
M00313010	0000129219	(01)07613252186922(17)240501(10)0000129219
SSFT215STR	0000129220	(01)07613327508574(17)250501(10)0000129220
SSFT215STR	0000129221	(01)07613327508574(17)250501(10)0000129221
SSUP215STR	0000129625	(01)07613327508611(17)250502(10)0000129625
M00326410	0000129626	(01)04546540688767(17)250502(10)0000129626
M00326410	0000129628	(01)04546540688767(17)250502(10)0000129628
M00313010	0000129630	(01)07613252186922(17)240502(10)0000129630
M00313010	0000129631	(01)07613252186922(17)240502(10)0000129631
M00326410	0000129839	(01)04546540688767(17)250503(10)0000129839
M00326410	0000129840	(01)04546540688767(17)250503(10)0000129840
M00313010	0000129841	(01)07613252186922(17)240503(10)0000129841
M00313010	0000129842	(01)07613252186922(17)240503(10)0000129842
M00326410	0000129900	(01)04546540688767(17)250503(10)0000129900
M00326410	0000129901	(01)04546540688767(17)250503(10)0000129901
M00313010	0000129902	(01)07613252186922(17)240503(10)0000129902
M00313010	0000130225	(01)07613252186922(17)240504(10)0000130225
M00313010	0000130226	(01)07613252186922(17)240504(10)0000130226
M00313010	0000130410	(01)07613252186922(17)240505(10)0000130410
M00313010	0000130411	(01)07613252186922(17)240505(10)0000130411
M00313010	0000130412	(01)07613252186922(17)240505(10)0000130412
M00313010	0000130502	(01)07613252186922(17)240506(10)0000130502
M00313010	0000130503	(01)07613252186922(17)240506(10)0000130503

Katalognr.	Lot	UDI
M00326010	0000130642	(01)04546540688729(17)250507(10)0000130642
M00313010	0000130643	(01)07613252186922(17)240507(10)0000130643
M00313010	0000130645	(01)07613252186922(17)240507(10)0000130645
M00326010	0000130824	(01)04546540688729(17)250507(10)0000130824
SSF215STR	0000130861	(01)07613327508574(17)250507(10)0000130861
M00326010	0000130864	(01)04546540688729(17)250507(10)0000130864
M00326010	0000130865	(01)04546540688729(17)250507(10)0000130865
M00313010	0000130869	(01)07613252186922(17)240507(10)0000130869
M00313010	0000130870	(01)07613252186922(17)240507(10)0000130870
M00326410	0000131302	(01)04546540688767(17)250508(10)0000131302
M00326410	0000131303	(01)04546540688767(17)250508(10)0000131303
M00313010	0000131304	(01)07613252186922(17)240508(10)0000131304
M00313010	0000131307	(01)07613252186922(17)240508(10)0000131307
M00326410	0000131335	(01)04546540688767(17)250508(10)0000131335
M00326410	0000131336	(01)04546540688767(17)250508(10)0000131336
M00313010	0000131343	(01)07613252186922(17)240508(10)0000131343
M00316310	0000131357	(01)07613252187158(17)240508(10)0000131357
SSTD215STR	0000131661	(01)07613327508499(17)250509(10)0000131661
SSTD215STR	0000131667	(01)07613327508499(17)250509(10)0000131667
SSTD215STR	0000131668	(01)07613327508499(17)250509(10)0000131668
M00326410	0000131720	(01)04546540688767(17)250509(10)0000131720
M00326410	0000131721	(01)04546540688767(17)250509(10)0000131721
M00326410	0000131722	(01)04546540688767(17)250509(10)0000131722
SSF215STR	0000131723	(01)07613327508574(17)250509(10)0000131723
M00313010	0000131724	(01)07613252186922(17)240509(10)0000131724
M00313010	0000131725	(01)07613252186922(17)240509(10)0000131725
M00313010	0000131726	(01)07613252186922(17)240509(10)0000131726
M00326410	0000132105	(01)04546540688767(17)250510(10)0000132105
M00326410	0000132106	(01)04546540688767(17)250510(10)0000132106
M00326410	0000132107	(01)04546540688767(17)250510(10)0000132107
M00326410	0000132150	(01)04546540688767(17)250510(10)0000132150
M00326410	0000132151	(01)04546540688767(17)250510(10)0000132151
M00326410	0000132152	(01)04546540688767(17)250510(10)0000132152
M00316310	0000132153	(01)07613252187158(17)240510(10)0000132153
M00313010	0000132154	(01)07613252186922(17)240510(10)0000132154
M00313010	0000132155	(01)07613252186922(17)240510(10)0000132155
M00313010	0000132582	(01)07613252186922(17)240511(10)0000132582
M00313010	0000132640	(01)07613252186922(17)240512(10)0000132640
M00313010	0000132641	(01)07613252186922(17)240512(10)0000132641
M00326410	0000132739	(01)04546540688767(17)250513(10)0000132739
M00316310	0000132740	(01)07613252187158(17)240513(10)0000132740
SSF215STR	0000132954	(01)07613327508574(17)250514(10)0000132954
M00326010	0000132955	(01)04546540688729(17)250514(10)0000132955
SSF215STR	0000133179	(01)07613327508574(17)250514(10)0000133179
M00326010	0000133180	(01)04546540688729(17)250514(10)0000133180
M00326010	0000133181	(01)04546540688729(17)250514(10)0000133181

Katalognr.	Lot	UDI
M00313010	0000133182	(01)07613252186922(17)240514(10)0000133182
M00313010	0000133183	(01)07613252186922(17)240514(10)0000133183
M00313010	0000133391	(01)07613252186922(17)240515(10)0000133391
M00326410	0000133393	(01)04546540688767(17)250515(10)0000133393
M00326410	0000133394	(01)04546540688767(17)250515(10)0000133394
SSTD215STR	0000133396	(01)07613327508499(17)250515(10)0000133396
SSTD215STR	0000133563	(01)07613327508499(17)250515(10)0000133563
SSTD215STR	0000133564	(01)07613327508499(17)250515(10)0000133564
M00313010	0000133565	(01)07613252186922(17)240515(10)0000133565
M00313010	0000133566	(01)07613252186922(17)240515(10)0000133566
M00313010	0000133567	(01)07613252186922(17)240515(10)0000133567
M00313010	0000133568	(01)07613252186922(17)240515(10)0000133568
M00326410	0000133846	(01)04546540688767(17)250516(10)0000133846
M00326410	0000133847	(01)04546540688767(17)250516(10)0000133847
M00313010	0000133928	(01)07613252186922(17)240516(10)0000133928
M00313010	0000133929	(01)07613252186922(17)240516(10)0000133929
M00326410	0000133931	(01)04546540688767(17)250516(10)0000133931
M00326410	0000133932	(01)04546540688767(17)250516(10)0000133932
M00326410	0000134092	(01)04546540688767(17)250517(10)0000134092
M00326410	0000134093	(01)04546540688767(17)250517(10)0000134093
M00326510	0000134094	(01)04546540688781(17)250517(10)0000134094
M00326010	0000134097	(01)04546540688729(17)250517(10)0000134097
M00326010	0000134098	(01)04546540688729(17)250517(10)0000134098
M00326110	0000134099	(01)04546540688736(17)250517(10)0000134099
M00313010	0000134128	(01)07613252186922(17)240517(10)0000134128
M00313010	0000134129	(01)07613252186922(17)240517(10)0000134129
M00313010	0000134130	(01)07613252186922(17)240517(10)0000134130
M00313010	0000134307	(01)07613252186922(17)240517(10)0000134307
M00313010	0000134308	(01)07613252186922(17)240517(10)0000134308
M00313310	0000135007	(01)07613252186946(17)240519(10)0000135007
M00313310	0000135008	(01)07613252186946(17)240519(10)0000135008
M00313010	0000135009	(01)07613252186922(17)240519(10)0000135009
M00316310	0000135026	(01)07613252187158(17)240519(10)0000135026
M00313010	0000135148	(01)07613252186922(17)240520(10)0000135148
M00313010	0000135149	(01)07613252186922(17)240520(10)0000135149
M00313010	0000135303	(01)07613252186922(17)240521(10)0000135303
M00313010	0000135304	(01)07613252186922(17)240521(10)0000135304
M00326510	0000135305	(01)04546540688781(17)250521(10)0000135305
M00326420	0000135316	(01)04546540688774(17)250521(10)0000135316
M00326420	0000135604	(01)04546540688774(17)250521(10)0000135604
M00326110	0000135605	(01)04546540688736(17)250521(10)0000135605
M00326110	0000135804	(01)04546540688736(17)250522(10)0000135804
M00326310	0000135805	(01)04546540688743(17)250522(10)0000135805
M00313010	0000135806	(01)07613252186922(17)240522(10)0000135806
M00313010	0000135807	(01)07613252186922(17)240522(10)0000135807
M00326410	0000136250	(01)04546540688767(17)250522(10)0000136250

Katalognr.	Lot	UDI
M00326410	0000136251	(01)04546540688767(17)250522(10)0000136251
M00313010	0000136252	(01)07613252186922(17)240522(10)0000136252
M00313310	0000136409	(01)07613252186946(17)240523(10)0000136409
M00313310	0000136410	(01)07613252186946(17)240523(10)0000136410
M00326410	0000136411	(01)04546540688767(17)250523(10)0000136411
M00326410	0000136412	(01)04546540688767(17)250523(10)0000136412
M00326410	0000136676	(01)04546540688767(17)250523(10)0000136676
M00326410	0000136677	(01)04546540688767(17)250523(10)0000136677
M00313310	0000136679	(01)07613252186946(17)240523(10)0000136679
M00326410	0000136918	(01)04546540688767(17)250524(10)0000136918
M00326410	0000136919	(01)04546540688767(17)250524(10)0000136919
M00326410	0000136922	(01)04546540688767(17)250524(10)0000136922
M00313010	0000136923	(01)07613252186922(17)240524(10)0000136923
SSFT215STR	0000137045	(01)07613327508574(17)250524(10)0000137045
SSUP215STR	0000137050	(01)07613327508611(17)250524(10)0000137050
M00326010	0000137241	(01)04546540688729(17)250524(10)0000137241
M00326010	0000137242	(01)04546540688729(17)250524(10)0000137242
M00313010	0000137267	(01)07613252186922(17)240524(10)0000137267
M00326410	0000137320	(01)04546540688767(17)250525(10)0000137320
M00326410	0000137321	(01)04546540688767(17)250525(10)0000137321
M00313010	0000137322	(01)07613252186922(17)240525(10)0000137322
M00313010	0000137373	(01)07613252186922(17)240525(10)0000137373
M00313010	0000137374	(01)07613252186922(17)240525(10)0000137374
M00313010	0000137375	(01)07613252186922(17)240525(10)0000137375
M00316310	0000138147	(01)07613252187158(17)240529(10)0000138147
M00316310	0000138148	(01)07613252187158(17)240529(10)0000138148
M00326420	0000138236	(01)04546540688774(17)250529(10)0000138236
M00326420	0000138237	(01)04546540688774(17)250529(10)0000138237
M00316310	0000138579	(01)07613252187158(17)240530(10)0000138579
SSFT215STR	0000138580	(01)07613327508574(17)250530(10)0000138580
SSFT215STR	0000138581	(01)07613327508574(17)250530(10)0000138581
M00326010	0000138582	(01)04546540688729(17)250530(10)0000138582
M00326010	0000138583	(01)04546540688729(17)250530(10)0000138583
M00326410	0000138750	(01)04546540688767(17)250530(10)0000138750
M00313010	0000138751	(01)07613252186922(17)240530(10)0000138751
M00326510	0000139099	(01)04546540688781(17)250531(10)0000139099
M00326510	0000139100	(01)04546540688781(17)250531(10)0000139100
S2SPS14215	0000139101	(01)07613327459630(17)250531(10)0000139101
S2SPP14215	0000139102	(01)07613327459654(17)250531(10)0000139102
M00313010	0000139437	(01)07613252186922(17)240531(10)0000139437
M00326010	0000139438	(01)04546540688729(17)250531(10)0000139438
M00326010	0000139439	(01)04546540688729(17)250531(10)0000139439
M00326010	0000139440	(01)04546540688729(17)250531(10)0000139440
M00326010	0000139441	(01)04546540688729(17)250531(10)0000139441
M00313310	0000139937	(01)07613252186946(17)240601(10)0000139937
M00313310	0000139938	(01)07613252186946(17)240601(10)0000139938

Katalognr.	Lot	UDI
SSTD215PRE	0000139986	(01)07613327508512(17)250601(10)0000139986
SSFT215PRE	0000139994	(01)07613327508598(17)250601(10)0000139994
M00326410	0000140167	(01)04546540688767(17)250602(10)0000140167
M00326410	0000140175	(01)04546540688767(17)250602(10)0000140175
M00313310	0000140307	(01)07613252186946(17)240603(10)0000140307
M00326410	0000140308	(01)04546540688767(17)250603(10)0000140308
M00326410	0000140564	(01)04546540688767(17)250604(10)0000140564
M00326410	0000140568	(01)04546540688767(17)250604(10)0000140568
SSUP215STR	0000140671	(01)07613327508611(17)250604(10)0000140671
SSTD215PRE	0000140672	(01)07613327508512(17)250604(10)0000140672
M00326010	0000140683	(01)04546540688729(17)250604(10)0000140683
M00326010	0000140685	(01)04546540688729(17)250604(10)0000140685
M00326010	0000140686	(01)04546540688729(17)250604(10)0000140686
M00326010	0000140687	(01)04546540688729(17)250604(10)0000140687
M00313310	0000140689	(01)07613252186946(17)240604(10)0000140689
M00313310	0000140690	(01)07613252186946(17)240604(10)0000140690
S2SPS14300	0000140967	(01)07613327459647(17)250605(10)0000140967
SSTD215STR	0000140971	(01)07613327508499(17)250605(10)0000140971
M00326410	0000140977	(01)04546540688767(17)250605(10)0000140977
SSTD215STR	0000141392	(01)07613327508499(17)250606(10)0000141392
SSTD215STR	0000141393	(01)07613327508499(17)250606(10)0000141393
S2SPS14215	0000141394	(01)07613327459630(17)250606(10)0000141394
M00326420	0000141438	(01)04546540688774(17)250606(10)0000141438
M00326410	0000141439	(01)04546540688767(17)250606(10)0000141439
M00326410	0000141440	(01)04546540688767(17)250606(10)0000141440
M00326410	0000141441	(01)04546540688767(17)250606(10)0000141441
M00313310	0000141634	(01)07613252186946(17)240607(10)0000141634
M00313010	0000141635	(01)07613252186922(17)240607(10)0000141635
SSUP215STR	0000141784	(01)07613327508611(17)250607(10)0000141784
SSUP300STR	0000141789	(01)07613327508628(17)250607(10)0000141789
SSTD215PRE	0000141825	(01)07613327508512(17)250607(10)0000141825
SSTD215PRE	0000141826	(01)07613327508512(17)250607(10)0000141826
S2SPP14215	0000141827	(01)07613327459654(17)250607(10)0000141827
M00313310	0000141833	(01)07613252186946(17)240607(10)0000141833
M00313310	0000142246	(01)07613252186946(17)240608(10)0000142246
M00313010	0000142248	(01)07613252186922(17)240608(10)0000142248
M00313010	0000142249	(01)07613252186922(17)240608(10)0000142249
SSFT215STR	0000142280	(01)07613327508574(17)250608(10)0000142280
SSFT215STR	0000142281	(01)07613327508574(17)250608(10)0000142281
SSTD215STR	0000142532	(01)07613327508499(17)250609(10)0000142532
M00316310	0000142533	(01)07613252187158(17)240609(10)0000142533
M00326510	0000142534	(01)04546540688781(17)250609(10)0000142534
M00313010	0000142541	(01)07613252186922(17)240609(10)0000142541
M00313010	0000142691	(01)07613252186922(17)240610(10)0000142691
M00316330	0000142692	(01)07613252187165(17)240610(10)0000142692
M00313010	0000143123	(01)07613252186922(17)240611(10)0000143123

Katalognr.	Lot	UDI
S2SPS14215	0000143124	(01)07613327459630(17)250611(10)0000143124
SSTD215STR	0000143125	(01)07613327508499(17)250611(10)0000143125
SSTD215STR	0000143209	(01)07613327508499(17)250611(10)0000143209
SSUP215STR	0000143342	(01)07613327508611(17)250612(10)0000143342
S2SPS14215	0000143346	(01)07613327459630(17)250612(10)0000143346
SSFT215STR	0000143349	(01)07613327508574(17)250612(10)0000143349
M00313010	0000143350	(01)07613252186922(17)240612(10)0000143350
M00313010	0000143351	(01)07613252186922(17)240612(10)0000143351
SSFT215STR	0000143584	(01)07613327508574(17)250612(10)0000143584
M00313010	0000143585	(01)07613252186922(17)240612(10)0000143585
SSTD215PRE	0000143802	(01)07613327508512(17)250613(10)0000143802
SSTD215STR	0000143806	(01)07613327508499(17)250613(10)0000143806
SSTD215STR	0000143834	(01)07613327508499(17)250613(10)0000143834
M00313010	0000143955	(01)07613252186922(17)240613(10)0000143955
SSTD215STR	0000144140	(01)07613327508499(17)250613(10)0000144140
M00313010	0000144141	(01)07613252186922(17)240613(10)0000144141
SSUP215PRE	0000144317	(01)07613327508635(17)250614(10)0000144317
SSUP215STR	0000144318	(01)07613327508611(17)250614(10)0000144318
M00313010	0000144320	(01)07613252186922(17)240614(10)0000144320
SSFT215PRE	0000144321	(01)07613327508598(17)250614(10)0000144321
M00326110	0000144373	(01)04546540688736(17)250614(10)0000144373
M00326410	0000144374	(01)04546540688767(17)250614(10)0000144374
SSFT300STR	0000144375	(01)07613327508581(17)250614(10)0000144375
S2SPP14215	0000144378	(01)07613327459654(17)250614(10)0000144378
M00313010	0000144379	(01)07613252186922(17)240614(10)0000144379
M00313010	0000144380	(01)07613252186922(17)240614(10)0000144380
M00313010	0000144739	(01)07613252186922(17)240615(10)0000144739
M00313010	0000144760	(01)07613252186922(17)240615(10)0000144760
M00313010	0000144761	(01)07613252186922(17)240615(10)0000144761
M00313010	0000144764	(01)07613252186922(17)240615(10)0000144764
M00326410	0000144831	(01)04546540688767(17)250615(10)0000144831
M00326410	0000144832	(01)04546540688767(17)250615(10)0000144832
M00313010	0000144959	(01)07613252186922(17)240616(10)0000144959
M00313010	0000144960	(01)07613252186922(17)240616(10)0000144960
M00316310	0000144961	(01)07613252187158(17)240616(10)0000144961
M00326410	0000145094	(01)04546540688767(17)250617(10)0000145094
SSTD300STR	0000145095	(01)07613327508505(17)250617(10)0000145095
SSUP300STR	0000145691	(01)07613327508628(17)250618(10)0000145691
SSUP300PRE	0000145692	(01)07613327508642(17)250618(10)0000145692
SSUP215STR	0000145693	(01)07613327508611(17)250618(10)0000145693
SSTD300STR	0000145694	(01)07613327508505(17)250618(10)0000145694
M00326110	0000145738	(01)04546540688736(17)250618(10)0000145738
M00326110	0000145739	(01)04546540688736(17)250618(10)0000145739
M00316310	0000145874	(01)07613252187158(17)240619(10)0000145874
SSUP215STR	0000145875	(01)07613327508611(17)250619(10)0000145875
M00313010	0000145884	(01)07613252186922(17)240619(10)0000145884

Katalognr.	Lot	UDI
M00313010	0000145885	(01)07613252186922(17)240619(10)0000145885
M00326110	0000146146	(01)04546540688736(17)250619(10)0000146146
M00326110	0000146147	(01)04546540688736(17)250619(10)0000146147
M00326510	0000146227	(01)04546540688781(17)250619(10)0000146227
M00313010	0000146228	(01)07613252186922(17)240619(10)0000146228
M00326510	0000146388	(01)04546540688781(17)250620(10)0000146388
M00326510	0000146389	(01)04546540688781(17)250620(10)0000146389
M00313010	0000146390	(01)07613252186922(17)240620(10)0000146390
M00326510	0000146508	(01)04546540688781(17)250620(10)0000146508
M00326510	0000146509	(01)04546540688781(17)250620(10)0000146509
S2SPP14215	0000146510	(01)07613327459654(17)250620(10)0000146510
M00313010	0000146515	(01)07613252186922(17)240620(10)0000146515
S2SPS14300	0000146841	(01)07613327459647(17)250621(10)0000146841
SSFT215PRE	0000146842	(01)07613327508598(17)250621(10)0000146842
M00313010	0000146843	(01)07613252186922(17)240621(10)0000146843
M00313010	0000146916	(01)07613252186922(17)240621(10)0000146916
SSTD215PRE	0000146926	(01)07613327508512(17)250621(10)0000146926
M00326010	0000146927	(01)04546540688729(17)250621(10)0000146927
M00326010	0000146928	(01)04546540688729(17)250621(10)0000146928
M00313010	0000147040	(01)07613252186922(17)240621(10)0000147040
M00313010	0000147186	(01)07613252186922(17)240622(10)0000147186
M00326410	0000147187	(01)04546540688767(17)250622(10)0000147187
M00326410	0000147188	(01)04546540688767(17)250622(10)0000147188
M00313010	0000147306	(01)07613252186922(17)240622(10)0000147306
M00326010	0000147307	(01)04546540688729(17)250622(10)0000147307
S2SPS14215	0000147308	(01)07613327459630(17)250622(10)0000147308
M00326410	0000147383	(01)04546540688767(17)250622(10)0000147383
M00326420	0000147437	(01)04546540688774(17)250623(10)0000147437
M00326410	0000147438	(01)04546540688767(17)250623(10)0000147438
M00326410	0000147439	(01)04546540688767(17)250623(10)0000147439
M00313010	0000147440	(01)07613252186922(17)240623(10)0000147440
M00313010	0000147585	(01)07613252186922(17)240624(10)0000147585
M00326420	0000147587	(01)04546540688774(17)250624(10)0000147587
M00326410	0000147588	(01)04546540688767(17)250624(10)0000147588
M00313010	0000147876	(01)07613252186922(17)240625(10)0000147876
M00326310	0000147879	(01)04546540688743(17)250625(10)0000147879
M00326410	0000147983	(01)04546540688767(17)250625(10)0000147983
M00326410	0000147984	(01)04546540688767(17)250625(10)0000147984
M00326310	0000147987	(01)04546540688743(17)250625(10)0000147987
M00326410	0000148347	(01)04546540688767(17)250626(10)0000148347
M00326410	0000148348	(01)04546540688767(17)250626(10)0000148348
M00326410	0000148349	(01)04546540688767(17)250626(10)0000148349
M00326410	0000148350	(01)04546540688767(17)250626(10)0000148350
M00326410	0000148351	(01)04546540688767(17)250626(10)0000148351
SSUP215PRE	0000148425	(01)07613327508635(17)250626(10)0000148425
SSTD215STR	0000148427	(01)07613327508499(17)250626(10)0000148427

Katalognr.	Lot	UDI
SSTD215STR	0000148428	(01)07613327508499(17)250626(10)0000148428
SSTD215STR	0000148477	(01)07613327508499(17)250626(10)0000148477
M00326410	0000148889	(01)04546540688767(17)250627(10)0000148889
M00326410	0000148892	(01)04546540688767(17)250627(10)0000148892
M00326420	0000148962	(01)04546540688774(17)250627(10)0000148962
M00326410	0000148963	(01)04546540688767(17)250627(10)0000148963
M00326420	0000148964	(01)04546540688774(17)250627(10)0000148964
M00313010	0000148965	(01)07613252186922(17)240627(10)0000148965
M00326410	0000149417	(01)04546540688767(17)250628(10)0000149417
M00326410	0000149418	(01)04546540688767(17)250628(10)0000149418
SSTD215STR	0000149560	(01)07613327508499(17)250628(10)0000149560
SSTD215PRE	0000149561	(01)07613327508512(17)250628(10)0000149561
M00313010	0000149562	(01)07613252186922(17)240628(10)0000149562
M00326510	0000150094	(01)04546540688781(17)250630(10)0000150094
M00313010	0000150095	(01)07613252186922(17)240630(10)0000150095
M00326010	0000150096	(01)04546540688729(17)250630(10)0000150096
M00326010	0000150097	(01)04546540688729(17)250630(10)0000150097
M00326410	0000150098	(01)04546540688767(17)250630(10)0000150098
M00326510	0000150870	(01)04546540688781(17)250703(10)0000150870
M00313010	0000150872	(01)07613252186922(17)240703(10)0000150872
M00313010	0000150873	(01)07613252186922(17)240703(10)0000150873
M00326010	0000150879	(01)04546540688729(17)250703(10)0000150879
M00326010	0000150880	(01)04546540688729(17)250703(10)0000150880
M00326010	0000150988	(01)04546540688729(17)250703(10)0000150988
M00326110	0000150989	(01)04546540688736(17)250703(10)0000150989
M00326520	0000151278	(01)04546540688798(17)250704(10)0000151278
SSUP300PRE	0000151280	(01)07613327508642(17)250704(10)0000151280
SSTD300STR	0000151281	(01)07613327508505(17)250704(10)0000151281
M00326410	0000151282	(01)04546540688767(17)250704(10)0000151282
M00326410	0000151283	(01)04546540688767(17)250704(10)0000151283
M00326410	0000151284	(01)04546540688767(17)250704(10)0000151284
M00313010	0000151381	(01)07613252186922(17)240704(10)0000151381
M00326410	0000151382	(01)04546540688767(17)250704(10)0000151382
M00326410	0000151383	(01)04546540688767(17)250704(10)0000151383
M00313010	0000151461	(01)07613252186922(17)240704(10)0000151461
M00313010	0000151677	(01)07613252186922(17)240705(10)0000151677
M00326410	0000151679	(01)04546540688767(17)250705(10)0000151679
M00313010	0000151847	(01)07613252186922(17)240705(10)0000151847
M00313010	0000151848	(01)07613252186922(17)240705(10)0000151848
M00326410	0000151849	(01)04546540688767(17)250705(10)0000151849
M00326420	0000151850	(01)04546540688774(17)250705(10)0000151850
M00326420	0000152226	(01)04546540688774(17)250706(10)0000152226
M00326410	0000152229	(01)04546540688767(17)250706(10)0000152229
M00313010	0000152230	(01)07613252186922(17)240706(10)0000152230
M00313010	0000152231	(01)07613252186922(17)240706(10)0000152231
M00326410	0000152374	(01)04546540688767(17)250707(10)0000152374

Katalognr.	Lot	UDI
M00313010	0000152375	(01)07613252186922(17)240707(10)0000152375
M00326510	0000152518	(01)04546540688781(17)250708(10)0000152518
M00326410	0000152519	(01)04546540688767(17)250708(10)0000152519
M00326410	0000152520	(01)04546540688767(17)250708(10)0000152520
M00326410	0000152521	(01)04546540688767(17)250708(10)0000152521
M00313010	0000152522	(01)07613252186922(17)240708(10)0000152522
M00313310	0000152799	(01)07613252186946(17)240709(10)0000152799
M00326410	0000152800	(01)04546540688767(17)250709(10)0000152800
M00326010	0000152801	(01)04546540688729(17)250709(10)0000152801
M00326010	0000152802	(01)04546540688729(17)250709(10)0000152802
M00313010	0000152977	(01)07613252186922(17)240709(10)0000152977
M00326010	0000152978	(01)04546540688729(17)250709(10)0000152978
M00326510	0000152979	(01)04546540688781(17)250709(10)0000152979
M00313310	0000153160	(01)07613252186946(17)240710(10)0000153160
M00313010	0000153282	(01)07613252186922(17)240710(10)0000153282
M00326510	0000153296	(01)04546540688781(17)250710(10)0000153296
M00326510	0000153309	(01)04546540688781(17)250710(10)0000153309
M00326010	0000153316	(01)04546540688729(17)250710(10)0000153316
M00326010	0000153369	(01)04546540688729(17)250710(10)0000153369
M00313010	0000153370	(01)07613252186922(17)240710(10)0000153370
M00313310	0000153453	(01)07613252186946(17)240710(10)0000153453
M00326110	0000153606	(01)04546540688736(17)250710(10)0000153606
M00326410	0000153607	(01)04546540688767(17)250710(10)0000153607
M00326410	0000153694	(01)04546540688767(17)250710(10)0000153694
M00326410	0000153695	(01)04546540688767(17)250710(10)0000153695
M00313310	0000153968	(01)07613252186946(17)240711(10)0000153968
M00313310	0000153969	(01)07613252186946(17)240711(10)0000153969
M00313010	0000153970	(01)07613252186922(17)240711(10)0000153970
M00326410	0000153972	(01)04546540688767(17)250711(10)0000153972
M00326410	0000153984	(01)04546540688767(17)250711(10)0000153984
M00313010	0000154140	(01)07613252186922(17)240711(10)0000154140
M00313310	0000154301	(01)07613252186946(17)240712(10)0000154301
M00313010	0000154302	(01)07613252186922(17)240712(10)0000154302
M00313010	0000154303	(01)07613252186922(17)240712(10)0000154303
M00326410	0000154307	(01)04546540688767(17)250712(10)0000154307
M00326410	0000154308	(01)04546540688767(17)250712(10)0000154308
SSFT215PRE	0000154408	(01)07613327508598(17)250712(10)0000154408
SSTD215PRE	0000154409	(01)07613327508512(17)250712(10)0000154409
SSTD215PRE	0000154410	(01)07613327508512(17)250712(10)0000154410
SSTD215PRE	0000154411	(01)07613327508512(17)250712(10)0000154411
M00316310	0000154419	(01)07613252187158(17)240712(10)0000154419
SSTD215STR	0000154679	(01)07613327508499(17)250713(10)0000154679
SSTD215STR	0000154680	(01)07613327508499(17)250713(10)0000154680
SSTD215STR	0000154681	(01)07613327508499(17)250713(10)0000154681
M00313010	0000154779	(01)07613252186922(17)240713(10)0000154779
M00313010	0000154780	(01)07613252186922(17)240713(10)0000154780

Katalognr.	Lot	UDI
M00313010	0000154894	(01)07613252186922(17)240713(10)0000154894
M00313010	0000154895	(01)07613252186922(17)240713(10)0000154895
M00326410	0000155015	(01)04546540688767(17)250714(10)0000155015
M00313010	0000155020	(01)07613252186922(17)240714(10)0000155020
SSTD215STR	0000155021	(01)07613327508499(17)250714(10)0000155021
SSFT300STR	0000155022	(01)07613327508581(17)250714(10)0000155022
M00326410	0000155066	(01)04546540688767(17)250714(10)0000155066
M00326420	0000155067	(01)04546540688774(17)250714(10)0000155067
M00313010	0000155068	(01)07613252186922(17)240714(10)0000155068
M00326410	0000155069	(01)04546540688767(17)250714(10)0000155069
M00326420	0000155661	(01)04546540688774(17)250716(10)0000155661
SSTD215STR	0000155662	(01)07613327508499(17)250716(10)0000155662
M00326410	0000155663	(01)04546540688767(17)250716(10)0000155663
M00326410	0000155664	(01)04546540688767(17)250716(10)0000155664
M00313010	0000156317	(01)07613252186922(17)240717(10)0000156317
M00313010	0000156321	(01)07613252186922(17)240717(10)0000156321
M00316310	0000156324	(01)07613252187158(17)240717(10)0000156324
M00326510	0000156613	(01)04546540688781(17)250718(10)0000156613
M00316310	0000156614	(01)07613252187158(17)240718(10)0000156614
M00313010	0000156615	(01)07613252186922(17)240718(10)0000156615
M00313010	0000156626	(01)07613252186922(17)240718(10)0000156626
SSTD215STR	0000156792	(01)07613327508499(17)250718(10)0000156792
M00326410	0000156793	(01)04546540688767(17)250718(10)0000156793
M00313010	0000156794	(01)07613252186922(17)240718(10)0000156794
M00313010	0000156800	(01)07613252186922(17)240718(10)0000156800
M00313310	0000157222	(01)07613252186946(17)240719(10)0000157222
M00313310	0000157223	(01)07613252186946(17)240719(10)0000157223
M00313310	0000157224	(01)07613252186946(17)240719(10)0000157224
M00313010	0000157226	(01)07613252186922(17)240719(10)0000157226
M00313010	0000157227	(01)07613252186922(17)240719(10)0000157227
M00326410	0000157431	(01)04546540688767(17)250719(10)0000157431
M00326410	0000157433	(01)04546540688767(17)250719(10)0000157433
M00326410	0000157434	(01)04546540688767(17)250719(10)0000157434
M00326510	0000157730	(01)04546540688781(17)250719(10)0000157730
M00326310	0000157735	(01)04546540688743(17)250719(10)0000157735
M00326310	0000157736	(01)04546540688743(17)250719(10)0000157736
M00326410	0000157890	(01)04546540688767(17)250720(10)0000157890
M00326410	0000157891	(01)04546540688767(17)250720(10)0000157891
M00313010	0000157892	(01)07613252186922(17)240720(10)0000157892
M00313010	0000157894	(01)07613252186922(17)240720(10)0000157894
M00326010	0000157899	(01)04546540688729(17)250720(10)0000157899
M00313010	0000158127	(01)07613252186922(17)240721(10)0000158127
M00313010	0000158128	(01)07613252186922(17)240721(10)0000158128
M00326010	0000158129	(01)04546540688729(17)250721(10)0000158129
M00326010	0000158130	(01)04546540688729(17)250721(10)0000158130
M00313010	0000158131	(01)07613252186922(17)240721(10)0000158131

Katalognr.	Lot	UDI
M00313010	0000158339	(01)07613252186922(17)240722(10)0000158339
M00313010	0000158340	(01)07613252186922(17)240722(10)0000158340
M00326010	0000158341	(01)04546540688729(17)250722(10)0000158341
M00326010	0000158800	(01)04546540688729(17)250723(10)0000158800
M00326510	0000158801	(01)04546540688781(17)250723(10)0000158801
M00326410	0000158805	(01)04546540688767(17)250723(10)0000158805
M00326410	0000158806	(01)04546540688767(17)250723(10)0000158806
M00316310	0000158907	(01)07613252187158(17)240723(10)0000158907
M00316310	0000158911	(01)07613252187158(17)240723(10)0000158911
M00316330	0000158995	(01)07613252187165(17)240724(10)0000158995
M00313310	0000159320	(01)07613252186946(17)240724(10)0000159320
M00313010	0000159324	(01)07613252186922(17)240724(10)0000159324
M00313310	0000159370	(01)07613252186946(17)240724(10)0000159370
M00313020	0000159372	(01)07613252186939(17)240724(10)0000159372
M00326410	0000159540	(01)04546540688767(17)250724(10)0000159540
M00326010	0000159841	(01)04546540688729(17)250725(10)0000159841
M00326010	0000159842	(01)04546540688729(17)250725(10)0000159842
M00313010	0000159932	(01)07613252186922(17)240725(10)0000159932
M00326410	0000159993	(01)04546540688767(17)250725(10)0000159993
M00326410	0000159995	(01)04546540688767(17)250725(10)0000159995
M00313010	0000159997	(01)07613252186922(17)240725(10)0000159997
M00313010	0000159998	(01)07613252186922(17)240725(10)0000159998
M00313010	0000160368	(01)07613252186922(17)240726(10)0000160368
M00313010	0000160369	(01)07613252186922(17)240726(10)0000160369
M00326410	0000160373	(01)04546540688767(17)250726(10)0000160373
M00326410	0000160380	(01)04546540688767(17)250726(10)0000160380
M00326410	0000160381	(01)04546540688767(17)250726(10)0000160381
M00326410	0000160432	(01)04546540688767(17)250726(10)0000160432
M00313010	0000160434	(01)07613252186922(17)240726(10)0000160434
M00313010	0000160435	(01)07613252186922(17)240726(10)0000160435
M00326510	0000160739	(01)04546540688781(17)250727(10)0000160739
M00313310	0000160740	(01)07613252186946(17)240727(10)0000160740
M00313010	0000160893	(01)07613252186922(17)240727(10)0000160893
M00313010	0000160894	(01)07613252186922(17)240727(10)0000160894
M00313010	0000160895	(01)07613252186922(17)240727(10)0000160895
M00326410	0000161017	(01)04546540688767(17)250727(10)0000161017
M00326420	0000161018	(01)04546540688774(17)250727(10)0000161018
M00313010	0000161061	(01)07613252186922(17)240727(10)0000161061
M00313010	0000161062	(01)07613252186922(17)240727(10)0000161062
M00313010	0000161063	(01)07613252186922(17)240727(10)0000161063
M00326010	0000161219	(01)04546540688729(17)250727(10)0000161219
M00326010	0000161220	(01)04546540688729(17)250727(10)0000161220
M00313010	0000162104	(01)07613252186922(17)240729(10)0000162104
M00313010	0000162105	(01)07613252186922(17)240729(10)0000162105
M00313010	0000162106	(01)07613252186922(17)240729(10)0000162106
M00326010	0000162107	(01)04546540688729(17)250729(10)0000162107

Katalognr.	Lot	UDI
M00326110	0000162889	(01)04546540688736(17)250730(10)0000162889
M00326110	0000162890	(01)04546540688736(17)250730(10)0000162890
M00326110	0000162891	(01)04546540688736(17)250730(10)0000162891
M00326010	0000162894	(01)04546540688729(17)250730(10)0000162894
M00313010	0000162896	(01)07613252186922(17)240730(10)0000162896
M00313010	0000162991	(01)07613252186922(17)240730(10)0000162991
M00313010	0000162992	(01)07613252186922(17)240730(10)0000162992
M00326420	0000163156	(01)04546540688774(17)250730(10)0000163156
M00326510	0000163715	(01)04546540688781(17)250731(10)0000163715
M00313010	0000163716	(01)07613252186922(17)240731(10)0000163716
M00326410	0000163717	(01)04546540688767(17)250731(10)0000163717
M00313010	0000163967	(01)07613252186922(17)240731(10)0000163967
M00313010	0000163968	(01)07613252186922(17)240731(10)0000163968
M00326410	0000164441	(01)04546540688767(17)250801(10)0000164441
M00313010	0000164443	(01)07613252186922(17)240801(10)0000164443
M00313010	0000164470	(01)07613252186922(17)240801(10)0000164470
M00326510	0000164565	(01)04546540688781(17)250801(10)0000164565
S2SPP14215	0000164584	(01)07613327459654(17)250801(10)0000164584
SSTD215STR	0000164588	(01)07613327508499(17)250801(10)0000164588
SSTD215STR	0000164589	(01)07613327508499(17)250801(10)0000164589
SSTD215STR	0000164591	(01)07613327508499(17)250801(10)0000164591
M00316310	0000164603	(01)07613252187158(17)240801(10)0000164603
M00326410	0000164660	(01)04546540688767(17)250801(10)0000164660
M00326410	0000164661	(01)04546540688767(17)250801(10)0000164661
SSUP215STR	0000164662	(01)07613327508611(17)250801(10)0000164662
M00313010	0000165356	(01)07613252186922(17)240802(10)0000165356
M00313010	0000165363	(01)07613252186922(17)240802(10)0000165363
M00313010	0000165364	(01)07613252186922(17)240802(10)0000165364
M00326410	0000165475	(01)04546540688767(17)250802(10)0000165475
SSUP215STR	0000165477	(01)07613327508611(17)250802(10)0000165477
M00326010	0000166350	(01)04546540688729(17)250803(10)0000166350
M00326010	0000166351	(01)04546540688729(17)250803(10)0000166351
M00326010	0000166352	(01)04546540688729(17)250803(10)0000166352
M00326010	0000166353	(01)04546540688729(17)250803(10)0000166353
M00313010	0000166540	(01)07613252186922(17)240803(10)0000166540
M00313010	0000166542	(01)07613252186922(17)240803(10)0000166542
M00313010	0000166544	(01)07613252186922(17)240803(10)0000166544
M00326410	0000169345	(01)04546540688767(17)250806(10)0000169345
M00326410	0000169346	(01)04546540688767(17)250806(10)0000169346
M00313010	0000170149	(01)07613252186922(17)240807(10)0000170149
M00326010	0000170244	(01)04546540688729(17)250807(10)0000170244
M00326410	0000170245	(01)04546540688767(17)250807(10)0000170245
M00313010	0000170246	(01)07613252186922(17)240807(10)0000170246
M00326510	0000170923	(01)04546540688781(17)250808(10)0000170923
M00326510	0000170924	(01)04546540688781(17)250808(10)0000170924
M00326510	0000170925	(01)04546540688781(17)250808(10)0000170925

Katalognr.	Lot	UDI
M00313010	0000170940	(01)07613252186922(17)240808(10)0000170940
M00313010	0000171065	(01)07613252186922(17)240808(10)0000171065
M00326410	0000171218	(01)04546540688767(17)250808(10)0000171218
M00326410	0000171219	(01)04546540688767(17)250808(10)0000171219
M00313010	0000171235	(01)07613252186922(17)240808(10)0000171235
M00313010	0000172266	(01)07613252186922(17)240809(10)0000172266
M00313010	0000172267	(01)07613252186922(17)240809(10)0000172267
M00326010	0000172271	(01)04546540688729(17)250809(10)0000172271
M00326010	0000172272	(01)04546540688729(17)250809(10)0000172272
M00326110	0000172273	(01)04546540688736(17)250809(10)0000172273
M00326010	0000172302	(01)04546540688729(17)250809(10)0000172302
M00326010	0000172304	(01)04546540688729(17)250809(10)0000172304
M00313310	0000172380	(01)07613252186946(17)240809(10)0000172380
M00313010	0000172381	(01)07613252186922(17)240809(10)0000172381
M00326410	0000172527	(01)04546540688767(17)250810(10)0000172527
M00326410	0000172529	(01)04546540688767(17)250810(10)0000172529
M00326410	0000172530	(01)04546540688767(17)250810(10)0000172530
M00313020	0000172593	(01)07613252186939(17)240810(10)0000172593
M00313310	0000172594	(01)07613252186946(17)240810(10)0000172594
M00326010	0000172599	(01)04546540688729(17)250810(10)0000172599
M00326010	0000172600	(01)04546540688729(17)250810(10)0000172600
M00313310	0000172619	(01)07613252186946(17)240811(10)0000172619
M00326010	0000172620	(01)04546540688729(17)250811(10)0000172620
M00326010	0000172621	(01)04546540688729(17)250811(10)0000172621
M00313310	0000172661	(01)07613252186946(17)240812(10)0000172661
M00313310	0000172662	(01)07613252186946(17)240812(10)0000172662
M00313310	0000172748	(01)07613252186946(17)240813(10)0000172748
M00313310	0000172786	(01)07613252186946(17)240813(10)0000172786
M00313010	0000172787	(01)07613252186922(17)240813(10)0000172787
M00326410	0000172863	(01)04546540688767(17)250813(10)0000172863
M00326410	0000172864	(01)04546540688767(17)250813(10)0000172864
M00313010	0000172865	(01)07613252186922(17)240813(10)0000172865
M00313010	0000172866	(01)07613252186922(17)240813(10)0000172866
SSTD215STR	0000172898	(01)07613327508499(17)250813(10)0000172898
SSTD215STR	0000172899	(01)07613327508499(17)250813(10)0000172899
SSTD215STR	0000172900	(01)07613327508499(17)250813(10)0000172900
SSTD215STR	0000172911	(01)07613327508499(17)250813(10)0000172911
M00326420	0000172923	(01)04546540688774(17)250813(10)0000172923
M00326420	0000172924	(01)04546540688774(17)250813(10)0000172924
M00326410	0000173164	(01)04546540688767(17)250814(10)0000173164
M00326010	0000173240	(01)04546540688729(17)250814(10)0000173240
M00326010	0000173242	(01)04546540688729(17)250814(10)0000173242
M00313010	0000173279	(01)07613252186922(17)240814(10)0000173279
M00316310	0000173346	(01)07613252187158(17)240814(10)0000173346
M00326510	0000173347	(01)04546540688781(17)250814(10)0000173347
M00326510	0000173348	(01)04546540688781(17)250814(10)0000173348

Katalognr.	Lot	UDI
M00326510	0000173676	(01)04546540688781(17)250815(10)0000173676
M00326510	0000173677	(01)04546540688781(17)250815(10)0000173677
M00316310	0000173701	(01)07613252187158(17)240815(10)0000173701
M00316310	0000173702	(01)07613252187158(17)240815(10)0000173702
M00316310	0000173771	(01)07613252187158(17)240815(10)0000173771
M00326410	0000173935	(01)04546540688767(17)250816(10)0000173935
M00326410	0000173936	(01)04546540688767(17)250816(10)0000173936
M00326410	0000173937	(01)04546540688767(17)250816(10)0000173937
M00316310	0000173995	(01)07613252187158(17)240816(10)0000173995
M00313410	0000173997	(01)07613252186960(17)240816(10)0000173997
M00326510	0000174158	(01)04546540688781(17)250816(10)0000174158
M00326010	0000174284	(01)04546540688729(17)250817(10)0000174284
M00326010	0000174287	(01)04546540688729(17)250817(10)0000174287
M00326410	0000174288	(01)04546540688767(17)250817(10)0000174288
M00326410	0000174291	(01)04546540688767(17)250817(10)0000174291
M00313010	0000174292	(01)07613252186922(17)240817(10)0000174292
M00326410	0000174352	(01)04546540688767(17)250817(10)0000174352
M00326410	0000174353	(01)04546540688767(17)250817(10)0000174353
M00326410	0000174372	(01)04546540688767(17)250818(10)0000174372
M00313010	0000174373	(01)07613252186922(17)240818(10)0000174373
M00326510	0000174374	(01)04546540688781(17)250818(10)0000174374
M00313010	0000174380	(01)07613252186922(17)240818(10)0000174380
M00326410	0000174404	(01)04546540688767(17)250819(10)0000174404
M00326410	0000174405	(01)04546540688767(17)250819(10)0000174405
M00326410	0000174406	(01)04546540688767(17)250819(10)0000174406
M00326410	0000174407	(01)04546540688767(17)250819(10)0000174407
M00326410	0000174408	(01)04546540688767(17)250819(10)0000174408
M00313010	0000174409	(01)07613252186922(17)240819(10)0000174409
M00326420	0000174675	(01)04546540688774(17)250820(10)0000174675
M00313010	0000174680	(01)07613252186922(17)240820(10)0000174680
M00313010	0000174681	(01)07613252186922(17)240820(10)0000174681
M00326010	0000174768	(01)04546540688729(17)250820(10)0000174768
M00326010	0000174769	(01)04546540688729(17)250820(10)0000174769
M00326110	0000174770	(01)04546540688736(17)250820(10)0000174770
M00326510	0000175063	(01)04546540688781(17)250820(10)0000175063
M00313010	0000175067	(01)07613252186922(17)240821(10)0000175067
M00313010	0000175068	(01)07613252186922(17)240821(10)0000175068
M00313010	0000175069	(01)07613252186922(17)240821(10)0000175069
M00326110	0000175634	(01)04546540688736(17)250822(10)0000175634
M00326110	0000175636	(01)04546540688736(17)250822(10)0000175636
M00326110	0000175637	(01)04546540688736(17)250822(10)0000175637
M00326010	0000175639	(01)04546540688729(17)250822(10)0000175639
M00313010	0000175640	(01)07613252186922(17)240822(10)0000175640
M00313010	0000175641	(01)07613252186922(17)240822(10)0000175641
M00326010	0000175710	(01)04546540688729(17)250822(10)0000175710
M00326010	0000175750	(01)04546540688729(17)250822(10)0000175750

Katalognr.	Lot	UDI
M00313010	0000175983	(01)07613252186922(17)240823(10)0000175983
M00313010	0000175984	(01)07613252186922(17)240823(10)0000175984
M00313010	0000175985	(01)07613252186922(17)240823(10)0000175985
M00313010	0000175986	(01)07613252186922(17)240823(10)0000175986
SSTD215STR	0000175987	(01)07613327508499(17)250823(10)0000175987
M00326420	0000176017	(01)04546540688774(17)250823(10)0000176017
SSTD215STR	0000176018	(01)07613327508499(17)250823(10)0000176018
SSTD215STR	0000176019	(01)07613327508499(17)250823(10)0000176019
M00326420	0000176114	(01)04546540688774(17)250823(10)0000176114
M00326410	0000176115	(01)04546540688767(17)250823(10)0000176115
M00326410	0000176117	(01)04546540688767(17)250823(10)0000176117
M00326410	0000176118	(01)04546540688767(17)250823(10)0000176118
M00326410	0000176329	(01)04546540688767(17)250824(10)0000176329
M00326410	0000176330	(01)04546540688767(17)250824(10)0000176330
M00313010	0000176344	(01)07613252186922(17)240824(10)0000176344
M00313010	0000176345	(01)07613252186922(17)240824(10)0000176345
SSTD215PRE	0000176472	(01)07613327508512(17)250825(10)0000176472
M00326420	0000176473	(01)04546540688774(17)250825(10)0000176473
M00326010	0000176474	(01)04546540688729(17)250825(10)0000176474
M00326010	0000176475	(01)04546540688729(17)250825(10)0000176475
M00313310	0000176476	(01)07613252186946(17)240825(10)0000176476
M00313010	0000176504	(01)07613252186922(17)240825(10)0000176504
M00313010	0000176523	(01)07613252186922(17)240826(10)0000176523
M00326420	0000176525	(01)04546540688774(17)250826(10)0000176525
M00326410	0000176827	(01)04546540688767(17)250827(10)0000176827
M00326410	0000176828	(01)04546540688767(17)250827(10)0000176828
M00326410	0000176829	(01)04546540688767(17)250827(10)0000176829
M00313010	0000176830	(01)07613252186922(17)240827(10)0000176830
M00326010	0000176833	(01)04546540688729(17)250827(10)0000176833
M00326010	0000176834	(01)04546540688729(17)250827(10)0000176834
S2SPS14215	0000176835	(01)07613327459630(17)250827(10)0000176835
M00313010	0000176836	(01)07613252186922(17)240827(10)0000176836
M00313310	0000176840	(01)07613252186946(17)240827(10)0000176840
M00313310	0000176841	(01)07613252186946(17)240827(10)0000176841
M00326410	0000177034	(01)04546540688767(17)250828(10)0000177034
M00326410	0000177035	(01)04546540688767(17)250828(10)0000177035
M00326510	0000177059	(01)04546540688781(17)250827(10)0000177059
M00326510	0000177060	(01)04546540688781(17)250827(10)0000177060
M00326510	0000177066	(01)04546540688781(17)250827(10)0000177066
M00326410	0000177078	(01)04546540688767(17)250828(10)0000177078
M00326410	0000177079	(01)04546540688767(17)250828(10)0000177079
M00326410	0000177080	(01)04546540688767(17)250828(10)0000177080
M00326410	0000177521	(01)04546540688767(17)250829(10)0000177521
M00326410	0000177527	(01)04546540688767(17)250829(10)0000177527
M00326410	0000177533	(01)04546540688767(17)250829(10)0000177533
M00313010	0000177535	(01)07613252186922(17)240829(10)0000177535

Katalognr.	Lot	UDI
M00313310	0000177540	(01)07613252186946(17)240829(10)0000177540
M00326010	0000177999	(01)04546540688729(17)250830(10)0000177999
M00326010	0000178005	(01)04546540688729(17)250830(10)0000178005
M00313010	0000178075	(01)07613252186922(17)240830(10)0000178075
M00313010	0000178076	(01)07613252186922(17)240830(10)0000178076
M00313310	0000178232	(01)07613252186946(17)240830(10)0000178232
M00313010	0000178532	(01)07613252186922(17)240831(10)0000178532
M00313010	0000178533	(01)07613252186922(17)240831(10)0000178533
M00313010	0000178535	(01)07613252186922(17)240831(10)0000178535
M00313010	0000178626	(01)07613252186922(17)240901(10)0000178626
M00313010	0000179628	(01)07613252186922(17)240905(10)0000179628
M00313010	0000179629	(01)07613252186922(17)240905(10)0000179629
M00313010	0000180361	(01)07613252186922(17)240906(10)0000180361
M00313310	0000180657	(01)07613252186946(17)240907(10)0000180657
M00326010	0000180681	(01)04546540688729(17)250907(10)0000180681
M00313310	0000180737	(01)07613252186946(17)240908(10)0000180737
M00313010	0000180738	(01)07613252186922(17)240908(10)0000180738
M00313310	0000180795	(01)07613252186946(17)240909(10)0000180795
M00326410	0000180797	(01)04546540688767(17)250908(10)0000180797
M00326410	0000180798	(01)04546540688767(17)250908(10)0000180798
M00313010	0000180800	(01)07613252186922(17)240909(10)0000180800
M00326320	0000181399	(01)04546540688750(17)250911(10)0000181399
M00313010	0000193546	(01)07613252186922(17)241023(10)0000193546