


| | | |
|--|---------------------------|-----------------|
|  | Formulaire | FO-QUA-030-V002 |
| | SAFETY INFORMATION | N° page 1/1 |

| | | | |
|------------------|---|------------------|-------------------|
| TITRE | FAUTEUIL F1 - STRUCTURE D'ASSISE | FAV-QUA-005-V001 | Date : 24/05/2024 |
| REDACTEUR | CECCHINI Arnaud | | |

| | | | |
|---------------------|--|--------------------|--|
| Date | 24/05/2024 | Coordonnées | assistance@capronpodologie.com |
| Product | Chairs F1 2000, F1 2000 Ergo, F1 Neo, F1 Neo Ergo, F1 3000 | | |
| Lot(s) | All serial numbers are involved | | |
| Destinataire | To the attention to all distributors of F1 chairs | | |

Dear customer

A safety corrective action measure has been initiated for the products below:

| Designation | References |
|--------------------|--|
| F1 2000 Chair | 11500ST, 11500STTE, 11500TE, 11500DE, 11500DTE |
| F1 Ergo 2000 Chair | 11550, 11550TE, 11550DTE |
| F1 Neo Chair | 11700, 11700DE, 11711, 11711DE |
| F1 Neo Ergo Chair | 11750, 11750DE, 11761, 11761DE |
| F1 3000 Chair | 11004TE, 11004DTE |
| F1 3000 Ergo Chair | 11007TE, 11007DTE |

Description of the problem giving rise to the safety information and potential risk

In conjunction with the company FIMET OY, manufacturer of the F1 armchair base, it was detected that a weld in the structure of the seat frame could present a possible failure and cause the backrest to tilt backwards with a risk of fall of the patient.

Action to do mandatory by the distributor

We ask you to distribute this safety information without delay to all customers who are equipped with a F1 chair, to take the necessary measures and to the customers to complete the questionnaire.

User action

The probability of occurrence is very low but we must nevertheless implement all precautionary measures. While waiting for this preventive security solution, we advise you to restrict the use of Trendelenburg as indicated below:



To enable us to organize the shipment of a safety kit, we must ensure that you still have this type of chair and ask you to kindly acknowledge receipt of this safety information upon receipt by responding to the questionnaire below:

Reception confirmation
Questionnaire

Please note that this materiovigilance declaration was made to the competent authorities.

Our quality department is available at the dedicated email address: assistance@capronpodologie.com

Our aim is to provide you with a professional service, best regards.

Arnaud CECCHINI
Quality Manager